

Krystalizační misky skleněné, Fisherbrand

S výlevkou, borosilikátové sklo třídy 3.3

Misky krystalizační, sklo


Název	Kat. číslo	Kč za kus
Miska krystalizační s výlevkou, 10 ml, prům. 40 x 18 mm	1212.1000	157,-
Miska krystalizační s výlevkou, 15 ml, prům. 50 x 25 mm	1212.1002	184,-
Miska krystalizační s výlevkou, 45 ml, prům. 60 x 30 mm	1212.1004	220,-
Miska krystalizační s výlevkou, 60 ml, prům. 70 x 35 mm	1212.1006	224,-
Miska krystalizační s výlevkou, 90 ml, prům. 80 x 45 mm	1212.1008	303,-
Miska krystalizační s výlevkou, 170 ml, prům. 95 x 55 mm	1212.1010	385,-
Miska krystalizační s výlevkou, 320 ml, prům. 115 x 65 mm	1212.1012	561,-
Miska krystalizační s výlevkou, 600 ml, prům. 140 x 80 mm	1212.1014	655,-
Miska krystalizační s výlevkou, 1500 ml, prům. 190 x 100 mm	1212.1016	1 113,-
Miska krystalizační s výlevkou, 2500 ml, prům. 230 x 130 mm	1212.1018	2 219,-



Miska krystalizační bez výlevky

Objem ml	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za kus
20	40	25	10*	1212.0040	80,-
40	50	30	10*	1212.0050	87,-
60	60	35	10*	1212.0060	100,-
100	70	40	10*	1212.0070	126,-
150	80	45	10*	1212.0080	93,-
300	95	55	10*	1212.0095	106,-
500	115	65	10*	1212.0115	132,-
900	140	75	10*	1212.0140	180,-
2000	190	90	4*	1212.0190	258,-
3500	230	100	1*	1212.0230	324,-

* lze objednávat i po jednotlivých kusech



Miska krystalizační s výlevkou

Objem ml	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za kus
20	40	25	10*	1211.0020	85,-
40	50	30	10*	1211.0040	95,-
60	60	35	10*	1211.0060	93,-
100	70	40	10*	1211.0100	131,-
150	80	45	10*	1211.0150	106,-
300	95	55	10*	1211.0300	111,-
500	115	65	10*	1211.0500	146,-
900	140	75	10*	1211.0900	192,-
2000	190	90	4*	1211.2000	278,-
3500	230	100	1*	1211.3500	344,-

* lze objednávat i po jednotlivých kusech

