

Pipeta nedělená s bezpečnostní baničkou, třída AS



Objem ml	Kat. číslo
1	1760.6014
2	1760.6016
3	1760.6017
4	1760.6020
5	1760.6018
10	1760.6019
15	1760.6021
20	1760.6022
25	1760.6023
30	1760.6027
40	1760.6028
50	1760.6025
75	1760.6029
100	1760.6030
200	1760.6032



Pipeta dělená s bezpečnostní baničkou, třída AS



Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
0,5	0,01	1770.6312
1	0,01	1770.6314
2	0,02	1770.6516
5	0,05	1770.6618
10	0,1	1770.6719
20	0,1	1770.6721
25	0,1	1770.6723
50	0,1	1770.6725
100	0,2	1770.6727



Pipeta dělená



Třída B

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
1	0,01	1770.1314
2	0,02	1770.1516
5	0,05	1770.1618
10	0,1	1770.1719
25	0,1	1770.1723
50	0,1	1770.1725
100	0,2	1770.1830

Třída AS

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
1	0,01	1770.2314
2	0,01	1770.2410
2	0,02	1770.2516
5	0,05	1770.2618
10	0,1	1770.2719
20	0,1	1770.2722
25	0,1	1770.2723
50	0,2	1770.2725
100	0,2	1770.2830

Třída K (Jde o metrologicky ověřené pipety třídy AS.

Pipeta je označena metrologickou značkou.)

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
1	0,01	1770.4901
2	0,02	1770.4902
5	0,05	1770.4905
10	0,1	1770.4910
25	0,1	1770.4925

Pipeta nedělená



Třída AS

Objem ml	Kat. číslo
1	1760.2014
2	1760.2016
3	1760.2017
4	1760.2012
5	1760.2018
10	1760.2019
15	1760.2021
20	1760.2022
25	1760.2023
30	1760.2026
40	1760.2027
50	1760.2025
75	1760.2028
100	1760.2030
200	1760.2032

Třída K (Jde o metrologicky ověřené pipety třídy AS.

Pipeta je označena metrologickou značkou.)

Objem ml	Kat. číslo
1	1760.4901
2	1760.4902
5	1760.4905
10	1760.4910
20	1760.4920
25	1760.4925
50	1760.4950
100	1760.4990

Pipety speciální

1) Pasteurovy pipety

Název	Délka (mm)	Kat. číslo
Pasteurova pipeta skleněná Fisherbrand, s vatovou zátkou, 4 x 250 ks	150	1780.0300
Pasteurova pipeta skleněná Fisherbrand, s vatovou zátkou, 4 x 250 ks	230	1780.0302
Pasteurova pipeta skleněná Fisherbrand, s vatovou zátkou, 4 x 250 ks	270	1780.0304
Pasteurova pipeta skleněná Fisherbrand, bez zátky, 4 x 250 ks	150	1780.0306
Pasteurova pipeta skleněná Fisherbrand, bez zátky, 4 x 250 ks	230	1780.0308
Pasteurova pipeta skleněná Fisherbrand, bez zátky, 4 x 250 ks	270	1780.0310
Pasteurovy pipety s dlouhou špičkou, 45 mm, 250 ks	145	1780.0150
Pasteurovy pipety s dlouhou špičkou, 120 mm, 250 ks	220	1780.0230

2) dle Burkera

Objem μl	Odchylka $\pm \mu\text{l}$	Délka mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
25	0,5	125	50*	1780.2010

* lze objednávat i po jednotlivých kusech

3) Sedimentační pipeta

Objem μl	Odchylka $\pm \mu\text{l}$	Délka mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
0 až 200	0,4	300	50*	1780.2030

* lze objednávat i po jednotlivých kusech

4) Pipeta permanentní - na kyselinu a amylalkohol


Objem dávkovací ml	Objem zásobní baňky ml	Kat. číslo
1	500	1790.3110
10	1000	1790.3112

Pipeta nedělená na mléko

Objem ml	Kat. číslo
11	1760.8011
	ověřená 760.80 2

Pipeta nedělená na smetanu

Objem ml	Kat. číslo
5	1760.8005
5	ověřená 760.8006



Byreta s přímým skleněným kohoutem se skleněným jádrem

Třída B, kat. 1567/B


Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0.05	1710.1619
25	0.10	1710.1723
50	0.10	1710.1725
100	0.20	1710.1830
250	1.00	1710.1138

Třída AS, kat. 1567/A

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0.05	1710.2619
25	0.10	1710.2723
50	0.10	1710.2725
100	0.20	1710.2830

Třída AS, kat. 1567/A, hnědé sklo

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1710.2910
25	0,10	1710.2912
50	0,10	1710.2914
100	0,20	1710.2916





Třída AS, se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku,
kat. 1567/AS

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1710.5619
25	0,10	1710.5723
50	0,10	1710.5725
100	0,20	1710.5830

Třída K, (Jde o metrologicky ověřené byrety třídy AS.
Byreta je označena metrologickou značkou), kat. 1567/A

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1710.4910
25	0,10	1710.4925
50	0,10	1710.4950

Byreta s přímým skleněným kohoutem s teflonovým jádrem




třída AS, kat. 1567/AT

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1711.2619
25	0,10	1711.2723
50	0,10	1711.2725
100	0,20	1711.2830

třída AS, kat. 1567/AT, **hnědé sklo**

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1711.2910
25	0,10	1711.2912
50	0,10	1711.2914
100	0,20	1711.2916



třída AS, se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku, kat. 1567/ATS

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1711.5619
25	0,10	1711.5723
50	0,10	1711.5725
100	0,20	1711.5830

třída K, (Jde o metrologicky ověřené byrety třídy AS.
Byreta je označena metrologickou značkou), kat. 1567/AT

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1711.4910
25	0,10	1711.4925
50	0,10	1711.4950

třída B, z **hnědého** borosilikátového skla, Brand

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
25	0,10	1712.0021
50	0,10	1712.0023



Byreta s postranním skleněným kohoutem se skleněným jádrem



třída AS, kat. 1571/A

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1720.2619
25	0,10	1720.2723
50	0,10	1720.2725
100	0,20	1720.2830

třída AS, kat. 1571/A, hnědé sklo

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1720.2910
25	0,10	1720.2912
50	0,10	1720.2914
100	0,20	1720.2916


třída AS, se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku, kat. 1571/AS

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1720.5619
25	0,10	1720.5723
50	0,10	1720.5725
100	0,20	1720.5830

třída K, (Jde o metrologicky ověřené byrety třídy A.

Byreta je označena metrologickou značkou), kat. 1571/A

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1720.4910
25	0,10	1720.4925
50	0,10	1720.4950



Byreta s postranním teflonovým ventilem

třída AS, kat. 1571/AVT

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,02	1720.3615
10	0,05	1720.3619
25	0,05	1720.3720
25	0,10	1720.3723
50	0,10	1720.3725
100	0,20	1720.3830

třída AS, kat. 1571/AVT, hnědé sklo

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,02	1720.3910
10	0,05	1720.3912
25	0,05	1720.3914
25	0,10	1720.3916
50	0,10	1720.3918
100	0,20	1720.3920


třída AS, se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku, kat. 1571/AVTS

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,02	1720.6615
10	0,05	1720.6619
25	0,05	1720.6720
25	0,10	1720.6723
50	0,10	1720.6725
100	0,20	1720.6830

třída K, (Jde o metrologicky ověřené byrety třídy AS.

Byreta je označena metrologickou značkou), kat. 1571/AVT

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1720.4961
25	0,10	1720.4963
50	0,10	1720.4965



Byreta s přímým teflonovým ventilem



třída AS, kat. 1567/AVT

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1713.3619
25	0,10	1713.3723
50	0,10	1713.3725
100	0,20	1713.3830

třída AS, kat. 1567/AVT, hnědé sklo

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1713.3910
25	0,10	1713.3912
50	0,10	1713.3914
100	0,20	1713.3916

Třída AS, se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku, kat. 1567/AVTS

Objem ml	Dělení ml	Kat. číslo
10	0,05	1713.5619
25	0,10	1713.5723
50	0,10	1713.5725
100	0,20	1713.5830

Byrety automatické dle Schillinga



Jednoduché a praktické uspořádání čírní z této byrety velmi oblíbenou a funkční pomůcku pro titrace. Trubice jsou z borosilikátového skla, ostatní příslušenství včetně zásobní lahve je z plastu.

Byrety automatické dle Schillinga,

kompletní včetně lahve 500 ml, třída A

Objem ml	Dělení ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
5	0,05	2*	1748.0010
10	0,05	2*	1748.0015
15	0,1	2*	1748.0020
25	0,1	2*	1748.0025
50	0,1	2*	1748.0030

Byrety automatické dle Schillinga,

se Schellbachovým pruhem, kompletní včetně lahve 500 ml, třída A

Objem ml	Dělení ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
5	0,05	2*	1748.0060
10	0,05	2*	1748.0065
15	0,1	2*	1748.0070
25	0,1	2*	1748.0075
50	0,1	2*	1748.0080

Byrety automatické dle Schillinga,

kompletní včetně lahve 1000 ml, třída A

Objem ml	Dělení ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
5	0,05	2*	1748.0110
10	0,05	2*	1748.0115
15	0,1	2*	1748.0120
25	0,1	2*	1748.0125
50	0,1	2*	1748.0130

Byrety automatické dle Schillinga,

se Schellbachovým pruhem, kompletní včetně lahve 1000 ml, třída A

Objem ml	Dělení ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
5	0,05	2*	1748.0160
10	0,05	2*	1748.0165
15	0,1	2*	1748.0170
25	0,1	2*	1748.0175
50	0,1	2*	1748.0180

* lze objednat i po jednotlivých kusech