

## Zkumavka centrifugační rovný okraj (borosilikátové sklo), nedělené

d mm	l mm	Kat. číslo
17	98	1613.1798
24	98	1613.2498
36	98	1613.3698
40	115	1613.4011



## Zkumavka centrifugační vyhnutý okraj, dělené se stupnicí

d x l mm	dělení do ml	Typ skla	Počet ks v balení	Kat. číslo
17x113	10	borosilikátové	10	1613.8313
17x113	15	borosilikátové	10	1613.8713
17x113	10	sodnovápenaté	10	1613.8312
17x113	15	sodnovápenaté	10	1613.8712

*Nutno objednávat po celých baleních*



## Zkumavka centrifugační s dělenou stupnicí

Objem ml	d mm	l mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
10	17	120	50*	1613.4050
15	18	140	50*	1613.4052
25	24	150	50*	1613.4054


*\* lze objednávat i po jednotlivých kusech*



## Zkumavka se špičatým dnem a vyhnutým okrajem, kónická

d ml	l mm	t mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
14	100	1,5	50*	1613.4080
14	120	1,5	50*	1613.4082
15	80	1,2	50*	1613.4084
15	100	1,2	50*	1613.4086
16	100	1,8	50*	1613.4088
16	120	1,8	50*	1613.4090


*\* lze objednávat i po jednotlivých kusech*



## Zkumavky centrifugační DURAN® s kulatým dnem

d x h mm	Objem ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
12 x 100	6	50	1613.5000
16 x 100	12	50	1613.5002
24 x 100	25	10	1613.5004
34 x 100	50	10	1613.5006
40 x 115	80	10	1613.5008
44 x 100	80	10	1613.5010
56 x 147	250	10	1613.5012


*Nutno objednávat po celých baleních*



## Zkumavky centrifugační DURAN® s kónickým dnem

d x h mm	Objem ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
16 x 100	12	50	1613.5030
24 x 100	25	10	1613.5032
34 x 100	50	10	1613.5034

*Nutno objednávat po celých baleních*



## Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno a vyhnutý okraj

Fisherbrand®



Silnostěnné borosilikátové sklo typu 3.3, mechanicky a tepelně velmi odolné.

Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
10	75	100	1611.5052
16	100	100	1611.5054
12	75	100	1611.5056
12	100	100	1611.5058
14	130	100	1611.5060
16	130	100	1611.5062
16	160	100	1611.5064
18	180	100	1611.5066
20	150	100	1611.5068
20	180	100	1611.5070
25	150	50	1611.5072
25	200	50	1611.5074
30	200	50	1611.5076

## Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno a rovný okraj

Fisherbrand®




Silnostěnné borosilikátové sklo typu 3.3, mechanicky a tepelně velmi odolné.

Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
10	75	100	1612.5002
10	100	100	1612.5004
12	75	100	1612.5006
<del>12</del>	<del>180</del>	<del>100</del>	<del>1612.5008</del>
14	130	100	1612.5010
16	100	100	1612.5012
16	130	100	1612.5014
16	160	100	1612.5016
18	180	100	1612.5018
20	150	100	1612.5020
20	180	100	1612.5022
25	150	50	1612.5024
25	200	50	1612.5026
30	200	50	1612.5028

## Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno a vyhnutý okraj

Fisherbrand®



Tenkostěnné borosilikátové sklo typu 5.1, odolné proti prudkým teplotním změnám.

Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
8	70	100	1611.5000
10	100	100	1611.5004
12	75	100	1611.5006
12	100	100	1611.5008
14	130	100	1611.5010
16	130	100	1611.5012
16	160	100	1611.5014
18	180	100	1611.5016
20	180	100	1611.5018
25	150	50	1611.5020
25	200	50	1611.5022
30	200	50	1611.5024

## Zkumavka s kulatým dnem, vyhnutý okraj (borosilikátové sklo)


### bez stupnice

d mm	l mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
8	70	25*	1611.0807
10	100	25*	1611.1010
12	100	25*	1611.1210
14	130	25*	1611.1413
16	150	25*	1611.1615
18	180	25*	1611.1818
20	180	25*	1611.2018
24	160	25*	1611.2416
24	200	25*	1611.2420
30	160	25*	1611.3016
30	200	25*	1611.3020
40	160	25*	1611.4016
40	200	25*	1611.4020

\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

### se stupnicí

d mm	l mm	objem ml	dělení ml	Kat. číslo
13	150	10	0,1	1617.1315
15	160	15	0,1	1617.1516
17	160	20	0,2	1617.1716
17	190	25	0,2	1617.1719




SIMAX

## Zkumavka s kulatým dnem, rovný okraj

### borosilikátové sklo

d mm	l mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
9	120	25*	1612.0912
10	80	25*	1612.1008
10	100	25*	1612.1010
13	90	25*	1612.1309
14	90	25*	1612.1409
14	100	25*	1612.1410
14	130	25*	1612.1413
15	100	25*	1612.1510
16	150	25*	1612.1615
16	160	25*	1612.1616
18	180	25*	1612.1818
24	200	25*	1612.2420

\* lze objednávat i po jednotlivých kusech



SIMAX

### sodnodraselné sklo


d mm	l mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
10	75	100	1612.4214
12	100	100	1612.4217
16	100	100	1612.4221
16	160	100	1612.4226
18	180	100	1612.4228

HIRSCHMANN

## Zkumavka se zabroušenou skleněnou zátkou (borosilikátové sklo)

SJ	d mm	l mm	t mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
12/21	16	150	1.8	50*	1614.1615
14/23	18	180	1.8	50*	1614.1818
19/26	22	150	1.8	50*	1614.2215
19/26	22	200	1.8	50*	1614.2220
29/32	34	200	2.0	50*	1614.3420


\* lze objednávat i po jednotlivých kusech



SIMAX

## Zkumavka mikrobiologická (borosilikátové sklo)

SIMAX



### Zkumavka mikrobiologická bez uzávěru

d mm	l mm	tloušťka stěny mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
17	120	1.2	50*	1615.1717
17	160	1.2	50*	1615.1718


\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

### Uzávěr k mikrobiologické zkumavce

Název	Kat. číslo
Uzávěr k mikrobiologické zkumavce kovový	1615.1719

## Zkumavka bakteriologická se závitem GL18

SIMAX




d mm	l mm	t mm	GL	Počet ks v balení	Kat. číslo
16	100	1.8	18	50*	1616.1610
16	120	1.8	18	50*	1616.1612
16	160	1.8	18	50*	1616.1616

\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

## Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand

Fisherbrand®

Sodnovápenaté sklo, kulaté dno, rovný okraj.



Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
6,5	50	1000	1615.2000
8	40	200	1615.2002
9,5	50	200	1615.2004
10	75	250	1615.2006
10,5	40	500	1615.2008
11	55	500	1615.2010
11	70	200	1615.2012
11,5	75	250	1615.2014
12	75	250	1615.2016
12	100	250	1615.2018
12	120	500	1615.2020
13	100	250	1615.2022
16	100	250	1615.2024
16	125	250	1615.2026
16	150	250	1615.2028
16	160	250	1615.2030
18	180	100	1615.2034


## Zkumavky mikrobiologické DURAN® s GL uzávěrem

d x h mm	Objem ml	GL ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
12 x 100	6	14	50	1616.2000
13 x 100	9	14	50	1616.2002
16 x 160	20	18	50	1616.2004
16 x 150	20	18	50	1616.2006
20 x 150	20	18	50	1616.2008
18 x 180	30	18	50	1616.2010

\*nutno objednávat po celých baleních



DURAN GROUP




## Zkumavky mikrobiologické, sodnodraselné sklo, GL uzávěr PP

d x h mm	Objem ml	GL ml	Počet ks v balení	Kat. číslo
12 x 100	6	14	100	1616.2030
16 x 100	12	18	100	1616.2032
16 x 160	22	18	100	1616.2034
18 x 180	32	18	100	1616.2036

\*nutno objednávat po celých baleních



DURAN GROUP



## Zkumavky mikrobiologické, sodnodraselné sklo, bez víčka

d x h mm	Objem ml	Tloušťka stěny mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
9,75 x 75	4	0,80	814	1616.2100
10,00 x 75	4	0,60	250	1616.2102
11,75 x 75	5	0,80	550	1616.2104
11,75 x 75	6	0,55	550	1616.2106
12,25 x 75	7	0,55	500	1616.2108
12,25 x 75	6	0,80	500	1616.2110
11,75 x 100	8	0,80	550	1616.2112
12,25 x 100	9	0,80	500	1616.2114
15,50 x 100	14	0,80	250	1616.2116
15,75 x 100	15	0,90	310	1616.2118
12,25 x 120	18	0,80	250	1616.2120
10,00 x 150	8	0,80	250	1616.2122
15,50 x 150	19	0,80	250	1616.2124
15,50 x 160	22	0,80	250	1616.2126

\*nutno objednávat po celých baleních



DURAN GROUP

