

Stojánek na zkumavky kovový

Stojánek na zkumavky, ocel

Určen pro zkumavky o průměru 17 nebo 20 mm

Počet otvorů	Pro zkumavky průměr mm	Rozměry d x š x v (mm)	Kat. číslo	Kč za kus
2 x 6	17	145 x 52 x 90	2103.1560	791,-
2 x 6	20	164 x 60 x 90	2103.1562	1 014,-
2 x 12	17	278 x 52 x 90	2103.1564	862,-
2 x 12	20	310 x 60 x 90	2103.1566	1 319,-
4 x 12	17	287 x 97 x 90	2103.1568	1 506,-

Stojánek na zkumavky, z ocelového drátu

Určen pro zkumavky o průměru 16 mm

Počet otvorů	Rozměry d x š x v (mm)	Kat. číslo	Kč za kus
2 x 6	130 x 50 x 70	2103.1522	632,-
2 x 10	210 x 50 x 70	2103.1524	850,-
2 x 12	250 x 50 x 70	2103.1526	850,-
3 x 12	250 x 70 x 70	2103.1528	930,-
4 x 6	130 x 90 x 70	2103.1530	850,-
4 x 12	250 x 90 x 70	2103.1532	963,-
10 x 10	210 x 210 x 70	2103.1534	1 254,-

Stojánek na zkumavky, z nerezového drátu

Určen pro zkumavky o průměru 18 mm

Počet otvorů	Rozměry d x š x v (mm)	Kat. číslo	Kč za kus
2 x 12	250 x 50 x 70	2103.1536	819,-
3 x 12	250 x 70 x 70	2103.1538	877,-

Stojánek na zkumavky, z drátu, potažený nylonem

Určen pro zkumavky o průměru 18 mm, barva bílá, teplotně odolný do 80 °C

Počet otvorů	Rozměry d x š x v (mm)	Kat. číslo	Kč za kus
2 x 6	130 x 50 x 70	2103.1542	366,-
2 x 10	210 x 50 x 70	2103.1544	475,-
2 x 12	250 x 50 x 70	2103.1546	543,-
3 x 12	250 x 70 x 70	2103.1548	617,-
4 x 6	130 x 90 x 70	2103.1550	543,-
4 x 12	250 x 90 x 70	2103.1552	526,-
10 x 10	210 x 210 x 70	2103.1554	995,-

Stojánek na zkumavky PS

Je z pěnového polystyrenu, čtvercového tvaru, 220 x 220 x 32 mm.

Popis	Kat. číslo	Kč za kus
Stojánek na 250 zkumavek průměru do 8,5 mm	2103.1151	83,-
Stojánek na 119 zkumavek průměru do 14,5 mm	2103.1152	83,-

