

Pomůcky pro odběry vzorků kapalin

Vzorky kapalin se odebírají v terénu (z vodotečí, studní, nádrží), i v infrastruktuře podniků (z potrubí, nádob, barelů, sudů, tanků). S ohledem na způsob a místo odběru, požadovanou hloubku odběru, chemickou povahu a množství vzorku zde nabízíme různé druhy odběrových pomůcek - vzorkovačů.

Trubice odběrové s ručním uzavíráním

Jde o trubici z HDPE, uzpůsobenou pro odběr kapalných vzorků. Zachází se s ní jako s velkou pipetou. Dodává se v délce 50 cm, 75 cm a 100 cm

Délka cm	Ponor hloubka cm	Objem ml	Průměr mm	Kat. číslo	Kč za kus
50	35	75	27	2400.0006	246,-
75	60	175	27	2400.0008	459,-
100	85	275	27	2400.0009	636,-



Trubice odběrové s uzavíráním ventilem

Trubice z průsvitného PP, v horní části ukončené ventilem. Jsou určeny k odběru kapalných vzorků. Dodávají se v délce 50 cm, 100 cm a 200 cm, přičemž trubice s délkou 200 cm je teleskopická a může se nastavovat na délku 100 až 200 cm

Délka cm	Ponor hloubka cm	Objem ml	Průměr mm	Kat. číslo	Kč za kus
50	-	-	25	2400.0015	1 169,-
100	-	-	25	2400.0017	1 254,-
200	-	-	25	2400.0019	1 508,-



Trubice odběrové LiquiSampler

Další varianta odběrových trubec pro odběry kapalin. Na dolním konci u ústí trubice je umístěn ventil, který se ovládá stisknutím tlačítka na horním konci. Systém lze snadno rozebrat a čistit. Proto je určen především pro odběry, kde vzorky i jejich zdroj je třeba chránit před kontaminací. Zařízení se dodává v různých délkách, z PP, nebo z PTFE pro práce s agresivními látkami.

Název	Délka cm	Objem ml	Průměr mm	Kat. číslo	Kč za kus
LiquiSampler PP	60	150	25	2400.0103	4 157,-
LiquiSampler PP	100	250	25	2400.0107	5 533,-
LiquiSampler PP	200	500	25	2400.0110	8 277,-
LiquiSampler PTFE	60	150	25	2400.0104	6 425,-
LiquiSampler PTFE	100	250	25	2400.0108	8 583,-
LiquiSampler PTFE	200	500	25	2400.0111	11 847,-
Kartáč na čištění trubice, 100 cm				2400.0199	1 088,-



Trubice odběrové ViscoSampler

Pro odběry kapalin s vyšší viskozitou, jako oleje, emulze, krémy, řidší kaly apod. Natékání vzorku není samovolné, nýbrž se nasává podtlakem pístu. Zařízení se nechá snadno rozebrat a čistit. Standardně se dodává v provedení z PP, dodat lze ale i provedení z PTFE.

Název	Délka cm	Objem ml	Průměr mm	Kat. číslo	Kč za kus
ViscoSampler PP	60	160	25	2400.0131	6 425,-
ViscoSampler PP	100	300	25	2400.0133	7 587,-
ViscoSampler PP	200	650	25	2400.0135	11 262,-
Kartáč na čištění trubice, 100 cm				2400.0199	1 088,-

