

## Baňka kuželová se čtyřmi vlisy, prodloužené hrdlo



- borosilikátové sklo Pyrex®
- vlisované přepážky pro lepší promíchání na třepačce
- vhodné pro práci s tkáňovými kulturami, aerobní mikrobiologii a další
- autoklávovatelné při 121 °C

Objem ml	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
250	82	155	20	1313.1070
500	101	193	20	1313.1072
1000	128	222	10	1313.1074
2000	166	300	5	1313.1076

Název	Počet ks v balení	Kat. číslo
Víčko pro baňky na kultury, anodizovaný hliník	10	1313.1090
Víčko pro baňky na kultury, PP	10	1313.1092

## Baňka kuželová se čtyřmi vlisy, hrdlo se závitem GL




- včetně membránového PP víčka GL 45
- borosilikátové sklo Pyrex®
- vlisované přepážky pro konzistentní promíchávání na třepačce
- vhodné pro práci s tkáňovými kulturami, aerobní mikrobiologii a další
- autoklávovatelné při 121 °C (lze i uzavřené)

Objem ml	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
250	82	130	20	1313.1080
500	101	165	20	1313.1082
1000	129	205	10	1313.1084
2000	166	265	5	1313.1086

Název	Počet ks v balení	Kat. číslo
Náhradní membránový uzávěr GL 45	5	1313.1096


## Baňka kuželová podle Erlenmeyera, úzkohrdlá



Objem ml	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
25	42	22	70	10*	1311.0025
50	51	22	85	10*	1311.0050
100	64	22	105	10*	1311.0100
250	85	34	140	10*	1311.0250
300	90	29	155	10*	1311.0300
500	105	34	175	10*	1311.0500
1000	131	42	220	10*	1311.0940
2000	166	50	280	6*	1311.0950
3000	187	50	310	6*	1311.0952
5000	220	50	365	2*	1311.0956

\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

## Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá



Objem ml	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo
50	51	34	85	10*	1312.0050
100	64	34	105	10*	1312.0100
250	85	50	135	10*	1312.0250
300	87	50	156	10*	1312.0300
500	105	50	170	10*	1312.0500
1000	131	50	215	10*	1312.0940
2000	153	72	280	6*	1312.0950


\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

## Baňka kuželová podle Erlenmeyera, úzkohrdlá, DURAN®



### Retrace code

Objem ml	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
25	42	22	75	10	1311.2015	1 230,-
50	51	22	90	10	1311.2020	1 240,-
100	64	22	105	10	1311.2025	1 180,-
200	79	34	131	10	1311.2030	1 240,-
250	85	34	145	10	1311.2035	1 250,-
300	87	34	156	10	1311.2040	1 450,-
500	105	34	180	10	1311.2045	1 620,-
1000	131	42	220	10	1311.2055	2 750,-
2000	166	50	280	10	1311.2060	5 210,-
3000	187	51	310	2	1311.2065	1 960,-
5000	220	51	365	1	1311.2070	1 460,-




## Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá, DURAN®



### Retrace code

Objem ml	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
25	43	31	70	10	1312.2015	1 240,-
50	51	34	85	10	1312.2020	1 240,-
100	64	34	105	10	1312.2025	1 220,-
200	79	50	131	10	1312.2030	1 320,-
250	85	50	140	10	1312.2035	1 330,-
300	87	50	156	10	1312.2040	1 610,-
500	105	50	175	10	1312.2045	1 830,-
1000	131	50	220	10	1312.2055	2 940,-
2000	153	72	276	10	1312.2060	5 490,-



## Erlenmeyerova baňka širokohrdlá, silnostěnná



Erlenmeyerovy baňky se zesíleným okrajem, vyrobeno z borosilikátového skla 3.3 s vysokou tepelnou odolností. Bílá graduace s ploškou pro popisování.

Objem ml	Průměr mm	Výška mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
125	66	108	12	1312.2100	2 460,-
250	77	130	12	1312.2101	2 660,-
500	97	172	6	1312.2102	1 580,-
1000	122	216	6	1312.2103	1 620,-
2000	161	265	4	1312.2104	2 990,-



## Erlenmeyerova baňka úzkohrdlá, silnostěnná




Erlenmeyerovy baňky se zesíleným okrajem, vyrobeno z borosilikátového skla 3.3 s vysokou tepelnou odolností. Bílá graduace s ploškou pro popisování.

Objem ml	Průměr mm	Výška mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
50	50	78	12	1311.2101	2 466,-
125	66	108	12	1311.2102	1 782,-
250	82	130	12	1311.2103	2 493,-
500	102	174	6	1311.2104	1 571,-
1000	128	213	6	1311.2105	2 595,-
2000	161	275	4	1311.2106	3 859,-
<del>6000</del>	<del>241</del>	<del>395</del>	<del>1</del>	<del>1311.2108</del>	<del>2 990,-</del>



## Baňka dle Erlenmeyera se šroubovým GL-uzávěrem

SIMAK



S vylévacím kroužkem, včetně uzávěru. Sterilizovatelné do 140°C

Objem ml	GL mm	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za kus
100	25	64	100	10*	1310.0010	<b>132,-</b>
250	32	85	140	10*	1310.0020	<b>152,-</b>
500	32	105	175	10*	1310.0030	<b>166,-</b>
1000	32	131	215	10*	1310.0040	<b>222,-</b>

\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

## Baňka kónická se šroubovým uzávěrem

SciLabware  
GLASSWARE PRECISION




Borosilikátové sklo Pyrex®, ideální pro skladování kultur a médií. Včetně víčka z fenoplastu s PTFE těsněním. Náhradní víčka lze objednat.

Objem ml	Vnější průměr mm	Výška mm	Velikost uzávěru mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za kus
5	25	57	15	50	1310.0100	<b>24 733,-</b>
10	30	68	15	50	1310.0102	<b>22 194,-</b>
25	42	76	22	10	1310.0104	<b>4 945,-</b>
50	51	85	22	10	1310.0106	<b>4 958,-</b>
100	64	105	30	10	1310.0108	<b>8 713,-</b>
250	85	130	42	10	1310.0110	<b>8 381,-</b>
500	105	160	42	10	1310.0112	<b>8 854,-</b>
1000	131	210	42	1	1310.0114	<b>1 327,-</b>
2000	166	280	42	5	1310.0116	<b>6 977,-</b>
3000	187	315	42	20	1310.0118	<b>37 611,-</b>

## Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem

loraz

SIMAK



Objem ml	SJ mm	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za kus
25	14/23	42	70	10*	1313.0025	<b>155,-</b>
25	19/26	42	70	10*	1313.0026	<b>159,-</b>
50	14/23	51	85	10*	1313.0050	<b>160,-</b>
50	19/26	51	85	10*	1313.0051	<b>161,-</b>
50	29/32	51	85	10*	1313.0052	<b>169,-</b>
100	14/23	64	105	10*	1313.0100	<b>170,-</b>
100	19/26	64	105	10*	1313.0101	<b>170,-</b>
100	29/32	64	105	10*	1313.0102	<b>171,-</b>
250	14/23	85	135	10*	1313.0252	<b>209,-</b>
250	29/32	85	135	10*	1313.0250	<b>208,-</b>
250	45/40	85	135	10*	1313.0251	<b>259,-</b>
300	29/32	87	155	10*	1313.0300	<b>216,-</b>
500	29/32	105	170	10*	1313.0500	<b>233,-</b>
500	45/40	105	170	10*	1313.0501	<b>275,-</b>
1000	29/32	131	215	10*	1313.0940	<b>285,-</b>
1000	45/40	131	215	10*	1313.0941	<b>354,-</b>
2000	29/32	166	275	6*	1313.0950	<b>402,-</b>
2000	45/40	166	275	6*	1313.0951	<b>485,-</b>
3000	45/40	185	275	2*	1313.0952	<b>502,-</b>
5000	45/40	220	375	1*	1313.0956	<b>720,-</b>

\* lze objednávat i po jednotlivých kusech

## Baňka kuželová podle Erlenmayera, se zábrusem, hnědé sklo



Objem ml	Zábrus	Vnější průměr mm	Počet kusů v balení	Kat. číslo	Kč za balení
50	29/32	51	10	1313.1000	6 570,-
100	29/32	64	10	1313.1002	6 497,-
200	29/32	79	10	1313.1004	7 288,-
250	29/32	85	10	1313.1006	7 449,-
300	29/32	87	10	1313.1008	9 130,-
500	29/32	105	10	1313.1010	10 568,-
1000	29/32	131	10	1313.1012	13 849,-
2000	29/32	166	10	1313.1014	24 419,-



## Baňka kuželová se čtyřmi vlisy

Borosilikátové sklo Pyrex®, vhodná pro přípravu kultur.



Objem ml	Průměr základny mm	Výška mm	Průměr hrdla mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
250	82	138	32	5	1313.1020	2 247,-
500	101	186	36	5	1313.1022	2 696,-
1000	129	222	43	2	1313.1024	2 696,-
2000	161	282	49	1	1313.1026	1 798,-



## Baňka kuželová pro vakuum

Zesílené stěny, vhodná pro práci pod vakuem.



Objem ml	Průměr mm	Výška mm	SJ	Kat. číslo	Kč za kus
250	90	139	24/29	1313.1050	822,-



## Baňka podle Fernbacha

- borosilikátové sklo Pyrex®
- vlisované přepážky pro konzistentní promíchávání na třepačce
- vhodné pro práci s tkáňovými kulturami, aerobní mikrobiologii a další
- provedení bez víčka (objednávají se zvlášť - viz. níže) nebo s víčkem se závitem GL 45
- autoklávovatelné při 121 °C



Objem ml	Provedení	d mm	h mm	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
2800	prodloužené hrdlo, bez víčka	2 0	230	2	1313.1060	9 507,-
2800	vč. PP víčka GL45	2 0	230	2	1313.1062	10 239,-

Název	Počet ks v balení	Kat. číslo	Kč za balení
<b>Víčko pro baňky na kultury, anodizovaný hliník</b>	10	1313.1090	2 513,-
<b>Víčko pro baňky na kultury, PP</b>	10	1313.1092	754,-

