

Thermo Scientific produkty pro přípravu vzorků

Ucelená řada produktů pro přípravu vzorků pomocí inovativních technologií

Thermo Scientific™ SOLA™ SPE a SOLAμ™ SPE produkty pro bioanalýzy

SOLA SPE produkty využitelné pro **bioanalytické a klinické aplikace**, které vyžadují vysokou citlivost, robustnost, reprodukovatelnost, účinnost, rychlost, snadnost použití, možnost zpracování malých objemů vzorků a přesnou kvantifikaci.

Unikátní a inovativní **frit-less SPE technologie** eliminuje problémy tradičních formátů SPE (reprodukovatelnost plnění, prosakování, atd).

Pevný jednotný sorbent, kombinující materiál nosiče s aktivními složkami média, zajišťuje stabilní a kontrolovatelné průtokové charakteristiky a další výhody např. pro viskózní biologické vzorky.

SOLAμ SPE produkty poskytují až 20-ti násobné zvýšení citlivosti, schopnost zpracování velmi malého objemu vzorku a zvýšení účinnosti.



SOLAμ™ 96-jamkové destičky

Název	Kat. číslo	Kč za kus
SOLAμ HRP 2mg/1mL 96-jamková destička	2700.2000	10 625,-
SOLAμ SCX 2mg/1mL 96-jamková destička	2700.2002	10 625,-
SOLAμ SAX 2mg/1mL 96-jamková destička	2700.2004	10 625,-
SOLAμ WCX 2mg/1mL 96-jamková destička	2700.2006	10 625,-
SOLAμ WAX 2mg/1mL 96-jamková destička	2700.2008	10 625,-

SOLA™ SPE kolonky

Název	Kat. číslo	Kč za bal.
SOLA HRP 10mg/1mL SPE kolonky 100ks	2700.2010	4 990,-
SOLA SCX 10mg/1mL SPE kolonky 100ks	2700.2012	4 990,-
SOLA SAX 10mg/1mL SPE kolonky 100ks	2700.2014	4 990,-
SOLA WCX 10mg/1mL SPE kolonky 100ks	2700.2016	5 101,-
SOLA WAX 10mg/1mL SPE kolonky 100ks	2700.2018	5 101,-

SOLA™ 96-jamkové destičky

Název	Kat. číslo	Kč za kus
SOLA HRP 10mg/2mL 96-jamková destička	2700.2020	7 696,-
SOLA SCX 10mg/2mL 96-jamková destička	2700.2022	7 696,-
SOLA SAX 10mg/2mL 96-jamková destička	2700.2024	7 696,-
SOLA WCX 10mg/2mL 96-jamková destička	2700.2026	7 817,-
SOLA WAX 10mg/2mL 96-jamková destička	2700.2028	7 817,-

Parametry produktů jsou uvedeny ve formátu: hmotnost sorbentu (mg) / objem jamky nebo kolonky (ml).

