




# DROBNÉ LABORATORNÍ POMŮCKY



Aktualizace přehledu produktů: **12.07.2024**

Aktualizace cen: **12.07.2024**

Ceny platné k datu prohlížení dokumentu  
najdete na e-shopu [www.thermofisher.cz](http://www.thermofisher.cz)

## Kádinka nízká PP

- průsvitné, s modře tištěnou stupnicí, autoklárovatelné do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1010	Kádinka PP, barevná graduace, 25 ml	28 Kč	ks
2101-1020	Kádinka PP, barevná graduace, 50 ml	35 Kč	ks
2101-1030	Kádinka PP, barevná graduace, 100 ml	40 Kč	ks
2101-1035	Kádinka PP, barevná graduace, 150 ml	46 Kč	ks
2101-1040	Kádinka PP, barevná graduace, 250 ml	50 Kč	ks
2101-1050	Kádinka PP, barevná graduace, 400 ml	62 Kč	ks
2101-1060	Kádinka PP, barevná graduace, 500 ml	83 Kč	ks
2101-1070	Kádinka PP, barevná graduace, 600 ml	73 Kč	ks
2101-1080	Kádinka PP, barevná graduace, 1000 ml	89 Kč	ks
2101-1090	Kádinka PP, barevná graduace, 2000 ml	184 Kč	ks
2101-1100	Kádinka PP, barevná graduace, 3000 ml	371 Kč	ks
2101-1110	Kádinka PP, barevná graduace, 5000 ml	559 Kč	ks



## Kádinka nízká TPX

- čiré s červeně tištěnou stupnicí, autoklárovatelné při 121 °C, krátkodobě do 170 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1012	Kádinka TPX, barevná graduace, 25 ml	43 Kč	ks
2101-1022	Kádinka TPX, barevná graduace, 50 ml	59 Kč	ks
2101-1032	Kádinka TPX, barevná graduace, 100 ml	67 Kč	ks
2101-1037	Kádinka TPX, barevná graduace, 150 ml	79 Kč	ks
2101-1042	Kádinka TPX, barevná graduace 250 ml	87 Kč	ks
2101-1052	Kádinka TPX, barevná graduace 400 ml	118 Kč	ks
2101-1072	Kádinka TPX, barevná graduace, 600 ml	148 Kč	ks
2101-1082	Kádinka TPX, barevná graduace, 1000 ml	210 Kč	ks



## Kádinka nízká ETFE

- modrá graduace, fluorovaný kopolymer s vysokou chemickou odolností a teplotní odolností do 150 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1230	Kádinka ETFE, modrá graduace 25ml	237 Kč	ks
2101-1232	Kádinka ETFE, modrá graduace, 50ml	312 Kč	ks
2101-1234	Kádinka ETFE, modrá graduace, 100ml	432 Kč	ks
2101-1236	Kádinka ETFE, modrá graduace, 250ml	732 Kč	ks
2101-1238	Kádinka ETFE, modrá graduace, 500ml	1 190 Kč	ks
2101-1240	Kádinka ETFE, modrá graduace, 1000ml	1 960 Kč	ks



## Kádinka vysoká, PTFE

- neprůhledná, s vysokou chemickou a tepelnou (až do 260°C) odolností
- mechanicky odolný a hladký povrch

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1262	Kádinka vysoká, PTFE, 25 ml	586 Kč	ks
2101-1264	Kádinka vysoká, PTFE, 50 ml	994 Kč	ks
2101-1266	Kádinka vysoká, PTFE, 100 ml	1 566 Kč	ks
2101-1268	Kádinka vysoká, PTFE, 250 ml	2 975 Kč	ks
2101-1270	Kádinka vysoká, PTFE, 500 ml	4 216 Kč	ks



## Kádinka nízká PFA

- průhledná s lisovanou stupnicí, skvělá chemická odolnost (fluorovaný plast)
- autoklávovatelné při 121°C, teplotní odolnost -200 až +260°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1280	Kádinka nízká PFA 25ml	602 Kč	ks
2101-1282	Kádinka nízká PFA 50ml	759 Kč	ks
2101-1284	Kádinka nízká PFA 100ml	1 059 Kč	ks
2101-1286	Kádinka nízká PFA 250ml	1 784 Kč	ks
2101-1288	Kádinka nízká PFA 500ml	2 765 Kč	ks
2101-1290	Kádinka nízká PFA 1000ml	4 913 Kč	ks



## Odměrná nádoba s uchem, PP

- průsvitné, s modře tištěnou stupnicí nebo s lisovanou stupnicí, autoklávovatelné do 121 °C

Kód zboží	Název	výška x průměr (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-1130	Nádoba odměrná 50ml, modrá graduace	70 x 40	46 Kč	ks
2101-1140	Nádoba odměrná 100ml, modrá graduace	80 x 50	53 Kč	ks
2101-1150	Nádoba odměrná 250ml, modrá graduace	120 x 74	90 Kč	ks
2101-1160	Nádoba odměrná 500ml, modrá graduace	140 x 92	101 Kč	ks
2101-1170	Nádoba odměrná 1000ml, modrá graduace	181 x 117	136 Kč	ks
2101-1180	Nádoba odměrná 2000ml, modrá graduace	213 x 152	261 Kč	ks
2101-1190	Nádoba odměrná 3000ml, modrá graduace	242 x 172	361 Kč	ks
2101-1200	Nádoba odměrná 5000ml, modrá graduace	270 x 204	535 Kč	ks



2101-1131	Nádoba odměrná 50ml, lisovaná graduace	70 x 40	37 Kč	ks
2101-1141	Nádoba odměrná 100ml, lisovaná graduace	80 x 50	46 Kč	ks
2101-1151	Nádoba odměrná 250ml, lisovaná graduace	120 x 74	82 Kč	ks
2101-1161	Nádoba odměrná 500ml, lisovaná graduace	140 x 92	89 Kč	ks
2101-1171	Nádoba odměrná 1000ml, lisovaná graduace	181 x 117	126 Kč	ks
2101-1181	Nádoba odměrná 2000ml, lisovaná graduace	213 x 152	254 Kč	ks
2101-1191	Nádoba odměrná 3000ml, lisovaná graduace	242 x 172	350 Kč	ks
2101-1201	Nádoba odměrná 5000ml, lisovaná graduace	270 x 204	517 Kč	ks



## Odměrné nádoby PP, barevné, s graduací

- PP, stohovatelné, průhledné s tištěnou stupnicí, průměr 100 mm, výška 150 mm
- splňují EC 10/2011 direktivu pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1300	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, modrá, 12 ks	1 207 Kč	bal
2101-1302	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, žlutá, 12 ks	1 207 Kč	bal
2101-1304	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, červená, 12 ks	1 207 Kč	bal
2101-1306	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, zelená, 12 ks	1 207 Kč	bal
2101-1308	Set 4 ks odm. nádob 500 ml s graduací, 1 ks od každé barvy	402 Kč	bal



## Nádoby Fisherbrand, univerzální na vzorky, PP, s víčkem a graduací

- průhledné, vhodné pro tekuté, polotekuté nebo pevné vzorky
- dobrá chemická odolnost, lisovaná graduace
- s PE zaklapovacím víčkem nebo bez, dostupné jako sterilní nebo nesterilní
- autoklávatelné, víčka vzhledem k materiálu nikoliv
- nádoby jsou dodávány v bulk balení, sterilní verze včetně víčka jsou individuálně balené



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1390	Nádobka Fisherbrand, víčko a graduace, 130 ml, sterilní, 100 ks	611 Kč	bal
2101-1391	Nádobka Fisherbrand, bez víčka, graduace, 130 ml, nesterilní, 500 ks	1 208 Kč	bal
2101-1392	Nádobka Fisherbrand, víčko a graduace, 240 ml, sterilní, 100 ks	768 Kč	bal
2101-1393	Nádobka Fisherbrand, bez víčka, graduace, 240 ml, sterilní, 500 ks	1 940 Kč	bal
2101-1394	Nádobka Fisherbrand, bez víčka, graduace, 240 ml, nesterilní, 500 ks	1 794 Kč	bal
2101-1398	Víčko PE pro nádoby na vzorky, sterilní, 500 ks	875 Kč	bal
2101-1399	Víčko PE pro nádoby na vzorky, nesterilní, 500 ks	861 Kč	bal

## Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací

- průhledný s lisovanou stupnicí, stohovatelný
- jednoduché a komfortní vylévání díky třem výlevkám



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1380	Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací, 100 ml, 100 ks	277 Kč	bal
2101-1382	Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací, 250 ml, 100 ks	481 Kč	bal
2101-1384	Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací, 1000 ml, 100 ks	1 121 Kč	bal

## Nádoby na vzorky, LDPE

- průhledné, s připojeným vtláčovacím víčkem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2500	Nádobka na vzorky, LDPE, 1ml, 500ks	8 970 Kč	bal
2108-2502	Nádobka na vzorky, LDPE, 2ml, 100ks	1 794 Kč	bal
2108-2504	Nádobka na vzorky, LDPE, 5ml, 100ks	2 340 Kč	bal
2108-2506	Nádobka na vzorky, LDPE, 8ml, 100ks	2 548 Kč	bal
2108-2508	Nádobka na vzorky, LDPE, 10ml, 100ks	2 600 Kč	bal
2108-2510	Nádobka na vzorky, LDPE, 25ml, 100ks	2 990 Kč	bal
2108-2512	Nádobka na vzorky, LDPE, 30ml, 50ks	1 534 Kč	bal
2108-2514	Nádobka na vzorky, LDPE, 50ml, 50ks	1 651 Kč	bal

## Boxy PE univerzální, kulaté

- průhledný s lisovanou stupnicí, stohovatelný
- jednoduché a komfortní vylévání díky třem výlevkám



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0080	Box PE univerzální, kulatý, 250 ml, prům. 78 x 90 mm	90 Kč	ks
2105-0082	Box PE univerzální, kulatý, 500 ml, prům. 95 x 127 mm	102 Kč	ks
2105-0084	Box PE univerzální, kulatý, 1000 ml, prům. 136 x 110 mm	134 Kč	ks
2105-0086	Box PE univerzální, kulatý, 2000 ml, prům. 169 x 143 mm	210 Kč	ks

## Nádoby na vzorky Corning®, PP, se zaklapovacím víčkem

- materiál polypropylen, dobře těsnící zacvakávací víčko součástí nádoby
- lisovaná graduace, víčko zdrsněné pro možnost popisu vzorku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2792	Nádoby na vzorky, 45 ml, PP, zaklapovací víčko, 400 ks	3 821 Kč	bal
2108-2794	Nádoby na vzorky, 120 ml, PP, zaklapovací víčko, 200 ks	2 534 Kč	bal
2108-2796	Nádoby na vzorky, 240 ml, PP, zaklapovací víčko, 100 ks	1 874 Kč	bal
2108-2798	Nádoby na vzorky, 300 ml, PP, zaklapovací víčko, 100 ks	2 135 Kč	bal

## Odměrný válec nízký PP

- průsvitný, s lisovanou stupnicí, autoklávatelný do 121 °C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-2031	Válec odměrný PP, 50ml, děl. 2,5 ml, výška 143 mm	88 Kč	ks
2101-2041	Válec odměrný PP, 100ml, děl. 5 ml, výška 178 mm	92 Kč	ks
2101-2051	Válec odměrný PP, 250ml, děl. 10 ml, výška 264 mm	116 Kč	ks
2101-2061	Válec odměrný PP, 500ml, děl. 10 ml, výška 305 mm	159 Kč	ks
2101-2071	Válec odměrný PP, 1000ml, děl. 25 ml, výška 332 mm	275 Kč	ks

## Odměrný válec nízký PP

- vysoce průhledný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B
- teplotní odolnost do +80°C bez ztráty objemové přesnosti



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-4050	Odměrný válec nízký, PP, 25ml, 12ks, děl. 0,5ml, výška 122mm	808 Kč	bal
2101-4052	Odměrný válec nízký, PP, 50ml, 12ks, děl. 1ml, výška 142mm	1 026 Kč	bal
2101-4054	Odměrný válec nízký, PP, 100ml, 12ks, děl. 2ml, výška 163mm	1 282 Kč	bal
2101-4056	Odměrný válec nízký, PP, 250ml, 6ks, děl. 5ml, výška 192mm	1 002 Kč	bal
2101-4058	Odměrný válec nízký, PP, 500ml, 6ks, děl. 10ml, výška 218mm	1 359 Kč	bal
2101-4060	Odměrný válec nízký, PP, 1000ml, 6ks, děl. 20ml, výška 285mm	1 930 Kč	bal

## Odměrný válec vysoký

- průsvitný PP, s modře tištěnou stupnicí, autoklávatelný do 121 °C



Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2010	Válec odměrný PP, 10ml	0,2	140	85 Kč	ks
2101-2020	Válec odměrný PP, 25ml	0,5	195	97 Kč	ks
2101-2030	Válec odměrný PP, 50ml	1	200	103 Kč	ks
2101-2040	Válec odměrný PP, 100ml	1	250	107 Kč	ks
2101-2050	Válec odměrný PP, 250ml	2	315	146 Kč	ks
2101-2060	Válec odměrný PP, 500ml	5	360	238 Kč	ks
2101-2070	Válec odměrný PP, 1000ml	10	438	364 Kč	ks
2101-2080	Válec odměrný PP, 2000ml	20	550	618 Kč	ks

- průsvitný PP, s lisovanou stupnicí, autoklávatelný do 121 °C



Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2011	Válec odměrný PP, 10ml	0,2	145	61 Kč	ks
2101-2021	Válec odměrný PP, 25ml	0,5	170	74 Kč	ks
2101-2031	Válec odměrný PP, 50ml	1	200	88 Kč	ks
2101-2041	Válec odměrný PP, 100ml	1	250	92 Kč	ks
2101-2051	Válec odměrný PP, 250ml	2	315	116 Kč	ks
2101-2061	Válec odměrný PP, 500ml	5	360	159 Kč	ks
2101-2071	Válec odměrný PP, 1000ml	10	438	275 Kč	ks
2101-2081	Válec odměrný PP, 2000ml	20	550	532 Kč	ks

- průhledný PMP (TPX), s lisovanou stupnicí, autoklávatelný při 121 °C, krátkodobě do 170 °C



Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2012	Válec odměrný PMP, 10ml	0,2	145	88 Kč	ks
2101-2022	Válec odměrný PMP, 25ml	0,5	170	116 Kč	ks
2101-2032	Válec odměrný PMP, 50ml	1	200	143 Kč	ks
2101-2042	Válec odměrný PMP, 100ml	1	250	157 Kč	ks
2101-2052	Válec odměrný PMP, 250ml	2	315	264 Kč	ks
2101-2062	Válec odměrný PMP, 500ml	5	360	380 Kč	ks
2101-2072	Válec odměrný PMP, 1000ml	10	438	588 Kč	ks
2101-2082	Válec odměrný PMP, 2000ml	20	550	1 170 Kč	ks

- průhledný PMP, s modře tištěnou stupnicí, autoklávovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2013	Válec odměrný PMP, 10ml	0,2	145	129 Kč	ks
2101-2023	Válec odměrný PMP, 25ml	0,5	170	167 Kč	ks
2101-2033	Válec odměrný PMP, 50ml	1	200	202 Kč	ks
2101-2043	Válec odměrný PMP, 100ml	1	250	258 Kč	ks
2101-2053	Válec odměrný PMP, 250ml	2	315	386 Kč	ks
2101-2063	Válec odměrný PMP, 500ml	5	360	566 Kč	ks
2101-2073	Válec odměrný PMP, 1000ml	10	440	857 Kč	ks
2101-2083	Válec odměrný PMP, 2000ml	20	535	1 276 Kč	ks

- průhledný PMP, BRAND, třída A+, s modře tištěnou stupnicí, autoklávovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2014	Válec odměrný PMP, 10ml, A+	0,2	145	200 Kč	ks
2101-2024	Válec odměrný PMP, 25ml, A+	0,5	170	214 Kč	ks
2101-2034	Válec odměrný PMP, 50ml, A+	1	200	224 Kč	ks
2101-2044	Válec odměrný PMP, 100ml, A+	1	250	307 Kč	ks
2101-2054	Válec odměrný PMP, 250ml, A+	2	315	473 Kč	ks
2101-2064	Válec odměrný PMP, 500ml, A+	5	360	718 Kč	ks
2101-2074	Válec odměrný PMP, 1000ml, A+	10	440	1 023 Kč	ks
2101-2084	Válec odměrný PMP, 2000ml, A+	20	535	1 686 Kč	ks



## Válec na hustoměr, PP

- vysoce průhledný, s výlevkou a lisovanou stupnicí
- plášť na zachycení přetečené tekutiny, šestihránná stabilní základna

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-4070	Válec na hustoměr, PP, 500 ml	842 Kč	ks



## Odměrná baňka PP se zátkou PP

- průsvitná, třída B, autoklávovatelná do 121 °C


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5010	Baňka odměrná PP, třída B 10ml, plast. zátká SJ 10/19	195 Kč	ks
2101-5020	Baňka odměrná PP, třída B 25ml, plast. zátká SJ 12/21	179 Kč	ks
2101-5030	Baňka odměrná PP, třída B 50ml, plast. zátká SJ 14/23	191 Kč	ks
2101-5040	Baňka odměrná PP, třída B 100ml, plast. zátká SJ 14/23	226 Kč	ks
2101-5050	Baňka odměrná PP, třída B 250ml, plast. zátká SJ 19/26	248 Kč	ks
2101-5060	Baňka odměrná PP, třída B 500ml, plast. zátká SJ 19/26	286 Kč	ks
2101-5070	Baňka odměrná PP, třída B 1000ml, plast. zátká SJ 19/26	362 Kč	ks



## Odměrná baňka PMP se zátkou PP

- průsvitná, třída B, autoklávatelná do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5011	Baňka odměrná PMP, třída B 10ml, s PP zátkou SJ 10/19	222 Kč	ks
2101-5021	Baňka odměrná PMP, třída B 25ml, s PP zátkou SJ 10/19	230 Kč	ks
2101-5031	Baňka odměrná PMP, třída B 50ml, s PP zátkou SJ 10/19	295 Kč	ks
2101-5041	Baňka odměrná PMP, třída B 100ml, s PP zátkou SJ 14/23	339 Kč	ks
2101-5051	Baňka odměrná PMP, třída B 250ml, s PP zátkou SJ 19/26	424 Kč	ks
2101-5061	Baňka odměrná PMP, třída B 500ml, s PP zátkou SJ 19/26	439 Kč	ks
2101-5071	Baňka odměrná PMP, třída B 1000ml, s PP zátkou SJ 24/29	507 Kč	ks



## Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP

- průhledná, třída A, označená číslem šarže, ke kterému lze dodat certifikát

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5100	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 25 ml, SJ 10/19	651 Kč	ks
2101-5102	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 50 ml, SJ 12/21	780 Kč	ks
2101-5104	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 100 ml, SJ 14/23	866 Kč	ks
2101-5106	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 250 ml, SJ 19/26	1 060 Kč	ks
2101-5108	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 500 ml, SJ 19/26	1 076 Kč	ks
2101-5110	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 1000 ml, SJ 24/29	1 242 Kč	ks



## Odměrná baňka PMP zabarvená, třída A, s PP zátkou

- průsvitná, zachycující UV záření, ideální pro světlocitlivé vzorky
- třída přesnosti A (dle DIN EN ISO 1042), natištěné číslo šarže a šaržový certifikát
- autoklávatelná do 121°C bez ztráty objemové přesnosti
- kvůli potisku a objemové rýsce je čištění vhodné pouze do 60°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5230	Odm. baňka PMP, 10ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 123 Kč	bal
2101-5232	Odm. baňka PMP, 25ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 178 Kč	bal
2101-5234	Odm. baňka PMP, 50ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 294 Kč	bal
2101-5236	Odm. baňka PMP, 100ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 403 Kč	bal
2101-5238	Odm. baňka PMP, 250ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 684 Kč	bal
2101-5240	Odm. baňka PMP, 500ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 996 Kč	bal
2101-5242	Odm. baňka PMP, 1000ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 1ks	1 751 Kč	bal



## Odměrná baňka PFA, třída A, šroubovací uzávěr

- vysoce průhledná, vynikající chemická odolnost díky fluoroplastu
- třída přesnosti A (dle DIN EN ISO 1042), laserově gravírované číslo šarže a šaržový certifikát
- autoklávatelná do 121°C bez ztráty objemové přesnosti
- kvůli objemové rýsce je čištění vhodné pouze do 60°C
- teplotní odolnost plastu od -200 do +260°C

Kód zboží	Název	Závit GL	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-5200	Odměrná baňka PFA, 10ml	18	90	3 971 Kč	ks
2101-5202	Odměrná baňka PFA, 25ml	18	115	4 089 Kč	ks
2101-5204	Odměrná baňka PFA, 50ml	18	150	4 186 Kč	ks
2101-5206	Odměrná baňka PFA, 100ml	18	180	5 195 Kč	ks
2101-5208	Odměrná baňka PFA, 250ml	25	235	6 488 Kč	ks
2101-5210	Odměrná baňka PFA, 500ml	25	270	7 461 Kč	ks



## Erlenmeyerova baňka PP

- průsvitná s lisovanou graduací, autoklávovatelná do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-7100	Baňka Erlenmayerova PP, 125ml	72 Kč	ks
2101-7250	Baňka Erlenmayerova PP, 250ml	85 Kč	ks
2101-7500	Baňka Erlenmayerova PP, 500ml	137 Kč	ks
2101-7940	Baňka Erlenmayerova PP, 1000ml	233 Kč	ks
2101-7950	Baňka Erlenmayerova PP, 2000ml	332 Kč	ks



## Polykarbonátové Erlenmayerovy baňky Fisherbrand

- baňky z výborně průhledného polykarbonátu s víčkem z PP, lisovaná graduace
- verze s plným víčkem nebo víčkem osazeným PTFE filtrem porozity 0,22µm
- sterilní, jednotlivě balené, bez obsahu pyrogenů a cytotoxinů
- verze s plochým dnem pro obecné použití a s tvarovaným dnem pro použití v třepáčkách
- baňky a plná víčka jsou autoklávovatelná

Kód zboží	Název	Prům. x v. (mm)	Typ víčka	Prodejní cena	MJ
2101-7000	125 ml, ploché dno, 24 ks	66 x 113	s filtrem	4 561 Kč	bal
2101-7002	250 ml, ploché dno, 12 ks	83 x 137	s filtrem	2 531 Kč	bal
2101-7004	500 ml, ploché dno, 12 ks	102 x 178	s filtrem	3 551 Kč	bal
2101-7006	1000 ml, ploché dno, 6 ks	130 x 224	s filtrem	2 393 Kč	bal
2101-7008	2000 ml, ploché dno, 4 ks	162 x 274	s filtrem	4 947 Kč	bal
2101-7010	2800 ml, ploché dno, 4 ks	203 x 239	s filtrem	6 564 Kč	bal
2101-7012	125 ml, ploché dno, 24 ks	66 x 113	plné	4 056 Kč	bal
2101-7014	250 ml, ploché dno, 12 ks	83 x 137	plné	2 337 Kč	bal
2101-7016	500 ml, ploché dno, 12 ks	102 x 178	plné	3 107 Kč	bal
2101-7018	1000 ml, ploché dno, 6 ks	130 x 224	plné	2 193 Kč	bal
2101-7030	125 ml, tvar. dno, 24 ks	66 x 113	s filtrem	3 852 Kč	bal
2101-7032	250 ml, tvar. dno, 12 ks	83 x 137	s filtrem	2 313 Kč	bal
2101-7034	500 ml, tvar. dno, 12 ks	102 x 178	s filtrem	3 169 Kč	bal
2101-7036	1000 ml, tvar. dno, 6 ks	130 x 224	s filtrem	2 202 Kč	bal
2101-7038	2000 ml, tvar. dno, 4 ks	162 x 274	s filtrem	4 648 Kč	bal



## Baňka s kulatým dnem PFA, podstavec pro baňky

- průhledná, se zábrusem SJ 29/32, excelentní chemická odolnost (fluorovaný plast), teplotní odolnost -200 až +260°C
- podstavec z PP, bílý, pro baňky s kulatým dnem, průměr 160 mm
- dobrá chemická odolnost, autoklávovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5270	Baňka s kulatým dnem, PFA, 100ml, SJ 29/32	2 460 Kč	ks
2101-5272	Baňka s kulatým dnem, PFA, 250ml, SJ 29/32	2 876 Kč	ks
2101-5274	Baňka s kulatým dnem, PFA, 500ml, SJ 29/32	3 952 Kč	ks
2101-5276	Podstavec pod baňky, PP, 5 ks	2 240 Kč	bal



## Miska kulatá PP

- bílá, široký pevný okraj, stabilní základna

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3500	Miska kulatá PP, 1 l, 5ks	315 Kč	bal
2105-3502	Miska kulatá PP, 2 l, 5ks	454 Kč	bal
2105-3504	Miska kulatá PP, 3 l, 5ks	667 Kč	bal
2105-3506	Miska kulatá PP, 4 l, 5ks	941 Kč	bal
2105-3508	Miska kulatá PP, 7 l, 3ks	787 Kč	bal
2105-3510	Miska kulatá PP, 9 l, 3ks	869 Kč	bal
2105-3512	Miska kulatá PP, 13 l, 3ks	1 260 Kč	bal



## Zkumavky z transparentního PS,

- průsvitné, bez zátky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3810	Zkumavka PS, 16x100mm, univerz., 2000ks, bez zátky,	3 049 Kč	bal.
2103-3820	Zkumavka PS, 11x75mm, univerz., 4000 ks, bez zátky	4 538 Kč	bal.
2103-3821	Zkumavka PS, 12x55mm, koagulační, 5000ks, bez zátky	4 192 Kč	bal.
2103-3811	Zátka pro prům.16mm,1000ks	812 Kč	bal.
2103-3822	Zátka pro prům.11mm,1000ks	792 Kč	bal.



## Zkumavky Falcon® s kulatým dnem a víčkem, PS

- materiál vysoce čirý PS (polystyren), široké možnosti použití
- bez víčka nebo s PE vtláčovacím nebo šroubovacím víčkem
- provedení sterilní nebo nesterilní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3200	Zkumavky PS, kulaté dno, 5 ml, bez víčka, nesterilní, 1000 ks	2 550 Kč	bal
2103-3202	Zkumavky PS, kulaté dno, 5 ml, bez víčka, sterilní, 1000 ks	3 670 Kč	bal
2103-3204	Zkumavky PS, kulaté dno, 5 ml, vtláč. víčko, sterilní, 500 ks	3 513 Kč	bal
2103-3206	Zkumavky PS, kulaté dno, 14 ml, bez víčka, nesterilní, 1000 ks	3 978 Kč	bal
2103-3208	Zkumavky PS, kulaté dno, 14 ml, vtláč. víčko, sterilní, 500 ks	3 828 Kč	bal
2103-3210	Zkumavky PS, kulaté dno, 16 ml, šroub. víčko, sterilní, 500 ks	5 333 Kč	bal
2103-3212	Zkumavky PS, kulaté dno, 19 ml, šroub. víčko, sterilní, 500 ks	5 418 Kč	bal



## Zkumavky na tkáňové kultury Corning®

- opticky čirý PS (polystyren), rozměr 16 x 125 mm, PE víčko
- sterilní, bez nebo s povrchovou úpravou pro TC

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7020	Zkumavky na tkáňové kultury Corning, 500 ks	9 413 Kč	bal
2103-7022	Zkumavky na tkáňové kultury Corning, TC-treated, 500 ks	11 031 Kč	bal



## Zkumavky centrifugační bez víčka

- průsvitné, autoklávatelné při 121°C, nevhodné pro práci pod 0°C
- zkumavky s kulatým dnem lze zatížit do RCF 8000, s kónickým dnem do RCF 4000

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3112	Zkumavka PP, 7ml, kul.dno 12x100mm, 100ks	1 091 Kč	bal.
2103-3117	Zkumavka PP, 16ml, kul.dno 17x101mm, 500ks	2 045 Kč	bal.
2103-3124	Zkumavka PP, 31ml, kul.dno 24x 93mm, 50ks	1 625 Kč	bal.
2103-3130	Zkumavka PP, 48ml, kul.dno 30x104mm, 25ks	925 Kč	bal.
2103-3135	Zkumavka PP, 70ml, kul.dno 35x99.5mm, 20ks	826 Kč	bal.
2103-3140	Zkumavka PP, 110ml, kul.dno 40x120mm, 25ks	1 149 Kč	bal.
2103-3216	Zkumavka PP, 10ml, kón.dno 16x108mm, 500ks	2 500 Kč	bal.
2103-3218	Zkumavka PP, 15ml, kón.dno 18x120mm, 500ks	2 500 Kč	bal.
2103-3217	Zkumavka PP, 10ml, kón. dno, 16x107mm, graduace, 100ks	909 Kč	bal.
2103-3219	Zkumavka PP, 15ml, kón. dno, 18x118mm, graduace, 100ks	1 353 Kč	bal.



## Centrifugační zkumavky Fisherbrand

- objem 15 ml (prům. 17 x 119 mm), materiál polypropylen
- graduace a popisovací plocha na boku, ploché šroubovací víčko
- sterilní, bez obsahu pyrogenů, sterilizovány gamma zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3420	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PP, ploché víčko, 500 ks (po 50 ks)	3 182 Kč	bal
2103-3422	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PP, ploché víčko, 500 ks	3 182 Kč	bal
2103-3424	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PP, vtlač. víčko, 500 ks	3 825 Kč	bal
2103-3426	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PET, vtlač. víčko, 500 ks	3 303 Kč	bal
2103-3428	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, ploché víčko, 500 ks, rack 50 ks	3 767 Kč	bal
2103-3430	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, ploché víčko, 500 ks, po 25ks rack	3 767 Kč	bal
2103-3432	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, vtlač. víčko, 500 ks, po 25ks rack	3 546 Kč	bal
2103-3434	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, vtlač. víčko, 500 ks, po 25ks sáček	3 596 Kč	bal
2103-3436	Zk. Fisherbrand, nesterilní 50 ml, PET, vtlač. víčko, 500 ks, 25ks sáček	2 937 Kč	bal



## Centrifugační zkumavky Axygen®

- PP zkumavky s kónickým dnem, objem 15 a 50 ml, černá graduace a bílá popisná plocha
- sterilní, RNase/DNase free, bez obsahu pyrogenů nebo nesterilní
- šroubovací PE víčko, max RCF 12 000 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2240	Centrif. zkumavky Axygen 15ml, rack, sterilní, 500 ks	4 738 Kč	bal
2103-2242	Centrif. zkumavky Axygen 15ml, bulk, 500 ks	4 117 Kč	bal
2103-2244	Centrif. zkumavky Axygen 15ml, rack, sterilní, 500 ks	5 375 Kč	bal
2103-2246	Centrif. zkumavky Axygen 50ml, bulk, sterilní, 500 ks	6 415 Kč	bal
2103-2248	Centrif. zkumavky Axygen 50ml, bulk, 500 ks	3 807 Kč	bal
2103-2250	Centrif. zkumavky Axygen 50ml, rack, sterilní, 500 ks	4 445 Kč	bal

## Centrifugační zkumavky Corning®

- PP zkumavky s kónickým dnem, objem 15 a 50 ml, černá graduace a bílá popisná plocha
- CentriStar víčko z PE, lze objednat bez víčka nebo s vtačovací víčkem
- sterilní, RNase/DNase free, bez obsahu pyrogenů
- max RCF 17 000 x g, vhodné pro teploty -80 až 120°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2200	Centrif. zkumavky Corning 15ml, rack, sterilní, 500 ks	4 952 Kč	bal
2103-2202	Centrif. zkumavky Corning 15ml, bulk, sterilní, 500 ks	4 907 Kč	bal
2103-2204	Centrif. zkumavky Corning 50ml, rack, sterilní, 500 ks	5 645 Kč	bal
2103-2206	Centrif. zkumavky Corning 50ml, bulk, sterilní, 500 ks	5 048 Kč	bal
2103-2208	Centrif. zkumavky Corning 50ml, stojící, bulk, sterilní, 500 ks	6 088 Kč	bal

## Centrifugační lahve Corning®

- širokohrdlé PP nebo PC lahve, 250 nebo 500 ml, šroubovací víčko, lisovaná graduace
- ploché dno, zesílené stěny, kompatibilní s většinou centrifug
- dodávány nesterilní, PP lahve lze sterilizovat při 121°C, max RCF 13 500 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2220	Centrifugační lahve Corning 250ml, PP, balení bulk, 36 ks	7 552 Kč	bal
2103-2222	Centrifugační lahve Corning 500ml, PP, balení bulk, 4 ks	6 218 Kč	bal
2103-2224	Centrifugační lahve Corning 250ml, PC, balení bulk, 36 ks	11 062 Kč	bal
2103-2226	Centrifugační lahve Corning 500ml, PC, balení bulk, 4 ks	11 200 Kč	bal

## Centrifugační zkumavky Falcon®

- vysoce průhledné PP nebo PS zkumavky s kónickým dnem, objemy 15, 50, 175 a 225 ml
- modrá graduace a bílá popisná plocha
- sterilní, RNase/DNase free, bez obsahu pyrogenů a cytotoxinů
- PP zkumavky vhodné pro kryogenní skladování vzorků při -80°C
- šroubovací PE víčko, max RCF 16 000 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2270	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PP, bulk, sterilní, 500 ks	4 931 Kč	bal
2103-2272	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PP, rack, sterilní, 500 ks	4 906 Kč	bal
2103-2274	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PS, bulk, sterilní, 500 ks	4 461 Kč	bal
2103-2276	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PS, rack, sterilní, 500 ks	5 094 Kč	bal
2103-2278	Centrif. zkumavky Falcon 50ml, PP, bulk, sterilní, 500 ks	4 972 Kč	bal
2103-2280	Centrif. zkumavky Falcon 50ml, PP, rack, sterilní, 500 ks	5 561 Kč	bal
2103-2282	Centrif. zkumavky Falcon 175ml, PP, bulk, sterilní, 48 ks	2 787 Kč	bal
2103-2284	Centrif. zkumavky Falcon 225ml, PP, bulk, sterilní, 48 ks	2 945 Kč	bal

## Centrifugační zkumavky Nunc

- různé materiály a provedení dna a víčka
- vhodné do většiny standardních odstředivek, testovány na těsnost

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3372	Nunc 11 ml, PC/PP, sterilní, kón. dno, 480 ks	10 097 Kč	bal.
2103-3374	Nunc 11 ml, PC/PP, sterilní, kón. dno, popis. plocha, 480 ks	11 214 Kč	bal.
2103-3380	Nunc 10 ml, PS/PE, sterilní, kul. dno, 480 ks	8 541 Kč	bal.
2103-3382	Nunc 11 ml, PS/PE, sterilní, kón. dno, 480 ks	4 262 Kč	bal.
2103-3384	Nunc 11 ml, PS/PE, sterilní, kón. dno, popis. plocha, 480 ks	4 805 Kč	bal.



## Jednorázové zkumavky Nunc

- různé materiály, některé typy vhodné i pro centrifugaci
- sterilní zkumavky dodávány již s nasazenou zátkou
- k nesterilním zkumavkám se víčko objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Rozměr (mm)	Mat. zkum/víčko	Prodejní cena	MJ
2103-3472	Nunc, 4 ml, kul. dno, 3600 ks	70 x 11	PS/-	6 473 Kč	bal.
2103-3473	Nunc, 5 ml, kul. dno, 3000 ks	75 x 12	PS/-	6 358 Kč	bal.
2103-3474	Nunc, 12 ml, kul. dno, 1200 ks	100 x 15	PS/-	3 376 Kč	bal.
2103-3475	Nunc, 12 ml, kul. dno, sterilní, 500 ks	100 x 15	PS/PE	3 487 Kč	bal.
2103-3476	Nunc, 14 ml, kón. dno, 1800 ks	110 x 17	PS/-	8 393 Kč	bal.
2103-3477	Nunc, 14 ml, kón. dno, sterilní, 500 ks	110 x 17	PS/PE	3 820 Kč	bal.
2103-3480	Víčko PE pro zkumavky prům. 11 mm, bal. 3600 ks			5 229 Kč	bal.
2103-3482	Víčko PE pro zkumavky prům. 12 mm, bal. 3000 ks			4 154 Kč	bal.
2103-3484	Víčko PE pro zkumavky prům. 15 mm, bal. 2400 ks			4 238 Kč	bal.



## Zkumavky centrifugační PP s víčkem,

- různé materiály, s kónickým dnem, pro zatížení do RCF 4000
- graduované a s matným políčkem na popisování
- šroubový uzávěr má dobře těsnící kónickou vložku
- zkumavky s lisovaným prstencem stojí i bez stojánky a provedení dna a víčka
- vhodné do většiny standardních odstředivek, testovány na těsnost

Kód zboží	Název	Rozměr (mm)	Prodejní cena	MJ
2103-3252	Zkum. PP s víčkem, 15ml, 750 ks	17x120	8 796 Kč	bal.
2103-3253	Zkum. PP s víčkem, sterilní, 15ml, 750 ks	17x120	10 516 Kč	bal.
2103-3255	Zkum. PP s víčkem, 50ml, 300 ks	30x114	3 719 Kč	bal.
2103-3256	Zkum. PP s víčkem, sterilní, 50ml, 300 ks	30x114	5 093 Kč	bal.
2103-3258	Zkum. PP s víčkem, prsteneč, nesterilní, 50ml, 250 ks	30x116	3 263 Kč	bal.
2103-3259	Zkum. PP s víčkem, prsteneč, sterilní, 50ml, 250 ks	30x116	4 834 Kč	bal.



## Zkumavky Fisherbrand pro světlocitlivé vzorky

- materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů, pro max. 9 400 x g
- speciální úprava pro zamezení přístupu světla ke vzorku
- plocha pro popisování, autoklávatelné, graduované (15 ml po 0,5 ml, 50 ml po 5 ml)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3490	Fisherbrand 15ml, černé, sterilní, 17 x 120mm, 50 x 10ks	5 919 Kč	bal
2103-3492	Fisherbrand 50ml, černé, sterilní, 29 x 114 mm, 25 x 20ks	8 270 Kč	bal



## Centrifugační zkumavky Nalgene

- s kulatým dnem, materiál PC (polykarbonát, tvrdší a průhlednější než PP, méně chemicky odolný).
- bez graduace a bez víčka, max. do 50000 x g, autoklávatelné


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3260	Centrifugační zkumavka PC, 12 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 333 Kč	bal.
2103-3261	Centrifugační zkumavka PC, 15 ml, rovný okraj, bal. 10ks	956 Kč	bal.
2103-3262	Centrifugační zkumavka PC, 16 ml, rovný okraj, bal. 10ks	816 Kč	bal.
2103-3264	Centrifugační zkumavka PC, 50 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 068 Kč	bal.
2103-3265	Centrifugační zkumavka PC, 50 ml, vyhnutý okraj, bal. 10ks	1 199 Kč	bal.

- s kulatým dnem, materiál PPCO (tvrdý a průhledný materiál s velice dobrou chemickou odolností)
- bez graduace a bez víčka, max. do 50000 x g, autoklávatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3270	Centrifugační zkumavka PPCO, 12 ml, rovný okraj, bal. 10ks	730 Kč	bal.
2103-3271	Centrifugační zkumavka PPCO, 15 ml, rovný okraj, bal. 10ks	842 Kč	bal.
2103-3272	Centrifugační zkumavka PPCO, 16 ml, rovný okraj, bal. 10ks	851 Kč	bal.
2103-3274	Centrifugační zkumavka PPCO, 50 ml, rovný okraj, bal. 10ks	761 Kč	bal.
2103-3275	Centrifugační zkumavka PPCO, 50 ml, vyhnutý okraj, bal. 10ks	1 082 Kč	bal.
2103-3276	Centrifugační zkumavka PPCO, 100 ml, vyhnutý okraj, bal. 10ks	1 707 Kč	bal.

- zkumavky s kónickým dnem a graduací, rovný okraj, bez víčka
- do max. 6000 x g, autoklávatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3280	Centrifugační zkum. PPCO, kónická, 15 ml, graduace, 10ks	996 Kč	bal.
2103-3282	Centrifugační zkum. PPCO, kónická, 50 ml, graduace, 10ks	1 124 Kč	bal.
2103-3284	Centrifugační zkum. PC, kónická, 15 ml, graduace, 10ks	966 Kč	bal.
2103-3286	Centrifugační zkum. PC, kónická, 50 ml, graduace, 10ks	1 510 Kč	bal.



## Centrifugační zkumavky Oak-Ridge

Jsou určeny pro veškeré běžné práce s odstředivkou. K dispozici jsou různé materiály umožňující se přizpůsobit chemickým a biologickým vlastnostem vzorku. V případě pochybností o chemické odolnosti materiálu zkumavky je třeba výběr vhodné zkumavky konzultovat! Lze je používat až do zatížení 50 000 g a to i při nízkých teplotách. Všechny jsou autoklávatelné. Při odstředování musí být zaplněny nejméně z 80 %.

### Zkumavky centrifugační FEP s kulatým dnem

- zkumavka i šroubový uzávěr z fluorovaného kopolymeru, vysoká chemická i teplotní odolnost
- pro práci s agresivními látkami, kyselinami, louhy, rozpouštědly
- rozsahu teplot použití -100 až +150 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3301	Zkumavka centrifugační FEP, Oak-Ridge, 10 ml, balení 2 ks	1 600 Kč	bal.
2103-3302	Zkumavka centrifugační FEP, Oak-Ridge, 30 ml, balení 2 ks	2 448 Kč	bal.
2103-3303	Zkumavka centrifugační FEP, Oak-Ridge, 50 ml, balení 2 ks	2 376 Kč	bal.



### Zkumavka centrifugační PC s kulatým dnem

- zkumavka z polykarbonátu, šroubový uzávěr z PP
- odolává zředěným roztokům kyselin a solí, halogenovaným uhlovodíkům
- materiál je čirý, odstředěné vrstvy lze dobře vidět

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3311	Zkumavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 10 ml, balení 10 ks	1 465 Kč	bal.
2103-3312	Zkumavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 28 ml, balení 10 ks	1 765 Kč	bal.
2103-3313	Zkumavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 30 ml, balení 10 ks	1 765 Kč	bal.
2103-3314	Zkumavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 50 ml, balení 10 ks	2 126 Kč	bal.
2103-3315	Zkumavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 85 ml, balení 10 ks	2 407 Kč	bal.



## Zkumavky centrifugační PSF s kulatým dnem

- z polysulfonu, šroubový uzávěr z PP
- vhodné na práci s běžnými látkami, slabými kyselinami a louhy
- nejsou vhodné např. pro práci s alkoholy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3322	Zkumavka centrifugační PSF, Oak-Ridge, 30 ml, balení 10 ks	2 138 Kč	bal.
2103-3324	Zkumavka centrifugační PSF, Oak-Ridge, 50 ml, balení 10 ks	2 634 Kč	bal.



## Zkumavky centrifugační PP s kulatým dnem

- z PP, s dobrou chemickou odolností pro běžné práce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3341	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 10 ml, balení 10 ks	1 309 Kč	bal.
2103-3342	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 28 ml, balení 10 ks	1 727 Kč	bal.
2103-3343	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 30 ml, balení 10 ks	1 721 Kč	bal.
2103-3344	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 50 ml, balení 10 ks	1 869 Kč	bal.



## Centrifugační lahve PP

- širokohrdlé, s plochým dnem a šroubovým uzávěrem
- vhodné i pro nízké teploty, autoklávovatelné
- při odstředování musí být zaplněny alespoň z 80%

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3401	Lahev PP centrifugační 250 ml, 4 ks, prům. 61,8 x 127,7mm	1 076 Kč	bal.
2103-3402	Lahev PP centrifugační 500 ml, 4 ks, prům. 69,5 x 170,2mm	1 100 Kč	bal.
2103-3403	Lahev PP centrifugační 500 ml, 4 ks, prům. 73,8 x 169,8mm	1 274 Kč	bal.
2103-3404	Lahev PP centrifugační 1000 ml, 4 ks, prům. 97,5 x 184,5mm	2 154 Kč	bal.
2103-3405	Lahev PP centrifugační 1000 ml, 4 ks, prům. 97,7 x 179,0 mm	2 226 Kč	bal.



## Centrifugační lahve PC

- lepší mechanická pevnost, vhodné pro vyšší zatížení
- uzávěr z PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3411	Lahev PC centrifugační 250 ml, 4 ks, prům. 61,8 x 127,7mm	1 572 Kč	bal.
2103-3412	Lahev PC centrifugační 500 ml, 4 ks, prům. 69,5 x 169,6mm	2 365 Kč	bal.
2103-3414	Lahev PC centrifugační 1000 ml, 4 ks, prům. 97,6 x 188,4mm	3 356 Kč	bal.
2103-3415	Lahev PC centrifugační 1000 ml, 16 ks, prům. 98,1 x 180,2mm	14 296 Kč	bal.



## Pipetovací rezervoáry Fisherbrand

- pro pohodlné pipetování vícekanálovými mikropipetami
- sterilní i nesterilní provedení
- materiál průhledné PVC nebo bílý polystyren

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0120	Pipetovací rezervoár Fisherbrand 50 ml, PVC, nesterilní, 100 ks	279 Kč	bal
2105-0122	Pipetovací rezervoár Fisherbrand 100 ml, PS, sterilní, 200 ks	945 Kč	bal



## Stojánek na zkumavky Fisherbrand Rota Rack

- ze 4 modulů, otočením jednotlivých částí lze získat stojánek pro různé druhy zkumavek
- každý modul má otvory pro 6 x 15 ml zkumavky, 9 x 1,5 - 2,0 ml mikrozkumavky, 12 x 0,5 - 0,6 ml PCR zkumavky a 32 x 0,2 ml PCR zkumavky, nebo 4 x 8-místné stripy
- je z polypropylenu a plně autoklávovatelný

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1680	Stojánek na zkumavky Fisherbrand Rota Rack, PP	986 Kč	ks



## Stojánek na 15 a 50 ml zkumavky, ABS

- skládací, pro dva druhy nejčastěji používaných falcon zkumavek (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
- alfanumerické značení otvorů, lze použít ve vodní lázni, není autoklárovatelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1700	Stojánek na falcon zkumavky, ABS, oranžový, 17x17x6 cm	1 047 Kč	ks

## Univerzální stojan na zkumavky „adapt-a-rack“

- stojan pojme zkumavky objemu 5 až 50 ml bez nutnosti vložek nebo adaptérů
- otvor pro zkumavky průměru 12 až 30 mm
- vyroben z materiálu POM, různé barvy
- jednotlivé kusy lze spojovat dohromady a vytvořit vícekapacitní stojan
- rozměry jednoho stojanu jsou 18,1 x 5,6 x 7,6 cm
- otevřený design umožňuje vidět štítky zkumavek
- autoklárovatelný, dodáván vždy v sadě dvou kusů různých barev



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1690	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", modrý, 2ks	306 Kč	bal
2103-1692	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", bílý, 2ks	306 Kč	bal
2103-1694	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", růžový, 2ks	306 Kč	bal
2103-1696	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", žlutý, 2ks	306 Kč	bal
2103-1698	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", zelený, 2ks	306 Kč	bal

## Stojánek na zkumavky a vialky Mega Rack

- polypropylenový stojan pro velké množství zkumavek nebo vialek
- pevný, ale lehký a snadno transportovatelný
- alfanumerické značení otvorů, rozměry 337 x 267 x 91 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1710	Mega Rack pro zkumavky 5 - 7 ml, počet míst 216, modrý	1 043 Kč	ks
2103-1712	Mega Rack pro zkumavky 5 - 7 ml, počet míst 216, bílý	884 Kč	ks
2103-1714	Mega Rack pro zkumavky 10 ml, počet míst 120, modrý	1 043 Kč	ks

## Stojánky na zkumavky PP

- z polypropylenu v různých barvách, s otvory pro různé velikosti zkumavek
- řady i sloupce otvorů jsou číslovány pro lepší identifikaci vzorků
- stojany lze stohovat, použít také přímo do vodní lázně
- použitelné pro teploty -20 až 90°C a sterilizaci při 121°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1113	Stojan na zkum. prům. 13mm, 6 x 15 otvorů, bílý	242 Kč	ks
2103-1116	Stojan na zkum. prům. 16mm, 5 x 12 otvorů, modrý	234 Kč	ks
2103-1120	Stojan na zkum. prům. 20mm, 4 x 10 otvorů, žlutý	234 Kč	ks
2103-1125	Stojan na zkum. prům. 25mm, 4 x 10 otvorů, bílý	270 Kč	ks
2103-1130	Stojan na zkum. prům. 30mm, 3 x 8 otvorů, červený	294 Kč	ks

## Stojánek PP

- s otvory v jedné nebo dvou řadách, autoklárovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1510	Stojánek na zkumavky PP, 12 x pr.12mm	227 Kč	ks
2103-1515	Stojánek na zkumavky PP, 12 x pr.20mm	227 Kč	ks



55;\

## Stojánek na zkumavky Nalgene Uniwire

- kompaktní pro úsporu místa, pro využití například ve vodní lázni
- z chemicky odolného plastu, vhodné pro široký rozsah teplot, autoklávovatelné


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1640	Stojánek 36 x prům. 13mm, bílý, 102 x 102 x 56mm	337 Kč	ks
2103-1642	Stojánek 36 x prům. 13mm, modrý, 102 x 102 x 56mm	389 Kč	ks
2103-1644	Stojánek 36 x prům. 16mm, bílý, 126 x 126 x 68mm	366 Kč	ks
2103-1646	Stojánek 36 x prům. 16mm, modrý, 126 x 126 x 68mm	360 Kč	ks
2103-1648	Stojánek 20 x prům. 20mm, bílý, 128 x 103 x 83mm	364 Kč	ks
2103-1650	Stojánek 20 x prům. 20mm, modrý, 128 x 103 x 83mm	364 Kč	ks
2103-1652	Stojánek 16 x prům. 25mm, bílý, 122 x 122 x 75mm	420 Kč	ks
2103-1654	Stojánek 16 x prům. 25mm, modrý, 122 x 122 x 75mm	421 Kč	ks
2103-1656	Stojánek 9 x prům. 30mm, bílý, 109 x 109 x 84mm	366 Kč	ks
2103-1658	Stojánek 9 x prům. 30mm, modrý, 109 x 109 x 84mm	367 Kč	ks



## Stojánek na zkumavky PS

- z pěnového polystyrenu, čtvercového tvaru, 220 x 220 x 32 mm.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1151	Stojánek na zkumavky PS, 250 otvorů průměru 8,5 mm	118 Kč	ks
2103-1152	Stojánek na zkumavky PS, 119 otvorů průměru 14,5 mm	118 Kč	ks



## Stojánek na zkumavky Al

- hliníkový stojánek s otvory ve třech řadách

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1500	Stojánek na zkumavky hliníkový, 22 x prům. 17mm	375 Kč	ks



## Stojánek na zkumavky, ocelový

- pro zkumavky o průměru 17 nebo 20mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1560	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 6 otvorů 17 mm	863 Kč	ks
2103-1562	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 6 otvorů 20 mm	1 108 Kč	ks
2103-1564	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 12 otvorů 17 mm	939 Kč	ks
2103-1566	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 12 otvorů 20 mm	1 438 Kč	ks
2103-1568	Stojánek na zkumavky ocelový, 4 x 12 otvorů 17 mm	1 638 Kč	ks



## Stojánek na zkumavky, ocelový drát

- pro zkumavky o průměru 16mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1522	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 2 x 6 otvorů	688 Kč	ks
2103-1524	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 2 x 10 otvorů	928 Kč	ks
2103-1526	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 2 x 12 otvorů	928 Kč	ks
2103-1528	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 3 x 12 otvorů	1 016 Kč	ks
2103-1530	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 4 x 6 otvorů	928 Kč	ks
2103-1532	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 4 x 12 otvorů	1 051 Kč	ks
2103-1534	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 10 x 10 otvorů	1 368 Kč	ks



## Stojánek na zkumavky, nerezový drát

- pro zkumavky o průměru 18mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1536	Stojánek na zkumavky pr. 18 mm, nerezový drát, 2 x 12 otvorů	1 406 Kč	ks
2103-1538	Stojánek na zkumavky pr. 18 mm, nerezový drát, 3 x 12 otvorů	1 133 Kč	ks



## Mikrozkumavky, stripy a destičky PCR

### Mikrozkumavky barevné

- bez obsahu pyrogenů a RNase DNase free
- výborná průhlednost s různým zabarvením k usnadnění odlišení
- vtláčovací víčko s membránou, snadno propíchnutelné jehlou
- graduace po 100  $\mu$ l, vhodné pro odstředování do 20000 x g

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3902	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva modrá, 1000ks	487 Kč	bal
2103-3903	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva zelená, 1000ks	492 Kč	bal
2103-3905	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva růžová, 1000ks	487 Kč	bal
2103-3907	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva žlutá, 1000ks	487 Kč	bal



### Mikrozkumavky s víčkem Fisherbrand

- materiál čirý PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů
- graduace a plocha pro popisování, ploché propíchnutelné víčko
- autoklávatelné do 86°C, vylepšený zavírací mechanismus šetří čas
- ochrana proti samovolnému otevření během práce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3910	Mikrozkumavky Fisherbrand 0,5 ml, PP, kónické dno, 500 ks	389 Kč	bal
2103-3912	Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, PP, kónické dno, 500 ks	355 Kč	bal
2103-3914	Mikrozkumavky Fisherbrand 2,0 ml, PP, kulaté dno, 500 ks	326 Kč	bal



### Mikrozkumavky Eppendorf 5 ml

- materiál PP bez aditiv, připojené víčko, otevírání i zavírání jednou rukou
- pro centrifugaci až do 25 000 x g, pro práci a skladování při teplotách -86°C až +80°C
- spodní část stejná jako u konické 15 ml zkumavky, vhodné tam, kde stačí menší objem vzorku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3580	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, 2 x 100 ks	1 255 Kč	bal
2103-3582	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, PCR clean, 2 x 100 ks	1 280 Kč	bal
2103-3584	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, Sterile, 10 x 20 ks	1 556 Kč	bal
2103-3586	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, Biopur 50 ks, jednotlivě balené	1 589 Kč	bal
2103-3588	Mikrozk. Eppendorf ProteinLoBind 5 ml PCR clean, 2 x 50 ks	1 366 Kč	bal
2103-3590	Mikrozk. Eppendorf DNA LoBind 5 ml PCR clean, 4 x 50 ks	1 550 Kč	bal



## Mikrozkumavky Fisherbrand pro světlocitlivé vzorky

- materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů, pro max. 9 400 x g
- speciální úprava pro zamezení přístupu světla ke vzorku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3918	Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5ml, černé, 500ks	393 Kč	bal

## Mikrozkumavky s víčkem PP

- materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů, pro max. 9 400 x g
- speciální úprava pro zamezení přístupu světla ke vzorku
- plocha pro popisování, autoklávatelné, graduované (15 ml po 0,5 ml, 50 ml po 5 ml)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3502	Mikrozkumavky 1,5ml, bez graduace, 1000ks	324 Kč	bal.
2103-3505	Mikrozkumavky graduované 1,5ml, 1000ks	366 Kč	bal.
2103-3610	Mikrozkumavka Brand 0,5ml, bez graduace, 1000ks	1 199 Kč	bal.
2103-3622	Mikrozkumavka Brand 2,0ml, 500ks, graduace	794 Kč	bal.
2103-3508	Mikrozkumavky Eppendorf 1,5 ml, 1000 ks	1 311 Kč	bal.

## Mikrozkumavky PCR Eppendorf Safe Lock

- materiál PP, rovnoměrná síla stěny a rozměry, vhodné pro thermocykly
- víčko opatřeno zámekem, autoklávatelné při 121 °C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3530	Mikrozkumavky Eppendorf 0,2 ml, Safe-Lock, 1000 ks	4 412 Kč	bal.
2103-3540	Mikrozkumavky Eppendorf 0,5 ml, Safe-Lock, 500 ks	1 534 Kč	bal.
2103-3550	Mikrozkumavky Eppendorf 1,5 ml Safe-Lock, 1000 ks	1 400 Kč	bal.
2103-3560	Mikrozkumavky Eppendorf 2,0 ml, Safe-Lock, 1000 ks	2 088 Kč	bal.
2103-3572	Mikrozkumavky Eppendorf 0,5 ml, Safe-Lock sterilní, 50 ks	968 Kč	bal.
2103-3574	Mikrozkumavky Eppendorf 1,5 ml, Safe-Lock sterilní, 100 ks	990 Kč	bal.
2103-3576	Mikrozkumavky Eppendorf 2,0 ml, Safe-Lock sterilní, 100 ks	1 312 Kč	bal.

## PCR zkumavky BRAND

- vyrobeny z PP, dobře těsnící integrované víčko, stejnoměrné stěny a zaručené rozměry
- pro práci s thermocykly všech typů, autoklávatelné při 121 °C po dobu max. 20 minut
- různé barvy pro snadné rozlišení




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3628	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, červená, ploché víčko, 1000 ks	1 453 Kč	bal.
2103-3629	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, žlutá, ploché víčko, 1000 ks	1 453 Kč	bal.
2103-3630	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, zelená, ploché víčko, 1000 ks	1 453 Kč	bal.
2103-3631	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, modrá, ploché víčko, 1000 ks	1 453 Kč	bal.
2103-3632	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, čirá, vypouklé víčko, 1000 ks	1 765 Kč	bal.
2103-3633	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, čirá, ploché víčko, 1000 ks	1 453 Kč	bal.
2103-3635	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, ploché víčko, čirá, 1000 ks	1 333 Kč	bal.
2103-3636	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, červená, ploché víčko, 1000 ks	1 333 Kč	bal.
2103-3637	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, žlutá, ploché víčko, 1000 ks	1 333 Kč	bal.
2103-3638	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, zelená, ploché víčko, 1000 ks	1 333 Kč	bal.
2103-3639	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, modrá, ploché víčko, 1000 ks	1 333 Kč	bal.

## PCR stripy BRAND, se samostatným víčkem

- kompaktní série 8 nebo 12 mikrozkušavek o objemu 0,2 ml
- víčko je tvořeno samostatným stripem, který se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
<b>Zkušavky</b>			
2103-3644	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, čiré, 125 ks	2 338 Kč	bal.
2103-3646	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, červené, 125 ks	2 338 Kč	bal.
2103-3647	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, žluté, 125 ks	2 338 Kč	bal.
2103-3648	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, zelené, 125 ks	2 338 Kč	bal.
2103-3649	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, modré, 125 ks	2 338 Kč	bal.
2103-3661	Strip 12x0.2ml PCR zkušavek bez víček, čiré, 125 ks	3 719 Kč	bal.
<b>Víčka</b>			
2103-3643	Strip 8x ploché víčko, čiré, 125 ks	984 Kč	bal.
2103-3645	Strip 8x vypouklé víčko, čiré, 125 ks	784 Kč	bal.
2103-3654	Strip 8x vypouklé víčko, červené, 125 ks	784 Kč	bal.
2103-3655	Strip 8x vypouklé víčko, žluté, 125 ks	784 Kč	bal.
2103-3656	Strip 8x vypouklé víčko, zelené, 125 ks	784 Kč	bal.
2103-3657	Strip 8x vypouklé víčko, modré, 125 ks	784 Kč	bal.
2103-3666	Strip 12x vypouklé víčko, čiré, 125 ks	1 263 Kč	bal.



## Desky PCR mikrozkušavek, BRAND

- materiál PP, DNase-, DNA- a RNase- free, bez použití aditiv
- upravený povrch minimalizuje vazbu enzymů a nukleových kyselin na stěny
- ultratenké stěny umožňují rychlý a přesný prostup tepla
- pozice alfanumericky kódovány, desky vhodné pro všechny běžné termocykly

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3651	PCR deska 96 x 0,2 ml, no skirt, 50 ks	4 731 Kč	bal.
2103-3653	PCR deska 384 x 0,04 ml, 50 ks	8 616 Kč	bal.
2103-3672	PCR deska 24 x 0,2 ml, 40 ks	1 729 Kč	bal.
2103-3673	PCR deska 48 x 0,2 ml, 20 ks	1 687 Kč	bal.
2103-3676	PCR deska 96 x 0,2 ml, half skirt, 50 ks	4 731 Kč	bal.



## Fólie k PCR deskám, BRAND

- různé materiály pro různá použití, dobře těsnící
- snadno perforovatelná špičkou mikropipety

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6101	Folie PP na 100 desek PCR, samolepící, v sáčku	3 202 Kč	bal.
2105-6102	Folie Polyester na 100 desek PCR, samolepící, v sáčku	4 635 Kč	bal.
2105-6104	Folie hliník PCR desky, samolepící, 100 ks v sáčku	3 372 Kč	bal.



## Fólie k PCR deskám, BRAND

- série 8 mikrozkušavek objemu 0,2 ml, integrované víčko jako strip nebo jednotlivě ke každé mikrozkušavce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3641	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek, vypouklá víčka, 125 ks	3 474 Kč	bal.
2103-3658	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek, plochá víčka, standard, 120 ks	3 834 Kč	bal.
2103-3659	Strip 8x0.15ml PCR zkušavek, plochá víčka, low profile, 120 ks	3 834 Kč	bal.



## Stojánek na mikroskopické stojanové

- vyroben z tvrzeného nylonu s výbornou chemickou a tepelnou odolností
- praktická držadla pro přenášení, stohovatelný, rozměry 210 x 131 x 54 mm
- autoklávatelný, tepelná odolnost -40°C až +140°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1720	Stojánek na mikroskopické stojanové 1,5/2,0 ml, 96 míst, modrý, 4 ks	1 246 Kč	bal
2103-1722	Stojánek na mikroskopické stojanové 1,5/2,0 ml, 96 míst, modrý, 4 ks	1 246 Kč	bal

## Otočný stojánek na mikroskopické stojanové, Fisherbrand

- PP stojánek pro 1,5/2,0 ml zkušební z jedné strany a 0,5 ml zkušební ze strany druhé
- 96 míst v mřížce 8 x 12 na každé straně, zaklapovací víčko, držáky pro přenášení
- stohovatelné a autoklávatelné, dodávány v balení 5 ks



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0280	Otočný stojánek na mikroskopické stojanové, 5 ks, mix barev	1 522 Kč	bal
2106-0282	Otočný stojánek na mikroskopické stojanové, 5 ks, přírodní	1 640 Kč	bal
2106-0284	Otočný stojánek na mikroskopické stojanové, 5 ks, modrý	1 640 Kč	bal
2106-0286	Otočný stojánek na mikroskopické stojanové, 5 ks, zelený	1 640 Kč	bal
2106-0288	Otočný stojánek na mikroskopické stojanové, 5 ks, žlutý	1 640 Kč	bal

mix barev obsahuje stojánek modrý, zelený, růžový, žlutý a oranžový

## Rozkládací stojánek na mikro a kryozkušební Fisherbrand work2store

- zjednodušuje a zlepšuje práci při přípravě vzorků pro zamrazování
- patentovaný rozvírací mechanismus dovoluje rozložení pro komfortnější práci se vzorky
- pomáhá redukovat riziko křížové kontaminace, stohovatelný s alfanumerickým označením míst
- použitelný pro rozsah teplot -80 až +121°C, autoklávatelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3965	Stojánek Fisherbrand work2store, 64 x 1,5/2,0 ml, včetně víčka	669 Kč	ks

## Stojánek na mikroskopické stojanové Fisherbrand

- materiál polypropylen, autoklávatelný
- 80 míst (5 x 16) pro 1,5 až 2,0 ml mikroskopické stojanové
- rozměry 225 x 67 x 28 mm, 5ks v balení (1ks od každé vyobrazené barvy)
- jednotlivé barvy lze objednat i samostatně, vždy po 5 ks v balení



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3945	Stojánek Fisherbrand, 1,5ml až 2ml, PP, 80 míst, set 5ti barev	511 Kč	bal

## Policový držák pro stojánky na mikroskopické stojanové

- akrylátový, průhledný, pro skladování více stojáneků se vzorky



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1730	Policový držák pro stojánky na mikroskopické stojanové, vertikální	4 730 Kč	ks
2103-1732	Policový držák pro stojánky na mikroskopické stojanové, horizontální	4 471 Kč	ks

## Kombinovaný stojánek FLIPPER

- na každé ze čtyř stran otvory pro jiné druhy zkumavek - mikrozkušavky 1,5 a 0,5ml a zkumavky 15 a 50ml
- alfanumerické značení jednotlivých pozic

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3932	Čtyřstranný stojánek FLIPPER, oranžový	664 Kč	ks
2103-3934	Čtyřstranný stojánek FLIPPER, růžový	664 Kč	ks



## Stojánek na PCR mikrozkušavky, BRAND

- usnadňuje práci s jednotlivými PCR zkumavkami, stripy nebo PCR deskami
- set obsahuje stojánek s vložkou a víčko
- teplotní odolnost -80 až 121 °C, v balení jsou jednotlivé kusy různě barevné


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1240	PCR box s víčkem, 5 ks	1 171 Kč	bal



## Stojánek na mikrozkušavky, BRAND

- pro 1,5 ml mikrozkušavky s průměrem 11mm
- počet pozic 128, rozměr 365 x 126 x 38 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1210	Stojánek na mikrozkušavky 1,5ml	326 Kč	ks



## Chladicí box na PCR zkumavky, BRAND

- udrží vzorky při 4 °C přibližně 3 hodiny za běžné teploty okolí
- při nárůstu teploty nad 7 °C změní chladicí gel barvu z fialové na růžovou
- box je vhodný pro jednotlivé PCR zkumavky, stripy i desky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1245	Chladicí PCR box s víčkem, 2 ks	2 617 Kč	bal



## Nádoby na led Fisherbrand

- odolné nádoby pro uchování teplotně citlivých vzorků
- vyrobeny z PU, silná izolace pro udržení nízké teploty
- ideální pro led, suchý led nebo tekutý dusík
- pro teploty až -196°C a tlak 1 bar, dodávány s víkem, stohovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2160	Nádobka na led Fisherbrand, kulatá, černá, 4 l	2 442 Kč	ks
2103-2162	Nádobka na led Fisherbrand, hranatá, zelená, 1 l	1 543 Kč	ks
2103-2164	Nádobka na led Fisherbrand, hranatá, modrá, 4 l	3 306 Kč	ks
2103-2166	Nádobka na led Fisherbrand, hranatá, červená, 9 l	3 936 Kč	ks



## Nádoby na led Fisherbrand

- PP stojánky, ideální do vodních lázní, obsazené mikrozkušavkami plavou na hladině
- čtvercový stojánek je vhodnější do lázní s cirkulací vody, na hladině je stabilnější
- pro rozsah teplot -70° až +100°C, vhodné pro mikrozkušavky 1,0 až 2,0 ml
- každý otvor je alfanumericky označen

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1260	Plovoucí stojánek, čtvercový, 4 x 4 místa	807 Kč	bal
2103-1262	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 96 mm, 20 míst	807 Kč	bal
2103-1264	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 66 mm, 8 míst	819 Kč	bal



## Stolní chladicí boxy na vzorky, Nalgene

- pro ochranu citlivých vzorků, běžně skladovaných v mrazicím boxu či chladničce
- mimo chladicí box udrží nízkou teplotu až několik hodin
- pro mikrozkušavky do 2,0 ml (vč. vložek na 0,2 a 0,5 ml), nebo zkumavky 12 - 16 mm průměru
- pozice značeny pro identifikaci vzorků, z polykarbonátu s držadlem pro pohodlné přenášení
- lze stohovat, víko plněné gelem pro lepší izolaci nebo prázdné (průhledné)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0800	Chladicí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. do 2,0 ml	4 272 Kč	ks
2105-0802	Chladicí box Nalgene, rastr 4 x 8, pro zkum. do 2,0 ml	8 307 Kč	ks
2105-0804	Chladicí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. do 2,0 ml	4 118 Kč	ks
2105-0806	Chladicí box Nalgene, rastr 4 x 8, pro zkum. do 2,0 ml	8 163 Kč	ks
2105-0808	Chladicí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. pr. 12 - 13 mm	9 076 Kč	ks
2105-0810	Chladicí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. pr. 16 - 17 mm	9 076 Kč	ks

## Plovoucí stojánky na mikrozkušavky Nalgene

- PP kruhové nebo čtvercové stojánky, ideální do vodních lázní
- plně obsazené mikrozkušavkami plavou na hladině
- čtvercový stojánek vhodnější do lázně s cirkulací vody, na hladině je stabilnější
- nožičky pro postavení na stůl, držák pro snadné uchopení a přenášení
- pro rozsah teplot -70° až +100°C, vhodné pro mikrozkušavky 1,0 až 2,0 ml
- každý otvor je alfanumericky označen



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1260	Plovoucí stojánek, čtvercový, 4 x 4 místa, 4 ks v balení	807 Kč	bal.
2103-1262	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 96 mm, 20 míst, 4 ks v balení	807 Kč	bal.
2103-1264	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 66 mm, 8 míst, 4 ks v balení	819 Kč	bal.

## Skládací boxy Fisherbrand

- vhodné pro organizaci a skladování laboratorních vzorků
- vyrobeny z vlnitého polypropylenu, odolné vlhkosti, nedeformují se
- lehké a přitom pevné, stohovatelné, rozměr po složení 406 x 260 x 89 mm
- vyjímatelné dělicí vložky pro ideální organizaci vzorků (24 přihrádek)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0300	Skládací PP box Fisherbrand, včetně dělicích vložek, 10 ks	3 375 Kč	bal

## Papírové kryoboxy Nunc

- bílé a hnědé kartónové boxy
- pro krátkodobé skladování kryozkušavek při nízkých teplotách až do -196°C
- boxy lze popisovat a jsou dodávány včetně vnitřních přepážek



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3881	Kryoboxy Nunc, 81 míst, bílé, 132 x 132 x 75 mm, 30 ks	13 729 Kč	bal
2103-3882	Kryoboxy Nunc, 100 míst, bílé, 145 x 145 x 51 mm, 42 ks	21 673 Kč	bal
2103-3884	Kryoboxy Nunc, 25 míst, hnědé, 75 x 75 x 51 mm, 24 ks	6 184 Kč	bal
2103-3885	Kryoboxy Nunc, 81 míst, hnědé, 132 x 132 x 51 mm, 6 ks	1 974 Kč	bal

## Skládací plastové kryoboxy Fisherbrand

- PP skládací boxy, odolné vlhkosti a vhodné pro teploty až -80°C
- opakovaně použitelné, dodávány včetně dělicích vložek
- dodávány vždy v balení po 10 kusech

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0310	Skládací PP kryobox pro 144 x 0,2 ml , barva přírodní, 10 ks	2 370 Kč	bal
2106-0318	Skládací PP kryobox pro 81 x 0,5 ml , barva přírodní, 10 ks	2 110 Kč	bal
2106-0326	Skládací PP kryobox pro 81 x 1,5/2,0 ml , barva přírodní, 10 ks	1 420 Kč	bal
2106-0328	Skládací PP kryobox pro 81 x 1,5/2,0 ml , barva modrá, 10 ks	1 395 Kč	bal
2106-0340	Skládací PP kryobox pro 25 x 5 ml , barva přírodní, 10 ks	2 110 Kč	bal
2106-0342	Skládací PP kryobox pro 25 x 5 ml , barva modrá, 10 ks	2 110 Kč	bal
2106-0348	Skládací PP kryobox pro 36 x 15 ml , barva přírodní, 10 ks	2 948 Kč	bal
2106-0350	Skládací PP kryobox pro 36 x 15 ml , barva modrá, 10 ks	2 948 Kč	bal
2106-0352	Skládací PP kryobox pro 36 x 15 ml , barva bílá, 10 ks	2 948 Kč	bal
2106-0356	Skládací PP kryobox pro 16 x 50 ml , barva přírodní, 10 ks	2 881 Kč	bal
2106-0358	Skládací PP kryobox pro 16 x 50 ml , barva modrá, 10 ks	2 881 Kč	bal



## Kryoboxy PP, Fisherbrand

- pro kryozkumavky 1,5 a 2,5ml
- robustní, autoklávovatelné, použitelné do -86 °C
- alfanumerické označení jednotlivých pozic, komplet s víčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3782	Kryobox PP pro 81 kryozkumavek, fluorescenční růžová	161 Kč	ks
2103-3784	Kryobox PP pro 81 kryozkumavek, fluorescenční oranžová	318 Kč	ks



## Kryoboxy PC, BRAND

- spodní část má rastr a je modrá, víko je čiré
- vhodné pro teploty od -196 °C do +121 °C.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3793	Kryobox PC, 81 pozic, pro kryozkumavky 1,2 a 2 ml	457 Kč	ks
2103-3794	Kryobox 100 pozic, na kryozkumavky 1,2 a 2 ml s vnitřním závitem	465 Kč	ks
2103-3795	Kryobox PC, 81 pozic, pro kryozkumavky 3, 4 a 5 ml	629 Kč	ks



## Kryoboxy z kartonu

- hydrofobní, mrazuvzdorný karton, barva bílá
- vnitřní vložka má výšku 30 mm, objednáva se samostatně
- lze dodat i v jiných barvách a jiných rozměrech vložky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3771	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 32 mm	72 Kč	ks
2103-3773	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 75 mm	93 Kč	ks
2103-3774	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 100 mm	166 Kč	ks
2103-3775	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 130 mm	197 Kč	ks
2103-3777	Vložka pro kryobox karton, 8 x 8 pozic	44 Kč	ks
2103-3778	Vložka pro kryobox karton, 9 x 9 pozic	56 Kč	ks
2103-3779	Vložka pro kryobox karton, 10 x 10 pozic	55 Kč	ks



## Kryozkumavky Fisherbrand Cryovial

- PP, vhodné pro teploty až -190 °C
- silikonové těsnění ve víčku pro vysokou těsnost
- k dispozici s vnějším nebo vnitřním závitem, vysoce transparentní
- bílá popisovací plocha, bílá graduace po 0,1ml, sterilizovány gamma zářením



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3850	Kryozkumavky 1,2 ml, 1000ks, závit vnější, kón. dno, stojící	5 875 Kč	bal.
2103-3856	Kryozkumavky 1,2 ml, 1000ks, závit vnitřní, kón. dno, stojící	8 312 Kč	bal.
2103-3857	Kryozkumavky 2 ml, 1000ks, závit vnitřní, kul. dno, stojící	7 542 Kč	bal.

## Kryozkumavky Nunc s vnitřním závitem

- pro přepravu a skladování biologického materiálu v mrazničkách nebo kapalném dusíku
- netoxické, bez pyrogenů a mutagenů
- splňují požadavky USP Class VI, materiál PP, popisná plocha
- vnitřní závit se silikonovým těsněním
- sterilní (SAL 10-6) podle normy ISO 11137




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3980	Kryozkumavky Nunc 1,8 ml, kul. dno, 500 ks	6 029 Kč	bal.
2103-3981	Kryozkumavky Nunc 3,6 ml, kul. dno, 400 ks	5 903 Kč	bal.
2103-3982	Kryozkumavky Nunc 4,5 ml, kul. dno, 300 ks	4 646 Kč	bal.
2103-3983	Kryozkumavky Nunc 1 ml, kón. dno, 500 ks	6 760 Kč	bal.
2103-3984	Kryozkumavky Nunc 1,8 ml, kul. dno, 450 ks	5 696 Kč	bal.
2103-3985	Kryozkumavky Nunc StarFoot 1 ml, kón. dno, 500 ks	6 878 Kč	bal.
2103-3986	Kryozkumavky Nunc StarFoot 1,8 ml, kul. dno, 450 ks	5 556 Kč	bal.
2103-3987	Kryozkumavky Nunc StarFoot 3,6 ml, kul. dno, 400 ks	6 557 Kč	bal.
2103-3988	Kryozkumavky Nunc StarFoot 4,5 ml, kul. dno, 300 ks	5 047 Kč	bal.

\*Pro skladování v kapalném dusíku, je doporučeno mít zkumavky uzavřené v CryoFlex™ hadici (kat. č. 2103-3999)!

## Kryozkumavky Nunc s vnějším závitem

- pro přepravu a skladování buněčného materiálu i jiných vzorků v mrazicích
- nepříliš vhodné pro skladování v kapalném dusíku
- netoxické, bez pyrogenů, splňují požadavky SP Class VI, materiál zkumavky PP, víčko z PE
- sterilní (SAL 10-6) podle normy ISO 11137



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3990	Kryozkum. Nunc 1 ml, kón. dno, popis. plocha, 500 ks	6 884 Kč	bal.
2103-3991	Kryozkum. Nunc 1,8 ml, kul. dno, popis. plocha, 450 ks	5 504 Kč	bal.
2103-3992	Kryozkum. Nunc 4,5 ml, kul. dno, popis. plocha, 300 ks	4 485 Kč	bal.
2103-3993	Kryozkumavky Nunc 1 ml, kón. dno, 500 ks	6 393 Kč	bal.
2103-3994	Kryozkumavky Nunc 1,8 ml, kul. dno, 450 ks	5 576 Kč	bal.
2103-3995	Kryozkumavky Nunc 4,5 ml, kul. dno, 300 ks	4 261 Kč	bal.

\*Pro skladování v kapalném dusíku, je doporučeno mít zkumavky uzavřené v CryoFlex™ hadici (kat. č. 2103-3999)!

## Hadice Nunc CryoFlex™

- poskytuje zvýšené zabezpečení kryozkumavek při skladování nebezpečných vzorků nebo při zamrazování v kapalném dusíku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3999	Hadice CryoFlex, PE, prům. 14 x 500 mm, balení 15 ks	2 726 Kč	bal.

## Kryozkumavky BRAND

- materiál PP, odolné teplotě kapalného dusíku, sterilizovatelné při 121 °C
- graduované, na boku mají matné popisovací políčko
- průměr zkumavek 12,5 mm, vhodné do všech běžných kryoboxů
- standardně se dodávají sterilizované gama-zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3730	Kryozkumavky s vnějším závitem, 1,2 ml, 1000 ks	9 461 Kč	bal.
2103-3731	Kryozkumavky s vnějším závitem, 2 ml, 1000 ks	9 461 Kč	bal.
2103-3732	Kryozkumavky s vnějším závitem, 2 ml, 1000 ks	9 461 Kč	bal.
2103-3733	Kryozkumavky s vnějším závitem, 3 ml, 1000 ks	10 123 Kč	bal.
2103-3734	Kryozkumavky s vnějším závitem, 4 ml, 1000 ks	10 965 Kč	bal.
2103-3735	Kryozkumavky s vnějším závitem, 5 ml, 1000 ks	11 579 Kč	bal.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3740	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 1,2 ml, 1000 ks	9 461 Kč	bal.
2103-3741	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 2,0 ml, 1000 ks	9 461 Kč	bal.
2103-3742	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 2,0 ml, 1000 ks	9 461 Kč	bal.
2103-3743	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 4,0 ml, 1000 ks	12 598 Kč	bal.
2103-3744	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 4,0 ml, 1000 ks	14 352 Kč	bal.
2103-3745	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 5,0 ml, 1000 ks	14 388 Kč	bal.

## Rozlišovací vložky ke kryozkumavkám BRAND

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3750	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, bílé, 500 ks	973 Kč	bal.
2103-3751	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, modré, 500 ks	973 Kč	bal.
2103-3752	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, červené, 500 ks	973 Kč	bal.
2103-3753	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, zelené, 500 ks	973 Kč	bal.
2103-3754	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, žluté, 500 ks	973 Kč	bal.



## Mikrozkumavky zamražovací BRAND se šroubovým uzávěrem

- zkumavka z PP, víčko je z PE, určeny pro práci s krví a séry
- k odstředování až do RCF 17000, vnější průměr 11 mm, výška 47 mm
- použitelné od -90 do +100 °C, graduované od -196 do +121°C, nesterilizované

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3700	Zkum. zamraž. 0.5ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 003 Kč	bal.
2103-3701	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 003 Kč	bal.
2103-3702	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 003 Kč	bal.
2103-3703	Zkum. zamraž. 2.0ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 003 Kč	bal.
2103-3704	Zkum. zamraž. 2.0ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 003 Kč	bal.
2103-3710	Zkum. zamraž. 0.5ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 166 Kč	bal.
2103-3711	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 166 Kč	bal.
2103-3712	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 166 Kč	bal.
2103-3713	Zkum. zamraž. 2.0ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 166 Kč	bal.
2103-3714	Zkum. zamraž., 2.0ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 166 Kč	bal.


## Rozlišovací vložky k zamražovacím zkumavkám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3720	Vložky k zamražovacím zkumavkám B, 500 ks/bal., bílé	543 Kč	bal.
2103-3721	Vložky k zamr.zkumavkám M, 500 ks/bal., modré	543 Kč	bal.
2103-3722	Vložky k zamr.zkumavkám Č, 500 ks/bal., červené	543 Kč	bal.
2103-3723	Vložky k zamražovacím zkumavkám Z, 500 ks/bal., zelené	543 Kč	bal.
2103-3724	Vložky k zamražovacím zkumavkám Ž, 500 ks/bal., žluté	543 Kč	bal.



## Stojánek na zamrazovací zkumavky BRAND

- z PP modré barvy, má 50 číslovaných pozic



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3790	Stojánek na kryozkumavky PP, 50 míst.	685 Kč	ks

## Mikrovialky Nalgene, PPCO, čiré

- vyrobeny z vysoce čistého polypropylen kopolymeru
- bez obsahu pyrogenů, cytotoxinů a s minimálním obsahem těžkých kovů
- sterilní nebo nesterilní provedení, pro odstředování až do 13000 x g
- kónické vnitřní dno a vnější rovná obruba dna pro možnost postavení (kromě objemu 1,5 ml)
- jsou dodávány bez víčka, víčka nabízíme jako separátní položku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3000	Mikrovialky PPCO, čiré, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	6 062 Kč	bal
2103-3002	Mikrovialky PPCO, čiré, 1,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	4 079 Kč	bal
2103-3004	Mikrovialky PPCO, čiré, 2 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	4 402 Kč	bal
2103-3006	Mikrovialky PPCO, čiré, 4,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	10 414 Kč	bal
2103-3008	Mikrovialky PPCO, čiré, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	5 895 Kč	bal
2103-3010	Mikrovialky PPCO, čiré, 2 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	4 396 Kč	bal
2103-3012	Mikrovialky PPCO, čiré, 4,5 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	10 227 Kč	bal

## Mikrovialky Nalgene, PPCO, hnědé

- vyrobeny z vysoce čistého polypropylen kopolymeru, hnědé zabarvení pro světlocitlivé vzorky
- bez obsahu pyrogenů, cytotoxinů a s minimálním obsahem těžkých kovů
- sterilní nebo nesterilní provedení, pro odstředování až do 13000 x g
- kónické vnitřní dno a vnější rovná obruba dna pro možnost postavení (kromě objemu 1,5 ml)
- jsou dodávány bez víčka, víčka nabízíme jako separátní položku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3020	Mikrovialky PPCO, hnědé, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	5 881 Kč	bal
2103-3022	Mikrovialky PPCO, hnědé, 2 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	4 576 Kč	bal
2103-3024	Mikrovialky PPCO, hnědé, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	5 746 Kč	bal
2103-3026	Mikrovialky PPCO, hnědé, 2 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	4 576 Kč	bal

## Uzávěry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, čiré, vysoké

- bez o-kroužku, přesto výborná těsnost, barevné vložky pro odlišení vzorků



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3100	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3101	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, žluté, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3102	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, oranžové, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3103	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, zelené, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3104	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, červené, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3105	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, modré, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3106	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, zlaté, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3107	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, fialové, sterilní, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3110	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, bezbarvé1000 ks	4 539 Kč	bal
2103-3111	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, bílé1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3113	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, oranžové1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3114	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, zelené1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3115	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, červené1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3116	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, modré1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3118	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, fialové1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3119	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, přírodní1000 ks	9 653 Kč	bal
2103-3120	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, modrozelené1000 ks	9 653 Kč	bal

## Uzávěry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, barevné, nízké

- barevné uzávěry pro mikrovialky, materiálové provedení a kvalita je stejná jako u mikrovialek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3125	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	3 770 Kč	bal
2103-3141	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	3 770 Kč	bal
2103-3142	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, žluté, sterilní, 1000 ks	3 770 Kč	bal
2103-3143	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, zelené, sterilní, 1000 ks	3 770 Kč	bal
2103-3144	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, červené, sterilní, 1000 ks	3 770 Kč	bal
2103-3145	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, modré, sterilní, 1000 ks	3 787 Kč	bal
2103-3146	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, fialové, sterilní, 1000 ks	3 770 Kč	bal
2103-3147	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, jantar, sterilní, 1000 ks	3 787 Kč	bal



2103-3150	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, přírodní 1000 ks	3 819 Kč	bal
2103-3151	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, bílé 1000 ks	3 819 Kč	bal
2103-3152	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, zelené 1000 ks	3 833 Kč	bal
2103-3153	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, červené 1000 ks	3 819 Kč	bal
2103-3154	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, modré 1000 ks	3 819 Kč	bal
2103-3155	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, fialové 1000 ks	3 808 Kč	bal
2103-3156	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, jantarové 1000 ks	3 819 Kč	bal
2103-3157	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, růžové 1000 ks	3 808 Kč	bal

## Uzávěry pro 4,5 ml mikrovialky Nalgene, PPCO, barevné

- pro mikrovialky s uzávěrem rozměru 13 mm, barevně rozlišené
- sterilní/nesterilní, bez obsahu pyrogenů, cytotoxinů, RNase/Dnase free

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3170	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, přírodní, sterilní, 1000 ks	6 436 Kč	bal
2103-3171	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, bílý, sterilní, 1000 ks	6 436 Kč	bal
2103-3172	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, zelený, sterilní, 1000 ks	6 436 Kč	bal
2103-3173	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, bílý, 1000 ks	4 605 Kč	bal



## Uzávěry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, hnědé, vysoké

- bez o-kroužku, přesto výborná těsnost, barevné vložky pro odlišení vzorků

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3180	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, bez barvy, sterilní, 1000 ks	4 947 Kč	bal
2103-3181	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3182	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, žluté, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3183	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, oranžové, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3184	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, zelené, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3185	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, červené, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3186	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, zlaté, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3187	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, fialové, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3188	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, přírodní, sterilní, 1000 ks	10 052 Kč	bal
2103-3189	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, modrozelené, sterilní, 1000 ks	10 090 Kč	bal
2103-3190	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, jantarové, sterilní, 1000 ks	10 090 Kč	bal
2103-3191	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, bílé, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3193	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, oranžové, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3194	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, zelené, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3195	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, červené, 1000 ks	9 821 Kč	bal
2103-3196	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, modré, 1000 ks	9 819 Kč	bal
2103-3197	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, přírodní, 1000 ks	9 821 Kč	bal
2103-3199	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, jantarové, 1000 ks	9 819 Kč	bal




## Dewarovy nádoby válcové

- k chlazení vzorků, ukládání tekutého dusíku, kyslíku nebo suchého ledu
- z postříbeného borosilikátového skla, uloženy v kovovém pouzdře, modrý ochranný nátěr
- s kulatým dnem, na dně s podložkou, zátka z polyuretanu se objednává zvlášť

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-2011	200ml	40	56	170	215	2 362 Kč	ks
1834-2013	300ml	47	60	190	240	3 075 Kč	ks
1834-2015	500ml	57	70	210	260	3 319 Kč	ks
1834-2018	800ml	67	80	240	295	3 692 Kč	ks
1834-2021	1000ml	77	95	235	290	4 373 Kč	ks
1834-2024	1500ml	90	115	245	300	5 305 Kč	ks
1834-2028	2000ml	90	115	340	390	5 607 Kč	ks
1834-2033	4000ml	138	160	310	375	9 331 Kč	ks
1834-2035	8000ml	138	160	600	660	13 563 Kč	ks

### S držadlem

1834-2111	200ml	40	56	170	215	3 205 Kč	ks
1834-2113	300ml	47	60	190	240	3 921 Kč	ks
1834-2115	500ml	57	70	210	260	4 176 Kč	ks
1834-2118	800ml	67	80	240	295	4 552 Kč	ks
1834-2121	1000ml	77	95	235	290	5 036 Kč	ks
1834-2124	1500ml	90	115	245	300	6 002 Kč	ks
1834-2128	2000ml	90	115	340	390	6 416 Kč	ks
1834-2133	4000ml	138	160	310	375	10 141 Kč	ks



## Zátka z pěnové pryže pro Dewarovy nádoby válcové

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-2061	Zátka pro nádobu 200ml	809 Kč	ks
1834-2062	Zátka pro nádobu 300ml	809 Kč	ks
1834-2063	Zátka pro nádobu 500ml	809 Kč	ks
1834-2064	Zátka pro nádobu 800ml	809 Kč	ks
1834-2065	Zátka pro nádobu 1000ml	962 Kč	ks
1834-2066	Zátka pro nádobu 1500ml	962 Kč	ks
1834-2067	Zátka pro nádobu 2000ml	962 Kč	ks
1834-2068	Zátka pro nádobu 4000ml	1 171 Kč	ks
1834-2069	Zátka pro nádobu 8000ml	1 171 Kč	ks

## Dewarovy nádoby válcové větších objemů

- zesílené pouzdro, postranní úchytky
- uzavírají se plastovou zátkou s úchytkou, která je součástí dodávky

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-3043	7 l	200	230	275 Kč	385	13 520 Kč	ks
1834-3044	10 l	200	230	350 Kč	475	17 174 Kč	ks
1834-3045	14 l	200	230	500 Kč	610	17 670 Kč	ks
1834-3046	21 l	250	280	480 Kč	615	28 622 Kč	ks
1834-3047	28 l	250	280	620 Kč	750	31 572 Kč	ks



## Dewarovy nádoby válcové s rukojetí

- vhodné k přenášení teplotně citlivých materiálů nebo zkapalněných plynů
- rozměry kót podle obrázku na předchozí stránce
- vnější plášť z modře natřeného kovu (typ B) nebo nerezový (typ BE)
- hliníková rukojeť, součástí dodávky je víko s izolací
- pro transport tekutého dusíku musí být víko opatřeno otvorem prům. min. 2mm

Kód zboží	Typ / objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-4000	26B / 1 l	100	120	150 Kč	215	5 945 Kč	ks
1834-4001	27B / 2 l	138	160	170 Kč	245	6 749 Kč	ks
1834-4002	28B / 3 l	138	160	230 Kč	305	8 286 Kč	ks
1834-4003	29B / 4 l	138	160	310 Kč	385	10 217 Kč	ks
1834-4004	26BE / 1 l	100	120	150 Kč	215	6 103 Kč	ks
1834-4005	27BE / 2 l	138	160	170 Kč	245	7 648 Kč	ks
1834-4006	28BE / 3 l	138	160	230 Kč	305	9 822 Kč	ks
1834-4007	29BE / 4 l	138	160	310 Kč	385	11 471 Kč	ks

Rozměrové kóty na straně 26



## Dewarovy nádoby válcové s rukojetí

- vhodné k přenášení teplotně citlivých materiálů nebo zkapalněných plynů
- rozměry kót podle obrázku na předchozí stránce
- vnější plášť z modře natřeného kovu (typ B) nebo nerezový (typ BE)
- hliníková rukojeť, součástí dodávky je víko s izolací
- pro transport tekutého dusíku musí být víko opatřeno otvorem prům. min. 2mm

Kód zboží	Objem	Vnější prům. mm	Výška mm	Prům hrdla vnější mm	Prům hrdla vnitřní mm	Prodejní cena	MJ
1834-4020	1 l	175	300	60 Kč	30	8 636 Kč	ks
1834-4021	3 l	225	380	105 Kč	60	13 671 Kč	ks
1834-4022	5 l	260	450	105 Kč	60	15 932 Kč	ks
1834-4023	10 l	330	480	105 Kč	65	21 373 Kč	ks



## Dewarovy nádoby válcové s rukojetí

- pro temperaci kulatých baněk nebo pro chlazení a zmrazování malých vzorků
- tvarovým provedením a materiály vhodné i pro použití s magnetickým míchadlem
- vnitřní nádoba z postříbeného skla, vnější opláštění hliníkové a tedy nemagnetické

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-4040	80ml	67	80	40	75	3 782 Kč	ks
1834-4041	120ml	77	95	50	90	4 026 Kč	ks
1834-4042	260ml	100	120	65	110	5 681 Kč	ks
1834-4043	400ml	110	130	70	155	6 783 Kč	ks
1834-4044	800ml	138	160	80	125	7 966 Kč	ks
1834-4045	1600ml	170	205	110	145	11 293 Kč	ks
1834-4046	3000ml	200	230	125	160	17 014 Kč	ks
1834-4047	5800ml	250	280	150	195	29 382 Kč	ks

Rozměrové kóty na straně 26



## Dewarovy nádoby HDPE

- odolné nádoby na skladování tekutého dusíku, suchého ledu nebo jiných chladících médií, případně na skladování vzorků v nich
- vyrobeno z HDPE s dvojitou stěnou a uretanovou izolační výplní
- víko z HDPE s odvětráváním, držadlo potažené PE a vylévací zobáček pro snadné přelévání
- použitelné pro teploty od -196°C až +100°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-6000	Objem 1 l, 251 x 195 x 96 mm (hl. x v. x ID hrdla)	6 459 Kč	ks
1834-6002	Objem 2 l, 282 x 231 x 122 mm (hl. x v. x ID hrdla)	6 902 Kč	ks
1834-6004	Objem 4 l, 353 x 295 x 158 mm (hl. x v. x ID hrdla)	7 519 Kč	ks
1834-6006	Objem 10 l, 470 x 396 x 198 mm (hl. x v. x ID hrdla)	13 853 Kč	ks



## Dewarovy nádoby nerezové

- válcové nádoby na skladování menších množství tekutého dusíku, suchého ledu atd.
- kompletně z nerezové oceli, což znamená vysokou mechanickou odolnost
- uzavírají se zátkou z polyuretanu, která se objednává zvlášť

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-4060	500ml	65	87	180	203	8 557 Kč	ks
1834-4062	1000ml	85	107	206	231	9 138 Kč	ks
1834-4064	2000ml	100	122	285	312	11 163 Kč	ks
1834-4066	3000ml	185	200	160	190	16 138 Kč	ks
1834-4068	6000ml	185	200	270	300	20 708 Kč	ks
<b>S držadlem</b>							
1834-4061	500ml	65	87	180	203	9 690 Kč	ks
1834-4063	1000ml	85	107	206	231	10 514 Kč	ks
1834-4065	2000ml	100	122	285	312	12 615 Kč	ks
1834-4067	3000ml	185	200	160	190	17 177 Kč	ks
1834-4069	6000ml	185	200	270	300	21 863 Kč	ks




## Zátka z PU pro nerezové nádoby

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-4070	Zátka z PU pro nádobu objemu 500ml	970 Kč	ks
1834-4071	Zátka z PU pro nádobu objemu 1000ml	970 Kč	ks
1834-4072	Zátka z PU pro nádobu objemu 2000ml	1 023 Kč	ks
1834-4073	Zátka z PU pro nádobu objemu 3000ml	1 168 Kč	ks
1834-4074	Zátka z PU pro nádobu objemu 6000ml	1 168 Kč	ks

## Dewarovy nádoby nerezové

- k temperování kapalin, zdvojená stěna, kterou protéká chladicí či ohřevné médium
- nerezové jsou použitelné do teploty 200°C, skleněné do 120°C (verze s GL s PTFE olivkou) nebo až do 300°C (verze se skleněnou olivkou)
- maximální tlak v plášti je pro všechny verze 0,5 bar

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
<b>Nerezové, přípoj - olivka</b>							
1834-4080	500ml	65	87	180	203	11 288 Kč	ks
1834-4082	1000ml	85	107	206	231	11 780 Kč	ks
1834-4084	2000ml	100	122	285	312	13 997 Kč	ks
1834-4086	3000ml	185	200	160	190	19 168 Kč	ks
1834-4088	5000ml	185	200	270	300	22 955 Kč	ks
<b>Skleněné, přípoj - olivka</b>							
1834-4090	250ml	55	70	115	120	2 776 Kč	ks
1834-4092	600ml	77	95	135	150	3 606 Kč	ks
1834-4094	2500ml	112	135	200	210	7 495 Kč	ks
<b>Skleněné, přípoj - GL PTFE olivka</b>							
1834-4096	250ml	55	70	115	120	3 072 Kč	ks
1834-4097	600ml	77	95	135	150	3 972 Kč	ks
1834-4098	2500ml	112	135	200	210	7 860 Kč	ks



## Kontejnery na tekutý dusík APOLLO

- robustní nerezové kontejnery s vakuovou izolací
- pro skladování nebo přečerpávání větších objemů tekutého dusíku
- standardně kolečkový pojezd s držadly, přečerpávací zařízení
- bezpečnostní a vakuový ventil, hladinometer
- odpar se pohybuje od 0,5 až do 2% objemu nádoby za den

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-5050	Kontejner na tekutý dusík APOLLO 50	147 624 Kč	ks
1834-5052	Kontejner na tekutý dusík APOLLO 100	155 208 Kč	ks
1834-5054	Kontejner na tekutý dusík APOLLO 150	172 660 Kč	ks



## Mikrotitrační destičky Fisherbrand PP, 96 a 384-jamkové, i pro skladování

- odolné většině rozpouštědel, vhodné pro teploty -80°C až 121°C
- různé tvary dna pro optimální využití vzorků
- dostupné v několika barvách pro optimální rozlišení při skladování vzorků



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4930	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 80 ks	3 884 Kč	bal
2103-4934	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, žluté, kul. dno, 80 ks	4 214 Kč	bal
2103-4936	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, modré, kul. dno, 80 ks	4 120 Kč	bal
2103-4940	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 50 ks	2 763 Kč	bal
2103-4944	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 60 ks	8 739 Kč	bal
2103-4946	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, ploché dno, 60 ks	11 622 Kč	bal
2103-4948	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, kón. dno, 100 ks	15 275 Kč	bal
2103-4950	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, kón. dno, 100 ks	17 751 Kč	bal
2103-4952	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, černé, kón. dno, 100 ks	16 335 Kč	bal
2103-4956	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, kul. dno, 120 ks	21 778 Kč	bal
2103-4960	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, žluté, kul. dno, 120 ks	23 034 Kč	bal
2103-4962	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, modré, kul. dno, 120 ks	27 682 Kč	bal

## Mikrotitrační destičky Fisherbrand PS, 96, 384-jamkové

- bez povrchové úpravy



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4970	Mikr. destičky PS, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 50 ks	6 152 Kč	bal
2103-4972	Mikr. destičky PS, 96-jamkové, čiré, ploché dno, 80 ks	4 782 Kč	bal
2103-4974	Mikr. destičky PS, 96-jamkové, čiré, ploché dno, 80 ks	4 726 Kč	bal
2103-4982	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, čiré, ploché dno, 80 ks	16 940 Kč	bal
2103-4984	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, bílé, ploché dno, 100 ks	8 454 Kč	bal
2103-4986	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, černé, ploché dno, 100 ks	8 335 Kč	bal
2103-4988	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, čiré, ploché dno, 100 ks	8 284 Kč	bal

## Mikrotitrační destičky Nunc, 96-jamkové, 1,2 ml

- čirý polypropylen, o polovinu vyšší než běžné Deep-Well destičky
- kulaté dno, pracovní objem 1,2 ml, jamky s alfanumerickým kódem v rastru 8 x 12
- autoklávatelné při 121 °C, vhodné pro označování štítky s čárovým kódem, stohovatelné



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4924	Mikrotitrační destičky Fisherbrand, 96-jamkové, 1,2ml, 50ks	7 459 Kč	bal.

## Mikrodestičky Nunc Immuno MicroWell™, 96 jamkové

- PolySorp , polystyren s hydrofobní povrchem, vhodný pro práci s bílkovinami, lipoproteiny a lipopolysacharidy
- MediSorp , mezistupeň mezi PolySorp a MaxiSorp , vhodné pro vzorky obsahující séra
- MaxiSorp , hydrofilní povrch s vyšší vazebnou kapacitou než Polysorp
- MultiSorp , polystyren se silně hydrofilním povrchem, pro práci s hydrofobními analyty
- dno ploché (F), ploché se zkošenými hranami (C) nebo kulaté (U)
- zvýšené okraje a alfanumerické označení jamek, bez víčka, vnější rozměry 128 x 86 mm

Kód zboží	Název	Prac. obj. jamky	Prodejní cena	MJ
2102-0002	PolySorp F, 96- jamek, nízké, 60 ks	350ul	3 474 Kč	bal.
2102-0004	PolySorp F, 96- jamek, vysoké, 180 ks	350ul	9 580 Kč	bal.
2102-0006	PolySorp C, 96- jamek, nízké, 60 ks	250ul	3 256 Kč	bal.
2102-0008	PolySorp U, 96- jamek, vysoké, 60 ks	250ul	3 504 Kč	bal.
2102-0010	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, certif., 60 ks	350ul	4 818 Kč	bal.
2102-0012	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, 60 ks	350ul	4 818 Kč	bal.
2102-0014	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, 180 ks	350ul	12 837 Kč	bal.
2102-0016	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, certif., 180 ks	350ul	16 192 Kč	bal.
2102-0018	MediSorp F, 96- jamek, nízké, certif., 60 ks	350ul	4 746 Kč	bal.
2102-0020	MediSorp F, 96- jamek, nízké, 60 ks	350ul	3 497 Kč	bal.
2102-0022	MediSorp C, 96- jamek, nízké, 60 ks	250ul	3 256 Kč	bal.
2102-0024	MediSorp C, 96- jamek, nízké, certif., 60 ks	250ul	4 804 Kč	bal.
2102-0026	MediSorp U, 96- jamek, nízké, 60 ks	250ul	3 410 Kč	bal.



## Mikrodestičky Nunc MicroWell™, 96 jamkové

- čistý polystyren, vhodné pro robotické zpracování, auto. readery a dávkovací systémy
- pro screening antibiotik a buněčných vzorků, ploché dno ideální pro mikroskopická měření
- různá povrchová úprava nebo bez povrchové úpravy, objem jamky 400 µl


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0302	Collagen I, nesterilní, víčko, 20 ks	15 653 Kč	bal.
2102-0304	Poly-D-Lysine, nesterilní, víčko, 20 ks	14 990 Kč	bal.
2102-0306	Cell Culture, sterilní, bez víčka, 180 ks	8 514 Kč	bal.
2102-0308	Cell Culture, sterilní, víčko, 160 ks	9 175 Kč	bal.
2102-0310	Cell Culture, sterilní, víčko, 50 ks	3 079 Kč	bal.
2102-0312	Cell Culture, sterilní, bez víčka, 50 ks	2 676 Kč	bal.
2102-0314	UpCell, sterilní, víčko, 8 ks	8 157 Kč	bal.
2102-0318	Non-Treated, sterilní, víčko, 108 ks	6 226 Kč	bal.
2102-0320	Non-Treated, sterilní, bez víčka, 180 ks	7 149 Kč	bal.
2102-0322	Non-Treated, nesterilní, bez víčka, 180 ks	6 595 Kč	bal.
2102-0324	Non-Treated, nesterilní, bez víčka, 180 ks	8 932 Kč	bal.
2102-0326	Non-Treated, sterilní, víčko, 160 ks	9 320 Kč	bal.
2102-0328	Non-Treated, sterilní, víčko, 160 ks	11 708 Kč	bal.
2102-0330	Non-Treated, nesterilní, víčko, 160 ks	8 230 Kč	bal.
2102-0332	Non-Treated, nesterilní, bez víčka, 60 ks	2 237 Kč	bal.
2102-0334	Non-Treated, sterilní, bez víčka, 50 ks	2 783 Kč	bal.



## 96 jamkové destičky Nunc pro fluorescenci, luminiscenci a mikroskopii

- polystyrenové černé nebo bílé destičky s průhledným polymerovým dnem typu F
- povrchová úprava Nunclon, Poly-D-Lysine nebo Collagen I, nebo neupravený povrch
- objem jamky 400 µl, nesterilní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0360	Poly-D-Lysine, Bílá, nesterilní, víčko, 20 ks	23 907 Kč	bal.
2102-0362	Collagen I, Černá, nesterilní, víčko, 20 ks	30 092 Kč	bal.
2102-0364	Poly-D-Lysine, Černá, nesterilní, víčko, 20 ks	24 235 Kč	bal.
2102-0366	Collagen I, Bílá, nesterilní, víčko, 20 ks	28 576 Kč	bal.
2102-0368	Cell Culture, Černá, nesterilní, víčko, 30 ks	12 971 Kč	bal.
2102-0370	Cell Culture, Bílá, sterilní, víčko, 30 ks	14 390 Kč	bal.
2102-0372	Non-treated, Černá, sterilní, bez víčka, 30 ks	8 654 Kč	bal.
2102-0374	Non-treated, Bílá, nesterilní, bez víčka, 30 ks	11 877 Kč	bal.



## Mikrodestičky Nunc, 96 jamkové

- materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování, povrch neošetřený, bez víčka
- dno kulaté (U), nebo kónické (V), odolné vůči rozpouštědlům


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0500	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, nesterilní, 120 ks	6 163 Kč	bal
2102-0502	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, sterilní, 120 ks	6 547 Kč	bal
2102-0504	Mikrodestičky, barva černé, dno U, nesterilní, 120 ks	5 709 Kč	bal
2102-0506	Mikrodestičky, barva bílé, dno U, nesterilní, 120 ks	5 709 Kč	bal
2102-0508	Mikrodestičky, barva modré, dno U, nesterilní, 120 ks	5 709 Kč	bal
2102-0510	Mikrodestičky, barva žluté, dno U, nesterilní, 120 ks	5 709 Kč	bal
2102-0512	Mikrodestičky, barva přírodní, dno V, nesterilní, 120 ks	5 838 Kč	bal
2102-0514	Mikrodestičky, barva přírodní, dno V, sterilní, 120 ks	6 806 Kč	bal
2102-0516	Mikrodestičky, barva černé, dno V, nesterilní, 120 ks	8 527 Kč	bal
2102-0518	Mikrodestičky, barva bílé, dno V, nesterilní, 120 ks	8 527 Kč	bal
2102-0520	Mikrodestičky, barva červené, dno V, nesterilní, 120 ks	5 821 Kč	bal
2102-0522	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, sterilní, 50 ks	11 646 Kč	bal
2102-0524	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, nesterilní, 50 ks	7 408 Kč	bal
2102-0526	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, sterilní, 60 ks	14 606 Kč	bal
2102-0528	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, nesterilní, 60 ks	9 993 Kč	bal



## Mikrodestičky Nunc, 384 jamkové

- materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování
- povrch neošetřený, bez víčka, kulaté dno
- celkový objem jamky 120 µl, odolné rozpouštědlům, RNase / DNase-free

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0100	Mikrodestičky Nunc, přírodní, nesterilní, 120 ks	25 610 Kč	bal.
2102-0104	Mikrodestičky Nunc, bílé, nesterilní, 120 ks	30 935 Kč	bal.
2102-0106	Mikrodestičky Nunc, černé, nesterilní, 120 ks	31 254 Kč	bal.
2102-0108	Mikrodestičky Nunc, modré, nesterilní, 120 ks	29 734 Kč	bal.



## Box na mikrodestičky Nunc

- materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování
- povrch neošetřený, bez víčka, kulaté dno
- celkový objem jamky 120 µl, odolné rozpouštědlům, RNase / DNase-free

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0230	Box na mikrodestičky Nunc, vertikální	3 953 Kč	bal.



## Box na mikrodestičky Nunc

- tenké adhezivní fólie pro všechny formáty destiček pro minimalizují odparů a ochranu vzorků
- manipulaci usnadňuje ruční aplikátor

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0400	Fólie Nunc, hliník - akrylát - stříbrná, 100 ks	2 075 Kč	bal.
2102-0402	Fólie Nunc, hliník - akrylát - stříbrná, 100 ks	2 700 Kč	bal.
2102-0404	Fólie Nunc, polyolefin - akrylát - čirá, 100 ks	3 638 Kč	bal.
2102-0406	Fólie Nunc, polyolefin - akrylát - čirá, 100 ks	3 650 Kč	bal.
2102-0408	Fólie Nunc, polyethylen - silikon - čirá, 100 ks	11 242 Kč	bal.
2102-0410	Fólie Nunc, polyolefin - silikon - čirá, 100 ks	11 076 Kč	bal.
2102-0414	Fólie Nunc, polyester - akrylát - bílá, 50 ks	1 451 Kč	bal.
2102-0416	Fólie Nunc, polyester - akrylát - čirá, 800 ks	8 518 Kč	bal.
2102-0418	Fólie Nunc, polyester - silikon - čirá, 100 ks	3 229 Kč	bal.
2102-0420	Fólie Nunc, vinyl - akrylát - černá, 50 ks	2 179 Kč	bal.
2102-0422	Fólie Nunc, polyester - akrylát - čirá, 1000 ks	12 239 Kč	bal.
2102-0424	Fólie Nunc, rayon - akrylát - bílá, 50 ks	3 571 Kč	bal.
2102-0426	Fólie Nunc, rayon - akrylát - bílá, 50 ks	3 517 Kč	bal.
2102-0428	Fólie Nunc, hliník - silikon - stříbrná, 100 ks	3 971 Kč	bal.
2102-0450	Ruční aplikátor na fólie, 2 ks	1 291 Kč	bal.



## Mikrotitrační destičky BRAND

- polystyren nebo UV-polymer, barva bílá, černá, nebo transparentní, tvar dna označen písmeny

**U - kulaté dno, V - kónický tvar, F - ploché dno, C - ploché dno se zakulacenými rohy**

barevné kódování pro snadné rozlišení

standardní destičky, povrch neupravený (šedé kódování)

- **pureGrade** - povrch neupravený, nesterilní
  - **pureGrade S** - povrch neupravený, sterilní
- imunologie (modré kódování)
- **immunoGrade** - optimalizováno pro vazby IgG, pro standardní ELISA aplikace, nesterilní

- **hydroGrade** - silně hydrofilní povrch, ideální pro hydrofilní molekuly, nesterilní




- **lipoGrade** - silně hydrofobní povrch, ideální pro hydrofobní molekuly

nesterilní kultivace buněk (cell culture oranžové kódování)

- **cellGrade** - standardní povrch pro kultivaci adherentních buněk, sterilní
- **cellGrade plus** - povrch pro náročnější kultivace, možná i kultivace redukující sérum, sterilní
- **cellGrade premium** - povrch ekvivalentní Poly-D-Lysinu, možné i kultivace redukující sérum, nebo bez séra, sterilní
- **inertGrade** - povrch, který zabraňuje adhezi buněk, například pro kultivaci v suspenzi, sterilní

## 96- jamkové mikrotitrační destičky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4110	pureGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	2 528 Kč	bal.
2103-4112	pureGrade typ V, transp., 360ul, 100ks	2 528 Kč	bal.
2103-4115	pureGrade, typ F, transp., nesteril., 350ul, 100 ks	2 528 Kč	bal.
2103-4118	pureGrade, typ C, transp., 350ul, 100ks	2 528 Kč	bal.
2103-4122	pureGrade, typ U, bílá, 330ul, 100ks	6 779 Kč	bal.
2103-4124	pureGrade, typ F, bílá, 350ul, 100ks	6 779 Kč	bal.
2103-4126	pureGrade, typ U, černá, 330ul, 100ks	6 779 Kč	bal.
2103-4128	pureGrade, typ F, černá, 350ul, 100ks	6 779 Kč	bal.
2103-4130	pureGrade, typ U, 330ul, s víčkem, steril., 50ks	3 229 Kč	bal.
2103-4132	pureGrade, typ V, 360ul, s víčkem, steril., 50ks	3 229 Kč	bal.
2103-4135	pureGrade S, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	3 229 Kč	bal.
2103-4138	pureGrade S, typ C, transp., steril., 350ul, 50ks	3 229 Kč	bal.
2103-4144	pureGrade S, typ F, bílé, steril., 350ul, 50ks	5 801 Kč	bal.
2103-4148	pureGrade S, typ F, černé, steril., 350ul, 50ks	5 801 Kč	bal.
2103-4210	immunoGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	4 121 Kč	bal.
2103-4212	immunoGrade, typ V, transp., 360ul, 100ks	4 121 Kč	bal.
2103-4215	immunoGrade, typ F, transp., 350ul, 100ks	4 121 Kč	bal.
2103-4230	hydroGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	4 942 Kč	bal.
2103-4235	hydroGrade, typ F, transp., 350ul, 100ks	4 942 Kč	bal.
2103-4250	lipoGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	6 929 Kč	bal.
2103-4255	lipoGrade, typ F, transp., 350ul, 100ks	6 929 Kč	bal.
2103-4310	cellGrade, typ U, transp., steril., 330ul, 50ks	3 625 Kč	bal.
2103-4312	cellGrade, typ V, transp., steril., 360ul, 50ks	3 625 Kč	bal.
2103-4315	cellGrade, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	3 625 Kč	bal.
2103-4335	cellGrade plus, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	3 846 Kč	bal.
2103-4355	cellGrade premium, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	6 795 Kč	bal.
2103-4370	inertGrade, typ U, transp., steril., 330ul, 50ks	11 949 Kč	bal.
2103-4375	inertGrade, typ F, transp., steril., 350ul, 40ks	11 949 Kč	bal.
2103-4119	Víčko k dest.,nester.100ks, ke všem typům destiček	1 759 Kč	bal.



## 384- jamkové mikrotitrační destičky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4615	pureGrade, typ F, transp., 100ul, 50 ks	4 216 Kč	bal.
2103-4624	pureGrade, typ F, bílé, 100ul, 50 ks	4 425 Kč	bal.
2103-4628	pureGrade, typ F, černé, 100ul, 50 ks	4 425 Kč	bal.
2103-4635	pureGrade S, typ F, transp., steril., 100ul, 50 ks	6 347 Kč	bal.
2103-4644	pureGrade S, typ F, bílé, steril., 100ul, 50 ks	6 623 Kč	bal.
2103-4648	pureGrade S, typ F, černé, steril., 100ul, 50 ks	6 623 Kč	bal.
2103-4715	immunoGrade, typ F, transp., 100ul, 50 ks	6 758 Kč	bal.
2103-4815	cellGrade, typ F, transp., steril., 100ul, 50 ks	10 148 Kč	bal.



Dno F

Dno U

Dno V

Další typy mikrotitračních destiček, jako například s transparentním dnem, černé a bílé provedení u speciálních destiček nebo destičky s 1536 jamkami Vám nabídneme na požádání. U všech destiček je možno vyžádat si vzorek k odzkoušení zdarma.

## Pipetovací balónky

- objem 60 ml, z barevné pryže, vhodné pro pipety 2-50 ml, pro neagresivní média




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
4012-1020	Pipetovací balónek Fisherbrand, žlutý	170 Kč	ks
4012-1022	Pipetovací balónek Fisherbrand, červený	217 Kč	ks
4012-1024	Pipetovací balónek Fisherbrand, černý	155 Kč	ks
4012-1026	Pipetovací balónek Fisherbrand, modrý	170 Kč	ks

## Pipetovací balónky

- vyrobeny ze 100% čistého polystyrenu s vynikající průhledností
- černá graduace, barevné rozlišení velikostí pro snazší práci
- dodávány sterilní, bez obsahu pyrogenů, jednotlivě balené



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7700	Pipety Nunc, 1 ml, graduace 0,01 ml, 1000 ks	5 245 Kč	bal
2103-7702	Pipety Nunc, 2 ml, graduace 0,01 ml, 500 ks	2 774 Kč	bal
2103-7704	Pipety Nunc, 5 ml, graduace 0,1 ml, 200 ks	1 530 Kč	bal
2103-7706	Pipety Nunc, 10 ml, graduace 0,1 ml, 200 ks	1 968 Kč	bal
2103-7708	Pipety Nunc, 25 ml, graduace 0,2 ml, 200 ks	3 254 Kč	bal
2103-7710	Pipety Nunc, 50 ml, graduace 0,5 ml, 100 ks	4 711 Kč	bal



## Serologické pipety PS

- vhodné pro tkáňové kultury
- výborná optická čistota, černá graduac podložena černým proužkem
- objemy 5, 10, 25 a 50 ml s pozitivní a negativní stupnicí
- pipety jsou individuálně balené v plastovém obalu



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7890	Serologické pipety 1 ml, dělené, 1000ks	2 591 Kč	bal.
2103-7891	Serologické pipety 2 ml, dělené, 500ks	1 786 Kč	bal.
2103-7892	Serologické pipety 5 ml, dělené, 200ks	857 Kč	bal.
2103-7893	Serologické pipety 10 ml, dělené, 200ks	931 Kč	bal.
2103-7894	Serologické pipety 25 ml, dělené, 200ks	1 690 Kč	bal.
2103-7895	Serologické pipety 50 ml, dělené, 100ks	2 936 Kč	bal.

## Byreta plastová, třída B

- tělo byrety je z vysoce průhledného a mechanicky odolného akrylátu
- kohout otočný o 90° je vyroben z PMP/PE, černě tištěná graduace
- provedení ideální pro výukové a demonstrační účely



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6200	Byreta plastová, třída B, 25 ml, dělení 0,1 ml	1 442 Kč	ks
2101-6202	Byreta plastová, třída B, 50 ml, dělení 0,1 ml	1 635 Kč	ks

## Stojánek na pipety, PP, řadový

- výška 150 mm, délka 200 mm a šířka 75 mm
- ve dvou řadách je celkem 8 otvorů prům. 15 mm a 8 otvorů prům. 10 mm
- autoklávatelný při 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1020	Stojánek na pipety řadový	304 Kč	ks



## Stojánek na pipety, PP, otočný

- pro umístění až 94 pipet

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1010	Stojánek na pipety otočný	1 094 Kč	ks

## Stojánek na pipety LaboPlast

- pro 40 pipet (něbo např. teploměřů) různých průměrů až do 18 mm
- stabilní robustní základna, spodní miska pro záchyt odkapu
- talíře s otvory drženy na místě magneticky, výškově nastavitelné až do 450 mm
- materiál PP a středová tyč z chromované oceli
- talíře lze volitelně zaměnit za držáky nálevek, nebo sedimentačních válců

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1012	Stojánek na pipety LaboPlast, 40 míst prům. až 18 mm	2 276 Kč	ks



## Byreta podle Schillinga

- jednoduchá praktická pomůcka k titraci, kompletně zhotovené z plastů
- odměrná trubice je z borosilikátového skla s tištěnou graduací
- zásobní lahev z PE, usazena v jednoduchém stojanu
- stisknutím zásobní lahve naplníte odměrnou trubici, nulový bod se nastaví odsátím přebytečného odměrného roztoku
- místo ventilu je využita tlačka, se kterou lze provádět rychlou předtitraci i citlivě dotitrovat

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6951	Byreta Schilling B 5 ml, dělení 0,05 ml, lahev 500 ml	1 504 Kč	ks
2101-6952	Byreta Schilling B 10 ml, dělení 0,05 ml, lahev 500 ml	1 504 Kč	ks
2101-6953	Byreta Schilling B 15 ml, dělení 0,1 ml, lahev 500 ml	1 504 Kč	ks
2101-6954	Byreta Schilling B 25 ml, dělení 0,1 ml, lahev 1000ml	1 504 Kč	ks
2101-6955	Byreta Schilling B 50 ml, dělení 0,1 ml, lahev 1000 ml	1 753 Kč	ks



## Pasteurovy pipety PE, Fisherbrand

- jednorázové pipety s balonkem s graduací nebo bez, i ve sterilním provedení

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6400	Pasteur. pipety 1 ml, nesterilní, 400 ks	260 Kč	bal
2101-6402	Pasteur. pipety 1 ml, grad./nesterilní, 500 ks	264 Kč	bal
2101-6404	Pasteur. pipety 1 ml, prodl. špička, grad./nesterilní, 500 ks	264 Kč	bal
2101-6406	Pasteur. pipety 1 ml, grad., sterilní 500 ks	515 Kč	bal
2101-6408	Pasteur. pipety 1 ml, baleno po 10 ks, grad., sterilní 500 ks	387 Kč	bal
2101-6410	Pasteur. pipety 1 ml, baleno po 20 ks, grad., sterilní 500 ks	449 Kč	bal
2101-6412	Pasteur. pipety 3 ml, grad., nesterilní 500 ks	259 Kč	bal
2101-6414	Pasteur. pipety 3 ml, grad., sterilní 500 ks	546 Kč	bal
2101-6416	Pasteur. pipety 3 ml, baleno po 10 ks, grad., sterilní 500 ks	467 Kč	bal
2101-6418	Pasteur. pipety 3 ml, baleno po 20 ks, grad., sterilní 500 ks	467 Kč	bal
2101-6420	Pasteur. pipety 4 ml, tenká špička, nesterilní, 500 ks	245 Kč	bal
2101-6422	Pasteur. pipety 4 ml, nesterilní, 500 ks	273 Kč	bal
2101-6424	Pasteur. pipety 7 ml, extra dlouhá špička, nesterilní, 100 ks	111 Kč	bal
2101-6426	Pasteur. pipety 10 ml, jumbo, nesterilní, 200 ks	157 Kč	bal



## Pasteurovy pipety PE, Fisherbrand

- jednorázové pipety s balonkem s lisovanou graduací, lze zamrazovat
- mají velmi dobrou reprodukovatelnost, pokud jde o počet kapek na jeden ml
- objemem je míněně maximálně možný objem nasáté kapaliny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6475	Pipeta Pasteur. PE, grad., objem 1 ml, 500ks	2 201 Kč	bal.
2101-6470	Pipeta Pasteur. PE, max. objem 3,5 ml, 500ks	2 164 Kč	bal.
2101-6455	Pipeta Pasteur. PE, grad. 1/0,25 ml, max. objem 3,5 ml, 500ks	880 Kč	bal.
2101-6465	Pipeta Pasteur. PE, grad. 2,0/0,5 ml, max. objem 2,0ml, 500ks	1 201 Kč	bal.
2101-6460	Pipeta Pasteur. PE, grad. 3/0,5 ml, max. objem 3,5 ml, 500ks	860 Kč	bal.
2101-6450	Pipeta Pasteur. PE, max. objem 3ml, 500ks	1 066 Kč	bal.



## Kapací pipetky Movette, BRAND

- z PE, nasávací balonek ve tvaru měchu, tělo je graduované

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6910	Pipetka kapací 1,5ml,100ks, PE, délka 133 mm	788 Kč	bal.
2101-6913	Pipetka kapací 5ml,100ks, PE, délka 194 mm	885 Kč	bal.



## Promývačka pipet a byret

- sestava složena z promývací nádoby PP o výšce 734mm, vložky a koše na vkládání pipet
- jednotlivé díly se objednávají samostatně

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1217	Promývací nádoba	3 810 Kč	ks
2105-1218	Vložka promývací nádoby	1 773 Kč	ks
2105-1219	Košík promývací nádoby	789 Kč	ks



## Sterilizační pouzdra na pipety

- pouzdro ve tvaru toulce s převlečným (univerzálním pokud jde o délku pipet) nebo šroubovatelným uzávěrem
- nerezové, ve víku i na dně silikonová vložka, ta vydrží běžnou sterilizaci do 205 °C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7104	Pouzdro ster. na pipety nerezové zesílené, pr.65 x 380 mm	2 704 Kč	ks
2305-7105	Pouzdro ster. na pipety nerezové zesílené, pr.65 x 450 mm	2 705 Kč	ks

## Podložka pro odkládání pipet

- z PVC, pro odkládání pipet všech velikostí, 283 x 216 mm, výška 40 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3410	Podložka pro odkládání pipet	359 Kč	ks

## Zásobník na ukládání pipet, Fisherbrand

- organizér na klasické pipety objemu 0,1 až 50 ml
- jednotlivé zásobníky lze magneticky spojovat
- rozměry 301 x 100 x 127,5 mm (d. x š. x v.)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0230	Zásobník na pipety, Fisherbrand, modrý, 3 ks	2 196 Kč	bal

## Otočný stojánek na pipety, Fisherbrand

- univerzální stylový stojánek z ABS, vhodný pro většinu známých značek mikropipet
- pro 8 jednonábových nebo 4 vícekanálové pipety a jejich kombinace
- držadlo pro přenášení, průměr 229 mm, výška 408 mm
- horní části lze kombinovat ze dvou barev (modrá, zelená - součástí dodávky)
- součástí dodávky vložky do výřezů držáků, pro umístění pipet s tenčím tělem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0220	Otočný stojánek na pipety, Fisherbrand	2 967 Kč	ks

## Lineární stojánek na mikropipety, Fisherbrand

- šestimístný stojánek vhodný pro většinu známých značek mikropipet
- akrylátový průhledný nebo robustní ABS plast
- spodní výřez 20 mm, horní výřez 25 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0250	Lineární stojánek na mikropipety, 6 pozic, akrylát čirý	1 027 Kč	ks
2106-0252	Lineární stojánek na mikropipety, 6 pozic, akrylát modrý	1 977 Kč	ks
2106-0254	Lineární stojánek na mikropipety, 6 pozic, ABS modrý	848 Kč	ks

## Držák na mikropipety Clamp-Ette®, Fisherbrand

- vyroben z odolného PP, vhodný pro většinu známých značek mikropipet
- upevnitelný například na hranu stolu nebo polici, autoklávovatelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0242	Držák na mikropipety Clamp-Ette®, třímístný	817 Kč	ks

## Rezervoáry na vzorky pro vícekanálové mikropipety

- navrženy a baleny pro snadnou práci, silné stěny, odolné proti rozbití, snadno vylévatelné
- graduace po 25 ml, rozměry 145 x 85 x 25 mm, stohovatelné s prevencí proti „slepení“
- zúžené dno pro ideální nabrání maxima vzorku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6300	Rezervoár na vzorky Fisherbrand, čirý PVC, 100 ks	1 744 Kč	bal
2101-6306	Rezervoár na vzorky Fisherbrand, bílý PS, 100 ks	1 909 Kč	bal

## Pomůcky pro kultivace

### Kultivační lahve Nunc

- kultivační lahve z čirého PS pro tkáňové kultury bez povrchové úpravy
- provedení se zvednutým zešíkmeným hrdlem pro pohodlný přístup k celé kultivační ploše
- bílé HDPE víčko pro popis, filtr pro kontinuální ventilaci
- dodávány včetně víčka, sterilizované gamma zářením, neobsahují pyrogeny



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2320	Kultivační lahve Nunc, 7 ml, uzávěr s filtrem, 200 ks	7 909 Kč	bal
2108-2322	Kultivační lahve Nunc, 30 ml, uzávěr s filtrem, 100 ks	6 636 Kč	bal
2108-2324	Kultivační lahve Nunc, 55 ml, uzávěr s filtrem, 30 ks	3 514 Kč	bal

### Kultivační lahve Nunc EasYFlasks™

- z PS pro tkáňové kultury s Nunclon Delta povrchem
- výborná homogenita, kvalita povrchu a afinita, nízkoprofilové provedení
- zvednuté zešíkmené hrdlo s dvoupolohovým bajonetovým uzávěrem
- v provedení s hydrofobním filtrem nebo vent/close uzávěrem z HDPE
- pohodlný přístup k celé kultivační ploše, tištěná a lisovaná graduace na obou stranách
- včetně víčka, sterilizované gamma zářením, neobsahují pyrogeny



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2300	Nunc EasYFlasks, 7 ml, uzávěr větrací, 200 ks	7 694 Kč	bal
2108-2302	Nunc EasYFlasks, 7 ml, uzávěr s filtrem, 200 ks	8 407 Kč	bal
2108-2304	Nunc EasYFlasks, 75 cm <sup>2</sup> , uzávěr větrací, 100 ks	6 326 Kč	bal
2108-2306	Nunc EasYFlasks, 25 ml, uzávěr s filtrem, 100 ks	6 002 Kč	bal
2108-2308	Nunc EasYFlasks, 55 ml, uzávěr větrací, 30 ks	3 476 Kč	bal
2108-2310	Nunc EasYFlasks, 55 ml, uzávěr s filtrem, 30 ks	3 253 Kč	bal
2108-2312	Nunc EasYFlasks, 70 ml, uzávěr větrací, 30 ks	6 257 Kč	bal
2108-2314	Nunc EasYFlasks, 70 ml, uzávěr s filtrem, 30 ks	6 300 Kč	bal

## Kultivační lahve Nunc TripleFlasks

- kultivační lahve z čirého PS se třemi patry pro zvětšení vnitřního povrchu při zachování vnějších rozměrů
- certifikovaný Nunclon Delta povrch zajišťuje výbornou homogenitu a afinitu
- rovné hrdlo s HDPE uzávěrem v provedení s hydrofobním filtrem nebo vent/close
- dodávány jsou včetně víčka, sterilizované gamma zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2330	Nunc TripleFlasks, 200 ml, větrací uzávěr, 32 ks	13 474 Kč	bal
2108-2332	Nunc TripleFlasks, 200 ml, uzávěr s filtrem, 32 ks	9 794 Kč	bal
2108-2334	Nunc TripleFlasks barcoded, 200 ml, uzávěr s filtrem, 32 ks	15 312 Kč	bal



## Kultivační lahve Greiner

- lahve na buněčné kultury, dno je rovnoměrné, ideálně ploché
- vyrobeno z čirého PS, hrdlo je široké, šikmé
- uzávěr je z PE, dvoupolohový (uzavřená, těsná poloha, nebo poloha s větráním), nebo může mít filtr
- lahve jsou stohovatelné, testované na těsnost, sterilizované zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2210	Lahve kultiv. 50ml, 200ks, uzávěr dvoupoloh., bez gr.	3 413 Kč	bal.
2108-2211	Lahve kultiv. 50ml, 200ks, uzávěr dvoupoloh.,graduace	6 822 Kč	bal.
2108-2215	Lahve kultiv. 550ml, 50ks, uzávěr dvoupoloh.,bez grad	2 487 Kč	bal.
2108-2217	Lahve kultiv. 650ml, 40ks, uzávěr dvoupoloh.,bez grad	4 373 Kč	bal.
2108-2235	Lahve kultiv. 50ml, 200ks, uzávěr s filtrem ,graduace	4 945 Kč	bal.
2108-2236	Lahve kultiv. 250ml, 120ks, uzávěr s filtrem ,graduace	6 552 Kč	bal.
2108-2237	Lahve kultiv. 550ml, 50ks, uzávěr s filtrem ,graduace	5 950 Kč	bal.
2108-2238	Lahve kultiv. 650ml, 40ks, uzávěr s filtrem ,graduace	2 900 Kč	bal.



## Multimisky Greiner

- destičky s prohlubněmi různých velikostí
- vyrobeny z čirého PS, včetně víčka, jednotlivě sterilně balené
- víčko každé jamky má kondenzační kroužek zabraňující kontaminaci sousedních jamek
- každá destička je číslována a opatřena popisovacím políčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5020	Multimisky Greiner 6 x 9.6cm <sup>2</sup> ,100ks	6 275 Kč	bal.
2103-5023	Multimisky Greiner 12 x 3.9cm <sup>2</sup> ,100ks	7 650 Kč	bal.
2103-5026	Multimisky Greiner 24 x 1.9cm <sup>2</sup> ,100ks	7 653 Kč	bal.
2103-5028	Multimisky Greiner 48 x 1.0cm <sup>2</sup> ,100ks	9 068 Kč	bal.



## Vícejamkové destičky Nunc

- PS destičky pro práci s buněčnými kulturami, Nunclon Delta povrch a vynikající optické vlastnosti
- jamky jsou kruhové s plochým dnem a jsou alfanumericky značeny
- stohovatelné, dodávány včetně víčka, sterilizované gamma zářením, bez obsahu pyrogenů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5050	Destičky Nunc, 6 x 9,6 cm <sup>2</sup> , Nunclon Delta, 75 ks	5 119 Kč	bal
2103-5052	Destičky Nunc, 12 x 3,5 cm <sup>2</sup> , Nunclon Delta, 75 ks	5 707 Kč	bal
2103-5054	Destičky Nunc, 24 x 1,8 cm <sup>2</sup> , Nunclon Delta, 75 ks	5 004 Kč	bal
2103-5056	Destičky Nunc, 48 x 1,1 cm <sup>2</sup> , Nunclon Delta, 75 ks	6 066 Kč	bal



## Systém Nunc Lab-Tek™ II Chamber Slide™

- podložní sklíčka upevněná biokompaktním lepidlem v PS komůrce
- umožňují kultivaci buněk přímo na sklíčku, preparát je přímo připraven pro barvení a zkoumání
- zaoblené rohy, povrchová úprava pro homogenní povrch, Superfrost plocha pro popis
- okraje potištěné hydrofobní vrstvou, komůrka dělená na 1, 2, 4 nebo 8 vnitřních oddílů
- sterilní, součástí dodávky je pomůcka pro oddělení komůrky od sklíčka



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5060	Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, 1 oddíl, 2,0 - 4,5 ml, 16 ks	4 112 Kč	bal
2103-5062	Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, 4 oddíly, 0,5 - 1,0 ml, 16 ks	4 049 Kč	bal
2103-5064	Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, 8 oddílů, 0,2 - 0,5 ml, 16 ks	4 049 Kč	bal

## Sklíčka se snímatelnou komůrkou LabTek ChamberSlide


- určená pro kultivace buněk přímo na podložním sklíčku 75x25 mm, přikrytém snímatelnou komůrkou
- buňky lze pozorovat jak během kultivace, tak i okamžitě bez dalšího zpracování pod mikroskopem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5151	Komůrka LabTek 1x sklo, skl., objem 2,5-4,5 ml, 16 ks	4 437 Kč	bal
2103-5152	Komůrka LabTek 1x TPX ,skl., objem 2,5-4,5 ml, 16 ks	5 098 Kč	bal
2103-5155	Komůrka LabTek 2x sklo, skl., objem 1,2-2,0 ml, 16 ks	4 592 Kč	bal
2103-5156	Komůrka LabTek 2x TPX ,skl., objem 1,2-2,0 ml, 16 ks	5 113 Kč	bal
2103-5160	Komůrka LabTek 4x sklo ,skl., objem 0,5-0,9 ml, 16 ks	4 889 Kč	bal
2103-5161	Komůrka LabTek 4x TPX ,skl., objem 0,5-0,9 ml, 16 ks	5 013 Kč	bal
2103-5165	Komůrka LabTek 8x sklo, skl., objem 0,2-0,4 ml, 16 ks	4 580 Kč	bal
2103-5166	Komůrka LabTek 8x TPX ,skl., objem 0,2-0,4 ml, 16 ks	5 090 Kč	bal

## Podložní sklíčka Nunc

- povrchová úprava zajišťující optimální podmínky pro práci s buněčnými kulturami, rozměr 27 x 75 mm, sterilní



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0142	Podložní sklíčka Nunc, PS, 100 ks	11 129 Kč	bal
2105-0140	Podložní sklíčka Nunc, Permanox™, 100 ks	9 286 Kč	bal

## Krycí skla Thermanox

- jsou plastová, tloušťky 0,2 mm, odolná vůči běžným rozpouštědlům
- zajišťují dobrou přilnavost kultur
- netoxická s mírnou fluorescencí při 380-545 nm




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5110	Skla Therman.pr.13mm,500ks, pro multimisky 24 jamek	9 267 Kč	bal
2103-5112	Skla Therman.pr.25mm,500ks, pro multimisky 6 jamek	15 052 Kč	bal
2103-5115	Skla Therman.22x60mm,500ks, pro multimisky 4 komůrky	18 433 Kč	bal
2103-5117	Skla Therman.10x22mm,500ks, pro multimisky 8 komůrek	12 240 Kč	bal

## Petriho misky Fisherbrand

- vyrobeny z čirého PS, baleno v čistých prostorách
- aseptické, interní balení po 20 kusech, průměr 90 x 16,2 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7246	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, větrání, 600 ks	2 056 Kč	bal
2103-7342	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, větrání (3), 600 ks	1 881 Kč	bal
2103-7240	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 14,2 mm, větrání, 600 ks	1 737 Kč	bal
2103-7242	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, větrání, 600 ks	1 901 Kč	bal
2103-7244	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, 600 ks	1 681 Kč	bal



## Petriho misky Nunc

- jsou vhodné jak pro výzkum, tak i potravinářství a farmaceutický průmysl
- slouží ke kultivaci plísní, bakterií a ostatních mikroorganismů
- jsou kompatibilní s automatickými systémy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7910	Petriho misky NUNC, 136x18, sterilní, 10x8 ks	3 590 Kč	bal
2103-7916	Petriho misky NUNC, 100x15 mm (86x12mm), sterilní, 20x16 ks	3 407 Kč	bal



## Petriho misky Nunc

- materiál čirý PS, sterilní, s víčkem, materiál Permanox
- misky průměru 40 a 60 mm jsou dostupné také s mřížkou


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0200	P. misky Nunc, 40x12 mm, Nunclon, 500ks	5 363 Kč	bal
2105-0202	P. misky Nunc, 40x12 mm, ventilace, Nunclon, 500ks	4 885 Kč	bal
2105-0204	P. misky Nunc, 40x12 mm, ventilace, mřížka, Nunclon, 500ks	12 551 Kč	bal
2105-0206	P. misky Nunc, 40x12 mm, ventilace, 500ks	12 334 Kč	bal
2105-0208	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, Nunclon, 500ks	42 986 Kč	bal
2105-0210	P. misky Nunc, 60x15 mm, Nunclon, 400ks	4 282 Kč	bal
2105-0212	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, Nunclon, 21,5cm <sup>2</sup> , 400ks	4 278 Kč	bal
2105-0214	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, 400ks	4 629 Kč	bal
2105-0216	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, mřížka, Nunclon, 400ks	4 719 Kč	bal
2105-0218	P. misky Nunc, 92x17 mm, ventilace, Nunclon, 150ks	2 896 Kč	bal
2105-0222	P. misky Nunc, 144x21 mm, ventilace, Nunclon, 80ks	4 018 Kč	bal
2105-0224	P. misky Nunc, 150x21 mm, ventilace, Nunclon, 80ks	3 867 Kč	bal



## Petriho misky Nunc, čtvercové

- materiál PS, s víčkem, sterilní, povrchová úprava Nunclon
- kultivační plocha 500 cm<sup>2</sup>, objem 135 ml, vnější rozměry 245 x 245 x 25 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0230	Petriho misky Nunc, čtvercové, bal. 16 ks	5 589 Kč	bal



## Stěrové tyčinky Fisherbrand

- pro stěr tělních tekutin, precizní kompaktní a pevné provedení stíracího vrcholku
- vyhovuje ISO 9002/EN 29002 standardům, třída II A


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
<b>Provedení sterilní v tubě, sterilizováno ethylendioxidem</b>			
2101-6500	Tyčinky dřevo-bavlna, 150x2,5mm, 500 ks	5 025 Kč	bal
2101-6502	Tyčinky PS-bavlna, 150x2,5mm, 500 ks	2 604 Kč	bal
2101-6504	Tyčinky hliník-bavlna, 150x0,9mm, 500 ks	9 512 Kč	bal
2101-6506	Tyčinky PS-PETE, lámací, 150x2,5mm, 500 ks	4 980 Kč	bal
<b>Provedení sterilní v tubě, jednotlivě balené, sterilizováno ethylendioxidem</b>			
2101-6510	Tyčinky PS-bavlna, lámací, 150x2,5mm, 1000 ks	3 591 Kč	bal
<b>Provedení nesterilní v tubě</b>			
2101-6520	Tyčinky ne PP-bavlna, 150x2,5mm, 4000 ks	4 022 Kč	bal
2101-6526	Tyčinky dřevo-bavlna, 150x2,5mm, 10000 ks	8 186 Kč	bal



## Očkovací jehly a kličky Nunc

- očkovací kličky a jehly od firmy NUNC jsou precizně tvarované
- mají upravený povrch pro zvýšení přilnavosti
- nejsou toxické, nevyžadují ožehávání, na požádání vystavení certifikátu jakosti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7117	Očkovací klička NUNC, 50x20 ks	1 889 Kč	bal
2103-7114	Očkovací klička NUNC, 12x50 ks	2 327 Kč	bal
2103-7111	Očkovací klička NUNC, modrá, 50x20 ks	1 861 Kč	ks
2103-7108	Očkovací jehla NUNC, 12x200 ks	8 060 Kč	bal
2103-7105	Očkovací jehla NUNC, 4000 ks	8 723 Kč	bal



## Zkumavky na tkáňové kultury Nunc

- tkáňové zkumavky NUNC jsou certifikované a mají vynikající optickou kvalitu
- jsou buď klasického tvaru, nebo s plochou stranou
- mají sterilní šroubovací nebo nasouvací uzávěr

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7011	Zkumavky pro TK, ploché, sterilní, 100x14 mm, 6x75 ks	15 900 Kč	bal
2103-7008	Zkumavky pro TK, kulaté, 100x13 mm, 6x100 ks	9 649 Kč	bal
2103-7005	Zkumavky pro TK, kulaté, 100x14 mm, 6x100 ks	9 660 Kč	bal



## Sterilní jednorázové baňky

- jednorázové baňky od firmy NALGENE jsou vyrobeny z čistého PETG
- pro snadnou manipulaci a skladování jsou balené individuálně
- jsou ideální pro míchání roztoků a také pro skladování a přípravu médií
- snižují možnosti vzniku křížové kontaminace



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
<b>Rovné dno</b>			
2103-7805	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	5 327 Kč	bal
2103-7808	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	2 891 Kč	bal
2103-7811	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	3 626 Kč	bal
2103-7814	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 040 Kč	bal
2103-7817	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 088 Kč	bal
2103-7820	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	4 215 Kč	bal
<b>□</b>			
2103-7823	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	5 312 Kč	bal
2103-7826	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	2 875 Kč	bal
2103-7829	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	3 687 Kč	bal
2103-7832	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 088 Kč	bal
2103-7835	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 193 Kč	bal
2103-7838	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	4 209 Kč	bal
<b>Rovné dno s ventil. uzávěry</b>			
2103-7841	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	6 358 Kč	bal
2103-7844	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	3 823 Kč	bal
2103-7847	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	4 094 Kč	bal
2103-7850	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 323 Kč	bal
2103-7853	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 278 Kč	bal
2103-7856	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	4 197 Kč	bal
<b>Nerovné dno s ventil. uzávěry</b>			
2103-7859	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	6 317 Kč	bal
2103-7862	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	3 411 Kč	bal
2103-7865	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	4 099 Kč	bal
2103-7868	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 335 Kč	bal
2103-7871	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 292 Kč	bal
2103-7873	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	4 259 Kč	bal



## PARAFILM® M

- PARAFILM® M je netoxická folie pro zakrývání či těsnění ústí nádob (zkumavek, kádinek, baněk atp.) a k ochraně obsahu před kontaminací
- pro teploty -45 až +50°C, teplota tavení 60°C, hoření 301°C
- průtažnost 200%, propustnost pro plyny (za 24 hodin, při 23°C a 50% RH):
  - kyslík menší než 350 cm<sup>3</sup> / m<sup>2</sup>
  - dusík menší než 105 cm<sup>3</sup> / m<sup>2</sup>
- propustnost vodních par (za 24 hodin, při 37°C a 90% RH): menší než 0,8 g/m<sup>2</sup>



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6001	Parafilm 50mm x 75m	899 Kč	ks
2105-6002	Parafilm 100mm x 75m	1 540 Kč	ks
2105-6004	Parafilm M™ 100mm x 38m, Bemis™ Curwood	941 Kč	ks
2105-6005	Parafilm 500mm x 15m	2 089 Kč	ks

## Fisherbrand schránky na PARAFILM

- akrylátová průhledná nebo a ABS, s krytým odřezávacím nožem, pro přesnější a plynulejší vytahování a odřezávání fólie
- pro jednu 100 mm roli nebo dvě 50 mm role fólie

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6080	Schránka na Parafilm, akrylátová průhledná	2 805 Kč	ks
2105-6085	Schránka na Parafilm, ABS	1 267 Kč	ks



## Nádobka na vzorky krve, BRAND

- z čirého PS, s převlečným víčkem PE, prům. 22 x 38 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0038	Nádobka na krev 12 ml, 1000ks	4 976 Kč	bal



## Nádobka na moč, BRAND

- vyrobeno z PP, na boku lisovaná graduace po 125 ml
- víčko je z PE, snadno se uzavírá, pro ponoření testovacího proužku je ve víčku otvor
- nádobka má průměr 55mm a výšku 58mm, víčko se prodává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0031	Nádobka na moč, 1000ks, bez víčka	2 514 Kč	bal
2105-0033	Víčko k nádobce na moč, 1000ks	1 798 Kč	bal



## Fotografické a laboratorní misky

- s žebrováním na dně vhodné pro fotografii, vyrobeny z kvalitního PVC
- nejsou křehké a nepraskají, materiálem je dána i základní chemická odolnost
- teplotní použitelnost od -30 °C až do +70°C
- uvedeny bílé misky, dostupné také v červené a černé barvě (na poptávku)

### Mělké provedení, žebrování na dně

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0041	Miska PVC mělká, žebrované dno, bílá, 190 x 260mm, v. 50 mm	394 Kč	ks
2105-0042	Miska PVC mělká, žebrované dno, bílá, 260 x 320mm, v. 50 mm	613 Kč	ks
2105-0043	Miska PVC mělká, žebrované dno, bílá, 310 x 410mm, v. 60 mm	1 016 Kč	ks
2105-0044	Miska PVC mělká, žebrované dno, bílá, 420 x 510mm, v. 60 mm	1 934 Kč	ks
2105-0045	Miska PVC mělká, žebrované dno, bílá, 510 x 610mm, v. 70 mm	2 744 Kč	ks



### Mělké provedení, rovné dno

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0050	Miska PVC mělká, rovné dno, bílá, 110 x 160mm, v. 30 mm	215 Kč	ks
2105-0052	Miska PVC mělká, rovné dno, bílá, 190 x 260mm, v. 50 mm	394 Kč	ks
2105-0053	Miska PVC mělká, rovné dno, bílá, 260 x 320mm, v. 50 mm	613 Kč	ks
2105-0054	Miska PVC mělká, rovné dno, bílá, 310 x 410mm, v. 60 mm	1 016 Kč	ks
2105-0055	Miska PVC mělká, rovné dno, bílá, 420 x 510mm, v. 60 mm	1 934 Kč	ks
2105-0056	Miska PVC mělká, rovné dno, bílá, 510 x 610mm, v. 70 mm	2 744 Kč	ks



### Hluboké provedení, žebrované dno

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0060	Miska PVC hluboká, žebr. dno, bílá, 310 x 410 mm, v. 105 mm	1 388 Kč	ks
2105-0061	Miska PVC hluboká, žebr. dno, bílá, 420 x 510 mm, v. 110 mm	2 388 Kč	ks
2105-0062	Miska PVC hluboká, žebr. dno, bílá, 510 x 610 mm, v. 110 mm	3 373 Kč	ks



### Hluboké provedení, rovné dno

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0064	Miska PVC hluboká, rovné dno, bílá, 190 x 260mm, v. 85mm	619 Kč	ks
2105-0065	Miska PVC hluboká, rovné dno, bílá, 260 x 320mm, v. 100mm	996 Kč	ks
2105-0066	Miska PVC hluboká, rovné dno, bílá, 310 x 410mm, v. 105mm	1 388 Kč	ks
2105-0067	Miska PVC hluboká, rovné dno, bílá, 420 x 510mm, v. 110mm	2 388 Kč	ks

## Miska podložní plastová

- misky jsou zhotoveny z bílého PP, lze je autoklávkovat při 121 °C
- vhodné jako fotografické vany, záchytné podložky k ochraně stolu při práci s agresivními nebo barvicími tekutinami, proti rozsypaní prášků nebo jako misky na instrumenty



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3305	Miska podlož.PP 130x180mm, objem 0,5 l	154 Kč	ks
2105-3308	Miska podlož.PP 180x240mm, objem 1,5 l	274 Kč	ks
2105-3310	Miska podlož.PP 240x300mm, objem 3 l	398 Kč	ks
2105-3312	Miska podlož.PP 300x400mm, objem 10 l	646 Kč	ks
2105-3314	Miska podlož.PP 400x500mm, objem 21 l	1 125 Kč	ks
2105-3316	Miska podlož.PP 500x700mm objem 39 l	1 640 Kč	ks

## Miska na instrumenty, MF (melamin)

- bílá, plochá se zaoblenými okraji
- hladký povrch, snadno čistitelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3530	Miska na instrumenty, MF, 190 x 150 x 17mm, 5ks	1 310 Kč	bal
2105-3532	Miska na instrumenty, MF, 240 x 180 x 17mm, 5ks	1 626 Kč	bal
2105-3534	Miska na instrumenty, MF, 268 x 208 x 17mm, 5ks	1 901 Kč	bal
2105-3536	Miska na instrumenty, MF, 355 x 240 x 17mm, 5ks	3 202 Kč	bal
2105-3538	Miska na instrumenty, MF, 428 x 288 x 17mm, 5ks	5 369 Kč	bal

## Miska na instrumenty vysoká, MF (melamin)

- bílá, plochá se zaoblenými okraji
- hladký povrch, snadno čistitelný
- průhledné PS víko se objednává zvlášť



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3550	Miska na instrumenty vysoká, MF, 190 x 150 x 40mm, 5ks	1 548 Kč	bal
2105-3552	Miska na instrumenty vysoká, MF, 290 x 160 x 35mm, 5ks	2 045 Kč	bal
2105-3554	Miska na instrumenty vysoká, MF, 290 x 160 x 60mm, 5ks	2 751 Kč	bal
2105-3556	Miska na instrumenty vysoká, MF, 340 x 245 x 100mm, 5ks	5 212 Kč	bal
2105-3558	Miska na instrumenty vysoká, MF, 350 x 250 x 40mm, 5ks	4 004 Kč	bal

## Víko pro misku na instrumenty, PS

- vysoce průhledné, snadno čistitelné



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3570	Víko PS s držadlem, 190 x 150 mm, 5 ks	1 780 Kč	bal
2105-3572	Víko PS s držadlem, 290 x 160 mm, 5 ks	2 002 Kč	bal
2105-3574	Víko PS bez držadla, 340 x 245 mm, 5 ks	2 980 Kč	bal

## Kontejner transportní, HDPE

- průhledný, stohovatelný, se zesíleným okrajem a integrovanými držádky



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4340	Kontejner transportní, HDPE, 20 l	1 929 Kč	ks
2108-4342	Kontejner transportní, HDPE, 46 l	3 373 Kč	ks
2108-4344	Kontejner transportní, HDPE, 72 l	5 196 Kč	ks

## Kbelík univerzální HDPE

- bez výlevky, se stupnicí po 1 litru
- držadlo se zesíleným středem pro lepší držení
- těsné LDPE průhledné víko se objednává zvlášť



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4370	Kbelík univerzální HDPE, 5 l, prům. 250 x 240 mm	407 Kč	ks
2108-4372	Kbelík univerzální HDPE, 10 l, prům. 290 x 300 mm	487 Kč	ks
2108-4375	Víko LDPE pro kbelík 5 l	114 Kč	ks
2108-4377	Víko LDPE pro kbelík 10 l	125 Kč	ks

## Nádoba na odpadní chemikálie, PE/PP

- pro sběr zbytků chemikálií v laboratoři, prům. 222 x 560 mm
- HDPE nálevka vybavena samozavírací klapkou
- ochrana proti přetečení a rozstříknutí, součástí dodávky dobře těsnící uzávěr GL63



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-3060	Nádoba na odpadní chemikálie, PE/PP, 10 l	6 121 Kč	ks

## IsoTherm - System

- pro transport, uchovávání a pro pomalé rozmrazování vzorků v mikrozkuvkách
- složen ze tří částí: tepelně izolovaného boxu (IsoSafe) s víkem, plastového bloku (IsoPack), který po vychlazení pomáhá udržovat dosaženou nízkou teplotu, a paletky (IsoRack) pro snadnější manipulaci s až 24 ks mikrozkuvkami
- paletky IsoRack jsou stohovatelné, lze je popisovat, autoklávkovat, nebo v rotoru pro mikrotitrační destičky centrifugovat
- bílé bloky IsoPack jsou určeny pro předchlazení při 0 °C, modré bloky při -21 °C
- výrobce uvádí, že set 24 mikrozkuvek vložených do dostatečně předchlazeného bílého bloku IsoPack a s ním pak do boxu IsoSafe, vydrží při 0 °C nejméně 6 hodin
- stejná sestava s modrým blokem IsoPack vydrží při -21 °C nejméně 3 hodiny



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1420	IsoTherm-Systém pro 0.5ml, sada 4 dílů (1x IsoSafe, 1x IsoPack bílý, 1x IsoPack modrý, 1 x IsoRack)	5 026 Kč	bal
2103-1421	IsoTherm-Syst.pro 1.5/2 ml, sada 4 dílů (1x IsoSafe, 1x IsoPack bílý, 1x IsoPack modrý, 1 x IsoRack)	5 026 Kč	bal



## Sáčky PE

- s rychlouzavíracím zipem, tloušťka 0,05 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0011	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 40x60mm, 100ks	23 Kč	bal
2105-0012	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 60x80mm, 100ks	29 Kč	bal
2105-0013	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 80x120mm, 100ks	44 Kč	bal
2105-0014	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 100x150mm, 100ks	95 Kč	bal
2105-0015	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 120x170mm, 100ks	98 Kč	bal
2105-0016	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 150x220mm, 100ks	100 Kč	bal
2105-0018	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 180x250mm, 100ks	133 Kč	bal
2105-0019	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 200x300mm, 100ks	187 Kč	bal
2105-0020	Sáčky PE s rychlouzávěrem, 400x300mm, 100ks	288 Kč	bal



## Ježek na sušení laboratorního nádobí, závěsný

- zhotoven z PS ve světle modré barvě, se žlábkem pro zachycení odkapávající vody
- trny je 72 a mají průměr 15 mm
- v sadě je i materiál pro upevnění na zeď



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1888	Ježek na sušení laboratorního skla, závěsný 450x630mm	2 427 Kč	ks

## Ježek na sušení laboratorního skla, nástěnný


- deska z PVC, trny z odolného PP, provedení bez nebo včetně vypouštěcího žlábků (ke žlábkům lze připojit hadici a odkapanou vodu odvádět do odpadu)
  - trny jsou odpojitelné, lze si nastavit plochu podle potřeby, nástroj na uvolnění trnů součástí dodávky
- 40 x 40 cm - 5 ks trnů délky 60 mm, 26 ks trnů délky 100 mm a dva prodlužovací trny 150 mm
  - 50 x 50 cm - 10 ks trnů délky 60 mm, 39 ks trnů délky 100 mm, čtyři prodluž. trny 150 mm
  - 60 x 60 cm - 15 ks trnů délky 60 mm, 56 ks trnů délky 100 mm a šest prodluž. trnů 150 mm
- prodlužovací trny lze použít pouze se základními trny délky 100 mm, součástí dodávky je také materiál k montáži na zeď



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1820	Ježek laboratorní 40 x 40 cm, bez vypouštěcího žlábků	4 755 Kč	ks
2105-1822	Ježek laboratorní 50 x 50 cm, bez vypouštěcího žlábků	5 643 Kč	ks
2105-1824	Ježek laboratorní 60 x 60 cm, bez vypouštěcího žlábků	6 540 Kč	ks
2105-1826	Ježek laboratorní 40 x 40 cm, s vypouštěcím žlábkem	5 483 Kč	ks
2105-1828	Ježek laboratorní 50 x 50 cm, s vypouštěcím žlábkem	6 540 Kč	ks
2105-1830	Ježek laboratorní 60 x 60 cm, s vypouštěcím žlábkem	7 470 Kč	ks

## Ježek na sušení laboratorního nádobí, stolní

- stejné parametry jako nástěnná verze, je však vybaven stabilní základnou k použití na stole
- trny lze osazovat z obou stran a docílit tak větší flexibility
- součástí dodávky je také miska na zachycení a snadné vyliší odkapu



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1835	Ježek laboratorní stolní 40 x 40 cm	5 483 Kč	ks
2105-1837	Ježek laboratorní stolní 50 x 50 cm	6 540 Kč	ks
2105-1839	Ježek laboratorní stolní 60 x 60 cm	7 470 Kč	ks

## Stříčka s PE-lahví, šroubovým uzávěrem a PE-tryskou (širokohrdlá)

- barevný je pouze uzávěr s tryskou, tryska je v úhlu cca 90°

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4100	Stříčka 250ml, bílá tryska, 10 ks	612 Kč	bal
2105-4101	Stříčka 250ml, modrá tryska, 10 ks	612 Kč	bal
2105-4102	Stříčka 250ml, žlutá tryska, 10 ks	612 Kč	bal
2105-4103	Stříčka 250ml, červená tryska, 10 ks	612 Kč	bal
2105-4110	Stříčka 500ml, bílá tryska, 10 ks	750 Kč	bal
2105-4111	Stříčka 500ml, modrá tryska, 10 ks	750 Kč	bal
2105-4112	Stříčka 500ml, žlutá tryska, 10 ks	750 Kč	bal
2105-4113	Stříčka 500ml, červená tryska, 10 ks	750 Kč	bal



## Stříčka úzkohrdlá LDPE, celobarevná

- dostupná ve čtyřech barvách, uzávěr a tryska z PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4400	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, červená, 5ks	686 Kč	bal
2105-4402	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, červená, 5ks	835 Kč	bal
2105-4404	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, červená, 5ks	1 060 Kč	bal
2105-4406	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, zelená, 5ks	686 Kč	bal
2105-4408	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, zelená, 5ks	835 Kč	bal
2105-4410	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, zelená, 5ks	1 060 Kč	bal
2105-4412	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, žlutá, 5ks	686 Kč	bal
2105-4414	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, žlutá, 5ks	835 Kč	bal
2105-4416	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, žlutá, 5ks	1 060 Kč	bal
2105-4418	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, modrá, 5ks	686 Kč	bal
2105-4420	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, modrá, 5ks	835 Kč	bal
2105-4422	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, modrá, 5ks	1 060 Kč	bal
2105-4430	Set stříček 500 ml, po 1ks červená, zelená, modrá, žlutá	668 Kč	bal
2105-4440	Set stříček 1000 ml, po 1ks červená, zelená, modrá, žlutá	848 Kč	bal



## Stříčka, PPCO

- vyrobené z PP, šroubovatelné, autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4500	Stříčka, PPCO, 500 ml, balení 6 ks	1 556 Kč	bal
2305-4502	Stříčka, PPCO, 1000 ml, balení 4 ks	1 430 Kč	bal



## Laboratorní stříčky s potiskem

- PE lahev žlutého zbarvení, částečně pohlcuje UV-záření
- hrdlo široké (vnitřní průměr 38 mm) pro pohodlné nalévání a vyprazdňování, šroubový uzávěr PE s tryskou v různých barvách
- potisk: **český název a chemický vzorec kapaliny, pro kterou je stříčka určena, dále bezpečnostní označení podle příslušných předpisů**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4151	Stříčka 500ml, destilovaná voda, širokohrdlá, bílý uzávěr	193 Kč	ks
2105-4152	Stříčka 500ml, ethanol, širokohrdlá, oranžový uzávěr	182 Kč	ks
2105-4154	Stříčka 500ml, aceton, širokohrdlá, červený uzávěr	182 Kč	ks

- z PE s plnidlem, které částečně pohlcuje UV záření, úzkohrdlá s dlouhou a pružnou PE trubičkou pro oplach stěn tvarově komplikovanější nádoby
- potisk sestává z názvu látky, sumárního vzorce, výstražných štítků a popisu v německém jazyce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4230	Stříčka 250ml, úzkohrdlá, bez potisku	76 Kč	ks
2105-4231	Stříčka 500ml, úzkohrdlá, bez potisku	75 Kč	ks
2105-4232	Stříčka 1000ml, úzkohrdlá, bez potisku	108 Kč	ks
2105-4241	Stříčka Aceton 250 ml, úzkohrdlá, červený uzávěr	103 Kč	ks
2105-4242	Stříčka Aceton 500 ml, úzkohrdlá, červený uzávěr	114 Kč	ks
2105-4243	Stříčka Aceton 1000 ml, úzkohrdlá, červený uzávěr	137 Kč	ks
2105-4245	Stříčka Methanol 250 ml, úzkohrdlá, zelený uzávěr	103 Kč	ks
2105-4246	Stříčka Methanol 500 ml, úzkohrdlá, zelený uzávěr	114 Kč	ks
2105-4247	Stříčka Methanol 1000 ml, úzkohrdlá, zelený uzávěr	137 Kč	ks
2105-4250	Stříčka úzkohrdlá, destilovaná voda 250 ml	103 Kč	ks
2105-4251	Stříčka úzkohrdlá, destilovaná voda 500 ml	114 Kč	ks
2105-4252	Stříčka úzkohrdlá, destilovaná voda 1000 ml	137 Kč	ks
2105-4255	Stříčka Ethanol 250 ml, úzkohrdlá, oranžový uzávěr	103 Kč	ks
2105-4256	Stříčka Ethanol 500 ml, úzkohrdlá, oranžový uzávěr	114 Kč	ks
2105-4257	Stříčka Ethanol 1000 ml, úzkohrdlá, oranžový uzávěr	137 Kč	ks



## DIY bezpečnostní stříčky

- materiál LDPE, bílé víčko, dodávané se štítkem, který lze uživatelsky popsat
- v dodávce i sada výstražných samolepek s piktogramy nebezpečnosti a rizik
- k dispozici i provedení s technologií DripLok (umožňuje těkavým parám odcházet ven a zároveň zamezuje vniknutí vzduchu dovnitř)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4280	Stříčka DIY bezpečnostní LDPE, 250 ml, bílé víčko, 5 ks	990 Kč	bal
2105-4282	Stříčka DIY bezpečnostní LDPE, 500 ml, bílé víčko, 5 ks	1 188 Kč	bal
2105-4284	Stříčka DIY bezpečnostní LDPE, 1000 ml, bílé víčko, 5 ks	1 354 Kč	bal
2105-4286	Stříčka DIY 250 ml, LDPE, bílé víčko, 5 ks	900 Kč	bal
2105-4288	Stříčka DIY 500 ml, LDPE, bílé víčko, 5 ks	975 Kč	bal
2105-4290	Stříčka DIY 1000 ml, LDPE, bílé víčko, 5 ks	1 140 Kč	bal



## Stříčka Turn'n'Spray

- rozprašovač s ohebnou nasávací hadičkou uvnitř, hadička opatřená závažím a lze sprejovat i při otočení láhve vzhůru nohama
- materiály PE, PP, silikon a nerez ocel, tryska má průměr 0,6 mm
- přibližná dávka kapaliny na jedno stisknutí je 1,2 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4300	Stříčka Turn'n'Spray, 250 ml	231 Kč	ks
2105-4302	Stříčka Turn'n'Spray, 500 ml	254 Kč	ks
2105-4304	Stříčka Turn'n'Spray, 1000 ml	265 Kč	ks



## Rozprašovač PP

- bílá nebo průhledná zásobní láhev
- tryska nastavitelná na jemnou mlhu nebo vodní paprsek (dostřik až 3-4 m)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4450	Rozprašovač PP, 400 ml, bílý, 5 ks	1 209 Kč	bal
2105-4452	Rozprašovač PP, 850 ml, bílý, 5 ks	1 313 Kč	bal
2105-4454	Rozprašovač PP, 1000 ml, průhledný, 5 ks	1 525 Kč	bal
2105-4456	Rozprašovač PP, 1000 ml, průhledný, potisk "Ethanol", 5 ks	1 767 Kč	bal



## Promývačka plastová, PFA

- průhledná, s uzávěrem S40 a PTFE fritou 50 µm
- excelentní chemická odolnost (fluorovaný plast)
- teplotní odolnost -200 až +260°C, autoklávatelná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5300	Promývačka plastová, PFA, 250ml, S40	9 851 Kč	ks
2101-5302	Promývačka plastová, PFA, 500ml, S40	11 715 Kč	ks
2101-5304	Promývačka plastová, PFA, 1000ml, S40	14 812 Kč	ks



## Nálevky a násypky PP

Kód zboží	Název	Délka x prům. stonku	Prodejní cena	MJ
<b>Nálevka standardní tenkostěnná, BRAND</b>				
2105-2050	Nálevka std. tenkostěnná, 50mm	45 x 9mm	21 Kč	ks
2105-2075	Nálevka std. tenkostěnná, 75mm	55 x 10mm	23 Kč	ks
2105-2100	Nálevka std. tenkostěnná, 100mm	77 x 13mm	39 Kč	ks
2105-2150	Nálevka std. tenkostěnná, 150mm	95 x 17mm	71 Kč	ks
<b>Nálevka tenkostěnná s vrapováním, BRAND</b>				
2105-2160	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 100mm	82 x 11mm	126 Kč	ks
2105-2162	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 120mm	85 x 11mm	143 Kč	ks
2105-2164	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 150mm	115 x 14mm	241 Kč	ks
2105-2166	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 180mm	143 x 14mm	316 Kč	ks
<b>Nálevka sudová se zesílenou stěnou</b>				
2105-2200	Nálevka sudová, zesíl. stěna, 200mm	85 x 22mm	207 Kč	ks
2105-2250	Nálevka sudová, zesíl. stěna, 250mm	100 x 30mm	354 Kč	ks
2105-2350	Nálevka sudová, zesíl. stěna, 350mm	170 x 35mm	745 Kč	ks
2105-2400	Nálevka sudová, zesíl. stěna, 400mm	150 x 42mm	1 798 Kč	ks
<b>Násypka širokohrdlá, BRAND</b>				
2105-2560	Násypka širokohrdlá, 60mm	19 x 15mm	45 Kč	ks
2105-2562	Násypka širokohrdlá, 80mm	23 x 15mm	84 Kč	ks
2105-2564	Násypka širokohrdlá, 100mm	23 x 25mm	89 Kč	ks
2105-2566	Násypka širokohrdlá, 120mm	28 x 30mm	102 Kč	ks
2105-2568	Násypka širokohrdlá, 150mm	42 x 35mm	127 Kč	ks
2105-2569	Násypka širokohrdlá, 180mm	48 x 40mm	214 Kč	ks



## Nálevka sudová PE se sítkem a nastavnou stopkou

- horní průměr nálevky 253 mm, průměr stopky dole 50 mm
- nad stopkou bronzové sítko o průměru 105 mm na zachycení pevných nečistot
- sítko vyjímatelné, takže ho v případě práce s agresivní kapalinou nemusíte použít a vyměnit

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2570	Nálevka sudová 250 mm, bronz.sítko	310 Kč	ks
2105-2572	Sítko náhradní 105 mm k nálevce sudové	113 Kč	ks
2105-2573	Stopka krátká k nálevce sudové	87 Kč	ks



## Nálevka PP do zábrusu

- průhledná, vhodná i pro vícehrdlé baňky
- zjednodušuje plnění baněk kapalnými i pevnými látkami i během reakce



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2470	Nálevka PP do zábrusu 14/23, 10ks	1 032 Kč	bal
2105-2472	Nálevka PP do zábrusu 19/26, 10ks	1 391 Kč	bal
2105-2474	Nálevka PP do zábrusu 29/32, 5ks	853 Kč	bal

## Büchnerova nálevka PP

- prakticky nerozbitná, odolná teple
- oddělitelná spodní a vrchní část pro pohodlně čištění
- autoklávatelná, vhodná pro styk s potravinami



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2610	Büchnerova nálevka PP, 45mm	496 Kč	ks
2105-2620	Büchnerova nálevka PP, 110mm	752 Kč	ks

## Dělicí nálevka PP, šroubový uzávěr a PTFE kohout, BRAND

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2650	Dělicí nálevka 125ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	4 359 Kč	ks
2105-2652	Dělicí nálevka 250ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	4 507 Kč	ks
2105-2654	Dělicí nálevka 500ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	4 906 Kč	ks
2105-2656	Dělicí nálevka 1000ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	6 147 Kč	ks
2105-2659	Držák pro PP dělicí nálevky	307 Kč	ks



## Stojany pro filtrační nálevky LaboPlast

- robustní a stabilní stojany pro dvě nebo čtyři filtrační nálevky (prům. 40 až 180 mm) nebo sedimentační válce dle Imhoffa
- držáky na nálevky jsou magnetické, výškově nastavitelné lehce jednou rukou (až do 450 mm)
- dodávány jsou včetně redukčních vložek
- další držáky s redukcemi lze doobjednat, objednat lze také držáky na Imhoffovy válce prům. 90 mm a více
- materiál PP, středová tyč je z chromované oceli

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2670	Stojánek PP pro nálevky, dvoumístný	2 190 Kč	ks
2105-2672	Stojánek PP pro nálevky, čtyřmístný	2 958 Kč	ks
2105-2674	Držák pro nálevky prům. 40 - 180 mm, včetně redukčních vložek	346 Kč	ks
2105-2676	Držák na válec dle Imhoffa, prům. 90 mm a více	438 Kč	ks



## Držák pro filtrační nálevky

- jedno nebo dvoumístný držák z PP, na stativ průměru 8 až 14mm
- dodáván s adaptérem, díky němuž lze zavěsit nálevky průměru 25 až 170mm
- bez adaptéru lze upevnit nálevky se stopkou průměru až 35mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2680	Držák nálevky PP, jednomístný	294 Kč	ks
2105-2682	Držák nálevky PP, dvoumístný	387 Kč	ks

## Těsnění GUKO

- z pryže na bázi přírodního kaučuku, pro vakuovou filtraci - utěsnění nučí, filtračních kelímků a Büchnerových nálevek



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2205-1221	Těsnění GUKO 1 12/21mm	27 Kč	ks
2205-1727	Těsnění GUKO 2 17/27mm	32 Kč	ks
2205-2133	Těsnění GUKO 3 21/33mm	36 Kč	ks
2205-2741	Těsnění GUKO 4 27/41mm	43 Kč	ks
2205-3353	Těsnění GUKO 5 33/53mm	47 Kč	ks
2205-4868	Těsnění GUKO 6 48/68mm	56 Kč	ks
2205-5878	Těsnění GUKO 7 58/78mm	76 Kč	ks
2205-6689	Těsnění GUKO 8 66/89mm	88 Kč	ks

## Podstavec korkový pod kulaté baňky

- z lisovaného korku pro baňky s kulatým dnem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0021	Podstavec korkový pro baňku 100 ml	79 Kč	ks
2106-0024	Podstavec korkový pro baňku 250-500 ml	108 Kč	ks
2106-0026	Podstavec korkový pro baňku 500 až 1000 ml	144 Kč	ks
2106-0028	Podstavec korkový pro baňku 2000 ml	200 Kč	ks

## Teploměřová průchodka pro zábrusy

- pro regulaci hloubky ponoru teploměru ve skleněných zábrusích
- pro NZ 14 nebo NZ 29, v kontaktu s reakční směsí je pouze PTFE
- vhodné pro teploměry o průměru 6–8,5 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7814	Teploměřová průchodka pro skleněné zábrusy NZ 14, PTFE	1 070 Kč	ks
2104-7829	Teploměřová průchodka pro skleněné zábrusy NZ 29, PTFE	1 070 Kč	ks

## Skříňový plastový exsikátor Bel-Art™


- z šedého průhledného PS, s neoprenovým těsněním dveří, stohovatelný
- standardně dvě police (maximálně čtyři), celková maximální zátěž je 5 kg, hmotnost 3,6 kg



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1640	Skříňový exsikátor Bel-Art	15 191 Kč	ks

## Plastové exsikátory Mini

- z čirého PS, dvířka mají pryžové těsnění a magnetický zámek
- jedno-, dvou- nebo třikomorové provedení, s velikostí komory vždy 190x180 x výška 110 mm
- každá komora má vlastní dvířka



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1610	Exsikátor Mini 1	3 722 Kč	ks
2105-1611	Exsikátor Mini 2	7 944 Kč	ks
2105-1612	Exsikátor Mini 3	12 127 Kč	ks

## Plastové exsikátory kulaté

- spodní díl exsikátoru z PP, víko je z PC a průhledné, vložka na silikagel je z PP
- ve víku zabudován ventil s olivkou pro odsávání, resp. zavzdušňování
- v ceně není porcelánová deska, která je stejná jako u klasických skleněných exsikátorů
- těsnost zajišťuje O-kroužek vložený mezi víko a spodní díl



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1511	Exsikátor PC/PP, 150 mm, bez porc.desky	1 294 Kč	ks
2105-1513	Exsikátor PC/PP, 200 mm, bez porc.desky	2 145 Kč	ks
2105-1515	Exsikátor PC/PP, 250 mm, bez porc.desky	2 666 Kč	ks
2105-1521	Těsnění k exsik. 150 mm	104 Kč	ks
2105-1522	Těsnění k exsik. 200 mm	146 Kč	ks
2105-1523	Těsnění k exsikátoru, 250 mm	380 Kč	ks

## Exsikátor plastový Nalgene

- z polykarbonátu s vysokou průhledností, velmi lehký a nárazuodolný
- silikonové těsnění pro použití s vakuem, udrží podtlak až 947 mbar po 24 hodin
- spodní část i víko má výstup pro odnímatelný kohout nebo zásepku (součástí dodávky)
- na kohout lze připojit hadici vnitř. prům. 6 - 10 mm, vnitřní deska se objednává zvlášť
- výška 33 cm, vnitřní průměr 25 cm, vnější 28 cm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1560	Exsikátor plastový Nalgene	2 762 Kč	ks
2105-1561	Deska k exsikátoru (keramický kompozit)	1 728 Kč	ks
2105-1562	Náhradní kohout k exsikátoru Nalgene	754 Kč	ks

## Exsikátory a sušící skříně Sicco

- skříňové boxy vyrobené z PMMA, polykarbonátu a borosilikátového skla (provedení Vitrum pro materiály do 300°C)
- funkčnost, odolnost, nízká hmotnost při přenášení, průhlednost ze všech stran, široká škála rozměrů od vnitřního objemu 6 l až do 840 l skříní
- základní provedení, tak i exsikátory s automatickým udržováním vlhkosti vnitřní atmosféry mezi 20-30%, exsikátory s přívodem a odvodem inertního plynu, Glove boxy, antistatické exsikátory pro ochranu zejména elektronických komponent proti prachu a vlhkosti a také pevný a stabilní plastový exsikátor pro sušení pod vakuem
- mini exsikátory ve variantě Premium mají vlastní vlhkoměr a dvě police ve výbavě
- nejmenší modely jsou vyrobené celé z plastu jako samonosné
- střední a větší skříně jsou se zesíleným hliníkovým rámem a průhlednými panely z akrylového skla, nebo borosilikátového skla
- dveře s magnetickým držákem dobře těsní díky gumovému těsnění
- neklouzavé gumové nožičky nebo 4 pojezdová kolečka (dvě s brzdou)
- u všech modelů nad 10 l objemu je součástí snadno čitelný elektronický vlhkoměr
- variabilní výška polic, některé police jsou teleskopické



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1850	Exsikátor Mini-1, stohovatelný	3 722 Kč	ks
2105-1950	Exsikátor Mini 1 Premium, stohovatelný	3 878 Kč	ks
2105-1840	Exsikátor Mini Black, stohovatelný	4 992 Kč	ks
2105-1940	Exsikátor Mini Black Premium, stohovatelný	5 281 Kč	ks
2105-1842	Exsikátor Mini Protect, stohovatelný	4 591 Kč	ks
2105-1942	Exsikátor Mini Protect Premium, stohovatelný	5 165 Kč	ks
2105-1871	Exsikátor Star	23 063 Kč	ks
2105-1899	Exsikátor Star-Horizontal	29 476 Kč	ks
2105-1841	Exsikátor Star-Vitrum	34 682 Kč	ks
2105-1879	Exsikátor Star Protect (oranžový)	30 657 Kč	ks
2105-1891	Exsikátor Star Black	28 823 Kč	ks
2105-1938	Exsikátor Tower Star	35 949 Kč	ks
2105-1896	Exsikátor Big-Star	51 315 Kč	ks
2105-1852	Exsikátor Maxi 1	84 998 Kč	ks
2105-1994	Exsikátor Wall	272 598 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



## Exsikátory Sicco s přívodem inertního plynu

- skříňové boxy vyrobené z PMMA, polykarbonátu a borosilikátového skla (provedení Vitrum pro materiály do 300°C)
- funkčnost, odolnost, nízká hmotnost při přenášení, průhlednost ze všech stran, široká škála rozměrů od vnitřního objemu 6 l až do 840 l skříní
- exsikátory ve variantě Premium mají vlastní vlhkoměr a dvě police ve výbavě
- vstup a výstup inertního plynu rychlospojkami
- dobře čitelný elektronický vlhkoměr, zámek dveří
- hadice délky 5m jsou součástí dodávky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1849	Exsikátor Mini 1, s přívodem inertu	8 612 Kč	ks
2105-1949	Exsikátor Mini 1 Premium, s přívodem inertu	9 143 Kč	ks
2105-1875	Exsikátor Super-Star	29 745 Kč	ks
2105-1935	Exsikátor Big-Star	51 315 Kč	ks
2105-1932	Exsikátor Super-Maxi 1	93 937 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



## Antistatické exsikátory

- provedení s vybíjením statického náboje
- připevnění uzemňovacího kabelu k zadní straně skříně přes závit M6

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1911	Exsikátor Star Antistatic	52 793 Kč	ks
2105-1925	Exsikátor Big-Star Antistatic	61 060 Kč	ks
2105-1922	Exsikátor Maxi 1 Antistatic	115 381 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



## Automatické exsikátory s udržováním vlhkosti mezi 20-30%

- zesílený hliníkový rám, stěny z PMMA, nutné připojení k el. napájení 230V/50 Hz

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1877	Exsikátor Auto-Star	44 048 Kč	ks
2105-1894	Exsikátor Auto Big-Star	70 183 Kč	ks
2105-1914	Exsikátor Auto Maxi 1	141 170 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



## Vakuové exsikátory

- zajišťují díky vakuu rychlé vysychání vzorků, v prostředí bez kyslíku a CO<sub>2</sub>
- vhodné např. pro polovodičové vzorky aj.
- pevné stěny z 20 nebo 25 mm silného PMMA
- silikonové těsnění pro vakuum až 0.01 Pa, teplotní odolnost -20°C až +70°C
- dva jehlové ventily výstup pr. 9mm, mechanický vakuoměr 0-760 mm Hg

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1881	Exsikátor vakuový 17,5 l	136 733 Kč	ks
2105-1882	Exsikátor vakuový 24,5 l	152 976 Kč	ks
2105-1883	Exsikátor vakuový 31,5 l	186 069 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



## Glove boxy

- bezpečná a efektivní práce s citlivými, agresivní či toxickými látkami v uzavřeném a kontrolovaném prostředí
- lehké, přitom s robustní konstrukcí, absolutně těsné, se skvělou průhledností
- ekonomicky výhodné řešení oproti konvenčním ocelovým boxům
- tyto boxy jsou buďto bez, nebo s transferovou komorou pro přesun vzorků
- základní provedení stěn je z akrylu, antistatické provedení pak z polykarbonátu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1984	Glove box, 260 l	101 466 Kč	ks
2105-1982	Glove box, 260 l, s transfer komorou 20 l	134 478 Kč	ks
2105-1992	Glove box, 260 l antistatický, s transfer komorou 20 l	227 271 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



## Glove box Mini

- provedení s vybíjením statického náboje
- připevnění vyroben z čirého akrylátu, velmi malý a lehký, možnost rychlého přenášení
- irisový vstup průměru 190 mm pro rukavice
- rozměry vnitřní 290 x 390 x 390 mm, vnější 300 x 400 x 400 mm
- vnitřní objem 34 l, hmotnost pouze 5,7 kg uzemňovacího kabelu k zadní straně skříně přes závit M6

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1996	Glove box Mini	43 893 Kč	ks



## Dózy PP se šroubovým uzávěrem

- válcovitý tvar, bez zúžení hrdla, lze je sterilizovat při 121 °C, cena včetně uzávěru

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0071	Dóza PP šroub.uzávěr 12ml, prům. 25 x 31 mm	7 Kč	ks
2105-0072	Dóza PP šroub.uzávěr 25ml, prům. 31 x 40 mm	10 Kč	ks
2105-0073	Dóza PP šroub.uzávěr 60ml, prům. 41 x 56 mm	18 Kč	ks
2105-0074	Dóza PP šroub.uzávěr 90ml, prům. 52 x 50 mm	21 Kč	ks
2105-0075	Dóza PP šroub.uzávěr 125ml, prům. 52 x 67 mm	24 Kč	ks
2105-0076	Dóza PP šroub.uzávěr 250ml, prům. 68 x 78 mm	39 Kč	ks
2105-0077	Dóza PP šroub.uzávěr 600ml, prům. 90 x 114 mm	42 Kč	ks



## Dózy PE víceúčelové

- čtvercový nebo obdélníkový tvar, zaoblené rohy, vtačovací víčko
- vhodné pro běžné zamrazování do -40 °C, nelze je sterilizovat

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0091	Dóza PE s víčkem 500ml, 103 x 103 x 64 mm	71 Kč	ks
2105-0092	Dóza PE s víčkem 1000ml, 103 x 103 x 127 mm	135 Kč	ks
2105-0093	Dóza PE s víčkem 1500ml, 208 x 103 x 64 mm	181 Kč	ks
2105-0095	Dóza PE s víčkem 2000ml, 208 x 103 x 94 mm	246 Kč	ks
2105-0096	Dóza PE s víčkem, 1000ml, 208 x 208 x 64 mm	110 Kč	ks
2105-0097	Dóza PE s víčkem, 2000ml, 255 x 103 x 94 mm	219 Kč	ks
2105-0098	Dóza PE s víčkem 3300ml, 208 x 208 x 94 mm	270 Kč	ks



## Lahve PP úzkohrdlé

- bez uzávěru, objednáva se zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-2632	30	14	9	68	35	10 Kč	ks
2108-2633	50	18	13	85	40	14 Kč	ks
2108-2634	100	18	13	105	45	17 Kč	ks
2108-2635	250	25	18	140	60	28 Kč	ks
2108-2636	500	25	18	170	75	35 Kč	ks
2108-2637	1000	28	21	215	95	67 Kč	ks
2108-2638	2000	28	21	263	120	120 Kč	ks



## Lahve PP širokohrdlé

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-2643	50	32	24	79	40	17 Kč	ks
2108-2644	100	32	24	95	48	22 Kč	ks
2108-2645	250	40	31	125	64	30 Kč	ks
2108-2646	500	50	38,5	156	75	39 Kč	ks
2108-2647	1000	65	50	207	94	72 Kč	ks
2108-2648	2000	65	50	246	120	128 Kč	ks



## Uzávěry PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2691	Uzávěr šroubový GL 14, bílý, PP	3 Kč	ks
2108-2692	Uzávěr šroubový GL 18, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2693	Uzávěr šroubový GL 25, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2694	Uzávěr šroubový GL 28, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2695	Uzávěr šroubový GL 32, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2696	Uzávěr šroubový GL 40, bílý, PP	9 Kč	ks
2108-2697	Uzávěr šroubový GL 50, bílý, PP	11 Kč	ks
2108-2698	Uzávěr šroubový GL 65, bílý, PP	26 Kč	ks

## Lahve PE úzkohrdlé

- z nízkotlakého PE v přírodním zbarvení, protáhlý tvar
- hrdlo má masivní šroubový uzávěr, který velmi dobře těsní
- cena bez uzávěru, který se objednává zvlášť

## Lahve z přírodního PE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1510	10	14	9	47	26	9 Kč	ks
2108-1512	20	14	9	59	32	9 Kč	ks
2108-1514	30	14	9	68	35	10 Kč	ks
2108-1515	50	18	13	85	40	14 Kč	ks
2108-1517	100	18	13	105	45	15 Kč	ks
2108-1522	250	25	18	140	60	24 Kč	ks
2108-1525	500	25	18	170	75	32 Kč	ks
2108-1528	750	28	21	211	75	43 Kč	ks
2108-1532	1000	28	21	215	95	61 Kč	ks
2108-1535	2000	28	21	263	120	110 Kč	ks



## Lahve z hnědého PE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1565	100	18	13	105	45	17 Kč	ks
2108-1566	250	25	18	140	60	27 Kč	ks
2108-1567	500	25	18	170	75	35 Kč	ks
2108-1568	1000	28	21	215	95	67 Kč	ks

## Lahve PE úzkohrdlé

- z nízkotlakého PE v přírodním zbarvení, válcový tvar, mírně rozšířený směrem nahoru
- hrdlo má masivní šroubový, dobře těsnící uzávěr, cena bez uzávěru, objednává se zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1710	50	18	13	82	37	14 Kč	ks
2108-1713	100	18	13	97	44	15 Kč	ks
2108-1715	250	25	17,5	127	60	24 Kč	ks
2108-1718	500	25	17,5	161	77	32 Kč	ks
2108-1720	1000	28	21	198	95	61 Kč	ks
2108-1725	2000	28	21	250	119	110 Kč	ks



## Lahve PE úzkohrdlé čtyřhranné

- z nízkotlakého PE v přírodním zbarvení, hranatý tvar se čtvercovou podstavou
- hrdlo má masivní šroubový, dobře těsnící uzávěr, cena bez uzávěru, objednává se zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1605	50	18	13	77	34	8 Kč	ks
2108-1610	100	25	17,5	80	43	12 Kč	ks
2108-1614	250	28	21	84	80	18 Kč	ks
2108-1617	500	32	24	109	90	20 Kč	ks
2108-1619	1000	32	24	190	80	29 Kč	ks
2108-1620	1500	32	24	202	98	32 Kč	ks



## Lahve PE širokohrdlé

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, válcový tvar
- dobře těsnící uzávěr, vhodné pro kapalné i pevné vzorky
- cena je bez uzávěru, který se objednává zvlášť



## Lahve z přírodního PE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1041	50	32	24	79	40	15 Kč	ks
2108-1045	100	32	24	95	48	19 Kč	ks
2108-1047	250	40	31	125	64	25 Kč	ks
2108-1050	500	50	38,5	156	75	34 Kč	ks
2108-1100	1000	65	50	207	94	66 Kč	ks
2108-1200	2000	65	50	246	120	117 Kč	ks



## Lahve z hnědého LDPE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1230	50	32	24	79	40	18 Kč	ks
2108-1231	100	32	24	95	48	23 Kč	ks
2108-1232	250	40	31	125	64	29 Kč	ks
2108-1234	500	50	38,5	156	75	39 Kč	ks
2108-1235	1000	65	50	207	94	73 Kč	ks

## Lahve PE širokohrdlé čtyřhranné

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, hranatý tvar se čtvercovou podstavou usnadňuje skladování vzorků, dobře těsnící uzávěr, vhodné pro kapalné i pevné vzorky
- cena je bez uzávěru, který se objednává zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1310	250	50	38,5	84	79	20 Kč	ks
2108-1320	500	65	50	120	90	28 Kč	ks
2108-1325	1000	65	50	169	90	40 Kč	ks
2108-1330	1500	65	50	217	98	44 Kč	ks



## Uzávěr šroubový GL z PE

- z LDPE přírodní nebo hnědé barvy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1914	Uzávěr PE, GL14	3 Kč	ks
2108-1918	Uzávěr PE, GL18	6 Kč	ks
2108-1925	Uzávěr PE, GL25	8 Kč	ks
2108-1928	Uzávěr PE, GL28	7 Kč	ks
2108-1932	Uzávěr PE, GL32	8 Kč	ks
2108-1940	Uzávěr PE, GL40	10 Kč	ks
2108-1950	Uzávěr PE, GL50	10 Kč	ks
2108-1965	Uzávěr PE, GL65	23 Kč	ks



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1972	Uzávěr PE, hnědý, GL18	8 Kč	ks
2108-1973	Uzávěr PE, hnědý, GL25	8 Kč	ks
2108-1974	Uzávěr PE, hnědý, GL28	8 Kč	ks
2108-1975	Uzávěr PE, hnědý, GL32	8 Kč	ks
2108-1976	Uzávěr PE, hnědý, GL40	9 Kč	ks
2108-1977	Uzávěr PE, hnědý, GL50	11 Kč	ks
2108-1978	Uzávěr PE, hnědý, GL65	26 Kč	ks

## Uzávěr šroubový GL z PE

- z LDPE přírodní nebo hnědé barvy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1914	Uzávěr PE, GL14	3 Kč	ks
2108-1918	Uzávěr PE, GL18	6 Kč	ks
2108-1925	Uzávěr PE, GL25	8 Kč	ks
2108-1928	Uzávěr PE, GL28	7 Kč	ks
2108-1932	Uzávěr PE, GL32	8 Kč	ks
2108-1940	Uzávěr PE, GL40	10 Kč	ks
2108-1950	Uzávěr PE, GL50	10 Kč	ks
2108-1965	Uzávěr PE, GL65	23 Kč	ks
2108-1972	Uzávěr PE, hnědý, GL18	8 Kč	ks
2108-1973	Uzávěr PE, hnědý, GL25	8 Kč	ks
2108-1974	Uzávěr PE, hnědý, GL28	8 Kč	ks
2108-1975	Uzávěr PE, hnědý, GL32	8 Kč	ks
2108-1976	Uzávěr PE, hnědý, GL40	9 Kč	ks
2108-1977	Uzávěr PE, hnědý, GL50	11 Kč	ks
2108-1978	Uzávěr PE, hnědý, GL65	26 Kč	ks



## Uzávěr kapací

- GL uzávěr s kapací špičkou, lze nasadit na jakoukoliv lahev s odpovídajícím GL-závitem hrdla

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2014	Uzávěr kapací PE, GL14	5 Kč	ks
2108-2018	Uzávěr kapací PE, GL18	8 Kč	ks
2108-2025	Uzávěr kapací PE, GL25	7 Kč	ks
2108-2028	Uzávěr kapací PE, GL28	9 Kč	ks



## Kapací lahvička Nalgene, LDPE

- z průhledného PE, vytváří 40 µl kapky (platí pro vodu)
- možná náhrada pipety, dávkovače apod., kapací uzávěr a víčko součástí dodávky
- v balení 25 ks jsou namíchaný různé barvy uzávěrů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1580	Kapací lahvička Nalgene, LDPE, 4 ml, 25 ks	896 Kč	bal
2108-1582	Kapací lahvička Nalgene, LDPE, 8 ml, 25 ks	937 Kč	bal
2108-1584	Kapací lahvička Nalgene, LDPE, 15 ml, 25 ks	979 Kč	bal



## Lahve PE s rukojetí

- z nízkotlakého PE, protáhlého nebo válcového tvaru, masivní, dobře těsnící uzávěr
- rukojeť z ohýbaného ocelového drátu, cena včetně uzávěru

### Úzkohrdlé

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1538	3000	32	24	308	140	482 Kč	ks
2108-1540	5000	40	31	360	163	579 Kč	ks



### Širokohrdlé

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1210	3000	94	88	278	140	371 Kč	ks
2108-1215	5000	94	88	322	165	591 Kč	ks



## Uzávěr šroubový GL

- z PP, sterilizovatelný do 121 °C, jednotlivé velikosti jsou barevně rozlišeny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2030	Uzávěr šroubový GL 14, plný, PP	18 Kč	ks
2108-2031	Uzávěr šroubový GL 18, plný, PP	20 Kč	ks
2108-2032	Uzávěr šroubový GL 25, plný, PP	22 Kč	ks
2108-2034	Uzávěr šroubový GL 45, plný, PP	26 Kč	ks
2108-2040	Uzávěr šroubový GL 14, s otvorem, PP	18 Kč	ks
2108-2041	Uzávěr šroubový GL 18, s otvorem, PP	20 Kč	ks
2108-2042	Uzávěr šroubový GL 25, s otvorem, PP	22 Kč	ks
2108-2043	Uzávěr šroubový GL 32, s otvorem, PP	24 Kč	ks
2108-2044	Uzávěr šroubový GL 45, s otvorem, PP	26 Kč	ks



### ze speciálního plastu, s možností sterilizace do 200 °C, s otvorem


2108-2060	Uzávěr šroubový GL 14, s otvorem, speciál	46 Kč	ks
2108-2061	Uzávěr šroubový GL 18, s otvorem, speciál	50 Kč	ks
2108-2062	Uzávěr šroubový GL 25, s otvorem, speciál	56 Kč	ks
2108-2063	Uzávěr šroubový GL 32, s otvorem, speciál	60 Kč	ks
2108-2064	Uzávěr šroubový GL 45, s otvorem, speciál	63 Kč	ks



## Septa pro GL uzávěry

- pro GL uzávěry s otvorem, materiál neutrální silikon

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7200	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 14, 100 ks	3 640 Kč	bal
2305-7202	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 18, 100 ks	3 752 Kč	bal
2305-7204	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 25, 100 ks	5 572 Kč	bal
2305-7206	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 32, 100 ks	6 300 Kč	bal
2305-7208	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 45, 100 ks	17 948 Kč	bal



## Lahvičky PP s vtláčovacím víčkem

- z přírodního PP, včetně víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2440	Lahvičky s vtláčovacím víčkem, 60 ml, prům. 31 x 110 mm, 100 ks	1 166 Kč	bal



## Scintilační lahve

- z přírodního HDPE, včetně víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2410	Lahvičky scintilační 20ml, GL 22,5, prům. 26,5 x 57,5 mm, 1000ks	7 278 Kč	bal



## Lahve hranaté širokohrdlé Corning®, PC

- z mechanicky odolného, čirého polykarbonátu, oranžové PP víčko GL 45
- hranaté provedené pro úsporu místa a lepší manipulovatelnost
- výrazná bílá graduace a popisná plocha
- autoklávatelné při 121°C, sterilní, individuálně balené

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2750	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 150 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	2 302 Kč	bal
2108-2752	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 250 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	2 398 Kč	bal
2108-2754	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 500 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	3 370 Kč	bal
2108-2756	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 1000 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	4 730 Kč	bal



## Lahve hranaté širokohrdlé Corning®, PET

- lehký a odolný čirý polyethylen terephtalát (PET), oranžové PP víčko GL 45
- hranaté provedené pro úsporu místa a lepší manipulovatelnost
- výrazná bílá graduace a popisná plocha
- sterilní, individuálně balené, bez obsahu pyrogenů a cytotoxinů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2760	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 150 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	3 158 Kč	bal
2108-2762	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 250 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	3 944 Kč	bal
2108-2764	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 500 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	6 047 Kč	bal
2108-2766	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 1000 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	7 802 Kč	bal



## Lahve širokohrdlé Corning® Easy Grip, PS

- z čirého polystyrenu, oranžové PE víčko 45 mm
- nízký profil, vybrání po stranách pro lepší uchopitelnost
- lisovaná graduace, sterilní, bez obsahu pyrogenů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2770	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 150 ml, s víčkem, 24 ks	2 671 Kč	bal
2108-2772	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 250 ml, s víčkem, 24 ks	2 738 Kč	bal
2108-2774	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 500 ml, s víčkem, 24 ks	3 762 Kč	bal
2108-2776	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 1000 ml, s víčkem, 24 ks	5 627 Kč	bal



## Lahve širokohrdlé Costar®, PS

- spotřební hladké lahve z čirého polystyrenu
- červené PE víčko 45 mm, lisovaná graduace
- sterilní, bez obsahu pyrogenů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2780	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 150 ml, s PE víčkem, 24 ks	2 443 Kč	bal
2108-2782	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 250 ml, s PE víčkem, 12 ks	2 181 Kč	bal
2108-2784	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 500 ml, s PE víčkem, 12 ks	1 922 Kč	bal
2108-2786	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 1000 ml, s PE víčkem, 12 ks	2 808 Kč	bal



## Reagenční lahve PP

- úzkohrdlé lahve s hladkým hrdlem o rozměrech normalizovaného zábrusu
- zhotoveny z PP v přírodním zabarvení, cena včetně PE zátky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1805	Lahev reag. PP 100ml, NZ 14/23, prům. 52 x 105mm	44 Kč	ks
2108-1810	Lahev reag. PP 250ml, NZ 19/26, prům. 70 x 132mm	56 Kč	ks
2108-1812	Lahev reag. PP 500ml, NZ 24/29, prům. 86 x 170mm	75 Kč	ks
2108-1815	Lahev reag. PP 1000ml, NZ 29/32, prům. 106 x 208mm	93 Kč	ks



## Prachovnice PP

- širokohrdlé lahve s hladkým hrdlem o rozměrech normalizovaného zábrusu
- zhotoveny z PP v přírodním zabarvení, cena včetně PE zátky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1820	Prachovnice PP 100ml, NZ 24/29, prům. 52 x 105 mm	66 Kč	ks
2108-1822	Prachovnice PP 250ml, NZ 34/35, prům. 72 x 139 mm	76 Kč	ks
2108-1826	Prachovnice PP 500ml, NZ 45/40, prům. 86 x 170 mm	99 Kč	ks
2108-1828	Prachovnice PP 1000ml, NZ 60/46, prům. 107 x 210 mm	132 Kč	ks



## Nádoby HDPE širokohrdlé

- z přírodního PE, široké a nízké, velmi široké hrdlo se závitem
- uzávěr z černého PP s těsnicí vložkou z penového PE, objednává se zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2112	Lahev HDPE 250 ml, prům. 65 x 98 mm	30 Kč	ks
2108-2113	Lahev HDPE 500 ml, prům. 80 x 122 mm	41 Kč	ks
2108-2115	Lahev HDPE 1000 ml, prům. 100 x 153 mm	56 Kč	ks
2108-2116	Lahev HDPE 1500 ml, prům. 114 x 173 mm	74 Kč	ks
2108-2117	Lahev HDPE 2000 ml, prům. 126 x 192 mm	92 Kč	ks
2108-2121	Uzávěr PP k lahvi 100 ml	6 Kč	ks
2108-2122	Uzávěr PP k lahvi 250 ml	8 Kč	ks
2108-2123	Uzávěr PP k lahvi 500 a 750 ml	14 Kč	ks
2108-2124	Uzávěr PP k lahvi 1000, 1500 a 2000 ml	17 Kč	ks



## Láhev širokohrdlá Fisherbrand, LDPE

- s PP šroubovacím těsným víčkem, vhodná pro skladování hlavně pevných látek

Kód zboží	Objem (ml)	Prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Ks v balení	Prodejní cena	MJ
2108-0010	30	33	45	36	12	264 Kč	bal
2108-0012	60	33	80	36	12	247 Kč	bal
2108-0014	125	38	93	50	12	339 Kč	bal
2108-0016	250	58	114	61	12	374 Kč	bal
2108-0018	500	58	140	76	12	602 Kč	bal
2108-0020	1000	70	200	90	6	404 Kč	bal



## Láhev Fisherbrand, hnědá, LDPE

- vhodná pro skladování látek citlivých na světlo

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-0040	Láhev hnědá, LDPE, 125 ml, prům. 38 x 86 mm, 12 ks	263 Kč	bal
2108-0042	Láhev hnědá, HDPE, 250 ml, prům. 62 x 132 mm, 12 ks	350 Kč	bal
2108-0044	Láhev hnědá, LDPE, 500 ml, prům. 74 x 168 mm, 12 ks	550 Kč	bal
2108-0046	Láhev hnědá, LDPE, 1000 ml, prům. 81 x 201 mm, 24 ks	1 654 Kč	bal



## Lahve PP širokohrdlé, hnědé

- nepřůhledné, s těsným PP šroubovacím víčkem černé barvy
- mechanicky odolné, autoklávovatelné do 121°C, dobrá chemická odolnost

Kód zboží	Objem (ml)	Prům. (mm)	Výška (mm)	Prům. hrdla (mm)	Ks v balení	Prodejní cena	MJ
2108-2600	60	40	82	22	10	253 Kč	bal
2108-2602	150	51	116	32	10	318 Kč	bal
2108-2604	250	60	140	37	10	743 Kč	bal
2108-2606	500	75	161	46	10	893 Kč	bal
2108-2608	1000	90	205	55	5	770 Kč	bal
2108-2610	2000	120	242	55	5	1 042 Kč	bal



## Láhev Fisherbrand, hnědá, LDPE

- vysoce průhledné, mechanicky velmi odolné
- ideální pro skladování biologických vzorků, reagensů a vodných roztoků
- k dispozici i hranaté provedení pro úsporu místa při skladování
- dodávány včetně PP víčka, lahve i víčka jsou sterilizovatelné do 121°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2700	Láhev PC kulatá, 500 ml, prům. 81 x 175 mm, 12 ks	3 787 Kč	bal
2108-2702	Láhev PC kulatá, 1000 ml, prům. 97 x 216 mm, 12 ks	3 754 Kč	bal
2108-2710	Láhev PC hranatá, 250 ml, šíř. 59 x 139 mm, 24 ks	5 777 Kč	bal
2108-2712	Láhev PC hranatá, 500 ml, šíř. 73 x 172 mm, 12 ks	3 377 Kč	bal
2108-2714	Láhev PC hranatá, 1000 ml, šíř. 92 x 213 mm, 6 ks	3 658 Kč	bal
2108-2716	Láhev PC hranatá, 2000 ml, šíř. 115 x 266 mm, 6 ks	4 861 Kč	bal



## Lahve PP, s graduací a popisovací plochou

- průhledný plast s dobrou chemickou odolností
- na boku lahve tištěná stupnice objemu a bílá plocha pro popis
- dodávány s těsným PP šroubovacím víčkem, autoklávovatelné do 121°C

Kód zboží	Objem (ml)	Prům. (mm)	Výška (mm)	Prům. hrdla (mm)	Ks v balení	Prodejní cena	MJ
2108-2620	60	40	82	22	10	876 Kč	bal
2108-2622	125	51	104	32	10	598 Kč	bal
2108-2624	250	60	141	37	10	694 Kč	bal
2108-2626	500	75	161	46	10	845 Kč	bal
2108-2628	1000	90	205	55	5	769 Kč	bal



## Lahve hliníkové, úzkohrdlé

- vhodné pro uchovávání a přepravu vzorků, bezešvé provedení a mechanická odolnost
- dodávány s PP uzávěrem s vnitřním hliníkovým těsněním

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-6100	Lahev hliníková, 38 ml, prům. 35 x 70 mm	48 Kč	ks
2108-6102	Lahev hliníková, 60 ml, prům. 40 x 88 mm	52 Kč	ks
2108-6104	Lahev hliníková, 120 ml, prům. 57 x 97 mm	63 Kč	ks
2108-6106	Lahev hliníková, 300 ml, prům. 57 x 160 mm	83 Kč	ks
2108-6108	Lahev hliníková, 600 ml, prům. 74 x 192 mm	121 Kč	ks
2108-6110	Lahev hliníková, 1200 ml, prům. 88 x 248 mm	144 Kč	ks



## Boxy na přenášení lahví

- PP box s otvory pro přenášení max. 6 ks láhví průměru do 95 mm
- HDPE box pro až 8 ks láhví průměru do 95 mm
- vhodný pro přenášení i pro jejich krátkodobé uskladnění
- nemá otvory, slouží tedy i k záchytu kapaliny při vytečení z láhve

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-6010	PP box na 6 ks láhví, rozm. 310 x 210 x 305 mm, s otvory	364 Kč	ks
2108-6020	HDPE box na 8 ks láhví, rozm. 420 x 300 x 210 mm, bez otvorů	779 Kč	ks



## Transportní boxy Fisherbrand

- vhodné pro komfortní přenášení citlivých/nebezpečných vzorků nebo výrobků
- průhledné, vyrobené z odolného polykarbonátu, rozměry 38 x 19,6 x 16 cm
- těsnost zajišťuje silikonové těsnění a robustní uzavírací mechanismus
- sklápěcí držadlo umožňuje stohování boxů, víko otevíratelné v úhlu 180°
- dodáváno s vložkami pro rozdělení vnitřního prostoru, autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0380	Transportní box Fisherbrand, čirý	3 085 Kč	ks
2106-0382	Transportní box Fisherbrand, červený	3 055 Kč	ks
2106-0384	Transportní box Fisherbrand, žlutý	3 055 Kč	ks



## Hadice

Zkratky: PE-polyetylen, PP-polypropylen, PVC-polyvinyl chlorid, PTFE-polytetrafluoretylen, SI-pryž na bázi sili konového kaučuku, SBR-pryž na bázi butadienstyrenového kaučuku. Chemické odolnosti vůči některým rozpouštědlům: 1-stálý, 2-prakt.stálý, 3-podmíněně stálý, 4-nestálý, 5-rychlá degradace.

	PE	PP	PVC	SI	SBR	PTFE
Aceton	1-3	1-3	4-5	2-3	4-5	1-2
Amoniak 25%	1	1	1-2	1	2-3	1
Butanol	1	1-3	3-4	2-3	4-5	1
Eter	4	4	4	4	5	1
Etanol 50%	1	1	1-3	1	3-5	1
Hexan	3-4	2-3	3-4	2-4	3-5	2-4
Kys.solná 20%	1	1	1-3	2-3	3-5	1
Kys.sírová 95%	3-4	3-4	2-4	3-4	5	1
Kys.dusičná 50%	2-4	3-4	2-4	3-5	5	1
NaOH 30 %	1	1	1-3	2-3	3-5	1

Tabulka vychází z údajů různých výrobců, údaje se mohou lišit podle střední mol. hmotnosti, přítomnosti a obsahu různých přísad atd. a podmínek testu. Nezhledňuje odlišnosti v chování nízkotlakého a vysokotlakého PE, měkčeného PVC atd. Je určena pouze jako orientační pomůcka při volbě materiálu hadice.

### Šablona pro měření průměrů hadic

- z PP, pro jednoduché orientační změření vnitřního i vnějšího průměru hadic od 1,5 do 16 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7005	Šablona pro měření průměrů hadic	189 Kč	ks

### Hadice pryžová potravinářská (SBR)

- vhodná pro rozvody vody, minimální odběr hadic je možný **po svitcích 5 m**




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2111-0508	Hadice pryž.červená 6/10mm	34 Kč	m
2111-0812	Hadice pryž.červená 8/12mm	35 Kč	m
2111-1014	Hadice pryž.červená 10/14mm	30 Kč	m

### Hadice PVC transparentní

- k beztlakým rozvodům vody nebo vodných roztoků, minimální odběr hadic je **po svitcích 5 m**
- max. délka v celku do rozměru 6/9mm je 100 m, nad tento rozměr pak 50 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2113-0203	Hadice PVC transparentní 2/3mm	14 Kč	m
2113-0204	Hadice PVC transparentní 2/4mm	17 Kč	m
2113-0304	Hadice PVC transparentní 3/4mm	15 Kč	m
2113-0305	Hadice PVC transparentní 3/5mm	15 Kč	m
2113-0306	Hadice PVC transparentní 3/6mm	20 Kč	m
2113-0405	Hadice PVC transparentní 4/5mm	19 Kč	m
2113-0406	Hadice PVC transparentní 4/6mm	18 Kč	m
2113-0407	Hadice PVC transparentní 4/7mm	24 Kč	m
2113-0507	Hadice PVC transparentní 5/7mm	39 Kč	m
2113-0508	Hadice PVC transparentní 5/8mm	26 Kč	m
2113-0509	Hadice PVC transparentní 5/9mm	28 Kč	m
2113-0608	Hadice PVC transparentní 6/8mm	37 Kč	m
2113-0609	Hadice PVC transparentní 6/9mm	28 Kč	m
2113-0610	Hadice PVC transparentní 6/10mm	29 Kč	m
2113-0710	Hadice PVC transparentní 7/10mm	30 Kč	m
2113-0711	Hadice PVC transparentní 7/11mm	32 Kč	m
2113-0810	Hadice PVC transparentní 8/10mm	40 Kč	m
2113-0812	Hadice PVC transparentní 8/12mm	35 Kč	m
2113-0912	Hadice PVC transparentní 9/12mm	35 Kč	m
2113-0913	Hadice PVC transparentní 9/13mm	45 Kč	m
2113-1013	Hadice PVC transparentní 10/13mm	43 Kč	m
2113-1014	Hadice PVC transparentní 10/14mm	42 Kč	m
2113-1216	Hadice PVC transparentní 12/16mm	47 Kč	m
2113-1620	Hadice PVC transparentní 16/20mm	57 Kč	m



## Hadice silikonová transparentní

- teplotní stálost -60 až +200°C, krátkodobě až +260°C, minimální odběr hadic **po svitcích 5 m**
- max. délka v celku do rozměru 14/20 je 25 m, nad tento rozměr pak 20 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2114-1535	Hadice silikonová 1.5/3.5	23 Kč	m
2114-0204	Hadice silikonová 2/4mm	26 Kč	m
2114-0305	Hadice silikonová 3/5mm	31 Kč	m
2114-0307	Hadice silikonová 3/7mm	65 Kč	m
2114-0406	Hadice silikonová 4/6mm	42 Kč	m
2114-0509	Hadice silikonová 5/9mm	91 Kč	m
2114-0608	hadice silikonová 6/8mm	65 Kč	m
2114-0609	Hadice silikonová 6/9mm	74 Kč	m
2114-0610	Hadice silikonová 6/10mm	89 Kč	m
2114-0710	Hadice silikonová 7/10mm	80 Kč	m
2114-0810	Hadice silikonová 8/10mm	80 Kč	m
2114-0812	Hadice silikonová 8/12mm	119 Kč	m
2114-0814	Hadice silikonová 8/14mm	223 Kč	m
2114-0913	Hadice silikonová 9/13mm	147 Kč	m
2114-1014	Hadice silikonová 10/14mm	147 Kč	m
2114-1016	Hadice silikonová 10/16mm	228 Kč	m
2114-1216	Hadice silikonová 12/16mm	179 Kč	m
2114-1218	Hadice silikonová 12/18mm	295 Kč	m
2114-1420	Hadice silikonová 14/20mm	335 Kč	m
2114-1824	Hadice silikonová 18/24mm	361 Kč	m



## Hadice VITON

- černý fluorovaný kopolymer s teplotní odolností -10 až +200°C
- výborná chemickou odolnost vůči aromatickým i alifatickým uhlovodíkům, olejům, silným kyselinám, oxidačním činidlům a chlorovaným rozpouštědly
- nepropouští plyny a páry, odběr možný **po jednotlivých metrech**, v celku max. 25 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2117-0406	Hadice Viton 4/6mm	253 Kč	m
2117-0407	Hadice Viton 4/7mm	371 Kč	m
2117-0507	Hadice Viton 5/7mm	326 Kč	m
2117-0508	Hadice Viton 5/8mm	489 Kč	m
2117-0608	Hadice Viton 6/8mm	365 Kč	m
2117-0609	Hadice Viton 6/9mm	505 Kč	m
2117-0610	Hadice Viton 6/10mm	784 Kč	m
2117-0709	Hadice Viton 7/9mm	565 Kč	m
2117-0710	Hadice Viton 7/10mm	638 Kč	m
2117-0810	Hadice Viton 8/10mm	716 Kč	m
2117-0812	Hadice Viton 8/12mm	978 Kč	m
2117-0912	Hadice Viton 9/12mm	886 Kč	m
2117-1012	Hadice Viton 10/12mm	698 Kč	m
2117-1014	Hadice Viton 10/14mm	1 173 Kč	m
2117-1216	Hadice Viton 12/16mm	1 608 Kč	m



## Hadice polyetylenová transparentní

- vhodná pro etanol, vodné roztoky solí, kyselin i zásad, pro teploty do 40°C
- minimální odběr možný **po svitcích 5 m**
- max. délka v celku do rozměru 8/10 je 100 m, nad tento rozměr pak 50 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2115-0204	Hadice PE 2/4mm	20 Kč	m
2115-0305	Hadice PE 3/5mm	21 Kč	m
2115-0406	Hadice PE 4/6mm	23 Kč	m
2115-0608	Hadice PE 6/8mm	27 Kč	m
2115-0810	Hadice PE 8/10mm	35 Kč	m
2115-1013	Hadice PE 10/13mm	55 Kč	m
2115-1215	Hadice PE 12/15mm	65 Kč	m
2115-1535	Hadice PE 1.5/3.5mm	15 Kč	m



## Hadice PTFE netransparentní

- s vysokou chemickou odolností vůči kapalinám i plynům
- odběr možný **po jednotlivých metrech**, max. v celku 10 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2116-1503	Hadice PTFE 1.5/3mm	85 Kč	m
2116-0203	Hadice PTFE 2/3mm	69 Kč	m
2116-0304	Hadice PTFE 3/4mm	87 Kč	m
2116-0405	Hadice PTFE 4/5mm	102 Kč	m
2116-0406	Hadice PTFE 4/6mm	162 Kč	m
2116-0608	Hadice PTFE 6/8mm	226 Kč	m
2116-0810	Hadice PTFE 8/10mm	341 Kč	m
2116-1012	Hadice PTFE 10/12mm	437 Kč	m
2116-1214	Hadice PTFE 12/14mm	618 Kč	m



## Hadice silikonová vakuová

- odběr možný **po jednotlivých metrech**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2118-0412	Hadice vakuová silikonová 4/12mm	232 Kč	m
2118-0515	Hadice vakuová silikonová 5/15mm	340 Kč	m
2118-0612	Hadice vakuová silikonová 6/12mm	174 Kč	m
2118-0715	Hadice vakuová silikonová 7/15mm	317 Kč	m
2118-0816	Hadice vakuová silikonová 8/16mm	359 Kč	m
2118-0818	Hadice vakuová silikonová 8/18mm	407 Kč	m
2118-1020	Hadice vakuová silikonová 10/20mm	498 Kč	m



## Hadice kaučuková vakuová

- odběr možný **po jednotlivých metrech**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2128-0412	Hadice vakuová kaučuková 4/12 mm	161 Kč	m
2128-0515	Hadice vakuová kaučuková 5/15 mm	179 Kč	m
2128-0614	Hadice vakuová kaučuková 6/14 mm	176 Kč	m
2128-0715	Hadice vakuová kaučuková 7/15 mm	190 Kč	m
2128-0816	Hadice vakuová kaučuková 8/16 mm	216 Kč	m
2128-0818	Hadice vakuová kaučuková 8/18 mm	273 Kč	m



## Hadice ke kahanu

- pro tlak do 100 mbar, odběr možný **po jednotlivých metrech**, max. v celku 50 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2119-0001	Hadice ke kahanu 10/14 mm	266 Kč	m



## Indikátory proudění

- barevný lopatkový rotor v průhledném pouzdře pro vizuální kontrolu např. průtoku vody
- vstupní a výstupní olivka pro hadice s vnitřním průměrem 6 až 11 mm
- různé barvy a dvě materiálová provedení
- materiál SAN je odolný do teplot +30 °C a není vhodný pro chemikálie
- materiál PMP je odolný až do +60 °C a také odolá slabším chemikáliím

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7001	Indikátor proudění, červený SAN	279 Kč	ks
2104-7002	Indikátor proudění černý, SAN	279 Kč	ks
2104-7003	Indikátor proudění modrý, SAN	279 Kč	ks
2104-7011	Indikátor proudění červený, PMP	345 Kč	ks
2104-7012	Indikátor proudění černý, PMP	345 Kč	ks
2104-7013	Indikátor proudění modrý, PMP	345 Kč	ks



## Hadicová svorka

- šroubovací pásková svorka pro zajištění hadic na olivkách
- díky křídlovému šroubu snáze použitelná



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1091	Hadicová svorka, pro hadice vnější pr. 8 až 12 mm	25 Kč	ks
2305-1092	Hadicová svorka, pro hadice vnější pr. 10 až 16 mm	26 Kč	ks
2305-1093	Hadicová svorka, pro hadice vnější pr. 12 až 22 mm	28 Kč	ks

## Tlačka Hoffmannova

- dodává se buď s pevnou čelistí (hadici musíte tlačkou předem provléknout)
- nebo s výklopnou spodní čelistí (můžete ji na hadici nasadit kdykoli)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1030	Tlačka Hoffm. 30mm, pevná	179 Kč	ks
2305-1040	Tlačka Hoffm. 40mm, pevná	189 Kč	ks
2305-1044	Tlačka Hoffm. 20mm, výkl. čelist	87 Kč	ks
2305-1046	Tlačka Hoffm. 30mm, výkl. čelist	96 Kč	ks
2305-1048	Tlačka Hoffm. 40mm, výkl. čelist	190 Kč	ks

## Tlačka dle Mohra

- pružinová, vhodná spíše na zaškrcování tenkostěnných hadic



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1030	Tlačka Hoffm. 30mm, pevná	179 Kč	ks

## Tlačka „Easy-Click“

- lze nasadit na již instalované hadicové propojení, plynulá regulace průtoku šroubovou maticí
- uzavření i plné otevření průtoku lze provést i bez šroubování jedním kliknutím
- materiál galvanizovaná ocel a PVDF, teplotní odolnost do 160°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1059	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 10 mm, červená	67 Kč	ks
2305-1060	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 10 mm, žlutá	67 Kč	ks
2305-1061	Tlačka Easy-Click, do prům. 10 mm, modrá	67 Kč	ks
2305-1065	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 10 mm, zelená	67 Kč	ks
2305-1062	Tlačka Easy-Click, do prům. 15 mm, modrá	113 Kč	ks
2305-1070	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 15 mm, červená	113 Kč	ks
2305-1072	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 15 mm, žlutá	113 Kč	ks
2305-1074	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 15 mm, zelená	113 Kč	ks
2305-1080	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 20 mm, červená	141 Kč	ks
2305-1082	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 20 mm, žlutá	141 Kč	ks
2305-1084	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 20 mm, zelená	141 Kč	ks
2305-1063	Tlačka Easy-Click, do prům. 20 mm, modrá	141 Kč	ks

## Tlačka „stop-it metal“

- stejný princip jako "Easy-Click" avšak z galvanizované oceli a hliníku pro větší robustnost a tepelnou odolnost



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1010	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 10 mm	85 Kč	ks
2305-1012	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 15 mm	135 Kč	ks
2305-1014	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 20 mm	146 Kč	ks
2305-1016	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 30 mm	225 Kč	ks

## Ventil PE jednocestný

- k propojení a uzavírání hadic



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7100	Ventil PE, olivka 10 mm	86 Kč	ks
2104-7102	Ventil PE, olivka 9-11 mm	133 Kč	ks
2104-7104	Ventil PE, olivka 12-15 mm	201 Kč	ks

## Ventily dvou a třicestné

- k propojení a větvení rozvodů hadic



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7121	Ventil dvoucestný PE 5- 7mm	171 Kč	ks
2104-7124	Ventil dvoucestný PE 7- 9mm	198 Kč	ks
2104-7125	Ventil dvoucestný PE 9-11mm	226 Kč	ks
2104-7126	Ventil dvoucestný PE 11-13mm	226 Kč	ks
2104-7131	Ventil třicestný PE 5-7 mm	285 Kč	ks
2104-7133	Ventil třicestný PE 7-9 mm	336 Kč	ks
2104-7135	Ventil třicestný PE 9-11mm	386 Kč	ks
2104-7136	Ventil třicestný PE 11-13mm	386 Kč	ks
2104-7140	Ventil dvoucestný PVDF 5-7mm	288 Kč	ks
2104-7142	Ventil dvoucestný PVDF 7-9mm	340 Kč	ks
2104-7144	Ventil dvoucestný PVDF 9-11mm	389 Kč	ks
2104-7146	Ventil dvoucestný PVDF 11-13mm	389 Kč	ks
2104-7150	Ventil třicestný PVDF 5-7mm	446 Kč	ks
2104-7152	Ventil třicestný PVDF 7-9mm	505 Kč	ks
2104-7154	Ventil třicestný PVDF 9-11mm	544 Kč	ks
2104-7156	Ventil třicestný PVDF 11-13mm	544 Kč	ks

## Spojky hadic PP

- přímé, pro hadice se stejným vnitřním průměrem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7202	Spojka PP přímá 4- 6mm	18 Kč	ks
2104-7203	Spojka PP přímá 6- 8mm	20 Kč	ks
2104-7204	Spojka PP přímá 8-10mm	24 Kč	ks
2104-7205	Spojka PP přímá 10-12mm	32 Kč	ks
2104-7206	Spojka PP přímá 12-14mm	34 Kč	ks

## Spojky hadic PP redukční

- přímé, pro hadice s různým vnitřním průměrem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7302	Spojka PP redukční 4-8/10-12 mm	41 Kč	ks
2104-7305	Spojka PP redukční 4-8/12-16 mm	42 Kč	ks
2104-7307	Spojka PP redukční 8-12/14-16 mm	45 Kč	ks

## T-spojky hadic PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7402	Spojka PP T-profil 4 mm	18 Kč	ks
2104-7403	Spojka PP T-profil 6 mm	21 Kč	ks
2104-7405	Spojka PP T-profil 8 mm	23 Kč	ks
2104-7406	Spojka PP T-profil 10 mm	27 Kč	ks



## Ventil zpětný PP

- zamezuje zpětnému toku vody v hadici při výpadku tlaku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7525	Ventil zpětný pro hadici pr. 12 až 15 mm	109 Kč	ks



## Rychlospojky na hadice

- pro rychlé spojování hadic pro kapaliny, plyny, vzduch nebo vakuum
- pevné a těsné spojení, které lze však velmi jednoduše a rychle rozpojit
- zajišťovací spona je z nerezové oceli nebo POM, spojky samotné pak z PP (Polypropylen) nebo POM (Polyoxymethylen)
- spojky z POM lze použít pro teploty -40 až +80 °C, pro vakuum a přetlak až 10 bar
- spojky z PP pak pro teploty 0 až +110 °C a pro přetlak až 8 bar



## Kompletní (100 % plast, spona z POM)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7420	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, kompletní rovná	189 Kč	ks
2104-7430	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, kompletní rovná	189 Kč	ks

## Jednotlivé (100 % plast, spona z POM)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7040	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	70 Kč	ks
2104-7041	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	70 Kč	ks
2104-7042	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka úhlová	164 Kč	ks
2104-7043	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	125 Kč	ks
2104-7044	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	125 Kč	ks



## Rychlospojky jednotlivé (plast, spona nerez)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7050	Rychlospojka POM, 6,5 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	102 Kč	ks
2104-7051	Rychlospojka POM, 8 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	102 Kč	ks
2104-7052	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	102 Kč	ks
2104-7053	Rychlospojka POM, 6,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	474 Kč	ks
2104-7054	Rychlospojka POM, 8 mm, s ventilem, zástrčka rovná	474 Kč	ks
2104-7055	Rychlospojka POM, 9,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	474 Kč	ks
2104-7056	Rychlospojka PP, 6,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	564 Kč	ks
2104-7057	Rychlospojka PP, 9,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	619 Kč	ks

2104-7059	Rychlospojka POM, 6,5 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	406 Kč	ks
2104-7060	Rychlospojka POM, 8 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	406 Kč	ks
2104-7061	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	406 Kč	ks
2104-7062	Rychlospojka POM, 6,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	484 Kč	ks
2104-7063	Rychlospojka POM, 8 mm, s ventilem, zásuvka rovná	484 Kč	ks
2104-7064	Rychlospojka POM, 9,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	484 Kč	ks
2104-7065	Rychlospojka PP, 6,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	631 Kč	ks
2104-7066	Rychlospojka PP, 9,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	773 Kč	ks



## Rychlospojky jednotlivé (plast, spona nerez)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7070	Rychlospojka POM, 6,5 mm, bez ventilu, zástrčka úhlová	371 Kč	ks
2104-7071	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka úhlová	371 Kč	ks
2104-7072	Rychlospojka POM, 9,5 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	596 Kč	ks
2104-7073	Rychlospojka PP, 6,5 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	703 Kč	ks
2104-7075	Rychlospojka POM, 3,2 mm, s ventilem, zásuvka rovná	439 Kč	ks
2104-7076	Rychlospojka POM, 4,8 mm, s ventilem, zásuvka rovná	458 Kč	ks
2104-7077	Rychlospojka POM, 6,4 mm, s ventilem, zásuvka rovná	439 Kč	ks
2104-7078	Rychlospojka POM, 3,2 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	304 Kč	ks
2104-7079	Rychlospojka POM, 4,8 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	316 Kč	ks
2104-7080	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	304 Kč	ks
2104-7081	Rychlospojka PP, 3,2 mm, s ventilem, zásuvka rovná	488 Kč	ks
2104-7083	Rychlospojka POM, 3,2 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	79 Kč	ks
2104-7084	Rychlospojka POM, 4,8 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	93 Kč	ks
2104-7085	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	98 Kč	ks
2104-7086	Rychlospojka POM, 3,2 mm, s ventilem, zástrčka rovná	431 Kč	ks
2104-7087	Rychlospojka POM, 4,8 mm, s ventilem, zástrčka rovná	435 Kč	ks
2104-7088	Rychlospojka POM, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka rovná	431 Kč	ks
2104-7089	Rychlospojka PP, 3,2 mm, s ventilem, zástrčka rovná	488 Kč	ks
2104-7090	Rychlospojka PP, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka rovná	564 Kč	ks
2104-7091	Rychlospojka POM, 3,2 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	613 Kč	ks
2104-7092	Rychlospojka POM, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	613 Kč	ks
2104-7093	Rychlospojka PP, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	753 Kč	ks



## Lopatka hliníková

- z litého hliníku pro práci se sypkými látkami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9232	Lopatka hliníková 185 mm	127 Kč	ks
2105-9233	Lopatka hliníková 210 mm	162 Kč	ks
2105-9234	Lopatka hliníková 250 mm	219 Kč	ks
2105-9236	Lopatka hliníková 310 mm	368 Kč	ks
2105-9238	Lopatka hliníková 400 mm	675 Kč	ks
2105-9239	Lopatka hliníková 430 mm	873 Kč	ks



## Lopatka PP, BRAND

- z litého hliníku pro práci se sypkými látkami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9203	Lopatka PP 50ml, 160mm	30 Kč	ks
2105-9204	Lopatka PP 100ml, 200mm	44 Kč	ks
2105-9205	Lopatka PP 250ml, 260mm	93 Kč	ks
2105-9206	Lopatka PP 500ml, 315mm	130 Kč	ks
2105-9207	Lopatka PP 1000ml, 385mm	154 Kč	ks



## Lopatky / Lžičky pro práškové materiály PP, barevné

- objem 100 ml, dostupné v osmi barvách, lze využít jako navažovací lžičku
- splňují EC 10/2011 direktivu pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1350	Lžička pro práškové materiály PP, bílá, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1352	Lžička pro práškové materiály PP, červená, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1354	Lžička pro práškové materiály PP, šedá, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1356	Lžička pro práškové materiály PP, černá, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1358	Lžička pro práškové materiály PP, žlutá, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1360	Lžička pro práškové materiály PP, modrá, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1362	Lžička pro práškové materiály PP, zelená, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1364	Lžička pro práškové materiály PP, světle modrá, 12 ks	515 Kč	bal
2101-1366	Set 8 ks lžiček pro práškové materiály, 1 ks od každé barvy	386 Kč	bal



## Lopatky jednorázové LaboPlast a SteriPlast

- PS, ve čtyřech velikostech, vyráběny a individuálně baleny v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami, SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením
- dostupné i s průhledným víčkem k uzavření po odběru vzorku k omezení kontaminace
- speciální provedení obsahuje materiál detekovatelný rentgenem nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9250	Lopatka jednorázová LaboPlast 25 ml, 10 ks	453 Kč	bal
2105-9252	Lopatka jednorázová LaboPlast 25 ml, s víčkem, 10 ks	708 Kč	bal
2105-9254	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, 10 ks	469 Kč	bal
2105-9256	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, s víčkem, 10 ks	730 Kč	bal
2105-9258	Lopatka jednorázová LaboPlast 100 ml, 10 ks	485 Kč	bal
2105-9260	Lopatka jednorázová LaboPlast 100 ml, s víčkem, 10 ks	750 Kč	bal
2105-9262	Lopatka jednorázová LaboPlast 150 ml, 10 ks	495 Kč	bal
2105-9264	Lopatka jednorázová LaboPlast 150 ml, s víčkem, 10 ks	765 Kč	bal
2105-9265	Lopatka jednorázová LaboPlast 250 ml, 10 ks	605 Kč	bal
2105-9266	Lopatka jednorázová LaboPlast 250 ml, s víčkem, 10 ks	1 025 Kč	bal
2105-9267	Lopatka jednorázová LaboPlast 500 ml, 10 ks	1 071 Kč	bal
2105-9268	Lopatka jednorázová LaboPlast 500 ml, s víčkem, 10 ks	1 819 Kč	bal



2105-9270	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 25 ml, 10 ks	501 Kč	bal
2105-9272	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 25 ml, s víčkem, 10 ks	761 Kč	bal
2105-9274	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 50 ml, 10 ks	520 Kč	bal
2105-9276	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 50 ml, s víčkem, 10 ks	783 Kč	bal
2105-9278	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 100 ml, 10 ks	538 Kč	bal
2105-9280	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 100 ml, s víčkem, 10 ks	806 Kč	bal
2105-9282	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 150 ml, 10 ks	549 Kč	bal
2105-9284	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 150 ml, s víčkem, 10 ks	825 Kč	bal
2105-9285	Lopatka jednorázová SteriPlast 250 ml, 10 ks	670 Kč	bal
2105-9286	Lopatka jednorázová SteriPlast 250 ml, s víčkem, 10 ks	1 141 Kč	bal
2105-9287	Lopatka jednorázová SteriPlast 500 ml, 10 ks	1 186 Kč	bal
2105-9288	Lopatka jednorázová SteriPlast 500 ml, s víčkem, 10 ks	2 015 Kč	bal

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9360	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá	501 Kč	bal
2105-9362	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá	520 Kč	bal
2105-9364	Lopatka jednorázová LaboPlast 100 ml, 10 ks, modrá	538 Kč	bal
2105-9366	Lopatka jednorázová LaboPlast 150 ml, 10 ks, modrá	549 Kč	bal
2105-9368	Lopatka jednorázová LaboPlast 250 ml, 10 ks, modrá	670 Kč	bal
2105-9370	Lopatka jednorázová LaboPlast 500 ml, 10 ks, modrá	1 186 Kč	bal

2105-9380	Lopatka LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	704 Kč	bal
2105-9382	Lopatka LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	778 Kč	bal
2105-9384	Lopatka LaboPlast 100 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	829 Kč	bal
2105-9386	Lopatka LaboPlast 150 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	881 Kč	bal
2105-9388	Lopatka LaboPlast 250 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	1 109 Kč	bal
2105-9390	Lopatka LaboPlast 500 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	2 015 Kč	bal



## Lopatky jednorázové LaboPlast Bio a SteriPlast Bio

- ideální na sypké látky, granule nebo pasty
- vyrobeno z materiálu Green PE, stoprocentně recyklovatelného plastu
- dostupné ve čtyřech různých velikostech, sterilní, nebo nesterilní provedení
- vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9300	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 25 ml, 10 ks	518 Kč	bal
2105-9302	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 50 ml, 10 ks	534 Kč	bal
2105-9304	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 100 ml, 10 ks	551 Kč	bal
2105-9306	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 150 ml, 10 ks	566 Kč	bal
2105-9310	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 25 ml, 10 ks	575 Kč	bal
2105-9312	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 50 ml, 10 ks	593 Kč	bal
2105-9314	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 100 ml, 10 ks	611 Kč	bal
2105-9316	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 150 ml, 10 ks	626 Kč	bal



## Lopatka na sypké materiály HDPE

- kónický tvar se zaostřenou nabírací hranou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9330	Lopatka HDPE, 15ml, 115mm, přírodní, 12ks	215 Kč	bal
2105-9332	Lopatka HDPE, 25ml, 135mm, přírodní, 12ks	290 Kč	bal
2105-9334	Lopatka HDPE, 65ml, 185mm, přírodní, 12ks	371 Kč	bal
2105-9336	Lopatka HDPE, 110ml, 215mm, přírodní, 12ks	534 Kč	bal
2105-9338	Lopatka HDPE, 150ml, 250mm, přírodní, 12ks	602 Kč	bal
2105-9340	Lopatka HDPE, 350ml, 310mm, přírodní, 6ks	582 Kč	bal
2105-9342	Lopatka HDPE, 750ml, 350mm, přírodní, 6ks	964 Kč	bal
2105-9344	Lopatka HDPE, 750ml, 350mm, modrá, 6ks	964 Kč	bal
2105-9346	Lopatka HDPE, 750ml, 350mm, černá, 6ks	964 Kč	bal
2105-9348	Lopatka HDPE, 1250ml, 400mm, přírodní, 6ks	1 407 Kč	bal
2105-9350	Lopatka HDPE, 1250ml, 350mm, modrá, 6ks	1 407 Kč	bal
2105-9352	Lopatka HDPE, 1250ml, 350mm, černá, 6ks	1 407 Kč	bal



## Lopatky nerezové potravinářské

- vysoce leštěná nerezová ocel
- pevné a stabilní bezešvé provedení
- bez hran a štěrbin kde by se mohl zachycovat vzorek
- rukojeť opatřená očkem pro zavěšení

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3100	Lopatka nerezová potravinářská, 100ml, délka 215 mm	691 Kč	ks
2305-3102	Lopatka nerezová potravinářská, 200ml, délka 230 mm	943 Kč	ks
2305-3104	Lopatka nerezová potravinářská, 250ml, délka 245 mm	1 040 Kč	ks
2305-3106	Lopatka nerezová potravinářská, 350ml, délka 290 mm	1 168 Kč	ks
2305-3108	Lopatka nerezová potravinářská, 500ml, délka 350 mm	1 544 Kč	ks



## Lžičky jednorázové LaboPlast a SteriPlast Bio

- vyrobeno z materiálu Green PE, stoprocentně recyklovatelného plastu
- ve dvou velikostech, sterilní, nebo nesterilní provedení
- vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1320	Lžičky jednorázové LaboPlast Bio, 2,5 ml, 100 ks	1 191 Kč	bal
2101-1322	Lžičky jednorázové LaboPlast Bio, 10 ml, 100 ks	1 270 Kč	bal
2101-1324	Lžičky jednorázové SteriPlast Bio, 2,5 ml, 100 ks	1 324 Kč	bal
2101-1326	Lžičky jednorázové SteriPlast Bio, 10 ml, 100 ks	1 409 Kč	bal



## Příslušenství k normalizovaným zábrusům

### Svorky vidlicové pro fixaci kuželových zábrusů

- z chromniklové oceli, bez zajišťovacího šroubu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7111	Svorka vidlicová pro 14/23	553 Kč	ks
2305-7112	Svorka vidlicová pro 19/26	580 Kč	ks
2305-7113	Svorka vidlicová pro 24/29	650 Kč	ks
2305-7114	Svorka vidlicová pro 29/32	650 Kč	ks
2305-7115	Svorka vidlicová pro 40/45	759 Kč	ks



### Svorky pružinové pro fixaci kuželových zábrusů

- z chromniklové oceli

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7121	Svorka pružinová pro 14/23	78 Kč	ks
2305-7122	Svorka pružinová pro 19/26	78 Kč	ks
2305-7123	Svorka pružinová pro 24/29	92 Kč	ks
2305-7124	Svorka pružinová pro 29/32	92 Kč	ks
2305-7125	Svorka pružinová pro 40/45	129 Kč	ks



### Klema pro fixaci kulových zábrusů

- z chromniklové oceli

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7160	Klema pro kulový zábrus S 13	453 Kč	ks
2305-7162	Klema pro kulový zábrus S 19	476 Kč	ks
2305-7164	Klema pro kulový zábrus S 29	540 Kč	ks
2305-7166	Klema pro kulový zábrus S 35	706 Kč	ks
2305-7168	Klema pro kulový zábrus S 40/41	780 Kč	ks
2305-7170	Klema pro kulový zábrus S 51	2 338 Kč	ks
2305-7172	Klema pro kulový zábrus S 65	1 764 Kč	ks



### PTFE těsnící kroužky pro zábrusy, pro vysoké vakuum

- velice tenký kroužek, těsnící stejně jako vazelína, ale z inertního materiálu
- neznečišťuje produkt v aparatuře, opakovaně použitelné, velice těsný a vždy rozebíratelný spoj
- ztráta vakua menší než 10<sup>-8</sup> až 10<sup>-6</sup> mBar.L.s<sup>-1</sup>, teplotní odolnost -200 až +300 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7651	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 7, (50ks)	599 Kč	bal
2104-7652	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 10, (50ks)	599 Kč	bal
2104-7653	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 12, (50ks)	599 Kč	bal
2104-7654	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 14, (50ks)	752 Kč	bal
2104-7655	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 19, (50ks)	782 Kč	bal
2104-7656	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 24, (50ks)	788 Kč	bal
2104-7657	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 29, (50ks)	798 Kč	bal
2104-7658	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 34, (50ks)	907 Kč	bal
2104-7659	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 45, (50ks)	1 110 Kč	bal
2104-7663	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 70, (50ks)	1 723 Kč	bal



### Pasta na mazání zábrusů

- Lukosan - pro mazání zábrusů, styčných ploch exsikátorů, skleněných ventilů apod., bez zápachu a zdravotně nezávadná, teplotní odolnost od -70 do +150°C
- Obermeier - nízkoviskózní lubrikant, teplotní odolnost od -50 do +200°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7001	Silikonová pasta Lukosan M 14, tuba 70 g	200 Kč	ks
2305-7003	Silikonová pasta Obermeier™, běžné vakuum, 35 g	292 Kč	ks



## Laboratorní držáky a díly stativů

### Podstava laboratorního stojanu

- ocelová deska tloušťky 8 mm, opatřená vypalovaným nátěrem a pryžovými patkami, vnitřní závit M10 pro tyč



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0073	Podstava stojanu 210x130 mm, závit M10	479 Kč	ks
2301-0075	Podstava stojanu 300x150 mm, závit M10	799 Kč	ks
2301-0076	Podstava stojanu 315x200 mm, závit M10	978 Kč	ks

### Tyče laboratorního stojanu

- z pohyblivých ocelových segmentů tloušťky 12 mm, polohu lze upravit podle potřeby
- rozměr 540 x 480 mm, patky jsou nastavitelné, ve středním dílu vnitřní závit M10 pro stativovou tyč



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0082	Tyč stojanová délka 500 mm, pr.12 mm, závit M10	308 Kč	ks
2301-0084	Tyč stojanová délka 750 mm, pr.12 mm, závit M10	410 Kč	ks
2301-0085	Tyč stojanová délka 1000 mm, pr.12 mm, závit M10	519 Kč	ks
2301-0087	Tyč stojanová délka 1250 mm, pr.12 mm, závit M10	629 Kč	ks
2301-0088	Tyč stojanová délka 1500 mm, pr.12 mm, závit M10	740 Kč	ks
2301-0091	Tyč propojovací, 30 mm, pr.12 mm, 2x vnitřní závit M10	204 Kč	ks
2301-0093	Tyč prodluž., 250 mm, pr.12 mm, 1x vnitřní a 1x vnější závit M10	419 Kč	ks
2301-0094	Tyč prodluž., 500 mm, pr.12 mm, 1x vnitřní a 1x vnější závit M10	536 Kč	ks

### Svorka křížová

- ze zinkové slitiny, šrouby jsou z poniklované oceli, pro upnutí tyčí o průměru do 16 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0105	Svorka křížová	156 Kč	ks



### Svorka křížová otočná

- ze zinkové slitiny a šrouby z poniklované mosazi, pro tyč do průměru 16 mm, možností zvolit úhel vedení tyče

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0108	Svorka křížová otáčivá	411 Kč	ks



### Svorka křížová univerzální

- zinková slitina, šrouby z poniklované mosazi, kulovitý tvar s výřezy
- umožňuje pravouhlé křížení upnutých tyčí nebo T-uspořádání, pro tyče do prům. 13 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0106	Svorka křížová univerzální (kulová)	204 Kč	ks



### Klema univerzální

- ze zinkové slitiny s čelistmi potaženými vrstvou mechanicky odolného PVC.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0111	Klema kruhová, rozsah upnutí 12 - 25 mm	364 Kč	ks
2301-0112	Klema kruhová, rozsah upnutí 20 - 40 mm	390 Kč	ks
2301-0114	Klema kruhová, rozsah upnutí 30 - 80 mm	459 Kč	ks
2301-0115	Klema tříprstá, rozsah upnutí 0 - 40 mm	245 Kč	ks
2301-0116	Klema tříprstá, rozsah upnutí 25-80 mm	385 Kč	ks



## Držák kádinek

- kovová vidlice s korkovým vyložením a pryžovou manžetou nebo řetízkovou sponou k upínání nádob

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0121	Držák kádinek 60-170 mm s pryžovou manžetou	1 039 Kč	ks
2301-0122	Držák kádinek 40-120 mm s řetízkovou sponou	900 Kč	ks
2301-0123	Držák kádinek 80-150 mm s řetízkovou sponou	935 Kč	ks
2301-0124	Držák kádinek 100-170 mm s řetízkovou sponou	975 Kč	ks



## Ohebný stativ s klemou

- kovová vidlice s korkovým vyložením a pryžovou manžetou nebo řetízkovou sponou k upínání nádob

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0100	Stativ ohebný s kruhovou klemou, vnější závit M10	731 Kč	ks
2301-0101	Stativ ohebný s tříprstou klemou, vnější závit M10	760 Kč	ks
2301-0102	Stativ ohebný s tříprstou klemou, kruhová podstava	913 Kč	ks
2301-0103	Stativ ohebný s kruhovou klemou, ukončen křížovou svorkou	903 Kč	ks
2301-0104	Stativ ohebný s tříprstou klemou, ukončen křížovou svorkou	933 Kč	ks



## Stolní klema

- lakovaná hliníková klema, lze pomocí šroubu s patkou přichytit na okraj stolu
- do klemy se pak šroubovými úchytkami připevní stojanová tyč
- větší model pro stolní desky do 60 mm a tyč průměru do 26 mm
- do menší klemy lze upnout stojanovou tyč průměru do 13 mm


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0178	Klema k upevnění na okraj stolu, velká	1 471 Kč	ks
2301-0179	Klema k upevnění na okraj stolu, malá	749 Kč	ks



## Nastavitelný stojan Fisherbrand

- robustní, z hliníkové slitiny s nerezovým zvedacím šroubem
- plastický knoflík k ovládání zdvihu
- obě desky jsou použitelné jako základna
- v obou deskách otvor pro stativ prům. 12 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-1052	Nastavitelný stojan Fisherbrand 170 x 160mm	3 306 Kč	ks
2301-1054	Nastavitelný stojan Fisherbrand 280 x 260mm	7 193 Kč	ks



## Nastavitelný stojan - podložka

- podstava i můstek z nerez, ostatní díly z hliníku
- v rohu můstku otvor průměru 10 mm k případnému upevnění ohebného ramene s klemou
- podstava má malé gumové patky, takže je více stabilní a neklouže po podložce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-1020	Stojan nastavitelný 60-255mm, můstek 130x160 mm	3 781 Kč	ks
2301-1040	Stojan nastavitelný 60-265 mm, můstek 200x200 mm	4 289 Kč	ks
2301-1042	Stojan nastavitelný 130-470 mm, můstek 300x300 mm	15 961 Kč	ks
2301-1044	Stojan nastavitelný 165-615 mm, můstek 400x400 mm	18 753 Kč	ks



## Laboratorní třínožka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0031	Třínožka 120 mm	185 Kč	ks
2301-0032	Třínožka 150 mm	190 Kč	ks



## Triangl na žíhací kelímky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0038	Triangl žíhací porc. 50mm	73 Kč	ks
2301-0040	Triangl žíhací porc. 60mm	54 Kč	ks



## Laboratorní držáky

- z hliníkové slitiny, Kavalier

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0001	Svorka dvojitá křížová, hliníková slitina	172 Kč	ks
2301-0002	Držák bez svorky menší	175 Kč	ks
2301-0003	Držák bez svorky větší	185 Kč	ks
2301-0005	Držák na chladič střední	215 Kč	ks
2301-0006	Držák na chladič velký	310 Kč	ks
2301-0008	Držák na byrety jednoduchý	180 Kč	ks
2301-0009	Držák na byrety dvojitý	245 Kč	ks
2301-0011	Kruh na filtraci 30 mm	235 Kč	ks
2301-0012	Kruh na filtraci 40 mm	250 Kč	ks
2301-0014	Kruh na filtraci 55 mm	260 Kč	ks
2301-0025	Kruh na vaření 70 mm	157 Kč	ks
2301-0027	Kruh na vaření 100 mm	162 Kč	ks
2301-0029	Kruh na vaření 130 mm	160 Kč	ks



## Laboratorní stojan

- komplet stativ a podstava, podstava z litiny s povrchovou úpravou nátěrem
- stativ je nerezová tyč o průměru 12 mm a délce 750 nebo 1000 mm, závit M10

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0020	Stojan laboratorní 750 mm	710 Kč	ks
2301-0021	Stojan laboratorní 1000 mm	750 Kč	ks



## Kahany

Plynové kahany k ohřevu či žíhání, v provedení pro zemní plyn (ZP), které mají obecně větší průměr plynové trysky, a v provedení pro propanbutan (PB). Pro provoz plynových kahanů se doporučuje tlak 18-25 mbar u ZP a 47,5 až 57,5 mbar u PB. Níže uvedené hodnoty T max. se považují za nejvyšší, za předpokladu správného tlaku, složení plynu a optimálního seřízení plamene.

### Kahan Bunsenův

- střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se nereguluje, průměr hořáku 15 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-1800	Kahan Bunsen, typ.Z1	1 290 Kč	ks
2303-1900	Kahan Bunsen, typ.P1	1 290 Kč	ks



### Kahan Bunsenův s ventilem

- střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 17 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-1800	Kahan Bunsen, typ.Z1, Tmax 1300°C, spotřeba 115 l/hod	1 290 Kč	ks
2303-1900	Kahan Bunsen, typ.P1, Tmax 1220°C, spotřeba 40 l/hod	1 290 Kč	ks



### Mikrokahan Bunsenův s ventilem

- menší velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 11 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3110	Mikrokahan Bunsen, ventil, ZP, Tmax 1120°C, spotřeba 35 l/hod	888 Kč	ks
2303-3111	Mikrokahan Bunsen, ventil, PB, Tmax 1060°C, spotřeba 13 l/hod	888 Kč	ks



### Kahan Tecluho

- střední velikost plamene, přísávání vzduchu se reguluje velikostí štěrbin v patě tubusu, přívod plynu se nereguluje, průměr hořáku 17 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3190	Kahan Teclu ZP, Tmax 1305°C, spotřeba 145 l/hod	964 Kč	ks
2303-3191	Kahan Teclu PB, Tmax 1320°C, spotřeba 51 l/hod	964 Kč	ks



### Kahan Tecluho s ventilem

- střední velikost plamene, přísávání vzduchu se reguluje velikostí štěrbin v patě tubusu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 17 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3200	Kahan Teclu s ventilem, PB, Tmax 1290°C, spotřeba 145 l/hod	1 063 Kč	ks
2303-3300	Kahan Teclu s ventilem ZP, Tmax 1350°C, spotřeba 51 l/hod	1 063 Kč	ks



## Kahan Mékerův s ventilem

- s mřížkou tvarující jádro plamene, střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 22mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-2100	Kahan Méker s vent. Z2	2 190 Kč	ks
2303-2200	Kahan Méker s vent. P2	2 190 Kč	ks



## Kahan Mékerův s ventilem, větší plamen

- s mřížkou tvarující jádro plamene, střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 28mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3400	Kahan Méker, ventil, ZP, Tmax 1140°C, spotřeba 109 l/hod	1 713 Kč	ks
2303-3500	Kahan Méker, ventil, PB, Tmax 1000°C, spotřeba 28 l/hod	1 713 Kč	ks



## Kahan lihový kovový

- s plochým knotem a s posuvným mechanismem na knot
- z nerez, objem nádoby 60 ml


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-7100	Kahan lihový kovový 60 ml	513 Kč	ks



## Podložka pod kahany

- profilovaná podložka ze silikonové pryže s teplotní odolností do 260 °C
- k zamezení posunutí kahanu a k ochraně pracovní desky před teplem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-8000	Podložka pod kahany 250 x 250 mm, červená, silikonová	595 Kč	ks
2303-8001	Podložka pod kahany 350 x 350 mm, červená, silikonová	1 009 Kč	ks



## Laboratorní kahan fuego SCS

- komfortní a bezpečný kahan, precizní nastavení požadované teploty
- snadno čitelný ohnivzdorný displej, lze ovládat pomocí funkčních tlačítek, nožního pedálu nebo bezdotykového IR senzoru
- rozpoznání a indikace připojení nožního pedálu
- dobíjecí baterie pro provoz přístroje až 9 hodin (stačí pro sterilizaci až 2 000 inokulačních kliček), plné dobíjení už během 3 hodin
- výkon plamene 1 kW u zemního i kapalného plynu (propan butan), přívod plynu 1/4" levý závit s filtrem
- rozměry (š × v × d) 103 × 49 × 130 mm, váha 700g

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-5005	Fuego SCS basic s nožním pedálem	15 885 Kč	ks
2303-5008	Fuego SCS s IR senzorem a LCD displej	17 051 Kč	ks
2303-5011	Fuego SCS pro	20 041 Kč	ks
2303-5014	Nožní pedál, nerezová ocel, přípojovací kabel 3 m	1 554 Kč	ks
2303-5017	Nožní pedál MINI, plast přípojovací kabel 3 m	1 156 Kč	ks
2303-5023	Ochranný kryt	1 270 Kč	ks
2303-5026	Nástavec na hořák pro Erlenmeyerovy baňky	1 823 Kč	ks



## Bezpečnostní kahaný schuett phoenix II

- elektrický kahan na zemní plyn nebo propan-butan
  - možnost provoz s plynovou kartuší pro přenositelnost a použití tam, kde není zdroj plynu
- Phoenix II eco** je ekonomická verze bez displeje, aktivace hořáku buď tlačítkem na kahanu nebo nožním spínačem (součást dodávky)

**Phoenix II standard** je verze s barevným vícejazyčným displejem, aktivací plamene pomocí tlačítka na kahanu, nožním spínačem (součást dodávky) nebo senzorem přiblížení ruky, má nastavitelný čas hoření plamene (1sec až 120 min) a doba se ukazuje na displeji v podobě číselné hodnoty a grafického znázornění

**Phoenix II accu** je komfortní verze s provozem na akumulátor, s displejem a stejnými vlastnostmi jako typ standard, avšak nezávislý na elektrickém připojení, na baterii dokáže pracovat až 15 hodin, nabitý je během 3 hodin, dokoupit lze nožní spínač

- přívod plynu a vzduchu se u všech verzí reguluje otočným knoflíkem
- kahaný jsou na spodu vybaveny opěrkou, pomocí ní je lze provozovat v nakloněné poloze
- plamen je elektronicky monitorován a při zhasnutí je automaticky zažehnut znovu, pokud není zapálen do 10 sekund, přístroj uzavře přívod plynu a je třeba zkontrolovat přívod plynu, nebo čistotu hořáku
- součástí dodávky jsou vždy trysky pro oba druhy plynu, tyto lze objednat i jako náhradní
- objednat lze další vybavení, jako držáky na očkovací klíčky, protiprůvanový kryt, ochranný skleněný kryt pro práci s patogenními materiály, výškově přizpůsobený nástavec nad kahan nebo automatický karusel pro sterilizaci klíček
- v nabídce různé plynové kartuše, k nim k dispozici patříčné adaptéry a redukční ventily



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-6100	Bezpečnostní kahaný schuett phoenix II eco	12 393 Kč	ks
2303-6102	Bezpečnostní kahaný schuett phoenix II standard	16 173 Kč	ks
2303-6104	Bezpečnostní kahaný schuett phoenix II accu	18 603 Kč	ks

*2303-6110 Skleněný ochranný kryt 1 458 Kč ks*

*2303-6112 Protiprůvanový kryt, nerez ocel 972 Kč ks*

*2303-6114 Držák na očkovací klíčky / instrumenty, pětímístný 1 053 Kč ks*

*2303-6118 Nožní pedál pro schuett phoenix II, nerez, kabel 3,5 m 2 133 Kč ks*

*2303-6120 Bezpečnostní hadice ke kahanu, pro zemní plyn z rozvodu, 1,5 m 2 133 Kč ks*

*2303-6130 schuett flammy R, automatický sterilizační karusel 5 míst, 230 V 37 530 Kč ks*

2303-6150	Kartuše propan-butan CG 1750, 175 g, se šroub. ventilem, 6 ks	1 512 Kč	bal
2303-6152	Adaptér s redukčním ventilem ke kartuši CG1750, hadice 0,5 m	3 375 Kč	ks
2303-6156	Plynová kartuše butan CP 250, 250 g, s ventilem, 6 ks	1 026 Kč	bal
2303-6158	Adaptér s redukčním ventilem ke kartuši CG250, hadice 0,5 m	3 375 Kč	ks
2303-6162	Plynová kartuše propan-butan CV 470, 450 g, s ventilem, 3 ks	1 107 Kč	bal
2303-6164	Adaptér s redukčním ventilem ke kartuši CV470, hadice 0,5 m	3 375 Kč	ks



## Odsávačka nebezpečných vzorků EcoVac

- rychlé a bezpečné odsávání nebezpečných zbytků vzorků (infekčních, patogenních apod.) z misek, lahví, zkumavek nebo destiček
- kapalina je odsávána podtlakem do pevné PP láhve objemu 2 nebo 4 litry
- systém je hermeticky utěsněn, láhev je vybavena prvkem pro vyrovnání tlaků při tepelné sterilizaci
- jako odsávací špička slouží skleněná Pasteurova pipeta délky 150 nebo 230 mm
- zdroj vakua může být jakkoli vývěva případně malá pumpa, určená přímo k této sestavě
- její sací výkon je 4 l/min a mezní tlak 300 mbar, rozměry 80 x 60 x 160 mm
- dodávce je vždy láhev, uzávěr, rychlospojky, bezp. filtr a 5 metrů silikonové hadice

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
6923-5000	EcoVac systém 2 l, komplet, bez pumpy	6 750 Kč	ks
6923-5010	EcoVac systém 4 l, komplet, bez pumpy	7 830 Kč	ks
6923-5020	EcoVac membránová vývěva	6 750 Kč	ks
6923-5022	Nožní spínač k vývěvě	8 640 Kč	ks
6923-5024	Náhradní bezpečnostní filtr, 2 ks	1 350 Kč	bal
6923-5026	Pasteurovy pipety skleněné, 150 mm, 1000 ks	1 431 Kč	bal
6923-5028	Pasteurovy pipety skleněné, 230 mm, 1000 ks	1 566 Kč	bal
6923-5030	EcoVac náhradní PP láhev, 2 l	4 860 Kč	ks
6923-5032	EcoVac náhradní PP láhev, 4 l	5 400 Kč	ks



## Pinzeta přímá nerezová, zakulacené čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4110	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 105mm	83 Kč	ks
2305-4114	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 115mm	87 Kč	ks
2305-4130	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 130mm	98 Kč	ks
2305-4144	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 145mm	111 Kč	ks
2305-4200	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 200mm	164 Kč	ks
2305-4250	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 250mm	194 Kč	ks
2305-4300	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 300mm	236 Kč	ks



## Pinzeta přímá nerezová, špičaté čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4109	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 105mm	104 Kč	ks
2305-4113	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 115mm	110 Kč	ks
2305-4129	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 130mm	102 Kč	ks
2305-4143	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 145mm	117 Kč	ks
2305-4159	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 160mm	134 Kč	ks
2305-4199	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 200mm	180 Kč	ks



## Pinzeta lomená nerezová, špičaté čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4115	Pinzeta lomená 115mm	115 Kč	ks
2305-4131	Pinzeta lomená 130mm	120 Kč	ks
2305-4145	Pinzeta lomená 145mm	129 Kč	ks
2305-4161	Pinzeta lomená 160mm	150 Kč	ks
2305-4201	Pinzeta lomená 200mm	210 Kč	ks



## Pinzeta přímá nerezová, ploché čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4405	Pinzeta přímá, ploché čelisti, 130mm	134 Kč	ks



## Pinzeta nerezová samosvorná

- zkřížené čelisti trvale sevřené, stiskem ruky se otevřou, vzorek lze držet i bez stisku rukou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4420	Pinzeta samosvor.přímá 105mm, špičatá přímá	179 Kč	ks
2305-4421	Pinzeta samosvor.lom.105mm, špičatá lomená	185 Kč	ks
2305-4425	Pinzeta samosvor.přímá,pl.105mm, ploché čel., přímá	177 Kč	ks



## Pinzeta preparační s jemnou špičkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4450	Pinzeta preparační, přímá, 110mm	171 Kč	ks
2305-4455	Pinzeta preparační, lomená, 110mm	191 Kč	ks



## Špachtle oboustranná nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1130	Špachtle oboustranná 130mm, 8x40mm	46 Kč	ks
2305-1150	Špachtle oboustranná 150mm, 9x45mm	48 Kč	ks
2305-1185	Špachtle oboustranná 185mm, 9x50mm	50 Kč	ks
2305-1210	Špachtle oboustranná 210mm, 10x55mm	60 Kč	ks
2305-1250	Špachtle oboustranná 250mm, 10x55mm	60 Kč	ks



## Špachtle oboustranná nerezová se zúženou lopatkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1405	Špachtle oboustranná 150mm, 3x45mm, zúžená	48 Kč	ks
2305-1415	Špachtle oboustranná 150mm, 4x45mm, zúžená	50 Kč	ks
2305-1423	Špachtle oboustranná 150mm, 5x45mm, zúžená	53 Kč	ks



## Špachtle oboustranná na práškové materiály

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1442	Špachtle 150mm, 3x45 mm, na jedné straně prohloubená	67 Kč	ks
2305-1452	Špachtle 150mm, 4x45 mm, na jedné straně prohloubená	67 Kč	ks
2305-1462	Špachtle 150mm, 5x45 mm, na jedné straně prohloubená	67 Kč	ks
2305-1472	Špachtle 150mm, 6x45 mm, na jedné straně prohloubená	69 Kč	ks
2305-1482	Špachtle 150mm, 7x45 mm, na jedné straně prohloubená	69 Kč	ks



## Kopist

- nerezová, plochý list špachtle (lopatky) na jedné straně a mikrolžička na straně druhé

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-2150	Kopist 150mm, 5x9/45x6mm	83 Kč	ks
2305-2155	Kopist 185mm, 5x9/50x6mm	86 Kč	ks
2305-2200	Kopist 210mm, 5x9/55x6mm	90 Kč	ks
2305-2205	Kopist 250mm, 5x9/55x6mm	104 Kč	ks



## Špachtle jednorázové LaboPlast a SteriPlast

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- sterilní verze špachtlí sterilizována zářením
- verze Bio jsou vyrobeny z materiálu Green PE, stoprocentně recyklovatelného plastu
- dodávají se také s ochranným návlekiem pro bezpečnější a čistší práci se sterilními vzorky
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami
- modré provedení pro snadnou vizuální kontrolu a nalezení v potravinářských materiálech
- speciální modré provedení detekovatelné rentgenovými paprsky nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9140	Špachtle jednorázové LaboPlast, 10 ks	409 Kč	bal
2105-9142	Špachtle jednorázové LaboPlast, s návlekiem, 10 ks	630 Kč	bal
2105-9144	Špachtle jednorázové SteriPlast, 10 ks	453 Kč	bal
2105-9146	Špachtle jednorázové SteriPlast, s návlekiem, 10 ks	683 Kč	bal
2105-9148	Špachtle jednorázové LaboPlast Bio, 10 ks	466 Kč	bal
2105-9150	Špachtle jednorázové SteriPlast Bio, 10 ks	518 Kč	bal
2105-9152	Špachtle jednorázové SteriPlast Bio, 10 ks, modré	453 Kč	bal
2105-9154	Špachtle jednorázové SteriPlast Bio, 10 ks, modré - detekovatelné	656 Kč	bal



## Mikrošpachtle a mikrolžičky LaboPlast jednorázové

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- oboustranná špachtle se zaoblenými konci a objemy 1,0 a 0,25 ml
- verze se lžičkou a škrabkou, objem lžičky 0,5 ml a rozměr škrabky 17 mm
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9160	Mikrošpachtle LaboPlast, balení 100 ks	584 Kč	bal
2105-9162	Mikrošpachtle LaboPlast, 100 ks, sterilní individuálně balené	1 454 Kč	bal
2105-9164	Mikrolžičky se škrabkou LaboPlast, balení 100 ks	584 Kč	bal
2105-9166	Mikrolžičky se škrabkou LaboPlast, 100 ks, sterilní indiv. balené	1 454 Kč	bal



## Škrabky LaboPlast a SteriPlast jednorázové

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami
- modré provedení pro snadnou vizuální kontrolu a nalezení v potravinářských materiálech
- speciální modré provedení detekovatelné rentgenovými paprsky nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9170	Škrabka LaboPlast, bílá, 10 ks	485 Kč	bal
2105-9172	Škrabka SteriPlast, bílá, 10 ks	538 Kč	bal
2105-9174	Škrabka SteriPlast, modrá, 10 ks	538 Kč	bal
2105-9176	Škrabka SteriPlast, modrá - detekovatelná, 10 ks	829 Kč	bal



## Lžičky jednorázové LaboPlast a SteriPlast

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami
- modré provedení pro snadnou vizuální kontrolu a nalezení v potravinářských materiálech
- speciální modré provedení detekovatelné rentgenovými paprsky nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1310	Lžičky jednorázové LaboPlast, 2,5 ml, 100 ks	1 044 Kč	bal
2101-1312	Lžičky jednorázové LaboPlast, 10 ml, 100 ks	1 113 Kč	bal
2101-1314	Lžičky jednorázové SteriPlast, 2,5 ml, 100 ks	1 110 Kč	bal
2101-1316	Lžičky jednorázové SteriPlast, 10 ml, 100 ks	1 180 Kč	bal
2101-1330	Lžička jednorázová SteriPlast 2,5 ml, 100 ks, modrá	1 110 Kč	bal
2101-1332	Lžička jednorázová SteriPlast 10 ml, 100 ks, modrá	1 180 Kč	bal
2101-1334	Lžička SteriPlast 2,5 ml, 100 ks, modrá - detekovatelná	1 413 Kč	bal
2101-1336	Lžička SteriPlast 10 ml, 100 ks, modrá - detekovatelná	1 565 Kč	bal



## Sada odměrovacích lžiček

- nerezové lžičky pro rychlé orientační odměření malých objemů tekutých nebo sypkých vzorků, objemy 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml a 15 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-1080	Sada nerezových odměrovacích lžiček	388 Kč	ks



## Svářečka PE fólií Fisherbrand

- pro rychlé svaření PE sáček nebo fólií tloušťky 0,01 mm až 0,8 mm a max. šířky 305 mm
- čas svaření se nastavuje otočným knoflíkem v rozsahu 1 až 8 sekund
- po stlačení držadla se aktivuje ohřev, po stanovené době se rozsvítí kontrolka a vypne se ohřev, materiál je svařen
- praktický posuvný nůž zajistí odříznutí přebytečného materiálu
- topný výkon je 450 W, v dodávce dva náhradní nože, dva náhradní topné elementy a PTFE potahy, zabraňující přilepení svařovaného PE na topný prvek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0700	Svářečka PE fólií Fisherbrand	8 250 Kč	ks



## Vibrační navažovací lžička

- pro jemné navažování na citlivých vahách, lodička je nerezová, držátko z umělé hmoty

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4791	Lžička navažovací vibrační, délka 185 mm	410 Kč	ks



## Lžička na práškové materiály

- nerezová, s protáhlým hranatým tvarem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-2010	Lžička pro práškové materiály	60 Kč	ks



## Lžice s otevřeným ústím

- nerezová, s dlouhým držátkem a oválným tvarem misky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3040	Lžice s otevřeným ústím 200 mm	123 Kč	ks



## Lžička zúžená

- nerezová, se zúženou miskou ke snadnému nabírání látek v úzkých lahvičkách či zkumavkách

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3009	Lžička zúžená 135mm, 9x20 mm	37 Kč	ks
2305-3010	Lžička zúžená 150mm, 16x32 mm	46 Kč	ks



## Lžička oboustranná

- nerez lžička s úzkou miskou na jedné straně a širší miskou na straně druhé, s plochým

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3015	Lžička oboustranná 170mm, 18x36/10x30	74 Kč	ks



## Lžička chemická oboustranná

- nerez lžička různé velikosti na každé straně, uprostřed držátko kruhového průřezu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3510	Lžice oboustr.chem. 150mm, 17x23/22x30	131 Kč	ks
2305-3514	Lžice oboustr.chem. 180mm, 22x30/29x40	143 Kč	ks
2305-3518	Lžice oboustr.chem. 210mm, 22x30/29x40	150 Kč	ks
2305-3520	Lžice oboustr.chem. 250mm, 29x40/35x48	176 Kč	ks



## Lodička navažovací nerezová

- nerez lžička s úzkou miskou na jedné straně a širší miskou na straně druhé, s plochým

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3610	Lodička navažovací, 105 x 30mm, nerez	171 Kč	ks
2305-3612	Lodička navažovací, 120 x 30mm, nerez	176 Kč	ks



## Lžička navažovací nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3620	Lžička navažovací 170mm, šířka 12mm, nerez	61 Kč	ks
2305-3622	Lžička navažovací 200mm, šířka 30mm, nerez	303 Kč	ks



## Kleště kelímkové

- se zalomenou čelistí, nýtované

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-5200	Kleště kelímkové 200mm	134 Kč	ks
2305-5220	Kleště kelímkové 220mm	143 Kč	ks
2305-5250	Kleště kelímkové 250mm	157 Kč	ks
2305-5300	Kleště kelímkové 300mm	173 Kč	ks
2305-5400	Kleště kelímkové 400mm	423 Kč	ks
2305-5500	Kleště kelímkové 500mm	455 Kč	ks
2305-5600	Kleště kelímkové 600mm	520 Kč	ks



## Kleště na kádinky

- nýtované, s čelistmi potaženými plastem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-5001	Kleště na kádinky 250 mm, pro průměr do 20 mm	327 Kč	ks
2305-5002	Kleště na kádinky 200 mm, pro průměr do 30 mm	307 Kč	ks
2305-5003	Kleště na kádinky 220 mm, pro průměr do 40 mm	314 Kč	ks
2305-5004	Kleště na kádinky 250mm, pro prům. do 50 mm	335 Kč	ks
2305-5005	Kleště na kádinky 300mm, pro prům. do 60 mm	351 Kč	ks



## Nůžky na mikroskopii

- malé nerezové nůžky v provedení s přímými nebo zahnutými čelistmi

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7711	Nůžky na mikroskopii 125mm, přímé	187 Kč	ks
2305-7715	Nůžky na mikroskopii 125mm, ohnuté ostří	192 Kč	ks



## Nůžky laboratorní

- nerezové, s výřezem v rukojeti na vytahování a mačkání korkových zátek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7720	Nůžky laboratorní 170mm	250 Kč	ks
2305-7722	Nůžky laboratorní 190mm	266 Kč	ks



## Nůžky univerzální

- nerezové, nylonový potah pro příjemný a pevný úchop

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7730	Nůžky univerzální 170mm	263 Kč	ks
2305-7732	Nůžky univerzální 230mm	338 Kč	ks



## Skalpel s výměnnou rukojetí

- nerezové, rukojeť s výměnnými čepelemi, nesterilní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-9000	Dutá rukojeť 140 mm	1 416 Kč	ks
2305-9002	Rukojeť 130 mm	546 Kč	ks
2305-9004	Rukojeť 160 mm	617 Kč	ks
2305-9010	Čepel 18, 12 ks/bal.	204 Kč	bal
2305-9012	Čepel 20, 12 ks/bal.	204 Kč	bal
2305-9014	Čepel 21, 12 ks/bal.	197 Kč	bal
2305-9016	Čepel 22, 12 ks/bal.	228 Kč	bal
2305-9018	Čepel 23, 12 ks/bal.	204 Kč	bal
2305-9020	Čepel 24, 12 ks/bal.	204 Kč	bal
2305-9022	Čepel 26, 12 ks/bal.	204 Kč	bal



## Oboustranná špachtle

- plastová, z PA plněného skleněnými vlákny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9101	Špachtle - špachtle, 150mm, červená	37 Kč	ks
2105-9102	Špachtle - špachtle, 180mm, červená	41 Kč	ks
2105-9112	Špachtle - lžice, 180mm, červená	48 Kč	ks



## Preparační jehly a očka

- výměnné, určené do držáku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4813	Držák jehel 125 mm	169 Kč	ks
2305-4814	Držák jehel 230 mm	188 Kč	ks
2305-4816	Jehla preparační, bez držáku	30 Kč	ks
2305-4817	Lanceta preparační, bez držáku	31 Kč	ks
2305-4818	Očko 1,5 mm, bez držáku	39 Kč	ks
2305-4819	Očko 2,5 mm, bez držáku	39 Kč	ks

- na dřevěném držátku délky 140 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4822	Jehla preparační přímá s držátkem	24 Kč	ks
2305-4823	Jehla preparační lomená s držátkem	29 Kč	ks
2305-4824	Lanceta s držátkem	55 Kč	ks



## Dóza s víčkem nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8502	Dóza nerezová s víčkem, 400 ml, prům. 85 x 85mm	775 Kč	ks
2305-8503	Dóza nerezová s víčkem, 700 ml, prům. 100 x 100mm	925 Kč	ks
2305-8504	Dóza nerezová s víčkem, 1200 ml, prům. 120 x 120mm	1 150 Kč	ks
2305-8506	Dóza nerezová s víčkem, 2500 ml, prům. 150 x 150mm	1 550 Kč	ks



## Nálevka nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8610	Nálevka nerezová 100mm	675 Kč	ks
2305-8612	Nálevka nerezová 120mm	725 Kč	ks
2305-8614	Nálevka nerezová 150mm	893 Kč	ks



## Vědro nerezové s vnitřní graduací

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8650	Vědro nerezové, 10 l, bez víka, prům. 295 x 255mm	2 300 Kč	ks
2305-8652	Vědro nerezové, 15 l, bez víka, prům. 330 x 310mm	2 925 Kč	ks
2305-8656	Víko pro 10 l vědro, nerezové	850 Kč	ks
2305-8658	Víko pro 15 l vědro, nerezové	1 175 Kč	ks



## Třecí miska nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-0090	Miska třecí nerez. 90mm, bez tloučku	1 465 Kč	ks
2305-0996	Tlouček melamin 180 mm	530 Kč	ks
2305-0997	Tlouček melamin hlava nerez, 180 mm	780 Kč	ks
2305-0998	Tlouček melamin 200 mm	590 Kč	ks
2305-0999	Tlouček melamin hlava nerez, 200 mm	855 Kč	ks



## Misky z tenké Al-folie (se zesíleným okrajem)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8028	Miska Al-folie 28ml 100ks, prům. 50/64 x 13mm	323 Kč	bal
2305-8110	Miska Al-folie 110 ml, 100 ks, prům. 70/78 x 25mm	453 Kč	bal
2305-8125	Miska Al-folie 125ml, 100ks, prům. 96 mm	837 Kč	bal



## Miska na instrumenty, s víčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8406	Dóza na instr.135x230x55mm	1 300 Kč	ks
2305-8407	Dóza na instr.215x315x60mm	1 893 Kč	ks



## Miska na instrumenty bez víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8410	Miska na instrumenty bez víčka, 240 x 160 x 40mm	578 Kč	ks
2305-8412	Miska na instrumenty bez víčka, 340 x 210 x 60mm	925 Kč	ks
2305-8414	Miska na instrumenty bez víčka, 315 x 215 x 55mm	1 045 Kč	ks
2305-8416	Miska na instrumenty bez víčka, 360 x 260 x 50mm	1 065 Kč	ks



## Miska na instrumenty bez víčka

- robustní nerezová miska, dobře čistitelná, sterilizovatelná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8460	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 200x150x50mm	428 Kč	ks
2305-8462	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 280x180x50mm	580 Kč	ks
2305-8464	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 300x200x50mm	690 Kč	ks
2305-8466	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 300x250x50mm	745 Kč	ks
2305-8468	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 400x300x50mm	1 073 Kč	ks
2305-8470	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 500x300x50mm	1 369 Kč	ks
2305-8472	Miska na instrumenty bez víčka, hluboká, 400x200x100mm	1 205 Kč	ks
2305-8474	Miska na instrumenty bez víčka, hluboká, 400x300x100mm	1 430 Kč	ks
2305-8476	Miska na instrumenty bez víčka, hluboká, 500x300x100mm	1 829 Kč	ks



## Plato na instrumenty

- robustní nerezové plato, snadno čistitelné, sterilizovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8480	Plato na instrumenty, nerezové, 280 x 180 x 20 mm	460 Kč	ks
2305-8482	Plato na instrumenty, nerezové, 330 x 230 x 20 mm	538 Kč	ks
2305-8484	Plato na instrumenty, nerezové, 460 x 300 x 20 mm	866 Kč	ks
2305-8486	Plato na instrumenty, nerezové, 520 x 395 x 20 mm	1 114 Kč	ks



## Plato na instrumenty

- nerezové, se zaoblenými hranami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8450	Plato na instrum.180x210mm, výška hrany 10mm	496 Kč	ks
2305-8452	Plato na instrum.300x200mm, výška hrany 15mm	775 Kč	ks
2305-8454	Plato na instrum.400x270mm, výška hrany 15mm	1 181 Kč	ks



## Špachtle nerezová

- kvalitní škrabka z nerezové oceli (V4A 1.4404)
- pro čištění, seškrabování, zarovnávaní, odstraňování nečistot a lepidel z povrchů apod.
- splňuje nejpřísnější hygienické požadavky, autoklávatelná, sterilizovatelná
- ideální pro použití v laboratořích, čistých prostorách, potravinářství, kosmetice

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1490	Nerezová špachtle, délka 230 mm, šířka 75mm	1 489 Kč	ks
2305-1492	Nerezová špachtle, délka 270 mm, šířka 100mm	1 749 Kč	ks



## Miska odpařovací nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8220	Miska odpař. nerezová, 250ml	546 Kč	ks
2305-8221	Miska odpař. nerezová, 500ml	835 Kč	ks
2305-8222	Miska odpař. nerezová, 1000ml	1 325 Kč	ks
2305-8223	Miska odpař. nerezová, 2000ml	2 129 Kč	ks



## Nádoba odměrná nerezová

- kónická, na vnitřní straně je vylisovaná graduace

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8522	Nádoba odměrná nerezová, 1000 ml	615 Kč	ks
2305-8523	Nádoba odměrná nerezová, 1500 ml	1 033 Kč	ks



## Miska nerezová vysoká

- uvnitř graduovaná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8203	Miska nerezová vysoká, 30 ml, 35xd51 mm	140 Kč	ks
2305-8204	Miska nerezová vysoká, 50 ml, 47xd56 mm	150 Kč	ks



## Miska nerezová

- nízká forma, tenkostěnná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8217	Miska nerezová, 200 ml, 50xd100 mm	190 Kč	ks
2305-8218	Miska nerezová, 300 ml, 65xd105 mm	218 Kč	ks



## Kelímek tavící ocelový

- z nerezové tloušťky 1 mm, bez víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8542	Kelímek tavící nerezový 35 ml, 40 x d40 mm, bez víčka	283 Kč	ks
2305-8543	Kelímek tavící nerezový 45 ml, 40 x d45 mm, bez víčka	309 Kč	ks
2305-8544	Kelímek tavící nerezový 65 ml, 45 x d50 mm, bez víčka	335 Kč	ks
2305-8545	Kelímek tavící nerezový 100 ml, 50 x d60 mm, bez víčka	363 Kč	ks



## Boxy na podložní sklíčka

- pro bezpečné skladování sklíček 75/25 mm, materiál ABS
- velký box pro 100 ks sklíček, malý pro 25 ks sklíček, boxy jsou stohovatelné
- jednotlivá úložná místa jsou číslována

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5350	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, modrý	167 Kč	ks
2103-5352	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, zelený	158 Kč	ks
2103-5354	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, červený	167 Kč	ks
2103-5356	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, žlutý	158 Kč	ks
2103-5358	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, bílý	167 Kč	ks
2103-5360	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, modrý	161 Kč	ks
2103-5362	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, zelený	160 Kč	ks
2103-5364	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, červený	161 Kč	ks
2103-5368	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, bílý	161 Kč	ks



## Vážící papír Fisherbrand

- gramáž 45 g/m<sup>2</sup>

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1900	Vážící papír, 100x100mm, 250 ks	293 Kč	bal
2105-1902	Vážící papír, 95x110 mm, 250 ks	256 Kč	bal



## Vážicí misky Fisherbrand, papírové

- FSC® certifikovaný papír (Eco-IN), přirozeně biologicky odbouratelný (Eco-OUT)
- mastnotě odolný papír splňující normy FDA 21 CFR 176.170 a 21 CFR 176.180
- použitelné pro teploty až 210 °C, dostupné ve dvou barvách pro světlejší nebo tmavší vzorky


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
7210-7880	Vážicí misky papírové, malé, hnědá barva, 500 ks	1 735 Kč	bal
7210-7882	Vážicí misky papírové, střední, hnědá barva, 500 ks	2 001 Kč	bal
7210-7884	Vážicí misky papírové, malé, bílá barva, 500 ks	1 735 Kč	bal
7210-7886	Vážicí misky papírové, střední, bílá barva, 500 ks	2 001 Kč	bal



## Vážicí misky Fisherbrand, PS

- materiál bílý polystyren
- objem od 5 do 280 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
7210-7860	Vážicí misky Fisherbrand, PS, kosočtverec, 5 ml, 500 ks	394 Kč	bal
7210-7862	Vážicí misky Fisherbrand, PS, kosočtverec, 30 ml, 500 ks	592 Kč	bal
7210-7864	Vážicí misky Fisherbrand, PS, kosočtverec, 100 ml, 500 ks	1 456 Kč	bal
7210-7866	Vážicí misky Fisherbrand, PS, čtverec, 10 ml, 500 ks	383 Kč	bal
7210-7868	Vážicí misky Fisherbrand, PS, čtverec, 85 ml, 500 ks	802 Kč	bal
7210-7870	Vážicí misky Fisherbrand, PS, čtverec, 280 ml, 500 ks	1 850 Kč	bal



## Hliníkové vážicí misky Fisherbrand

- pro vážení, sušení, odpařování a další procesy
- tuhé ale lehké s hladkým plochým dnem, zvlněný okraj
- „záložka“ pro uchopení nebo vyleptání označení, ideální k sušícím vahám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
7210-7826	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 43x12 mm, 100 ks	327 Kč	bal
7210-7827	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 57x14 mm, 100 ks	383 Kč	bal
7210-7828	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 70x16 mm, 100 ks	513 Kč	bal
7210-7829	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 100x8 mm, 50 ks	601 Kč	bal



## Sada laboratorních plastových pomůcek Nalgene

- kolekce základních laboratorních nádob a pomůcek v plastovém provedení
- velmi dobrá chemická odolnost, nerozbitnost, ideální náhrada za skleněné vybavení
- v sadě je 6 ks průhledných širokohrdých 500 ml nádobek s víčky na vzorky, 4 kusy stříček 500 ml, graduované odměrné válce 100 ml (2ks), 500 a 1000 ml (po 1 kuse), kádinky nízké 50, 100, 250, 600 a 1000 ml (po 1 kuse) a Unwire stojánek na zkumavky pro 9 zkumavek průměru 30mm (1 kus)
- použitým materiálem je polykarbonát, kromě stříček, které jsou z LDPE

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1000	Sada pomůcek a nádobí Nalgene	3 764 Kč	sada



## Flexibilní odstraňovač magnetických míchadélek

- ohebný, délka 330 mm, zalisovaný magnet 12,5 x 51 mm
- materiál PTFE s extrémní chemickou odolností

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
6119-0010	Odstraňovač magnetických míchadélek, 330 mm, ohebný	2 664 Kč	ks



## Čistící kartáče

- kvalitní čistící kartáče pro všechny aplikace, držadlo drátové (nerez) nebo plastové
- polyesterové štětiny, rozměrově stabilní, netoxické materiály, odolné kyselinám a zásadám i teplotním změnám



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6010	Kartáček na pipety, průměr 5mm, délka 450mm	95 Kč	ks
2305-6020	Kartáček laboratorní, průměr 10mm, délka 190mm	66 Kč	ks
2305-6030	Kartáček laboratorní, průměr 15mm, délka 280mm	69 Kč	ks
2305-6040	Kartáček laboratorní, průměr 30mm, délka 270mm	70 Kč	ks
2305-6015	Kartáček laboratorní, průměr 20mm, délka 270mm	65 Kč	ks
2305-6050	Kartáček laboratorní, průměr 45mm, délka 340mm	80 Kč	ks
2305-6080	Kartáč na kádinky, dřevěná rukojeť, prům. 85mm, délka 390mm	261 Kč	ks

## Kartáče SPOKAR

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6110	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 12 mm	37 Kč	ks
2305-6111	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 14 mm	38 Kč	ks
2305-6112	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 16 mm	40 Kč	ks
2305-6113	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 20 mm	41 Kč	ks
2305-6114	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 30 mm	41 Kč	ks
2305-6120	Kartáč lahvový SPOKAR, průměr 40 mm	42 Kč	ks
2305-6121	Kartáč lahvový SPOKAR, průměr 50 mm	44 Kč	ks
2305-6122	Kartáč lahvový SPOKAR, průměr 60 mm	51 Kč	ks
2305-6124	Kartáč lahvový SPOKAR, typ 4431, průměr 60 mm	60 Kč	ks
2305-6125	Kartáč sklenicový SPOKAR, typ 4414, průměr 70 mm	65 Kč	ks
2305-6126	Kartáček na ruce SPOKAR, dřevěný, přírodní štětiny	56 Kč	ks
2305-6128	Kartáček na ruce SPOKAR, oboustranný, plast, syntetická vlákna	31 Kč	ks



## Popisovače

- na studený, suchý i vlhký povrch skla, keramiky a plastů, rychleschnoucí
- při manipulaci se nápis nestírá, ale lze jej běžnými postupy odstranit
- s extra jemnou špičkou, vhodný i k popisu malých ploch

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6075	Popisovač černý	137 Kč	ks
2305-6076	Popisovač červený	127 Kč	ks



## Permanentní popisovač LabMarker

- rychle schnoucí, odolný proti smytí alkoholem
- popisuje lehce většinu materiálů včetně skla, porcelánu, kovů, dřeva a většiny plastů
- vhodný k popisování studených, teplých, suchých i mokřých povrchů
- popis je UV stabilní a otěruvzdorný, PEN-40IR je sterilizován gama zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1540	Popisovač permanentní PEN-40, černý	205 Kč	ks
2305-1550	Popisovač permanentní PEN-40IR sterilní, černý, 10 ks	2 498 Kč	bal



## Popisovač s jemným hrotem

- permanentní popisovač s hrotem 0,2 mm, vhodný pro čisté prostory
- rychlé zaschnutí, netoxická náplň na bázi alkoholu
- sterilizováno gamma zářením pro aseptické prostoru ISO 5



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1560	Popisovač s ultra-fine hrotem (0,2 mm), černý, sterilizovaný, 12ks	2 192 Kč	bal
2305-1570	Popisovač s fine hrotem (1 mm), černý, sterilizovaný, 12ks	1 429 Kč	bal
2305-1572	Popisovač s fine hrotem (1 mm), modrý, sterilizovaný, 12ks	1 429 Kč	bal
2305-1574	Popisovač s fine hrotem (1 mm), červený, sterilizovaný, 12ks	1 429 Kč	bal

## Popisovač na sklo diamantový

- s dřevěným držátkem 140 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6071	Popisovač na sklo diamantový	770 Kč	ks

## Očkovací hokejky Fisherbrand

- pro roztírání kultur na agaru, tvar L
- hladký povrch s tvarem, redukcí rizika poškození vzorku na agaru
- z modrého PP, sterilní, baleno po 1ks



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6462	Očkovací hokejky modré, PP, tvar L, sterilní, bal 100ks	280 Kč	bal
2101-6463	Očkovací hokejky modré, PP, tvar L, sterilní, bal 500ks	472 Kč	bal
2101-6464	Očkovací hokejky modrý PP, trojúhelník 30mm, sterilní, bal 25ks	117 Kč	bal
2101-6466	Očkovací hokejky žlutý PP, trojúhelník 60mm, sterilní, bal 25ks	117 Kč	bal

## Inokulační kličky Fisherbrand

- pro mikrobiologické aplikace, kde je vyžadováno hluboké ponoření do agaru
- odolný polystyren, hladké a pružné, dostatečně tuhé, aby pronikly do média pro podpovrchovou inokulaci
- barevné označení pro snadnou identifikaci velikosti, individuálně balené



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6480	Inokulační kličky Fisherbrand, PS, sterilní, 1 ul, bal. 250 ks	2 908 Kč	bal
2101-6482	Inokulační kličky Fisherbrand, PS, sterilní, 10 ul, bal. 125 ks	2 908 Kč	bal

## Inokulační kličky Nunc

- snadno identifikovatelné barevně označené jednorázové kličky
- precizně tvarované z netoxického (USP Class VI) PS, hladký povrch kliček
- sterilizované zářením - není nutná sterilizace plamenem
- hydrofilní úprava, přilnavost ke kapalinám zabraňuje náhodnému vystříknutí kapiček



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6490	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 1 ul, bal. 600 ks	2 240 Kč	bal
2101-6492	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 1 ul, bal. 1000 ks	2 006 Kč	bal
2101-6494	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 10 ul, bal. 600 ks	2 464 Kč	bal
2101-6496	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 10 ul, bal. 1000 ks	1 977 Kč	bal

## Pinzeta přímá, celoplastová, PMP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9415	Pinzeta PMP, 115mm	45 Kč	ks
2105-9445	Pinzeta PMP, 145mm	53 Kč	ks



## Držák na zkumavky

- dřevěný, na zkumavky do průměru 20 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6064	Držák na zkumavky do průměru 20 mm, dřevěný	26 Kč	ks



## Nůž na řezání skleněných trubiček a tyčinek

- s diamantovým kolečkem, vhodný i na tyčinky, ale spíše jen do průměru 10 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7020	Nůž na řezání skleněných trubic do pr.30 mm	527 Kč	ks



## Tmel silikonový Lukopren S 6410

- jednosložkový tmel v tubě, vulkanizuje vzdušnou vlhkostí do 24 hodin na 2 mm tloušťky
- vynikající přilnavost ke sklu, smaltům, glazurám, ale také k syntetickým nátěrům
- vhodný pro lepení akvária, těsnění sanitační techniky, kabelových koncovek, hadicových spojení apod.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7011	Tmel silikonový Lukopren S 6410, tuba 25 ml	80 Kč	ks



## Korkovrt

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7009	Korkovrt, sada 9 nožů	1 560 Kč	sada
2305-7012	Korkovrt, sada 12 nožů	2 411 Kč	sada
2305-7099	Ostříč korkovrtu	538 Kč	ks



## Kontejnery na sterilizaci pipet VARICON

- jednosložkový tmel v tubě, vulkanizuje vzdušnou vlhkostí do 24 hodin na 2 mm tloušťky
- vynikající přilnavost ke sklu, smaltům, glazurám, ale také k syntetickým nátěrům
- vhodný pro lepení akvária, těsnění sanitační techniky, kabelových koncovek, hadicových spojení apod.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8700	Steriliz. pouzdro na pipety VARICON, 145-235mm, prům. 60 mm	945 Kč	ks
2305-8702	Steriliz. pouzdro na pipety VARICON, 280-420mm, prům. 60 mm	837 Kč	ks
2305-8704	Silikonová podložka pro pouzdro VARICON	132 Kč	ks
2305-8710	Stojan GESTICON E4, na 4 pouzdra, 195 x 229 x 235 mm	3 186 Kč	ks
2305-8712	Stojan GESTICON E6, na 6 pouzder, 195 x 315 x 235 mm	3 375 Kč	ks
2305-8714	Stojan GESTICON E8, na 8 pouzder, 195 x 405 x 235 mm	4 104 Kč	ks



## Hliníková fólie Fisherbrand

- široké možnosti použití (podložka, zakrytí nádobek, zkumavek, petriho misek spod.)
- ideální pro autoklávování, mražení, inkubace, ochrana apod.
- možnost použití dávkovače Mini Bin



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6120	Hliníková fólie Fisherbrand, šířka 102 mm, role 152,4 m	326 Kč	ks
2105-6122	Hliníková fólie Fisherbrand, šířka 153 mm, role 152,4 m	501 Kč	ks
2105-6125	Dávkovač hliníkové fólie Fisherbrand Mini Bin™	1 870 Kč	ks

## Těsnící páska PTFE

- standardní páska pro dokonalé těsnění závitů, výborná chemická odolnost



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0120	Těsnící páska PTFE, šířka 12 mm, délka 12 m	97 Kč	ks

## Zátka PE do normalizovaných zábrusů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-8020	Zátka PE 7/16mm	10 Kč	ks
2104-8030	Zátka PE 10/19mm	11 Kč	ks
2104-8040	Zátka PE 12/21mm	12 Kč	ks
2104-8050	Zátka PE 14/23mm	19 Kč	ks
2104-8060	Zátka PE 19/26mm	23 Kč	ks
2104-8070	Zátka PE 24/29mm	22 Kč	ks
2104-8080	Zátka PE 29/32mm	31 Kč	ks



## Zátky ze silikonové pryže

- pro teploty -50 až +200 °C, odolná vůči ozónu a opakované sterilizaci

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2202-0509	Zátka silikonová 5/9 mm, výška 20 mm	7 Kč	ks
2202-0812	Zátka silikonová 8/12 mm, výška 20 mm	8 Kč	ks
2202-1015	Zátka silikonová 10/15 mm, výška 20 mm	11 Kč	ks
2202-1217	Zátka silikonová 12/17 mm, výška 20 mm	11 Kč	ks
2202-1722	Zátka silikonová 17/22 mm, výška 25 mm	21 Kč	ks
2202-2127	Zátka silikonová 21/27 mm, výška 30 mm	38 Kč	ks
2202-2632	Zátka silikonová 26/32 mm, výška 30 mm	59 Kč	ks
2202-4149	Zátka silikonová 41/49 mm, výška 40 mm	167 Kč	ks



## Zátky z potravinářské hnědé pryže

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2201-0306	Zátka pryžová 3227, 3.5/6.5 mm, výška 15 mm	3 Kč	ks
2201-0509	Zátka pryžová 3228, 5/9 mm, výška 20 mm	3 Kč	ks
2201-0812	Zátka pryžová 3229, 8/12 mm, výška 20 mm	3 Kč	ks
2201-1014	Zátka pryžová 3230, 10.5/14.5 mm, výška 20 mm	3 Kč	ks
2201-1217	Zátka pryžová 3231, 12/17 mm, výška 20 mm	5 Kč	ks
2201-1418	Zátka pryžová 3232, 14/18 mm, výška 20 mm	7 Kč	ks
2201-1722	Zátka pryžová 3233, 17/22 mm, výška 25 mm	8 Kč	ks
2201-1824	Zátka pryžová 3234, 18/24 mm, výška 30 mm	8 Kč	ks
2201-2127	Zátka pryžová 3235, 21/27 mm, výška 30 mm	12 Kč	ks
2201-2329	Zátka pryžová 3236, 23/29 mm, výška 30 mm	13 Kč	ks
2201-2632	Zátka pryžová 3237, 26/32 mm, výška 30 mm	17 Kč	ks
2201-2935	Zátka pryžová 3238, 29/35 mm, výška 30 mm	20 Kč	ks
2201-3138	Zátka pryžová 3239, 31/38 mm, výška 35 mm	25 Kč	ks
2201-3644	Zátka pryžová 3240, 36/44 mm, výška 40 mm	32 Kč	ks
2201-4149	Zátka pryžová 3241, 41/49 mm, výška 40 mm	38 Kč	ks
2201-4755	Zátka pryžová 3242, 47/55 mm, výška 40 mm	43 Kč	ks
2201-5159	Zátka pryžová 3243, 51/59 mm, výška 45 mm	57 Kč	ks
2201-5665	Zátka pryžová 3244, 56/65 mm, výška 45 mm	63 Kč	ks
2201-6070	Zátka pryžová 3245, 60/70 mm, výška 50 mm	85 Kč	ks
2201-6475	Zátka pryžová 3246, 64/75 mm, výška 55 mm	102 Kč	ks
2201-7183	Zátka pryžová 3247, 71/83 mm, výška 60 mm	125 Kč	ks
2201-7992	Zátka pryžová 3248, 79/92 mm, výška 65 mm	160 Kč	ks
2201-8710	Zátka pryžová 3249, 87/100 mm, výška 65 mm	170 Kč	ks



## Zátky korkové

- klasické zátky z přírodního korku, kónické

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2009-6007	Zátka korková průměr 9/12mm, výška 20 mm	2 Kč	ks
2009-6010	Zátka korková průměr 12/15mm, výška 22 mm	3 Kč	ks
2009-6012	Zátka korková průměr 14/17mm, výška 22 mm	4 Kč	ks
2009-6015	Zátka korková průměr 18/21mm, výška 27 mm	5 Kč	ks
2009-6017	Zátka korková průměr 20/24mm, výška 27 mm	7 Kč	ks
2009-6019	Zátka korková průměr 28/32mm, výška 27 mm	10 Kč	ks
2009-6020	Zátka korková průměr 45/50mm, výška 30 mm	29 Kč	ks



## Boxy akrylové Fisherbrand, na drobné předměty

- z čirého, 3 mm silného akrylátu. Ideální pro náhradní díly a příslušenství, lahvičky, injekční stříkačky filtry, špičky k mikropipetám, epta, kancelářské potřeby apod.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2109-0027	Box akrylátový, 184 x 194 x 232 mm, 1 oddíl	2 176 Kč	ks
2109-0028	Box akrylátový, 150 x 177 x 368 mm, 2 oddíly	2 646 Kč	ks
2109-0029	Box akrylátový, 210 x 160 x 210 mm, 3 oddíly	3 050 Kč	ks
2109-0030	Box akrylátový 287 x 170 x 217 mm, 4 oddíly	2 463 Kč	ks



## Vana plastová s víkem Nalgene, PP

- autoklávatelná, dobrá chemická i mechanická odolnost

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4300	Vana plastová Nalgene, PP, 8 l, 20 x 20 x 20 cm (d x š x v)	3 991 Kč	ks
2108-4302	Vana plastová Nalgene, PP, 23 l, 36 x 25 x 25 cm (d x š x v)	8 702 Kč	ks
2108-4304	Vana plastová Nalgene, PP, 27 l, 30 x 30 x 30 cm (d x š x v)	5 779 Kč	ks
2108-4306	Vana plastová Nalgene, PP, 42 l, 45 x 30 x 30 cm (d x š x v)	7 262 Kč	ks
2108-4308	Vana plastová Nalgene, PP, 57 l, 61 x 30 x 30 cm (d x š x v)	10 617 Kč	ks



## Vana plastová s víkem Nalgene, LLDPE

- základní chemická a teplotní odolnost, vhodné pro skladování, přenášení a univerzální použití

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4320	Vana plastová Nalgene, LDPE, 8 l, 20 x 20 x 20 cm (d x š x v)	2 928 Kč	ks
2108-4322	Vana plastová Nalgene, LDPE, 23 l, 36 x 25 x 25 cm (d x š x v)	6 085 Kč	ks
2108-4324	Vana plastová Nalgene, LDPE, 27 l, 30 x 30 x 30 cm (d x š x v)	3 657 Kč	ks
2108-4326	Vana plastová Nalgene, LDPE, 42 l, 45 x 30 x 30 cm (d x š x v)	4 814 Kč	ks
2108-4328	Vana plastová Nalgene, LDPE, 57 l, 61 x 30 x 30 cm (d x š x v)	6 212 Kč	ks



## Kanistr s nízkým profilem a kohoutem Nalgene, HDPE

- základní chemická a teplotní odolnost
- pro uchovávání kapalin na policích, v lednicích apod. a jejich pohodlné dávkování
- nevhodné pro agresivní rozpouštědla, možnost stohování až tří kusů nad sebou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4350	Kanistr Nalgene, HDPE, 8 l, 305 x 366 mm, 4 ks	11 256 Kč	bal
2108-4354	Kanistr Nalgene HDPE, 15 l, 371 x 371 mm	3 297 Kč	ks



## Kanistr s nízkým profilem a kohoutem Nalgene, PP

- výborná chemická a teplotní odolnost
- pro uchovávání kapalin na policích, v lednicích apod. a jejich pohodlné dávkování
- možnost stohování až tří kusů nad sebou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4360	Kanistr Nalgene, PP, 8 l, 305 x 366 mm	3 606 Kč	ks



## Kanistr s výpustí Fisherbrand

- z HDPE nebo PP, integrovaný držák pro přenášení, vybaven výpustným kohoutem.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4500	Kanistr s výpustí Fisherbrand, HDPE, 9 l	1 655 Kč	ks
2108-4502	Kanistr s výpustí Fisherbrand, HDPE, 20 l	2 788 Kč	ks
2108-4510	Kanistr s výpustí Fisherbrand, PP, 9 l	1 756 Kč	ks
2108-4512	Kanistr s výpustí Fisherbrand, PP, 20 l	2 791 Kč	ks



## Kanystř se širokým hrdlem a s uzávěrem, silnostěnný

- z HDPEs ochranou proti UV-záření, hrdlo kanystřu má průměr 88 mm
- ve spodní části zaslepené šroubení, na které je možno nasadit vypouštěcí kohout, který se objednává zvlášť
- uzávěr je masivní, plombovatelný, nejmenší modely mají vedle rukojeti malý vylévací otvor o průměru 18 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4250	Kanystř PE silnostěnný, 6 l, 140x297x280 mm	664 Kč	ks
2108-4252	Kanystř PE silnostěnný, 11 l, 154x302x397 mm	890 Kč	ks
2108-4255	Kanystř PE silnostěnný, 22 l, 180x370x475 mm	1 071 Kč	ks
2108-4257	Kanystř PE silnostěnný, 31 l, 252x365x482 mm	1 219 Kč	ks
2108-4295	Kohout vypouštěcí ke kanystřu (silnostěnnému)	267 Kč	ks

## Stupnice pro silnostěnné kanystřy

- lepicí páska s vyznačenou stupnicí pro pohledovou kontrolu obsahu kanystřu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4251	Stupnice pro kanystř 5 l	179 Kč	ks
2108-4253	Stupnice pro kanystř 10 l	179 Kč	ks
2108-4256	Stupnice pro kanystř 22 l	179 Kč	ks
2108-4258	Stupnice pro kanystř 31 l	179 Kč	ks



## Lahev PE silnostěnná

- z HDPE s ochranou proti UV-záření, hrdlo ukončeno masivním závitem o průměru 50 mm
- ve spodní části zaslepený otvor se závitem pro vypouštěcí kohout, ten se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4240	Lahev PE silnostěnná, 5 l, prům. 167 x 348 mm	706 Kč	ks
2108-4243	Lahev PE silnostěnná, 10 l, prům. 210 x 427 mm	1 034 Kč	ks
2108-4245	Lahev PE silnostěnná, 25 l, prům. 275 x 580 mm	2 858 Kč	ks
2108-4295	Kohout vypouštěcí	267 Kč	ks



## Kanystř tenkostěnný, stohovatelný

- s uzávěrem, z HDPE přírodní nebo bílé barvy, potravinářský atest

Kód zboží	Název	Rozměr (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-3005	Kanystř PE, 5 l, prům. hrdla 29 mm	256x167x165	54 Kč	ks
2108-3010	Kanystř PE, 10 l, prům. hrdla 29 mm	344x195x195	84 Kč	ks
2108-3015	Kanystř PE, 15 l, prům. hrdla 42 mm	365x256x222	165 Kč	ks
2108-3025	Kanystř PE, 25 l, prům. hrdla 42 mm	462x287x245	218 Kč	ks



## Barel širokohrdlý HDPE s vypouštěcím kohoutem

- pro skladování a dávkování běžných laboratorních kapalin
- těsné šroubovací víko s gumovým těsněním, náhradní kohout lze objednat

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4400	Barel širokohrdlý HDPE, 30 l, hrdlo 240 mm, výška 415 mm	5 561 Kč	ks
2108-4402	Barel širokohrdlý HDPE, 50 l, hrdlo 240 mm, výška 640 mm	9 192 Kč	ks
2108-4404	Barel širokohrdlý HDPE, 100 l, hrdlo 240 mm, výška 770 mm	16 221 Kč	ks



## Ploché kanystry Bürkle


- z HDPEs ochranou proti UV-záření, hrdlo kanystru má průměr 88 mm
- ve spodní části zaslepené šroubení, na které je možno nasadit vypouštěcí kohout, který se objednává zvlášť na přechovávání reagentů a roztoků, díky svému tvaru šetří prostor na policích
- bez výpustního otvoru, nebo s otvorem a závitem pro ventil (otvor není zaslepen)
- vyrobeny z PP, také ventil je z PP, na boku kanystru vylisována stupnice
- ventil je osazen olivkou 6 mm pro hadičku
- pro postavení více kanystrů vedle sebe lze objednat jednoduchý stojánek (stojánky stačí umístit jen na krajích řady)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4105	Kanystr plochý bez výpustního otvoru, PP, 5 l	881 Kč	ks
2108-4106	Kanystr plochý s otvorem, bez ventilu, PP, 5 l	939 Kč	ks
2108-4107	Stojánek pro 2 ploché kanystry Bürkle	658 Kč	ks
2108-4108	Stojánek pro 3 ploché kanystry Bürkle	700 Kč	ks
2108-4199	Ventil kuličkový ke kanystr., PP	589 Kč	ks

## Přečerpávač kapalin PVC

- s balonkem, skleněným kohoutem a PVC trubicí
- délka strany s balonkem 916 mm, opačná strana 880 mm, šířka 310 mm, poloměr zakřivení trubice 150 mm, průměr trubice 15 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7000	Přečerpávač kapalin PVC	3 250 Kč	ks

## Přečerpávač kapalin PVC

- je určen pro přečerpávání z menších nádob
- celková délka hadice včetně měchu je 1450 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7002	Přečerpávač kapalin PE, malý	501 Kč	ks

## Přečerpávač sudový na síťové napájení

- pro pohodlné a bezpečné vyprazdňování sudů, kanystrů a nádob s průměrem hrdla nad 25mm
- pro čerpání kapalin s viskozitou do 500 mPas, zhotoven je z PP, tím i dána chemická odolnost
- v dodávce čerpadlo s nasávací trubicí průměru 25 mm, výpustní hadice z PVC dlouhá 150 cm s připojením na přečerpávač a s výstupním ventilem v pistolovém provedení
- dvě verze čerpadla s trubicí pro ponor do 650mm (čerpací výkon 40 l/min), nebo do 1000mm (čerpací výkon 65 l/min)
- pro čerpání kapalin o vyšší teplotě lze toto čerpadlo objednat v celonerezovém provedení



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7040	Přečerpávač kapalin na síťové napájení, 650mm	26 409 Kč	ks
2105-7042	Přečerpávač kapalin na síťové napájení, 1000mm	28 484 Kč	ks

## Ruční pumpa pro rozpouštědla a vysoce čisté látky Pump Mini

- malá nerezová ruční pumpa pro čerpání látek citlivých na kontaminaci
- části pumpy z nerezové oceli a PTFE, velmi vhodná i na hořlaviny
- vybavena závitem GL 45, lze tak využít zásobní láhve z borosilikátového skla nebo plastů
- pro jiné druhy závitů (GL 38, GL 32 nebo S40) lze objednat redukce z fluorovaných materiálů
- hlava pumpy vybavena bezpečnostním ventilem proti přetlaku
- výstup vybaven ventilem s lehkým chodem a auto-stop funkcí, speciální výstupní tryska zabraňuje ukapávání a lze na ní připojit hadici



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7300	Nerezový přečerpávač Pump Mini, GL 45	13 101 Kč	ks

## Sudové pumpy

- pro bezpečné přečerpávání kapalin ze sudů do menších nádob
- AccuOne napájen Li-ion akumulátory, EnergyOne pomocí trafo napojeného na 230V síť
- možná výměna zdroje mezi jednotlivými typy (aku systém lze dokoupením trafojednotky přeměnit na napájení síťové a naopak)
- rychlost přečerpávání kapalin volena na dotykovém displeji, nastavitelná od 0,4 do 12 l/min
- komponenty z chemicky vysoce odolných materiálů: PP a Hastelloy C (slitina Ni-Mo-Cr-W)
- použitelné pro sudy 30l, 60l, 200l dle IBC, číslo za modelem označuje hloubku ponoru v cm
- AccuOne dovoluje na jedno nabití přečerpat až 600 l kapaliny (vztaženo na vodu)
- sada AccuOne obsahuje pumpu, akumulátor a nabíječku akumulátoru, sada EnergyOne obsahuje pumpu, napájecí kabel a trafo



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7200	AccuOne50 sudová pumpa	15 440 Kč	ks
2105-7202	AccuOne70 sudová pumpa	15 880 Kč	ks
2105-7204	AccuOne100 sudová pumpa	16 324 Kč	ks
2105-7210	EnergyOne 50 sudová pumpa	13 049 Kč	ks
2105-7212	EnergyOne 70 sudová pumpa	13 494 Kč	ks
2105-7214	EnergyOne 100 sudová pumpa	13 936 Kč	ks
2105-7230	PP adaptér na hrdlo R 2"	905 Kč	ks
2105-7232	PP adaptér na hrdlo Mauser 2"	1 128 Kč	ks
2105-7234	Li-ion akumulátor	3 789 Kč	ks
2105-7236	Nabíječka pro akumulátor	2 079 Kč	ks

## Přečerpávač OTAL

- pro přečerpávání kapalin z větších kanystrů, barelů či soudků
- balonkem vytvořen v kanystru přetlak, kapalina vytéká, dokud přetlak působí
- výtoková trubice není opatřena kohoutem, výtoková i sací trubička je z PP, PVDF nebo nerezové oceli
- zátka robustní, z PVC, kónická, vhodná do hrdla o průměru od 30 do 70 mm
- dosáhnout lze výkonu až cca 26 l za minutu u ruční pumpy a 30 l za minutu u nožní pumpy
- vyobrazený kanystr není v ceně



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7006	Přečerpávač OTAL ruční PP, 14 l/min, sací hl. 70 cm	2 071 Kč	ks
2105-7008	Přečerpávač OTAL ruční PP, 20 l/min, sací hl. 70 cm	2 173 Kč	ks
2105-7010	Přečerpávač OTAL ruční PP, 26 l/min, sací hl. 70 cm	2 209 Kč	ks
2105-7004	Přečerpávač OTAL ruční PVDF, 20 l/min, sací hl. 70 cm	3 725 Kč	ks
2105-7005	Přečerpávač OTAL ruční nerez, 26 l/min, sací hl. 90 cm	3 725 Kč	ks
2105-7013	Přečerpávač OTAL nožní PP, 20 l/min, sací hl. 90 cm	2 555 Kč	ks
2105-7015	Přečerpávač OTAL nožní PP, 26 l/min, sací hl. 90 cm	2 625 Kč	ks
2105-7011	Přečerpávač OTAL nožní PP, 30 l/min, sací hl. 90 cm	2 899 Kč	ks
2105-7017	Přečerpávač OTAL nožní PVDF, 20 l/min, sací hl. 70 cm	4 005 Kč	ks
2105-7018	Přečerpávač OTAL nožní nerez, 26 l/min, sací hl. 90 cm	4 005 Kč	ks

## Pumpa sudová univerzální PumpMaster

- k odčerpávání kapalin z kanystrů a sudů, lze ji výměnou zátky nasadit na hrdla vnitř. prům. 49,5 do 60 mm
- sací trubička může dosahovat do hloubky 950 mm, kapalinu lze odčerpávat rychlostí cca 8 l za minutu
- součástí dodávky tři kusy zátek různé velikosti
- materiál těsnění buď EPDM/PP (červená verze pumpy), PP/nitril (modrošedá verze) nebo FKM (zelená verze)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7020	Pumpa sudová PumpMaster, červená - neagresivní média	4 466 Kč	ks
2105-7021	Pumpa sudová PumpMaster, modrošedá - petrochemie	4 466 Kč	ks
2105-7022	Pumpa sudová PumpMaster, zelená - kyseliny	6 246 Kč	ks

## Pumpa sudová z PP

- pro čerpání kapalin ze sudů a barelů rychlostí asi 12 l/minutu
- díly ve styku s čerpanou látkou z PP, vyústění pevné z trubice PP nebo hadicové ukončené kohoutem
- ponorná trubice průměr 32 mm, navléká se na ní sudová zátka z PVC, nebo závitová objímka podle druhu sudu
- zátka nebo objímka je nutnou součástí funkčního kompletu a objednává se zvlášť



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7051	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 500 mm	3 989 Kč	ks
2105-7052	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 650 mm	3 989 Kč	ks
2105-7053	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 800 mm	4 129 Kč	ks
2105-7054	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 1000 mm	4 343 Kč	ks
2105-7061	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 500 mm	3 989 Kč	ks
2105-7062	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 650 mm	3 989 Kč	ks
2105-7063	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 800 mm	4 129 Kč	ks
2105-7064	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 1000 mm	4 343 Kč	ks
2105-7094	Objímka se sudovým závitem pro sudovou pumpu	1 061 Kč	ks
2105-7095	Zátka sudová pro sudovou pumpu	659 Kč	ks

## Pomůcky pro odběry vzorků kapalin

Vzorky kapalin se odebírají v terénu (z vodotečí, studní, nádrží), i v infrastruktuře podniků (z potrubí, nádob, barelů, sudů, tanků). S ohledem na způsob a místo odběru, požadovanou hloubku odběru, chemickou povahu a množství vzorku zde nabízíme různé druhy odběrových pomůcek - vzorkovačů.

### Trubice odběrové s ručním uzavíráním

- trubice z HDPE, uzpůsobená pro odběr kapalných vzorků
- dodává se v délce 50 cm, 75 cm a 100 cm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0006	Trubice odběrová PE 50cm	273 Kč	ks
2400-0008	Trubice odběrová PE 75cm	514 Kč	ks
2400-0009	Trubice odběrová PE 100cm	709 Kč	ks

### Trubice odběrové s uzavíráním ventilem

- z průsvitného PP, v horní části ukončené ventilem, k odběru kapalných vzorků
- v délce 50, 100 a 200 cm, trubice 200 cm je teleskopická a lze nastavit na délku 100 až 200 cm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0015	Trubice odb.s vent.PP 50cm	1 316 Kč	ks
2400-0017	Trubice odb.s vent.PP100cm	1 411 Kč	ks
2400-0019	Trubice odb.s vent.PP200cm	1 695 Kč	ks

### Trubice odběrové ViscoSampler

- pro odběry kapalin s vyšší viskozitou (oleje, emulze, krémy, řidší kaly apod.)
- nasávání vzorku podtlakem pístu, zařízení je snadno čistitelné
- standardně v provedení z PP, dodat lze ale i provedení z PTFE



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0131	ViscoSampler PP, 60cm	7 265 Kč	ks
2400-0133	ViscoSampler PP, 100cm	8 578 Kč	ks
2400-0135	ViscoSampler PP, 200cm	12 733 Kč	ks
2400-0199	Kartáč na čištění trubice 100cm	1 283 Kč	ks

## Trubice odběrové LiquiSampler

- trubice pro odběry kapalin, na dolním konci ventil ovládaný stiskem tlačítka
- snadno rozebíratelné a čistitelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0103	LiquiSampler PP, 60cm, objem 150 ml	4 699 Kč	ks
2400-0104	LiquiSampler PTFE, 60cm, objem 150 ml	7 403 Kč	ks
2400-0107	LiquiSampler PP, 100cm, objem 250 ml	6 255 Kč	ks
2400-0108	LiquiSampler PTFE, 100cm, objem 250 ml	9 889 Kč	ks
2400-0110	LiquiSampler PP, 200cm, objem 500 ml	9 358 Kč	ks
2400-0111	LiquiSampler PTFE, 200cm, objem 500 ml	13 650 Kč	ks
2400-0199	Kartáč na čist.trub. 100cm	1 283 Kč	ks



## Set odběrový QualiSampler

- LiquiSampler PP 100 cm, ViscoSampler PP 100 cm, kartáč 100 cm, sada odběrových lahvíček 100 ml, set v praktickém kufříku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0150	QualiSampler set PP	16 334 Kč	sada



## Lahev ponorná

- pro odběry vody v úpravárnách a čističkách, skleněná, objem 1000 ml
- uzavřena sponkou v koši z poniklované mosazi, který slouží zároveň jako závaží
- lahev uvázanou na lanku ponoříte do určené hloubky, druhým lankem odzátkujete a po naplnění vytáhnete
- lanko s cívkou se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0600	Lahev ponorná 1000 ml	13 838 Kč	ks



## Nádoby odběrové na teleskopickém nástavci

- pro odběry v průmyslových zařízeních, kde není snadný přístup ke zdroji odebíraného vzorku
- odběrová nádoba je upevněna na kloubovém spoji a teleskopickém nástavci
- objednává se jako sestava, volená z vhodného teleskopického nástavce a odběrové nádoby

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0224	Nástavec teleskopický 65 až 120 cm, Al	704 Kč	ks
2400-0226	Nástavec teleskopický 95 až 280 cm, Al	1 406 Kč	ks
2400-0228	Nástavec teleskopický 175 až 600 cm, Al	2 408 Kč	ks
2400-0220	Nástavec teleskopický 125 až 250 cm, Al	901 Kč	ks
2400-0221	Nástavec teleskopický 115 až 300 cm, Al	1 406 Kč	ks
2400-0222	Nástavec teleskopický 165 až 450 cm, Al	1 963 Kč	ks
2400-0207	Kádinka výkyvná PP, 600 ml	1 245 Kč	ks
2400-0208	Kádinka výkyvná PP, 1000 ml	1 306 Kč	ks
2400-0209	Kádinka výkyvná PP, 2000 ml	1 421 Kč	ks
2400-0211	Kádinka PP s kloubem, 600ml	1 334 Kč	ks
2400-0214	Kádinka PP s kloubem, 1000ml	1 360 Kč	ks
2400-0217	Kádinka PP s kloubem, 2000ml	1 496 Kč	ks
2400-0210	Držák lahví do objemu 750 ml	1 556 Kč	ks



## Zařízení odběrové MiniSampler

- pro odčerpávání malých vzorků kapalin z barelů, sudů, nebo ze zdrojů přímo v terénu
- vytvoří podtlak jednoduchým pístovým mechanismem, hadičkou na sběrné lahvi se přesaje potřebné množství vzorku
- dodává se jako sada v kufříku obsahující 10 m hadičky PE o ID 6 mm, pístový vakuový nástavec, sadu 10 ks odběrových PE lahví 100 ml, nůž na řezání hadičky a závaží na zatížení ponorného konce hadičky
- odběrové lahvičky a hadičku lze doobjednat jak originální díly nebo použít jiné velikosti a materiály podle povahy vzorku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0310	MiniSampler PE	5 570 Kč	sada
2400-0312	Lahev PE 100 ml, hranatá	54 Kč	ks
2115-0608	Hadice PE 6/8mm	27 Kč	m

## Odběrové zařízení UniSampler

- pro odběr kapalných vzorků v průmyslu nebo v terénu
- sada sestává z PP lahve 1000 ml, šroubového uzávěru s úpravou, ruční vakuové pumpičky a 2,5 m hadičky PVC
- ponorný konec hadičky je opatřen kovovou trubičkou pro lepší čištění
- set se dodává v malém kufříku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0320	UniSampler set s hadicí PVC	5 625 Kč	sada

## Odběrové zařízení UniSampler Ex

- odběrový přípravek s ruční vývěvou, speciálně na odběry hořlavých kapalin (např. benzínu)
- odběrová lahev i hadička jsou vodivě propojeny a uzemněny, všechny díly sestavy se dodávají v praktickém kufříku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0325	UniSampler set Ex	10 361 Kč	sada

## Odběrové zařízení Vampir

- jednonábová peristaltická pumpička, nasazená na přenosném pohonu
- v sadě peristaltická hadička 5/8 mm, 1 m, sací hadička PE 6/8mm, 5 m, odběrová lahev s košíčkem na upevnění, aku-baterie s nabíječkou, vše v praktickém kufříku
- lze čerpat vzorky kapalin, příp. kapalin obsahujících i pevné částice a to ze sudů, nádrží, studen, až do sací výšky 5 m
- čerpací rychlost až 2 l za minutu, vzorek se odebírá přímo do odběrové lahve, odpadá zbytečné přelévání



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0330	Zařízení odběrové Vampir	26 719 Kč	sada
2115-0608	Hadice PE 6/8mm	27 Kč	m

## Pomůcky pro odběry vzorků pevných látek

Nabídka vzorkovačů pevných látek je orientována na nejčastější aplikaci tj. kontrolu práškových (sympkých) produktů odebíraných z pytlů, žoků či kontejnerů. Pro jiné druhy odběrových pomůcek vypracujeme nabídku na základě poptávky.

### Nůž dutý QualiRod

- duté nože k vykrajování sond do materiálů typu sýru, pasty, tuku apod.
- z nerez, ve dvojitým provedení: kónickém nebo válcovitém
- kónický nůž má ostrý břit o délce 12 cm, pevnou rukojeť, celkovou délku 17,5 cm, a slouží k odebrání vzorků z látek s vyšším penetračním odporem, např. sýrů, másla, vosků, mýdel
- válcovitý nůž není otevřen podélně jako nůž kónický, má vrtnou hloubku 20 cm, vnější průměr 10 mm a celkovou délku 26 cm, je vhodný spíše na měkké látky jako např. různé pasty
- k vytlačení vzorku z dutiny nože se používá kovová tyčinka



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0020	Nůž dutý QualiRod, kónický	1 759 Kč	ks
2401-0022	Nůž dutý QualiRod, válcový	3 860 Kč	ks

### Nůž vpichový QuickPicker

- pro odběr práškových vzorků nebo granulátů z perforovatelných obalů (pytlů)
- má ostrou špičku, která snadno pronikne jakýmkoliv běžným obalem
- dutina nože se po vpichu zaplní vzorkem, který se vede přímo do odběrové lahve
- celková délka 50 cm, vpichová délka 30 cm, průměr 25 mm, odběrový objem cca 75 ml
- dodává se jako set obsahující dvě odběrové lahve PP 250 ml a kartáček k čištění dutiny nože



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0110	Nůž vpichovací QuickPicker, set	6 265 Kč	ks
2401-0112	Lahev LDPE 250ml, pro QuickPicker	56 Kč	ks

### Nůž zónový

- pro odběr sympkých vzorků v několika místech (zónách) současně
- při odebrání se lze přesvědčit o homogenitě odebíraného materiálu nebo opětovným smícháním odebraného vzorku průměrovat jeho složení
- dutý nůž, jehož vnitřek se skládá z několika oddělených komůrek, otáčením rukojetí lze otvory do komůrek otevírat a zavírat
- při vysypávání vzorku z jedné komůrky se otvory ostatních (otevřených) komůrek zaslepují uzavírací trubici, která se navlékne na nůž
- dodává se v různých velikostech, v základním provedení z hliníku o průměru 25 mm
- možné je také provedení z PTFE



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0120	Sonda zónová Al 55cm	6 778 Kč	ks
2401-0125	Sonda zónová Al 85cm	7 540 Kč	ks
2401-0128	Sonda zónová Al 150cm	9 733 Kč	ks
2401-0130	Trubice uzavírací, 3 ks, k sondě zónové	778 Kč	bal

### Vzorkovač na zmrazené produkty IceBorer

- pro odebrání vzorků ze zmrazených materiálů, vyroben z nerezové oceli, dokáže odebrat vzorek do hloubky až 20 cm
- skládá se z těla s vrtací korunkou, hlavy vzorkovače, připojitelné k běžné vrtačce, a pístu k vytlačení odebraného vzorku z těla vzorkovače
- vzorek se odebrá zavrtáním sondy do materiálu a přitom se současně vzorek dopraví do vzorkovacího válce



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0260	Vzorkovač na zmrazené produkty IceBorer, vnitř. prům. 16 mm	8 561 Kč	ks
2401-0262	Vzorkovač na zmrazené produkty IceBorer, vnitř. prům. 50 mm	14 903 Kč	ks



## Vzorkovač zónový Novartos

- speciálně pro odběry malých vzorků farmaceutických chemikálií
- trubice z nerez, ve které se pohybuje tyč s jímkami na vzorek
- určený k odběrům spíše z větších nádob, jako kontejnerů, nebo sudů
- sestává ze dvou částí - z těla a z vložky s odběrovou komůrkou, je třeba zvolit alespoň jedno ze tří těl vzorkovače a k tomu jednu nebo více vložek s odběrovou komůrkou
- odběrová komůrka může být odstupňovaná po 0,1 ml, od 0,1 ml do 4,0ml



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0150	Vzorkovač Novartos UNO 1400mm	39 650 Kč	ks
2401-0151	Vzorkovač Novartos UNO 1000mm	38 745 Kč	ks
2401-0152	Vzorkovač Novartos UNO 600mm	37 025 Kč	ks
2401-0159	Vložka vzorkovače Novartos Uno (objem nutno upřesnit)	3 390 Kč	ks

## Vzorkovač MicroSampler

- pro odběry malých množství práškových vzorků, vyroben z ušlechtilé elektrolyticky leštěné oceli
- všechny části lze lehce demontovat a čistit
- základem jsou výměnné hroty s nádobkou o objemu od 0,2 do 10 ml
- vzorkovač se vpichne do vzorkovaného materiálu, po dosažení cílového bodu se odběrový hrot zatlačením na držadlo otevře, vzorek se odebere
- a zatažením za držadlo se odběrový hrot se vzorkem uzavře
- k dispozici jsou samplery různých délek a průměrů, dosáhnout lze hloubky vpichu až 120 cm
- objednáva se vždy zvlášť tyč vzorkovače a odběrový hrot



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0500	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 12 mm, délka 55 cm	6 795 Kč	ks
2401-0502	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 12 mm, délka 85 cm	7 541 Kč	ks
2401-0504	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 12 mm, délka 120 cm	8 209 Kč	ks
2401-0506	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 25 mm, délka 55 cm	8 838 Kč	ks
2401-0508	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 25 mm, délka 85 cm	9 548 Kč	ks
2401-0510	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 25 mm, délka 120 cm	10 174 Kč	ks



2401-0550	Odběrový hrot pro MicroSampler 12mm, 0,2 ml	2 044 Kč	ks
2401-0552	Odběrový hrot pro MicroSampler 12mm, 0,5 ml	2 044 Kč	ks
2401-0554	Odběrový hrot pro MicroSampler 12mm, 1 ml	2 044 Kč	ks
2401-0556	Odběrový hrot pro MicroSampler 25mm, 2 ml	2 791 Kč	ks
2401-0558	Odběrový hrot pro MicroSampler 25mm, 5 ml	2 791 Kč	ks
2401-0560	Odběrový hrot pro MicroSampler 25mm, 10 ml	2 791 Kč	ks

## Vzorkovač na pigmenty

- nerezová podélně otevřená trubice o průměru 30 mm, po vpíchnutí do odebíraného materiálu stačí otočit, vyjmout a odebrat vzorek
- vhodný na pasty a pigmenty, podélný výřez na trubici je buď 25% nebo 50%
- menší výřez je vhodný pro méně lepivé nebo přilnavé látky, větší výřez vhodný i pro odběr vysoce lepivých vzorků



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0270	Vzorkovač na pigmenty 600 mm, 50 % výřez	9 434 Kč	ks
2401-0272	Vzorkovač na pigmenty 300 mm, 25 % výřez	6 028 Kč	ks
2401-0274	Vzorkovač na pigmenty 300 mm, 50 % výřez	6 566 Kč	ks
2401-0276	Vzorkovač na pigmenty 600 mm, 25 % výřez	8 685 Kč	ks
2401-0278	Vzorkovač na pigmenty 900 mm, 25 % výřez	11 680 Kč	ks
2401-0279	Vzorkovač na pigmenty 900 mm, 50 % výřez	12 638 Kč	ks

## Vzorkovač PowderProof

- pro časté vzorkování práškových látek nebo granulátů v množstvích řádově stovek gramů
- v nerezové vpichové trubici se otáčí spirála dopravující vzorek k otvoru, pod níž je sáček nebo odběrová lahev
- dva druhy spirál – pro prášky se zrnitostí do 2 mm, a pro granuláty se zrnitostí od 2 do 4 mm, v několika délkách
- pohonná jednotka je napájena Aku-baterií 9,6 V, na ní se trubice a spirála nasazuje pomocí bajonetového upevnění
- v základní dodávce je pohon, trubice a spirála



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0380	Vzorkovač PowderProof 30cm, horizontální pro prášky	51 965 Kč	ks
2401-0382	Vzorkovač PowderProof 30cm, horizontální pro granuláty	51 965 Kč	ks
2401-0390	Vzorkovač PowderProof 60cm, vertikální pro prášky	55 886 Kč	ks
2401-0392	Vzorkovač PowderProof 60cm, vertikální pro granuláty	55 886 Kč	ks
2401-0394	Vzorkovač PowderProof 90 cm vertikální pro prášky	58 521 Kč	ks
2401-0395	Vzorkovač PowderProof 90 cm vertikální pro granuláty	58 521 Kč	ks
2401-0396	Vzorkovač PowderProof 120 cm vertikální pro prášky	64 888 Kč	ks
2401-0397	Vzorkovač PowderProof 120 cm vertikální pro granuláty	64 888 Kč	ks

## Zařízení odběrová Silo a SiloPicker

- zařízení **Silo** je určeno k odběru vzorků sypkých materiálů, například zrní obilovin, z míst s omezeným přístupem
- základem je duté nerezové pouzdro se špicí opatřenou závitem, otvor na boku lze uzavírat
- pomocí vodicí tyče se pouzdro navrtá do určené hloubky, kde se otevře a zaplní vzorkem
- po uzavření se vytáhne a vzorek se přesype do odběrové lahvičky
- vodicí tyče lze nastavovat až pro hloubku vrtu 2,5 m, celková délka včetně rukojeti je 150 cm, průměr spirál 90 mm, průměr pouzdra 40 mm a objem pouzdra cca
- 400 ml
- **SiloPicker** je menší varianta předchozího modelu, vhodná pro dobře sypké látky, nikoliv ale pro látky práškové
- délku vodicí tyče lze nastavovat prodlužovacími tyčemi až do 3,5 m, celková délka včetně rukojeti je 100 cm, průměr pouzdra 46 mm, objem pouzdra max. 100 ml



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0210	Zařízení odběrové Silo, délka 150 cm	16 869 Kč	ks
2401-0213	Tyč vodicí nastavná k Silo	3 616 Kč	ks
2401-0230	Zařízení odběrové SiloPicker, délka 100 cm	12 179 Kč	ks
2401-0233	Tyč prodlužovací k SiloPicker 50cm	1 633 Kč	ks
2401-0279	Vzorkovač na pigmenty 900 mm, 50 % výřez	12 638 Kč	ks

## Zařízení pro odběry půd GeoSampler

- robustní ruční vrtné zařízení s vyměnitelnými vrtnými hlavami, určenými pro různé druhy zeminy
- funkční sestava musí obsahovat T rukojeť, vodicí tyč, které lze za sebe nastavovat, a alespoň jednu z vrtných hlav
- vrtné hlavy mají průměr 76mm a délku 38 cm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2402-0110	Rukojeť T standardní	7 193 Kč	ks
2402-0120	Tyč vodicí 100cm	4 041 Kč	ks
2402-0130	Hlava vrtná A (běžné půdy)	5 820 Kč	ks
2402-0132	Hlava vrtná B (písčité půdy)	7 193 Kč	ks
2402-0134	Hlava vrtná C (hrubé písčité půdy)	9 944 Kč	ks
2402-0136	Hlava vrtná D (kaly)	5 911 Kč	ks
2402-0138	Hlava vrtná E (pro tvrdé půdy a krusty)	8 629 Kč	ks
2402-0140	Hlava vrtná F (pro štěrk)	7 438 Kč	ks
2402-0142	Hlava vrtná G (pro odstranění kamenů)	11 156 Kč	ks
2402-0199	Kufr k zařízení na odběry půd	3 208 Kč	ks



## Vzorkovač Powder sampler Mini

- vzorkovač na sytké látky z vysoce kvalitní nerezové oceli pro malé odběry
- stisknutím tlačítka se vsune vzorkovací tyčinka do vzorku, uvolněním se zasune
- tímto se do vzorkovacího zářezu odebere stanovené množství vzorku
- hloubka zasunutí až 300mm, lze odebírat vzorky z více cílových hloubek
- vhodný především pro farma, zdravotnictví, biotechnologie apod.



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0580	Powder sampler Mini, prům. 6mm, 300mm, 0,01ml	13 093 Kč	ks
2401-0582	Powder sampler Mini, prům. 6mm, 300mm, 0,05ml	13 093 Kč	ks
2401-0584	Powder sampler Mini, prům. 6mm, 300mm, 0,1ml	13 093 Kč	ks

## Štítky Close-it

- pro zakrytí místa vpichu po odběru sytkých vzorků z pytlů či žoků
- také pro viditelné označení místa odběru a označení datem odběru
- štítky jsou velké a velmi dobře lepí, překryjí i mírně potřhané a zaprášené místo vpichu



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0185	Štítky Close-it 95x95mm, červené, role 500ks	1 654 Kč	role
2401-0186	Štítky Close-it žluté, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0187	Štítky Close-it modré, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0188	Štítky Close-it zelené, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0189	Štítky Close-it černé, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0190	Štítky Close-it bílé, nepotíštěné, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0195	Štítky Close-it 150x150mm, červené, role 500ks	2 318 Kč	role
2401-0196	Štítky Close-it žluté, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0197	Štítky Close-it modré, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0198	Štítky Close-it zelené, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0199	Štítky Close-it černé, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0200	Štítky Close-it bílé, nepotíštěné, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role



## Štítky Close-it Food

- štítky stejných vlastností jako standardní Close-it, avšak zvláště vhodné pro potravinářství nebo farmaci
- splňují evropské normy pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0280	Štítky Close-it Food červené, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0281	Štítky Close-it Food žluté, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0282	Štítky Close-it Food modré, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0283	Štítky Close-it Food zelené, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0284	Štítky Close-it Food černé, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0285	Štítky Close-it Food bílé, nepotíštěné, 95x95 mm, role 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0290	Štítky Close-it Food červené, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0291	Štítky Close-it Food žluté, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0292	Štítky Close-it Food modré, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0293	Štítky Close-it Food zelené, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0294	Štítky Close-it Food černé, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0295	Štítky Close-it Food bílé, nepotíštěné, 150x150 mm, role 500 ks	2 318 Kč	role



## Štítkovací přístroj Brady BMP 41

- robustní mobilní zařízení pro tisk předvysekaných nebo kontinuálních štítků šířky až 25 mm
- snadná výměna kazet se spotřebním materiálem, možnost potisku množství různých typů materiálů a velikostí etiket pro veškeré laboratorní značení
- mnoho funkcí, možnost připojení k PC s využitím software LabelMark



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6263	Etiketovač BMP 41	8 814 Kč	ks
2105-6261	Magnetický držák k BMP 41	2 031 Kč	ks

Další možné příslušenství rádi nabídneme na dotaz.

## Štítkovací přístroj Brady BMP 41

- střední model přenosné laboratorní tiskárny určený pro každodenní použití
- tisk na kontinuální pásky nebo předvysekané etikety o šířce až 38 mm
- ovládání přes klávesnici s možností připojení k PC, může fungovat i jako síťová tiskárna
- součástí dodávky kufr, tiskárna, AC adaptér/nabíječka, akumulátor, ovladač pro Windows a software Brady Labelmark s množstvím funkcí



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6202	Etiketovač BMP51 s klávesnicí, dobíjecí baterie, zdroj	13 520 Kč	ks
2105-6204	Magnetický držák tiskárny BMP51/53	2 032 Kč	ks
2105-6208	Síťová karta LAN při připojení tiskárny síťovým kabelem	2 437 Kč	ks

Další možné příslušenství rádi nabídneme na dotaz.

## Výběr spotřebního materiálu pro tiskárny BMP 41 a BMP 51

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6210	Etikety M-120-492, 240 ks	2 915 Kč	ks
2105-6211	Etikety M-122-461, 360 ks	2 295 Kč	ks
2105-6212	Etikety M-133-427, 140 ks	1 322 Kč	ks
2105-6213	Etikety M-134-427, 140 ks	1 248 Kč	ks
2105-6214	Etikety M-83-492, 240 ks	2 475 Kč	ks
2105-6215	Etikety M-131-492, 180 ks	2 604 Kč	ks
2105-6216	Etikety M-135-427-AW, 240 ks	856 Kč	ks
2105-6217	Etikety M-130-499, 220 ks	1 287 Kč	ks
2105-6219	Etikety M-119-461, 80 ks	1 306 Kč	ks
2105-6220	Etikety M-123-461, 360 ks	2 203 Kč	ks
2105-6221	Etikety M-124-461, 180 ks	1 550 Kč	ks
2105-6222	Etikety M-125-461, 180 ks	2 039 Kč	ks
2105-6223	Etikety M-126-461, 180 ks	1 754 Kč	ks
2105-6224	Etikety M-129-461, 140 ks	1 795 Kč	ks
2105-6225	Etikety M-72-461, 180 ks	1 652 Kč	ks
2105-6226	Etikety M-74-461, 140 ks	1 428 Kč	ks
2105-6227	Etikety M-75-461, 120 ks	1 407 Kč	ks
2105-6228	Etikety M-86-461, 120 ks	1 428 Kč	ks
2105-6229	Etikety MC-1000-461, 1role 7,62 m	1 701 Kč	ks
2105-6230	Etikety MC-1250-461, 1role 7,62 m	1 871 Kč	ks
2105-6232	Etikety MC-500-461, 1role 7,62 m	1 403 Kč	ks
2105-6233	Etikety M-81-488, 160 ks	1 224 Kč	ks
2105-6234	Etikety M-97-488, 280 ks	2 080 Kč	ks
2105-6235	Etikety M-117-492, 240 ks	2 897 Kč	ks
2105-6236	Etikety M-118-492, 240 ks	2 860 Kč	ks



**Nabídka je extrémně široká, vyžádejte si prosím od nás další nabídku spotřebního materiálu podle účelu použití. Stejně tak rádi poskytneme technické informace a nabídku dalších tiskáren a přístrojů Brady.**