




DROBNÉ LABORATORNÍ POMŮCKY



Aktualizace přehledu produktů: **20.02.2026**

Aktualizace cen: **20.02.2026**

Ceny platné k datu prohlížení dokumentu
najdete na e-shopu www.thermofisher.cz

Kádinka nízká PP

- průsvitné, s modře tištěnou stupnicí, autoklávovatelné do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1010	Kádinka PP, barevná graduace, 25 ml	29 Kč	ks
2101-1020	Kádinka PP, barevná graduace, 50 ml	37 Kč	ks
2101-1030	Kádinka PP, barevná graduace, 100 ml	42 Kč	ks
2101-1035	Kádinka PP, barevná graduace, 150 ml	48 Kč	ks
2101-1040	Kádinka PP, barevná graduace, 250 ml	52 Kč	ks
2101-1050	Kádinka PP, barevná graduace, 400 ml	64 Kč	ks
2101-1060	Kádinka PP, barevná graduace, 500 ml	87 Kč	ks
2101-1070	Kádinka PP, barevná graduace, 600 ml	75 Kč	ks
2101-1080	Kádinka PP, barevná graduace, 1000 ml	92 Kč	ks
2101-1090	Kádinka PP, barevná graduace, 2000 ml	191 Kč	ks
2101-1100	Kádinka PP, barevná graduace, 3000 ml	391 Kč	ks
2101-1110	Kádinka PP, barevná graduace, 5000 ml	590 Kč	ks



Kádinka nízká ETFE

- modrá graduace, fluorovaný kopolymer s vysokou chemickou odolností a teplotní odolností do 150 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1230	Kádinka ETFE, modrá graduace 25ml	252 Kč	ks
2101-1232	Kádinka ETFE, modrá graduace, 50ml	333 Kč	ks
2101-1234	Kádinka ETFE, modrá graduace, 100ml	459 Kč	ks
2101-1236	Kádinka ETFE, modrá graduace, 250ml	779 Kč	ks
2101-1238	Kádinka ETFE, modrá graduace, 500ml	1 264 Kč	ks
2101-1240	Kádinka ETFE, modrá graduace, 1000ml	2 080 Kč	ks



Kádinka vysoká, PTFE

- neprůhledná, s vysokou chemickou a tepelnou (až do 260°C) odolností
- mechanicky odolný a hladký povrch

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1262	Kádinka vysoká, PTFE, 25 ml	586 Kč	ks
2101-1264	Kádinka vysoká, PTFE, 50 ml	994 Kč	ks
2101-1266	Kádinka vysoká, PTFE, 100 ml	1 566 Kč	ks
2101-1268	Kádinka vysoká, PTFE, 250 ml	2 975 Kč	ks
2101-1270	Kádinka vysoká, PTFE, 500 ml	4 216 Kč	ks



Kádinka nízká PFA

- průhledná s lisovanou stupnicí, skvělá chemická odolnost (fluorovaný plast)
- autoklávatelné při 121°C, teplotní odolnost -200 až +260°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1280	Kádinka nízká PFA 25ml	601 Kč	ks
2101-1282	Kádinka nízká PFA 50ml	758 Kč	ks
2101-1284	Kádinka nízká PFA 100ml	1 057 Kč	ks
2101-1286	Kádinka nízká PFA 250ml	1 782 Kč	ks
2101-1288	Kádinka nízká PFA 500ml	2 761 Kč	ks
2101-1290	Kádinka nízká PFA 1000ml	4 905 Kč	ks



Odměrná nádoba s uchem, PP

- průsvitné, s modře tištěnou stupnicí nebo s lisovanou stupnicí, autoklávatelné do 121 °C

Kód zboží	Název	výška x průměr (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-1130	Nádoba odměrná 50ml, modrá graduace	70 x 40	46 Kč	ks
2101-1140	Nádoba odměrná 100ml, modrá graduace	80 x 50	53 Kč	ks
2101-1150	Nádoba odměrná 250ml, modrá graduace	120 x 74	90 Kč	ks
2101-1160	Nádoba odměrná 500ml, modrá graduace	140 x 92	101 Kč	ks
2101-1170	Nádoba odměrná 1000ml, modrá graduace	181 x 117	136 Kč	ks
2101-1180	Nádoba odměrná 2000ml, modrá graduace	213 x 152	260 Kč	ks
2101-1190	Nádoba odměrná 3000ml, modrá graduace	242 x 172	360 Kč	ks
2101-1200	Nádoba odměrná 5000ml, modrá graduace	270 x 204	534 Kč	ks



2101-1131	Nádoba odměrná 50ml, lisovaná graduace	70 x 40	37 Kč	ks
2101-1141	Nádoba odměrná 100ml, lisovaná graduace	80 x 50	46 Kč	ks
2101-1151	Nádoba odměrná 250ml, lisovaná graduace	120 x 74	82 Kč	ks
2101-1161	Nádoba odměrná 500ml, lisovaná graduace	140 x 92	89 Kč	ks
2101-1171	Nádoba odměrná 1000ml, lisovaná graduace	181 x 117	126 Kč	ks
2101-1181	Nádoba odměrná 2000ml, lisovaná graduace	213 x 152	254 Kč	ks
2101-1191	Nádoba odměrná 3000ml, lisovaná graduace	242 x 172	350 Kč	ks
2101-1201	Nádoba odměrná 5000ml, lisovaná graduace	270 x 204	517 Kč	ks



Odměrné nádoby PP, barevné, s graduací

- PP, stohovatelné, průhledné s tištěnou stupnicí, průměr 100 mm, výška 150 mm
- splňují EC 10/2011 direktivu pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1300	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, modrá, 12 ks	1 206 Kč	bal
2101-1302	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, žlutá, 12 ks	1 206 Kč	bal
2101-1304	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, červená, 12 ks	1 206 Kč	bal
2101-1306	Odměrná nádoba 500 ml s graduací, zelená, 12 ks	1 206 Kč	bal
2101-1308	Set 4 ks odm. nádob 500 ml s graduací, 1 ks od každé barvy	371 Kč	bal



Nádoby Fisherbrand, univerzální na vzorky, PP, s víčkem a graduací

- průhledné, vhodné pro tekuté, polotekuté nebo pevné vzorky
- dobrá chemická odolnost, lisovaná graduace
- s PE zaklapovacím víčkem nebo bez, dostupné jako sterilní nebo nesterilní
- autoklávovatelné, víčka vzhledem k materiálu nikoliv
- nádoby jsou dodávány v bulk balení, sterilní verze včetně víčka jsou individuálně balené

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1390	Nádobka Fisherbrand, víčko a graduace, 130 ml, sterilní, 100 ks	611 Kč	bal
2101-1391	Nádobka Fisherbrand, bez víčka, graduace, 130 ml, nesterilní, 500 ks	1 208 Kč	bal
2101-1392	Nádobka Fisherbrand, víčko a graduace, 240 ml, sterilní, 100 ks	768 Kč	bal
2101-1393	Nádobka Fisherbrand, bez víčka, graduace, 240 ml, sterilní, 500 ks	1 940 Kč	bal
2101-1394	Nádobka Fisherbrand, bez víčka, graduace, 240 ml, nesterilní, 500 ks	1 794 Kč	bal
2101-1398	Víčko PE pro nádoby na vzorky, sterilní, 500 ks	875 Kč	bal
2101-1399	Víčko PE pro nádoby na vzorky, nesterilní, 500 ks	861 Kč	bal



Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací

- průhledný s lisovanou stupnicí, stohovatelný
- jednoduché a komfortní vylévání díky třem výlevkám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1380	Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací, 100 ml, 100 ks	277 Kč	bal
2101-1382	Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací, 250 ml, 100 ks	481 Kč	bal
2101-1384	Kelímek Fisherbrand třírohý PP, s graduací, 1000 ml, 100 ks	1 121 Kč	bal



Nádoby na vzorky, LDPE

- průhledné, s připojeným vtačovacím víčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2500	Nádobka na vzorky, LDPE, 1ml, 500ks	9 000 Kč	bal
2108-2502	Nádobka na vzorky, LDPE, 2ml, 100ks	1 800 Kč	bal
2108-2504	Nádobka na vzorky, LDPE, 5ml, 100ks	2 350 Kč	bal
2108-2506	Nádobka na vzorky, LDPE, 8ml, 100ks	2 575 Kč	bal
2108-2508	Nádobka na vzorky, LDPE, 10ml, 100ks	2 625 Kč	bal
2108-2510	Nádobka na vzorky, LDPE, 25ml, 100ks	3 000 Kč	bal
2108-2512	Nádobka na vzorky, LDPE, 30ml, 50ks	1 538 Kč	bal
2108-2514	Nádobka na vzorky, LDPE, 50ml, 50ks	1 663 Kč	bal



Boxy PE univerzální, kulaté

- průhledný s lisovanou stupnicí, stohovatelný
- jednoduché a komfortní vylévání díky třem výlevkám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0080	Box PE univerzální, kulatý, 250 ml, prům. 78 x 90 mm	95 Kč	ks
2105-0082	Box PE univerzální, kulatý, 500 ml, prům. 95 x 127 mm	107 Kč	ks
2105-0084	Box PE univerzální, kulatý, 1000 ml, prům. 136 x 110 mm	140 Kč	ks
2105-0086	Box PE univerzální, kulatý, 2000 ml, prům. 169 x 143 mm	220 Kč	ks



Nádoby na vzorky Corning®, PP, se zaklapovacím víčkem

- materiál polypropylen, dobře těsnící zacvakávací víčko součástí nádoby
- lisovaná graduace, víčko zdrsňené pro možnost popisu vzorku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2792	Nádoby na vzorky, 45 ml, PP, zaklapovací víčko, 400 ks	3 717 Kč	bal
2108-2794	Nádoby na vzorky, 120 ml, PP, zaklapovací víčko, 200 ks	2 465 Kč	bal
2108-2796	Nádoby na vzorky, 240 ml, PP, zaklapovací víčko, 100 ks	1 823 Kč	bal
2108-2798	Nádoby na vzorky, 300 ml, PP, zaklapovací víčko, 100 ks	2 077 Kč	bal



Odměrný válec vysoký PP

- průsvitný, s lisovanou stupnicí, autoklárovatelný do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-2031	Válec odměrný PP, 50ml, děl. 2,5 ml, výška 143 mm	93 Kč	ks
2101-2041	Válec odměrný PP, 100ml, děl. 5 ml, výška 178 mm	97 Kč	ks
2101-2051	Válec odměrný PP, 250ml, děl. 10 ml, výška 264 mm	123 Kč	ks
2101-2061	Válec odměrný PP, 500ml, děl. 10 ml, výška 305 mm	168 Kč	ks
2101-2071	Válec odměrný PP, 1000ml, děl. 25 ml, výška 332 mm	291 Kč	ks



Válec odměrný nízký, PP

- průsvitný PP, s lisovanou stupnicí
- autoklárovatelný do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-3031	Válec odměrný PP, lisovaná graduace, 50ml, nízký	91 Kč	ks
2101-3041	Válec odměrný PP, lisovaná graduace, 100ml, nízký	109 Kč	ks
2101-3051	Válec odměrný PP, lisovaná graduace, 250ml, nízký	200 Kč	ks
2101-3061	Válec odměrný PP, lisovaná graduace, 500ml, nízký	239 Kč	ks
2101-3071	Válec odměrný PP, lisovaná graduace, 1000ml, nízký	305 Kč	ks



Odměrný válec nízký PP

- vysoce průhledný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B
- teplotní odolnost do +80°C bez ztráty objemové přesnosti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-4050	Odměrný válec nízký, PP, 25ml, 12ks, děl. 0,5ml, výška 122mm	807 Kč	bal
2101-4052	Odměrný válec nízký, PP, 50ml, 12ks, děl. 1ml, výška 142mm	1 026 Kč	bal
2101-4054	Odměrný válec nízký, PP, 100ml, 12ks, děl. 2ml, výška 163mm	1 281 Kč	bal
2101-4056	Odměrný válec nízký, PP, 250ml, 6ks, děl. 5ml, výška 192mm	1 001 Kč	bal
2101-4058	Odměrný válec nízký, PP, 500ml, 6ks, děl. 10ml, výška 218mm	1 356 Kč	bal
2101-4060	Odměrný válec nízký, PP, 1000ml, 6ks, děl. 20ml, výška 285mm	1 928 Kč	bal



Odměrný válec vysoký

- průsvitný PP, s modře tištěnou stupnicí, autoklárovatelný do 121 °C

Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2010	Válec odměrný PP, 10ml	0,2	140	89 Kč	ks
2101-2020	Válec odměrný PP, 25ml	0,5	195	102 Kč	ks
2101-2030	Válec odměrný PP, 50ml	1	200	109 Kč	ks
2101-2040	Válec odměrný PP, 100ml	1	250	113 Kč	ks
2101-2050	Válec odměrný PP, 250ml	2	315	155 Kč	ks
2101-2060	Válec odměrný PP, 500ml	5	360	251 Kč	ks
2101-2070	Válec odměrný PP, 1000ml	10	438	384 Kč	ks
2101-2080	Válec odměrný PP, 2000ml	20	550	652 Kč	ks



- průsvitný PP, s lisovanou stupnicí, autoklárovatelný do 121 °C

Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2011	Válec odměrný PP, 10ml	0,2	145	65 Kč	ks
2101-2021	Válec odměrný PP, 25ml	0,5	170	78 Kč	ks
2101-2031	Válec odměrný PP, 50ml	1	200	93 Kč	ks
2101-2041	Válec odměrný PP, 100ml	1	250	97 Kč	ks
2101-2051	Válec odměrný PP, 250ml	2	315	123 Kč	ks
2101-2061	Válec odměrný PP, 500ml	5	360	168 Kč	ks
2101-2071	Válec odměrný PP, 1000ml	10	438	291 Kč	ks
2101-2081	Válec odměrný PP, 2000ml	20	550	561 Kč	ks



- průhledný PMP (TPX), s lisovanou stupnicí, autoklárovatelný při 121 °C, krátkodobě do 170 °C

Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2032	Válec odměrný PMP, 50ml	1	200	152 Kč	ks
2101-2042	Válec odměrný PMP, 100ml	1	250	166 Kč	ks
2101-2052	Válec odměrný PMP, 250ml	2	315	279 Kč	ks
2101-2062	Válec odměrný PMP, 500ml	5	360	402 Kč	ks
2101-2072	Válec odměrný PMP, 1000ml	10	438	621 Kč	ks
2101-2082	Válec odměrný PMP, 2000ml	20	550	1 235 Kč	ks

- průhledný PMP, BRAND, třída A+, s modře tištěnou stupnicí, autoklárovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Dělení (ml)	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-2014	Válec odměrný PMP, 10ml, A+	0,2	145	210 Kč	ks
2101-2024	Válec odměrný PMP, 25ml, A+	0,5	170	224 Kč	ks
2101-2034	Válec odměrný PMP, 50ml, A+	1	200	234 Kč	ks
2101-2044	Válec odměrný PMP, 100ml, A+	1	250	320 Kč	ks
2101-2054	Válec odměrný PMP, 250ml, A+	2	315	492 Kč	ks
2101-2064	Válec odměrný PMP, 500ml, A+	5	360	746 Kč	ks
2101-2074	Válec odměrný PMP, 1000ml, A+	10	440	1 063 Kč	ks
2101-2084	Válec odměrný PMP, 2000ml, A+	20	535	1 752 Kč	ks



Válec na hustoměr, PP

- vysoce průhledný, s výlevkou a lisovanou stupnicí
- plášť na zachycení přetečené tekutiny, šestihranná stabilní základna

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-4070	Válec na hustoměr, PP, 500 ml	841 Kč	ks



Odměrná baňka PP se zátkou PP

- průsvitná, třída B, autoklárovatelná do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5010	Baňka odměrná PP, třída B 10ml, plast. zátká SJ 10/19	203 Kč	ks
2101-5020	Baňka odměrná PP, třída B 25ml, plast. zátká SJ 12/21	190 Kč	ks
2101-5030	Baňka odměrná PP, třída B 50ml, plast. zátká SJ 14/23	202 Kč	ks
2101-5040	Baňka odměrná PP, třída B 100ml, plast. zátká SJ 14/23	239 Kč	ks
2101-5050	Baňka odměrná PP, třída B 250ml, plast. zátká SJ 19/26	262 Kč	ks
2101-5060	Baňka odměrná PP, třída B 500ml, plast. zátká SJ 19/26	302 Kč	ks
2101-5070	Baňka odměrná PP, třída B 1000ml, plast. zátká SJ 19/26	382 Kč	ks



Odměrná baňka PMP se zátkou PP

- průsvitná, třída B, autoklávatelná do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5011	Baňka odměrná PMP, třída B 10ml, s PP zátkou SJ 10/19	231 Kč	ks
2101-5021	Baňka odměrná PMP, třída B 25ml, s PP zátkou SJ 10/19	240 Kč	ks
2101-5031	Baňka odměrná PMP, třída B 50ml, s PP zátkou SJ 10/19	307 Kč	ks
2101-5041	Baňka odměrná PMP, třída B 100ml, s PP zátkou SJ 14/23	353 Kč	ks
2101-5051	Baňka odměrná PMP, třída B 250ml, s PP zátkou SJ 19/26	441 Kč	ks
2101-5061	Baňka odměrná PMP, třída B 500ml, s PP zátkou SJ 19/26	456 Kč	ks
2101-5071	Baňka odměrná PMP, třída B 1000ml, s PP zátkou SJ 24/29	527 Kč	ks



Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP

- průhledná, třída A, označená číslem šarže, ke kterému lze dodat certifikát

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5100	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 25 ml, SJ 10/19	651 Kč	ks
2101-5102	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 50 ml, SJ 12/21	780 Kč	ks
2101-5104	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 100 ml, SJ 14/23	866 Kč	ks
2101-5106	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 250 ml, SJ 19/26	1 060 Kč	ks
2101-5108	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 500 ml, SJ 19/26	1 076 Kč	ks
2101-5110	Odměrná baňka PMP (TPX) se zátkou PP, 1000 ml, SJ 24/29	1 242 Kč	ks



Odměrná baňka PMP zabarvená, třída A, s PP zátkou

- průsvitná, zachycující UV záření, ideální pro světlocitlivé vzorky
- třída přesnosti A (dle DIN EN ISO 1042), natištěné číslo šarže a šaržový certifikát
- autoklávatelná do 121°C bez ztráty objemové přesnosti
- kvůli potisku a objemové rýsce je čištění vhodné pouze do 60°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5230	Odm. baňka PMP, 10ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 122 Kč	bal
2101-5232	Odm. baňka PMP, 25ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 176 Kč	bal
2101-5234	Odm. baňka PMP, 50ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 292 Kč	bal
2101-5236	Odm. baňka PMP, 100ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 402 Kč	bal
2101-5238	Odm. baňka PMP, 250ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 681 Kč	bal
2101-5240	Odm. baňka PMP, 500ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 2ks	1 993 Kč	bal
2101-5242	Odm. baňka PMP, 1000ml, zabarvená, třída A, s PP zátkou, 1ks	1 748 Kč	bal



Odměrná baňka PFA, třída A, šroubovací uzávěr

- vysoce průhledná, vynikající chemická odolnost díky fluroplastu
- třída přesnosti A (dle DIN EN ISO 1042), laserově gravírované číslo šarže a šaržový certifikát
- autoklávatelná do 121°C bez ztráty objemové přesnosti
- kvůli objemové rýsce je čištění vhodné pouze do 60°C
- teplotní odolnost plastu od -200 do +260°C

Kód zboží	Název	Závit GL	Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
2101-5200	Odměrná baňka PFA, 10ml	18	90	3 965 Kč	ks
2101-5202	Odměrná baňka PFA, 25ml	18	115	4 083 Kč	ks
2101-5204	Odměrná baňka PFA, 50ml	18	150	4 179 Kč	ks
2101-5206	Odměrná baňka PFA, 100ml	18	180	5 187 Kč	ks
2101-5208	Odměrná baňka PFA, 250ml	25	235	6 478 Kč	ks
2101-5210	Odměrná baňka PFA, 500ml	25	270	7 449 Kč	ks



Erlenmeyerova baňka PP

- průsvitná s lisovanou graduací, autoklávovatelná do 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-7100	Baňka Erlenmayerova PP, 125ml	76 Kč	ks
2101-7250	Baňka Erlenmayerova PP, 250ml	90 Kč	ks
2101-7500	Baňka Erlenmayerova PP, 500ml	145 Kč	ks
2101-7940	Baňka Erlenmayerova PP, 1000ml	246 Kč	ks
2101-7950	Baňka Erlenmayerova PP, 2000ml	350 Kč	ks



Polykarbonátové Erlenmayerovy baňky Fisherbrand

- baňky z výborně průhledného polykarbonátu s víčkem z PP, lisovaná graduace
- verze s plným víčkem nebo víčkem osazeným PTFE filtrem porozity 0,22µm
- sterilní, jednotlivě balené, bez obsahu pyrogenů a cytotoxinů
- verze s plochým dnem pro obecné použití a s tvarovaným dnem pro použití v třepacích
- baňky a plná víčka jsou autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prům. x v. (mm)	Typ víčka	Prodejní cena	MJ
2101-7000	125 ml, ploché dno, 24 ks	66 x 113	s filtrem	4 561 Kč	bal
2101-7002	250 ml, ploché dno, 12 ks	83 x 137	s filtrem	2 531 Kč	bal
2101-7004	500 ml, ploché dno, 12 ks	102 x 178	s filtrem	3 551 Kč	bal
2101-7006	1000 ml, ploché dno, 6 ks	130 x 224	s filtrem	2 393 Kč	bal
2101-7008	2000 ml, ploché dno, 4 ks	162 x 274	s filtrem	4 947 Kč	bal
2101-7010	2800 ml, ploché dno, 4 ks	203 x 239	s filtrem	6 564 Kč	bal
2101-7012	125 ml, ploché dno, 24 ks	66 x 113	plné	4 056 Kč	bal
2101-7014	250 ml, ploché dno, 12 ks	83 x 137	plné	2 337 Kč	bal
2101-7016	500 ml, ploché dno, 12 ks	102 x 178	plné	3 107 Kč	bal
2101-7018	1000 ml, ploché dno, 6 ks	130 x 224	plné	2 193 Kč	bal
2101-7030	125 ml, tvar. dno, 24 ks	66 x 113	s filtrem	3 852 Kč	bal
2101-7032	250 ml, tvar. dno, 12 ks	83 x 137	s filtrem	2 313 Kč	bal
2101-7034	500 ml, tvar. dno, 12 ks	102 x 178	s filtrem	3 169 Kč	bal
2101-7036	1000 ml, tvar. dno, 6 ks	130 x 224	s filtrem	2 202 Kč	bal
2101-7038	2000 ml, tvar. dno, 4 ks	162 x 274	s filtrem	4 648 Kč	bal



Baňka s kulatým dnem PFA, podstavec pro baňky

- průhledná, se zábrusem SJ 29/32, excelentní chemická odolnost (fluorovaný plast), teplotní odolnost -200 až +260°C
- podstavec z PP, bílý, pro baňky s kulatým dnem, průměr 160 mm
- dobrá chemická odolnost, autoklávovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5270	Baňka s kulatým dnem, PFA, 100ml, SJ 29/32	2 457 Kč	ks
2101-5272	Baňka s kulatým dnem, PFA, 250ml, SJ 29/32	2 871 Kč	ks
2101-5274	Baňka s kulatým dnem, PFA, 500ml, SJ 29/32	3 946 Kč	ks
2101-5276	Podstavec pod baňky, PP, 5 ks	2 583 Kč	bal



Miska kulatá PP

- bílá, široký pevný okraj, stabilní základna

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3500	Miska kulatá PP, 1 l, 5ks	314 Kč	bal
2105-3502	Miska kulatá PP, 2 l, 5ks	453 Kč	bal
2105-3504	Miska kulatá PP, 3 l, 5ks	665 Kč	bal
2105-3506	Miska kulatá PP, 4 l, 5ks	939 Kč	bal
2105-3508	Miska kulatá PP, 7 l, 3ks	786 Kč	bal
2105-3510	Miska kulatá PP, 9 l, 3ks	867 Kč	bal
2105-3512	Miska kulatá PP, 13 l, 3ks	1 258 Kč	bal



Zkumavky z transparentního PS,

- průsvitné, bez zátky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3810	Zkumavka PS, 16x100mm, univerz., 2000ks, bez zátky,	3 174 Kč	bal.
2103-3820	Zkumavka PS, 11x75mm, univerz., 4000 ks, bez zátky	4 753 Kč	bal.
2103-3821	Zkumavka PS, 12x55mm, koagulační, 5000ks, bez zátky	4 385 Kč	bal.
2103-3811	Zátka pro prům.16mm,1000ks	851 Kč	bal.
2103-3822	Zátka pro prům.11mm,1000ks	829 Kč	bal.



Zkumavky Falcon® s kulatým dnem a víčkem, PS

- materiál vysoce čistý PS (polystyren), široké možnosti použití
- bez víčka nebo s PE vtláčovacím nebo šroubovacím víčkem
- provedení sterilní nebo nesterilní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3200	Zkumavky PS, kulaté dno, 5 ml, bez víčka, nesterilní, 1000 ks	2 444 Kč	bal
2103-3202	Zkumavky PS, kulaté dno, 5 ml, bez víčka, sterilní, 1000 ks	3 518 Kč	bal
2103-3204	Zkumavky PS, kulaté dno, 5 ml, vtláč. víčko, sterilní, 500 ks	3 368 Kč	bal
2103-3206	Zkumavky PS, kulaté dno, 14 ml, bez víčka, nesterilní, 1000 ks	3 814 Kč	bal
2103-3208	Zkumavky PS, kulaté dno, 14 ml, vtláč. víčko, sterilní, 500 ks	3 669 Kč	bal
2103-3210	Zkumavky PS, kulaté dno, 16 ml, šroub. víčko, sterilní, 500 ks	5 113 Kč	bal
2103-3212	Zkumavky PS, kulaté dno, 19 ml, šroub. víčko, sterilní, 500 ks	5 194 Kč	bal



Zkumavky na tkáňové kultury Corning®

- opticky čistý PS (polystyren), rozměr 16 x 125 mm, PE víčko
- sterilní, bez nebo s povrchovou úpravou pro TC

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7020	Zkumavky na tkáňové kultury Corning, 500 ks	9 068 Kč	bal
2103-7022	Zkumavky na tkáňové kultury Corning, TC-treated, 500 ks	10 626 Kč	bal



Centrifugační zkumavky TPP™

- PP, autoklávatelné, kónické dno
- bílý kruh na šroubovacím uzávěru pro snadné označení
- plynotěsný uzávěr, stupnice po 0,1 ml / 0,5 ml
- max RCF 15 500 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-1052	Centrifugační zkumavky TPP 15 ml, prům. 17,1 mm, bal. 800 ks	5 500 Kč	bal
2102-1058	Centrifugační zkumavky TPP 50 ml, prům. 30 mm, bal. 360 ks	2 860 Kč	bal

Zkumavky centrifugační bez víčka

- průsvitné, autoklávatelné při 121°C, nevhodné pro práci pod 0°C
- zkumavky s kulatým dnem lze zatížit do RCF 8000, s kónickým dnem do RCF 4000

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3112	Zkumavka PP, 7ml, kul.dno 12x100mm, 100ks	1 181 Kč	bal.
2103-3117	Zkumavka PP, 16ml, kul.dno 17x101mm, 500ks	2 045 Kč	bal.
2103-3124	Zkumavka PP, 31ml, kul.dno 24x 93mm, 50ks	1 536 Kč	bal.
2103-3130	Zkumavka PP, 48ml, kul.dno 30x104mm, 25ks	982 Kč	bal.
2103-3135	Zkumavka PP, 70ml, kul.dno 35x99,5mm, 20ks	871 Kč	bal.
2103-3140	Zkumavka PP, 110ml, kul.dno 40x120mm, 25ks	1 217 Kč	bal.
2103-3216	Zkumavka PP, 10ml, kón.dno 16x108mm, 500ks	2 500 Kč	bal.
2103-3218	Zkumavka PP, 15ml, kón.dno 18x120mm, 500ks	2 500 Kč	bal.
2103-3217	Zkumavka PP, 10ml, kón. dno, 16x107mm, graduace, 100ks	863 Kč	bal.
2103-3219	Zkumavka PP, 15ml, kón. dno, 18x118mm, graduace, 100ks	1 263 Kč	bal.



Centrifugační zkumavky Fisherbrand

- objem 15 ml (prům. 17 x 119 mm), materiál polypropylen
- graduace a popisovací plocha na boku, ploché šroubovací víčko
- sterilní, bez obsahu pyrogenů, sterilizovány gamma zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3420	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PP, ploché víčko, 500 ks (po 50 ks)	3 182 Kč	bal
2103-3422	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PP, ploché víčko, 500 ks	3 182 Kč	bal
2103-3424	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PP, vtlač. víčko, 500 ks	3 825 Kč	bal
2103-3426	Zk. Fisherbrand, sterilní 15 ml, PET, vtlač. víčko, 500 ks	3 303 Kč	bal
2103-3428	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, ploché víčko, 500 ks, rack 50 ks	3 767 Kč	bal
2103-3430	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, ploché víčko, 500 ks, po 25ks rack	3 767 Kč	bal
2103-3432	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, vtlač. víčko, 500 ks, po 25ks rack	3 546 Kč	bal
2103-3434	Zk. Fisherbrand, sterilní 50 ml, PP, vtlač. víčko, 500 ks, po 25ks sáček	3 596 Kč	bal
2103-3436	Zk. Fisherbrand, nesterilní 50 ml, PET, vtlač. víčko, 500 ks, 25ks sáček	2 937 Kč	bal



Centrifugační zkumavky Axygen®

- PP zkumavky s kónickým dnem, objem 15 a 50 ml, černá graduace a bílá popisná plocha
- sterilní, RNase/DNase free, bez obsahu pyrogenů nebo nesterilní
- šroubovací PE víčko, max RCF 12 000 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2240	Centrif. zkumavky Axygen 15ml, rack, sterilní, 500 ks	4 520 Kč	bal
2103-2242	Centrif. zkumavky Axygen 15ml, bulk, 500 ks	3 927 Kč	bal
2103-2244	Centrif. zkumavky Axygen 15ml, rack, sterilní, 500 ks	5 127 Kč	bal
2103-2246	Centrif. zkumavky Axygen 50ml, bulk, sterilní, 500 ks	6 118 Kč	bal
2103-2248	Centrif. zkumavky Axygen 50ml, bulk, 500 ks	3 632 Kč	bal
2103-2250	Centrif. zkumavky Axygen 50ml, rack, sterilní, 500 ks	4 240 Kč	bal

Centrifugační zkumavky Corning®

- PP zkumavky s kónickým dnem, objem 15 a 50 ml, černá graduace a bílá popisná plocha
- CentriStar víčko z PE, lze objednat bez víčka nebo s vtláčovacím víčkem
- sterilní, RNase/DNase free, bez obsahu pyrogenů
- max RCF 17 000 x g, vhodné pro teploty -80 až 120°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2200	Centrif. zkumavky Corning 15ml, rack, sterilní, 500 ks	4 788 Kč	bal
2103-2202	Centrif. zkumavky Corning 15ml, bulk, sterilní, 500 ks	4 744 Kč	bal
2103-2204	Centrif. zkumavky Corning 50ml, rack, sterilní, 500 ks	5 458 Kč	bal
2103-2206	Centrif. zkumavky Corning 50ml, bulk, sterilní, 500 ks	4 880 Kč	bal
2103-2208	Centrif. zkumavky Corning 50ml, stojící, bulk, sterilní, 500 ks	5 886 Kč	bal

Centrifugační lahve Corning®

- širokohrdlé PP nebo PC lahve, 250 nebo 500 ml, šroubovací víčko, lisovaná graduace
- ploché dno, zesílené stěny, kompatibilní s většinou centrifug
- dodávány nesterilní, PP lahve lze sterilizovat při 121°C, max RCF 13 500 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2222	Centrifugační lahve Corning 500ml, PP, balení bulk, 4 ks	1 066 Kč	bal
2103-2224	Centrifugační lahve Corning 250ml, PC, balení bulk, 36 ks	10 695 Kč	bal
2103-2226	Centrifugační lahve Corning 500ml, PC, balení bulk, 4 ks	1 878 Kč	bal

Centrifugační zkumavky Falcon®

- vysoce průhledné PP nebo PS zkumavky s kónickým dnem, objemy 15, 50, 175 a 225 ml
- modrá graduace a bílá popisná plocha
- sterilní, RNase/DNase free, bez obsahu pyrogenů a cytotoxinů
- PP zkumavky vhodné pro kryogenní skladování vzorků při -80°C
- šroubovací PE víčko, max RCF 16 000 x g



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2270	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PP, bulk, sterilní, 500 ks	4 768 Kč	bal
2103-2272	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PP, rack, sterilní, 500 ks	4 743 Kč	bal
2103-2274	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PS, bulk, sterilní, 500 ks	4 313 Kč	bal
2103-2276	Centrif. zkumavky Falcon 15ml, PS, rack, sterilní, 500 ks	4 925 Kč	bal
2103-2278	Centrif. zkumavky Falcon 50ml, PP, bulk, sterilní, 500 ks	4 807 Kč	bal
2103-2280	Centrif. zkumavky Falcon 50ml, PP, rack, sterilní, 500 ks	5 376 Kč	bal
2103-2282	Centrif. zkumavky Falcon 175ml, PP, bulk, sterilní, 48 ks	2 695 Kč	bal
2103-2284	Centrif. zkumavky Falcon 225ml, PP, bulk, sterilní, 48 ks	2 847 Kč	bal

Centrifugační zkumavky Nunc

- různé materiály a provedení dna a víčka
- vhodné do většiny standardních odstředivek, testovány na těsnost

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3372	Nunc 11 ml, PC/PP, sterilní, kón. dno, 480 ks	11 933 Kč	bal.
2103-3374	Nunc 11 ml, PC/PP, sterilní, kón. dno, popis. plocha, 480 ks	13 267 Kč	bal.
2103-3380	Nunc 10 ml, PS/PE, sterilní, kul. dno, 480 ks	10 082 Kč	bal.
2103-3382	Nunc 11 ml, PS/PE, sterilní, kón. dno, 480 ks	5 050 Kč	bal.
2103-3384	Nunc 11 ml, PS/PE, sterilní, kón. dno, popis. plocha, 480 ks	5 679 Kč	bal.



Jednorázové zkumavky Nunc

- různé materiály, některé typy vhodné i pro centrifugaci
- sterilní zkumavky dodávány již s nasazenou zátkou
- k nesterilním zkumavkám se víčko objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Rozměr (mm)	Mat. zkum/víčko	Prodejní cena	MJ
2103-3472	Nunc, 4 ml, kul. dno, 3600 ks	70 x 11	PS/-	7 654 Kč	bal.
2103-3473	Nunc, 5 ml, kul. dno, 3000 ks	75 x 12	PS/-	7 519 Kč	bal.
2103-3474	Nunc, 12 ml, kul. dno, 1200 ks	100 x 15	PS/-	4 014 Kč	bal.
2103-3475	Nunc, 12 ml, kul. dno, sterilní, 500 ks	100 x 15	PS/PE	4 134 Kč	bal.
2103-3476	Nunc, 14 ml, kón. dno, 1800 ks	110 x 17	PS/-	9 927 Kč	bal.
2103-3477	Nunc, 14 ml, kón. dno, sterilní, 500 ks	110 x 17	PS/PE	4 523 Kč	bal.
2103-3480	Víčko PE pro zkumavky prům. 11 mm, bal. 3600 ks			6 172 Kč	bal.
2103-3482	Víčko PE pro zkumavky prům. 12 mm, bal. 3000 ks			4 914 Kč	bal.
2103-3484	Víčko PE pro zkumavky prům. 15 mm, bal. 2400 ks			5 038 Kč	bal.



Zkumavky centrifugační PP s víčkem,

- různé materiály, s kónickým dnem, pro zatížení do RCF 4000
- graduované a s matným políčkem na popisování
- šroubový uzávěr má dobře těsnící kónickou vložku
- zkumavky s lisovaným prstencem stojí i bez stojánky a provedení dna a víčka
- vhodné do většiny standardních odstředivek, testovány na těsnost

Kód zboží	Název	Rozměr (mm)	Prodejní cena	MJ
2103-3252	Zkum. PP s víčkem, 15ml, 750 ks	17x120	9 240 Kč	bal.
2103-3253	Zkum. PP s víčkem, sterilní, 15ml, 750 ks	17x120	11 049 Kč	bal.
2103-3255	Zkum. PP s víčkem, 50ml, 300 ks	30x114	3 908 Kč	bal.
2103-3256	Zkum. PP s víčkem, sterilní, 50ml, 300 ks	30x114	5 350 Kč	bal.
2103-3258	Zkum. PP s víčkem, prstenec, nesterilní, 50ml, 250 ks	30x116	3 428 Kč	bal.
2103-3259	Zkum. PP s víčkem, prstenec, sterilní, 50ml, 250 ks	30x116	5 080 Kč	bal.



Zkumavky Fisherbrand pro světlocitlivé vzorky

- materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů, pro max. 9 400 x g
- speciální úprava pro zamezení přístupu světla ke vzorku
- plocha pro popisování, autoklávatelné, graduované (15 ml po 0,5 ml, 50 ml po 5 ml)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3490	Fisherbrand 15ml, černé, sterilní, 17 x 120mm, 50 x 10ks	5 919 Kč	bal
2103-3492	Fisherbrand 50ml, černé, sterilní, 29 x 114 mm, 25 x 20ks	8 270 Kč	bal



Centrifugační zkušavky Nalgene

- s kulatým dnem, materiál PC (polykarbonát, tvrdší a průhlednější než PP, méně chemicky odolný).
- bez graduace a bez víčka, max. do 50000 x g, autoklávovatelné


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3260	Centrifugační zkušavka PC, 12 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 610 Kč	bal.
2103-3261	Centrifugační zkušavka PC, 15 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 154 Kč	bal.
2103-3262	Centrifugační zkušavka PC, 16 ml, rovný okraj, bal. 10ks	985 Kč	bal.
2103-3264	Centrifugační zkušavka PC, 50 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 290 Kč	bal.
2103-3265	Centrifugační zkušavka PC, 50 ml, vyhnutý okraj, bal. 10ks	1 448 Kč	bal.

- s kulatým dnem, materiál PPCO (tvrdý a průhledný materiál s velice dobrou chemickou odolností)
- bez graduace a bez víčka, max. do 50000 x g, autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3270	Centrifugační zkušavka PPCO, 12 ml, rovný okraj, bal. 10ks	882 Kč	bal.
2103-3271	Centrifugační zkušavka PPCO, 15 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 017 Kč	bal.
2103-3272	Centrifugační zkušavka PPCO, 16 ml, rovný okraj, bal. 10ks	1 027 Kč	bal.
2103-3274	Centrifugační zkušavka PPCO, 50 ml, rovný okraj, bal. 10ks	919 Kč	bal.
2103-3275	Centrifugační zkušavka PPCO, 50 ml, vyhnutý okraj, bal. 10ks	1 306 Kč	bal.
2103-3276	Centrifugační zkušavka PPCO, 100 ml, vyhnutý okraj, bal. 10ks	2 061 Kč	bal.

- zkušavky s kónickým dnem a graduací, rovný okraj, bez víčka
- do max. 6000 x g, autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3280	Centrifugační zkum. PPCO, kónická, 15 ml, graduace, 10ks	1 203 Kč	bal.
2103-3282	Centrifugační zkum. PPCO, kónická, 50 ml, graduace, 10ks	1 357 Kč	bal.
2103-3284	Centrifugační zkum. PC, kónická, 15 ml, graduace, 10ks	1 166 Kč	bal.
2103-3286	Centrifugační zkum. PC, kónická, 50 ml, graduace, 10ks	1 823 Kč	bal.



Centrifugační zkušavky Oak-Ridge

Jsou určeny pro veškeré běžné práce s odstředivkou. K dispozici jsou různé materiály umožňující se přizpůsobit chemickým a biologickým vlastnostem vzorku. V případě pochybností o chemické odolnosti materiálu zkušavky je třeba výběr vhodné zkušavky konzultovat! Lze je používat až do zatížení 50 000 g a to i při nízkých teplotách. Všechny jsou autoklávovatelné. Při odstředování musí být zaplněny nejméně z 80 %.

Zkušavky centrifugační FEP s kulatým dnem

- zkušavka i šroubový uzávěr z fluorovaného kopolymeru, vysoká chemická i teplotní odolnost
- pro práci s agresivními látkami, kyselinami, louhy, rozpouštědly
- rozsahu teplot použití -100 až +150 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3301	Zkušavka centrifugační FEP, Oak-Ridge, 10 ml, balení 2 ks	1 600 Kč	bal.
2103-3302	Zkušavka centrifugační FEP, Oak-Ridge, 30 ml, balení 2 ks	2 448 Kč	bal.
2103-3303	Zkušavka centrifugační FEP, Oak-Ridge, 50 ml, balení 2 ks	2 376 Kč	bal.



Zkušavka centrifugační PC s kulatým dnem

- zkušavka z polykarbonátu, šroubový uzávěr z PP
- odolává zředěným roztokům kyselin a solí, halogenovaným uhlovodíkům
- materiál je čirý, odstředěné vrstvy lze dobře vidět

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3311	Zkušavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 10 ml, balení 10 ks	1 465 Kč	bal.
2103-3312	Zkušavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 28 ml, balení 10 ks	1 765 Kč	bal.
2103-3313	Zkušavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 30 ml, balení 10 ks	1 765 Kč	bal.
2103-3314	Zkušavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 50 ml, balení 10 ks	2 126 Kč	bal.
2103-3315	Zkušavka centrifugační PC, Oak-Ridge, 85 ml, balení 10 ks	2 407 Kč	bal.



Zkumavky centrifugační PSF s kulatým dnem

- z polysulfonu, šroubový uzávěr z PP
- vhodné na práci s běžnými látkami, slabými kyselinami a louhy
- nejsou vhodné např. pro práci s alkoholy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3322	Zkumavka centrifugační PSF, Oak-Ridge, 30 ml, balení 10 ks	2 138 Kč	bal.
2103-3324	Zkumavka centrifugační PSF, Oak-Ridge, 50 ml, balení 10 ks	2 634 Kč	bal.

Zkumavky centrifugační PP s kulatým dnem

- z PP, s dobrou chemickou odolností pro běžné práce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3341	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 10 ml, balení 10 ks	1 309 Kč	bal.
2103-3342	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 28 ml, balení 10 ks	1 727 Kč	bal.
2103-3343	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 30 ml, balení 10 ks	1 721 Kč	bal.
2103-3344	Zkumavka centrifugační PP, Oak-Ridge, 50 ml, balení 10 ks	1 869 Kč	bal.



Centrifugační lahve PP

- širokohrdlé, s plochým dnem a šroubovým uzávěrem
- vhodné i pro nízké teploty, autoklávovatelné
- při odstředování musí být zaplněny alespoň z 80%

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3401	Lahev PP centrifugační 250 ml, 4 ks, prům. 61,8 x 127,7mm	1 076 Kč	bal.
2103-3402	Lahev PP centrifugační 500 ml, 4 ks, prům. 69,5 x 170,2mm	1 100 Kč	bal.
2103-3403	Lahev PP centrifugační 500 ml, 4 ks, prům. 73,8 x 169,8mm	1 274 Kč	bal.
2103-3404	Lahev PP centrifugační 1000 ml, 4 ks, prům. 97,5 x 184,5mm	2 154 Kč	bal.
2103-3405	Lahev PP centrifugační 1000 ml, 4 ks, prům. 97,7 x 179,0 mm	2 226 Kč	bal.



Centrifugační lahve PC

- lepší mechanická pevnost, vhodné pro vyšší zatížení
- uzávěr z PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3411	Lahev PC centrifugační 250 ml, 4 ks, prům. 61,8 x 127,7mm	1 572 Kč	bal.
2103-3412	Lahev PC centrifugační 500 ml, 4 ks, prům. 69,5 x 169,6mm	2 365 Kč	bal.
2103-3414	Lahev PC centrifugační 1000 ml, 4 ks, prům. 97,6 x 188,4mm	3 356 Kč	bal.
2103-3415	Lahev PC centrifugační 1000 ml, 16 ks, prům. 98,1 x 180,2mm	14 296 Kč	bal.



Pipetovací rezervoáry Fisherbrand

- pro pohodlné pipetování vícekanalovými mikropipetami
- sterilní i nesterilní provedení
- materiál průhledné PVC nebo bílý polystyren

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0120	Pipetovací rezervoár Fisherbrand 50 ml, PVC, nesterilní, 100 ks	279 Kč	bal.
2105-0122	Pipetovací rezervoár Fisherbrand 100 ml, PS, sterilní, 200 ks	945 Kč	bal.



Stojánek na zkumavky Fisherbrand Rota Rack

- ze 4 modulů, otočením jednotlivých částí lze získat stojánek pro různé druhy zkumavek
- každý modul má otvory pro 6 x 15 ml zkumavky, 9 x 1,5 - 2,0 ml mikrozkušavky, 12 x 0,5 - 0,6 ml PCR zkumavky a 32 x 0,2 ml PCR zkumavky, nebo 4 x 8-místné stripy
- je z polypropylenu a plně autoklávovatelný

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1680	Stojánek na zkumavky Fisherbrand Rota Rack, PP	986 Kč	ks



Stojánek na 15 a 50 ml zkumavky, ABS

- skládací, pro dva druhy nejčastěji používaných falcon zkumavek (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
- alfanumerické značení otvorů, lze použít ve vodní lázni, není autoklárovatelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1700	Stojánek na falcon zkumavky, ABS, oranžový, 17x17x6 cm	1 047 Kč	ks

Univerzální stojan na zkumavky „adapt-a-rack“

- stojan pojme zkumavky objemu 5 až 50 ml bez nutnosti vložek nebo adaptérů
- otvor pro zkumavky průměru 12 až 30 mm
- vyroben z materiálu POM, různé barvy
- jednotlivé kusy lze spojovat dohromady a vytvořit vícekapacitní stojan
- rozměry jednoho stojanu jsou 18,1 x 5,6 x 7,6 cm
- otevřený design umožňuje vidět štítky zkumavek
- autoklárovatelný, dodáván vždy v sadě dvou kusů různých barev



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1690	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", modrý, 2ks	306 Kč	bal
2103-1692	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", bílý, 2ks	306 Kč	bal
2103-1694	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", růžový, 2ks	306 Kč	bal
2103-1696	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", žlutý, 2ks	306 Kč	bal
2103-1698	Stojan na zkumavky Fisherbrand "adapt-a-rack", zelený, 2ks	306 Kč	bal

Stojánek na zkumavky a vialky Mega Rack

- polypropylenový stojan pro velké množství zkumavek nebo vialek
- pevný, ale lehký a snadno transportovatelný
- alfanumerické značení otvorů, rozměry 337 x 267 x 91 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1710	Mega Rack pro zkumavky 5 - 7 ml, počet míst 216, modrý	1 043 Kč	ks
2103-1712	Mega Rack pro zkumavky 5 - 7 ml, počet míst 216, bílý	884 Kč	ks
2103-1714	Mega Rack pro zkumavky 10 ml, počet míst 120, modrý	1 043 Kč	ks

Stojánky na zkumavky PP

- z polypropylenu v různých barvách, s otvory pro různé velikosti zkumavek
- řady i sloupce otvorů jsou číslovány pro lepší identifikaci vzorků
- stojany lze stohovat, použít také přímo do vodní lázně
- použitelné pro teploty -20 až 90°C a sterilizaci při 121°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1113	Stojan na zkum. prům. 13mm, 6 x 15 otvorů, bílý	255 Kč	ks
2103-1116	Stojan na zkum. prům. 16mm, 5 x 12 otvorů, modrý	255 Kč	ks
2103-1120	Stojan na zkum. prům. 20mm, 4 x 10 otvorů, žlutý	255 Kč	ks
2103-1125	Stojan na zkum. prům. 25mm, 4 x 10 otvorů, bílý	285 Kč	ks
2103-1130	Stojan na zkum. prům. 30mm, 3 x 8 otvorů, červený	279 Kč	ks

Stojánek PP

- s otvory v jedné nebo dvou řadách, autoklárovatelný při 121°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1510	Stojánek na zkumavky PP, 12 x pr.12mm	240 Kč	ks
2103-1515	Stojánek na zkumavky PP, 12 x pr.20mm	240 Kč	ks



55; \

r

Stojánek na zkumavky Nalgene Uniwire

- kompaktní pro úsporu místa, pro využití například ve vodní lázni
- z chemicky odolného plastu, vhodné pro široký rozsah teplot, autoklávovatelné


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1640	Stojánek 36 x prům. 13mm, bílý, 102 x 102 x 56mm	337 Kč	ks
2103-1642	Stojánek 36 x prům. 13mm, modrý, 102 x 102 x 56mm	389 Kč	ks
2103-1644	Stojánek 36 x prům. 16mm, bílý, 126 x 126 x 68mm	366 Kč	ks
2103-1646	Stojánek 36 x prům. 16mm, modrý, 126 x 126 x 68mm	360 Kč	ks
2103-1648	Stojánek 20 x prům. 20mm, bílý, 128 x 103 x 83mm	364 Kč	ks
2103-1650	Stojánek 20 x prům. 20mm, modrý, 128 x 103 x 83mm	364 Kč	ks
2103-1652	Stojánek 16 x prům. 25mm, bílý, 122 x 122 x 75mm	420 Kč	ks
2103-1654	Stojánek 16 x prům. 25mm, modrý, 122 x 122 x 75mm	421 Kč	ks
2103-1656	Stojánek 9 x prům. 30mm, bílý, 109 x 109 x 84mm	366 Kč	ks
2103-1658	Stojánek 9 x prům. 30mm, modrý, 109 x 109 x 84mm	367 Kč	ks



Stojánek na zkumavky PS

- z pěnového polystyrenu, čtvercového tvaru, 220 x 220 x 32 mm.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1151	Stojánek na zkumavky PS, 250 otvorů průměru 8,5 mm	125 Kč	ks
2103-1152	Stojánek na zkumavky PS, 119 otvorů průměru 14,5 mm	125 Kč	ks



Stojánek na zkumavky Al

- hliníkový stojánek s otvory ve třech řadách

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1500	Stojánek na zkumavky hliníkový, 22 x prům. 17mm	385 Kč	ks



Stojánek na zkumavky, ocelový

- pro zkumavky o průměru 17 nebo 20mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1560	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 6 otvorů 17 mm	863 Kč	ks
2103-1562	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 6 otvorů 20 mm	1 108 Kč	ks
2103-1564	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 12 otvorů 17 mm	939 Kč	ks
2103-1566	Stojánek na zkumavky ocelový, 2 x 12 otvorů 20 mm	1 438 Kč	ks
2103-1568	Stojánek na zkumavky ocelový, 4 x 12 otvorů 17 mm	1 638 Kč	ks



Stojánek na zkumavky, ocelový drát

- pro zkumavky o průměru 16mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1522	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 2 x 6 otvorů	688 Kč	ks
2103-1524	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 2 x 10 otvorů	928 Kč	ks
2103-1526	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 2 x 12 otvorů	928 Kč	ks
2103-1528	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 3 x 12 otvorů	1 016 Kč	ks
2103-1530	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 4 x 6 otvorů	928 Kč	ks
2103-1532	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 4 x 12 otvorů	1 051 Kč	ks
2103-1534	Stojánek na zkumavky pr. 16 mm, ocelový drát, 10 x 10 otvorů	1 368 Kč	ks



Stojánek na zkumavky, nerezový drát

- pro zkumavky o průměru 18mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1536	Stojánek na zkumavky pr. 18 mm, nerezový drát, 2 x 12 otvorů	1 406 Kč	ks
2103-1538	Stojánek na zkumavky pr. 18 mm, nerezový drát, 3 x 12 otvorů	1 133 Kč	ks



Mikrozkumavky, stripy a destičky PCR

Mikrozkumavky barevné

- bez obsahu pyrogenů a RNase DNase free
- výborná průhlednost s různým zabarvením k usnadnění odlišení
- vtláčovací víčko s membránou, snadno propíchnutelné jehlou
- graduace po 100 μ l, vhodné pro odstřeďování do 20000 x g

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3902	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva modrá, 1000ks	514 Kč	bal
2103-3903	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva zelená, 1000ks	520 Kč	bal
2103-3905	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva růžová, 1000ks	514 Kč	bal
2103-3907	Mikrozkumavky 1,5 ml, barva žlutá, 1000ks	514 Kč	bal



Mikrozkumavky s víčkem Fisherbrand

- materiál čistý PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů
- graduace a plocha pro popisování, ploché propíchnutelné víčko
- autoklávovatelné do 86°C, vylepšený zavírací mechanismus šetří čas
- ochrana proti samovolnému otevření během práce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3910	Mikrozkumavky Fisherbrand 0,5 ml, PP, kónické dno, 500 ks	389 Kč	bal
2103-3912	Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, PP, kónické dno, 500 ks	355 Kč	bal
2103-3914	Mikrozkumavky Fisherbrand 2,0 ml, PP, kulaté dno, 500 ks	326 Kč	bal



Mikrozkumavky Eppendorf 5 ml

- materiál PP bez aditiv, připojené víčko, otevírání i zavírání jednou rukou
- pro centrifugaci až do 25 000 x g, pro práci a skladování při teplotách -86°C až +80°C
- spodní část stejná jako u konické 15 ml zkumavky, vhodné tam, kde stačí menší objem vzorku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3580	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, 2 x 100 ks	1 310 Kč	bal
2103-3582	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, PCR clean, 2 x 100 ks	1 370 Kč	bal
2103-3584	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, Sterile, 10 x 20 ks	1 626 Kč	bal
2103-3586	Mikrozk. Eppendorf 5 ml, Biopur 50 ks, jednotlivě balené	1 660 Kč	bal
2103-3588	Mikrozk. Eppendorf ProteinLoBind 5 ml PCR clean, 2 x 50 ks	1 428 Kč	bal
2103-3590	Mikrozk. Eppendorf DNA LoBind 5 ml PCR clean, 4 x 50 ks	1 621 Kč	bal



Mikrozkumavky Fisherbrand pro světlocitlivé vzorky

- materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů, pro max. 9 400 x g
- speciální úprava pro zamezení přístupu světla ke vzorku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3918	Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5ml, černé, 500ks	393 Kč	bal



Mikrozkumavky s víčkem PP

- materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenů, pro max. 9 400 x g
- speciální úprava pro zamezení přístupu světla ke vzorku
- plocha pro popisování, autoklávovatelné, graduované (15 ml po 0,5 ml, 50 ml po 5 ml)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3502	Mikrozkumavky 1,5ml, bez graduace, 1000ks	308 Kč	bal.
2103-3505	Mikrozkumavky graduované 1,5ml, 1000ks	386 Kč	bal.
2103-3610	Mikrozkumavka Brand 0,5ml, bez graduace, 1000ks	1 261 Kč	bal.
2103-3622	Mikrozkumavka Brand 2,0ml, 500ks, graduace	834 Kč	bal.
2103-3508	Mikrozkumavky Eppendorf 1,5 ml, 1000 ks	1 372 Kč	bal.



Mikrozkumavky PCR Eppendorf Safe Lock

- materiál PP, rovnoměrná síla stěny a rozměry, vhodné pro thermocykly
- víčko opatřeno zámkem, autoklávovatelné při 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3530	Mikrozkumavky Eppendorf 0,2 ml, Safe-Lock, 1000 ks	4 608 Kč	bal.
2103-3540	Mikrozkumavky Eppendorf 0,5 ml, Safe-Lock, 500 ks	1 604 Kč	bal.
2103-3550	Mikrozkumavky Eppendorf 1,5 ml Safe-Lock, 1000 ks	1 464 Kč	bal.
2103-3560	Mikrozkumavky Eppendorf 2,0 ml, Safe-Lock, 1000 ks	1 957 Kč	bal.
2103-3572	Mikrozkumavky Eppendorf 0,5 ml, Safe-Lock sterilní, 50 ks	1 013 Kč	bal.
2103-3574	Mikrozkumavky Eppendorf 1,5 ml, Safe-Lock sterilní, 100 ks	1 036 Kč	bal.
2103-3576	Mikrozkumavky Eppendorf 2,0 ml, Safe-Lock sterilní, 100 ks	1 375 Kč	bal.



PCR zkumavky BRAND

- vyrobeny z PP, dobře těsnící integrované víčko, stejnoměrné stěny a zaručené rozměry
- pro práci s thermocykly všech typů, autoklávovatelné při 121 °C po dobu max. 20 minut
- různé barvy pro snadné rozlišení


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3628	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, červená, ploché víčko, 1000 ks	1 502 Kč	bal.
2103-3629	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, žlutá, ploché víčko, 1000 ks	1 502 Kč	bal.
2103-3630	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, zelená, ploché víčko, 1000 ks	1 502 Kč	bal.
2103-3631	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, modrá, ploché víčko, 1000 ks	1 502 Kč	bal.
2103-3632	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, čirá, vypouklé víčko, 1000 ks	1 823 Kč	bal.
2103-3633	Mikrozkumavka PCR 0,2ml, čirá, ploché víčko, 1000 ks	1 502 Kč	bal.
2103-3635	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, ploché víčko, čirá, 1000 ks	1 377 Kč	bal.
2103-3636	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, červená, ploché víčko, 1000 ks	1 377 Kč	bal.
2103-3637	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, žlutá, ploché víčko, 1000 ks	1 377 Kč	bal.
2103-3638	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, zelená, ploché víčko, 1000 ks	1 377 Kč	bal.
2103-3639	Mikrozkumavka PCR 0,5ml, modrá, ploché víčko, 1000 ks	1 377 Kč	bal.



PCR stripy BRAND, se samostatným víčkem

- kompaktní série 8 nebo 12 mikrozkušavek o objemu 0,2 ml
- víčko je tvořeno samostatným stripem, který se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
Zkušavky			
2103-3644	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, čiré, 125 ks	2 415 Kč	bal.
2103-3646	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, červené, 125 ks	2 415 Kč	bal.
2103-3647	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, žluté, 125 ks	2 415 Kč	bal.
2103-3648	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, zelené, 125 ks	2 415 Kč	bal.
2103-3649	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek bez víček, modré, 125 ks	2 415 Kč	bal.
2103-3661	Strip 12x0.2ml PCR zkušavek bez víček, čiré, 125 ks	3 840 Kč	bal.
Víčka			
2103-3643	Strip 8x ploché víčko, čiré, 125 ks	1 016 Kč	bal.
2103-3645	Strip 8x vypouklé víčko, čiré, 125 ks	810 Kč	bal.
2103-3654	Strip 8x vypouklé víčko, červené, 125 ks	810 Kč	bal.
2103-3655	Strip 8x vypouklé víčko, žluté, 125 ks	810 Kč	bal.
2103-3656	Strip 8x vypouklé víčko, zelené, 125 ks	810 Kč	bal.
2103-3657	Strip 8x vypouklé víčko, modré, 125 ks	810 Kč	bal.
2103-3666	Strip 12x vypouklé víčko, čiré, 125 ks	1 305 Kč	bal.



Desky PCR mikrozkušavek, BRAND

- materiál PP, DNase-, DNA- a RNase- free, bez použití aditiv
- upravený povrch minimalizuje vazbu enzymů a nukleových kyselin na stěny
- ultratenké stěny umožňují rychlý a přesný prostup tepla
- pozice alfanumericky kódovány, desky vhodné pro všechny běžné termocykly

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3651	PCR deska 96 x 0,2 ml, no skirt, 50 ks	4 884 Kč	bal.
2103-3653	PCR deska 384 x 0,04 ml, 50 ks	8 895 Kč	bal.
2103-3672	PCR deska 24 x 0,2 ml, 40 ks	1 787 Kč	bal.
2103-3673	PCR deska 48 x 0,2 ml, 20 ks	1 743 Kč	bal.
2103-3676	PCR deska 96 x 0,2 ml, half skirt, 50 ks	4 884 Kč	bal.



Fólie k PCR deskám, BRAND

- různé materiály pro různá použití, dobře těsnící
- snadno perforovatelná špičkou mikropipety

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6101	Folie PP na 100 desek PCR, samolepící, v sáčku	3 359 Kč	bal.
2105-6102	Folie Polyester na 100 desek PCR, samolepící, v sáčku	4 862 Kč	bal.
2105-6104	Folie hliník PCR desky, samolepící, 100 ks v sáčku	3 538 Kč	bal.



Fólie k PCR deskám, BRAND

- série 8 mikrozkušavek objemu 0,2 ml, integrované víčko jako strip nebo jednotlivě ke každé mikrozkušavce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3641	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek, vypouklá víčka, 125 ks	3 587 Kč	bal.
2103-3658	Strip 8x0.2ml PCR zkušavek, plochá víčka, standard, 120 ks	3 960 Kč	bal.
2103-3659	Strip 8x0.15ml PCR zkušavek, plochá víčka, low profile, 120 ks	3 960 Kč	bal.



Stojánek na mikrozkušavky stohovatelný

- vyroben z tvrzeného nylonu s výbornou chemickou a tepelnou odolností
- praktická držadla pro přenášení, stohovatelný, rozměry 210 x 131 x 54 mm
- autoklávovatelný, tepelná odolnost -40°C až +140°C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1720	Stojánek na mikrozkušavky 1,5/2,0 ml, 96 míst, modrý, 4 ks	1 246 Kč	bal
2103-1722	Stojánek na mikrozkušavky 1,5/2,0 ml, 96 míst, modrý, 4 ks	1 246 Kč	bal

Otočný stojánek na mikrozkušavky, Fisherbrand

- PP stojánek pro 1,5/2,0 ml zkumavky z jedné strany a 0,5 ml zkumavky ze strany druhé
- 96 míst v mřížce 8 x 12 na každé straně, zaklapovací víčko, držáky pro přenášení
- stohovatelné a autoklávovatelné, dodávány v balení 5 ks



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0280	Otočný stojánek na mikrozkušavky, 5 ks, mix barev	1 522 Kč	bal
2106-0282	Otočný stojánek na mikrozkušavky, 5 ks, přírodní	1 640 Kč	bal
2106-0284	Otočný stojánek na mikrozkušavky, 5 ks, modrý	1 640 Kč	bal
2106-0286	Otočný stojánek na mikrozkušavky, 5 ks, zelený	1 640 Kč	bal
2106-0288	Otočný stojánek na mikrozkušavky, 5 ks, žlutý	1 640 Kč	bal

mix barev obsahuje stojánek modrý, zelený, růžový, žlutý a oranžový

Rozkládací stojánek na mikro a kryozkušavky Fisherbrand work2store


- zjednodušuje a zlepšuje práci při přípravě vzorků pro zamrazování
- patentovaný rozvírací mechanismus dovoluje rozložení pro komfortnější práci se vzorky
- pomáhá redukovat riziko křížové kontaminace, stohovatelný s alfanumerickým označením míst
- použitelný pro rozsah teplot -80 až +121°C, autoklávovatelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3965	Stojánek Fisherbrand work2store, 64 x 1,5/2,0 ml, včetně víčka	669 Kč	ks

Stojánek na mikrozkušavky Fisherbrand

- materiál polypropylen, autoklávovatelný
- 80 míst (5 x 16) pro 1,5 až 2,0 ml mikrozkušavky
- rozměry 225 x 67 x 28 mm, 5ks v balení (1ks od každé vyobrazené barvy)
- jednotlivé barvy lze objednat i samostatně, vždy po 5 ks v balení



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3945	Stojánek Fisherbrand, 1,5ml až 2ml, PP, 80 míst, set 5ti barev	511 Kč	bal

Policový držák pro stojánky na mikrozkušavky

- akrylátový, průhledný, pro skladování více stojáneků se vzorky



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1730	Policový držák pro stojánky na mikrozkušavky, vertikální	4 730 Kč	ks
2103-1732	Policový držák pro stojánky na mikrozkušavky, horizontální	4 471 Kč	ks

Kombinovaný stojánek FLIPPER

- na každé ze čtyř stran otvory pro jiné druhy zkumavek - mikrozkušavky 1,5 a 0,5ml a zkumavky 15 a 50ml
- alfanumerické značení jednotlivých pozic

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3932	Čtyřstranný stojánek FLIPPER, oranžový	664 Kč	ks
2103-3934	Čtyřstranný stojánek FLIPPER, růžový	664 Kč	ks



Stojánek na PCR mikrozkušavky, BRAND

- usnadňuje práci s jednotlivými PCR zkumavkami, stripy nebo PCR deskami
- set obsahuje stojánek s vložkou a víčko
- teplotní odolnost -80 až 121 °C, v balení jsou jednotlivé kusy různě barevné


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1240	PCR box s víčkem, 5 ks	1 209 Kč	bal



Stojánek na mikrozkušavky, BRAND

- pro 1,5 ml mikrozkušavky s průměrem 11mm
- počet pozic 128, rozměr 365 x 126 x 38 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1210	Stojánek na mikrozkušavky 1,5ml	343 Kč	ks



Chladicí box na PCR zkumavky, BRAND

- udrží vzorky při 4 °C přibližně 3 hodiny za běžné teploty okolí
- při nárůstu teploty nad 7 °C změní chladicí gel barvu z fialové na růžovou
- box je vhodný pro jednotlivé PCR zkumavky, stripy i desky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1245	Chladicí PCR box s víčkem, 2 ks	2 703 Kč	bal



Nádoby na led Fisherbrand

- odolné nádoby pro uchování teplotně citlivých vzorků
- vyrobeny z PU, silná izolace pro udržení nízké teploty
- ideální pro led, suchý led nebo tekutý dusík
- pro teploty až -196°C a tlak 1 bar, dodávány s víkem, stohovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-2160	Nádobka na led Fisherbrand, kulatá, černá, 4 l	2 442 Kč	ks
2103-2162	Nádobka na led Fisherbrand, hranatá, zelená, 1 l	1 543 Kč	ks
2103-2164	Nádobka na led Fisherbrand, hranatá, modrá, 4 l	3 306 Kč	ks
2103-2166	Nádobka na led Fisherbrand, hranatá, červená, 9 l	3 936 Kč	ks



Nádoby na led Fisherbrand

- PP stojánky, ideální do vodních lázní, obsazené mikrozkušavkami plavou na hladině
- čtvercový stojánek je vhodnější do lázní s cirkulací vody, na hladině je stabilnější
- pro rozsah teplot -70° až +100°C, vhodné pro mikrozkušavky 1,0 až 2,0 ml
- každý otvor je alfanumericky označen

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1260	Plovoucí stojánek, čtvercový, 4 x 4 místa	974 Kč	bal
2103-1262	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 96 mm, 20 míst	974 Kč	bal
2103-1264	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 66 mm, 8 míst	989 Kč	bal



Stolní chladičí boxy na vzorky, Nalgene

- pro ochranu citlivých vzorků, běžně skladovaných v mrazicím boxu či chladničce
- mimo chladičí box udrží nízkou teplotu až několik hodin
- pro mikrozkušavky do 2,0 ml (vč. vložek na 0,2 a 0,5 ml), nebo zkumavky 12 - 16 mm průměru
- pozice značeny pro identifikaci vzorků, z polykarbonátu s držadlem pro pohodlné přenášení
- lze stohovat, víko plněné gelem pro lepší izolaci nebo prázdné (průhledné)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0800	Chladičí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. do 2,0 ml	5 159 Kč	ks
2105-0802	Chladičí box Nalgene, rastr 4 x 8, pro zkum. do 2,0 ml	10 031 Kč	ks
2105-0804	Chladičí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. do 2,0 ml	4 973 Kč	ks
2105-0806	Chladičí box Nalgene, rastr 4 x 8, pro zkum. do 2,0 ml	9 857 Kč	ks
2105-0808	Chladičí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. pr. 12 - 13 mm	10 960 Kč	ks
2105-0810	Chladičí box Nalgene, rastr 3 x 4, pro zkum. pr. 16 - 17 mm	10 960 Kč	ks



Plovoucí stojánky na mikrozkušavky Nalgene

- PP kruhové nebo čtvercové stojánky, ideální do vodních lázní
- plně obsazené mikrozkušavkami plavou na hladině
- čtvercový stojánek vhodnější do lázní s cirkulací vody, na hladině je stabilnější
- nožičky pro postavení na stůl, držák pro snadné uchopení a přenášení
- pro rozsah teplot -70° až +100°C, vhodné pro mikrozkušavky 1,0 až 2,0 ml
- každý otvor je alfanumericky označen

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1260	Plovoucí stojánek, čtvercový, 4 x 4 místa, 4 ks v balení	974 Kč	bal.
2103-1262	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 96 mm, 20 míst, 4 ks v balení	974 Kč	bal.
2103-1264	Plovoucí stojánek, kruhový prům. 66 mm, 8 míst, 4 ks v balení	989 Kč	bal.



Skládací boxy Fisherbrand

- vhodné pro organizaci a skladování laboratorních vzorků
- vyrobeny z vlnitého polypropylenu, odolné vlhkosti, nedeformují se
- lehké a přitom pevné, stohovatelné, rozměr po složení 406 x 260 x 89 mm
- vyjímatelné dělicí vložky pro ideální organizaci vzorků (24 přihrádek)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0300	Skládací PP box Fisherbrand, včetně dělicích vložek, 10 ks	3 375 Kč	bal



Papírové kryoboxy Nunc

- bílé a hnědé kartónové boxy
- pro krátkodobé skladování kryozkušavek při nízkých teplotách až do -196°C
- boxy lze popisovat a jsou dodávány včetně vnitřních přepážek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3881	Kryoboxy Nunc, 81 míst, bílé, 132 x 132 x 75 mm, 30 ks	16 866 Kč	bal
2103-3882	Kryoboxy Nunc, 100 míst, bílé, 145 x 145 x 51 mm, 42 ks	26 626 Kč	bal
2103-3884	Kryoboxy Nunc, 25 míst, hnědé, 75 x 75 x 51 mm, 24 ks	7 597 Kč	bal
2103-3885	Kryoboxy Nunc, 81 míst, hnědé, 132 x 132 x 51 mm, 6 ks	2 425 Kč	bal



Skládací plastové kryoboxy Fisherbrand

- PP skládací boxy, odolné vlhkosti a vhodné pro teploty až -80°C
- opakovaně použitelné, dodávány včetně dělicích vložek
- dodávány vždy v balení po 10 kusech

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0310	Skládací PP kryobox pro 144 x 0,2 ml , barva přírodní, 10 ks	2 370 Kč	bal
2106-0318	Skládací PP kryobox pro 81 x 0,5 ml , barva přírodní, 10 ks	2 110 Kč	bal
2106-0326	Skládací PP kryobox pro 81 x 1,5/2,0 ml , barva přírodní, 10 ks	1 420 Kč	bal
2106-0328	Skládací PP kryobox pro 81 x 1,5/2,0 ml , barva modrá, 10 ks	1 395 Kč	bal
2106-0340	Skládací PP kryobox pro 25 x 5 ml , barva přírodní, 10 ks	2 110 Kč	bal
2106-0342	Skládací PP kryobox pro 25 x 5 ml , barva modrá, 10 ks	2 110 Kč	bal
2106-0348	Skládací PP kryobox pro 36 x 15 ml , barva přírodní, 10 ks	2 948 Kč	bal
2106-0350	Skládací PP kryobox pro 36 x 15 ml , barva modrá, 10 ks	2 948 Kč	bal
2106-0356	Skládací PP kryobox pro 16 x 50 ml , barva přírodní, 10 ks	2 881 Kč	bal
2106-0358	Skládací PP kryobox pro 16 x 50 ml , barva modrá, 10 ks	2 881 Kč	bal



Kryoboxy PP, Fisherbrand

- pro kryozkumavky 1,5 a 2,5ml
- robustní, autoklávovatelné, použitelné do -86 °C
- alfanumerické označení jednotlivých pozic, komplet s víčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3782	Kryobox PP pro 81 kryozkumavek, fluorescenční růžová	161 Kč	ks
2103-3784	Kryobox PP pro 81 kryozkumavek, fluorescenční oranžová	318 Kč	ks



Kryoboxy PC, BRAND

- spodní část má rastr a je modrá, víko je čiré
- vhodné pro teploty od -196 °C do +121 °C.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3793	Kryobox PC, 81 pozic, pro kryozkumavky 1,2 a 2 ml	481 Kč	ks
2103-3794	Kryobox 100 pozic, na kryozkumavky 1,2 a 2 ml s vnitřním závitem	489 Kč	ks
2103-3795	Kryobox PC, 81 pozic, pro kryozkumavky 3, 4 a 5 ml	662 Kč	ks



Kryoboxy z kartonu

- hydrofobní, mrazuvzdorný karton, barva bílá
- vnitřní vložka má výšku 30 mm, objednáva se samostatně
- lze dodat i v jiných barvách a jiných rozměrech vložky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3771	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 32 mm	72 Kč	ks
2103-3773	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 75 mm	93 Kč	ks
2103-3774	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 100 mm	166 Kč	ks
2103-3775	Kryobox karton bílý, 136 x 136 mm, výška 130 mm	197 Kč	ks
2103-3777	Vložka pro kryobox karton, 8 x 8 pozic	44 Kč	ks
2103-3778	Vložka pro kryobox karton, 9 x 9 pozic	56 Kč	ks
2103-3779	Vložka pro kryobox karton, 10 x 10 pozic	55 Kč	ks



Kryozkumavky Fisherbrand Cryovial

- PP, vhodné pro teploty až -190 °C
- silikonové těsnění ve víčku pro vysokou těsnost
- k dispozici s vnějším nebo vnitřním závitem, vysoce transparentní
- bílá popisovací plocha, bílá graduace po 0,1ml, sterilizovány gamma zářením



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3850	Kryozkumavky 1,2 ml, 1000ks, závit vnější, kón. dno, stojící	5 875 Kč	bal.
2103-3856	Kryozkumavky 1,2 ml, 1000ks, závit vnitřní, kón. dno, stojící	8 312 Kč	bal.
2103-3857	Kryozkumavky 2 ml, 1000ks, závit vnitřní, kul. dno, stojící	7 542 Kč	bal.

Kryozkumavky TPP™

- k uchovávání vzorků v mrazících nebo podobných zařízeních s nízkou teplotou
- vnější závit, barevné vložky v různých barvách, samostatně stojící, hvězdicová základna
- se stupnicí a velkou plochou pro popisování



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-1060	Kryozkumavky TPP 1,5ml, 800 ks	8 275 Kč	113

Kryozkumavky Nunc s vnitřním závitem

- pro přepravu a skladování biologického materiálu v mraznicích nebo kapalném dusíku
- netoxické, bez pyrogenů a mutagenů, splňují požadavky USP Class VI, materiál PP, popisná plocha, vnitřní závit se silikonovým těsněním
- sterilní (SAL 10-6) podle normy ISO 11137



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3980	Kryozkumavky Nunc 1,8 ml, kul. dno, 500 ks	7 406 Kč	bal.
2103-3981	Kryozkumavky Nunc 3,6 ml, kul. dno, 400 ks	7 252 Kč	bal.
2103-3982	Kryozkumavky Nunc 4,5 ml, kul. dno, 300 ks	5 709 Kč	bal.
2103-3983	Kryozkumavky Nunc 1 ml, kón. dno, 500 ks	8 305 Kč	bal.
2103-3984	Kryozkumavky Nunc 1,8 ml, kul. dno, 450 ks	6 998 Kč	bal.
2103-3985	Kryozkumavky Nunc StarFoot 1 ml, kón. dno, 500 ks	8 450 Kč	bal.
2103-3986	Kryozkumavky Nunc StarFoot 1,8 ml, kul. dno, 450 ks	6 826 Kč	bal.
2103-3987	Kryozkumavky Nunc StarFoot 3,6 ml, kul. dno, 400 ks	8 056 Kč	bal.
2103-3988	Kryozkumavky Nunc StarFoot 4,5 ml, kul. dno, 300 ks	6 200 Kč	bal.


**Pro skladování v kapalném dusíku, je doporučeno mít zkumavky uzavřené v CryoFlex™ hadici (kat. č. 2103-3999)!*

Kryozkumavky Nunc s vnějším závitem

- pro přepravu a skladování buněčného materiálu i jiných vzorků v mrazících
- nepříliš vhodné pro skladování v kapalném dusíku
- netoxické, bez pyrogenů, splňují požadavky SP Class VI, materiál zkumavky PP, víčko z PE
- sterilní (SAL 10-6) podle normy ISO 11137

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3990	Kryozkum. Nunc 1 ml, kón. dno, popis. plocha, 500 ks	8 457 Kč	bal.
2103-3991	Kryozkum. Nunc 1,8 ml, kul. dno, popis. plocha, 450 ks	6 761 Kč	bal.
2103-3992	Kryozkum. Nunc 4,5 ml, kul. dno, popis. plocha, 300 ks	5 510 Kč	bal.
2103-3993	Kryozkumavky Nunc 1 ml, kón. dno, 500 ks	7 853 Kč	bal.
2103-3994	Kryozkumavky Nunc 1,8 ml, kul. dno, 450 ks	6 850 Kč	bal.
2103-3995	Kryozkumavky Nunc 4,5 ml, kul. dno, 300 ks	5 235 Kč	bal.

**Pro skladování v kapalném dusíku, je doporučeno mít zkumavky uzavřené v CryoFlex™ hadici (kat. č. 2103-3999)!*



Hadice Nunc CryoFlex™

- poskytuje zvýšené zabezpečení kryozkumavek při skladování nebezpečných vzorků nebo při zamrazování v kapalném dusíku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3999	Hadice CryoFlex, PE, prům. 14 x 500 mm, balení 15 ks	3 349 Kč	bal.



Kryozkumavky BRAND

- materiál PP, odolné teplotě kapalného dusíku, sterilizovatelné při 121 °C
- graduované, na boku mají matné popisovací políčko
- průměr zkumavek 12,5 mm, vhodné do všech běžných kryoboxů
- standardně se dodávají sterilizované gama-zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3730	Kryozkumavky s vnějším závitem, 1,2 ml, 1000 ks	9 942 Kč	bal.
2103-3731	Kryozkumavky s vnějším závitem, 2 ml, 1000 ks	9 942 Kč	bal.
2103-3732	Kryozkumavky s vnějším závitem, 2 ml, 1000 ks	9 942 Kč	bal.
2103-3733	Kryozkumavky s vnějším závitem, 3 ml, 1000 ks	10 637 Kč	bal.
2103-3734	Kryozkumavky s vnějším závitem, 4 ml, 1000 ks	11 522 Kč	bal.
2103-3735	Kryozkumavky s vnějším závitem, 5 ml, 1000 ks	12 167 Kč	bal.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3740	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 1,2 ml, 1000 ks	9 942 Kč	bal.
2103-3741	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 2,0 ml, 1000 ks	9 942 Kč	bal.
2103-3742	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 2,0 ml, 1000 ks	9 942 Kč	bal.
2103-3743	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 4,0 ml, 1000 ks	13 236 Kč	bal.
2103-3744	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 4,0 ml, 1000 ks	15 081 Kč	bal.
2103-3745	Kryozkumavky s vnitřním závitem, 5,0 ml, 1000 ks	15 117 Kč	bal.

Rozlišovací vložky ke kryozkumavkám BRAND

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3750	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, bílé, 500 ks	1 023 Kč	bal.
2103-3751	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, modré, 500 ks	1 023 Kč	bal.
2103-3752	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, červené, 500 ks	1 023 Kč	bal.
2103-3753	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, zelené, 500 ks	1 023 Kč	bal.
2103-3754	Vložky rozlišovací ke kryozkumavkám Brand, žluté, 500 ks	1 023 Kč	bal.



Mikrozukumavky zamrazovací BRAND se šroubovým uzávěrem

- zkumavka z PP, víčko je z PE, určeny pro práci s krví a séry
- k odstředování až do RCF 17000, vnější průměr 11 mm, výška 47 mm
- použitelné od -90 do +100 °C, graduované od -196 do +121°C, nesterilizované

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3700	Zkum. zamraž. 0.5ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 208 Kč	bal.
2103-3701	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 208 Kč	bal.
2103-3702	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 208 Kč	bal.
2103-3703	Zkum. zamraž. 2.0ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 208 Kč	bal.
2103-3704	Zkum. zamraž. 2.0ml, 1000 ks/bal., bez graduace, nesterilní	4 208 Kč	bal.
2103-3710	Zkum. zamraž. 0.5ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 480 Kč	bal.
2103-3711	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 480 Kč	bal.
2103-3712	Zkum. zamraž. 1.5ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 480 Kč	bal.
2103-3713	Zkum. zamraž. 2.0ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 480 Kč	bal.
2103-3714	Zkum. zamraž., 2.0ml, 1000 ks/bal., s graduací, nesterilní	6 480 Kč	bal.

Rozlišovací vložky k zamrazovacím zkumavkám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3720	Vložky k zamrazovacím zkumavkám B, 500 ks/bal., bílé	576 Kč	bal.
2103-3721	Vložky k zamr.zkumavkám M, 500 ks/bal., modré	576 Kč	bal.
2103-3722	Vložky k zamr.zkumavkám Č, 500 ks/bal., červené	576 Kč	bal.
2103-3723	Vložky k zamrazovacím zkumavkám Z, 500 ks/bal., zelené	576 Kč	bal.
2103-3724	Vložky k zamrazovacím zkumavkám Ž, 500 ks/bal., žluté	576 Kč	bal.



Stojánek na zamrazovací zkumavky BRAND

- z PP modré barvy, má 50 číslovaných pozic



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3790	Stojánek na kryozkumavky PP, 50 míst.	721 Kč	ks

Mikrovialky Nalgene, PPCO, čiré

- vyrobeny z vysoce čistého polypropylen kopolymeru
- bez obsahu pyrogenů, cytotoxinů a s minimálním obsahem těžkých kovů
- sterilní nebo nesterilní provedení, pro odstředování až do 13000 x g
- kónické vnitřní dno a vnější rovná obruba dna pro možnost postavení (kromě objemu 1,5 ml)
- jsou dodávány bez víčka, víčka nabízíme jako separátní položku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3000	Mikrovialky PPCO, čiré, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	6 974 Kč	bal
2103-3002	Mikrovialky PPCO, čiré, 1,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	4 617 Kč	bal
2103-3004	Mikrovialky PPCO, čiré, 2 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	5 002 Kč	bal
2103-3006	Mikrovialky PPCO, čiré, 4,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	11 741 Kč	bal
2103-3008	Mikrovialky PPCO, čiré, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	6 758 Kč	bal
2103-3010	Mikrovialky PPCO, čiré, 2 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	4 996 Kč	bal
2103-3012	Mikrovialky PPCO, čiré, 4,5 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	11 530 Kč	bal

Mikrovialky Nalgene, PPCO, hnědé

- vyrobeny z vysoce čistého polypropylen kopolymeru, hnědé zabarvení pro světlocitlivé vzorky
- bez obsahu pyrogenů, cytotoxinů a s minimálním obsahem těžkých kovů
- sterilní nebo nesterilní provedení, pro odstředování až do 13000 x g
- kónické vnitřní dno a vnější rovná obruba dna pro možnost postavení (kromě objemu 1,5 ml)
- jsou dodávány bez víčka, víčka nabízíme jako separátní položku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3020	Mikrovialky PPCO, hnědé, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	6 741 Kč	bal
2103-3022	Mikrovialky PPCO, hnědé, 2 ml, uzávěr 11 mm, sterilní, 1000 ks	5 189 Kč	bal
2103-3024	Mikrovialky PPCO, hnědé, 0,5 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	6 596 Kč	bal
2103-3026	Mikrovialky PPCO, hnědé, 2 ml, uzávěr 11 mm, 1000 ks	5 189 Kč	bal

Uzávěry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, čiré, vysoké

- bez o-kroužku, přesto výborná těsnost, barevné vložky pro odlišení vzorků

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3100	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3101	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, žluté, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3102	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, oranžové, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3103	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, zelené, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3104	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, červené, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3105	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, modré, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3106	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, zlaté, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3107	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, fialové, sterilní, 1000 ks	11 099 Kč	bal
2103-3110	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, bezbarvé1000 ks	5 149 Kč	bal
2103-3111	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, bílé1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3113	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, oranžové1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3114	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, zelené1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3115	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, červené1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3116	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, modré1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3118	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, fialové1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3119	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, přírodní1000 ks	10 920 Kč	bal
2103-3120	Víčko vysoké PPCO, čiré, 11 mm, modrozelené1000 ks	10 920 Kč	bal



Uzávěry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, barevné, nízké

- barevné uzávěry pro mikrovialky, materiálové provedení a kvalita je stejná jako u mikrovialek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3125	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	4 376 Kč	bal
2103-3141	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	4 376 Kč	bal
2103-3142	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, žluté, sterilní, 1000 ks	4 376 Kč	bal
2103-3143	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, zelené, sterilní, 1000 ks	4 376 Kč	bal
2103-3144	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, červené, sterilní, 1000 ks	4 376 Kč	bal
2103-3145	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, modré, sterilní, 1000 ks	4 375 Kč	bal
2103-3146	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, fialové, sterilní, 1000 ks	4 376 Kč	bal
2103-3147	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, jantar, sterilní, 1000 ks	4 375 Kč	bal

2103-3150	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, přírodní1000 ks	4 409 Kč	bal
2103-3151	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, bílé1000 ks	4 409 Kč	bal
2103-3152	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, zelené1000 ks	4 425 Kč	bal
2103-3153	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, červené1000 ks	4 409 Kč	bal
2103-3154	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, modré1000 ks	4 409 Kč	bal
2103-3155	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, fialové1000 ks	4 415 Kč	bal
2103-3156	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, jantarové1000 ks	4 409 Kč	bal
2103-3157	Víčko pro mikrovialky nízké PPCO, 11 mm, růžové1000 ks	4 415 Kč	bal



Uzávěry pro 4,5 ml mikrovialky Nalgene, PPCO, barevné

- pro mikrovialky s uzávěrem rozměru 13 mm, barevně rozlišené
- sterilní/nesterilní, bez obsahu pyrogenů, cytotoxinů, RNase/Dnase free

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3170	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, přírodní, sterilní, 1000 ks	7 373 Kč	bal
2103-3171	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, bílý, sterilní, 1000 ks	7 373 Kč	bal
2103-3172	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, zelený, sterilní, 1000 ks	7 373 Kč	bal
2103-3173	Uzávěr pro 4,5 ml mikrovialky PPCO, 13 mm, bílý, 1000 ks	5 275 Kč	bal



Uzávěry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, hnědé, vysoké

- bez o-kroužku, přesto výborná těsnost, barevné vložky pro odlišení vzorků

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-3180	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, bez barvy, sterilní, 1000 ks	5 661 Kč	bal
2103-3181	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, bílé, sterilní, 1000 ks	11 351 Kč	bal
2103-3182	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, žluté, sterilní, 1000 ks	11 351 Kč	bal
2103-3183	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, oranžové, sterilní, 1000 ks	11 351 Kč	bal
2103-3184	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, zelené, sterilní, 1000 ks	11 351 Kč	bal
2103-3185	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, červené, sterilní, 1000 ks	11 351 Kč	bal
2103-3186	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, zlaté, sterilní, 1000 ks	11 669 Kč	bal
2103-3187	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, fialové, sterilní, 1000 ks	11 669 Kč	bal
2103-3188	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, přírodní, sterilní, 1000 ks	11 351 Kč	bal
2103-3189	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, modrozelené, sterilní, 1000 ks	11 711 Kč	bal
2103-3190	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, jantarové, sterilní, 1000 ks	11 393 Kč	bal
2103-3191	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, bílé, 1000 ks	11 206 Kč	bal
2103-3193	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, oranžové, 1000 ks	11 206 Kč	bal
2103-3194	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, zelené, 1000 ks	11 206 Kč	bal
2103-3195	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, červené, 1000 ks	11 208 Kč	bal
2103-3196	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, modré, 1000 ks	11 206 Kč	bal
2103-3197	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, přírodní, 1000 ks	11 208 Kč	bal
2103-3199	Víčko vysoké PPCO, hnědé, 11 mm, jantarové, 1000 ks	11 206 Kč	bal



Dewarovy nádoby válcové

- k chlazení vzorků, ukládání tekutého dusíku, kyslíku nebo suchého ledu
- z postříbeného borosilikátového skla, uloženy v kovovém pouzdře, modrý ochranný nátěr
- s kulatým dnem, na dně s podložkou, zátka z polyuretanu se objednává zvlášť


Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-2011	200ml	40	56	170	215	2 438 Kč	ks
1834-2013	300ml	47	60	190	240	3 174 Kč	ks
1834-2015	500ml	57	70	210	260	3 426 Kč	ks
1834-2018	800ml	67	80	240	295	3 811 Kč	ks
1834-2021	1000ml	77	95	235	290	4 514 Kč	ks
1834-2024	1500ml	90	115	245	300	5 476 Kč	ks
1834-2028	2000ml	90	115	340	390	5 787 Kč	ks
1834-2033	4000ml	138	160	310	375	9 632 Kč	ks
1834-2035	8000ml	138	160	600	660	14 001 Kč	ks

S držadlem

1834-2111	200ml	40	56	170	215	3 308 Kč	ks
1834-2113	300ml	47	60	190	240	4 047 Kč	ks
1834-2115	500ml	57	70	210	260	4 310 Kč	ks
1834-2118	800ml	67	80	240	295	4 698 Kč	ks
1834-2121	1000ml	77	95	235	290	5 198 Kč	ks
1834-2124	1500ml	90	115	245	300	6 196 Kč	ks
1834-2128	2000ml	90	115	340	390	6 622 Kč	ks
1834-2133	4000ml	138	160	310	375	10 468 Kč	ks

Zátka z pěnové pryže pro Dewarovy nádoby válcové

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-2061	Zátka pro nádobu 200ml	835 Kč	ks
1834-2062	Zátka pro nádobu 300ml	835 Kč	ks
1834-2063	Zátka pro nádobu 500ml	835 Kč	ks
1834-2064	Zátka pro nádobu 800ml	835 Kč	ks
1834-2065	Zátka pro nádobu 1000ml	993 Kč	ks
1834-2066	Zátka pro nádobu 1500ml	993 Kč	ks
1834-2067	Zátka pro nádobu 2000ml	993 Kč	ks
1834-2068	Zátka pro nádobu 4000ml	1 209 Kč	ks
1834-2069	Zátka pro nádobu 8000ml	1 209 Kč	ks



Dewarovy nádoby válcové větších objemů

- zesílené pouzdro, postranní úchytky
- uzavírají se plastovou zátkou s úchytkou, která je součástí dodávky

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-3043	7 l	200	230	275 Kč	385	13 956 Kč	ks
1834-3044	10 l	200	230	350 Kč	475	17 728 Kč	ks
1834-3045	14 l	200	230	500 Kč	610	18 240 Kč	ks
1834-3046	21 l	250	280	480 Kč	615	29 545 Kč	ks
1834-3047	28 l	250	280	620 Kč	750	32 589 Kč	ks



Dewarovy nádoby válcové s rukojetí

- vhodné k přenášení teplotně citlivých materiálů nebo zkapalněných plynů
- rozměry kót podle obrázku na předchozí stránce
- vnější plášť z modře natřeného kovu (typ B) nebo nerezový (typ BE)
- hliníková rukojeť, součástí dodávky je víko s izolací
- pro transport tekutého dusíku musí být víko opatřeno otvorem prům. min. 2mm

Kód zboží	Typ / objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-4000	26B / 1 l	100	120	150 Kč	215	6 137 Kč	ks
1834-4001	27B / 2 l	138	160	170 Kč	245	6 967 Kč	ks
1834-4002	28B / 3 l	138	160	230 Kč	305	8 553 Kč	ks
1834-4003	29B / 4 l	138	160	310 Kč	385	10 546 Kč	ks
1834-4004	26BE / 1 l	100	120	150 Kč	215	6 300 Kč	ks
1834-4005	27BE / 2 l	138	160	170 Kč	245	7 895 Kč	ks
1834-4006	28BE / 3 l	138	160	230 Kč	305	10 139 Kč	ks
1834-4007	29BE / 4 l	138	160	310 Kč	385	11 841 Kč	ks

Rozměrové kóty na straně 26



Dewarovy nádoby válcové s rukojetí

- vhodné k přenášení teplotně citlivých materiálů nebo zkapalněných plynů
- rozměry kót podle obrázku na předchozí stránce
- vnější plášť z modře natřeného kovu (typ B) nebo nerezový (typ BE)
- hliníková rukojeť, součástí dodávky je víko s izolací
- pro transport tekutého dusíku musí být víko opatřeno otvorem prům. min. 2mm

Kód zboží	Objem	Vnější prům. mm	Výška mm	Prům hrdla vnější mm	Prům hrdla vnitřní mm	Prodejní cena	MJ
1834-4020	1 l	175	300	60 Kč	30	8 915 Kč	ks
1834-4021	3 l	225	380	105 Kč	60	14 112 Kč	ks
1834-4022	5 l	260	450	105 Kč	60	16 445 Kč	ks
1834-4023	10 l	330	480	105 Kč	65	22 062 Kč	ks



Dewarovy nádoby válcové s rukojetí

- pro temperaci kulatých baněk nebo pro chlazení a zmrazování malých vzorků
- tvarovým provedením a materiálem vhodné i pro použití s magnetickým míchadlem
- vnitřní nádoba z postříbeného skla, vnější opláštění hliníkové a tedy nemagnetické

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-4040	80ml	67	80	40	75	3 904 Kč	ks
1834-4041	120ml	77	95	50	90	4 156 Kč	ks
1834-4042	260ml	100	120	65	110	5 864 Kč	ks
1834-4043	400ml	110	130	70	155	7 002 Kč	ks
1834-4044	800ml	138	160	80	125	8 223 Kč	ks
1834-4045	1600ml	170	205	110	145	11 658 Kč	ks
1834-4046	3000ml	200	230	125	160	17 562 Kč	ks
1834-4047	5800ml	250	280	150	195	30 329 Kč	ks

Rozměrové kóty na straně 26



Dewarovy nádoby HDPE

- odolné nádoby na skladování tekutého dusíku, suchého ledu nebo jiných chladících médií, případně na skladování vzorků v nich
- vyrobeno z HDPE s dvojítlou stěnou a uretanovou izolační výplní
- víko z HDPE s odvětráváním, držadlo potažené PE a vylévací zobáček pro snadné přelévání
- použitelné pro teploty od -196°C až +100°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-6000	Objem 1 l, 251 x 195 x 96 mm (hl. x v. x ID hrdla)	7 799 Kč	ks
1834-6002	Objem 2 l, 282 x 231 x 122 mm (hl. x v. x ID hrdla)	8 334 Kč	ks
1834-6004	Objem 4 l, 353 x 295 x 158 mm (hl. x v. x ID hrdla)	9 079 Kč	ks
1834-6006	Objem 10 l, 470 x 396 x 198 mm (hl. x v. x ID hrdla)	16 728 Kč	ks



Dewarovy nádoby nerezové

- válcové nádoby na skladování menších množství tekutého dusíku, suchého ledu atd.
- kompletně z nerezové oceli, což znamená vysokou mechanickou odolnost
- uzavírají se zátkou z polyuretanu, která se objednává zvlášť

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
1834-4060	500ml	65	87	180	203	8 660 Kč	ks
1834-4062	1000ml	85	107	206	231	9 248 Kč	ks
1834-4064	2000ml	100	122	285	312	11 297 Kč	ks
1834-4066	3000ml	185	200	160	190	16 331 Kč	ks
1834-4068	6000ml	185	200	270	300	20 957 Kč	ks
S držadlem							
1834-4061	500ml	65	87	180	203	9 806 Kč	ks
1834-4063	1000ml	85	107	206	231	10 640 Kč	ks
1834-4065	2000ml	100	122	285	312	12 767 Kč	ks
1834-4067	3000ml	185	200	160	190	17 383 Kč	ks
1834-4069	6000ml	185	200	270	300	22 125 Kč	ks




Zátky z PU pro nerezové nádoby

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-4070	Zátka z PU pro nádobu objemu 500ml	1 002 Kč	ks
1834-4071	Zátka z PU pro nádobu objemu 1000ml	1 002 Kč	ks
1834-4072	Zátka z PU pro nádobu objemu 2000ml	1 056 Kč	ks
1834-4073	Zátka z PU pro nádobu objemu 3000ml	1 205 Kč	ks
1834-4074	Zátka z PU pro nádobu objemu 6000ml	1 205 Kč	ks

Dewarovy nádoby nerezové

- k temperování kapalin, zdvojená stěna, kterou protéká chladicí či ohřevné médium
- nerezové jsou použitelné do teploty 200°C, skleněné do 120°C (verze s GL s PTFE olivkou)
- nebo až do 300°C (verze se skleněnou olivkou)
- maximální tlak v plášti je pro všechny verze 0,5 bar

Kód zboží	Objem	A mm	B mm	D mm	E mm	Prodejní cena	MJ
Nerezové, přípoj - olivka							
1834-4080	500ml	65	87	180	203	11 423 Kč	ks
1834-4082	1000ml	85	107	206	231	11 921 Kč	ks
1834-4084	2000ml	100	122	285	312	14 165 Kč	ks
1834-4086	3000ml	185	200	160	190	19 398 Kč	ks
1834-4088	5000ml	185	200	270	300	23 230 Kč	ks
Skleněné, přípoj - olivka							
1834-4090	250ml	55	70	115	120	2 900 Kč	ks
1834-4092	600ml	77	95	135	150	3 767 Kč	ks
1834-4094	2500ml	112	135	200	210	7 829 Kč	ks
Skleněné, přípoj - GL PTFE olivka							
1834-4096	250ml	55	70	115	120	3 209 Kč	ks
1834-4097	600ml	77	95	135	150	4 149 Kč	ks
1834-4098	2500ml	112	135	200	210	8 114 Kč	ks



Kontejnery na tekutý dusík APOLLO

- robustní nerezové kontejnery s vakuovou izolací
- pro skladování nebo přečerpávání větších objemů tekutého dusíku
- standardně kolečkový pojezd s držadly, přečerpávací zařízení
- bezpečnostní a vakuový ventil, hladinoměr
- odpar se pohybuje od 0,5 až do 2% objemu nádoby za den

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1834-5050	Kontejner na tekutý dusík APOLLO 50	147 613 Kč	ks
1834-5052	Kontejner na tekutý dusík APOLLO 100	155 154 Kč	ks
1834-5054	Kontejner na tekutý dusík APOLLO 150	180 040 Kč	ks



Mikrotitrační destičky Fisherbrand PP, 96 a 384-jamkové, i pro skladování

- odolné většině rozpouštědel, vhodné pro teploty -80°C až 121°C
- různé tvary dna pro optimální využití vzorků
- dostupné v několika barvách pro optimální rozlišení při skladování vzorků

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4930	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 80 ks	3 884 Kč	bal
2103-4934	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, žluté, kul. dno, 80 ks	4 214 Kč	bal
2103-4936	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, modré, kul. dno, 80 ks	4 120 Kč	bal
2103-4940	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 50 ks	2 763 Kč	bal
2103-4944	Mikr. destičky PP, 96-jamkové, přírodní, kul. dno, 60 ks	8 739 Kč	bal
2103-4946	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, ploché dno, 60 ks	11 622 Kč	bal
2103-4948	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, kón. dno, 100 ks	15 275 Kč	bal
2103-4950	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, kón. dno, 100 ks	17 751 Kč	bal
2103-4952	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, černé, kón. dno, 100 ks	16 335 Kč	bal
2103-4956	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, přírodní, kul. dno, 120 ks	21 778 Kč	bal
2103-4960	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, žluté, kul. dno, 120 ks	23 034 Kč	bal
2103-4962	Mikr. destičky PP, 384-jamkové, modré, kul. dno, 120 ks	27 682 Kč	bal



Mikrotitrační destičky Fisherbrand PS, 96, 384-jamkové

- bez povrchové úpravy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4970	Mikr. destičky PS, 96-jamkové, přírodní, kul dno, 50 ks	6 152 Kč	bal
2103-4972	Mikr. destičky PS, 96-jamkové, čiré, ploché dno, 80 ks	4 782 Kč	bal
2103-4974	Mikr. destičky PS, 96-jamkové, čiré, ploché dno, 80 ks	4 726 Kč	bal
2103-4982	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, čiré, ploché dno, 80 ks	16 940 Kč	bal
2103-4984	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, bílé, ploché dno, 100 ks	8 454 Kč	bal
2103-4986	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, černé, ploché dno, 100 ks	8 335 Kč	bal
2103-4988	Mikr. destičky PS, 384-jamkové, čiré, ploché dno, 100 ks	8 284 Kč	bal



Mikrotitrační destičky TPP™

- z polystyrenu (PS) pro křišťálově čistou průhlednost
- sterilní, včetně víčka
- vybaveny optomechanickou úpravou růstové oblasti pro optimální adhezi buněk
- odvětrávací systém ve víčku zaručuje kontrolovanou výměnu plynů s nízkým odpařováním
- šikmá hrana umožňuje umístění víčka pouze v jedné poloze
- barevné značení na víčku a destičce zajišťuje správnou orientaci víčka
- zoubkovaná oblast pro uchopení zajišťuje bezpečné uchopení
- snadno viditelné černé alfanumerické označení mezi jamkami
- destičky lze bezpečně stohovat
- vyrobeno v souladu s normami ANSI/SLAS 1-2004 až ANSI/SLAS 4-2004

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-1002	Mikrotitr. destičky TPP, 6 jamek, ploché dno, bal 126 ks	6 770 Kč	bal
2102-1004	Mikrotitr. destičky TPP, 12 jamek, ploché dno, bal 126 ks	6 770 Kč	bal
2102-1006	Mikrotitr. destičky TPP, 24 jamek, ploché dno, bal 126 ks	6 770 Kč	bal
2102-1008	Mikrotitr. destičky TPP, 48 jamek, ploché dno, bal 126 ks	6 770 Kč	bal
2102-1010	Mikrotitr. destičky TPP, 96 jamek, ploché dno, bal 162 ks	9 860 Kč	bal
2102-1012	Mikrotitr. destičky TPP, 96 jamek, kulaté dno, bal 162 ks	9 860 Kč	bal
2102-1022	Mikrotitr. destičky TPP, 6 jamek, ploché dno, bal 72 ks	3 450 Kč	bal
2102-1024	Mikrotitr. destičky TPP, 12 jamek, ploché dno, bal 72 ks	3 450 Kč	bal
2102-1026	Mikrotitr. destičky TPP, 24 jamek, ploché dno, bal 72 ks	3 450 Kč	bal
2102-1028	Mikrotitr. destičky TPP, 48 jamek, ploché dno, bal 72 ks	3 750 Kč	bal
2102-1030	Mikrotitr. destičky TPP, 96 jamek, ploché dno, bal 108 ks	5 675 Kč	bal
2102-1032	Mikrotitr. destičky TPP, 96 jamek, kulaté dno, bal 108 ks	5 775 Kč	bal



Mikrotitrační destičky Nunc, 96-jamkové, 1,2 ml

- čirý polypropylen, o polovinu vyšší než běžné Deep-Well destičky
- kulaté dno, pracovní objem 1,2 ml, jamky s alfanumerickým kódem v rastru 8 x 12
- autoklávatelné při 121 °C, vhodné pro označování štitky s čárovým kódem, stohovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4924	Mikrotitrační destičky Nunc, 96-jamkové, 1,2ml, 50ks	7 459 Kč	bal.



Mikrodestičky Nunc Immuno MicroWell™, 96 jamkové

- PolySorp , polystyren s hydrofobní povrchem, vhodný pro práci s bílkovinami, lipoproteiny a lipopolysacharidy
- MediSorp , mezistupeň mezi PolySorp a MaxiSorp , vhodné pro vzorky obsahující séra
- MaxiSorp , hydrofilní povrch s vyšší vazební kapacitou než Polysorp
- MultiSorp , polystyren se silně hydrofilním povrchem, pro práci s hydrofobními analyty
- dno ploché (F), ploché se zkosenými hranami (C) nebo kulaté (U)
- zvýšené okraje a alfanumerické označení jamek, bez víčka, vnější rozměry 128 x 86 mm


Kód zboží	Název	Prac. obj. jamky	Prodejní cena	MJ
2102-0002	PolySorp F, 96- jamek, nízké, 60 ks	350ul	4 118 Kč	bal.
2102-0004	PolySorp F, 96- jamek, vysoké, 180 ks	350ul	11 316 Kč	bal.
2102-0006	PolySorp C, 96- jamek, nízké, 60 ks	250ul	3 837 Kč	bal.
2102-0008	PolySorp U, 96- jamek, vysoké, 60 ks	250ul	3 919 Kč	bal.
2102-0010	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, certif., 60 ks	350ul	5 691 Kč	bal.
2102-0012	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, 60 ks	350ul	5 691 Kč	bal.
2102-0014	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, 180 ks	350ul	15 182 Kč	bal.
2102-0016	MediSorp F, 96- jamek, vysoké, certif., 180 ks	350ul	19 134 Kč	bal.
2102-0018	MediSorp F, 96- jamek, nízké, certif., 60 ks	350ul	5 607 Kč	bal.
2102-0020	MediSorp F, 96- jamek, nízké, 60 ks	350ul	4 145 Kč	bal.
2102-0022	MediSorp C, 96- jamek, nízké, 60 ks	250ul	3 837 Kč	bal.
2102-0024	MediSorp C, 96- jamek, nízké, certif., 60 ks	250ul	5 674 Kč	bal.
2102-0026	MediSorp U, 96- jamek, nízké, 60 ks	250ul	3 793 Kč	bal.



96 jamkové destičky Nunc pro fluorescenci, luminiscenci a mikroskopii

- polystyrenové černé nebo bílé destičky s průhledným polymerovým dnem typu F
- povrchová úprava Nunclon, Poly-D-Lysine nebo Collagen I, nebo neupravený povrch
- objem jamky 400 ul, nesterilní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0360	Poly-D-Lysine, Bílá, nesterilní, víčko, 20 ks	28 790 Kč	bal.
2102-0362	Collagen I, Černá, nesterilní, víčko, 20 ks	36 278 Kč	bal.
2102-0364	Poly-D-Lysine, Černá, nesterilní, víčko, 20 ks	29 245 Kč	bal.
2102-0366	Collagen I, Bílá, nesterilní, víčko, 20 ks	34 336 Kč	bal.
2102-0368	Cell Culture, Černá, nesterilní, víčko, 30 ks	15 269 Kč	bal.
2102-0370	Cell Culture, Bílá, sterilní, víčko, 30 ks	15 998 Kč	bal.
2102-0372	Non-treated, Černá, sterilní, bez víčka, 30 ks	10 169 Kč	bal.
2102-0374	Non-treated, Bílá, nesterilní, bez víčka, 30 ks	14 063 Kč	bal.



Mikrodestičky Nunc MicroWell™, 96 jamkové

- čirý polystyren, vhodné pro robotické zpracování, auto. readery a dávkovací systémy
- pro screening antibiotik a buněčných vzorků, ploché dno ideální pro mikroskopická měření
- různá povrchová úprava nebo bez povrchové úpravy, objem jamky 400 µl

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0302	Collagen I, nesterilní, víčko, 20 ks	18 958 Kč	bal.
2102-0304	Poly-D-Lysine, nesterilní, víčko, 20 ks	18 070 Kč	bal.
2102-0306	Cell Culture, sterilní, bez víčka, 180 ks	10 214 Kč	bal.
2102-0308	Cell Culture, sterilní, víčko, 160 ks	10 438 Kč	bal.
2102-0310	Cell Culture, sterilní, víčko, 50 ks	3 241 Kč	bal.
2102-0312	Cell Culture, sterilní, bez víčka, 50 ks	3 239 Kč	bal.
2102-0314	UpCell, sterilní, víčko, 8 ks	10 022 Kč	bal.
2102-0318	Non-Treated, sterilní, víčko, 108 ks	7 484 Kč	bal.
2102-0320	Non-Treated, sterilní, bez víčka, 180 ks	8 519 Kč	bal.
2102-0322	Non-Treated, nesterilní, bez víčka, 180 ks	7 935 Kč	bal.
2102-0324	Non-Treated, nesterilní, bez víčka, 180 ks	10 719 Kč	bal.
2102-0326	Non-Treated, sterilní, víčko, 160 ks	11 192 Kč	bal.
2102-0328	Non-Treated, sterilní, víčko, 160 ks	14 056 Kč	bal.
2102-0330	Non-Treated, nesterilní, víčko, 160 ks	9 864 Kč	bal.
2102-0332	Non-Treated, nesterilní, bez víčka, 60 ks	2 686 Kč	bal.
2102-0334	Non-Treated, sterilní, bez víčka, 50 ks	3 384 Kč	bal.



Mikrodestičky Nunc, 96 jamkové

- materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování, povrch neošetřený, bez víčka
- dno kulaté (U), nebo kónické (V), odolné vůči rozpouštědlům


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0500	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, nesterilní, 120 ks	7 397 Kč	bal.
2102-0502	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, sterilní, 120 ks	7 880 Kč	bal.
2102-0504	Mikrodestičky, barva černé, dno U, nesterilní, 120 ks	6 875 Kč	bal.
2102-0506	Mikrodestičky, barva bílé, dno U, nesterilní, 120 ks	6 875 Kč	bal.
2102-0508	Mikrodestičky, barva modré, dno U, nesterilní, 120 ks	6 875 Kč	bal.
2102-0510	Mikrodestičky, barva žluté, dno U, nesterilní, 120 ks	6 875 Kč	bal.
2102-0512	Mikrodestičky, barva přírodní, dno V, nesterilní, 120 ks	7 026 Kč	bal.
2102-0514	Mikrodestičky, barva přírodní, dno V, sterilní, 120 ks	8 183 Kč	bal.
2102-0516	Mikrodestičky, barva černé, dno V, nesterilní, 120 ks	10 246 Kč	bal.
2102-0518	Mikrodestičky, barva bílé, dno V, nesterilní, 120 ks	10 246 Kč	bal.
2102-0520	Mikrodestičky, barva červené, dno V, nesterilní, 120 ks	7 007 Kč	bal.
2102-0522	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, sterilní, 50 ks	13 993 Kč	bal.
2102-0524	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, nesterilní, 50 ks	8 913 Kč	bal.
2102-0526	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, sterilní, 60 ks	16 617 Kč	bal.
2102-0528	Mikrodestičky, barva přírodní, dno U, nesterilní, 60 ks	12 007 Kč	bal.



Mikrodestičky Nunc, 384 jamkové

- materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování
- povrch neošetřený, bez víčka, kulaté dno
- celkový objem jamky 120 µl, odolné rozpouštědlům, RNase / DNase-free

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0100	Mikrodestičky Nunc, přírodní, nesterilní, 120 ks	30 797 Kč	bal.
2102-0104	Mikrodestičky Nunc, bílé, nesterilní, 120 ks	37 198 Kč	bal.
2102-0106	Mikrodestičky Nunc, černé, nesterilní, 120 ks	37 571 Kč	bal.
2102-0108	Mikrodestičky Nunc, modré, nesterilní, 120 ks	35 745 Kč	bal.



Box na mikrodestičky Nunc

- materiál PP, různé barvy pro odlišení při skladování
- povrch neošetřený, bez víčka, kulaté dno
- celkový objem jamky 120 µl, odolné rozpouštědlům, RNase / DNase-free

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0230	Box na mikrodestičky Nunc, vertikální	4 703 Kč	bal.



Box na mikrodestičky Nunc

- tenké adhezivní fólie pro všechny formáty destiček pro minimalizují odparu a ochranu vzorků
- manipulaci usnadňuje ruční aplikátor

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-0400	Fólie Nunc, hliník - akrylát - stříbrná, 100 ks	2 477 Kč	bal.
2102-0402	Fólie Nunc, hliník - akrylát - stříbrná, 100 ks	3 213 Kč	bal.
2102-0404	Fólie Nunc, polyolefin - akrylát - čirá, 100 ks	4 338 Kč	bal.
2102-0406	Fólie Nunc, polyolefin - akrylát - čirá, 100 ks	4 349 Kč	bal.
2102-0408	Fólie Nunc, polyethylen - silikon - čirá, 100 ks	13 423 Kč	bal.
2102-0410	Fólie Nunc, polyolefin - silikon - čirá, 100 ks	13 229 Kč	bal.
2102-0414	Fólie Nunc, polyester - akrylát - bílá, 50 ks	1 732 Kč	bal.
2102-0416	Fólie Nunc, polyester - akrylát - čirá, 800 ks	10 168 Kč	bal.
2102-0418	Fólie Nunc, polyester - silikon - čirá, 100 ks	3 859 Kč	bal.
2102-0420	Fólie Nunc, vinyl - akrylát - černá, 50 ks	2 601 Kč	bal.
2102-0422	Fólie Nunc, polyester - akrylát - čirá, 1000 ks	14 617 Kč	bal.
2102-0424	Fólie Nunc, rayon - akrylát - bílá, 50 ks	4 260 Kč	bal.
2102-0426	Fólie Nunc, rayon - akrylát - bílá, 50 ks	4 196 Kč	bal.
2102-0428	Fólie Nunc, hliník - silikon - stříbrná, 100 ks	4 728 Kč	bal.
2102-0450	Ruční aplikátor na fólie, 2 ks	1 542 Kč	bal.



Krycí fólie na mikrotitrační destičky

- přilnavá, PP, vhodná pro skladování destiček při pokojové teplotě

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4902	Krycí fólie na mikrotitrační destičky, PP, 100ks	1 425 Kč	bal



Mikrotitrační destičky BRAND

- polystyren nebo UV-polymer, barva bílá, černá, nebo transparentní, tvar dna označen písmeny

U - kulaté dno, V - kónický tvar, F - ploché dno, C - ploché dno se zakulacenými rohy

barevné kódování pro snadné rozlišení

standardní destičky, povrch neupravený (šedé kódování)

- pureGrade** - povrch neupravený, nesterilní
- pureGrade S** - povrch neupravený, sterilní

imunologie (modré kódování)

- immunoGrade** - optimalizováno pro vazby IgG, pro standardní ELISA aplikace, nesterilní

- hydroGrade** - silně hydrofilní povrch, ideální pro hydrofilní molekuly, nesterilní

- lipoGrade** - silně hydrofobní povrch, ideální pro hydrofobní molekuly

nesterilní kultivace buněk (cell culture oranžové kódování)





- cellGrade** - standardní povrch pro kultivaci adherentních buněk, sterilní
- cellGrade plus** - povrch pro náročnější kultivace, možná i kultivace redukující sérum, sterilní
- cellGrade premium** - povrch ekvivalentní Poly-D-Lysinu, možné i kultivace redukující sérum, nebo bez séra, sterilní
- inertGrade** - povrch, který zabraňuje adhezi buněk, například pro kultivaci v suspenzi, sterilní

96- jamkové mikrotitrační destičky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4110	pureGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	2 611 Kč	bal.
2103-4112	pureGrade typ V, transp., 360ul, 100ks	2 611 Kč	bal.
2103-4115	pureGrade, typ F, transp., nesteril., 350ul, 100 ks	2 611 Kč	bal.
2103-4118	pureGrade, typ C, transp., 350ul, 100ks	2 611 Kč	bal.
2103-4122	pureGrade, typ U, bílá, 330ul, 100ks	6 999 Kč	bal.
2103-4124	pureGrade, typ F, bílá, 350ul, 100ks	6 999 Kč	bal.
2103-4126	pureGrade, typ U, černá, 330ul, 100ks	6 999 Kč	bal.
2103-4128	pureGrade, typ F, černá, 350ul, 100ks	6 999 Kč	bal.
2103-4130	pureGrade, typ U, 330ul, s víčkem, steril., 50ks	3 335 Kč	bal.
2103-4132	pureGrade, typ V, 360ul, s víčkem, steril., 50ks	3 335 Kč	bal.
2103-4135	pureGrade S, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	3 335 Kč	bal.
2103-4138	pureGrade S, typ C, transp., steril., 350ul, 50ks	3 335 Kč	bal.
2103-4144	pureGrade S, typ F, bílé, steril., 350ul, 50ks	5 989 Kč	bal.
2103-4148	pureGrade S, typ F, černé, steril., 350ul, 50ks	5 989 Kč	bal.
2103-4210	immunoGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	4 255 Kč	bal.
2103-4212	immunoGrade, typ V, transp., 360ul, 100ks	4 255 Kč	bal.
2103-4215	immunoGrade, typ F, transp., 350ul, 100ks	4 255 Kč	bal.
2103-4230	hydroGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	5 104 Kč	bal.
2103-4235	hydroGrade, typ F, transp., 350ul, 100ks	5 104 Kč	bal.
2103-4250	lipoGrade, typ U, transp., 330ul, 100ks	7 153 Kč	bal.
2103-4255	lipoGrade, typ F, transp., 350ul, 100ks	7 153 Kč	bal.
2103-4310	cellGrade, typ U, transp., steril., 330ul, 50ks	3 742 Kč	bal.
2103-4312	cellGrade, typ V, transp., steril., 360ul, 50ks	3 742 Kč	bal.
2103-4315	cellGrade, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	3 742 Kč	bal.
2103-4335	cellGrade plus, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	3 972 Kč	bal.
2103-4355	cellGrade premium, typ F, transp., steril., 350ul, 50ks	7 016 Kč	bal.
2103-4370	inertGrade, typ U, transp., steril., 330ul, 50ks	12 335 Kč	bal.
2103-4375	inertGrade, typ F, transp., steril., 350ul, 40ks	12 335 Kč	bal.
2103-4119	Víčko k dest.,nester.100ks, ke všem typům destiček	1 817 Kč	bal.

384- jamkové mikrotitrační destičky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-4615	pureGrade, typ F, transp., 100ul, 50 ks	4 353 Kč	bal.
2103-4624	pureGrade, typ F, bílé, 100ul, 50 ks	4 568 Kč	bal.
2103-4628	pureGrade, typ F, černé, 100ul, 50 ks	4 568 Kč	bal.
2103-4635	pureGrade S, typ F, transp., steril., 100ul, 50 ks	6 552 Kč	bal.
2103-4644	pureGrade S, typ F, bílé, steril., 100ul, 50 ks	6 837 Kč	bal.
2103-4648	pureGrade S, typ F, černé, steril., 100ul, 50 ks	6 837 Kč	bal.
2103-4715	immunoGrade, typ F, transp., 100ul, 50 ks	6 978 Kč	bal.
2103-4815	cellGrade, typ F, transp., steril., 100ul, 50 ks	10 477 Kč	bal.



Dno F

Dno U

Dno V

Další typy mikrotitračních destiček, jako například s transparentním dnem, černé a bílé provedení u speciálních destiček nebo destičky s 1536 jamkami Vám nabídneme na požádání. U všech destiček je možno vyžádat si vzorek k odzkoušení zdarma.

Serologické pipety Nunc

- vyrobeny ze 100% čistého polystyrenu s vynikající průhledností
- černá graduace, barevné rozlišení velikostí pro snadší práci
- dodávány sterilní, bez obsahu pyrogenů, jednotlivě balené

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7700	Pipety Nunc, 1 ml, graduace 0,01 ml, 1000 ks	6 109 Kč	bal
2103-7704	Pipety Nunc, 5 ml, graduace 0,1 ml, 200 ks	1 846 Kč	bal
2103-7710	Pipety Nunc, 50 ml, graduace 0,5 ml, 100 ks	5 795 Kč	bal



Serologické pipety PS

- vhodné pro tkáňové kultury
- výborná optická čistota, černá graduace podložená černým proužkem
- objemy 5, 10, 25 a 50 ml s pozitivní a negativní stupnicí
- pipety jsou individuálně balené v plastovém obalu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7890	Serologické pipety 1 ml, dělené, 1000ks	2 591 Kč	bal.
2103-7891	Serologické pipety 2 ml, dělené, 500ks	1 786 Kč	bal.
2103-7892	Serologické pipety 5 ml, dělené, 200ks	857 Kč	bal.
2103-7893	Serologické pipety 10 ml, dělené, 200ks	931 Kč	bal.
2103-7894	Serologické pipety 25 ml, dělené, 200ks	1 690 Kč	bal.
2103-7895	Serologické pipety 50 ml, dělené, 100ks	2 936 Kč	bal.



Serologické pipety Corning

- z opticky čirého polystyrenu (PS) pro přesné měření
- jednorázové, ideální pro velkoobjemové sterilní a nesterilní aplikace při manipulaci s kapalinami
- bez RNázy/DNázy, nepyrogenní, necytotoxické, bez BSE/TSE
- protikapací špička zajišťuje přesné dávkování
- barevně odlišené zvětšovací pruhy usnadňují odečítání objemu a výběr velikosti
- obousměrné stupnice umožňují volbu vzestupné a sestupné stupnice
- záporné stupnice umožňují dodatečný pracovní objem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6602	Serol. pipety Corning 4010, 1 ml, 1000 ks/bal.	6 143 Kč	bal
2101-6604	Serol. pipety Corning 4011, 1 ml, plast.obal., 1000 ks/bal.	5 886 Kč	bal
2101-6608	Serol. pipety Corning 4020, 2 ml, 1000 ks/bal.	6 054 Kč	bal
2101-6610	Serol. pipety Corning 4021, 2 ml, plast.obal., 1000 ks/bal.	6 042 Kč	bal
2101-6612	Serol. pipety Corning 4050, 5ml, 500 ks/bal.	5 325 Kč	bal
2101-6614	Serol. pipety Corning 4051, 5 ml, plast.obal., 200ks/bal.	1 837 Kč	bal
2101-6616	Serol. pipety Corning 4100, 10 ml, 500 ks/bal.	5 605 Kč	bal
2101-6620	Serol. pipety Corning 4250, 25 ml, 200 ks/bal.	4 092 Kč	bal
2101-6622	Serol. pipety Corning 4251, 25 ml, plast.obal., 200 ks/bal.	3 728 Kč	bal
2101-6624	Serol. pipety Corning 4484, 100 ml, plast.obal., 100 ks/bal.	16 962 Kč	bal
2101-6626	Serol. pipety Corning 4485, 1 ml, papír. obal., 1000 ks/bal.	5 886 Kč	bal
2101-6628	Serol. pipety Corning 4486, 2 ml, papír. obal., 1000 ks/bal.	5 973 Kč	bal
2101-6630	Serol. pipety Corning 4487, 5 ml, papír. obal., 200 ks/bal.	2 007 Kč	bal
2101-6632	Serol. pipety Corning 4488, 10 ml, papír. obal., 200 ks/bal.	2 044 Kč	bal
2101-6634	Serol. pipety Corning 4489, 25 ml, papír. obal., 200 ks/bal.	3 803 Kč	bal
2101-6636	Serol. pipety Corning 4490, 50 ml, papír. obal., 100 ks/bal.	3 794 Kč	bal
2101-6638	Serol. pipety Corning 4491, 100 ml, papír. obal., 100 ks/bal.	17 656 Kč	bal
2101-6640	Serol. pipety Corning 4492, 10 ml, plast. obal., 200 ks/bal.	3 082 Kč	bal
2101-6642	Serol. pipety Corning 4500, 50 ml, bulk, 100 ks/bal.	3 944 Kč	bal
2101-6644	Serol. pipety Corning 4501, 50 ml, plast.obal., 100 ks/bal.	4 092 Kč	bal



Pipetovací balónky

- objem 60 ml, z barevné pryže, vhodné pro pipety 2-50 ml, pro neagresivní média

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
4012-1020	Pipetovací balónek Fisherbrand, žlutý	170 Kč	ks
4012-1022	Pipetovací balónek Fisherbrand, červený	326 Kč	ks
4012-1024	Pipetovací balónek Fisherbrand, černý	155 Kč	ks
4012-1026	Pipetovací balónek Fisherbrand, modrý	170 Kč	ks



Byreta plastová, třída B

- tělo byrety je z vysoce průhledného a mechanicky odolného akrylátu
- kohout otočný o 90° je vyroben z PMP/PE, černě tištěná graduace
- provedení ideální pro výukové a demonstrační účely

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6200	Byreta plastová, třída B, 25 ml, dělení 0,1 ml	1 442 Kč	ks
2101-6202	Byreta plastová, třída B, 50 ml, dělení 0,1 ml	1 635 Kč	ks



Stojánek na pipety, PP, řadový

- výška 150 mm, délka 200 mm a šířka 75 mm
- ve dvou řadách je celkem 8 otvorů prům. 15 mm a 8 otvorů prům. 10 mm
- autoklávovatelný při 121 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1020	Stojánek na pipety řadový	321 Kč	ks

Stojánek na pipety, PP, otočný

- pro umístění až 94 pipet

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1010	Stojánek na pipety otočný	1 156 Kč	ks



Stojánek na pipety LaboPlast

- pro 40 pipet (něbo např. teploměry) různých průměrů až do 18 mm
- stabilní robustní základna, spodní miska pro zachyt odkapu
- talíře s otvory drženy na místě magneticky, výškově nastavitelné až do 450 mm
- materiál PP a středová tyč z chromované oceli
- talíře lze volitelně zaměnit za držáky nálevek, nebo sedimentačních válců

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1012	Stojánek na pipety LaboPlast, 40 míst prům. až 18 mm	2 383 Kč	ks



Byreta podle Schillinga

- jednoduchá praktická pomůcka k titraci, kompletně zhotovené z plastů
- odměrná trubice je z borosilikátového skla s tištěnou graduací
- zásobní lahev z PE, usazena v jednoduchém stojanu
- stisknutím zásobní lahve naplníte odměrnou trubicí, nulový bod se nastaví odsátím přebytečného odměrného roztoku
- místo ventilu je využita tlačka, se kterou lze provádět rychlou předtitraci i citlivě dotitrovat

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6951	Byreta Schilling B 5 ml, dělení 0,05 ml, lahev 500 ml	1 574 Kč	ks
2101-6952	Byreta Schilling B 10 ml, dělení 0,05 ml, lahev 500 ml	1 574 Kč	ks
2101-6953	Byreta Schilling B 15 ml, dělení 0,1 ml, lahev 500 ml	1 574 Kč	ks
2101-6954	Byreta Schilling B 25 ml, dělení 0,1 ml, lahev 1000ml	1 574 Kč	ks
2101-6955	Byreta Schilling B 50 ml, dělení 0,1 ml, lahev 1000 ml	1 834 Kč	ks



Pasteurovy pipety PE, Fisherbrand

- jednorázové pipety s balonkem s graduací nebo bez, i ve sterilním provedení

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6400	Pasteur. pipety 1 ml, nesterilní, 400 ks	260 Kč	bal
2101-6402	Pasteur. pipety 1 ml, grad./nesterilní, 500 ks	264 Kč	bal
2101-6404	Pasteur. pipety 1 ml, prodl. špička, grad./nesterilní, 500 ks	264 Kč	bal
2101-6406	Pasteur. pipety 1 ml, grad., sterilní 500 ks	515 Kč	bal
2101-6408	Pasteur. pipety 1 ml, baleno po 10 ks, grad., sterilní 500 ks	387 Kč	bal
2101-6410	Pasteur. pipety 1 ml, baleno po 20 ks, grad., sterilní 500 ks	449 Kč	bal
2101-6412	Pasteur. pipety 3 ml, grad., nesterilní 500 ks	259 Kč	bal
2101-6414	Pasteur. pipety 3 ml, grad., sterilní 500 ks	546 Kč	bal
2101-6416	Pasteur. pipety 3 ml, baleno po 10 ks, grad., sterilní 500 ks	467 Kč	bal
2101-6418	Pasteur. pipety 3 ml, baleno po 20 ks, grad., sterilní 500 ks	467 Kč	bal
2101-6420	Pasteur. pipety 4 ml, tenká špička, nesterilní, 500 ks	245 Kč	bal
2101-6422	Pasteur. pipety 4 ml, nesterilní, 500 ks	273 Kč	bal
2101-6424	Pasteur. pipety 7 ml, extra dlouhá špička, nesterilní, 100 ks	111 Kč	bal
2101-6426	Pasteur. pipety 10 ml, jumbo, nesterilní, 200 ks	157 Kč	bal



Pasteurovy pipety PE, Fisherbrand

- jednorázové pipety s balonkem a s lisovanou graduací, lze zamrazovat
- mají velmi dobrou reprodukovatelnost, pokud jde o počet kapek na jeden ml
- objemem je míněně maximálně možný objem nasáté kapaliny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6475	Pipeta Pasteur. PE, grad., objem 1 ml, 500ks	2 496 Kč	bal.
2101-6470	Pipeta Pasteur. PE, max. objem 3,5 ml, 500ks	2 451 Kč	bal.
2101-6455	Pipeta Pasteur. PE, grad. 1/0,25 ml, max. objem 3,5 ml, 500ks	997 Kč	bal.
2101-6465	Pipeta Pasteur. PE, grad. 2,0/0,5 ml, max. objem 2,0ml, 500ks	1 360 Kč	bal.
2101-6460	Pipeta Pasteur. PE, grad. 3/0,5 ml, max. objem 3,5 ml, 500ks	974 Kč	bal.
2101-6450	Pipeta Pasteur. PE, max. objem 3ml, 500ks	1 210 Kč	bal.



Kapací pipetky Movette, BRAND

- z PE, nasávací balonek ve tvaru měchu, tělo je graduované

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6910	Pipetka kapací 1,5ml, 100ks, PE, délka 133 mm	893 Kč	bal.
2101-6913	Pipetka kapací 5ml, 100ks, PE, délka 194 mm	1 004 Kč	bal.



Promývačka pipet a byret

- sestava složená z promývací nádoby PP o výšce 734mm, vložky a koše na vkládání pipet
- jednotlivé díly se objednávají samostatně

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1217	Promývací nádoba	4 022 Kč	ks
2105-1218	Vložka promývací nádoby	1 872 Kč	ks
2105-1219	Košík promývací nádoby	833 Kč	ks



Sterilizační pouzdro na pipety

- pouzdro ve tvaru toulce s převlečným (univerzálním pokud jde o délku pipet) nebo šroubovatelným uzávěrem
- nerezové, ve víku i na dně silikonová vložka, ta vydrží běžnou sterilizaci do 205 °C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7104	Pouzdro ster. na pipety nerezové zesílené, pr.65 x 380 mm	2 704 Kč	ks

Podložka pro odkládání pipet

- z PVC, pro odkládání pipet všech velikostí, 283 x 216 mm, výška 40 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3410	Podložka pro odkládání pipet	379 Kč	ks

Zásobník na ukládání pipet, Fisherbrand

- organizér na klasické pipety objemu 0,1 až 50 ml
- jednotlivé zásobníky lze magneticky spojit
- rozměry 301 x 100 x 127,5 mm (d. x š. x v.)



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0230	Zásobník na pipety, Fisherbrand, modrý, 3 ks	2 196 Kč	bal

Otočný stojánek na pipety, Fisherbrand

- univerzální stylový stojánek z ABS, vhodný pro většinu známých značek mikropipet
- pro 8 jednoramenných nebo 4 víceramenných pipet a jejich kombinace
- držadlo pro přenášení, průměr 229 mm, výška 408 mm
- horní část lze kombinovat ze dvou barev (modrá, zelená - součástí dodávky)
- součástí dodávky vložky do výřezů držáků, pro umístění pipet s tenčím tělem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0220	Otočný stojánek na pipety, Fisherbrand	2 967 Kč	ks

Lineární stojánek na mikropipety, Fisherbrand

- šestimístní stojánek vhodný pro většinu známých značek mikropipet
- akrylátový průhledný nebo robustní ABS plast
- spodní výřez 20 mm, horní výřez 25 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0250	Lineární stojánek na mikropipety, 6 pozic, akrylát čirý	1 027 Kč	ks
2106-0252	Lineární stojánek na mikropipety, 6 pozic, akrylát modrý	1 977 Kč	ks
2106-0254	Lineární stojánek na mikropipety, 6 pozic, ABS modrý	848 Kč	ks

Držák na mikropipety Clamp-Ette®, Fisherbrand

- vyroben z odolného PP, vhodný pro většinu známých značek mikropipet
- upevnitelný například na hranu stolu nebo polici, autoklávatelný



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0242	Držák na mikropipety Clamp-Ette®, třímístní	817 Kč	ks

Rezervoáry na vzorky pro vícekanálové mikropipety

- navrženy a baleny pro snadnou práci, silné stěny, odolné proti rozbití, snadno vylévatelné
- graduace po 25 ml, rozměry 145 x 85 x 25 mm, stohovatelné s prevencí proti „slepení“
- zúžené dno pro ideální nabrání maxima vzorku



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6300	Rezervoár na vzorky Fisherbrand, čirý PVC, 100 ks	1 744 Kč	bal
2101-6306	Rezervoár na vzorky Fisherbrand, bílý PS, 100 ks	1 909 Kč	bal

Pomůcky pro kultivace

Kultivační lahve Nunc

- kultivační lahve z čirého PS pro tkáňové kultury bez povrchové úpravy
- provedení se zvednutým zešíkmeným hrdlem pro pohodlný přístup k celé kultivační ploše
- bílé HDPE víčko pro popis, filtr pro kontinuální ventilaci
- dodávány včetně víčka, sterilizované gamma zářením, neobsahují pyrogeny



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2320	Kultivační lahve Nunc, 7 ml, uzávěr s filtrem, 200 ks	9 636 Kč	bal
2108-2322	Kultivační lahve Nunc, 30 ml, uzávěr s filtrem, 100 ks	8 156 Kč	bal
2108-2324	Kultivační lahve Nunc, 55 ml, uzávěr s filtrem, 30 ks	4 327 Kč	bal

Kultivační lahve Nunc EasYFlasks™

- z PS pro tkáňové kultury s Nunclon Delta povrchem
- výborná homogenita, kvalita povrchu a afinita, nízkoprofilové provedení
- zvednuté zešíkmené hrdlo s dvupolohovým bajonetovým uzávěrem
- v provedení s hydrofobním filtrem nebo vent/close uzávěrem z HDPE
- pohodlný přístup k celé kultivační ploše, tištěná a lisovaná graduace na obou stranách
- včetně víčka, sterilizované gamma zářením, neobsahují pyrogeny



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2300	Nunc EasYFlasks, 7 ml, uzávěr větrací, 200 ks	9 406 Kč	bal
2108-2302	Nunc EasYFlasks, 7 ml, uzávěr s filtrem, 200 ks	10 262 Kč	bal
2108-2304	Nunc EasYFlasks, 75 cm ² , uzávěr větrací, 100 ks	7 681 Kč	bal
2108-2306	Nunc EasYFlasks, 25 ml, uzávěr s filtrem, 100 ks	7 357 Kč	bal
2108-2308	Nunc EasYFlasks, 55 ml, uzávěr větrací, 30 ks	4 285 Kč	bal
2108-2310	Nunc EasYFlasks, 55 ml, uzávěr s filtrem, 30 ks	4 000 Kč	bal
2108-2312	Nunc EasYFlasks, 70 ml, uzávěr větrací, 30 ks	7 606 Kč	bal
2108-2314	Nunc EasYFlasks, 70 ml, uzávěr s filtrem, 30 ks	7 271 Kč	bal

Kultivační lahve TPP™

- z polystyrenu (PS) pro křišťálově čistou průhlednost
- poskytují vylepšenou adhezi a růst buněk díky optomechanicky upravené růstové ploše pro tkáňové kultury
- aktivovaný povrch, rovnoměrná plochá růstová plocha, geometrie hrdla snižuje riziko rozliti média
- stabilní, neklouzavé stohování více TPP lahví, dobře viditelná oboustranná značkovácí plocha
- bílé, přesné objemové stupnice pro optickou kontrolu objemu náplně
- žádné mrtvé rohy, vynikající přístup pipet, škrabek na tkáň a špachtle na tkáň



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-1152	Kultivační lahve TPP 25 cm ² , filtr, 360 ks	8 350 Kč	bal
2102-1154	Kultivační lahve TPP 75 cm ² , filtr, 100 ks	4 380 Kč	bal
2102-1156	Kultivační lahve TPP 150 cm ² , filtr, 36 ks	3 380 Kč	bal
2102-1158	Kultivační lahve TPP 300 cm ² , filtr, 18 ks	3 380 Kč	bal

Kultivační lahve Nunc TripleFlasks

- kultivační lahve z čirého PS se třemi patry pro zvětšení vnitřního povrchu při zachování vnějších rozměrů
- certifikovaný Nunclon Delta povrch zajišťuje výbornou homogenitu a afinitu
- rovné hrdlo s HDPE uzávěrem v provedení s hydrofobním filtrem nebo vent/close
- dodávány jsou včetně víčka, sterilizované gamma zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2330	Nunc TripleFlasks, 200 ml, větrací uzávěr, 32 ks	16 437 Kč	bal
2108-2332	Nunc TripleFlasks, 200 ml, uzávěr s filtrem, 32 ks	11 972 Kč	bal
2108-2334	Nunc TripleFlasks barcoded, 200 ml, uzávěr s filtrem, 32 ks	18 663 Kč	bal



Kultivační lahve Greiner

- lahve na buněčné kultury, dno je rovnoměrné, ideálně ploché
- vyrobeno z čirého PS, hrdlo je široké, šikmé
- uzávěr je z PE, dvoupolohový (uzavřená, těsná poloha, nebo poloha s větráním), nebo může mít filtr
- lahve jsou stohovatelné, testované na těsnost, sterilizované zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2210	Lahve kultiv. 50ml, 200ks, uzávěr dvoupoloh., bez gr.	3 413 Kč	bal.
2108-2211	Lahve kultiv. 50ml, 200ks, uzávěr dvoupoloh., graduace	6 822 Kč	bal.
2108-2215	Lahve kultiv. 550ml, 50ks, uzávěr dvoupoloh., bez grad	2 487 Kč	bal.
2108-2217	Lahve kultiv. 650ml, 40ks, uzávěr dvoupoloh., bez grad	4 373 Kč	bal.
2108-2235	Lahve kultiv. 50ml, 200ks, uzávěr s filtrem ,graduace	4 945 Kč	bal.
2108-2236	Lahve kultiv. 250ml, 120ks, uzávěr s filtrem ,graduace	6 552 Kč	bal.
2108-2237	Lahve kultiv. 550ml, 50ks, uzávěr s filtrem ,graduace	5 950 Kč	bal.
2108-2238	Lahve kultiv. 650ml, 40ks, uzávěr s filtrem ,graduace	2 900 Kč	bal.



Multimisky Greiner

- destičky s prohlubněmi různých velikostí
- vyrobeny z čirého PS, včetně víčka, jednotlivě sterilně balené
- víčko každé jamky má kondenzační kroužek zabraňující kontaminaci sousedních jamek
- každá destička je číslována a opatřena popisovacím políčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5020	Multimisky Greiner 6 x 9.6cm ² , 100ks	6 275 Kč	bal.
2103-5023	Multimisky Greiner 12 x 3.9cm ² , 100ks	7 650 Kč	bal.
2103-5026	Multimisky Greiner 24 x 1.9cm ² , 100ks	7 653 Kč	bal.
2103-5028	Multimisky Greiner 48 x 1.0cm ² , 100ks	9 068 Kč	bal.



Vícejamkové destičky Nunc

- PS destičky pro práci s buněčnými kulturami, Nunclon Delta povrch a vynikající optické vlastnosti
- jamky jsou kruhové s plochým dnem a jsou alfanumericky značeny
- stohovatelné, dodávány včetně víčka, sterilizované gamma zářením, bez obsahu pyrogenů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5050	Destičky Nunc, 6 x 9,6 cm ² , Nunclon Delta, 75 ks	5 836 Kč	bal
2103-5052	Destičky Nunc, 12 x 3,5 cm ² , Nunclon Delta, 75 ks	6 845 Kč	bal
2103-5054	Destičky Nunc, 24 x 1,8 cm ² , Nunclon Delta, 75 ks	5 998 Kč	bal
2103-5056	Destičky Nunc, 48 x 1,1 cm ² , Nunclon Delta, 75 ks	7 296 Kč	bal



Systém Nunc Lab-Tek™ II Chamber Slide™

- podložní sklíčka upevněná biokompaktním lepidlem v PS komůrce
- umožňují kultivaci buněk přímo na sklíčku, preparát je přímo připraven pro barvení a zkoumání
- zaoblené rohy, povrchová úprava pro homogenní povrch, Superfrost plocha pro popis
- okraje potištěné hydrofobní vrstvou, komůrka dělená na 1, 2, 4 nebo 8 vnitřních oddílů
- sterilní, součástí dodávky je pomůcka pro oddělení komůrky od sklíčka



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5060	Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, 1 oddíl, 2,0 - 4,5 ml, 16 ks	5 210 Kč	bal
2103-5062	Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, 4 oddíly, 0,5 - 1,0 ml, 16 ks	5 125 Kč	bal
2103-5064	Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, 8 oddílů, 0,2 - 0,5 ml, 16 ks	5 125 Kč	bal

Sklíčka se snímatelnou komůrkou LabTek ChamberSlide


- určená pro kultivace buněk přímo na podložním sklíčku 75x25 mm, přikrytém snímatelnou komůrkou
- buňky lze pozorovat jak během kultivace, tak i okamžitě bez dalšího zpracování pod mikroskopem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5151	Komůrka LabTek 1x sklo, skl., objem 2,5-4,5 ml, 16 ks	4 437 Kč	bal
2103-5152	Komůrka LabTek 1x TPX ,skl., objem 2,5-4,5 ml, 16 ks	5 098 Kč	bal
2103-5155	Komůrka LabTek 2x sklo, skl., objem 1,2-2,0 ml, 16 ks	4 592 Kč	bal
2103-5156	Komůrka LabTek 2x TPX ,skl., objem 1,2-2,0 ml, 16 ks	5 113 Kč	bal
2103-5160	Komůrka LabTek 4x sklo ,skl., objem 0,5-0,9 ml, 16 ks	4 889 Kč	bal
2103-5161	Komůrka LabTek 4x TPX ,skl., objem 0,5-0,9 ml, 16 ks	5 013 Kč	bal
2103-5165	Komůrka LabTek 8x sklo, skl., objem 0,2-0,4 ml, 16 ks	4 580 Kč	bal
2103-5166	Komůrka LabTek 8x TPX ,skl., objem 0,2-0,4 ml, 16 ks	5 090 Kč	bal

Podložní sklíčka Nunc

- povrchová úprava zajišťující optimální podmínky pro práci s buněčnými kulturami, rozměr 27 x 75 mm, sterilní



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0142	Podložní sklíčka Nunc, PS, 100 ks	13 561 Kč	bal
2105-0140	Podložní sklíčka Nunc, Permanox™, 100 ks	11 274 Kč	bal

Krycí skla Thermanox

- jsou plastová, tloušťky 0,2 mm, odolná vůči běžným rozpouštědlům
- zajišťují dobrou přilnavost kultur
- netoxická s mírnou fluorescencí při 380-545 nm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5110	Skla Therman.pr.13mm,500ks, pro multimisky 24 jamek	9 267 Kč	bal
2103-5112	Skla Therman.pr.25mm,500ks, pro multimisky 6 jamek	15 052 Kč	bal
2103-5115	Skla Therman.22x60mm,500ks, pro multimisky 4 komůrky	18 433 Kč	bal
2103-5117	Skla Therman.10x22mm,500ks, pro multimisky 8 komůrek	12 240 Kč	bal

Petriho misky Fisherbrand

- vyrobeny z čirého PS, baleno v čistých prostorách
- aseptické, interní balení po 20 kusech, průměr 90 x 16,2 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7246	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, větrání, 600 ks	2 056 Kč	bal
2103-7342	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, větrání (3), 600 ks	1 881 Kč	bal
2103-7240	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 14,2 mm, větrání, 600 ks	1 737 Kč	bal
2103-7242	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, větrání, 600 ks	1 901 Kč	bal
2103-7244	Petriho misky PS, Aseptické, 90 x 16,2 mm, 600 ks	1 681 Kč	bal



Petriho misky TPP™

- z křišťálově čirého polystyrenu (PS) pro vizuální kontrolu buněk ve stohovaných miskách
- vybaveny úchytným kroužkem pro snadnou manipulaci a proti náhodnému upuštění dna misky
- zoubky na úchopném kroužku zajišťují bezpečné uchopení misky
- žlutá značka na boku víka, matná na boku dna
- odvětrávací otvory zajišťují proudění vzduchu mezi naskládanými miskami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2102-1102	Petriho misky 40 x 11 mm, 900 ks/bal	6 850 Kč	bal
2102-1104	Petriho misky 60 x 16 mm, 840 ks/bal	6 850 Kč	bal
2102-1106	Petriho misky 96 x 21 mm, 240 ks/bal	3 420 Kč	bal
2102-1108	Petriho misky 146 x 21 mm, 100 ks/bal	4 120 Kč	bal



Petriho misky Nunc

- jsou vhodné jak pro výzkum, tak i potravinářství a farmaceutický průmysl
- slouží ke kultivaci plísní, bakterií a ostatních mikroorganismů
- jsou kompatibilní s automatickými systémy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7910	Petriho misky NUNC, 136x18, sterilní, 10x8 ks	4 251 Kč	bal
2103-7916	Petriho misky NUNC, 100x15 mm (86x12mm), sterilní, 20x16 ks	4 035 Kč	bal



Petriho misky Nunc

- materiál čirý PS, sterilní, s víčkem, materiál Permanox
- misky průměru 40 a 60 mm jsou dostupné také s mřížkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0200	P. misky Nunc, 40x12 mm, Nunclon, 500ks	6 357 Kč	bal
2105-0202	P. misky Nunc, 40x12 mm, ventilace, Nunclon, 500ks	5 775 Kč	bal
2105-0204	P. misky Nunc, 40x12 mm, ventilace, mřížka, Nunclon, 500ks	14 837 Kč	bal
2105-0206	P. misky Nunc, 40x12 mm, ventilace, 500ks	14 563 Kč	bal
2105-0208	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, Nunclon, 500ks	50 601 Kč	bal
2105-0210	P. misky Nunc, 60x15 mm, Nunclon, 400ks	5 096 Kč	bal
2105-0212	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, Nunclon, 21,5cm ² , 400ks	5 092 Kč	bal
2105-0214	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, 400ks	5 329 Kč	bal
2105-0216	P. misky Nunc, 60x15 mm, ventilace, mřížka, Nunclon, 400ks	5 592 Kč	bal
2105-0218	P. misky Nunc, 92x17 mm, ventilace, Nunclon, 150ks	3 433 Kč	bal
2105-0222	P. misky Nunc, 144x21 mm, ventilace, Nunclon, 80ks	4 764 Kč	bal
2105-0224	P. misky Nunc, 150x21 mm, ventilace, Nunclon, 80ks	4 580 Kč	bal



Petriho misky Nunc, čtvercové

- materiál PS, s víčkem, sterilní, povrchová úprava Nunclon
- kultivační plocha 500 cm², objem 135 ml, vnější rozměry 245 x 245 x 25 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0230	Petriho misky Nunc, čtvercové, bal. 16 ks	6 607 Kč	bal



Petriho misky Gosselin

- jednorázové ploché, průhledné Petriho misky z PS
- ventilované, (3 otvory) aseptické nebo sterilizované zářením, baleno po 20 ks
- pro běžnou laboratorní práci, bakteriologický výzkum

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7416	Petriho miska PS, 90 mm, aseptická, 500 ks	1 765 Kč	bal
2103-7418	Petriho miska, PS, 90 mm, sterilní, 500 ks	2 324 Kč	bal
2103-7420	Petriho miska, PS, 150 mm, sterilní, 220 ks	4 270 Kč	bal



Stěrové tyčinky Fisherbrand

- pro stěr tělních tekutin, precizní kompaktní a pevné provedení stíracího vrcholku
- vyhovuje ISO 9002/EN 29002 standardům, třída II A



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
Provedení sterilní v tubě, sterilizováno ethylendioxidem			
2101-6500	Tyčinky dřevo-bavlna, 150x2,5mm, 500 ks	5 025 Kč	bal
2101-6502	Tyčinky PS-bavlna, 150x2,5mm, 500 ks	2 604 Kč	bal
2101-6504	Tyčinky hliník-bavlna, 150x0,9mm, 500 ks	9 512 Kč	bal
2101-6506	Tyčinky PS-PETE, lámací, 150x2,5mm, 500 ks	4 980 Kč	bal
Provedení sterilní v tubě, jednotlivě balené, sterilizováno ethylendioxidem			
2101-6510	Tyčinky PS-bavlna, lámací, 150x2,5mm, 1000 ks	3 591 Kč	bal
Provedení nesterilní v tubě			
2101-6520	Tyčinky ne PP-bavlna, 150x2,5mm, 4000 ks	4 022 Kč	bal
2101-6526	Tyčinky dřevo-bavlna, 150x2,5mm, 10000 ks	8 186 Kč	bal



Očkovací jehly a kličky Nunc

- očkovací kličky a jehly od firmy NUNC jsou precizně tvarované
- mají upravený povrch pro zvýšení přilnavosti
- nejsou toxické, nevyžadují ožehávání, na požádání vystavení certifikátu jakosti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7117	Očkovací klička NUNC, 50x20 ks	2 321 Kč	bal
2103-7114	Očkovací klička NUNC, 12x50 ks	2 858 Kč	bal
2103-7111	Očkovací klička NUNC, modrá, 50x20 ks	2 286 Kč	ks
2103-7108	Očkovací jehla NUNC, 12x200 ks	9 623 Kč	bal
2103-7105	Očkovací jehla NUNC, 4000 ks	10 417 Kč	bal



Zkumavky na tkáňové kultury Nunc

- tkáňové zkumavky NUNC jsou certifikované a mají vynikající optickou kvalitu
- jsou buď klasického tvaru, nebo s plochou stranou
- mají sterilní šroubovací nebo nasouvací uzávěr

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-7011	Zkumavky pro TK, ploché, sterilní, 100x14 mm, 6x75 ks	15 151 Kč	bal
2103-7008	Zkumavky pro TK, kulaté, 100x13 mm, 6x100 ks	11 368 Kč	bal
2103-7005	Zkumavky pro TK, kulaté, 100x14 mm, 6x100 ks	11 366 Kč	bal



Sterilní jednorázové baňky

- jednorázové baňky od firmy NALGENE jsou vyrobeny z čistého PETG
- pro snadnou manipulaci a skladování jsou balené individuálně
- jsou ideální pro míchání roztoků a také pro skladování a přípravu médií
- snižují možnosti vzniku křížové kontaminace



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
Rovné dno			
2103-7805	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	6 465 Kč	bal
2103-7808	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	3 585 Kč	bal
2103-7811	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	4 390 Kč	bal
2103-7814	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 471 Kč	bal
2103-7817	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 530 Kč	bal
2103-7820	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	5 132 Kč	bal
□			
2103-7823	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	6 439 Kč	bal
2103-7826	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	3 562 Kč	bal
2103-7829	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	4 471 Kč	bal
2103-7832	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 523 Kč	bal
2103-7835	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 659 Kč	bal
2103-7838	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	5 121 Kč	bal
Rovné dno s ventil. uzávěry			
2103-7841	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	7 298 Kč	bal
2103-7844	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	4 396 Kč	bal
2103-7847	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	4 126 Kč	bal
2103-7850	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 804 Kč	bal
2103-7853	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 754 Kč	bal
2103-7856	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	5 125 Kč	bal
Nerovné dno s ventil. uzávěry			
2103-7859	Sterilní jednorázové baňky, 125 ml, 24ks/bal.	7 659 Kč	bal
2103-7862	Sterilní jednorázové baňky, 250 ml, 12ks/bal.	4 145 Kč	bal
2103-7865	Sterilní jednorázové baňky, 500 ml, 12ks/bal.	5 011 Kč	bal
2103-7868	Sterilní jednorázové baňky, 1000 ml, 6ks/bal.	2 814 Kč	bal
2103-7871	Sterilní jednorázové baňky, 2000 ml, 4ks/bal.	2 767 Kč	bal
2103-7873	Sterilní jednorázové baňky, 2800 ml, 4ks/bal.	5 201 Kč	bal



PARAFILM® M

- PARAFILM® M je netoxická folie pro zakrývání či těsnění ústí nádob (zkumavek, kádinek, baněk atp.) a k ochraně obsahu před kontaminací
- pro teploty -45 až +50°C, teplota tavení 60°C, hoření 301°C
- průtlačnost 200%, propustnost pro plyny (za 24 hodin, při 23°C a 50% RH):
 - kyslík menší než 350 cm³ / m²
 - dusík menší než 105 cm³ / m²
- propustnost vodních par (za 24 hodin, při 37°C a 90% RH): menší než 0,8 g/m²



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6001	Parafilm 50mm x 75m	899 Kč	ks
2105-6002	Parafilm 100mm x 75m	1 540 Kč	ks
2105-6004	Parafilm M™ 100mm x 38m, Bemis™ Curwood	941 Kč	ks
2105-6005	Parafilm 500mm x 15m	2 089 Kč	ks

Fisherbrand schránky na PARAFILM

- akrylátová průhledná nebo a ABS, s krytým odřezávacím nožem, pro přesnější a plynulejší vytahování a odřezávání fólie
- pro jednu 100 mm roli nebo dvě 50 mm role fólie

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6080	Schránka na Parafilm, akrylátová průhledná	2 805 Kč	ks
2105-6085	Schránka na Parafilm, ABS	1 267 Kč	ks



Nádobka na vzorky krve, BRAND

- z čirého PS, s převlečným víčkem PE, prům. 22 x 38 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0038	Nádobka na krev 12 ml, 1000ks	5 613 Kč	bal



Nádobka na moč, BRAND

- vyrobeno z PP, na boku lisovaná graduace po 125 ml
- víčko je z PE, snadno se uzavírá, pro ponoření testovacího proužku je ve víčku otvor
- nádobka má průměr 55mm a výšku 58mm, víčko se prodává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0031	Nádobka na moč, 1000ks, bez víčka	2 637 Kč	bal
2105-0033	Víčko k nádobce na moč, 1000ks	1 901 Kč	bal



Miska podložní plastová

- misky jsou zhotoveny z bílého PP, lze je autoklávovat při 121 °C
- vhodné jako fotografické vany, zachytňné podložky k ochraně stolu při práci s agresivními nebo barvicími tekutinami, proti rozsypání prášků nebo jako misky na instrumenty

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3305	Miska podlož.PP 130x180mm, objem 0,5 l	160 Kč	ks
2105-3308	Miska podlož.PP 180x240mm, objem 1,5 l	286 Kč	ks
2105-3310	Miska podlož.PP 240x300mm, objem 3 l	416 Kč	ks
2105-3312	Miska podlož.PP 300x400mm, objem 10 l	676 Kč	ks
2105-3314	Miska podlož.PP 400x500mm, objem 21 l	1 178 Kč	ks
2105-3316	Miska podlož.PP 500x700mm objem 39 l	1 716 Kč	ks



Miska na instrumenty, MF (melamin)

- bílá, plochá se zaoblenými okraji
- hladký povrch, snadno čistitelný

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3530	Miska na instrumenty, MF, 190 x 150 x 17mm, 5ks	1 309 Kč	bal
2105-3532	Miska na instrumenty, MF, 240 x 180 x 17mm, 5ks	1 624 Kč	bal
2105-3534	Miska na instrumenty, MF, 268 x 208 x 17mm, 5ks	1 898 Kč	bal
2105-3536	Miska na instrumenty, MF, 355 x 240 x 17mm, 5ks	3 196 Kč	bal
2105-3538	Miska na instrumenty, MF, 428 x 288 x 17mm, 5ks	5 361 Kč	bal



Miska na instrumenty vysoká, MF (melamin)

- bílá, plochá se zaoblenými okraji
- hladký povrch, snadno čistitelný
- průhledné PS víko se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3550	Miska na instrumenty vysoká, MF, 190 x 150 x 40mm, 5ks	1 621 Kč	bal
2105-3552	Miska na instrumenty vysoká, MF, 290 x 160 x 35mm, 5ks	2 163 Kč	bal
2105-3554	Miska na instrumenty vysoká, MF, 290 x 160 x 60mm, 5ks	3 124 Kč	bal
2105-3556	Miska na instrumenty vysoká, MF, 340 x 245 x 100mm, 5ks	5 204 Kč	bal
2105-3558	Miska na instrumenty vysoká, MF, 350 x 250 x 40mm, 5ks	3 999 Kč	bal



Víko pro misku na instrumenty, PS

- vysoce průhledné, snadno čistitelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-3570	Víko PS s držadlem, 190 x 150 mm, 5 ks	1 776 Kč	bal
2105-3572	Víko PS s držadlem, 290 x 160 mm, 5 ks	1 999 Kč	bal
2105-3574	Víko PS bez držadla, 340 x 245 mm, 5 ks	2 975 Kč	bal



Kontejner transportní, HDPE

- průhledný, stohovatelný, se zesíleným okrajem a integrovanými držadly

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4340	Kontejner transportní, HDPE, 20 l	1 940 Kč	ks
2108-4342	Kontejner transportní, HDPE, 46 l	3 391 Kč	ks
2108-4344	Kontejner transportní, HDPE, 72 l	5 224 Kč	ks



Vana plastová s víkem, Nalgene

- univerzální použití, dispozici v různých velikostech, z PP nebo HDPE, s víkem
- nabízí dobrou odolnost proti praskání v důsledku napětí, PP verze autoklávovatelná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4310	Vana plastová s víkem Nalgene, PP, 114 l	15 710 Kč	ks
2108-4330	Vana plastová s víkem Nalgene, HDPE, 76 l	7 294 Kč	ks
2108-4332	Vana plastová s víkem Nalgene, HDPE, 114 l	9 575 Kč	ks
2108-4334	Vana plastová s víkem Nalgene, HDPE, 179 l	12 880 Kč	ks



Kbelík univerzální HDPE

- bez výlevky, se stupnicí po 1 litru
- držadlo se zesíleným středem pro lepší držení
- těsné LDPE průhledné víko se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4370	Kbelík univerzální HDPE, 5 l, prům. 250 x 240 mm	407 Kč	ks
2108-4372	Kbelík univerzální HDPE, 10 l, prům. 290 x 300 mm	486 Kč	ks
2108-4375	Víko LDPE pro kbelík 5 l	114 Kč	ks
2108-4377	Víko LDPE pro kbelík 10 l	125 Kč	ks



Nádoba na odpadní chemikálie, PE/PP

- pro sběr zbytků chemikálií v laboratoři, prům. 222 x 560 mm
- HDPE nálevka vybavena samozavírací klapkou
- ochrana proti přetečení a rozstříknutí, součástí dodávky dobře těsnící uzávěr GL63

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-3060	Nádoba na odpadní chemikálie, PE/PP, 10 l	6 111 Kč	ks



IsoTherm - System

- pro transport, uchovávání a pro pomalé rozmrazování vzorků v mikrozkuvkách
- složen ze tří částí: tepelně izolovaného boxu (IsoSafe) s víkem, plastového bloku (IsoPack), který po vychlazení pomáhá udržovat dosaženou nízkou teplotu, a paletky (IsoRack) pro snadnější manipulaci s až 24 ks mikrozkuvkami
- paletky IsoRack jsou stohovatelné, lze je popisovat, autoklávat, nebo v rotoru pro mikrotitrační destičky centrifugovat
- bílé bloky IsoPack jsou určeny pro předchlazení při 0 °C, modré bloky při -21 °C
- výrobce uvádí, že set 24 mikrozkuvek vložených do dostatečně předchlazeného bílého bloku IsoPack a s ním pak do boxu IsoSafe, vydrží při 0 °C nejméně 6 hodin
- stejná sestava s modrým blokem IsoPack vydrží při -21 °C nejméně 3 hodiny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-1420	IsoTherm-Systém pro 0.5ml, sada 4 dílů (1x IsoSafe, 1x IsoPack bílý, 1x IsoPack modrý, 1 x IsoRack)	5 591 Kč	bal
2103-1421	IsoTherm-Syst.pro 1.5/2 ml, sada 4 dílů (1x IsoSafe, 1x IsoPack bílý, 1x IsoPack modrý, 1 x IsoRack)	5 345 Kč	bal



Sáčky PE

- s rychlouzavíracím zipem, tloušťka 0,05 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0011	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 40x60mm, 100ks	23 Kč	bal
2105-0012	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 60x80mm, 100ks	29 Kč	bal
2105-0013	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 80x120mm, 100ks	44 Kč	bal
2105-0014	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 100x150mm, 100ks	95 Kč	bal
2105-0015	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 120x170mm, 100ks	98 Kč	bal
2105-0016	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 150x220mm, 100ks	100 Kč	bal
2105-0018	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 180x250mm, 100ks	133 Kč	bal
2105-0019	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 200x300mm, 100ks	187 Kč	bal
2105-0020	Sáčky PE s rychlouzavěrem, 400x300mm, 100ks	288 Kč	bal



Ježek na sušení laboratorního nádobí, závěsný

- zhotoven z PS ve světle modré barvě, se žlábkem pro zachycení odkapávající vody
- trnů je 72 a mají průměr 15 mm
- v sadě je i materiál pro upevnění na zeď



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1888	Ježek na sušení laboratorního skla, závěsný 450x630mm	2 306 Kč	ks

Ježek na sušení laboratorního skla, nástěnný


- deska z PVC, trny z odolného PP, provedení bez nebo včetně vypouštěcího žlábků (ke žlábkům lze připojit hadici a odkapanou vodu odvádět do odpadu)
 - trny jsou odpojitelné, lze si nastavit plochu podle potřeby, nástroj na uvolnění trnů součástí dodávky
- 40 x 40 cm - 5 ks trnů délky 60 mm, 26 ks trnů délky 100 mm a dva prodlužovací trny 150 mm
 - 50 x 50 cm - 10 ks trnů délky 60 mm, 39 ks trnů délky 100 mm, čtyři prodluž. trny 150 mm
 - 60 x 60 cm - 15 ks trnů délky 60 mm, 56 ks trnů délky 100 mm a šest prodluž. trnů 150 mm
- prodlužovací trny lze použít pouze se základními trny délky 100 mm, součástí dodávky je také materiál k montáži na zeď



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1820	Ježek laboratorní 40 x 40 cm, bez vypouštěcího žlábků	4 976 Kč	ks
2105-1822	Ježek laboratorní 50 x 50 cm, bez vypouštěcího žlábků	5 905 Kč	ks
2105-1824	Ježek laboratorní 60 x 60 cm, bez vypouštěcího žlábků	6 844 Kč	ks
2105-1826	Ježek laboratorní 40 x 40 cm, s vypouštěcím žlábkem	5 738 Kč	ks
2105-1828	Ježek laboratorní 50 x 50 cm, s vypouštěcím žlábkem	6 844 Kč	ks
2105-1830	Ježek laboratorní 60 x 60 cm, s vypouštěcím žlábkem	7 818 Kč	ks

Ježek na sušení laboratorního nádobí, stolní

- stejné parametry jako nástěnná verze, je však vybaven stabilní základnou k použití na stole
- trny lze osazovat z obou stran a docílit tak větší flexibilitu
- součástí dodávky je také miska na zachycení a snadné vylištění odkapu



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1835	Ježek laboratorní stolní 40 x 40 cm	5 738 Kč	ks
2105-1837	Ježek laboratorní stolní 50 x 50 cm	6 844 Kč	ks
2105-1839	Ježek laboratorní stolní 60 x 60 cm	7 818 Kč	ks

Stříčka s PE-lahví, šroubovým uzávěrem a PE-tryskou (širokohrdlá)

- barevný je pouze uzávěr s tryskou, tryska je v úhlu cca 90°

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4100	Stříčka 250ml, bílá tryska, 10 ks	644 Kč	bal
2105-4101	Stříčka 250ml, modrá tryska, 10 ks	644 Kč	bal
2105-4102	Stříčka 250ml, žlutá tryska, 10 ks	644 Kč	bal
2105-4103	Stříčka 250ml, červená tryska, 10 ks	644 Kč	bal
2105-4110	Stříčka 500ml, bílá tryska, 10 ks	793 Kč	bal
2105-4111	Stříčka 500ml, modrá tryska, 10 ks	793 Kč	bal
2105-4112	Stříčka 500ml, žlutá tryska, 10 ks	793 Kč	bal
2105-4113	Stříčka 500ml, červená tryska, 10 ks	793 Kč	bal



Stříčka úzkohrdlá LDPE, celobarevná

- dostupná ve čtyřech barvách, uzávěr a tryska z PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4400	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, červená, 5ks	686 Kč	bal
2105-4402	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, červená, 5ks	834 Kč	bal
2105-4404	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, červená, 5ks	1 058 Kč	bal
2105-4406	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, zelená, 5ks	686 Kč	bal
2105-4408	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, zelená, 5ks	834 Kč	bal
2105-4410	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, zelená, 5ks	1 058 Kč	bal
2105-4412	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, žlutá, 5ks	686 Kč	bal
2105-4414	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, žlutá, 5ks	834 Kč	bal
2105-4416	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, žlutá, 5ks	1 058 Kč	bal
2105-4418	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 250ml, modrá, 5ks	686 Kč	bal
2105-4420	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 500ml, modrá, 5ks	834 Kč	bal
2105-4422	Stříčka úzkohrdlá LDPE, 1000ml, modrá, 5ks	1 058 Kč	bal
2105-4430	Set stříček 500 ml, po 1ks červená, zelená, modrá, žlutá	667 Kč	bal
2105-4440	Set stříček 1000 ml, po 1ks červená, zelená, modrá, žlutá	846 Kč	bal



Stříčka, PPCO

- vyrobené z PP, šroubovatelné, autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4500	Stříčka, PPCO, 500 ml, balení 6 ks	1 556 Kč	bal
2305-4502	Stříčka, PPCO, 1000 ml, balení 4 ks	1 430 Kč	bal



Laboratorní stříčky s potiskem

- PE lahev žlutého zabarvení, částečně pohlcuje UV-záření
- hrdlo široké (vnitřní průměr 38 mm) pro pohodlné nalévání a vyprazdňování, šroubový uzávěr
- PE s tryskou v různých barvách
- potisk: **český název a chemický vzorec kapaliny, pro kterou je stříčka určena, dále bezpečnostní označení podle příslušných předpisů**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4151	Stříčka 500ml, destilovaná voda, širokohrdlá, bílý uzávěr	200 Kč	ks
2105-4152	Stříčka 500ml, ethanol, širokohrdlá, oranžový uzávěr	188 Kč	ks
2105-4154	Stříčka 500ml, aceton, širokohrdlá, červený uzávěr	188 Kč	ks

- z PE s plnidlem, které částečně pohlcuje UV záření, úzkohrdlá s dlouhou a pružnou PE trubičkou pro oplach stěn tvarově komplikovanější nádoby
- potisk sestává z názvu látky, sumárního vzorce, výstražných štítků a popisu v německém jazyce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4230	Stříčka 250ml, úzkohrdlá, bez potisku	82 Kč	ks
2105-4231	Stříčka 500ml, úzkohrdlá, bez potisku	81 Kč	ks
2105-4232	Stříčka 1000ml, úzkohrdlá, bez potisku	114 Kč	ks
2105-4241	Stříčka Aceton 250 ml, úzkohrdlá, červený uzávěr	109 Kč	ks
2105-4242	Stříčka Aceton 500 ml, úzkohrdlá, červený uzávěr	120 Kč	ks
2105-4243	Stříčka Aceton 1000 ml, úzkohrdlá, červený uzávěr	143 Kč	ks
2105-4245	Stříčka Methanol 250 ml, úzkohrdlá, zelený uzávěr	109 Kč	ks
2105-4246	Stříčka Methanol 500 ml, úzkohrdlá, zelený uzávěr	120 Kč	ks
2105-4247	Stříčka Methanol 1000 ml, úzkohrdlá, zelený uzávěr	143 Kč	ks
2105-4250	Stříčka úzkohrdlá, destilovaná voda 250 ml	109 Kč	ks
2105-4251	Stříčka úzkohrdlá, destilovaná voda 500 ml	120 Kč	ks
2105-4252	Stříčka úzkohrdlá, destilovaná voda 1000 ml	143 Kč	ks
2105-4255	Stříčka Ethanol 250 ml, úzkohrdlá, oranžový uzávěr	109 Kč	ks
2105-4256	Stříčka Ethanol 500 ml, úzkohrdlá, oranžový uzávěr	120 Kč	ks
2105-4257	Stříčka Ethanol 1000 ml, úzkohrdlá, oranžový uzávěr	143 Kč	ks



DIY bezpečnostní stříčky

- materiál LDPE, bílé víčko, dodávané se štítkem, který lze uživatelsky popsat
- v dodávce i sada výstražných samolepek s piktogramy nebezpečnosti a rizik
- k dispozici i provedení s technologií DripLok (umožňuje těkavým parám odcházet ven a zároveň zamezuje vniknutí vzduchu dovnitř)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4280	Stříčka DIY bezpečnostní LDPE, 250 ml, bílé víčko, 5 ks	990 Kč	bal
2105-4282	Stříčka DIY bezpečnostní LDPE, 500 ml, bílé víčko, 5 ks	1 188 Kč	bal
2105-4284	Stříčka DIY bezpečnostní LDPE, 1000 ml, bílé víčko, 5 ks	1 354 Kč	bal
2105-4286	Stříčka DIY 250 ml, LDPE, bílé víčko, 5 ks	900 Kč	bal
2105-4288	Stříčka DIY 500 ml, LDPE, bílé víčko, 5 ks	975 Kč	bal
2105-4290	Stříčka DIY 1000 ml, LDPE, bílé víčko, 5 ks	1 140 Kč	bal



Stříčka Turn'n'Spray

- rozprašovač s ohebnou nasávací hadičkou uvnitř, hadička opatřená závažím a lze sprejovat i při otočení láhve vzhůru nohama
- materiály PE, PP, silikon a nerez ocel, tryska má průměr 0,6 mm
- přibližná dávka kapaliny na jedno stisknutí je 1,2 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4300	Stříčka Turn'n'Spray, 250 ml	241 Kč	ks
2105-4302	Stříčka Turn'n'Spray, 500 ml	266 Kč	ks
2105-4304	Stříčka Turn'n'Spray, 1000 ml	278 Kč	ks



Rozprašovač PP

- bílá nebo průhledná zásobní láhev
- tryska nastavitelná na jemnou mlhu nebo vodní paprsek (dostřik až 3-4 m)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-4450	Rozprašovač PP, 400 ml, bílý, 5 ks	1 208 Kč	bal
2105-4452	Rozprašovač PP, 850 ml, bílý, 5 ks	1 311 Kč	bal
2105-4454	Rozprašovač PP, 1000 ml, průhledný, 5 ks	1 523 Kč	bal
2105-4456	Rozprašovač PP, 1000 ml, průhledný, potisk "Ethanol", 5 ks	1 764 Kč	bal



Promývačka plastová, PFA

- průhledná, s uzávěrem S40 a PTFE fritou 50 µm
- excelentní chemická odolnost (fluorovaný plast)
- teplotní odolnost -200 až +260°C, autoklávovatelná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-5300	Promývačka plastová, PFA, 250ml, S40	9 836 Kč	ks
2101-5302	Promývačka plastová, PFA, 500ml, S40	11 697 Kč	ks
2101-5304	Promývačka plastová, PFA, 1000ml, S40	14 789 Kč	ks



Nálevky a násypky PP

Kód zboží	Název	Délka x prům. stonku	Prodejní cena	MJ
Nálevka standardní tenkostěnná, BRAND				
2105-2050	Nálevka std. tenkostěnná, 50mm	45 x 9mm	23 Kč	ks
2105-2075	Nálevka std. tenkostěnná, 75mm	55 x 10mm	25 Kč	ks
2105-2100	Nálevka std. tenkostěnná, 100mm	77 x 13mm	41 Kč	ks
2105-2150	Nálevka std. tenkostěnná, 150mm	95 x 17mm	75 Kč	ks
Nálevka tenkostěnná s vrapováním, BRAND				
2105-2160	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 100mm	82 x 11mm	131 Kč	ks
2105-2162	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 120mm	85 x 11mm	149 Kč	ks
2105-2164	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 150mm	115 x 14mm	251 Kč	ks
2105-2166	Nálevka tenkostěnná, vrapování, 180mm	143 x 14mm	330 Kč	ks
Nálevka sudová se zesílenou stěnou				
2105-2200	Nálevka sudová, zesíl stěna, 200mm	85 x 22mm	207 Kč	ks
2105-2250	Nálevka sudová, zesíl stěna, 250mm	100 x 30mm	354 Kč	ks
2105-2350	Nálevka sudová, zesíl stěna, 350mm	170 x 35mm	744 Kč	ks
2105-2400	Nálevka sudová, zesíl stěna, 400mm	150 x 42mm	1 795 Kč	ks
Násypka širokohrdlá, BRAND				
2105-2560	Násypka širokohrdlá, 60mm	19 x 15mm	47 Kč	ks
2105-2562	Násypka širokohrdlá, 80mm	23 x 15mm	88 Kč	ks
2105-2564	Násypka širokohrdlá, 100mm	23 x 25mm	93 Kč	ks
2105-2566	Násypka širokohrdlá, 120mm	28 x 30mm	107 Kč	ks
2105-2568	Násypka širokohrdlá, 150mm	42 x 35mm	133 Kč	ks
2105-2569	Násypka širokohrdlá, 180mm	48 x 40mm	224 Kč	ks



Nálevka sudová PE se sítkem a nastavnou stopkou

- horní průměr nálevky 253 mm, průměr stopky dole 50 mm
- nad stopkou bronzové sítko o průměru 105 mm na zachycení pevných nečistot
- sítko vyjímatelné, takže ho v případě práce s agresivní kapalinou nemusíte použít a vyměnit

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2570	Nálevka sudová 250 mm, bronz.sítko	300 Kč	ks
2105-2572	Sítko náhradní 105 mm k nálevce sudové	108 Kč	ks
2105-2573	Stopka krátká k nálevce sudové	83 Kč	ks



Nálevka PP do zábrusu

- průhledná, vhodná i pro vícehrdlé baňky
- zjednodušuje plnění baněk kapalnými i pevnými látkami i během reakce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2470	Nálevka PP do zábrusu 14/23, 10ks	1 030 Kč	bal
2105-2472	Nálevka PP do zábrusu 19/26, 10ks	1 390 Kč	bal
2105-2474	Nálevka PP do zábrusu 29/32, 5ks	851 Kč	bal



Büchnerova nálevka PP

- prakticky nerozbitná, odolná teple
- oddělitelná spodní a vrchní část pro pohodlné čištění
- autoklávatelná, vhodná pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2610	Büchnerova nálevka PP, 45mm	496 Kč	ks
2105-2620	Büchnerova nálevka PP, 110mm	752 Kč	ks



Dělicí nálevka PP, šroubový uzávěr a PTFE kohout, BRAND

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2650	Dělicí nálevka 125ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	4 536 Kč	ks
2105-2652	Dělicí nálevka 250ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	4 690 Kč	ks
2105-2654	Dělicí nálevka 500ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	5 106 Kč	ks
2105-2656	Dělicí nálevka 1000ml, PP, šroubový uzávěr, PTFE kohout	6 396 Kč	ks
2105-2659	Držák pro PP dělicí nálevky	321 Kč	ks



Stojany pro filtrační nálevky LaboPlast

- robustní a stabilní stojany pro dvě nebo čtyři filtrační nálevky (prům. 40 až 180 mm) nebo sedimentační válce dle Imhoffa
- držáky na nálevky jsou magnetické, výškově nastavitelné lehce jednou rukou (až do 450 mm)
- dodávány jsou včetně redukčních vložek
- další držáky s redukcemi lze doobjednat, objednat lze také držáky na Imhoffovy válce prům. 90 mm a více
- materiál PP, středová tyč je z chromované oceli

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2670	Stojánek PP pro nálevky, dvoumístný	2 291 Kč	ks
2105-2672	Stojánek PP pro nálevky, čtyřmístný	3 095 Kč	ks
2105-2674	Držák pro nálevky prům. 40 - 180 mm, včetně redukčních vložek	363 Kč	ks
2105-2676	Držák na válec dle Imhoffa, prům. 90 mm a více	458 Kč	ks



Držák pro filtrační nálevky

- jedno nebo dvoumístný držák z PP, na stativ průměru 8 až 14mm
- dodáván s adaptérem, díky němuž lze zavěsit nálevky průměru 25 až 170mm
- bez adaptéru lze upevnit nálevky se stopkou průměru až 35mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-2680	Držák nálevky PP, jednomístný	310 Kč	ks
2105-2682	Držák nálevky PP, dvoumístný	409 Kč	ks

Těsnění GUKO

- z pryže na bázi přírodního kaučuku, pro vakuovou filtraci - utěsnění nučí, filtračních kelímků a Büchnerových nálevek



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2205-1221	Těsnění GUKO 1 12/21mm	28 Kč	ks
2205-1727	Těsnění GUKO 2 17/27mm	34 Kč	ks
2205-2133	Těsnění GUKO 3 21/33mm	38 Kč	ks
2205-2741	Těsnění GUKO 4 27/41mm	45 Kč	ks
2205-3353	Těsnění GUKO 5 33/53mm	49 Kč	ks
2205-4868	Těsnění GUKO 6 48/68mm	58 Kč	ks
2205-5878	Těsnění GUKO 7 58/78mm	80 Kč	ks
2205-6689	Těsnění GUKO 8 66/89mm	93 Kč	ks

Podstavec korkový pod kulaté baňky

- z lisovaného korku pro baňky s kulatým dnem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0021	Podstavec korkový pro baňku 100 ml	86 Kč	ks
2106-0024	Podstavec korkový pro baňku 250-500 ml	115 Kč	ks
2106-0026	Podstavec korkový pro baňku 500 až 1000 ml	153 Kč	ks
2106-0028	Podstavec korkový pro baňku 2000 ml	213 Kč	ks

Teploměřová průchodka pro zábrusy

- pro regulaci hloubky ponoru teploměru ve skleněných baňkách
- pro NZ 14 nebo NZ 29, v kontaktu s reakční směsí je pouze PTFE
- vhodné pro teploměry o průměru 6–8,5 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7814	Teploměřová průchodka pro skleněné zábrusy NZ 14, PTFE	1 124 Kč	ks
2104-7829	Teploměřová průchodka pro skleněné zábrusy NZ 29, PTFE	1 124 Kč	ks

Skříňový plastový exsikátor Bel-Art™

- z šedého průhledného PS, s neoprenovým těsněním dveří, stohovatelný
- standardně dvě police (maximálně čtyři), celková maximální zátěž je 5 kg, hmotnost 3,6 kg



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1640	Skříňový exsikátor Bel-Art	15 191 Kč	ks

Plastové exsikátory Mini

- z čirého PS, dvířka mají pryžové těsnění a magnetický zámek
- jedno-, dvou- nebo třikomorové provedení, s velikostí komory vždy 190x180 x výška 110 mm
- každá komora má vlastní dvířka



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1610	Exsikátor Mini 1	3 813 Kč	ks
2105-1611	Exsikátor Mini 2	7 414 Kč	ks
2105-1612	Exsikátor Mini 3	11 665 Kč	ks

Plastové exsikátory kulaté

- spodní díl exsikátoru z PP, víko je z PC a průhledné, vložka na silikagel je z PP
- ve víku zabudován ventil s olivkou pro odsávání, resp. zavzdušňování
- v ceně není porcelánová deska, která je stejná jako u klasických skleněných exsikátorů
- těsnost zajišťuje O-kroužek vložený mezi víko a spodní díl



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1511	Exsikátor PC/PP, 150 mm, bez porc.desky	1 366 Kč	ks
2105-1513	Exsikátor PC/PP, 200 mm, bez porc.desky	2 265 Kč	ks
2105-1515	Exsikátor PC/PP, 250 mm, bez porc.desky	2 815 Kč	ks
2105-1521	Těsnění k exsik. 150 mm	110 Kč	ks
2105-1522	Těsnění k exsik. 200 mm	154 Kč	ks
2105-1523	Těsnění k exsikátoru, 250 mm	402 Kč	ks

Exsikátor plastový Nalgene

- z polykarbonátu s vysokou průhledností, velmi lehký a nárazuodolný
- silikonové těsnění pro použití s vakuem, udrží podtlak až 947 mbar po 24 hodin
- spodní část i víko má výstup pro odnímatelný kohout nebo záslepku (součástí dodávky)
- na kohout lze připojit hadici vnitř. prům. 6 - 10 mm, vnitřní deska se objednává zvlášť
- výška 33 cm, vnitřní průměr 25 cm, vnější 28 cm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1560	Exsikátor plastový Nalgene	3 335 Kč	ks
2105-1561	Deska k exsikátoru (keramický kompozit)	2 086 Kč	ks
2105-1562	Náhradní kohout k exsikátoru Nalgene	904 Kč	ks



Exsikátory a sušicí skříně Sicco

- skříňové boxy vyrobené z PMMA, polykarbonátu a borosilikátového skla (provedení Vitrum pro materiály do 300°C)
- funkčnost, odolnost, nízká hmotnost při přenášení, průhlednost ze všech stran, široká škála rozměrů od vnitřního objemu 6 l až do 840 l skříní
- základní provedení, tak i exsikátory s automatickým udržováním vlhkosti vnitřní atmosféry mezi 20-30%, exsikátory s přívodem a odvodem inertního plynu, Glove boxy, antistatické exsikátory pro ochranu zejména elektronických komponent proti prachu a vlhkosti a také pevný a stabilní plastový exsikátor pro sušení pod vakuem
- mini exsikátory ve variantě Premium mají vlastní vlhkoměr a dvě police ve výbavě
- nejmenší modely jsou vyrobené celé z plastu jako samonosné
- střední a větší skříně jsou se zesíleným hliníkovým rámem a průhlednými panely z akrylového skla, nebo borosilikátového skla
- dveře s magnetickým držákem dobře těsní díky gumovému těsnění
- neklouzavé gumové nožičky nebo 4 pojezdová kolečka (dvě s brzdou)
- u všech modelů nad 10 l objemu je součástí snadno čitelný elektronický vlhkoměr
- variabilní výška polic, některé police jsou teleskopické



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1850	Exsikátor Mini-1, stohovatelný	3 813 Kč	ks
2105-1950	Exsikátor Mini 1 Premium, stohovatelný	4 081 Kč	ks
2105-1840	Exsikátor Mini Black, stohovatelný	5 114 Kč	ks
2105-1940	Exsikátor Mini Black Premium, stohovatelný	5 437 Kč	ks
2105-1842	Exsikátor Mini Protect, stohovatelný	4 686 Kč	ks
2105-1942	Exsikátor Mini Protect Premium, stohovatelný	5 298 Kč	ks
2105-1871	Exsikátor Star	23 427 Kč	ks
2105-1899	Exsikátor Star-Horizontal	29 984 Kč	ks
2105-1841	Exsikátor Star-Vitrum	35 992 Kč	ks
2105-1879	Exsikátor Star Protect (oranžový)	31 265 Kč	ks
2105-1891	Exsikátor Star Black	29 372 Kč	ks
2105-1938	Exsikátor Tower Star	37 423 Kč	ks
2105-1896	Exsikátor Big-Star	53 322 Kč	ks
2105-1852	Exsikátor Maxi 1	87 251 Kč	ks
2105-1994	Exsikátor Wall	308 269 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



Exsikátory Sicco s přívodem inertního plynu

- skříňové boxy vyrobené z PMMA, polykarbonátu a borosilikátového skla (provedení Vitrum pro materiály do 300°C)
- funkčnost, odolnost, nízká hmotnost při přenášení, průhlednost ze všech stran, široká škála rozměrů od vnitřního objemu 6 l až do 840 l skříní
- exsikátory ve variantě Premium mají vlastní vlhkoměr a dvě police ve výbavě
- vstup a výstup inertního plynu rychlospojkami
- dobře čitelný elektronický vlhkoměr, zámek dveří
- hadice délky 5m jsou součástí dodávky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1849	Exsikátor Mini 1, s přívodem inertu	8 703 Kč	ks
2105-1949	Exsikátor Mini 1 Premium, s přívodem inertu	9 251 Kč	ks
2105-1875	Exsikátor Super-Star	29 793 Kč	ks
2105-1932	Exsikátor Super-Maxi 1	95 140 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



Antistatické exsikátory

- provedení s vybíjením statického náboje
- připevnění uzemňovacího kabelu k zadní straně skříně přes závit M6

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1911	Exsikátor Star Antistatic	54 847 Kč	ks
2105-1925	Exsikátor Big-Star Antistatic	63 103 Kč	ks
2105-1922	Exsikátor Maxi 1 Antistatic	118 053 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



Automatické exsikátory s udržováním vlhkosti mezi 20-30%

- zesílený hliníkový rám, stěny z PMMA, nutné připojení k el. napájení 230V/50 Hz

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1877	Exsikátor Auto-Star	44 493 Kč	ks
2105-1894	Exsikátor Auto Big-Star	73 458 Kč	ks
2105-1914	Exsikátor Auto Maxi 1	141 910 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



Vakuové exsikátory

- zajišťují díky vakuu rychlé vysychání vzorků, v prostředí bez kyslíku a CO₂
- vhodné např. pro polovodičové vzorky aj.
- pevné stěny z 20 nebo 25 mm silného PMMA
- silikonové těsnění pro vakuum až 0.01 Pa, teplotní odolnost -20°C až +70°C
- dva jehlové ventily výstup pr. 9mm, mechanický vakuoměr 0-760 mm Hg

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1881	Exsikátor vakuový 17,5 l	145 050 Kč	ks
2105-1882	Exsikátor vakuový 24,5 l	162 276 Kč	ks
2105-1883	Exsikátor vakuový 31,5 l	197 383 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



Glove boxy

- bezpečná a efektivní práce s citlivými, agresivní či toxickými látkami v uzavřeném a kontrolovaném prostředí
- lehké, přitom s robustní konstrukcí, absolutně těsné, se skvělou průhledností
- ekonomicky výhodné řešení oproti konvenčním ocelovým boxům
- tyto boxy jsou buďto bez, nebo s transferovou komorou pro přesun vzorků
- základní provedení stěn je z akrylu, antistatické provedení pak z polykarbonátu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1984	Glove box, 260 l	98 793 Kč	ks
2105-1982	Glove box, 260 l, s transfer komorou 20 l	141 250 Kč	ks
2105-1992	Glove box, 260 l antistatický, s transfer komorou 20 l	293 250 Kč	ks

Podrobné technické informace poskytneme na dotaz.



Glove box Mini

- provedení s vybíjením statického náboje
- připevnění vyroben z čirého akrylátu, velmi malý a lehký, možnost rychlého přenášení
- irisový vstup průměru 190 mm pro rukavice
- rozměry vnitřní 290 x 390 x 390 mm, vnější 300 x 400 x 400 mm
- vnitřní objem 34 l, hmotnost pouze 5,7 kg uzemňovací kabelu k zadní straně skříně přes závit M6

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1996	Glove box Mini	45 866 Kč	ks



Dózy PP se šroubovým uzávěrem

- válcovitý tvar, bez zúžení hrdla, lze je sterilizovat při 121 °C, cena včetně uzávěru

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0071	Dóza PP šroub.uzávěr 12ml, prům. 25 x 31 mm	8 Kč	ks
2105-0072	Dóza PP šroub.uzávěr 25ml, prům. 31 x 40 mm	11 Kč	ks
2105-0073	Dóza PP šroub.uzávěr 60ml, prům. 41 x 56 mm	19 Kč	ks
2105-0074	Dóza PP šroub.uzávěr 90ml, prům. 52 x 50 mm	22 Kč	ks
2105-0075	Dóza PP šroub.uzávěr 125ml, prům. 52 x 67 mm	25 Kč	ks
2105-0076	Dóza PP šroub.uzávěr 250ml, prům. 68 x 78 mm	40 Kč	ks
2105-0077	Dóza PP šroub.uzávěr 600ml, prům. 90 x 114 mm	44 Kč	ks



Dózy PE víceúčelové

- čtvercový nebo obdélníkový tvar, zaoblené rohy, vtačovací víčko
- vhodné pro běžné zamrazování do -40 °C, nelze je sterilizovat

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0091	Dóza PE s víčkem 500ml, 103 x 103 x 64 mm	75 Kč	ks
2105-0092	Dóza PE s víčkem 1000ml, 208 x 103 x 64 mm	141 Kč	ks
2105-0093	Dóza PE s víčkem 1500ml, 208 x 103 x 64 mm	190 Kč	ks
2105-0095	Dóza PE s víčkem 2000ml, 208 x 103 x 94 mm	259 Kč	ks
2105-0096	Dóza PE s víčkem, 1000ml, 208 x 208 x 64 mm	115 Kč	ks
2105-0097	Dóza PE s víčkem, 2000ml, 208 x 208 x 64 mm	229 Kč	ks
2105-0098	Dóza PE s víčkem 3300ml, 208 x 208 x 94 mm	283 Kč	ks



Lahve PP úzkohrdlé

- bez uzávěru, objednáva se zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-2632	30	14	9	68	35	10 Kč	ks
2108-2633	50	18	13	85	40	14 Kč	ks
2108-2634	100	18	13	105	45	17 Kč	ks
2108-2635	250	25	18	140	60	29 Kč	ks
2108-2636	500	25	18	170	75	37 Kč	ks
2108-2637	1000	28	21	215	95	69 Kč	ks
2108-2638	2000	28	21	263	120	124 Kč	ks

Lahve PP širokohrdlé

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-2643	50	32	24	79	40	17 Kč	ks
2108-2644	100	32	24	95	48	22 Kč	ks
2108-2645	250	40	31	125	64	31 Kč	ks
2108-2646	500	50	38,5	156	75	41 Kč	ks
2108-2647	1000	65	50	207	94	74 Kč	ks
2108-2648	2000	65	50	246	120	133 Kč	ks

Uzávěry PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2691	Uzávěr šroubový GL 14, bílý, PP	3 Kč	ks
2108-2692	Uzávěr šroubový GL 18, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2693	Uzávěr šroubový GL 25, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2694	Uzávěr šroubový GL 28, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2695	Uzávěr šroubový GL 32, bílý, PP	8 Kč	ks
2108-2696	Uzávěr šroubový GL 40, bílý, PP	9 Kč	ks
2108-2697	Uzávěr šroubový GL 50, bílý, PP	11 Kč	ks
2108-2698	Uzávěr šroubový GL 65, bílý, PP	27 Kč	ks



Lahve PE úzkohrdlé

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, protáhlý tvar
- hrdlo má masivní šroubový uzávěr, který velmi dobře těsní
- cena bez uzávěru, který se objednává zvlášť

Lahve z přírodního PE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1510	10	14	9	47	26	9 Kč	ks
2108-1512	20	14	9	59	32	9 Kč	ks
2108-1514	30	14	9	68	35	10 Kč	ks
2108-1515	50	18	13	85	40	14 Kč	ks
2108-1517	100	18	13	105	45	15 Kč	ks
2108-1522	250	25	18	140	60	24 Kč	ks
2108-1525	500	25	18	170	75	33 Kč	ks
2108-1528	750	28	21	211	75	45 Kč	ks
2108-1532	1000	28	21	215	95	63 Kč	ks
2108-1535	2000	28	21	263	120	114 Kč	ks



Lahve z hnědého PE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1565	100	18	13	105	45	17 Kč	ks
2108-1566	250	25	18	140	60	28 Kč	ks
2108-1567	500	25	18	170	75	37 Kč	ks
2108-1568	1000	28	21	215	95	69 Kč	ks

Lahve PE úzkohrdlé

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, válcový tvar, mírně rozšířený směrem nahoru
- hrdlo má masivní šroubový, dobře těsnící uzávěr, cena bez uzávěru, objednává se zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1710	50	18	13	82	37	14 Kč	ks
2108-1713	100	18	13	97	44	15 Kč	ks
2108-1715	250	25	17,5	127	60	24 Kč	ks
2108-1718	500	25	17,5	161	77	33 Kč	ks
2108-1720	1000	28	21	198	95	63 Kč	ks
2108-1725	2000	28	21	250	119	114 Kč	ks



Lahve PE úzkohrdlé čtyřhranné

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, hranatý tvar se čtvercovou podstavou
- hrdlo má masivní šroubový, dobře těsnící uzávěr, cena bez uzávěru, objednává se zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1605	50	18	13	77	34	8 Kč	ks
2108-1610	100	25	17,5	80	43	12 Kč	ks
2108-1614	250	28	21	84	80	18 Kč	ks
2108-1617	500	32	24	109	90	20 Kč	ks
2108-1619	1000	32	24	190	80	30 Kč	ks
2108-1620	1500	32	24	202	98	33 Kč	ks



Lahve PE širokohrdlé

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, válcový tvar
- dobře těsnící uzávěr, vhodné pro kapalné i pevné vzorky
- cena je bez uzávěru, který se objednává zvlášť

Lahve z přírodního PE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1041	50	32	24	79	40	15 Kč	ks
2108-1045	100	32	24	95	48	19 Kč	ks
2108-1047	250	40	31	125	64	25 Kč	ks
2108-1050	500	50	38,5	156	75	36 Kč	ks
2108-1100	1000	65	50	207	94	68 Kč	ks
2108-1200	2000	65	50	246	120	121 Kč	ks



Lahve z hnědého LDPE

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1230	50	32	24	79	40	18 Kč	ks
2108-1231	100	32	24	95	48	23 Kč	ks
2108-1232	250	40	31	125	64	30 Kč	ks
2108-1234	500	50	38,5	156	75	41 Kč	ks
2108-1235	1000	65	50	207	94	75 Kč	ks

Lahve PE širokohrdlé čtyřhranné

- z nízkotlakého PE v přírodním zabarvení, hranatý tvar se čtvercovou podstavou usnadňuje skladování vzorků, dobře těsnící uzávěr, vhodné pro kapalné i pevné vzorky
- cena je bez uzávěru, který se objednává zvlášť

Kód zboží	Objem (ml)	Závit GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1310	250	50	38,5	84	79	20 Kč	ks
2108-1320	500	65	50	120	90	29 Kč	ks
2108-1325	1000	65	50	169	90	42 Kč	ks
2108-1330	1500	65	50	217	98	46 Kč	ks



Uzávěr šroubový GL z PE

- z LDPE přírodní nebo hnědé barvy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1914	Uzávěr PE, GL14	3 Kč	ks
2108-1918	Uzávěr PE, GL18	6 Kč	ks
2108-1925	Uzávěr PE, GL25	8 Kč	ks
2108-1928	Uzávěr PE, GL28	7 Kč	ks
2108-1932	Uzávěr PE, GL32	8 Kč	ks
2108-1940	Uzávěr PE, GL40	10 Kč	ks
2108-1950	Uzávěr PE, GL50	10 Kč	ks
2108-1965	Uzávěr PE, GL65	24 Kč	ks

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1972	Uzávěr PE, hnědý, GL18	8 Kč	ks
2108-1973	Uzávěr PE, hnědý, GL25	8 Kč	ks
2108-1974	Uzávěr PE, hnědý, GL28	8 Kč	ks
2108-1975	Uzávěr PE, hnědý, GL32	8 Kč	ks
2108-1976	Uzávěr PE, hnědý, GL40	9 Kč	ks
2108-1977	Uzávěr PE, hnědý, GL50	11 Kč	ks
2108-1978	Uzávěr PE, hnědý, GL65	27 Kč	ks



Uzávěr kapací

- GL uzávěr s kapací špičkou, lze nasadit na jakoukoliv lahev s odpovídajícím GL-závitem hrdla

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2014	Uzávěr kapací PE, GL14	5 Kč	ks
2108-2018	Uzávěr kapací PE, GL18	8 Kč	ks
2108-2025	Uzávěr kapací PE, GL25	7 Kč	ks
2108-2028	Uzávěr kapací PE, GL28	9 Kč	ks



Kapací lahvička Nalgene, LDPE

- z průhledného PE, vytváří 40 µl kapky (platí pro vodu)
- možná náhrada pipety, dávkovače apod., kapací uzávěr a víčko součástí dodávky
- v balení 25 ks jsou namíchány různé barvy uzávěrů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1580	Kapací lahvička Nalgene, LDPE, 4 ml, 25 ks	1 029 Kč	bal
2108-1582	Kapací lahvička Nalgene, LDPE, 8 ml, 25 ks	1 077 Kč	bal
2108-1584	Kapací lahvička Nalgene, LDPE, 15 ml, 25 ks	1 126 Kč	bal



Lahve PE s rukojetí

- z nízkotlakého PE, protáhlého nebo válcového tvaru, masivní, dobře těsnící uzávěr
- rukojeť z ohýbaného ocelového drátu, cena včetně uzávěru

Úzkohrdlé

Kód zboží	Objem (ml)	Závít GL	Vnitř. prům. hrdla (mm)	Výška (mm)	Prům. lahve (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-1538	3000	32	24	308	140	499 Kč	ks
2108-1540	5000	40	31	360	163	602 Kč	ks



Uzávěr šroubový GL

- z PP, sterilizovatelný do 121 °C, jednotlivé velikosti jsou barevně rozlišeny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2030	Uzávěr šroubový GL 14, plný, PP	18 Kč	ks
2108-2031	Uzávěr šroubový GL 18, plný, PP	20 Kč	ks
2108-2032	Uzávěr šroubový GL 25, plný, PP	22 Kč	ks
2108-2034	Uzávěr šroubový GL 45, plný, PP	27 Kč	ks



2108-2040	Uzávěr šroubový GL 14, s otvorem, PP	18 Kč	ks
2108-2041	Uzávěr šroubový GL 18, s otvorem, PP	20 Kč	ks
2108-2042	Uzávěr šroubový GL 25, s otvorem, PP	22 Kč	ks
2108-2043	Uzávěr šroubový GL 32, s otvorem, PP	24 Kč	ks
2108-2044	Uzávěr šroubový GL 45, s otvorem, PP	27 Kč	ks

ze speciálního plastu, s možností sterilizace do 200 °C, s otvorem


2108-2060	Uzávěr šroubový GL 14, s otvorem, speciál	48 Kč	ks
2108-2061	Uzávěr šroubový GL 18, s otvorem, speciál	52 Kč	ks
2108-2062	Uzávěr šroubový GL 25, s otvorem, speciál	58 Kč	ks
2108-2063	Uzávěr šroubový GL 32, s otvorem, speciál	62 Kč	ks
2108-2064	Uzávěr šroubový GL 45, s otvorem, speciál	65 Kč	ks



Septa pro GL uzávěry

- pro GL uzávěry s otvorem, materiál neutrální silikon

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7200	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 14, 100 ks	3 780 Kč	bal
2305-7202	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 18, 100 ks	3 892 Kč	bal
2305-7204	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 25, 100 ks	5 796 Kč	bal
2305-7206	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 32, 100 ks	6 552 Kč	bal
2305-7208	Septa pro GL uzávěry, silikon, pro GL 45, 100 ks	18 648 Kč	bal



Lahvičky PP s vtlačovacím víčkem

- z přírodního PP, včetně víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2440	Lahvičky s vtlačovacím víčkem, 60 ml, prům. 31 x 110 mm, 100 ks	1 206 Kč	bal



Scintilační lahve

- z přírodního HDPE, včetně víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2410	Lahvičky scintilační 20ml, GL 22,5, prům. 26,5 x 57,5 mm, 1000ks	7 533 Kč	bal



Lahve hranaté širokohrdlé Corning®, PC

- z mechanicky odolného, čirého polykarbonátu, oranžové PP víčko GL 45
- hranaté provedené pro úsporu místa a lepší manipulovatelnost
- výrazná bílá graduace a popisná plocha
- autoklávovatelné při 121°C, sterilní, individuálně balené

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2750	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 150 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	2 193 Kč	bal
2108-2752	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 250 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	2 285 Kč	bal
2108-2754	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 500 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	3 211 Kč	bal
2108-2756	Lahve hranaté širokohrdlé PC, 1000 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	4 508 Kč	bal



Lahve hranaté širokohrdlé Corning®, PET

- lehký a odolný čirý polyethylen terephtalát (PET), oranžové PP víčko GL 45
- hranaté provedené pro úsporu místa a lepší manipulovatelnost
- výrazná bílá graduace a popisná plocha
- sterilní, individuálně balené, bez obsahu pyrogenů a cytotoxinů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2760	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 150 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	3 009 Kč	bal
2108-2762	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 250 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	3 758 Kč	bal
2108-2764	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 500 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	5 763 Kč	bal
2108-2766	Lahve hranaté širokohrdlé PET, 1000 ml, s víčkem GL 45, 12 ks	7 435 Kč	bal



Lahve širokohrdlé Corning® Easy Grip, PS

- z čirého polystyrenu, oranžové PE víčko 45 mm
- nízký profil, vybrání po stranách pro lepší uchopitelnost
- lisovaná graduace, sterilní, bez obsahu pyrogenů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2770	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 150 ml, s víčkem, 24 ks	2 546 Kč	bal
2108-2772	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 250 ml, s víčkem, 24 ks	2 608 Kč	bal
2108-2774	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 500 ml, s víčkem, 24 ks	3 585 Kč	bal
2108-2776	Lahve širokohrdlé Easy Grip, 1000 ml, s víčkem, 24 ks	5 362 Kč	bal



Lahve širokohrdlé Costar®, PS

- spotřební hladké lahve z čirého polystyrenu
- červené PE víčko 45 mm, lisovaná graduace
- sterilní, bez obsahu pyrogenů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2780	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 150 ml, s PE víčkem, 24 ks	2 329 Kč	bal
2108-2782	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 250 ml, s PE víčkem, 12 ks	2 078 Kč	bal
2108-2784	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 500 ml, s PE víčkem, 12 ks	1 831 Kč	bal
2108-2786	Lahve širokohrdlé kulaté, PS, 1000 ml, s PE víčkem, 12 ks	2 676 Kč	bal



Reagenční lahve PP

- úzkohrdlé lahve s hladkým hrdlem o rozměrech normalizovaného zábrusu
- zhotoveny z PP v přírodním zabarvení, cena včetně PE zátky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1805	Lahev reag. PP 100ml, NZ 14/23, prům. 52 x 105mm	46 Kč	ks
2108-1810	Lahev reag. PP 250ml, NZ 19/26, prům. 70 x 132mm	58 Kč	ks
2108-1812	Lahev reag. PP 500ml, NZ 24/29, prům. 86 x 170mm	78 Kč	ks
2108-1815	Lahev reag. PP 1000ml, NZ 29/32, prům. 106 x 208mm	96 Kč	ks



Prachovnice PP

- širokohrdlé lahve s hladkým hrdlem o rozměrech normalizovaného zábrusu
- zhotoveny z PP v přírodním zabarvení, cena včetně PE zátky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-1820	Prachovnice PP 100ml, NZ 24/29, prům. 52 x 105 mm	68 Kč	ks
2108-1822	Prachovnice PP 250ml, NZ 34/35, prům. 72 x 139 mm	79 Kč	ks
2108-1826	Prachovnice PP 500ml, NZ 45/40, prům. 86 x 170 mm	102 Kč	ks
2108-1828	Prachovnice PP 1000ml, NZ 60/46, prům. 107 x 210 mm	137 Kč	ks



Nádoby HDPE širokohrdlé

- z přírodního PE, široké a nízké, velmi široké hrdlo se závitem
- uzávěr z černého PP s těsnicí vložkou z pěnového PE, objednává se zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2112	Lahev HDPE 250 ml, prům. 65 x 98 mm	30 Kč	ks
2108-2113	Lahev HDPE 500 ml, prům. 80 x 122 mm	41 Kč	ks
2108-2115	Lahev HDPE 1000 ml, prům. 100 x 153 mm	56 Kč	ks
2108-2116	Lahev HDPE 1500 ml, prům. 114 x 173 mm	74 Kč	ks
2108-2117	Lahev HDPE 2000 ml, prům. 126 x 192 mm	92 Kč	ks
2108-2121	Uzávěr PP k lahvi 100 ml	6 Kč	ks
2108-2122	Uzávěr PP k lahvi 250 ml	8 Kč	ks
2108-2123	Uzávěr PP k lahvi 500 a 750 ml	14 Kč	ks
2108-2124	Uzávěr PP k lahvi 1000, 1500 a 2000 ml	17 Kč	ks



Láhev Fisherbrand, hnědá, LDPE

- vhodná pro skladování látek citlivých na světlo

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-0040	Láhev hnědá, LDPE, 125 ml, prům. 38 x 86 mm, 12 ks	263 Kč	bal
2108-0042	Láhev hnědá, HDPE, 250 ml, prům. 62 x 132 mm, 12 ks	350 Kč	bal
2108-0044	Láhev hnědá, LDPE, 500 ml, prům. 74 x 168 mm, 12 ks	550 Kč	bal
2108-0046	Láhev hnědá, LDPE, 1000 ml, prům. 81 x 201 mm, 24 ks	1 654 Kč	bal



Lahve PP širokohrdlé, hnědé

- neprůhledné, s těsným PP šroubovacím víčkem černé barvy
- mechanicky odolné, autoklávovatelné do 121°C, dobrá chemická odolnost

Kód zboží	Objem (ml)	Prům. (mm)	Výška (mm)	Prům. hrdla (mm)	Ks v balení	Prodejní cena	MJ
2108-2600	60	40	82	22	10	253 Kč	bal
2108-2602	150	51	116	32	10	318 Kč	bal
2108-2604	250	60	140	37	10	743 Kč	bal
2108-2606	500	75	161	46	10	893 Kč	bal
2108-2608	1000	90	205	55	5	770 Kč	bal
2108-2610	2000	120	242	55	5	1 042 Kč	bal



Láhev Fisherbrand, hnědá, LDPE

- vysoce průhledné, mechanicky velmi odolné
- ideální pro skladování biologických vzorků, reagensů a vodných roztoků
- k dispozici i hranaté provedení pro úsporu místa při skladování
- dodávány včetně PP víčka, lahve i víčka jsou sterilizovatelné do 121°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2700	Láhev PC kulatá, 500 ml, prům. 81 x 175 mm, 12 ks	3 787 Kč	bal
2108-2702	Láhev PC kulatá, 1000 ml, prům. 97 x 216 mm, 12 ks	3 754 Kč	bal
2108-2710	Láhev PC hranatá, 250 ml, šíř. 59 x 139 mm, 24 ks	5 777 Kč	bal
2108-2712	Láhev PC hranatá, 500 ml, šíř. 73 x 172 mm, 12 ks	3 377 Kč	bal
2108-2714	Láhev PC hranatá, 1000 ml, šíř. 92 x 213 mm, 12 ks	3 658 Kč	bal
2108-2716	Láhev PC hranatá, 2000 ml, šíř. 115 x 266 mm, 6 ks	4 861 Kč	bal



Lahve PP širokohrdlé, hnědé

- neprůhledné, s těsným PP šroubovacím víčkem černé barvy
- mechanicky odolné, autoklávovatelné do 121°C, dobrá chemická odolnost

Kód zboží	Objem (ml)	Prům. (mm)	Výška (mm)	Prům. hrdla (mm)	Ks v balení	Prodejní cena	MJ
2108-2620	60	40	82	22	10	876 Kč	bal
2108-2622	125	51	104	32	10	598 Kč	bal
2108-2624	250	60	141	37	10	694 Kč	bal
2108-2626	500	75	161	46	10	845 Kč	bal
2108-2628	1000	90	205	55	5	769 Kč	bal



Lahve hliníkové, úzkohrdlé

- vhodné pro uchovávání a přepravu vzorků, bezešvé provedení a mechanická odolnost
- dodávány s PP uzávěrem s vnitřním hliníkovým těsněním

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-6100	Lahev hliníková, 38 ml, prům. 35 x 70 mm	50 Kč	ks
2108-6102	Lahev hliníková, 60 ml, prům. 40 x 88 mm	55 Kč	ks
2108-6104	Lahev hliníková, 120 ml, prům. 57 x 97 mm	66 Kč	ks
2108-6106	Lahev hliníková, 300 ml, prům. 57 x 160 mm	87 Kč	ks
2108-6108	Lahev hliníková, 600 ml, prům. 74 x 192 mm	128 Kč	ks
2108-6110	Lahev hliníková, 1200 ml, prům. 88 x 248 mm	150 Kč	ks



Boxy na přenášení lahví

- PP box s otvory pro přenášení max. 6 ks láhví průměru do 95 mm
- HDPE box pro až 8 ks láhví průměru do 95 mm
- vhodný pro přenášení i pro jejich krátkodobé uskladnění
- nemá otvory, slouží tedy i k zachytu kapaliny při vytečení z láhve

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-6010	PP box na 6 ks láhví, rozm. 310 x 210 x 305 mm, s otvory	380 Kč	ks
2108-6020	HDPE box na 8 ks láhví, rozm. 420 x 300 x 210 mm, bez otvorů	815 Kč	ks



Transportní boxy Fisherbrand

- vhodné pro komfortní přenášení citlivých/nebezpečných vzorků nebo výrobků
- průhledné, vyrobené z odolného polykarbonátu, rozměry 38 x 19,6 x 16 cm
- těsnost zajišťuje silikonové těsnění a robustní uzavírací mechanismus
- sklápěcí držadlo umožňuje stohování boxů, víko otevíratelné v úhlu 180°
- dodáváno s vložkami pro rozdělení vnitřního prostoru, autoklávovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0380	Transportní box Fisherbrand, čirý	3 085 Kč	ks
2106-0382	Transportní box Fisherbrand, červený	3 055 Kč	ks
2106-0384	Transportní box Fisherbrand, žlutý	3 055 Kč	ks



Hadice

Zkratky: PE-polyetylen, PP-polypropylen, PVC-polyvinyl chlorid, PTFE-polytetrafluoretylen, SI-pryž na bázi silikonového kaučuku, SBR-pryž na bázi butadienstyrenového kaučuku. Chemické odolnosti vůči některým rozpouštědlům: 1-stálý, 2-prakt.stálý, 3-podmíněně stálý, 4-nestálý, 5-rychlá degradace.

	PE	PP	PVC	SI	SBR	PTFE
Aceton	1-3	1-3	4-5	2-3	4-5	1-2
Amoniak 25%	1	1	1-2	1	2-3	1
Butanol	1	1-3	3-4	2-3	4-5	1
Eter	4	4	4	4	5	1
Etanol 50%	1	1	1-3	1	3-5	1
Hexan	3-4	2-3	3-4	2-4	3-5	2-4
Kys.solná 20%	1	1	1-3	2-3	3-5	1
Kys.sírová 95%	3-4	3-4	2-4	3-4	5	1
Kys.dusičná 50%	2-4	3-4	2-4	3-5	5	1
NaOH 30 %	1	1	1-3	2-3	3-5	1

Tabulka vychází z údajů různých výrobců, údaje se mohou lišit podle střední mol. hmotnosti, přítomnosti a obsahu různých přísad atd. a podmínek testu. Nezhledňuje odlišnosti v chování nízkotlakého a vysokotlakého PE, měkčeného PVC atd. Je určena pouze jako orientační pomůcka při volbě materiálu hadice.

Šablona pro měření průměrů hadic

- z PP, pro jednoduché orientační změření vnitřního i vnějšího průměru hadic od 1,5 do 16 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7005	Šablona pro měření průměrů hadic	189 Kč	ks



Hadice pryžová potravinářská (SBR)

- vhodná pro rozvody vody, minimální odběr hadic je možný **po svitcích 5 m**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2111-0508	Hadice pryž.červená 6/10mm	34 Kč	m
2111-0812	Hadice pryž.červená 8/12mm	35 Kč	m
2111-1014	Hadice pryž.červená 10/14mm	30 Kč	m



Hadice PVC transparentní

- k beztlakým rozvodům vody nebo vodných roztoků, minimální odběr hadic je **po svitcích 5 m**
- max. délka v celku do rozměru 6/9mm je 100 m, nad tento rozměr pak 50 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2113-0203	Hadice PVC transparentní 2/3mm	15 Kč	m
2113-0204	Hadice PVC transparentní 2/4mm	17 Kč	m
2113-0304	Hadice PVC transparentní 3/4mm	16 Kč	m
2113-0305	Hadice PVC transparentní 3/5mm	16 Kč	m
2113-0306	Hadice PVC transparentní 3/6mm	21 Kč	m
2113-0405	Hadice PVC transparentní 4/5mm	20 Kč	m
2113-0406	Hadice PVC transparentní 4/6mm	19 Kč	m
2113-0407	Hadice PVC transparentní 4/7mm	25 Kč	m
2113-0507	Hadice PVC transparentní 5/7mm	41 Kč	m
2113-0508	Hadice PVC transparentní 5/8mm	28 Kč	m
2113-0509	Hadice PVC transparentní 5/9mm	30 Kč	m
2113-0608	Hadice PVC transparentní 6/8mm	38 Kč	m
2113-0609	Hadice PVC transparentní 6/9mm	29 Kč	m
2113-0610	Hadice PVC transparentní 6/10mm	31 Kč	m
2113-0710	Hadice PVC transparentní 7/10mm	31 Kč	m
2113-0711	Hadice PVC transparentní 7/11mm	34 Kč	m
2113-0810	Hadice PVC transparentní 8/10mm	41 Kč	m
2113-0812	Hadice PVC transparentní 8/12mm	37 Kč	m
2113-0912	Hadice PVC transparentní 9/12mm	37 Kč	m
2113-0913	Hadice PVC transparentní 9/13mm	47 Kč	m
2113-1013	Hadice PVC transparentní 10/13mm	45 Kč	m
2113-1014	Hadice PVC transparentní 10/14mm	44 Kč	m
2113-1216	Hadice PVC transparentní 12/16mm	49 Kč	m
2113-1620	Hadice PVC transparentní 16/20mm	60 Kč	m



Hadice silikonová transparentní

- teplotní stálost -60 až +200°C, krátkodobě až +260°C, minimální odběr hadic **po svitcích 5 m**
- max. délka v celku do rozměru 14/20 je 25 m, nad tento rozměr pak 20 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2114-1535	Hadice silikonová 1.5/3.5	24 Kč	m
2114-0204	Hadice silikonová 2/4mm	27 Kč	m
2114-0305	Hadice silikonová 3/5mm	33 Kč	m
2114-0307	Hadice silikonová 3/7mm	67 Kč	m
2114-0406	Hadice silikonová 4/6mm	44 Kč	m
2114-0509	Hadice silikonová 5/9mm	94 Kč	m
2114-0608	hadice silikonová 6/8mm	67 Kč	m
2114-0609	Hadice silikonová 6/9mm	77 Kč	m
2114-0610	Hadice silikonová 6/10mm	93 Kč	m
2114-0710	Hadice silikonová 7/10mm	83 Kč	m
2114-0810	Hadice silikonová 8/10mm	83 Kč	m
2114-0812	Hadice silikonová 8/12mm	123 Kč	m
2114-0814	Hadice silikonová 8/14mm	231 Kč	m
2114-0913	Hadice silikonová 9/13mm	152 Kč	m
2114-1014	Hadice silikonová 10/14mm	152 Kč	m
2114-1016	Hadice silikonová 10/16mm	236 Kč	m
2114-1216	Hadice silikonová 12/16mm	186 Kč	m
2114-1218	Hadice silikonová 12/18mm	305 Kč	m
2114-1420	Hadice silikonová 14/20mm	346 Kč	m
2114-1824	Hadice silikonová 18/24mm	374 Kč	m



Hadice VITON

- černý fluorovaný kopolymer s teplotní odolností -10 až +200°C
- výborná chemickou odolnost vůči aromatickým i alifatickým uhlovodíkům, olejům, silným kyselinám, oxidačním činidlům a chlorovaným rozpouštědlům
- nepropouští plyny a páry, odběr možný **po jednotlivých metrech**, v celku max. 25 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2117-0406	Hadice Viton 4/6mm	266 Kč	m
2117-0407	Hadice Viton 4/7mm	390 Kč	m
2117-0507	Hadice Viton 5/7mm	343 Kč	m
2117-0508	Hadice Viton 5/8mm	513 Kč	m
2117-0608	Hadice Viton 6/8mm	383 Kč	m
2117-0609	Hadice Viton 6/9mm	531 Kč	m
2117-0610	Hadice Viton 6/10mm	824 Kč	m
2117-0709	Hadice Viton 7/9mm	594 Kč	m
2117-0710	Hadice Viton 7/10mm	670 Kč	m
2117-0810	Hadice Viton 8/10mm	752 Kč	m
2117-0812	Hadice Viton 8/12mm	1 027 Kč	m
2117-0912	Hadice Viton 9/12mm	931 Kč	m
2117-1012	Hadice Viton 10/12mm	733 Kč	m
2117-1014	Hadice Viton 10/14mm	1 232 Kč	m
2117-1216	Hadice Viton 12/16mm	1 689 Kč	m



Hadice polyetylenová transparentní

- vhodná pro etanol, vodné roztoky solí, kyselin i zásad, pro teploty do 40°C
- minimální odběr možný **po svitcích 5 m**
- max. délka v celku do rozměru 8/10 je 100 m, nad tento rozměr pak 50 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2115-0204	Hadice PE 2/4mm	22 Kč	m
2115-0305	Hadice PE 3/5mm	23 Kč	m
2115-0406	Hadice PE 4/6mm	25 Kč	m
2115-0608	Hadice PE 6/8mm	29 Kč	m
2115-0810	Hadice PE 8/10mm	38 Kč	m
2115-1013	Hadice PE 10/13mm	59 Kč	m
2115-1215	Hadice PE 12/15mm	71 Kč	m
2115-1535	Hadice PE 1.5/3.5mm	17 Kč	m



Hadice PTFE netransparentní

- s vysokou chemickou odolností vůči kapalinám i plynům
- odběr možný **po jednotlivých metrech**, max. v celku 10 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2116-1503	Hadice PTFE 1,5/3mm	92 Kč	m
2116-0203	Hadice PTFE 2/3mm	75 Kč	m
2116-0304	Hadice PTFE 3/4mm	94 Kč	m
2116-0405	Hadice PTFE 4/5mm	110 Kč	m
2116-0406	Hadice PTFE 4/6mm	175 Kč	m
2116-0608	Hadice PTFE 6/8mm	245 Kč	m
2116-0810	Hadice PTFE 8/10mm	370 Kč	m
2116-1012	Hadice PTFE 10/12mm	473 Kč	m
2116-1214	Hadice PTFE 12/14mm	669 Kč	m



Hadice silikonová vakuová

- odběr možný **po jednotlivých metrech**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2118-0412	Hadice vakuová silikonová 4/12mm	240 Kč	m
2118-0515	Hadice vakuová silikonová 5/15mm	352 Kč	m
2118-0612	Hadice vakuová silikonová 6/12mm	180 Kč	m
2118-0715	Hadice vakuová silikonová 7/15mm	328 Kč	m
2118-0816	Hadice vakuová silikonová 8/16mm	371 Kč	m
2118-0818	Hadice vakuová silikonová 8/18mm	421 Kč	m
2118-1020	Hadice vakuová silikonová 10/20mm	516 Kč	m



Hadice kaučuková vakuová

- odběr možný **po jednotlivých metrech**

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2128-0412	Hadice vakuová kaučuková 4/12 mm	171 Kč	m
2128-0515	Hadice vakuová kaučuková 5/15 mm	189 Kč	m
2128-0614	Hadice vakuová kaučuková 6/14 mm	186 Kč	m
2128-0715	Hadice vakuová kaučuková 7/15 mm	202 Kč	m
2128-0816	Hadice vakuová kaučuková 8/16 mm	229 Kč	m
2128-0818	Hadice vakuová kaučuková 8/18 mm	289 Kč	m



Hadice ke kahanu

- pro tlak do 100 mbar, odběr možný **po jednotlivých metrech**, max. v celku 50 m

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2119-0001	Hadice ke kahanu 10/14 mm	279 Kč	m



Indikátory proudění

- barevný lopatkový rotor v průhledném pouzdře pro vizuální kontrolu např. průtoku vody
- vstupní a výstupní olivka pro hadice s vnitřním průměrem 6 až 11 mm
- různé barvy a dvě materiálová provedení
- materiál SAN je odolný do teplot +30 °C a není vhodný pro chemikálie
- materiál PMP je odolný až do +60 °C a také odolá slabším chemikáliím

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7001	Indikátor proudění, červený SAN	279 Kč	ks
2104-7002	Indikátor proudění černý, SAN	279 Kč	ks
2104-7003	Indikátor proudění modrý, SAN	279 Kč	ks
2104-7011	Indikátor proudění červený, PMP	345 Kč	ks
2104-7012	Indikátor proudění černý, PMP	345 Kč	ks
2104-7013	Indikátor proudění modrý, PMP	345 Kč	ks



Hadicová svorka

- šroubovací pásková svorka pro zajištění hadic na olivkách
- díky křídlovému šroubu snáze použitelná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1091	Hadicová svorka, pro hadice vnější pr. 8 až 12 mm	27 Kč	ks
2305-1092	Hadicová svorka, pro hadice vnější pr. 10 až 16 mm	28 Kč	ks
2305-1093	Hadicová svorka, pro hadice vnější pr. 12 až 22 mm	29 Kč	ks



Tlačka Hoffmannova

- dodává se buď s pevnou čelistí (hadici musíte tlačkou předem provléknout)
- nebo s výklopnou spodní čelistí (můžete ji na hadici nasadit kdykoli)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1030	Tlačka Hoffm. 30mm, pevná	185 Kč	ks
2305-1040	Tlačka Hoffm. 40mm, pevná	195 Kč	ks
2305-1044	Tlačka Hoffm. 20mm, výkl. čelist	89 Kč	ks
2305-1046	Tlačka Hoffm. 30mm, výkl. čelist	98 Kč	ks
2305-1048	Tlačka Hoffm. 40mm, výkl. čelist	194 Kč	ks



Tlačka dle Mohra

- pružinová, vhodná spíše na zaškrcování tenkostěnných hadic

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1030	Tlačka Hoffm. 30mm, pevná	185 Kč	ks



Tlačka „Easy-Click“

- lze nasadit na již instalované hadicové propojení, plynulá regulace průtoku šroubovou maticí
- uzavření i plné otevření průtoku lze provést i bez šroubování jedním kliknutím
- materiál galvanizovaná ocel a PVDF, teplotní odolnost do 160°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1059	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 10 mm, červená	67 Kč	ks
2305-1060	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 10 mm, žlutá	67 Kč	ks
2305-1061	Tlačka Easy-Click, do prům. 10 mm, modrá	67 Kč	ks
2305-1065	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 10 mm, zelená	67 Kč	ks
2305-1062	Tlačka Easy-Click, do prům. 15 mm, modrá	113 Kč	ks
2305-1070	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 15 mm, červená	113 Kč	ks
2305-1072	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 15 mm, žlutá	113 Kč	ks
2305-1074	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 15 mm, zelená	113 Kč	ks
2305-1080	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 20 mm, červená	141 Kč	ks
2305-1082	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 20 mm, žlutá	141 Kč	ks
2305-1084	Tlačka „Easy-Click“, do prům. 20 mm, zelená	141 Kč	ks
2305-1063	Tlačka Easy-Click, do prům. 20 mm, modrá	141 Kč	ks



Tlačka „stop-it metal“

- stejný princip jako "Easy-Click" avšak z galvanizované oceli a hliníku pro větší robustnost a tepelnou odolnost

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1010	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 10 mm	85 Kč	ks
2305-1012	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 15 mm	135 Kč	ks
2305-1014	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 20 mm	146 Kč	ks
2305-1016	Tlačka „stop-it metal“, do průměru 30 mm	225 Kč	ks



Ventil PE jednocestný

- k propojení a uzavírání hadic

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7100	Ventil PE, olivka 10 mm	93 Kč	ks
2104-7102	Ventil PE, olivka 9-11 mm	139 Kč	ks
2104-7104	Ventil PE, olivka 12-15 mm	211 Kč	ks



Ventily dvou a třicestné

- k propojení a větvení rozvodů hadic

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7121	Ventil dvoucestný PE 5- 7mm	171 Kč	ks
2104-7124	Ventil dvoucestný PE 7- 9mm	198 Kč	ks
2104-7125	Ventil dvoucestný PE 9-11mm	226 Kč	ks
2104-7126	Ventil dvoucestný PE 11-13mm	226 Kč	ks
2104-7131	Ventil třicestný PE 5-7 mm	285 Kč	ks
2104-7133	Ventil třicestný PE 7-9 mm	336 Kč	ks
2104-7135	Ventil třicestný PE 9-11mm	386 Kč	ks
2104-7136	Ventil třicestný PE 11-13mm	386 Kč	ks



2104-7140	Ventil dvoucestný PVDF 5-7mm	288 Kč	ks
2104-7142	Ventil dvoucestný PVDF 7-9mm	340 Kč	ks
2104-7144	Ventil dvoucestný PVDF 9-11mm	389 Kč	ks
2104-7146	Ventil dvoucestný PVDF 11-13mm	389 Kč	ks
2104-7150	Ventil třicestný PVDF 5-7mm	446 Kč	ks
2104-7152	Ventil třicestný PVDF 7-9mm	505 Kč	ks
2104-7154	Ventil třicestný PVDF 9-11mm	544 Kč	ks
2104-7156	Ventil třicestný PVDF 11-13mm	544 Kč	ks

Spojky hadic PP

- přímé, pro hadice se stejným vnitřním průměrem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7202	Spojka PP přímá 4- 6mm	20 Kč	ks
2104-7203	Spojka PP přímá 6- 8mm	22 Kč	ks
2104-7204	Spojka PP přímá 8-10mm	26 Kč	ks
2104-7205	Spojka PP přímá 10-12mm	34 Kč	ks
2104-7206	Spojka PP přímá 12-14mm	36 Kč	ks



Spojky hadic PP redukční

- přímé, pro hadice s různým vnitřním průměrem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7302	Spojka PP redukční 4-8/10-12 mm	43 Kč	ks
2104-7305	Spojka PP redukční 4-8/12-16 mm	44 Kč	ks
2104-7307	Spojka PP redukční 8-12/14-16 mm	47 Kč	ks



T-spojky hadic PP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7402	Spojka PP T-profil 4 mm	19 Kč	ks
2104-7403	Spojka PP T-profil 6 mm	23 Kč	ks
2104-7405	Spojka PP T-profil 8 mm	25 Kč	ks
2104-7406	Spojka PP T-profil 10 mm	29 Kč	ks



Ventil zpětný PP

- zamezuje zpětnému toku vody v hadici při výpadku tlaku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7525	Ventil zpětný pro hadici pr. 12 až 15 mm	109 Kč	ks



Rychlospojky na hadice

- pro rychlé spojování hadic pro kapaliny, plyny, vzduch nebo vakuum
- pevné a těsné spojení, které lze však velmi jednoduše a rychle rozpojit
- zajišťovací spona je z nerezové oceli nebo POM, spojky samotné pak z PP (Polypropylen) nebo POM (Polyoxymethylen)
- spojky z POM lze použít pro teploty -40 až +80 °C, pro vakuum a přetlak až 10 bar
- spojky z PP pak pro teploty 0 až +110 °C a pro přetlak až 8 bar

Kompletní (100 % plast, spona z POM)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7420	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, kompletní rovná	198 Kč	ks
2104-7430	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, kompletní rovná	198 Kč	ks



Jednotlivé (100 % plast, spona z POM)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7040	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	73 Kč	ks
2104-7041	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	73 Kč	ks
2104-7042	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka úhlová	171 Kč	ks
2104-7043	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	130 Kč	ks
2104-7044	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	130 Kč	ks



Rychlospojky jednotlivé (plast, spona nerez)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7050	Rychlospojka POM, 6,5 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	107 Kč	ks
2104-7051	Rychlospojka POM, 8 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	107 Kč	ks
2104-7052	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	107 Kč	ks
2104-7053	Rychlospojka POM, 6,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	496 Kč	ks
2104-7054	Rychlospojka POM, 8 mm, s ventilem, zástrčka rovná	496 Kč	ks
2104-7055	Rychlospojka POM, 9,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	496 Kč	ks
2104-7056	Rychlospojka PP, 6,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	590 Kč	ks
2104-7057	Rychlospojka PP, 9,5 mm, s ventilem, zástrčka rovná	648 Kč	ks



2104-7059	Rychlospojka POM, 6,5 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	425 Kč	ks
2104-7060	Rychlospojka POM, 8 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	425 Kč	ks
2104-7061	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	425 Kč	ks
2104-7062	Rychlospojka POM, 6,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	506 Kč	ks
2104-7063	Rychlospojka POM, 8 mm, s ventilem, zásuvka rovná	506 Kč	ks
2104-7064	Rychlospojka POM, 9,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	506 Kč	ks
2104-7065	Rychlospojka PP, 6,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	660 Kč	ks
2104-7066	Rychlospojka PP, 9,5 mm, s ventilem, zásuvka rovná	808 Kč	ks

Rychlospojky jednotlivé (plast, spona nerez)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7070	Rychlospojka POM, 6,5 mm, bez ventilu, zástrčka úhlová	388 Kč	ks
2104-7071	Rychlospojka POM, 9,5 mm, bez ventilu, zástrčka úhlová	388 Kč	ks
2104-7072	Rychlospojka POM, 9,5 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	624 Kč	ks
2104-7073	Rychlospojka PP, 6,5 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	735 Kč	ks
2104-7075	Rychlospojka POM, 3,2 mm, s ventilem, zásuvka rovná	459 Kč	ks
2104-7076	Rychlospojka POM, 4,8 mm, s ventilem, zásuvka rovná	479 Kč	ks
2104-7077	Rychlospojka POM, 6,4 mm, s ventilem, zásuvka rovná	459 Kč	ks
2104-7078	Rychlospojka POM, 3,2 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	319 Kč	ks
2104-7079	Rychlospojka POM, 4,8 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	331 Kč	ks
2104-7080	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zásuvka rovná	319 Kč	ks
2104-7081	Rychlospojka PP, 3,2 mm, s ventilem, zásuvka rovná	510 Kč	ks
2104-7083	Rychlospojka POM, 3,2 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	83 Kč	ks
2104-7084	Rychlospojka POM, 4,8 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	97 Kč	ks
2104-7085	Rychlospojka POM, 6,4 mm, bez ventilu, zástrčka rovná	102 Kč	ks
2104-7086	Rychlospojka POM, 3,2 mm, s ventilem, zástrčka rovná	451 Kč	ks
2104-7087	Rychlospojka POM, 4,8 mm, s ventilem, zástrčka rovná	455 Kč	ks
2104-7088	Rychlospojka POM, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka rovná	451 Kč	ks
2104-7089	Rychlospojka PP, 3,2 mm, s ventilem, zástrčka rovná	510 Kč	ks
2104-7090	Rychlospojka PP, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka rovná	590 Kč	ks
2104-7091	Rychlospojka POM, 3,2 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	641 Kč	ks
2104-7092	Rychlospojka POM, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	641 Kč	ks
2104-7093	Rychlospojka PP, 6,4 mm, s ventilem, zástrčka úhlová	788 Kč	ks



Lopatka PP, BRAND

- z litého hliníku pro práci se sypkými látkami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9203	Lopatka PP 50ml, 160mm	32 Kč	ks
2105-9204	Lopatka PP 100ml, 200mm	46 Kč	ks
2105-9205	Lopatka PP 250ml, 260mm	97 Kč	ks
2105-9206	Lopatka PP 500ml, 315mm	137 Kč	ks
2105-9207	Lopatka PP 1000ml, 385mm	161 Kč	ks



Lopatka hliníková

- z litého hliníku pro práci se sypkými látkami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9232	Lopatka hliníková 185 mm	130 Kč	ks
2105-9233	Lopatka hliníková 210 mm	165 Kč	ks
2105-9234	Lopatka hliníková 250 mm	223 Kč	ks
2105-9236	Lopatka hliníková 310 mm	376 Kč	ks
2105-9238	Lopatka hliníková 400 mm	730 Kč	ks
2105-9239	Lopatka hliníková 430 mm	873 Kč	ks



Lopatka hliníková EasyScoop

- z lehkého eloxovaného hliníku
- centrálně umístěná vnitřní rukojeť pro snížení zátěže na zápěstí uživatele při odběru vzorků



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3150	Lopatka hliníková EasyScoop, 1500 ml	874 Kč	ks
2305-3152	Lopatka hliníková EasyScoop, 2000 ml	1 150 Kč	ks

Lopatka nerezová na odběr vzorků

- k odběru vzorků prášků, granulátů a past
- z nerezové oceli AISI 304, sterilizovatelná a autoklávovatelná
- hladký, vysoce lesklý povrch a je vhodná pro styk s potravinami
- trubkový tvar usnadňuje ponoření lopatky do odebíraného média, vysoké boky zabraňují vytékání vzorku
- ideální pro použití v chemickém, farmaceutickém, krmivářském a potravinářském průmyslu



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3160	Lopatka na odběr vzorků, nerez, 120 ml, prům. 50 mm	718 Kč	ks
2305-3162	Lopatka na odběr vzorků, nerez, 450 ml, prům. 75 mm	809 Kč	ks
2305-3164	Lopatka na odběr vzorků, nerez, 1000 ml, prům. 100 mm	963 Kč	ks
2305-3166	Lopatka na odběr vzorků, nerez, 1500 ml, prům. 120 mm	1 101 Kč	ks
2305-3168	Lopatka na odběr vzorků, nerez, 2500 ml, prům. 150 mm	1 446 Kč	ks

Lopatka nerezová PharmaScoop

- pro vysoké požadavky farmaceutického průmyslu, např. požadavky obsažené v předpisech FDA
- z nerezové oceli AISI 316 bez hran nebo štěrbin, ve kterých by se mohly hromadit zbytky vzorků
- vysoce leštěné vnitřní a vnější povrchy lopatky
- splňují všechny požadavky na dodržování GMP při výrobě a odběru vzorků



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3130	Lopatka PharmaScoop, 10 ml, prům. 25 mm, délka 45mm	1 788 Kč	ks
2305-3132	Lopatka PharmaScoop, 50 ml, prům. 38 mm, délka 70mm	3 028 Kč	ks
2305-3134	Lopatka PharmaScoop, 100 ml, prům. 50 mm, délka 100mm	4 116 Kč	ks
2305-3136	Lopatka PharmaScoop, 500 ml, prům. 95 mm, délka 140mm	4 131 Kč	ks
2305-3138	Lopatka PharmaScoop, 750 ml, prům. 95 mm, délka 210mm	4 254 Kč	ks
2305-3140	Lopatka PharmaScoop, 1000 ml, prům. 110 mm, délka 235 mm	4 709 Kč	ks
2305-3142	Lopatka PharmaScoop, 1250 ml, prům. 125 mm, délka 195 mm	4 858 Kč	ks
2305-3144	Lopatka PharmaScoop, 1700 ml, prům. 135 mm, délka 230 mm	5 045 Kč	ks
2305-3146	Lopatka PharmaScoop, 3000 ml, prům. 180 mm, délka 215mm	6 019 Kč	ks

Lopatky nerezové potravinářské

- vysoce leštěná nerezová ocel
- pevné a stabilní bezešvé provedení
- bez hran a štěrbin kde by se mohl zachycovat vzorek
- rukojeť opatřená očkem pro zavěšení



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3100	Lopatka nerezová potravinářská, 100ml, délka 215 mm	723 Kč	ks
2305-3102	Lopatka nerezová potravinářská, 200ml, délka 230 mm	986 Kč	ks
2305-3104	Lopatka nerezová potravinářská, 250ml, délka 245 mm	1 088 Kč	ks
2305-3106	Lopatka nerezová potravinářská, 350ml, délka 290 mm	1 221 Kč	ks
2305-3108	Lopatka nerezová potravinářská, 500ml, délka 350 mm	1 616 Kč	ks

Lopatky / lžičky pro práškové materiály PP, barevné

- objem 100 ml, dostupné v osmi barvách, lze využít jako navažovací lžičku
- splňují EC 10/2011 direktivu pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1350	Lžička pro práškové materiály PP, bílá, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1352	Lžička pro práškové materiály PP, červená, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1354	Lžička pro práškové materiály PP, šedá, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1356	Lžička pro práškové materiály PP, černá, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1358	Lžička pro práškové materiály PP, žlutá, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1360	Lžička pro práškové materiály PP, modrá, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1362	Lžička pro práškové materiály PP, zelená, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1364	Lžička pro práškové materiály PP, světle modrá, 12 ks	513 Kč	bal
2101-1366	Set 8 ks lžiček pro práškové materiály, 1 ks od každé barvy	385 Kč	bal



Lopatky jednorázové LaboPlast a SteriPlast

- PS, ve čtyřech velikostech, vyráběny a individuálně baleny v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami, SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením
- dostupné i s průhledným víkem k uzavření po odběru vzorku k omezení kontaminace
- speciální provedení obsahuje materiál detekovatelný rentgenem nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9250	Lopatka jednorázová LaboPlast 25 ml, 10 ks	461 Kč	bal
2105-9252	Lopatka jednorázová LaboPlast 25 ml, s víčkem, 10 ks	720 Kč	bal
2105-9254	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, 10 ks	478 Kč	bal
2105-9256	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, s víčkem, 10 ks	744 Kč	bal
2105-9258	Lopatka jednorázová LaboPlast 100 ml, 10 ks	494 Kč	bal
2105-9260	Lopatka jednorázová LaboPlast 100 ml, s víčkem, 10 ks	764 Kč	bal
2105-9262	Lopatka jednorázová LaboPlast 150 ml, 10 ks	504 Kč	bal
2105-9264	Lopatka jednorázová LaboPlast 150 ml, s víčkem, 10 ks	779 Kč	bal
2105-9265	Lopatka jednorázová LaboPlast 250 ml, 10 ks	616 Kč	bal
2105-9266	Lopatka jednorázová LaboPlast 250 ml, s víčkem, 10 ks	1 044 Kč	bal
2105-9267	Lopatka jednorázová LaboPlast 500 ml, 10 ks	1 090 Kč	bal
2105-9268	Lopatka jednorázová LaboPlast 500 ml, s víčkem, 10 ks	1 851 Kč	bal



2105-9270	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 25 ml, 10 ks	510 Kč	bal
2105-9272	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 25 ml, s víčkem, 10 ks	775 Kč	bal
2105-9274	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 50 ml, 10 ks	529 Kč	bal
2105-9276	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 50 ml, s víčkem, 10 ks	796 Kč	bal
2105-9278	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 100 ml, 10 ks	548 Kč	bal
2105-9280	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 100 ml, s víčkem, 10 ks	821 Kč	bal
2105-9282	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 150 ml, 10 ks	559 Kč	bal
2105-9284	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast 150 ml, s víčkem, 10 ks	840 Kč	bal
2105-9285	Lopatka jednorázová SteriPlast 250 ml, 10 ks	683 Kč	bal
2105-9286	Lopatka jednorázová SteriPlast 250 ml, s víčkem, 10 ks	1 161 Kč	bal
2105-9287	Lopatka jednorázová SteriPlast 500 ml, 10 ks	1 208 Kč	bal
2105-9288	Lopatka jednorázová SteriPlast 500 ml, s víčkem, 10 ks	2 051 Kč	bal

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9360	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá	510 Kč	bal
2105-9362	Lopatka jednorázová LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá	529 Kč	bal
2105-9364	Lopatka jednorázová LaboPlast 100 ml, 10 ks, modrá	548 Kč	bal
2105-9366	Lopatka jednorázová LaboPlast 150 ml, 10 ks, modrá	559 Kč	bal
2105-9368	Lopatka jednorázová LaboPlast 250 ml, 10 ks, modrá	683 Kč	bal
2105-9370	Lopatka jednorázová LaboPlast 500 ml, 10 ks, modrá	1 208 Kč	bal

2105-9380	Lopatka LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	716 Kč	bal
2105-9382	Lopatka LaboPlast 50 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	791 Kč	bal
2105-9384	Lopatka LaboPlast 100 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	844 Kč	bal
2105-9386	Lopatka LaboPlast 150 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	898 Kč	bal
2105-9388	Lopatka LaboPlast 250 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	1 129 Kč	bal
2105-9390	Lopatka LaboPlast 500 ml, 10 ks, modrá - detekovatelná	2 051 Kč	bal



Lopatky jednorázové LaboPlast Bio a SteriPlast Bio

- ideální na sypké látky, granule nebo pasty
- vyrobeno z materiálu Green PE, stoprocentně recyklovatelného plastu
- dostupné ve čtyřech různých velikostech, sterilní, nebo nesterilní provedení
- vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9300	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 25 ml, 10 ks	543 Kč	bal
2105-9302	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 50 ml, 10 ks	559 Kč	bal
2105-9304	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 100 ml, 10 ks	576 Kč	bal
2105-9306	Lopatka jednorázová LaboPlast Bio 150 ml, 10 ks	593 Kč	bal

2105-9310	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 25 ml, 10 ks	603 Kč	bal
2105-9312	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 50 ml, 10 ks	620 Kč	bal
2105-9314	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 100 ml, 10 ks	640 Kč	bal
2105-9316	Lopatka sterilní jednorázová SteriPlast Bio 150 ml, 10 ks	655 Kč	bal



Lopatka na sypké materiály HDPE

- kónický tvar se zaostřenou nabírací hranou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9330	Lopatka HDPE, 15ml, 115mm, přírodní, 12ks	246 Kč	bal
2105-9332	Lopatka HDPE, 25ml, 135mm, přírodní, 12ks	345 Kč	bal
2105-9334	Lopatka HDPE, 65ml, 185mm, přírodní, 12ks	483 Kč	bal
2105-9336	Lopatka HDPE, 110ml, 215mm, přírodní, 12ks	588 Kč	bal
2105-9338	Lopatka HDPE, 150ml, 250mm, přírodní, 12ks	672 Kč	bal
2105-9340	Lopatka HDPE, 350ml, 310mm, přírodní, 6ks	581 Kč	bal
2105-9342	Lopatka HDPE, 750ml, 350mm, přírodní, 6ks	962 Kč	bal
2105-9344	Lopatka HDPE, 750ml, 350mm, modrá, 6ks	962 Kč	bal
2105-9346	Lopatka HDPE, 750ml, 350mm, černá, 6ks	962 Kč	bal
2105-9348	Lopatka HDPE, 1250ml, 400mm, přírodní, 6ks	1 323 Kč	bal
2105-9350	Lopatka HDPE, 1250ml, 350mm, modrá, 6ks	1 406 Kč	bal
2105-9352	Lopatka HDPE, 1250ml, 350mm, černá, 6ks	1 406 Kč	bal



Lžičky jednorázové LaboPlast a SteriPlast Bio

- vyrobeno z materiálu Green PE, stoprocentně recyklovatelného plastu
- ve dvou velikostech, sterilní, nebo nesterilní provedení
- vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1320	Lžičky jednorázové LaboPlast Bio, 2,5 ml, 100 ks	1 248 Kč	bal
2101-1322	Lžičky jednorázové LaboPlast Bio, 10 ml, 100 ks	1 329 Kč	bal
2101-1324	Lžičky jednorázové SteriPlast Bio, 2,5 ml, 100 ks	1 386 Kč	bal
2101-1326	Lžičky jednorázové SteriPlast Bio, 10 ml, 100 ks	1 475 Kč	bal



Příslušenství k normalizovaným zábrusům

Svorky vidlicové pro fixaci kuželových zábrusů

- z chromniklové oceli, bez zajišťovacího šroubu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7111	Svorka vidlicová pro 14/23	574 Kč	ks
2305-7112	Svorka vidlicová pro 19/26	603 Kč	ks
2305-7113	Svorka vidlicová pro 24/29	676 Kč	ks
2305-7114	Svorka vidlicová pro 29/32	676 Kč	ks
2305-7115	Svorka vidlicová pro 40/45	788 Kč	ks



Svorky pružinové pro fixaci kuželových zábrusů

- z chromniklové oceli


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7121	Svorka pružinová pro 14/23	78 Kč	ks
2305-7122	Svorka pružinová pro 19/26	78 Kč	ks
2305-7123	Svorka pružinová pro 24/29	92 Kč	ks
2305-7124	Svorka pružinová pro 29/32	92 Kč	ks
2305-7125	Svorka pružinová pro 40/45	129 Kč	ks



Klema pro fixaci kulových zábrusů

- z chromniklové oceli

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7160	Klema pro kulový zábrus S 13	470 Kč	ks
2305-7162	Klema pro kulový zábrus S 19	494 Kč	ks
2305-7164	Klema pro kulový zábrus S 29	561 Kč	ks
2305-7166	Klema pro kulový zábrus S 35	734 Kč	ks
2305-7168	Klema pro kulový zábrus S 40/41	810 Kč	ks
2305-7170	Klema pro kulový zábrus S 51	2 428 Kč	ks
2305-7172	Klema pro kulový zábrus S 65	1 832 Kč	ks



PTFE těsnící kroužky pro zábrusy, pro vysoké vakuum

- velice tenký kroužek, těsnící stejně jako vazelína, ale z inertního materiálu
- neznečišťuje produkt v aparatuře, opakovaně použitelné, velice těsný a vždy rozebíratelný spoj
- ztráta vakua menší než 10⁻⁸ až 10⁻⁶ mBar.L.s⁻¹, teplotní odolnost -200 až +300 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-7651	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 7, (50ks)	599 Kč	bal
2104-7652	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 10, (50ks)	599 Kč	bal
2104-7653	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 12, (50ks)	599 Kč	bal
2104-7654	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 14, (50ks)	938 Kč	bal
2104-7655	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 19, (50ks)	782 Kč	bal
2104-7656	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 24, (50ks)	788 Kč	bal
2104-7657	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 29, (50ks)	798 Kč	bal
2104-7658	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 34, (50ks)	907 Kč	bal
2104-7659	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 45, (50ks)	1 110 Kč	bal
2104-7663	PTFE těsnění Glindemann pro zábrus NS 70, (50ks)	2 147 Kč	bal



Pasta na mazání zábrusů

- Lukosan - pro mazání zábrusů, styčných ploch exsikátorů, skleněných ventilů apod., bez zápachu a zdravotně nezávadná, teplotní odolnost od -70 do +150°C
- Obermeier - nízkoviskózní lubrikant, teplotní odolnost od -50 do +200°C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7001	Silikonová pasta Lukosan M 14, tuba 70 g	200 Kč	ks
2305-7003	Silikonová pasta, nízká viskozita, běžné vakuum, 35 g	292 Kč	ks



Laboratorní držáky a díly stativů

Podstava laboratorního stojanu

- ocelová deska tloušťky 8 mm, opatřená vypalovaným nátěrem a pryžovými patkami, vnitřní závit M10 pro tyč



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0073	Podstava stojanu 210x130 mm, závit M10	505 Kč	ks
2301-0075	Podstava stojanu 300x150 mm, závit M10	843 Kč	ks
2301-0076	Podstava stojanu 315x200 mm, závit M10	1 031 Kč	ks

Tyče laboratorního stojanu

- z pohyblivých ocelových segmentů tloušťky 12 mm, polohu lze upravit podle potřeby
- rozměr 540 x 480 mm, patky jsou nastavitelné, ve středním dílu vnitřní závit M10 pro stativovou tyč



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0082	Tyč stojanová délka 500 mm, pr.12 mm, závit M10	318 Kč	ks
2301-0084	Tyč stojanová délka 750 mm, pr.12 mm, závit M10	423 Kč	ks
2301-0085	Tyč stojanová délka 1000 mm, pr.12 mm, závit M10	535 Kč	ks
2301-0087	Tyč stojanová délka 1250 mm, pr.12 mm, závit M10	648 Kč	ks
2301-0088	Tyč stojanová délka 1500 mm, pr.12 mm, závit M10	763 Kč	ks
2301-0091	Tyč propojovací, 30 mm, pr.12 mm, 2x vnitřní závit M10	215 Kč	ks
2301-0093	Tyč prodluž., 250 mm, pr.12 mm, 1x vnitřní a 1x vnější závit M10	440 Kč	ks
2301-0094	Tyč prodluž., 500 mm, pr.12 mm, 1x vnitřní a 1x vnější závit M10	580 Kč	ks

Svorka křížová

- ze zinkové slitiny, šrouby jsou z poniklované oceli, pro upnutí tyčí o průměru do 16 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0105	Svorka křížová	164 Kč	ks



Svorka křížová otočná

- ze zinkové slitiny a šrouby z poniklované mosazi, pro tyč do průměru 16 mm, možností zvolit úhel vedení tyče

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0108	Svorka křížová otáčivá	436 Kč	ks



Svorka křížová univerzální

- zinková slitina, šrouby z poniklované mosazi, kulovitý tvar s výřezy
- umožňuje pravouhlé křížení upnutých tyčí nebo T-uspořádání, pro tyče do prům. 13 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0106	Svorka křížová univerzální (kulová)	218 Kč	ks

Klema univerzální

- ze zinkové slitiny s čelistmi potaženými vrstvou mechanicky odolného PVC.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0111	Klema kruhová, rozsah upnutí 12 - 25 mm	383 Kč	ks
2301-0112	Klema kruhová, rozsah upnutí 20 - 40 mm	410 Kč	ks
2301-0114	Klema kruhová, rozsah upnutí 30 - 80 mm	484 Kč	ks
2301-0115	Klema tříprstá, rozsah upnutí 0 - 40 mm	258 Kč	ks
2301-0116	Klema tříprstá, rozsah upnutí 25-80 mm	405 Kč	ks



Držák kádinek

- kovová vidlice s korkovým vyložením a pryžovou manžetou nebo řetízkovou sponou k upínání nádob

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0121	Držák kádinek 60-170 mm s pryžovou manžetou	1 099 Kč	ks
2301-0122	Držák kádinek 40-120 mm s řetízkovou sponou	955 Kč	ks
2301-0123	Držák kádinek 80-150 mm s řetízkovou sponou	993 Kč	ks
2301-0124	Držák kádinek 100-170 mm s řetízkovou sponou	1 035 Kč	ks



Ohebný stativ s klemou

- kovová vidlice s korkovým vyložením a pryžovou manžetou nebo řetízkovou sponou k upínání nádob

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0100	Stativ ohebný s kruhovou klemou, vnější závit M10	776 Kč	ks
2301-0101	Stativ ohebný s třiprstou klemou, vnější závit M10	806 Kč	ks
2301-0102	Stativ ohebný s třiprstou klemou, kruhová podstava	969 Kč	ks
2301-0103	Stativ ohebný s kruhovou klemou, ukončen křížovou svorkou	959 Kč	ks
2301-0104	Stativ ohebný s třiprstou klemou, ukončen křížovou svorkou	989 Kč	ks



Stolní klema

- lakovaná hliníková klema, lze pomocí šroubu s patkou přichytit na okraj stolu
- do klemy se pak šroubovými úchytkami připevní stojanová tyč
- větší model pro stolní desky do 60 mm a tyč průměru do 26 mm
- do menší klemy lze upnout stojanovou tyč průměru do 13 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0178	Klema k upevnění na okraj stolu, velká	1 550 Kč	ks
2301-0179	Klema k upevnění na okraj stolu, malá	788 Kč	ks



Nastavitelný stojan - podložka

- podstava i můstek z nerez, ostatní díly z hliníku
- v rohu můstku otvor průměru 10 mm k případnému upevnění ohebného ramene s klemou
- podstava má malé gumové patky, takže je více stabilní a neklouže po podložce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-1020	Stojan nastavitelný 60-255mm, můstek 130x160 mm	3 955 Kč	ks
2301-1040	Stojan nastavitelný 60-265 mm, můstek 200x200 mm	4 485 Kč	ks
2301-1042	Stojan nastavitelný 130-470 mm, můstek 300x300 mm	16 575 Kč	ks
2301-1044	Stojan nastavitelný 165-615 mm, můstek 400x400 mm	19 500 Kč	ks



Laboratorní třínožka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0031	Třínožka 120 mm	195 Kč	ks
2301-0032	Třínožka 150 mm	205 Kč	ks



Triangl na žíhací kelímky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0038	Triangl žíhací porc. 50mm	78 Kč	ks
2301-0040	Triangl žíhací porc. 60mm	54 Kč	ks



Sítka nad kahan

- drátěná mřížka se středem z keramiky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0061	Sítka nad kahan keramická 120mm	100 Kč	ks
2301-0062	Sítka nad kahan keramická 150mm	130 Kč	ks
2301-0063	Sítka nad kahan keramická 200mm	163 Kč	ks



Laboratorní držáky

- z hliníkové slitiny, Kavalier

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0001	Svorka dvojitá křížová, hliníková slitina	180 Kč	ks
2301-0002	Držák bez svorky menší	185 Kč	ks
2301-0003	Držák bez svorky větší	190 Kč	ks
2301-0005	Držák na chladič střední	220 Kč	ks
2301-0006	Držák na chladič velký	320 Kč	ks
2301-0008	Držák na byrety jednoduchý	185 Kč	ks
2301-0009	Držák na byrety dvojitý	250 Kč	ks
2301-0011	Kruh na filtraci 30 mm	240 Kč	ks
2301-0012	Kruh na filtraci 40 mm	260 Kč	ks
2301-0014	Kruh na filtraci 55 mm	270 Kč	ks
2301-0025	Kruh na vaření 70 mm	160 Kč	ks
2301-0027	Kruh na vaření 100 mm	168 Kč	ks



Laboratorní stojan

- komplet stativ a podstava, podstava z litiny s povrchovou úpravou nátěrem
- stativ je nerezová tyč o průměru 12 mm a délce 750 nebo 1000 mm, závit M10

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-0020	Stojan laboratorní 750 mm	730 Kč	ks
2301-0021	Stojan laboratorní 1000 mm	760 Kč	ks



Kahany

Plynové kahany k ohřevu či žhání, v provedení pro zemní plyn (ZP), které mají obecně větší průměr plynové trysky, a v provedení pro propanbutan (PB). Pro provoz plynových kahanů se doporučuje tlak 18-25 mbar u ZP a 47,5 až 57,5 mbar u PB. Níže uvedené hodnoty T max. se považují za nejvyšší, za předpokladu správného tlaku, složení plynu a optimálního seřízení plamene.

Kahan Bunsenův

- střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se nereguluje, průměr hořáku 15 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-1800	Kahan Bunsen, typ.Z1	1 350 Kč	ks
2303-1900	Kahan Bunsen, typ.P1	1 350 Kč	ks



Kahan Bunsenův s ventilem

- střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 17 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-1910	Kahan Bunsen, typ.Z1, Tmax 1300°C, spotřeba 115 l/hod	984 Kč	ks
2303-1911	Kahan Bunsen, typ.P1, Tmax 1220°C, spotřeba 40 l/hod	984 Kč	ks



Mikrokahan Bunsenův s ventilem

- menší velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 11 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3110	Mikrokahan Bunsen, ventil, ZP, Tmax 1120°C, spotřeba 35 l/hod	958 Kč	ks
2303-3111	Mikrokahan Bunsen, ventil, PB, Tmax 1060°C, spotřeba 13 l/hod	958 Kč	ks



Kahan Tecluho

- střední velikost plamene, přísávání vzduchu se reguluje velikostí štěrbin v patě tubusu, přívod plynu se nereguluje, průměr hořáku 17 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3190	Kahan Teclu ZP, Tmax 1305°C, spotřeba 145 l/hod	1 025 Kč	ks
2303-3191	Kahan Teclu PB, Tmax 1320°C, spotřeba 51 l/hod	1 025 Kč	ks



Kahan Tecluho s ventilem

- střední velikost plamene, přísávání vzduchu se reguluje velikostí štěrbin v patě tubusu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 17 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3200	Kahan Teclu s ventilem, PB, Tmax 1290°C, spotřeba 145 l/hod	1 128 Kč	ks
2303-3300	Kahan Teclu s ventilem ZP, Tmax 1350°C, spotřeba 51 l/hod	1 128 Kč	ks



Kahan Mékerův s ventilem

- s mřížkou tvarující jádro plamene, střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 22mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-2100	Kahan Méker s vent. Z2	2 250 Kč	ks
2303-2200	Kahan Méker s vent. P2	2 250 Kč	ks



Kahan Mékerův s ventilem, větší plamen

- s mřížkou tvarující jádro plamene, střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přísávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem, průměr hořáku 28mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-3400	Kahan Méker, ventil, ZP, Tmax 1140°C, spotřeba 109 l/hod	1 823 Kč	ks
2303-3500	Kahan Méker, ventil, PB, Tmax 1000°C, spotřeba 28 l/hod	1 823 Kč	ks



Kahan lihový kovový

- s plochým knotem a s posuvným mechanismem na knot
- z nerez, objem nádoby 60 ml


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-7100	Kahan lihový kovový 60 ml	513 Kč	ks



Podložka pod kahany

- profilovaná podložka ze silikonové pryže s teplotní odolností do 260 °C
- k zamezení posunutí kahanu a k ochraně pracovní desky před teplem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-8000	Podložka pod kahany 250 x 250 mm, červená, silikonová	650 Kč	ks
2303-8001	Podložka pod kahany 350 x 350 mm, červená, silikonová	1 101 Kč	ks



Laboratorní kahan fuego SCS

- komfortní a bezpečný kahan, precizní nastavení požadované teploty
- snadno čitelný ohnivzdorný displej, lze ovládat pomocí funkčních tlačítek, nožního pedálu nebo bezdotykového IR senzoru
- rozpoznání a indikace připojení nožního pedálu
- dobíjecí baterie pro provoz přístroje až 9 hodin (stačí pro sterilizaci až 2 000 inokulačních kliček), plné dobíjení už během 3 hodin
- výkon plamene 1 kW u zemního i kapalného plynu (propan butan), přívod plynu 1/4" levý závit s filtrem
- rozměry (š × v × d) 103 × 49 × 130 mm, váha 700g

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-5005	Fuego SCS basic s nožním pedálem	15 885 Kč	ks
2303-5008	Fuego SCS s IR senzorem a LCD displej	17 051 Kč	ks
2303-5011	Fuego SCS pro	20 041 Kč	ks
2303-5014	Nožní pedál, nerezová ocel, připojovací kabel 3 m	1 554 Kč	ks
2303-5017	Nožní pedál MINI, plast připojovací kabel 3 m	1 156 Kč	ks
2303-5023	Ochranný kryt	1 270 Kč	ks
2303-5026	Nástavec na hořák pro Erlenmeyerovy baňky	1 823 Kč	ks



Bezpečnostní kahaný schuett phoenix II

- elektrický kahan na zemní plyn nebo propan-butan
- možnost provoz s plynovou kartuší pro přenositelnost a použití tam, kde není zdroj plynu

Phoenix II eco je ekonomická verze bez displeje, aktivace hořáku buď tlačítkem na kahanu nebo nožním spínačem (součást dodávky)

Phoenix II standard je verze s barevným vícejazyčným displejem, aktivací plamene pomocí tlačítka na kahanu, nožním spínačem (součást dodávky) nebo senzorem přiblížení ruky, má nastavitelný čas hoření plamene (1sec až 120 min) a doba se ukazuje na displeji v podobě číselné hodnoty a grafického znázornění

Phoenix II accu je komfortní verze s provozem na akumulátor, s displejem a stejnými vlastnostmi jako typ standard, avšak nezávislý na elektrickém připojení, na baterii dokáže pracovat až 15 hodin, nabitý je během 3 hodin, dokoupit lze nožní spínač

- přívod plynu a vzduchu se u všech verzí reguluje otočným knoflíkem
- kahaný jsou na spodu vybaveny opěrkou, pomocí ní je lze provozovat v nakloněné poloze
- plamen je elektronicky monitorován a při zhasnutí je automaticky zažehnut znovu, pokud není zapálen do 10 sekund, přístroj uzavře přívod plynu a je třeba zkontrolovat přívod plynu, nebo čistotu hořáku
- součástí dodávky jsou vždy trysky pro oba druhy plynu, tyto lze objednat i jako náhradní
- objednat lze další vybavení, jako držáky na očkovací kličky, protiprůvanový kryt, ochranný skleněný kryt pro práci s patogenními materiály, výškově přizpůsobený nástavec nad kahan nebo automatický karusel pro sterilizaci kliček
- v nabídce různé plynové kartuše, k nim k dispozici patříčné adaptéry a redukční ventily



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2303-6100	Bezpečnostní kahan schuett phoenix II eco	13 203 Kč	ks
2303-6102	Bezpečnostní kahan schuett phoenix II standard	16 713 Kč	ks
2303-6104	Bezpečnostní kahan schuett phoenix II accu	18 873 Kč	ks
2303-6110	Skleněný ochranný kryt	1 566 Kč	ks
2303-6112	Protiprůvanový kryt, nerez ocel	999 Kč	ks
2303-6114	Držák na očkovací kličky / instrumenty, pětimístný	1 053 Kč	ks
2303-6118	Nožní pedál pro schuett phoenix II, nerez, kabel 3,5 m	2 241 Kč	ks
2303-6120	Bezpečnostní hadice ke kahanu, pro zemní plyn z rozvodu, 1,5 m	2 187 Kč	ks
2303-6130	schuett flammy R, automatický sterilizační karusel 5 míst, 230 V	10 530 Kč	ks

automatický sterilizační karusel 5 míst, umožňuje automatickou (nebo ruční - stiskem tlačítka) sterilizaci až 5 kusů kliček rotací nad plamenem kahanu, čas sterilizace jedné kličky lze nastavit na 2 až 10 sec

2303-6150	Kartuše propan-butan CG 1750, 175 g, se šroub. ventilem, 6 ks	1 566 Kč	bal
2303-6152	Adaptér s redukčním ventilem ke kartuši CG1750, hadice 0,5 m	3 510 Kč	ks
2303-6156	Plynová kartuše butan CP 250, 250 g, s ventilem, 6 ks	1 080 Kč	bal
2303-6158	Adaptér s redukčním ventilem ke kartuši CG250, hadice 0,5 m	3 510 Kč	ks
2303-6162	Plynová kartuše propan-butan CV 470, 450 g, s ventilem, 3 ks	1 161 Kč	bal
2303-6164	Adaptér s redukčním ventilem ke kartuši CV470, hadice 0,5 m	3 510 Kč	ks



Pinzeta přímá nerezová, zakulacené čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4110	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 105mm	85 Kč	ks
2305-4114	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 115mm	89 Kč	ks
2305-4130	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 130mm	100 Kč	ks
2305-4144	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 145mm	113 Kč	ks
2305-4200	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 200mm	167 Kč	ks
2305-4250	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 250mm	198 Kč	ks
2305-4300	Pinzeta přímá, zakulacené čelisti, 300mm	241 Kč	ks



Pinzeta přímá nerezová, špičaté čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4109	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 105mm	106 Kč	ks
2305-4113	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 115mm	112 Kč	ks
2305-4129	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 130mm	104 Kč	ks
2305-4143	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 145mm	120 Kč	ks
2305-4159	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 160mm	137 Kč	ks
2305-4199	Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 200mm	184 Kč	ks



Pinzeta lomená nerezová, špičaté čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4115	Pinzeta lomená 115mm	117 Kč	ks
2305-4131	Pinzeta lomená 130mm	122 Kč	ks
2305-4145	Pinzeta lomená 145mm	132 Kč	ks
2305-4161	Pinzeta lomená 160mm	153 Kč	ks
2305-4201	Pinzeta lomená 200mm	214 Kč	ks



Pinzeta přímá nerezová, ploché čelisti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4405	Pinzeta přímá, ploché čelisti, 130mm	137 Kč	ks



Pinzeta nerezová samosvorná

- zkřížené čelisti trvale sevřené, stiskem ruky se otevřou, vzorek lze pak držet i bez stisku rukou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4420	Pinzeta samosvor.přímá 105mm, špičatá přímá	183 Kč	ks
2305-4421	Pinzeta samosvor.lom.105mm, špičatá lomená	188 Kč	ks
2305-4425	Pinzeta samosvor.přímá,pl.105mm, ploché čel., přímá	180 Kč	ks



Pinzeta preparační s jemnou špičkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4450	Pinzeta preparační, přímá, 110mm	174 Kč	ks
2305-4455	Pinzeta preparační, lomená, 110mm	195 Kč	ks



Špachtle oboustranná nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1130	Špachtle oboustranná 130mm, 8x40mm	47 Kč	ks
2305-1150	Špachtle oboustranná 150mm, 9x45mm	49 Kč	ks
2305-1185	Špachtle oboustranná 185mm, 9x50mm	51 Kč	ks
2305-1210	Špachtle oboustranná 210mm, 10x55mm	61 Kč	ks
2305-1250	Špachtle oboustranná 250mm, 10x55mm	61 Kč	ks



Špachtle oboustranná nerezová se zúženou lopatkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1405	Špachtle oboustranná 150mm, 3x45mm, zúžená	49 Kč	ks
2305-1415	Špachtle oboustranná 150mm, 4x45mm, zúžená	51 Kč	ks
2305-1423	Špachtle oboustranná 150mm, 5x45mm, zúžená	54 Kč	ks



Špachtle oboustranná na práškové materiály

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1442	Špachtle 150mm, 3x45 mm, na jedné straně prohloubená	68 Kč	ks
2305-1452	Špachtle 150mm, 4x45 mm, na jedné straně prohloubená	68 Kč	ks
2305-1462	Špachtle 150mm, 5x45 mm, na jedné straně prohloubená	69 Kč	ks
2305-1472	Špachtle 150mm, 6x45 mm, na jedné straně prohloubená	71 Kč	ks
2305-1482	Špachtle 150mm, 7x45 mm, na jedné straně prohloubená	71 Kč	ks



Kopist

- nerezová, plochý list špachtle (lopatky) na jedné straně a mikrolžička na straně druhé

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-2150	Kopist 150mm, 5x9/45x6mm	85 Kč	ks
2305-2155	Kopist 185mm, 5x9/50x6mm	88 Kč	ks
2305-2200	Kopist 210mm, 5x9/55x6mm	92 Kč	ks
2305-2205	Kopist 250mm, 5x9/55x6mm	106 Kč	ks



Špachtle jednorázové LaboPlast a SteriPlast

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- sterilní verze špachtlí sterilizována zářením
- verze Bio jsou vyrobeny z materiálu Green PE, stoprocentně recyklovatelného plastu
- dodávají se také s ochranným návlekm pro bezpečnější a čistší práci se sterilními vzorky
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami
- modré provedení pro snadnou vizuální kontrolu a nalezení v potravinářských materiálech
- speciální modré provedení detekovatelné rentgenovými paprsky nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9140	Špachtle jednorázové LaboPlast, 10 ks	416 Kč	bal
2105-9142	Špachtle jednorázové LaboPlast, s návlekm, 10 ks	641 Kč	bal
2105-9144	Špachtle jednorázové SteriPlast, 10 ks	461 Kč	bal
2105-9146	Špachtle jednorázové SteriPlast, s návlekm, 10 ks	695 Kč	bal
2105-9148	Špachtle jednorázové LaboPlast Bio, 10 ks	488 Kč	bal
2105-9150	Špachtle jednorázové SteriPlast Bio, 10 ks	543 Kč	bal
2105-9152	Špachtle jednorázové SteriPlast Bio, 10 ks, modré	461 Kč	bal
2105-9154	Špachtle jednorázové SteriPlast Bio, 10 ks, modré - detekovatelné	668 Kč	bal



Mikrošpachtle a mikrolžičky LaboPlast jednorázové

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- oboustranná špachtle se zaoblenými konci a objemy 1,0 a 0,25 ml
- verze se lžičkou a škrabkou, objem lžičky 0,5 ml a rozměr škrabky 17 mm
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9160	Mikrošpachtle LaboPlast, balení 100 ks	594 Kč	bal
2105-9162	Mikrošpachtle LaboPlast, 100 ks, sterilní individuálně balené	1 480 Kč	bal
2105-9164	Mikrolžičky se škrabkou LaboPlast, balení 100 ks	594 Kč	bal
2105-9166	Mikrolžičky se škrabkou LaboPlast, 100 ks, sterilní indiv. balené	1 480 Kč	bal



Škrabky LaboPlast a SteriPlast jednorázové

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami
- modré provedení pro snadnou vizuální kontrolu a nalezení v potravinářských materiálech
- speciální modré provedení detekovatelné rentgenovými paprsky nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9170	Škrabka LaboPlast, bílá, 10 ks	494 Kč	bal
2105-9172	Škrabka SteriPlast, bílá, 10 ks	548 Kč	bal
2105-9174	Škrabka SteriPlast, modrá, 10 ks	548 Kč	bal
2105-9176	Škrabka SteriPlast, modrá - detekovatelná, 10 ks	844 Kč	bal



Lžičky jednorázové LaboPlast a SteriPlast

- materiál polystyren, vyráběno a individuálně baleno v čistých prostorách (třída 7)
- splňují EU a FDA směrnice pro styk s potravinami
- modré provedení pro snadnou vizuální kontrolu a nalezení v potravinářských materiálech
- speciální modré provedení detekovatelné rentgenovými paprsky nebo detektory kovu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1310	Lžičky jednorázové LaboPlast, 2,5 ml, 100 ks	1 063 Kč	bal
2101-1312	Lžičky jednorázové LaboPlast, 10 ml, 100 ks	1 133 Kč	bal
2101-1314	Lžičky jednorázové SteriPlast, 2,5 ml, 100 ks	1 130 Kč	bal
2101-1316	Lžičky jednorázové SteriPlast, 10 ml, 100 ks	1 201 Kč	bal
2101-1330	Lžička jednorázová SteriPlast 2,5 ml, 100 ks, modrá	1 130 Kč	bal
2101-1332	Lžička jednorázová SteriPlast 10 ml, 100 ks, modrá	1 201 Kč	bal
2101-1334	Lžička SteriPlast 2,5 ml, 100 ks, modrá - detekovatelná	1 438 Kč	bal
2101-1336	Lžička SteriPlast 10 ml, 100 ks, modrá - detekovatelná	1 594 Kč	bal



Sada odměrovacích lžiček

- nerezové lžičky pro rychlé orientační odměření malých objemů tekutých nebo sypkých vzorků, objemy 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml a 15 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2301-1080	Sada nerezových odměrovacích lžiček	406 Kč	ks



Svářečka PE fólií Fisherbrand

- pro rychlé svaření PE sáček nebo fólií tloušťky 0,01 mm až 0,8 mm a max. šířky 305 mm
- čas svaření se nastavuje otočným knoflíkem v rozsahu 1 až 8 sekund
- po stlačení držadla se aktivuje ohřev, po stanovené době se rozsvítí kontrolka a vypne se ohřev, materiál je svařen
- praktický posuvný nůž zajistí odříznutí přebytečného materiálu
- topný výkon je 450 W, v dodávce dva náhradní nože, dva náhradní topné elementy a PTFE potahy, zabraňující přilepení svařovaného PE na topný prvek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-0700	Svářečka PE fólií Fisherbrand	8 250 Kč	ks



Vibrační navažovací lžička

- pro jemné navažování na citlivých vahách, lodička je nerezová, držátko z umělé hmoty

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4791	Lžička navažovací vibrační, délka 185 mm	434 Kč	ks



Lžička na práškové materiály

- nerezová, s protáhlým hranatým tvarem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-2010	Lžička pro práškové materiály	61 Kč	ks



Lžice s otevřeným ústím

- nerezová, s dlouhým držátkem a oválným tvarem misky

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3040	Lžice s otevřeným ústím 200 mm	125 Kč	ks



Lžička zúžená

- nerezová, se zúženou miskou ke snadnému nabírání látek v úzkých lahvičkách či zkumavkách

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3009	Lžička zúžená 135mm, 9x20 mm	38 Kč	ks
2305-3010	Lžička zúžená 150mm, 16x32 mm	47 Kč	ks



Lžička oboustranná

- nerez lžička s úzkou miskou na jedné straně a širší miskou na straně druhé, s plochým

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3015	Lžička oboustranná 170mm, 18x36/10x30	76 Kč	ks



Lžička chemická oboustranná

- nerez lžička různé velikosti na každé straně, uprostřed držátko kruhového průřezu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3510	Lžice oboustr.chem. 150mm, 17x23/22x30	134 Kč	ks
2305-3514	Lžice oboustr.chem. 180mm, 22x30/29x40	146 Kč	ks
2305-3518	Lžice oboustr.chem. 210mm, 22x30/29x40	153 Kč	ks
2305-3520	Lžice oboustr.chem. 250mm, 29x40/35x48	180 Kč	ks



Lodička navažovací nerezová

- nerez lžička s úzkou miskou na jedné straně a širší miskou na straně druhé, s plochým

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3610	Lodička navažovací, 105 x 30mm, nerez	175 Kč	ks
2305-3612	Lodička navažovací, 120 x 30mm, nerez	180 Kč	ks



Lžička navažovací nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-3620	Lžička navažovací 170mm, šířka 12mm, nerez	63 Kč	ks
2305-3622	Lžička navažovací 200mm, šířka 30mm, nerez	309 Kč	ks



Kleště kelímkové

- se zalomenou čelistí, nýťované

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-5200	Kleště kelímkové 200mm	137 Kč	ks
2305-5220	Kleště kelímkové 220mm	146 Kč	ks
2305-5250	Kleště kelímkové 250mm	160 Kč	ks
2305-5300	Kleště kelímkové 300mm	176 Kč	ks
2305-5400	Kleště kelímkové 400mm	431 Kč	ks
2305-5500	Kleště kelímkové 500mm	464 Kč	ks
2305-5600	Kleště kelímkové 600mm	531 Kč	ks



Kleště na kádinky

- nýťované, s čelistmi potaženými plastem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-5001	Kleště na kádinky 250 mm, pro průměr do 20 mm	333 Kč	ks
2305-5002	Kleště na kádinky 200 mm, pro průměr do 30 mm	313 Kč	ks
2305-5003	Kleště na kádinky 220 mm, pro průměr do 40 mm	320 Kč	ks
2305-5004	Kleště na kádinky 250mm, pro prům. do 50 mm	341 Kč	ks
2305-5005	Kleště na kádinky 300mm, pro prům. do 60 mm	358 Kč	ks



Nůžky na mikroskopii

- malé nerezové nůžky v provedení s přímými nebo zahnutými čelistmi

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7711	Nůžky na mikroskopii 125mm, přímé	191 Kč	ks
2305-7715	Nůžky na mikroskopii 125mm, ohnuté ostří	196 Kč	ks



Nůžky laboratorní

- nerezové, s výřezem v rukojeti na vytahování a mačkání korkových zátek

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7720	Nůžky laboratorní 170mm	255 Kč	ks
2305-7722	Nůžky laboratorní 190mm	273 Kč	ks



Nůžky univerzální

- nerezové, nylonový potah pro příjemný a pevný úchop

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7730	Nůžky univerzální 170mm	300 Kč	ks
2305-7732	Nůžky univerzální 230mm	375 Kč	ks



Skalpel s výměnnou rukojetí

- nerezové, rukojeť s výměnnými čepelemi, nesterilní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-9000	Dutá rukojeť 140 mm	1 516 Kč	ks
2305-9002	Rukojeť 130 mm	546 Kč	ks
2305-9004	Rukojeť 160 mm	617 Kč	ks
2305-9010	Čepel 18, 12 ks/bal.	204 Kč	bal
2305-9012	Čepel 20, 12 ks/bal.	204 Kč	bal
2305-9014	Čepel 21, 12 ks/bal.	197 Kč	bal
2305-9016	Čepel 22, 12 ks/bal.	228 Kč	bal
2305-9018	Čepel 23, 12 ks/bal.	204 Kč	bal



Oboustranná špachtle

- plastová, z PA plněného skleněnými vlákny

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9101	Špachtle - špachtle, 150mm, červená	39 Kč	ks
2105-9102	Špachtle - špachtle, 180mm, červená	43 Kč	ks
2105-9112	Špachtle - lžice, 180mm, červená	45 Kč	ks



Preparační jehly a očka

- výměnné, určené do držáku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4813	Držák jehel 125 mm	179 Kč	ks
2305-4814	Držák jehel 230 mm	199 Kč	ks
2305-4816	Jehla preparační, bez držáku	33 Kč	ks
2305-4817	Lanceta preparační, bez držáku	34 Kč	ks
2305-4818	Očko 1,5 mm, bez držáku	41 Kč	ks
2305-4819	Očko 2,5 mm, bez držáku	41 Kč	ks

- na dřevěném držátku délky 140 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-4822	Jehla preparační přímá s držátkem	26 Kč	ks
2305-4823	Jehla preparační lomená s držátkem	31 Kč	ks
2305-4824	Lanceta s držátkem	59 Kč	ks



Dóza s víčkem nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8502	Dóza nerezová s víčkem, 400 ml, prům. 85 x 85mm	844 Kč	ks
2305-8503	Dóza nerezová s víčkem, 700 ml, prům. 100 x 100mm	1 008 Kč	ks
2305-8504	Dóza nerezová s víčkem, 1200 ml, prům. 120 x 120mm	1 250 Kč	ks
2305-8506	Dóza nerezová s víčkem, 2500 ml, prům. 150 x 150mm	1 685 Kč	ks



Nálevka nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8610	Nálevka nerezová 100mm	721 Kč	ks
2305-8612	Nálevka nerezová 120mm	774 Kč	ks
2305-8614	Nálevka nerezová 150mm	953 Kč	ks



Nálevka / násypka nerezová

- nerezový trychtýř lze použít k snadnému nalévání sypkých prášků, kapalin a mírně viskózních médií
- větší verze trychtýře jsou vybaveny rukojetí, která zajišťuje snadnou manipulaci

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8680	Nálevka - násypka nerezová, prům. 60 mm	373 Kč	ks
2305-8682	Nálevka - násypka nerezová, prům. 100 mm	529 Kč	ks
2305-8684	Nálevka - násypka nerezová, prům. 150 mm	785 Kč	ks
2305-8686	Nálevka - násypka nerezová, prům. 300 mm	1 229 Kč	ks



Nerezové vědro

- leštěný hladký povrch, vhodné i pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8670	Nerezové vědro s držadlem, 10 l	1 880 Kč	ks
2305-8672	Nerezové vědro s držadlem, 15 l	2 221 Kč	ks



Vědro nerezové s vnitřní graduací

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8650	Vědro nerezové, 10 l, bez víka, prům. 295 x 255mm	2 454 Kč	ks
2305-8652	Vědro nerezové, 15 l, bez víka, prům. 330 x 310mm	3 121 Kč	ks
2305-8656	Víko pro 10 l vědro, nerezové	908 Kč	ks
2305-8658	Víko pro 15 l vědro, nerezové	1 255 Kč	ks



Misky z tenké Al-folie (se zesíleným okrajem)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8028	Miska Al-folie 28ml 100ks, prům. 50/64 x 13mm	323 Kč	bal
2305-8110	Miska Al-folie 110 ml, 100 ks, prům. 70/78 x 25mm	453 Kč	bal
2305-8125	Miska Al-folie 125ml, 100ks, prům. 96 mm	837 Kč	bal



Miska na instrumenty, s víčkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8406	Dóza na instr. 135x230x55mm	1 398 Kč	ks
2305-8407	Dóza na instr. 215x315x60mm	2 038 Kč	ks



Miska na instrumenty bez víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8410	Miska na instrumenty bez víčka, 240 x 160 x 40mm	638 Kč	ks
2305-8412	Miska na instrumenty bez víčka, 340 x 210 x 60mm	1 025 Kč	ks
2305-8414	Miska na instrumenty bez víčka, 315 x 215 x 55mm	1 155 Kč	ks
2305-8416	Miska na instrumenty bez víčka, 360 x 260 x 50mm	1 178 Kč	ks



Miska na instrumenty bez víčka

- robustní nerezová miska, dobře čistitelná, sterilizovatelná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8460	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 200x150x50mm	461 Kč	ks
2305-8462	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 280x180x50mm	625 Kč	ks
2305-8464	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 300x200x50mm	744 Kč	ks
2305-8466	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 300x250x50mm	804 Kč	ks
2305-8468	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 400x300x50mm	1 156 Kč	ks
2305-8470	Miska na instrumenty bez víčka, mělká, 500x300x50mm	1 476 Kč	ks
2305-8472	Miska na instrumenty bez víčka, hluboká, 400x200x100mm	1 299 Kč	ks
2305-8474	Miska na instrumenty bez víčka, hluboká, 400x300x100mm	1 543 Kč	ks
2305-8476	Miska na instrumenty bez víčka, hluboká, 500x300x100mm	1 973 Kč	ks



Plato na instrumenty

- robustní nerezové plato, snadno čistitelné, sterilizovatelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8480	Plato na instrumenty, nerezové, 280 x 180 x 20 mm	496 Kč	ks
2305-8482	Plato na instrumenty, nerezové, 330 x 230 x 20 mm	580 Kč	ks
2305-8484	Plato na instrumenty, nerezové, 460 x 300 x 20 mm	934 Kč	ks
2305-8486	Plato na instrumenty, nerezové, 520 x 395 x 20 mm	1 201 Kč	ks



Plato na instrumenty

- nerezové, se zaoblenými hranami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8450	Plato na instrum.180x210mm, výška hrany 10mm	548 Kč	ks
2305-8452	Plato na instrum.300x200mm, výška hrany 15mm	855 Kč	ks
2305-8454	Plato na instrum.400x270mm, výška hrany 15mm	1 303 Kč	ks



Špachtle nerezová

- kvalitní škrabka z nerezové oceli (V4A 1.4404)
- pro čištění, seškrabování, zarovnávání, odstraňování nečistot a lepidel z povrchů apod.
- splňuje nejprísnější hygienické požadavky, autoklávatelná, sterilizovatelná
- ideální pro použití v laboratořích, čistých prostorách, potravinářství, kosmetice

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1490	Nerezová špachtle, délka 230 mm, šířka 75mm	1 605 Kč	ks
2305-1492	Nerezová špachtle, délka 270 mm, šířka 100mm	1 885 Kč	ks



Miska odpařovací nerezová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8220	Miska odpař. nerezová, 250ml	583 Kč	ks
2305-8221	Miska odpař. nerezová, 500ml	891 Kč	ks
2305-8222	Miska odpař. nerezová, 1000ml	1 414 Kč	ks
2305-8223	Miska odpař. nerezová, 2000ml	2 250 Kč	ks



Nádoba odměrná nerezová

- kónická, na vnitřní straně je vylisovaná graduace

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8522	Nádoba odměrná nerezová, 1000 ml	658 Kč	ks
2305-8523	Nádoba odměrná nerezová, 1500 ml	1 103 Kč	ks



Miska nerezová vysoká

- uvnitř graduovaná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8203	Miska nerezová vysoká, 30 ml, 35xd51 mm	154 Kč	ks
2305-8204	Miska nerezová vysoká, 50 ml, 47xd56 mm	164 Kč	ks



Miska nerezová

- nízká forma, tenkostěnná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8217	Miska nerezová, 200 ml, 50xd100 mm	208 Kč	ks
2305-8218	Miska nerezová, 300 ml, 65xd105 mm	238 Kč	ks



Kelímek tavící ocelový

- z nerezové tloušťky 1 mm, bez víčka

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8542	Kelímek tavící nerezový 35 ml, 40 x d40 mm, bez víčka	298 Kč	ks
2305-8543	Kelímek tavící nerezový 45 ml, 40 x d45 mm, bez víčka	326 Kč	ks
2305-8544	Kelímek tavící nerezový 65 ml, 45 x d50 mm, bez víčka	354 Kč	ks
2305-8545	Kelímek tavící nerezový 100 ml, 50 x d60 mm, bez víčka	383 Kč	ks



Boxy na podložní sklíčka

- pro bezprašné skladování sklíček 75/25 mm, materiál ABS
- velký box pro 100 ks sklíček, malý pro 25 ks sklíček, boxy jsou stohovatelné
- jednotlivá úložná místa jsou číslována

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2103-5350	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, modrý	167 Kč	ks
2103-5352	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, zelený	158 Kč	ks
2103-5354	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, červený	167 Kč	ks
2103-5356	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, žlutý	158 Kč	ks
2103-5358	Box na podložní sklíčka, velký, 100 míst, bílý	167 Kč	ks
2103-5360	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, modrý	161 Kč	ks
2103-5362	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, zelený	160 Kč	ks
2103-5364	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, červený	161 Kč	ks
2103-5368	Box na podložní sklíčka, malý, 25 míst, bílý	161 Kč	ks



Vážíací papír Fisherbrand

- gramáž 45 g/m²

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-1900	Vážíací papír, 100x100mm, 250 ks	293 Kč	bal
2105-1902	Vážíací papír, 95x110 mm, 250 ks	256 Kč	bal



Vážicí misky Fisherbrand, papírové

- FSC® certifikovaný papír (Eco-IN), přirozeně biologicky odbouratelný (Eco-OUT)
- mastnotě odolný papír splňující normy FDA 21 CFR 176.170 a 21 CFR 176.180
- použitelné pro teploty až 210 °C, dostupné ve dvou barvách pro světlejší nebo tmavší vzorky


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
7210-7880	Vážicí misky papírové, malé, hnědá barva, 500 ks	1 735 Kč	bal
7210-7882	Vážicí misky papírové, střední, hnědá barva, 500 ks	2 001 Kč	bal
7210-7884	Vážicí misky papírové, malé, bílá barva, 500 ks	1 735 Kč	bal
7210-7886	Vážicí misky papírové, střední, bílá barva, 500 ks	2 001 Kč	bal



Vážicí misky Fisherbrand, PS

- materiál bílý polystyren
- objem od 5 do 280 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
7210-7860	Vážicí misky Fisherbrand, PS, kosočtverec, 5 ml, 500 ks	394 Kč	bal
7210-7862	Vážicí misky Fisherbrand, PS, kosočtverec, 30 ml, 500 ks	592 Kč	bal
7210-7864	Vážicí misky Fisherbrand, PS, kosočtverec, 100 ml, 500 ks	1 456 Kč	bal
7210-7866	Vážicí misky Fisherbrand, PS, čtverec, 10 ml, 500 ks	383 Kč	bal
7210-7868	Vážicí misky Fisherbrand, PS, čtverec, 85 ml, 500 ks	802 Kč	bal
7210-7870	Vážicí misky Fisherbrand, PS, čtverec, 280 ml, 500 ks	1 850 Kč	bal



Hliníkové vážicí misky Fisherbrand

- pro vážení, sušení, odpařování a další procesy
- tuhé ale lehké s hladkým plochým dnem, zvlněný okraj
- „záložka“ pro uchopení nebo vyleptání označení, ideální k sušícím vahám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
7210-7826	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 43x12 mm, 100 ks	327 Kč	bal
7210-7827	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 57x14 mm, 100 ks	383 Kč	bal
7210-7828	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 70x16 mm, 100 ks	513 Kč	bal
7210-7829	Vážicí misky Al Fisherbrand, prům. 100x8 mm, 50 ks	601 Kč	bal



Sada laboratorních plastových pomůcek Nalgene

- kolekce základních laboratorních nádob a pomůcek v plastovém provedení
- velmi dobrá chemická odolnost, nerozbitnost, ideální náhrada za skleněné vybavení
- v sadě je 6 ks průhledných širokohrdých 500 ml nádobek s víčky na vzorky, 4 kusy stříček 500 ml, graduované odměrné válce 100 ml (2ks), 500 a 1000 ml (po 1 kuse), kádinky nízké 50, 100, 250, 600 a 1000 ml (po 1 kuse) a Unwire stojánek na zkumavky pro 9 zkumavek průměru 30mm (1 kus)
- použitým materiálem je polykarbonát, kromě stříček, které jsou z LDPE

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-1000	Sada pomůcek a nádobí Nalgene	4 494 Kč	sada



Flexibilní odstraňovač magnetických míchadélek

- ohybný, délka 330 mm, zalisovaný magnet 12,5 x 51 mm
- materiál PTFE s extrémní chemickou odolností

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
6119-0010	Odstraňovač magnetických míchadélek, 330 mm, ohybný	3 007 Kč	ks



Čistící kartáče

- kvalitní čistící kartáče pro všechny aplikace, držadlo drátové (nerez) nebo plastové
- polyesterové štětiny, rozměrově stabilní, netoxické materiály, odolné kyselinám a zásadám i teplotním změnám

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6010	Kartáček na pipety, průměr 5mm, délka 450mm	95 Kč	ks
2305-6020	Kartáček laboratorní, průměr 10mm, délka 190mm	66 Kč	ks
2305-6030	Kartáček laboratorní, průměr 15mm, délka 280mm	69 Kč	ks
2305-6040	Kartáček laboratorní, průměr 30mm, délka 270mm	70 Kč	ks
2305-6015	Kartáček laboratorní, průměr 20mm, délka 270mm	65 Kč	ks
2305-6050	Kartáček laboratorní, průměr 45mm, délka 340mm	80 Kč	ks
2305-6080	Kartáč na kádinky, dřevěná rukojeť, prům. 85mm, délka 390mm	261 Kč	ks



Kartáče SPOKAR

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6110	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 12 mm	37 Kč	ks
2305-6111	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 14 mm	38 Kč	ks
2305-6112	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 16 mm	40 Kč	ks
2305-6113	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 20 mm	41 Kč	ks
2305-6114	Kartáč zkumavkový SPOKAR, průměr 30 mm	41 Kč	ks
2305-6120	Kartáč lahvoý SPOKAR, průměr 40 mm	42 Kč	ks
2305-6121	Kartáč lahvoý SPOKAR, průměr 50 mm	44 Kč	ks
2305-6122	Kartáč lahvoý SPOKAR, průměr 60 mm	51 Kč	ks
2305-6124	Kartáč lahvoý SPOKAR, typ 4431, průměr 60 mm	60 Kč	ks
2305-6125	Kartáč sklenicový SPOKAR, typ 4414, průměr 70 mm	65 Kč	ks
2305-6126	Kartáček na ruce SPOKAR, dřevěný, přírodní štětiny	56 Kč	ks
2305-6128	Kartáček na ruce SPOKAR, oboustranný, plast, syntetická vlákna	31 Kč	ks



Popisovače

- na studený, suchý i vlhký povrch skla, keramiky a plastů, rychleschnoucí
- při manipulaci se nápis nestírá, ale lze jej běžnými postupy odstranit
- s extra jemnou špičkou, vhodný i k popisu malých ploch

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6075	Popisovač černý	137 Kč	ks
2305-6076	Popisovač červený	127 Kč	ks



Permanentní popisovač LabMarker

- rychle schnoucí, odolný proti smytí alkoholem
- popisuje lehce většinu materiálů včetně skla, porcelánu, kovů, dřeva a většiny plastů
- vhodný k popisování studených, teplých, suchých i mokřých povrchů
- popis je UV stabilní a otěruvzdorný, PEN-40IR je sterilizován gama zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1540	Popisovač permanentní PEN-40, černý	258 Kč	ks
2305-1550	Popisovač permanentní PEN-40IR sterilní, černý, 10 ks	2 498 Kč	bal



Popisovač s jemným hrotem

- permanentní popisovač s hrotem 0,2 mm, vhodný pro čisté prostory
- rychlé zaschnutí, netoxická náplň na bázi alkoholu
- sterilizováno gamma zářením pro aseptické prostředí ISO 5

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-1560	Popisovač s ultra-fine hrotem (0,2 mm), černý, sterilizovaný, 12ks	2 192 Kč	bal
2305-1570	Popisovač s fine hrotem (1 mm), černý, sterilizovaný, 12ks	1 429 Kč	bal
2305-1572	Popisovač s fine hrotem (1 mm), modrý, sterilizovaný, 12ks	1 429 Kč	bal
2305-1574	Popisovač s fine hrotem (1 mm), červený, sterilizovaný, 12ks	1 429 Kč	bal



Popisovač na sklo diamantový

- s dřevěným držátkem 140 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6071	Popisovač na sklo diamantový	814 Kč	ks



Očkovací hokejky Fisherbrand

- pro roztírání kultur na agar, tvar L
- hladký povrch s tvarem, redukcí rizika poškození vzorku na agaru
- z modrého PP, sterilní, baleno po 1ks

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6462	Očkovací hokejky modré, PP, tvar L, sterilní, bal 100ks	280 Kč	bal
2101-6463	Očkovací hokejky modré, PP, tvar L, sterilní, bal 500ks	472 Kč	bal
2101-6464	Očkovací hokejky modrý PP, trojúhelník 30mm, sterilní, bal 25ks	117 Kč	bal
2101-6466	Očkovací hokejky žlutý PP, trojúhelník 60mm, sterilní, bal 25ks	117 Kč	bal



Inokulační kličky Fisherbrand

- pro mikrobiologické aplikace, kde je vyžadováno hluboké ponoření do agaru
- odolný polystyren, hladké a pružné, dostatečně tuhé, aby pronikly do média pro podpovrchovou inokulaci
- barevné označení pro snadnou identifikaci velikosti, individuálně balené

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6482	Inokulační kličky Fisherbrand, PS, sterilní, 10 ul, bal. 125 ks	2 908 Kč	bal



Inokulační kličky Nunc

- snadno identifikovatelné barevně označené jednorázové kličky
- precizně tvarované z netoxického (USP Class VI) PS, hladký povrch kliček
- sterilizované zářením - není nutná sterilizace plamenem
- hydrofilní úprava, přilnavost ke kapalinám zabraňuje náhodnému vystříknutí kapiček

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2101-6490	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 1 ul, bal. 600 ks	2 752 Kč	bal
2101-6492	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 1 ul, bal. 1000 ks	2 464 Kč	bal
2101-6494	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 10 ul, bal. 600 ks	3 027 Kč	bal
2101-6496	Inokulační kličky Nunc, PS, sterilní, 10 ul, bal. 1000 ks	2 429 Kč	bal



Pinzeta přímá, celoplastová, PMP

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-9415	Pinzeta PMP, 115mm	47 Kč	ks
2105-9445	Pinzeta PMP, 145mm	55 Kč	ks



Držák na zkumavky

- dřevěný, na zkumavky do průměru 20 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-6064	Držák na zkumavky do průměru 20 mm, dřevěný	28 Kč	ks



Nůž na řezání skleněných trubiček a tyčinek

- s diamantovým kolečkem, vhodný i na tyčinky, ale spíše jen do průměru 10 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7020	Nůž na řezání skleněných trubic do pr.30 mm	527 Kč	ks



Tmel silikonový Lukopren S 6410

- jednosložkový tmel v tubě, vulkanizuje vzdušnou vlhkostí do 24 hodin na 2 mm tloušťky
- vynikající přilnavost ke sklu, smaltům, glazurám, ale také k syntetickým nátěrům
- vhodný pro lepení akvária, těsnění sanitační techniky, kabelových koncovek, hadicových spojení apod.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7011	Tmel silikonový Lukopren S 6410, tuba 25 ml	80 Kč	ks



Korkovrt

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-7009	Korkovrt, sada 9 nožů	1 714 Kč	sada
2305-7012	Korkovrt, sada 12 nožů	2 648 Kč	sada
2305-7099	Ostříč korkovrtu	718 Kč	ks



Kontejnery na sterilizaci pipet VARICON

- jednosložkový tmel v tubě, vulkanizuje vzdušnou vlhkostí do 24 hodin na 2 mm tloušťky
- vynikající přilnavost ke sklu, smaltům, glazurám, ale také k syntetickým nátěrům
- vhodný pro lepení akvária, těsnění sanitační techniky, kabelových koncovek, hadicových spojení apod.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2305-8700	Steriliz. pouzdro na pipety VARICON, 145-235mm, prům. 60 mm	999 Kč	ks
2305-8702	Steriliz. pouzdro na pipety VARICON, 280-420mm, prům. 60 mm	891 Kč	ks
2305-8704	Silikonová podložka pro pouzdro VARICON	140 Kč	ks
2305-8710	Stojan GESTICON E4, na 4 pouzdra, 195 x 229 x 235 mm	3 510 Kč	ks
2305-8712	Stojan GESTICON E6, na 6 pouzder, 195 x 315 x 235 mm	3 915 Kč	ks
2305-8714	Stojan GESTICON E8, na 8 pouzder, 195 x 405 x 235 mm	4 266 Kč	ks



Hliníková fólie Fisherbrand

- široké možnosti použití (podložka, zakrytí nádobek, zkumavek, petriho misek spod.)
- ideální pro autoklávování, mražení, inkubace, ochrana apod.
- možnost použití dávkovače Mini Bin

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6120	Hliníková fólie Fisherbrand, šířka 102 mm, role 152,4 m	326 Kč	ks
2105-6122	Hliníková fólie Fisherbrand, šířka 153 mm, role 152,4 m	501 Kč	ks
2105-6125	Dávkovač hliníkové fólie Fisherbrand Mini Bin™	1 870 Kč	ks



Těsnící páska PTFE

- standardní páska pro dokonalé těsnění závitů, výborná chemická odolnost

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2106-0120	Těsnící páska PTFE, šířka 12 mm, délka 12 m	97 Kč	ks



Zátka PE do normalizovaných zábrusů

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2104-8020	Zátka PE 7/16mm	10 Kč	ks
2104-8030	Zátka PE 10/19mm	11 Kč	ks
2104-8040	Zátka PE 12/21mm	12 Kč	ks
2104-8050	Zátka PE 14/23mm	19 Kč	ks
2104-8060	Zátka PE 19/26mm	23 Kč	ks
2104-8070	Zátka PE 24/29mm	22 Kč	ks
2104-8080	Zátka PE 29/32mm	32 Kč	ks



Zátky ze silikonové pryže

- pro teploty -50 až +200 °C, odolná vůči ozónu a opakované sterilizaci

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2202-0509	Zátka silikonová 5/9 mm, výška 20 mm	7 Kč	ks
2202-0812	Zátka silikonová 8/12 mm, výška 20 mm	8 Kč	ks
2202-1015	Zátka silikonová 10/15 mm, výška 20 mm	12 Kč	ks
2202-1217	Zátka silikonová 12/17 mm, výška 20 mm	12 Kč	ks
2202-1722	Zátka silikonová 17/22 mm, výška 25 mm	23 Kč	ks
2202-2127	Zátka silikonová 21/27 mm, výška 30 mm	40 Kč	ks
2202-2632	Zátka silikonová 26/32 mm, výška 30 mm	61 Kč	ks
2202-4149	Zátka silikonová 41/49 mm, výška 40 mm	174 Kč	ks



Zátky z potravinářské hnědé pryže

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2201-0306	Zátka pryžová 3227, 3.5/6.5 mm, výška 15 mm	3 Kč	ks
2201-0509	Zátka pryžová 3228, 5/9 mm, výška 20 mm	3 Kč	ks
2201-0812	Zátka pryžová 3229, 8/12 mm, výška 20 mm	3 Kč	ks
2201-1014	Zátka pryžová 3230, 10.5/14.5 mm, výška 20 mm	3 Kč	ks
2201-1217	Zátka pryžová 3231, 12/17 mm, výška 20 mm	5 Kč	ks
2201-1418	Zátka pryžová 3232, 14/18 mm, výška 20 mm	7 Kč	ks
2201-1722	Zátka pryžová 3233, 17/22 mm, výška 25 mm	8 Kč	ks
2201-1824	Zátka pryžová 3234, 18/24 mm, výška 30 mm	8 Kč	ks
2201-2127	Zátka pryžová 3235, 21/27 mm, výška 30 mm	12 Kč	ks
2201-2329	Zátka pryžová 3236, 23/29 mm, výška 30 mm	13 Kč	ks
2201-2632	Zátka pryžová 3237, 26/32 mm, výška 30 mm	17 Kč	ks
2201-2935	Zátka pryžová 3238, 29/35 mm, výška 30 mm	20 Kč	ks
2201-3138	Zátka pryžová 3239, 31/38 mm, výška 35 mm	25 Kč	ks
2201-3644	Zátka pryžová 3240, 36/44 mm, výška 40 mm	32 Kč	ks
2201-4149	Zátka pryžová 3241, 41/49 mm, výška 40 mm	38 Kč	ks
2201-4755	Zátka pryžová 3242, 47/55 mm, výška 40 mm	43 Kč	ks
2201-5159	Zátka pryžová 3243, 51/59 mm, výška 45 mm	57 Kč	ks
2201-5665	Zátka pryžová 3244, 56/65 mm, výška 45 mm	63 Kč	ks
2201-6070	Zátka pryžová 3245, 60/70 mm, výška 50 mm	85 Kč	ks
2201-6475	Zátka pryžová 3246, 64/75 mm, výška 55 mm	102 Kč	ks
2201-7183	Zátka pryžová 3247, 71/83 mm, výška 60 mm	125 Kč	ks
2201-7992	Zátka pryžová 3248, 79/92 mm, výška 65 mm	160 Kč	ks
2201-8710	Zátka pryžová 3249, 87/100 mm, výška 65 mm	170 Kč	ks



Zátky korkové

- klasické zátka z přírodního korku, kónické

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2009-6007	Zátka korková průměr 9/12mm, výška 20 mm	2 Kč	ks
2009-6010	Zátka korková průměr 12/15mm, výška 22 mm	3 Kč	ks
2009-6012	Zátka korková průměr 14/17mm, výška 22 mm	4 Kč	ks
2009-6015	Zátka korková průměr 18/21mm, výška 27 mm	5 Kč	ks
2009-6017	Zátka korková průměr 20/24mm, výška 27 mm	7 Kč	ks
2009-6019	Zátka korková průměr 28/32mm, výška 27 mm	10 Kč	ks
2009-6020	Zátka korková průměr 45/50mm, výška 30 mm	29 Kč	ks



Boxy akrylové Fisherbrand, na drobné předměty

- z čirého, 3 mm silného akrylátu. Ideální pro náhradní díly a příslušenství, lahvičky, injekční stříkačky filtry, špičky k mikropipetám, epta, kancelářské potřeby apod.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2109-0027	Box akrylátový, 184 x 194 x 232 mm, 1 oddíl	2 176 Kč	ks
2109-0028	Box akrylátový, 150 x 177 x 368 mm, 2 oddíly	2 646 Kč	ks
2109-0029	Box akrylátový, 210 x 160 x 210 mm, 3 oddíly	3 050 Kč	ks
2109-0030	Box akrylátový 287 x 170 x 217 mm, 4 oddíly	2 463 Kč	ks



Vana plastová s víkem Nalgene, PP

- autoklávatelná, dobrá chemická i mechanická odolnost

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4300	Vana plastová Nalgene, PP, 8 l, 20 x 20 x 20 cm (d x š x v)	4 820 Kč	ks
2108-4302	Vana plastová Nalgene, PP, 23 l, 36 x 25 x 25 cm (d x š x v)	10 507 Kč	ks
2108-4304	Vana plastová Nalgene, PP, 27 l, 30 x 30 x 30 cm (d x š x v)	6 978 Kč	ks
2108-4306	Vana plastová Nalgene, PP, 42 l, 45 x 30 x 30 cm (d x š x v)	8 769 Kč	ks
2108-4308	Vana plastová Nalgene, PP, 57 l, 61 x 30 x 30 cm (d x š x v)	12 820 Kč	ks



Vana plastová s víkem Nalgene, LLDPE

- základní chemická a teplotní odolnost, vhodné pro skladování, přenášení a univerzální použití

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4320	Vana plastová Nalgene, LDPE, 8 l, 20 x 20 x 20 cm (d x š x v)	3 535 Kč	ks
2108-4322	Vana plastová Nalgene, LDPE, 23 l, 36 x 25 x 25 cm (d x š x v)	7 347 Kč	ks
2108-4324	Vana plastová Nalgene, LDPE, 27 l, 30 x 30 x 30 cm (d x š x v)	4 416 Kč	ks
2108-4326	Vana plastová Nalgene, LDPE, 42 l, 45 x 30 x 30 cm (d x š x v)	5 813 Kč	ks
2108-4328	Vana plastová Nalgene, LDPE, 57 l, 61 x 30 x 30 cm (d x š x v)	7 501 Kč	ks



Kanystr s nízkým profilem a kohoutem Nalgene, HDPE

- základní chemická a teplotní odolnost
- pro uchovávání kapalin na policích, v lednicích apod. a jejich pohodlné dávkování
- nehodné pro agresivní rozpouštědla, možnost stohování až tří kusů nad sebou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4350	Kanystr Nalgene, HDPE, 8 l, 305 x 366 mm, 4 ks	13 592 Kč	bal



Kanystr s výpustí Fisherbrand

- z HDPE nebo PP, integrovaný držák pro přenášení, vybaven výpustným kohoutem.

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4500	Kanystr s výpustí Fisherbrand, HDPE, 9 l	1 655 Kč	ks
2108-4502	Kanystr s výpustí Fisherbrand, HDPE, 20 l	2 788 Kč	ks
2108-4510	Kanystr s výpustí Fisherbrand, PP, 9 l	1 756 Kč	ks
2108-4512	Kanystr s výpustí Fisherbrand, PP, 20 l	2 791 Kč	ks



Kanystr se širokým hrdlem a s uzávěrem, silnostěnný

- z HDPEs ochranou proti UV-záření, hrdlo kanystru má průměr 88 mm
- ve spodní části zaslepené šroubení, na které je možno nasadit vypouštěcí kohout, který se objednává zvlášť
- uzávěr je masivní, plombovatelný, nejmenší modely mají vedle rukojeti malý vylévací otvor o průměru 18 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4250	Kanystr PE silnostěnný, 6 l, 140x297x280 mm	694 Kč	ks
2108-4252	Kanystr PE silnostěnný, 11 l, 154x302x397 mm	1 000 Kč	ks
2108-4255	Kanystr PE silnostěnný, 22 l, 180x370x475 mm	1 180 Kč	ks
2108-4257	Kanystr PE silnostěnný, 31 l, 252x365x482 mm	1 352 Kč	ks
2108-4295	Kohout vypouštěcí ke kanystru (silnostěnnému)	286 Kč	ks

Stupnice pro silnostěnné kanystry

- lepicí páska s vyznačenou stupnicí pro pohledovou kontrolu obsahu kanystru

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4251	Stupnice pro kanystr 5 l	188 Kč	ks
2108-4253	Stupnice pro kanystr 10 l	188 Kč	ks
2108-4256	Stupnice pro kanystr 22 l	188 Kč	ks
2108-4258	Stupnice pro kanystr 31 l	188 Kč	ks



Kanystr tenkostěnný, stohovatelný

- s uzávěrem, z HDPE přírodní nebo bílé barvy, potravinářský atest

Kód zboží	Název	Rozměr (mm)	Prodejní cena	MJ
2108-3005	Kanystr PE, 5 l, prům. hrdla 29 mm	256x167x165	54 Kč	ks
2108-3010	Kanystr PE, 10 l, prům. hrdla 29 mm	344x195x195	84 Kč	ks
2108-3015	Kanystr PE, 15 l, prům. hrdla 42 mm	365x256x222	165 Kč	ks
2108-3025	Kanystr PE, 25 l, prům. hrdla 42 mm	462x287x245	218 Kč	ks



Barel širokohrdlý HDPE s vypouštěcím kohoutem

- pro skladování a dávkování běžných laboratorních kapalin
- těsné šroubovací víko s gumovým těsněním, náhradní kohout lze objednat

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4400	Barel širokohrdlý HDPE, 30 l, hrdlo 240 mm, výška 415 mm	5 561 Kč	ks
2108-4402	Barel širokohrdlý HDPE, 50 l, hrdlo 240 mm, výška 640 mm	9 192 Kč	ks
2108-4404	Barel širokohrdlý HDPE, 100 l, hrdlo 240 mm, výška 770 mm	16 221 Kč	ks



Ploché kanystry Bürkle

- z HDPEs ochranou proti UV-záření, hrdlo kanystru má průměr 88 mm
- ve spodní části zaslepené šroubení, na které je možno nasadit vypouštěcí kohout, který se objednává zvlášť na přechovávání reagentů a roztoků, díky svému tvaru šetří prostor na policích
- bez výpustního otvoru, nebo s otvorem a závitem pro ventil (otvor není zaslepen)
- vyrobeny z PP, také ventil je z PP, na boku kanystru vylisována stupnice
- ventil je osazen olivkou 6 mm pro hadičku
- pro postavení více kanystrů vedle sebe lze objednat jednoduchý stojánek (stojánky stačí umístit jen na krajích řady)


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-4105	Kanystr plochý bez výpustního otvoru, PP, 5 l	923 Kč	ks
2108-4106	Kanystr plochý s otvorem, bez ventilu, PP, 5 l	983 Kč	ks
2108-4107	Stojánek pro 2 ploché kanystry Bürkle	689 Kč	ks
2108-4108	Stojánek pro 3 ploché kanystry Bürkle	733 Kč	ks
2108-4199	Ventil kuličkový ke kanystru, PP	616 Kč	ks



Přečerpávač kapalin PVC

- s balonkem, skleněným kohoutem a PVC trubicí
- délka strany s balónkem 916 mm, opačná strana 880 mm, šířka 310 mm, poloměr zakřivení trubice 150 mm, průměr trubice 15 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7000	Přečerpávač kapalin PVC	3 250 Kč	ks



Přečerpávač kapalin PVC

- je určen pro přečerpávání z menších nádob
- celková délka hadice včetně měchu je 1450 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7002	Přečerpávač kapalin PE, malý	529 Kč	ks



Přečerpávač sudový na síťové napájení

- pro pohodlné a bezpečné vyprazdňování sudů, kanystrů a nádob s průměrem hrdla nad 25mm
- pro čerpání kapalin s viskozitou do 500 mPas, zhotoven je z PP, tím i dána chemická odolnost
- v dodávce čerpadlo s nasávací trubicí průměru 25 mm, výpustní hadice z PVC dlouhá 150 cm s připojením na přečerpávač a s výstupním ventilem v pistolovém provedení
- dvě verze čerpadla s trubicí pro ponor do 650mm (čerpací výkon 40 l/min), nebo do 1000mm (čerpací výkon 65 l/min)
- pro čerpání kapalin o vyšší teplotě lze toto čerpadlo objednat v celonerezovém provedení

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7040	Přečerpávač kapalin na síťové napájení, 650mm	29 546 Kč	ks
2105-7042	Přečerpávač kapalin na síťové napájení, 1000mm	31 868 Kč	ks



Ruční pumpa pro rozpouštědla a vysoce čisté látky Pump Mini

- malá nerezová ruční pumpa pro čerpání látek citlivých na kontaminaci
- části pumpy z nerezové oceli a PTFE, velmi vhodná i na hořlaviny
- vybavena závitem GL 45, lze tak využít zásobní láhve z borosilikátového skla nebo plastů
- pro jiné druhy závitů (GL 38, GL 32 nebo S40) lze objednat redukce z fluorovaných materiálů
- hlava pumpy vybavena bezpečnostním ventilem proti přetlaku
- výstup vybaven ventilem s lehkým chodem a auto-stop funkcí, speciální výstupní tryska zabraňuje ukapávání a lze na ní připojit hadici

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7300	Nerezový přečerpávač Pump Mini, GL 45	13 338 Kč	ks



Sudové pumpy

- pro bezpečné přečerpávání kapalin ze sudů do menších nádob
- AccuOne napájen Li-ion akumulátory, EnergyOne pomocí trafo napojeného na 230V síť
- možná výměna zdroje mezi jednotlivými typy (aku systém lze dokoupením trafojednotky přeměnit na napájení síťové a naopak)
- rychlost přečerpávání kapalin volena na dotykovém displeji, nastavitelná od 0,4 do 12 l/min
- komponenty z chemicky vysoce odolných materiálů: PP a Hastelloy C (slitina Ni-Mo-Cr-W)
- použitelné pro sudy 30l, 60l, 200l dle IBC, číslo za modelem označuje hloubku ponoru v cm
- AccuOne dovoluje na jedno nabití přečerpat až 600 l kapaliny (vztaženo na vodu)
- sada AccuOne obsahuje pumpu, akumulátor a nabíječku akumulátoru, sada EnergyOne obsahuje pumpu, napájecí kabel a trafo



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7200	AccuOne50 sudová pumpa	17 274 Kč	ks
2105-7202	AccuOne70 sudová pumpa	17 766 Kč	ks
2105-7204	AccuOne100 sudová pumpa	18 263 Kč	ks
2105-7210	EnergyOne 50 sudová pumpa	14 598 Kč	ks
2105-7212	EnergyOne 70 sudová pumpa	15 098 Kč	ks
2105-7214	EnergyOne 100 sudová pumpa	15 593 Kč	ks
2105-7230	PP adaptér na hrdlo R 2"	921 Kč	ks
2105-7232	PP adaptér na hrdlo Mauser 2"	1 148 Kč	ks
2105-7234	Li-ion akumulátor	4 239 Kč	ks
2105-7236	Nabíječka pro akumulátor	2 326 Kč	ks



Přečerpávač OTAL

- pro přečerpávání kapalin z větších kanystrů, barelů či soudků
- balonkem vytvořen v kanystru přetlak, kapalina vytéká, dokud přetlak působí
- výtoková trubice není opatřena kohoutem, výtoková i sací trubička je z PP, PVDF nebo nerezové oceli
- zátka robustní, z PVC, kónická, vhodná do hrdla o průměru od 30 do 70 mm
- dosáhnout lze výkonu až cca 26 l za minutu u ruční pumpy a 30 l za minutu u nožní pumpy
- vyobrazený kanystr není v ceně

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7006	Přečerpávač OTAL ruční PP, 14 l/min, sací hl. 70 cm	2 168 Kč	ks
2105-7008	Přečerpávač OTAL ruční PP, 20 l/min, sací hl. 70 cm	2 274 Kč	ks
2105-7010	Přečerpávač OTAL ruční PP, 26 l/min, sací hl. 70 cm	2 311 Kč	ks
2105-7004	Přečerpávač OTAL ruční PVDF, 20 l/min, sací hl. 70 cm	3 898 Kč	ks
2105-7005	Přečerpávač OTAL ruční nerez, 26 l/min, sací hl. 90 cm	3 898 Kč	ks
2105-7013	Přečerpávač OTAL nožní PP, 20 l/min, sací hl. 90 cm	2 674 Kč	ks
2105-7015	Přečerpávač OTAL nožní PP, 26 l/min, sací hl. 90 cm	2 748 Kč	ks
2105-7011	Přečerpávač OTAL nožní PP, 30 l/min, sací hl. 90 cm	3 034 Kč	ks
2105-7017	Přečerpávač OTAL nožní PVDF, 20 l/min, sací hl. 70 cm	4 191 Kč	ks
2105-7018	Přečerpávač OTAL nožní nerez, 26 l/min, sací hl. 90 cm	4 191 Kč	ks



Pumpa sudová univerzální PumpMaster

- k odčerpávání kapalin z kanystrů a sudů, lze ji výměnou zátky nasadit na hrdla vnitř. prům. 49,5 do 60 mm
- sací trubička může dosahovat do hloubky 950 mm, kapalinu lze odčerpávat rychlostí cca 8 l za minutu
- součástí dodávky tři kusy zátek různé velikosti
- materiál těsnění buď EPDM/PP (červená verze pumpy), PP/nitril (modrošedá verze) nebo FKM (zelená verze)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7020	Pumpa sudová PumpMaster, červená - neagresivní média	4 674 Kč	ks
2105-7021	Pumpa sudová PumpMaster, modrošedá - petrochemie	4 674 Kč	ks
2105-7022	Pumpa sudová PumpMaster, zelená - kyseliny	6 536 Kč	ks



Pumpa sudová z PP

- pro čerpání kapalin ze sudů a barelů rychlostí asi 12 l/minutu
- díly ve styku s čerpanou látkou z PP, vyústění pevné z trubice PP nebo hadicové ukončené kohoutem
- ponorná trubice průměr 32 mm, navléká se na ní sudová zátka z PVC, nebo závitová objímka podle druhu sudu
- zátka nebo objímka je nutnou součástí funkčního kompletu a objednává se zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-7051	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 500 mm	4 060 Kč	ks
2105-7052	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 650 mm	4 060 Kč	ks
2105-7053	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 800 mm	4 203 Kč	ks
2105-7054	Pumpa sudová PP, pevné vyústění, ponor 1000 mm	4 421 Kč	ks
2105-7061	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 500 mm	4 060 Kč	ks
2105-7062	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 650 mm	4 060 Kč	ks
2105-7063	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 800 mm	4 203 Kč	ks
2105-7064	Pumpa sudová PP, pružné vyústění, ponor 1000 mm	4 421 Kč	ks
2105-7094	Objímka se sudovým závitem pro sudovou pumpu	1 080 Kč	ks
2105-7095	Zátka sudová pro sudovou pumpu	670 Kč	ks



Pomůcky pro odběry vzorků kapalin

Vzorky kapalin se odebírají v terénu (z vodotečí, studní, nádrží), i v infrastruktuře podniků (z potrubí, nádob, barelů, sudů, tanků). S ohledem na způsob a místo odběru, požadovanou hloubku odběru, chemickou povahu a množství vzorku zde nabízíme různé druhy odběrových pomůcek - vzorkovačů.

Trubice odběrové s ručním uzavíráním

- trubice z HDPE, uzpůsobená pro odběr kapalných vzorků
- dodává se v délce 50 cm, 75 cm a 100 cm


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0006	Trubice odběrová PE 50cm	273 Kč	ks
2400-0008	Trubice odběrová PE 75cm	514 Kč	ks
2400-0009	Trubice odběrová PE 100cm	709 Kč	ks



Trubice odběrové s uzavíráním ventilem

- z průsvitného PP, v horní části ukončené ventilem, k odběru kapalných vzorků
- v délce 50, 100 a 200 cm, trubice 200 cm je teleskopická a lze nastavit na délku 100 až 200 cm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0015	Trubice odb.s vent.PP 50cm	1 376 Kč	ks
2400-0017	Trubice odb.s vent.PP100cm	1 478 Kč	ks
2400-0019	Trubice odb.s vent.PP200cm	1 774 Kč	ks



Trubice odběrové ViscoSampler

- pro odběry kapalin s vyšší viskozitou (oleje, emulze, krémy, řidší kaly apod.)
- nasávání vzorku podtlakem pístu, zařízení je snadno čistitelné
- standardně v provedení z PP, dodat lze ale i provedení z PTFE

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0131	ViscoSampler PP, 60cm	7 469 Kč	ks
2400-0133	ViscoSampler PP, 100cm	8 818 Kč	ks
2400-0135	ViscoSampler PP, 200cm	13 089 Kč	ks
2400-0199	Kartáč na čištění trubice 100cm	1 343 Kč	ks



Trubice odběrové LiquiSampler

- trubice pro odběry kapalin, na dolním konci ventil ovládaný stiskem tlačítka
- snadno rozebíratelné a čistitelné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0103	LiquiSampler PP, 60cm, objem 150 ml	4 830 Kč	ks
2400-0104	LiquiSampler PTFE, 60cm, objem 150 ml	7 610 Kč	ks
2400-0107	LiquiSampler PP, 100cm, objem 250 ml	6 430 Kč	ks
2400-0108	LiquiSampler PTFE, 100cm, objem 250 ml	10 166 Kč	ks
2400-0110	LiquiSampler PP, 200cm, objem 500 ml	9 620 Kč	ks
2400-0111	LiquiSampler PTFE, 200cm, objem 500 ml	14 033 Kč	ks
2400-0199	Kartáč na čist.trub. 100cm	1 343 Kč	ks



Set odběrový QualiSampler

- LiquiSampler PP 100 cm, ViscoSampler PP 100 cm, kartáč 100 cm, sada odběrových lahvíček 100 ml, set v praktickém kufříku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0150	QualiSampler set PP	16 791 Kč	sada



Lahev ponorná

- pro odběry vody v úpravárnách a čističkách, skleněná, objem 1000 ml
- uzavřena sponkou v koši z poniklované mosazi, který slouží zároveň jako závaží
- lahev uvázanou na lanku ponoříte do určené hloubky, druhým lankem odzátkujete a po naplnění vytáhnete
- lanko s cívkou se objednává zvlášť

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0600	Lahev ponorná 1000 ml	14 481 Kč	ks



Nádoby odběrové na teleskopickém nástavci

- pro odběry v průmyslových zařízeních, kde není snadný přístup ke zdroji odebíraného vzorku
- odběrová nádoba je upevněna na kloubovém spoji a teleskopickém nástavci
- objednává se jako sestava, volená z vhodného teleskopického nástavce a odběrové nádoby

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0224	Nástavec teleskopický 65 až 120 cm, Al	736 Kč	ks
2400-0226	Nástavec teleskopický 95 až 280 cm, Al	1 473 Kč	ks
2400-0228	Nástavec teleskopický 175 až 600 cm, Al	2 520 Kč	ks
2400-0220	Nástavec teleskopický 125 až 250 cm, Al	943 Kč	ks
2400-0221	Nástavec teleskopický 115 až 300 cm, Al	1 473 Kč	ks
2400-0222	Nástavec teleskopický 165 až 450 cm, Al	2 054 Kč	ks
2400-0207	Kádinka výkyvná PP, 600 ml	1 268 Kč	ks
2400-0208	Kádinka výkyvná PP, 1000 ml	1 330 Kč	ks
2400-0209	Kádinka výkyvná PP, 2000 ml	1 446 Kč	ks
2400-0211	Kádinka PP s klouibem, 600ml	1 358 Kč	ks
2400-0214	Kádinka PP s klouibem, 1000ml	1 385 Kč	ks
2400-0217	Kádinka PP s klouibem, 2000ml	1 524 Kč	ks
2400-0210	Držák lahví do objemu 750 ml	1 584 Kč	ks



Zařízení odběrové MiniSampler

- pro odčerpávání malých vzorků kapalin z barelů, sudů, nebo ze zdrojů přímo v terénu
- vytvoří podtlak jednoduchým pístovým mechanismem, hadičkou na sběrné lahvi se přesaje potřebné množství vzorku
- dodává se jako sada v kufříku obsahující 10 m hadičky PE o ID 6 mm, pístový vakuový nástavec, sadu 10 ks odběrových PE lahví 100 ml, nůž na řezání hadičky a závaží na zatížení ponorného konce hadičky
- odběrové lahvičky a hadičku lze doobjednat jak originální díly nebo použít jiné velikosti a materiály podle povahy vzorku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0310	MiniSampler PE	5 829 Kč	sada
2400-0312	Lahev PE 100 ml, hranatá	57 Kč	ks
2115-0608	Hadice PE 6/8mm	29 Kč	m



Odběrové zařízení UniSampler

- pro odběr kapalných vzorků v průmyslu nebo v terénu
- sada sestává z PP lahve 1000 ml, šroubového uzávěru s úpravou, ruční vakuové pumpičky a 2,5 m hadičky PVC
- ponorný konec hadičky je opatřen kovovou trubičkou pro lepší čištění
- set se dodává v malém kufříku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0320	UniSampler set s hadicí PVC	5 886 Kč	sada



Odběrové zařízení UniSampler Ex

- odběrový přípravek s ruční vývěvou, speciálně na odběry hořlavých kapalin (např. benzínu)
- odběrová lahev i hadička jsou vodivě propojeny a uzemněny, všechny díly sestavy se dodávají v praktickém kufříku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0325	UniSampler set Ex	10 843 Kč	sada



Odběrové zařízení Vampir

- jednorázová peristaltická pumpička, nasazená na přenosném pohonu
- v sadě peristaltická hadička 5/8 mm, 1 m, sací hadička PE 6/8mm, 5 m, odběrová lahev s košíčkem na upevnění, aku-baterie s nabíječkou, vše v praktickém kufříku
- lze čerpat vzorky kapalin, příp. kapalin obsahujících i pevné částice a to ze sudů, nádrží, studen, až do sací výšky 5 m
- čerpací rychlost až 2 l za minutu, vzorek se odebírá přímo do odběrové lahve, odpadá zbytečné přelévání

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2400-0330	Zařízení odběrové Vampir	28 814 Kč	sada
2115-0608	Hadice PE 6/8mm	29 Kč	m



Pomůcky pro odběry vzorků pevných látek

Nabídka vzorkovačů pevných látek je orientována na nejčastější aplikaci tj. kontrolu práškových (sympkých) produktů odebíraných z pytlů, žoků či kontejnerů. Pro jiné druhy odběrových pomůcek vypracujeme nabídku na základě poptávky.

Nůž dutý QualiRod

- duté nože k vykrajování sond do materiálů typu sýru, pasty, tuku apod.
- z nerez, ve dvojitě provedení: kónickém nebo válcovitém
- kónický nůž má ostrý břit o délce 12 cm, pevnou rukojeť, celkovou délku 17,5 cm, a slouží k odebrání vzorků z látek s vyšším penetračním odporem, např. sýrů, másla, vosků, mýdel
- válcovitý nůž není otevřen podélně jako nůž kónický, má vrtnou hloubku 20 cm, vnější průměr 10 mm a celkovou délku 26 cm, je vhodný spíše na měkké látky jako např. různé pasty
- k vytlačení vzorku z dutiny nože se používá kovová tyčinka



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0020	Nůž dutý QualiRod, kónický	1 808 Kč	ks
2401-0022	Nůž dutý QualiRod, válcový	3 968 Kč	ks

Nůž vpichový QuickPicker

- pro odběr práškových vzorků nebo granulátů z perforovatelných obalů (pytlů)
- má ostrou špičku, která snadno pronikne jakýmkoliv běžným obalem
- dutina nože se po vpichu zaplní vzorkem, který se vede přímo do odběrové lahve
- celková délka 50 cm, vpichová délka 30 cm, průměr 25 mm, odběrový objem cca 75 ml
- dodává se jako set obsahující dvě odběrové lahve PP 250 ml a kartáček k čištění dutiny nože



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0110	Nůž vpichovací QuickPicker, set	6 440 Kč	ks
2401-0112	Lahev LDPE 250ml, pro QuickPicker	58 Kč	ks

Nůž zónový

- pro odběr sympkých vzorků v několika místech (zónách) současně
- při odebrání se lze přesvědčit o homogenitě odebíraného materiálu nebo opětovným smícháním odebraného vzorku průměrovat jeho složení
- dutý nůž, jehož vnitřek se skládá z několika oddělených komůrek, otáčením rukojetí lze otvory do komůrek otevírat a zavírat
- při vysypávání vzorku z jedné komůrky se otvory ostatních (otevřených) komůrek zaslepují uzavírací trubicí, která se navlékne na nůž
- dodává se v různých velikostech, v základním provedení z hliníku o průměru 25 mm
- možné je také provedení z PTFE



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0120	Sonda zónová Al 55cm	7 093 Kč	ks
2401-0125	Sonda zónová Al 85cm	7 891 Kč	ks
2401-0128	Sonda zónová Al 150cm	10 185 Kč	ks
2401-0130	Trubice uzavírací, 3 ks, k sondě zónové	814 Kč	bal

Vzorkovač na zmrazené produkty IceBorer

- pro odebrání vzorků ze zmrazených materiálů, vyroben z nerezové oceli, dokáže odebrat vzorek do hloubky až 20 cm
- skládá se z těla s vrtací korunkou, hlavy vzorkovače, připojitelné k běžné vrtačce, a pístu k vytlačení odebraného vzorku z těla vzorkovače
- vzorek se odebrá zavrtáním sondy do materiálu a přitom se současně vzorek dopraví do vzorkovacího válce



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0260	Vzorkovač na zmrazené produkty IceBorer, vnitř. prům. 16 mm	8 960 Kč	ks
2401-0262	Vzorkovač na zmrazené produkty IceBorer, vnitř. prům. 50 mm	15 596 Kč	ks



Vzorkovač zónový Novartos

- speciálně pro odběry malých vzorků farmaceutických chemikálií
- trubice z nerez, ve které se pohybuje tyč s jímkami na vzorek
- určený k odběrům spíše z větších nádob, jako kontejnerů, nebo sudů
- sestává ze dvou částí - z těla a z vložky s odběrovou komůrkou, je třeba zvolit alespoň jedno ze tří těl vzorkovače a k tomu jednu nebo více vložek s odběrovou komůrkou
- odběrová komůrka může být odstupňovaná po 0,1 ml, od 0,1 ml do 4,0ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0150	Vzorkovač Novartos UNO 1400mm	41 494 Kč	ks
2401-0151	Vzorkovač Novartos UNO 1000mm	40 548 Kč	ks
2401-0152	Vzorkovač Novartos UNO 600mm	38 746 Kč	ks
2401-0159	Vložka vzorkovače Novartos Uno (objem nutno upřesnit)	3 548 Kč	ks



Vzorkovač MicroSampler

- pro odběry malých množství práškových vzorků, vyroben z ušlechtilé elektrolyticky leštěné oceli
- všechny části lze lehce demontovat a čistit
- základem jsou výměnné hroty s nádobkou o objemu od 0,2 do 10 ml
- vzorkovač se vpichne do vzorkovaného materiálu, po dosažení cílového bodu se odběrový hrot zatlačením na držadlo otevře, vzorek se odebere
- a zatažením za držadlo se odběrový hrot se vzorkem uzavře
- k dispozici jsou samplery různých délek a průměrů, dosáhnout lze hloubky vpichu až 120 cm
- objednáva se vždy zvlášť tyč vzorkovače a odběrový hrot

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0500	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 12 mm, délka 55 cm	6 795 Kč	ks
2401-0502	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 12 mm, délka 85 cm	7 541 Kč	ks
2401-0504	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 12 mm, délka 120 cm	8 209 Kč	ks
2401-0506	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 25 mm, délka 55 cm	8 838 Kč	ks
2401-0508	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 25 mm, délka 85 cm	9 548 Kč	ks
2401-0510	Tyč vzorkovače MicroSampler, prům. 25 mm, délka 120 cm	10 174 Kč	ks



2401-0550	Odběrový hrot pro MicroSampler 12mm, 0,2 ml	2 044 Kč	ks
2401-0552	Odběrový hrot pro MicroSampler 12mm, 0,5 ml	2 044 Kč	ks
2401-0554	Odběrový hrot pro MicroSampler 12mm, 1 ml	2 044 Kč	ks
2401-0556	Odběrový hrot pro MicroSampler 25mm, 2 ml	2 791 Kč	ks
2401-0558	Odběrový hrot pro MicroSampler 25mm, 5 ml	2 791 Kč	ks
2401-0560	Odběrový hrot pro MicroSampler 25mm, 10 ml	2 791 Kč	ks



Vzorkovač na pigmenty

- nerezová podélně otevřená trubice o průměru 30 mm, po vpíchnutí do odebíraného materiálu stačí otočit, vyjmout a odebrat vzorek
- vhodný na pasty a pigmenty, podélný výřez na trubici je buď 25% nebo 50%
- menší výřez je vhodný pro méně lepkavé nebo přilnavé látky, větší výřez vhodný i pro odběr vysoce lepkavých vzorků

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0270	Vzorkovač na pigmenty 600 mm, 50 % výřez	9 604 Kč	ks
2401-0272	Vzorkovač na pigmenty 300 mm, 25 % výřez	6 136 Kč	ks
2401-0274	Vzorkovač na pigmenty 300 mm, 50 % výřez	6 685 Kč	ks
2401-0276	Vzorkovač na pigmenty 600 mm, 25 % výřez	8 841 Kč	ks
2401-0278	Vzorkovač na pigmenty 900 mm, 25 % výřez	11 890 Kč	ks
2401-0279	Vzorkovač na pigmenty 900 mm, 50 % výřez	12 865 Kč	ks



Vzorkovač PowderProof

- pro časté vzorkování práškových látek nebo granulátů v množstvích řádově stovek gramů
- v nerezové vpichové trubici se otáčí spirála dopravující vzorek k otvoru, pod níž je sáček nebo odběrová lahev
- dva druhy spirál – pro prášky se zrnitostí do 2 mm, a pro granuláty se zrnitostí od 2 do 4 mm, v několika délkách
- pohonná jednotka je napájena Aku-baterií 9,6 V, na ní se trubice a spirála nasazuje pomocí bajonetového upevnění
- v základní dodávce je pohon, trubice a spirála



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0380	Vzorkovač PowderProof 30cm, horizontální pro prášky	54 381 Kč	ks
2401-0382	Vzorkovač PowderProof 30cm, horizontální pro granuláty	54 381 Kč	ks
2401-0390	Vzorkovač PowderProof 60cm, vertikální pro prášky	58 485 Kč	ks
2401-0392	Vzorkovač PowderProof 60cm, vertikální pro granuláty	58 485 Kč	ks
2401-0394	Vzorkovač PowderProof 90 cm vertikální pro prášky	61 243 Kč	ks
2401-0395	Vzorkovač PowderProof 90 cm vertikální pro granuláty	61 243 Kč	ks
2401-0396	Vzorkovač PowderProof 120 cm vertikální pro prášky	67 905 Kč	ks
2401-0397	Vzorkovač PowderProof 120 cm vertikální pro granuláty	67 905 Kč	ks

Zařízení odběrová Silo a SiloPicker

- zařízení **Silo** je určeno k odběru vzorků sypkých materiálů, například zrní obilovin, z míst s omezeným přístupem
- základem je duté nerezové pouzdro se špicí opatřenou závitem, otvor na boku lze uzavírat
- pomocí vodicí tyče se pouzdro navrtá do určené hloubky, kde se otevře a zaplní vzorkem
- po uzavření se vytáhne a vzorek se přesype do odběrové lahvičky
- vodicí tyče lze nastavovat až pro hloubku vrtu 2,5 m, celková délka včetně rukojeti je 150 cm, průměr spirál 90 mm, průměr pouzdra 40 mm a objem pouzdra cca 400 ml
- **SiloPicker** je menší varianta předchozího modelu, vhodná pro dobře sypké látky, nikoliv ale pro látky práškové
- délku vodicí tyče lze nastavovat prodlužovacími tyčemi až do 3,5 m, celková délka včetně rukojeti je 100 cm, průměr pouzdra 46 mm, objem pouzdra max. 100 ml



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0210	Zařízení odběrové Silo, délka 150 cm	19 448 Kč	ks
2401-0213	Tyč vodicí nastavná k Silo	3 784 Kč	ks
2401-0230	Zařízení odběrové SiloPicker, délka 100 cm	12 398 Kč	ks
2401-0233	Tyč prodlužovací k SiloPicker 50cm	1 709 Kč	ks
2401-0279	Vzorkovač na pigmenty 900 mm, 50 % výřez	12 865 Kč	ks

Zařízení pro odběry půd GeoSampler

- robustní ruční vrtné zařízení s vyměnitelnými vrtnými hlavami, určenými pro různé druhy zeminy
- funkční sestava musí obsahovat T rukojeť, vodicí tyč, které lze za sebe nastavovat, a alespoň jednu z vrtných hlav
- vrtné hlavy mají průměr 76mm a délku 38 cm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2402-0110	Rukojeť T standardní	7 756 Kč	ks
2402-0120	Tyč vodicí 100cm	4 359 Kč	ks
2402-0130	Hlava vrtná A (běžné půdy)	6 276 Kč	ks
2402-0132	Hlava vrtná B (písčité půdy)	7 756 Kč	ks
2402-0134	Hlava vrtná C (hrubé písčité půdy)	10 724 Kč	ks
2402-0136	Hlava vrtná D (kaly)	6 374 Kč	ks
2402-0138	Hlava vrtná E (pro tvrdé půdy a krusty)	9 305 Kč	ks
2402-0140	Hlava vrtná F (pro štěrk)	8 021 Kč	ks
2402-0142	Hlava vrtná G (pro odstranění kamenů)	12 031 Kč	ks
2402-0199	Kufr k zařízení na odběry půd	3 356 Kč	ks



Vzorkovač Powder sampler Mini

- vzorkovač na sypké látky z vysoce kvalitní nerezové oceli pro malé odběry
- stisknutím tlačítka se vsune vzorkovací tyčinka do vzorku, uvolněním se zasune
- tímto se do vzorkovacího zářezu odebere stanovené množství vzorku
- hloubka zasunutí až 300mm, lze odebírat vzorky z více cílových hloubek
- vhodný především pro farma, zdravotnictví, biotechnologie apod.



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0580	Powder sampler Mini, prům. 6mm, 300mm, 0,01ml	13 701 Kč	ks
2401-0582	Powder sampler Mini, prům. 6mm, 300mm, 0,05ml	13 701 Kč	ks
2401-0584	Powder sampler Mini, prům. 6mm, 300mm, 0,1ml	13 701 Kč	ks

Jednorázové vzorkovače DispoSampler pro sypké a tekuté vzorky

Jednorázové vzorkovače Bürkle - DispoSampler - se používají k odběru vzorků kapalin, viskózních médií, prášků a granulátů. Lze odebírat cílové bodové vzorky, vzorky všech vrstev a průřezové vzorky, stejně jako malá a velká množství vzorků. Na rozdíl od běžných vzorkovačů pro opakované použití není třeba jednorázové vzorkovače po použití čistit. Čištění opakovaně použitelných vzorkovačů je náročný a často komplikovaný úkol, hlavně pokud se odebírají mastné, silně přilnavé nebo toxické látky. Při použití jednorázových vzorkovačů nemusí být pracovní procesy čištěním přerušovány, je zcela vyloučena křížová kontaminace, metoda čištění nemusí být validována při auditech a v neposlední řadě se šetří čas a peníze.

Vzorkovače MultiDispo

- pro odběr vzorků z více zón nebo z vrstev vzorkovaného materiálu
- vhodné pro volně sypké prášek a granuláty s drobným zrnem
- vzorek ze všech vrstev lze vyprázdnit přímo přes otevřenou rukojeť do nádoby na vzorky
- snadné vyprazdňování otvorem v rukojeti (prům. 14 mm)
- vzorkovače SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0600	Vzorkovač MultiDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	6 189 Kč	bal
2401-0602	Vzorkovač MultiDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	7 001 Kč	bal
2401-0604	Vzorkovač MultiDispo LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 200 ml, 20ks	7 524 Kč	bal
2401-0606	Vzorkovač MultiDispo SteriPlast, HDPE sterilní, 1000mm, 200ml, 20ks	8 376 Kč	bal



Vzorkovače ZoneDispo

- pro odběr reprezentativního vzorku z celé vrstvy ze tří různých zón
- vhodný pro volně sypké prášky a malozrné granuláty
- odebraný vzorek lze zajistit a přepravovat v uzavřeném vzorkovači
- vzorkovače SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0610	Vzorkovač ZoneDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	5 625 Kč	bal
2401-0612	Vzorkovač ZoneDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 500 mm, 100ml, 20ks	6 365 Kč	bal
2401-0614	Vzorkovač ZoneDispo LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 200 ml, 20ks	6 639 Kč	bal
2401-0616	Vzorkovač ZoneDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 1000mm, 200ml, 20ks	7 609 Kč	bal



Vzorkovače TargetDispo

- TargetDispo slouží k odebrání vzorku z předem přesně daného bodu ve vrstvě materiálu
- vzorkovač prorazí do prášku nebo granulátu v uzavřeném stavu, když dosáhne místa odběru vzorku, komůrka se otevře a poté se opět uzavře
- tímto způsobem se odebere vzorek z cílového bodu
- vzorek lze jednoduše vyprázdnit otevřenou rukojetí
- vzorkovače SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
5393-4460	Vzorkovač TargetDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	5 376 Kč	bal
5393-4461	Vzorkovač TargetDispo SteriPlast, HDPE sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	6 031 Kč	bal
5393-4470	Vzorkovač TargetDispo LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 200 ml, 20ks	6 510 Kč	bal
5393-4471	Vzorkovač TargetDispo SteriPlast, HDPE sterilní, 1000mm, 200ml, 20ks	7 304 Kč	bal



Vzorkovače MicroDispo

- pomocí MicroDispo lze odebírat poměrně malá množství vzorků (10 ml)
- zvláště vhodné ve farmaceutických aplikacích
- lze přesně zaměřit a odebrat vzorky volně syplých prášků a drobnozrnných syplých materiálů
- vzorkovače Steriplast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0630	Vzorkovač MicroDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 10 ml, 20ks	4 205 Kč	bal
2401-0632	Vzorkovač MicroDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 500 mm, 10ml, 20ks	4 970 Kč	bal
2401-0634	Vzorkovač MicroDispo LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 10 ml, 20ks	5 164 Kč	bal
2401-0636	Vzorkovač MicroDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 1000mm, 10ml, 20ks	6 541 Kč	bal



Vzorkovače PowderDispo

- PowderDispo je ideální jednorázový vzorkovač pro odebírání práškových nebo mírně soudržných látek v celém průřezu vrstvy vzorku
- vzorkovače Steriplast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0640	Vzorkovač PowderDispo LaboPlast, HDPE, 300 mm, 60 ml, 20ks	3 186 Kč	bal
2401-0642	Vzorkovač PowderDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 300mm, 60ml, 20ks	3 688 Kč	bal
2401-0644	Vzorkovač PowderDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	3 703 Kč	bal
2401-0646	Vzorkovač PowderDispo SteriPlast, HDPE sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	4 125 Kč	bal



Vzorkovače DispoPicker

- jednorázový vzorkovač pro prášky a drobnozrnné syplé materiály
- protože hrot je uzavřený, nemůže materiál vzorku vypadávat zpět ze vzorkovnice
- ideálně se hodí pro vzorky z příčného řezu vrstvou materiálu
- vzorkovače Steriplast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0650	Vzorkovač DispoPicker LaboPlast, HDPE, 300 mm, 60 ml, 20ks	2 843 Kč	bal
2401-0652	Vzorkovač DispoPicker SteriPlast, HDPE, sterilní, 300mm, 60ml, 20ks	3 336 Kč	bal
2401-0654	Vzorkovač DispoPicker LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	3 271 Kč	bal
2401-0656	Vzorkovač DispoPicker SteriPlast, HDPE sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	3 776 Kč	bal



Vzorkovače DispoLance

- jednorázový vzorkovač DispoLance lze použít pro odběr velkých i malých vzorků
- snadno a rychle lze odebírat vzorky přímo z pytlů
- vzorkovač je vhodný pro volně syplé prášky a granuláty s malou zrnitostí
- vpichuje se do nádoby robustním hrotem a vzorek protéká skrz vzorkovač vnitřní trubičkou přímo do nádoby nebo sáčku, který je pod ní držen
- vzorkovače Steriplast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0660	Vzorkovač DispoLance LaboPlast, HDPE, 300 mm, 20ks	2 929 Kč	bal
2401-0662	Vzorkovač DispoLance SteriPlast, HDPE, sterilní, 300 mm, 20ks	3 423 Kč	bal
2401-0664	Vzorkovač DispoLance LaboPlast, HDPE, 500 mm, 20ks	3 530 Kč	bal
2401-0666	Vzorkovač DispoLance SteriPlast, HDPE, sterilní, 500 mm, 20ks	4 036 Kč	bal



Vzorkovače LiquiDispo

- jednorázový vzorkovač LiquiDispo je vhodný k odběru vzorků kapalin od vysoce tekutých až po mírně viskózní
- ergonomická rukojeť usnadňuje odběr vzorku, lze odebrat až 200 ml vzorku
- vzorkovače Steriplast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0680	Vzorkovač LiquiDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	3 790 Kč	bal
2401-0682	Vzorkovač LiquiDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	4 478 Kč	bal
2401-0684	Vzorkovač LiquiDispo LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 200 ml, 20ks	4 650 Kč	bal
2401-0686	Vzorkovač LiquiDispo SteriPlast, HDPE sterilní, 1000mm, 200ml, 20ks	5 884 Kč	bal



Vzorkovače ViscoDispo

- jednorázový vzorkovač ViscoDispo lze použít k odběru tekutých vzorků s vysokou viskozitou (až do 100 000 mPas)
- ergonomicky tvarovaná rukojeť a velmi stabilní táhlo usnadňují odběr vzorku
- vzorkovače SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0670	Vzorkovač ViscoDispo LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	3 790 Kč	bal
2401-0672	Vzorkovač ViscoDispo SteriPlast, HDPE, sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	4 478 Kč	bal
2401-0674	Vzorkovač ViscoDispo LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 200 ml, 20ks	4 650 Kč	bal
2401-0676	Vzorkovač ViscoDispo SteriPlast, HDPE sterilní, 1000mm, 200ml, 20ks	5 884 Kč	bal



Vzorkovače DispoPipette

- jednoduchý jednorázový vzorkovač pro odběr vzorků médií s nízkou viskozitou
- pokud se DispoPipette vnoří do kapaliny otevřený, získá se vzorek z celé vrstvy
- pokud se ponoří uzavřený až k místu odběru vzorku, pak se otevře, získá se vzorek z kapaliny z určitého bodu
- se dvěma velikostmi otvorů (2,5 / 5,5 mm) pro různé viskozity
- vzorkovače SteriPlast jsou navíc sterilizovány zářením

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0690	Vzorkovač DispoPipette LaboPlast, HDPE, 500 mm, 100 ml, 20ks	2 495 Kč	bal
2401-0692	Vzorkovač DispoPipette SteriPlast, HDPE sterilní, 500mm, 100ml, 20ks	2 985 Kč	bal
2401-0694	Vzorkovač DispoPipette LaboPlast, HDPE, 1000 mm, 200 ml, 20ks	2 929 Kč	bal
2401-0696	Vzorkovač DispoPipette SteriPlast, HDPE sterilní, 1000mm, 200ml, 20ks	3 688 Kč	bal



Štítky Close-it

- pro zakrytí místa vpichu po odběru sypaných vzorků z pytlů či žoků
- také pro viditelné označení místa odběru a označení datem odběru
- štítky jsou velké a velmi dobře lepí, překryjí i mírně potřhané a zaprášené místo vpichu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0185	Štítky Close-it 95x95mm, červené, role 500ks	1 654 Kč	role
2401-0186	Štítky Close-it žluté, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0187	Štítky Close-it modré, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0188	Štítky Close-it zelené, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0189	Štítky Close-it černé, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0190	Štítky Close-it bílé, nepotíštěné, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role



2401-0195	Štítky Close-it 150x150mm, červené, role 500ks	2 318 Kč	role
2401-0196	Štítky Close-it žluté, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0197	Štítky Close-it modré, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0198	Štítky Close-it zelené, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0199	Štítky Close-it černé, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role
2401-0200	Štítky Close-it bílé, nepotíštěné, 150x150 mm, role cca 250 ks	2 318 Kč	role



Štítky Close-it Food

- zvláště vhodné pro potravinářství nebo farmacie
- splňují evropské normy pro styk s potravinami

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2401-0280	Štítky Close-it Food červené, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0281	Štítky Close-it Food žluté, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0282	Štítky Close-it Food modré, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0283	Štítky Close-it Food zelené, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0284	Štítky Close-it Food černé, 95x95 mm, role cca 500 ks	1 654 Kč	role
2401-0285	Štítky Close-it Food bílé, nepotíštěné, 95x95 mm, role 500 ks	1 654 Kč	role



2401-0290	Štítky Close-it Food červené, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0291	Štítky Close-it Food žluté, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0292	Štítky Close-it Food modré, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0293	Štítky Close-it Food zelené, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0294	Štítky Close-it Food černé, 150x150 mm, role cca 500 ks	2 318 Kč	role
2401-0295	Štítky Close-it Food bílé, nepotíštěné, 150x150 mm, role 500 ks	2 318 Kč	role



Štítkovací přístroj Brady M 410

- jednobarevný štítkovač s tiskem termálním přenosem
- rychlost tisku 33 mm/s, dobíjecí NiMH baterie, odolá pádu z 1,2 m
- interní paměť 48 MB (uložení až 25 000 etiket)
- návrh a tisk etiket pomocí klávesnice a počítačového softwaru
- ostrý tisk v průmyslové kvalitě 300 dpi
- vytváření štítků pomocí šablon v tiskárně

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6263	Etiketovač Brady M410-EU	7 125 Kč	ks

Další možné příslušenství rádi nabídneme na dotaz.



Štítkovací přístroj Brady M 510

- etiketovač s rychlostí tisku 38 mm/s, dobíjecí NiMH nebo Li-Ion baterie
- barevný LCD displej, bezokrajový tisk
- návrh a tisk etiket pomocí klávesnice a počítačového softwaru
- ostrý tisk v průmyslové kvalitě 300 dpi
- v dodávce setu napájecí adaptér, odolný kufřík, magnet pro připevnění na magnetickou plochu, klip na opasek, Vinyl Label Cartridge (M5C-1500-595-WT-BK), dobíjecí NiMH a Li-ion baterie, USB kabel a Flash disk s ovladači a manuálem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6203	Etiketovač M510, jen přístroj s baterií a zdrojem	9 125 Kč	ks
2105-6205	Etiketovač M510 KIT s příslušenstvím	13 000 Kč	ks

Další možné příslušenství rádi nabídneme na dotaz.



Výběr spotřebního materiálu pro tiskárny Brady

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2105-6210	Etikety M-120-492, 240 ks	2 969 Kč	ks
2105-6211	Etikety M-122-461, 360 ks	2 338 Kč	ks
2105-6212	Etikety M-133-427, 140 ks	1 321 Kč	ks
2105-6213	Etikety M-134-427, 140 ks	1 247 Kč	ks
2105-6214	Etikety M-83-492, 240 ks	2 522 Kč	ks
2105-6215	Etikety M-131-492, 180 ks	2 652 Kč	ks
2105-6216	Etikety M-135-427-AW, 240 ks	855 Kč	ks
2105-6217	Etikety M-130-499, 220 ks	1 311 Kč	ks
2105-6219	Etikety M-119-461, 80 ks	1 330 Kč	ks
2105-6220	Etikety M-123-461, 360 ks	2 244 Kč	ks
2105-6221	Etikety M-124-461, 180 ks	1 579 Kč	ks
2105-6222	Etikety M-125-461, 180 ks	2 078 Kč	ks
2105-6223	Etikety M-126-461, 180 ks	1 786 Kč	ks
2105-6224	Etikety M-129-461, 140 ks	1 828 Kč	ks
2105-6225	Etikety M-72-461, 180 ks	1 683 Kč	ks
2105-6226	Etikety M-74-461, 140 ks	1 454 Kč	ks
2105-6227	Etikety M-75-461, 120 ks	1 433 Kč	ks
2105-6228	Etikety M-86-461, 120 ks	1 454 Kč	ks
2105-6229	Etikety MC-1000-461, 1role 7,62 m	1 733 Kč	ks
2105-6230	Etikety MC-1250-461, 1role 7,62 m	1 905 Kč	ks
2105-6232	Etikety MC-500-461, 1role 7,62 m	1 430 Kč	ks
2105-6233	Etikety M-81-488, 160 ks	1 247 Kč	ks
2105-6234	Etikety M-97-488, 280 ks	2 118 Kč	ks
2105-6235	Etikety M-117-492, 240 ks	2 950 Kč	ks
2105-6236	Etikety M-118-492, 240 ks	2 913 Kč	ks



Nabídka je extrémně široká, vyžádejte si prosím od nás další nabídku spotřebního materiálu podle účelu použití. Stejně tak rádi poskytneme technické informace a nabídku dalších tiskáren a přístrojů Brady.