LABORATORNÍ SKLO A PORCELÁN







Aktualizace přehledu produktů: **24.02.2026**

Aktualizace cen: **24.02.2026**

Ceny platné k datu prohlížení dokumentu najdete na e-shopu **www.thermofisher.cz**

LABORATORNÍ SKLO

Laboratorní sklo uvedené v této kapitole je vyrobeno zpravidla z borosilikátové skloviny (sklo I. hydrolytické třídy). Toto sklo je obecně označováno jako Boro 3.3 dle ISO 3585, prodáváno je pak pod různými obchodními názvy – SIMAX, DURAN, Fisherbrand. U některých položek v našem katalogu je obchodní název uveden (nejčastěji DURAN – jedná se o německé výrobky nejvyšší kvality, která ovšem samozřejmě znamená i vyšší cenu), tam, kde obchodní název uveden není, jedná se o výrobky nejčastěji SIMAX nebo Fisherbrand. Sklo Fisherbrand je vyráběno zakázkově pro firmy ze skupiny Thermo Fisher Scientific u evropských výrobců laboratorního skla. Pokud je zboží vyrobeno z běžných sodno-vápenatých nebo sodno-draselných sklovin, je to u zboží uvedeno a takové výrobky nesmí být použity pro tepelné, chladící a chemické postupy v laboratoři, protože k těmto účelům nejsou určeny.

Obecné zásady správného zacházení s laboratorním sklem

- Při práci v laboratoři vždy používejte odpovídající ochranný oděv případně podle potřeby další ochranné prostředky (brýle, rukavice,...).
- Nezvedejte nebo nenoste skleněné nádoby za hrdlo nebo okraj, vždy je podepírejte zespodu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při nasazování hadic na olivky nebo při uzavírání nádob různými zátkami.
- Laboratorní sklo nikdy nevystavujte náhlým změnám teploty. Nevyjímejte je horké ze sušárny a nepokládejte na mokrý nebo studený stůl. Toto platí zejména pro silnostěnné sklo, jako jsou exsikátory nebo odsávací lahve.
- Před každým namáháním tlakem u skleněných baněk vždy proveďte vizuální kontrolu bezvadného stavu. Poškozené baňky (např. škrábance, praskliny) se nesmí používat pro práci s vakuem!
- S laboratorním sklem, které je pod tlakem nebo je uvnitř vakuum, zacházejte zvlášť opatrně (např. odsávací lahve, exsikátory).
- Nevystavujte sklo náhlým změnám tlaku.
- Nikdy nezahřívejte skleněné baňky, ve kterých je vakuum nebo které jsou pod tlakem, jednostranně nebo otevřeným plamenem.
- Laboratorní sklo s plochým dnem (např. Erlenmeyerovy baňky nebo baňky s plochým dnem) nesmí být v žádném případě tlakově namáháno.
- Vzhledem k rozličným pracovním podmínkám nelze u žádného skleněného výrobku garantovat odolnost proti tlaku a vakuu, proto při takovém použití VŽDY dbejte zvýšené opatrnosti a používejte odpovídající ochranné prostředky.
- Při mytí v myčkách ukládejte sklo tak, aby nedocházelo k vzájemným nárazům. Při ručním mytí nepoužívejte abrazivní prostředky, aby nedošlo k poškrábání, vyvarujte se rovněž delšího působení alkálií při teplotách nad 70˚C – mohlo by dojít ke zničení potisku.
- Při autoklávování lahví s uzávěrem smí být víčko nasazeno jen volně (našroubované maximálně na jednu otáčku), jinak může rozdíl tlaků způsobit prasknutí lahve. Obecně nejsou laboratorní lahve vhodné pro práci pod tlakem nebo s vakuem.

Certifikáty, možnosti ověření, kalibrace

Jakékoliv odměrné sklo lze nechat zkalibrovat Českým metrologickým institutem (doporučujeme ovšem zpravidla pouze u skla třídy přesnosti A nebo AS), jedná se o poměrně nákladnou záležitost, navíc v některých případech není kalibrace dostačující nebo naopak není bezpodmínečně nutná. U jednotlivých položek v našem katalogu naleznete v popisu i informace vztahující se k tomuto tématu.

Šaržový certifikát
Zpravidla v každém balení je certifikát výrobce, který potvrzuje, že výrobky z dané šarže byly vyrobeny v souladu se všemi příslušnými normami.

Retrace code
Na každém výrobku je uvedeno číslo šarže (tento způsob používá firma DURAN u svého skla), na internetových stránkách výrobce si pak může uživatel po zadání tohoto čísla šarže a katalogového čísla výrobce zobrazit a vytisknout šaržový certifikát.

Třída K
Toto označení používáme v našem katalogu pro zjednodušení, jedná se o výrobky, které byly jednotlivě ověřeny metrologickým střediskem daného výrobce a následně označeny metrologickou značkou (K4 v případě firmy Technosklo a K9 v případě firmy Kavalier). Takto označené odměrné sklo je pak možno používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy.



Kádinka nízká s výlevkou

Kód zboží	Název	Rozměr d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1111-0005	Kádinka nízká 5 ml, 10 ks	22 x 30	333 Kč	bal
1111-0010	Kádinka nízká 10 ml, 10 ks	26 x 35	345 Kč	bal
1111-0025	Kádinka nízká 25 ml, 10 ks	34 x 50	319 Kč	bal
1111-0050	Kádinka nízká 50 ml, 10 ks	42 x 60	405 Kč	bal
1111-0100	Kádinka nízká 100 ml, 10 ks	50 x 70	383 Kč	bal
1111-0150	Kádinka nízká 150 ml, 10 ks	60 x 80	454 Kč	bal
1111-0250	Kádinka nízká 250 ml, 10 ks	70 x 95	393 Kč	bal
1111-0400	Kádinka nízká 400 ml, 10 ks	80 x 110	473 Kč	bal
1111-0600	Kádinka nízká 600 ml, 10 ks	90 x 125	528 Kč	bal
1111-0800	Kádinka nízká 800 ml, 10 ks	100 x 135	740 Kč	bal
1111-0940	Kádinka nízká 1000 ml, 10 ks	105 x 145	857 Kč	bal
1111-0950	Kádinka nízká 2000 ml	130 x 185	139 Kč	ks
1111-0952	Kádinka nízká 3000 ml	150 x 210	380 Kč	ks
1111-0956	Kádinka nízká 5000 ml	170 x 270	677 Kč	ks

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts TS




Kádinka nízká s uchem

Kód zboží	Název	Rozměr d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1111-1250	Kádinka nízká s uchem 250 ml, 6 ks	70 x 95	714 Kč	bal
1111-1400	Kádinka nízká s uchem 400 ml, 6 ks	80 x 110	768 Kč	bal
1111-1600	Kádinka nízká s uchem 600 ml, 6 ks	90 x 125	858 Kč	bal
1111-1940	Kádinka nízká s uchem 1000 ml, 2 ks	105 x 145	378 Kč	bal

Kádinka vysoká s výlevkou

Kód zboží	Název	Rozměr d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1112-0050	Kádinka vysoká 50 ml, 10 ks	38 x 70	342 Kč	bal
1112-0100	Kádinka vysoká 100 ml, 10 ks	48 x 80	530 Kč	bal
1112-0150	Kádinka vysoká 150 ml, 10 ks	54 x 95	887 Kč	bal
1112-0250	Kádinka vysoká 250 ml, 10 ks	60 x 120	391 Kč	bal
1112-0400	Kádinka vysoká 400 ml, 10 ks	70 x 130	470 Kč	bal
1112-0600	Kádinka vysoká 600 ml, 10 ks	80 x 150	575 Kč	bal
1112-0800	Kádinka vysoká 800 ml, 10 ks	90 x 175	1 755 Kč	bal
1112-0940	Kádinka vysoká 1000 ml, 10 ks	95 x 180	913 Kč	bal
1112-0950	Kádinka vysoká 2000 ml	120 x 240	228 Kč	ks
1112-0952	Kádinka vysoká 3000 ml	135 x 280	434 Kč	ks

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts TS



Kádinka dle Philipse, nízký tvar, s výlevkou

Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1111-3000	Kádinka dle Philipse, typ 161, 150 ml	57 x 40 x 91	299 Kč	ks
1111-3002	Kádinka dle Philipse, typ 161, 250 ml	68 x 48 x 110	331 Kč	ks
1111-3004	Kádinka dle Philipse, typ 161, 500 ml	88 x 61 x 145	374 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts



Kádinka nízká s výlevkou, DURAN®

Retrace code

Kód zboží	Název	Rozměr d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1111-2005	Kádinka nízká DURAN, 5 ml, 10 ks	22 x 30	1 620 Kč	bal
1111-2010	Kádinka nízká DURAN, 10 ml, 10 ks	26 x 35	1 830 Kč	bal
1111-2015	Kádinka nízká DURAN, 25 ml, 10 ks	34 x 50	1 570 Kč	bal
1111-2020	Kádinka nízká DURAN, 50 ml, 10 ks	42 x 60	1 508 Kč	bal
1111-2025	Kádinka nízká DURAN, 100 ml, 10 ks	50 x 70	1 490 Kč	bal
1111-2030	Kádinka nízká DURAN, 150 ml, 10 ks	60 x 80	1 570 Kč	bal
1111-2035	Kádinka nízká DURAN, 250 ml, 10 ks	70 x 95	1 623 Kč	bal
1111-2040	Kádinka nízká DURAN, 400 ml, 10 ks	80 x 110	1 945 Kč	bal
1111-2045	Kádinka nízká DURAN, 600 ml, 10 ks	90 x 125	2 415 Kč	bal
1111-2050	Kádinka nízká DURAN, 800 ml, 10 ks	100 x 135	3 338 Kč	bal
1111-2055	Kádinka nízká DURAN, 1000 ml, 10 ks	105 x 145	3 843 Kč	bal
1111-2060	Kádinka nízká DURAN, 2000 ml, 10 ks	132 x 185	6 718 Kč	bal
1111-2065	Kádinka nízká DURAN, 3000 ml, 4 ks	152 x 210	4 862 Kč	bal
1111-2070	Kádinka nízká DURAN, 5000 ml	170 x 270	2 060 Kč	ks



Kádinka vysoká s výlevkou, DURAN®

Retrace code

Kód zboží	Název	Rozměr d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1112-2020	Kádinka vysoká DURAN, 50 ml, 10 ks	38 x 70	1 510 Kč	bal
1112-2025	Kádinka vysoká DURAN, 100 ml, 10 ks	48 x 80	1 530 Kč	bal
1112-2030	Kádinka vysoká DURAN, 150 ml, 10 ks	54 x 95	1 625 Kč	bal
1112-2035	Kádinka vysoká DURAN, 250 ml, 10 ks	60 x 120	1 715 Kč	bal
1112-2040	Kádinka vysoká DURAN, 400 ml, 10 ks	70 x 130	2 055 Kč	bal
1112-2045	Kádinka vysoká DURAN, 600 ml, 10 ks	80 x 150	2 513 Kč	bal
1112-2050	Kádinka vysoká DURAN, 800 ml, 10 ks	90 x 175	3 563 Kč	bal
1112-2055	Kádinka vysoká DURAN, 1000 ml, 10 ks	95 x 180	4 053 Kč	bal
1112-2060	Kádinka vysoká DURAN, 2000 ml, 10 ks	120 x 240	7 455 Kč	bal
1112-2065	Kádinka vysoká DURAN, 3000 ml, 2 ks	135 x 280	3 113 Kč	bal



Sklenice bateriová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1111-3020	Sklenice bateriová 60 x 120 mm, typ 2500	391 Kč	ks
1111-3022	Sklenice bateriová 100 x 100 mm, typ 2500	428 Kč	ks
1111-3024	Sklenice bateriová 100 x 150 mm, typ 2500	436 Kč	ks
1111-3026	Sklenice bateriová 100 x 200 mm, typ 2500	463 Kč	ks
1111-3028	Sklenice bateriová 125 x 125 mm, typ 2500	558 Kč	ks
1111-3030	Sklenice bateriová 125 x 250 mm, typ 2500	607 Kč	ks
1111-3032	Sklenice bateriová 150 x 150 mm, typ 2500	673 Kč	ks
1111-3034	Sklenice bateriová 150 x 200 mm, typ 2500	681 Kč	ks
1111-3036	Sklenice bateriová 150 x 250 mm, typ 2500	763 Kč	ks
1111-3038	Sklenice bateriová 160 x 320 mm, typ 2500	1 132 Kč	ks
1111-3040	Sklenice bateriová 200 x 200 mm, typ 2500	1 885 Kč	ks
1111-3041	Sklenice bateriová 200 x 300 mm, typ 2500	2 116 Kč	ks
1111-3042	Sklenice bateriová 200 x 250 mm, typ 2500	2 047 Kč	ks
1111-3046	Sklenice bateriová 200 x 400 mm, typ 2500	2 393 Kč	ks
1111-3048	Sklenice bateriová 240 x 480 mm, typ 2500	3 073 Kč	ks



Sklenka odměrná zvonkovitá s výlevkou, graduovaná

SIMAX Glass that Lasts


Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1113-0000	Sklenka odměrná 5 ml, typ 1686	26 x 30 x 70	754 Kč	ks
1113-0002	Sklenka odměrná 10 ml, typ 1686	30 x 35 x 75	761 Kč	ks
1113-0004	Sklenka odměrná 25 ml, typ 1686	39 x 40 x 90	776 Kč	ks
1113-0006	Sklenka odměrná 50 ml, typ 1686	50 x 50 x 110	792 Kč	ks
1113-0008	Sklenka odměrná 100 ml, typ 1686	62 x 60 x 130	838 Kč	ks
1113-0010	Sklenka odměrná 250 ml, typ 1686	84 x 80 x 160	1 007 Kč	ks
1113-0012	Sklenka odměrná 500 ml, typ 1686	102 x 95 x 200	1 183 Kč	ks
1113-0014	Sklenka odměrná 1000 ml, typ 1686	126 x 115 x 240	1 514 Kč	ks
1113-0016	Sklenka odměrná 2000 ml, typ 1686	148 x 150 x 310	1 818 Kč	ks



Sklenka odměrná (mensura) konická se skleněnou patkou a se stupnicí

SIMAX Glass that Lasts


Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1113-0030	Mensura kónická 25 ml, typ 1688	61 x 45 x 100	781 Kč	ks
1113-0032	Mensura kónická 50 ml, typ 1688	68 x 65 x 110	792 Kč	ks
1113-0034	Mensura kónická 100 ml, typ 1688	85 x 65 x 140	864 Kč	ks
1113-0036	Mensura kónická 250 ml, typ 1688	105 x 95 x 180	1 001 Kč	ks
1113-0038	Mensura kónická 500 ml, typ 1688	125 x 95 x 215	1 210 Kč	ks
1113-0040	Mensura kónická 1000 ml, typ 1688	160 x 110 x 270	1 573 Kč	ks
1113-0042	Mensura kónická 2000 ml, typ 1688	192 x 130 x 330	2 112 Kč	ks



Baňka kuželová podle Erlenmeyera, úzkohrdlá

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts


Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1311-0025	Baňka dle Erlenmeyera 25ml, 24, 10 ks	42 x 22 x 70	1 780 Kč	bal
1311-0050	Baňka dle Erlenmeyera 50ml, 24, 10 ks	51 x 22 x 85	1 710 Kč	bal
1311-0100	Baňka dle Erlenmeyera, 100ml, 10 ks	64 x 22 x 105	507 Kč	bal
1311-0250	Baňka dle Erlenmeyera, 250ml, 10 ks	85 x 34 x 140	519 Kč	bal
1311-0300	Baňka dle Erlenmeyera, 300ml, 10 ks	90 x 29 x 155	637 Kč	bal
1311-0500	Baňka dle Erlenmeyera, 500ml, 10 ks	105 x 34 x 175	673 Kč	bal
1311-0940	Baňka dle Erlenmeyera, 1000 ml, 10 ks	131 x 42 x 220	1 187 Kč	bal
1311-0950	Baňka dle Erlenmeyera, 2000 ml	166 x 50 x 280	321 Kč	ks
1311-0952	Baňka dle Erlenmeyera, 3000 ml	187 x 50 x 310	582 Kč	ks
1311-0956	Baňka dle Erlenmeyera, 5000 ml	220 x 50 x 365	831 Kč	ks



Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1312-0050	Baňka dle Erlenmeyera 50ml, 25, 10 ks	51 x 34 x 85	1 970 Kč	bal
1312-0100	Baňka dle Erlenmeyera, 100ml, 10 ks	64 x 34 x 105	544 Kč	bal
1312-0250	Baňka dle Erlenmeyera, 250 ml, 10 ks	85 x 50 x 135	557 Kč	bal
1312-0300	Baňka dle Erlenmeyera, 300 ml, 10 ks	87 x 50 x 156	684 Kč	bal
1312-0500	Baňka dle Erlenmeyera, 500 ml, 10 ks	105 x 50 x 170	747 Kč	bal
1312-0940	Baňka dle Erlenmeyera, 1000 ml, 10 ks	131 x 50 x 215	1 330 Kč	bal
1312-0950	Baňka dle Erlenmeyera, 2000 ml	153 x 72 x 280	214 Kč	ks



Baňka kuželová podle Erlenmeyera, úzkohrdlá, DURAN®

Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1311-2015	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 25 ml, 10 ks	42 x 22 x 75	1 715 Kč	bal
1311-2020	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 50 ml, 10 ks	51 x 22 x 90	1 718 Kč	bal
1311-2025	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 100 ml, 10 ks	64 x 22 x 105	1 715 Kč	bal
1311-2030	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 200 ml, 10 ks	79 x 34 x 131	1 718 Kč	bal
1311-2035	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 250 ml, 10 ks	85 x 34 x 145	1 740 Kč	bal
1311-2040	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 300 ml, 10 ks	87 x 34 x 156	2 005 Kč	bal
1311-2045	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 500 ml, 10 ks	105 x 34 x 180	2 315 Kč	bal
1311-2055	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 1000 ml, 10 ks	131 x 42 x 220	3 925 Kč	bal
1311-2060	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 2000 ml, 10 ks	166 x 50 x 280	7 455 Kč	bal
1311-2065	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 3000 ml, 2 ks	187 x 51 x 310	2 725 Kč	bal
1311-2070	Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 5000 ml, 1 ks	220 x 51 x 365	2 043 Kč	ks



Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá, DURAN®

Kód zboží	Název	Rozm. d1 x d2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1312-2015	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 25 ml, 10 ks	43 x 31 x 70	1 718 Kč	bal
1312-2020	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 50 ml, 10 ks	51 x 34 x 85	1 735 Kč	bal
1312-2025	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 100 ml, 10 ks	64 x 34 x 105	1 763 Kč	bal
1312-2030	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 200 ml, 10 ks	79 x 50 x 131	1 835 Kč	bal
1312-2035	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 250 ml, 10 ks	85 x 50 x 140	1 940 Kč	bal
1312-2040	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 300 ml, 10 ks	87 x 50 x 156	2 238 Kč	bal
1312-2045	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 500 ml, 10 ks	105 x 50 x 175	2 545 Kč	bal
1312-2055	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 1000 ml, 10 ks	131 x 50 x 220	4 083 Kč	bal
1312-2060	Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, 2000 ml, 10 ks	153 x 72 x 276	7 633 Kč	bal



Erlenmeyerova baňka úzkohrdlá, silnostěnná

Kód zboží	Název	Prům. x Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
1311-2101	Erlenka úzkohrdlá, silnostěnná, 50 ml, 12ks	50 x 78	2 798 Kč	bal
1311-2102	Erlenka úzkohrdlá, silnostěnná, 125 ml, 12ks	66 x 108	2 025 Kč	bal
1311-2104	Erlenka úzkohrdlá, silnostěnná, 500 ml, 6ks	102 x 174	1 781 Kč	bal
1311-2105	Erlenka úzkohrdlá, silnostěnná, 1000 ml, 6ks	128 x 213	2 945 Kč	bal

fisherbrand



Baňka dle Erlenmeyera se šroubovým GL-uzávěrem

- s vylévacím kroužkem, včetně uzávěru, sterilizovatelné do 140°C

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1310-0010	Baňka Erlenmeyerova 100 ml, GL25, včetně uzávěru	64 x 100	364 Kč	ks
1310-0020	Baňka Erlenmeyerova 250 ml, GL32, včetně uzávěru	85 x 140	285 Kč	ks
1310-0030	Baňka Erlenmeyerova 500 ml, GL32, včetně uzávěru	105 x 175	310 Kč	ks
1310-0040	Baňka Erlenmeyerova 1000 ml, GL32, včetně uzávěru	131 x 215	415 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts



Baňka kónická se šroubovým uzávěrem

pyrex

- borosilikátové sklo Pyrex ®, ideální pro skladování kultur a médií
- včetně víčka z fenoplastu s PTFE těsněním, náhradní víčka lze objednat




Kód zboží	Název	Prům. x Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
1310-0102	Baňka kónická Pyrex, 250 ml, 50 ks, víčko 15 mm	30 x 68	29 091 Kč	bal
1310-0104	Baňka kónická Pyrex, 25 ml, 10 ks, víčko 22 mm	42 x 76	8 039 Kč	bal
1310-0106	Baňka kónická Pyrex,50 ml, 10 ks, víčko 22 mm	51 x 85	8 989 Kč	bal
1310-0108	Baňka kónická Pyrex, 100 ml, 10 ks, víčko 30 mm	64 x 105	11 437 Kč	bal
1310-0110	Baňka kónická Pyrex, 250 ml, 10 ks, víčko 42 mm	85 x 130	11 147 Kč	bal
1310-0112	Baňka kónická Pyrex, 500 ml, 10 ks, víčko 42 mm	105 x 160	11 779 Kč	bal
1310-0114	Baňka kónická Pyrex, 1000 ml, 1 ks, víčko 42 mm	131 x 210	1 771 Kč	ks
1310-0116	Baňka kónická Pyrex, 2000 ml, 5 ks, víčko 42 mm	166 x 280	9 154 Kč	bal
1310-0118	Baňka kónická Pyrex, 3000 ml, 20ks, víčko 42 mm	187 x 315	49 299 Kč	bal

Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem

SIMAX Glass that Lasts





Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-0025	Erlenm. baňka, NZ 14/23, 25 ml, typ 8024	42 x 70	229 Kč	ks
1313-0026	Erlenm. baňka, NZ 19/26, 25 ml, typ 8024	42 x 70	234 Kč	ks
1313-0050	Erlenm. baňka, NZ 14/23, 50 ml, typ 8024	51 x 85	236 Kč	ks
1313-0051	Erlenm. baňka, NZ 19/26, 50 ml, typ 8024	51 x 85	237 Kč	ks
1313-0052	Erlenm. baňka, NZ 29/32, 50 ml, typ 8024	51 x 85	249 Kč	ks
1313-0100	Erlenm. baňka, NZ 14/23, 100 ml, typ 8024	64 x 105	251 Kč	ks
1313-0101	Erlenm. baňka, NZ 19/26, 100 ml, typ 8024	64 x 105	250 Kč	ks
1313-0102	Erlenm. baňka, NZ 29/32 100 ml, typ 8024	64 x 105	301 Kč	ks
1313-0250	Erlenm. baňka, NZ 29/32 250 ml, typ 8024	85 x 135	422 Kč	ks
1313-0251	Erlenm. baňka, NZ 45/40 250 ml, typ 8024	85 x 135	589 Kč	ks
1313-0252	Erlenm. baňka, NZ 14/23 250 ml, typ 8024	85 x 135	396 Kč	ks
1313-0300	Erlenm. baňka, NZ 29/32 300 ml, typ 8024	87 x 155	430 Kč	ks
1313-0500	Erlenm. baňka, NZ 29/32 500 ml, typ 8024	105 x 170	425 Kč	ks
1313-0501	Erlenm. baňka, NZ 45/40 500 ml, typ 8024	105 x 170	528 Kč	ks
1313-0940	Erlenm. baňka, NZ 29/32 1000 ml, typ 8024	131 x 215	556 Kč	ks
1313-0941	Erlenm. baňka, NZ 45/40 1000 ml, typ 8024	131 x 215	633 Kč	ks
1313-0950	Erlenm. baňka, NZ 29/32 2000 ml, typ 8024	166 x 275	717 Kč	ks
1313-0951	Erlenm. baňka, NZ 45/40 2000 ml, typ 8024	166 x 275	866 Kč	ks
1313-0952	Erlenm. baňka, NZ 45/40 3000 ml, typ 8024	185 x 275	897 Kč	ks
1313-0956	Erlenm. baňka, NZ 45/40 5000 ml, typ 8024	220 x 375	1 286 Kč	ks

Baňka kuželová podle Erlenmayera, se zábrusem, hnědé sklo

lenz



Kód zboží	Název	Vnější prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1000	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 50 ml, 29/32, 10 ks	51	12 122 Kč	bal
1313-1002	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 100 ml, 29/32, 10 ks	64	12 597 Kč	bal
1313-1004	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 200 ml, 29/32, 10 ks	79	16 957 Kč	bal
1313-1006	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 250 ml, 29/32, 10 ks	85	17 441 Kč	bal
1313-1008	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 300 ml, 29/32, 10 ks	87	18 903 Kč	bal
1313-1010	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 500 ml, 29/32, 10 ks	105	20 366 Kč	bal
1313-1012	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 1000 ml, 29/32, 10 ks	131	23 754 Kč	bal
1313-1014	Erlenm. baňka, hnědé sklo, 2000 ml, 29/32, 10 ks	166	36 438 Kč	bal

Baňka kuželová se čtyřmi vlisy

- borosilikátové sklo Pyrex®, vhodná pro přípravu kultur



Kód zboží	Název	Výška x Prům. hrdla (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1020	Baňka kuželová Pyrex se čtyřmi vlisy, 250 ml, 5 ks	138 x 32	3 153 Kč	bal
1313-1022	Baňka kuželová Pyrex se čtyřmi vlisy, 500 ml, 5 ks	186 x 36	3 784 Kč	bal
1313-1024	Baňka kuželová Pyrex se čtyřmi vlisy, 1000 ml, 2 ks	222 x 43	3 784 Kč	bal
1313-1026	Baňka kuželová Pyrex se čtyřmi vlisy, 2000 ml, 1 ks	282 x 49	2 520 Kč	bal

Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem

- zesílené stěny, vhodná pro práci pod vakuem



Kód zboží	Název	prům. x v (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1050	Baňka kuželová pro vakuum, 250 ml, SJ 24/29	90 x 139	1 161 Kč	ks

Baňka podle Fernbacha

- borosilikátové sklo Pyrex®
- vlisované přepážky pro konzistentní promíchávání na třepačce
- vhodné pro práci s tkáňovými kulturami, aerobní mikrobiologii a další
- provedení bez víčka (objednávají se zvlášť - viz. níže) nebo s víčkem se závitem GL 45
- autoklávovatelné při 121 °C



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1060	2800 ml, prodloužené hrdlo, bez víčka, 2 ks	210 x 230	13 697 Kč	bal
1313-1062	2800 ml, včetně PP víčka GL 45, 2 ks	210 x 230	14 838 Kč	bal

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1313-1090	Víčko pro baňky na kultury, anodizovaný hliník, 10 ks	3 691 Kč	bal
1313-1092	Víčko pro baňky na kultury, PP, 10 ks	1 773 Kč	bal

Baňka kuželová se čtyřmi vlisy, prodloužené hrdlo

- borosilikátové sklo Pyrex®
- vlisované přepážky pro lepší promíchání na třepačce
- vhodné pro práci s tkáňovými kulturami, aerobní mikrobiologii a další
- autoklávovatelné při 121 °C



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1070	Baňka 250 ml, bez víčka, 20 ks	82 x 155	20 939 Kč	bal
1313-1072	Baňka 500 ml, bez víčka, 20 ks	101 x 193	24 504 Kč	bal
1313-1074	Baňka 1000 ml, bez víčka, 10 ks	128 x 222	22 972 Kč	bal
1313-1076	Baňka 2000 ml, bez víčka, 5 ks	166 x 300	16 522 Kč	bal

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1313-1090	Víčko pro baňky na kultury, anodizovaný hliník, 10 ks	3 691 Kč	bal
1313-1092	Víčko pro baňky na kultury, PP, 10 ks	1 773 Kč	bal

Baňka kuželová se čtyřmi vlisy, hrdlo se závitem GL

- včetně membránového PP víčka GL 45
- borosilikátové sklo Pyrex®
- vlisované přepážky pro konzistentní promíchávání na třepačce
- vhodné pro práci s tkáňovými kulturami, aerobní mikrobiologii a další
- autoklávovatelné při 121 °C **(lze autoklávovat i uzavřené)**



Kód zboží	Název	Prům. x Výška (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1080	250 ml, membránové PP víčko GL 45, 20 ks	82 x 130	25 780 Kč	bal
1313-1082	500 ml, membránové PP víčko GL 45, 20 ks	101 x 165	27 127 Kč	bal
1313-1084	1000 ml, membránové PP víčko GL 45, 2 ks	129 x 205	5 922 Kč	bal
1313-1086	2000 ml, membránové PP víčko GL 45, 5 ks	166 x 265	18 658 Kč	bal

Hodinové sklo

- ze sodnodraselného skla



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1219-0050	Sklo hodinové 50 mm, 10 ks	209 Kč	bal
1219-0060	Sklo hodinové 60 mm, 10 ks	223 Kč	bal
1219-0070	Sklo hodinové 70 mm, 10 ks	224 Kč	bal
1219-0080	Sklo hodinové 80 mm, 10 ks	236 Kč	bal
1219-0090	Sklo hodinové 90 mm, 10 ks	264 Kč	bal
1219-0100	Sklo hodinové 100 mm, 10 ks	275 Kč	bal
1219-0125	Sklo hodinové 125 mm, 10 ks	362 Kč	bal
1219-0150	Sklo hodinové 150 mm, 10 ks	473 Kč	bal
1219-0200	Sklo hodinové 200 mm, 10 ks	907 Kč	bal
1219-0250	Sklo hodinové 250 mm, 5 ks	643 Kč	bal

Miska skleněná univerzální

- borosilikátové sklo Pyrex ®, vhodná pro sušení, barvení, odkap nebo na instrumenty



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1218-0012	Miska skleněná Pyrex 1500 ml , 228 x 215 x 60 mm, 4 ks	3 594 Kč	bal
1218-0014	Miska skleněná Pyrex 3500 ml , 337 x 230 x 57 mm, 4 ks	4 243 Kč	bal
1218-0016	Miska skleněná Pyrex 4500 ml , 389 x 270 x 57 mm, 4 ks	5 349 Kč	bal

SIMAX Glass that Lasts

Miska odpařovací s kulatým dnem a výlevkou

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1213-0025	Miska 15ml, typ 177	51 x 22	231 Kč	ks
1213-0050	Miska 35ml, typ 177	64 x 29	274 Kč	ks
1213-0100	Miska 90ml, typ 177	85 x 39	287 Kč	ks
1213-0250	Miska 180ml, typ 177	105 x 49	321 Kč	ks
1213-0400	Miska 400ml, typ 177	131 x 62	420 Kč	ks
1213-0800	Miska 800ml, typ 177	166 x 80	462 Kč	ks
1213-2000	Miska 1700ml, typ 177	206 x 100	658 Kč	ks
1213-2600	Miska 2600ml, typ 177	235 x 115	767 Kč	ks



SIMAX Glass that Lasts

Miska odpařovací s plochým dnem a výlevkou


Kód zboží	Název	d_1 x d_2 x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1214-0015	Miska 15ml, typ 179DIN	50 x 25 x 25	206 Kč	ks
1214-0045	Miska 45ml, typ 179DIN	60 x 30 x 30	268 Kč	ks
1214-0060	Miska 60ml, typ 179DIN	70 x 32 x 35	281 Kč	ks
1214-0090	Miska 90ml, typ 179DIN	80 x 35 x 45	277 Kč	ks
1214-0170	Miska 170ml, typ 179DIN	95 x 40 x 55	299 Kč	ks
1214-0320	Miska 320ml, typ 179DIN	115 x 50 x 65	343 Kč	ks
1214-0600	Miska 600ml, typ 179DIN	140 x 60 x 80	462 Kč	ks
1214-1500	Miska 1500ml, typ 179DIN	190 x 80 x 100	631 Kč	ks
1214-2500	Miska 2500ml, typ 179DIN	230 x 100 x 130	736 Kč	ks



SIMAX Glass that Lasts

Miska krystalizační bez výlevky

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1212-0040	Miska 20ml, typ 174/DIN	40 x 25	201 Kč	ks
1212-0050	Miska 40ml, typ 174/DIN	50 x 30	233 Kč	ks
1212-0060	Miska 60ml, typ 174/DIN	60 x 35	197 Kč	ks
1212-0070	Miska 100ml, typ 174/DIN	70 x 40	249 Kč	ks
1212-0080	Miska 150ml, typ 174/DIN	80 x 45	184 Kč	ks
1212-0095	Miska 300ml, typ 174/DIN	95 x 55	211 Kč	ks
1212-0115	Miska 500ml, typ 174/DIN	115 x 65	259 Kč	ks
1212-0140	Miska 900ml, typ 174/DIN	140 x 75	353 Kč	ks
1212-0190	Miska 2000ml, typ 174/DIN	190 x 90	509 Kč	ks
1212-0230	Miska 3500ml, typ 174/DIN	230 x 100	635 Kč	ks



SIMAX Glass that Lasts

Miska krystalizační s výlevkou

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1211-0020	Miska 20ml, typ 175DIN	40 x 25	206 Kč	ks
1211-0040	Miska 40ml, typ 175DIN	50 x 30	252 Kč	ks
1211-0060	Miska 60ml, typ 175DIN	60 x 35	182 Kč	ks
1211-0100	Miska 100ml, typ 175DIN	70 x 40	257 Kč	ks
1211-0150	Miska 150ml, typ 175DIN	80 x 45	211 Kč	ks
1211-0300	Miska 300ml, typ 175DIN	95 x 55	218 Kč	ks
1211-0500	Miska 500ml, typ 175DIN	115 x 65	287 Kč	ks
1211-0900	Miska 900ml, typ 175DIN	140 x 75	377 Kč	ks
1211-2000	Miska 2000ml, typ 175DIN	190 x 90	633 Kč	ks
1211-3500	Miska 3500ml, typ 175DIN	230 x 100	761 Kč	ks



Miska krystalizační bez výlevky, DURAN®

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1212-2000	Miska bez výlevky, DURAN®, 20 ml, 10 ks	40 x 25	2 335 Kč	bal
1212-2002	Miska bez výlevky, DURAN®, 40 ml, 10 ks	50 x 30	2 350 Kč	bal
1212-2004	Miska bez výlevky, DURAN®, 60 ml, 10 ks	60 x 35	2 438 Kč	bal
1212-2006	Miska bez výlevky, DURAN®, 100 ml, 10 ks	70 x 40	2 718 Kč	bal
1212-2008	Miska bez výlevky, DURAN®, 150 ml, 10 ks	80 x 45	2 993 Kč	bal
1212-2010	Miska bez výlevky, DURAN®, 300 ml, 10 ks	95 x 55	3 183 Kč	bal
1212-2012	Miska bez výlevky, DURAN®, 500 ml, 10 ks	115 x 65	4 783 Kč	bal
1212-2014	Miska bez výlevky, DURAN®, 900 ml, 10 ks	140 x 75	6 960 Kč	bal
1212-2016	Miska bez výlevky, DURAN®, 2000 ml, 10 ks	190 x 90	17 838 Kč	bal
1212-2018	Miska bez výlevky, DURAN®, 3500 ml, 10 ks	230 x 100	25 978 Kč	bal



Miska krystalizační s výlevkou, DURAN®

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1211-3000	Miska s výlevkou, DURAN®, 20 ml, 10 ks	40 x 25	2 335 Kč	bal
1211-3002	Miska s výlevkou, DURAN®, 40 ml, 10 ks	50 x 30	2 350 Kč	bal
1211-3004	Miska s výlevkou, DURAN®, 60 ml, 10 ks	60 x 35	2 438 Kč	bal
1211-3006	Miska s výlevkou, DURAN®, 100 ml, 10 ks	70 x 40	2 718 Kč	bal
1211-3008	Miska s výlevkou, DURAN®, 150 ml, 10 ks	80 x 45	2 993 Kč	bal
1211-3010	Miska s výlevkou, DURAN®, 300 ml, 10 ks	95 x 55	3 183 Kč	bal
1211-3012	Miska s výlevkou, DURAN®, 500 ml, 10 ks	115 x 65	4 783 Kč	bal
1211-3014	Miska s výlevkou, DURAN®, 900 ml, 10 ks	140 x 75	6 960 Kč	bal
1211-3016	Miska s výlevkou, DURAN®, 2000 ml, 10 ks	190 x 90	17 838 Kč	bal
1211-3018	Miska s výlevkou, DURAN®, 3500 ml, 10 ks	230 x 100	25 978 Kč	bal



Miska Petriho, kompletní, nedělené dno

- sodnodraselné sklo, foukané misky sklo borosilikátové

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1215-0412	Miska Petri sklo 40/12 mm, 2290, 18 ks	538 Kč	bal
1215-0512	Miska Petri sklo 50/12 mm, 2290, 18 ks	473 Kč	bal
1215-0612	Miska Petri sklo 60/12 mm, 2290, 18 ks	522 Kč	bal
1215-0615	Miska Petri sklo 60/15 mm, 2290, 18 ks	530 Kč	bal
1215-0715	Miska Petri sklo 70/15 mm, 2290, 18 ks	556 Kč	bal
1215-0815	Miska Petri sklo 80/15 mm, 2290, 18 ks	574 Kč	bal
1215-0915	Miska Petri sklo 90/15 mm, 2290, 18 ks	607 Kč	bal
1215-1015	Miska Petri sklo 100/15 mm, 2290, 18 ks	655 Kč	bal
1215-1020	Miska Petri sklo 100/20 mm, 2290, 18 ks	730 Kč	bal
1215-1220	Miska Petri sklo 120/20 mm, 2290, 18 ks	878 Kč	bal
1215-1525	Miska Petri sklo 150/25 mm, 2290, 18 ks	1 354 Kč	bal
1215-1830	Miska Petri sklo 180/30 mm, 2290, 10 ks	1 282 Kč	bal
1215-2030	Miska Petri sklo 200/30 mm, 2290, 1 ks	146 Kč	ks
1215-2035	Miska petri sklo 200/35 mm, foukané, 2290, 1 ks	736 Kč	ks
1215-2550	Miska petri sklo 250/50 mm, foukané, 2290, 1 ks	1 110 Kč	ks
1215-3052	Miska petri sklo 300/52 mm, foukané, 2290, 1 ks	1 576 Kč	ks



Miska Petriho, kompletní, dělené dno, borosilikátové sklo

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1216-2080	Miska Petriho, dvoudílné dno, 80/15mm, typ 2296	370 Kč	ks
1216-2100	Miska Petriho, dvoudílné dno, 100/20mm, typ 2296	411 Kč	ks
1216-2120	Miska Petriho, dvoudílné dno, 120/20mm, typ 2296	463 Kč	ks
1216-3080	Miska Petriho, trojdílné dno, 80/15mm, typ 2296	370 Kč	ks
1216-3100	Miska Petriho, trojdílné dno, 100/20mm, typ 2296	413 Kč	ks
1216-3120	Miska Petriho, trojdílné dno, 120/20mm, typ 2296	463 Kč	ks



Láhev se závitem GL, kulaté, čiré sklo, modré víčko a vylévací kroužek

- z borosilikátového skla, vhodné také jako zásobní lahve pod dávkovače a digitální byrety
- sterilizovatelné do 140°C

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-0100	Lahev s GL45, 100ml, 10 ks	56 x 105	597 Kč	bal
1527-0250	Lahev s GL45, 250ml, 10 ks	70 x 143	699 Kč	bal
1527-0500x	Lahev s GL45, 500ml	86 x 182	103 Kč	ks
1527-0940x	Lahev s GL45, 1000ml	101 x 203	150 Kč	ks
1527-0956	Lahev s GL45, 5000ml	186 x 355	1 169 Kč	ks
1527-0966	Lahev s GL45, 10 l	234 x 435	2 923 Kč	ks
1527-0969	Lahev s GL45, 20 l		6 488 Kč	ks



Láhev se závitem GL, kulaté, hnědé sklo, modré víčko a vylévací kroužek

- z borosilikátového skla, vhodné také jako zásobní lahve pod dávkovače a digitální byrety
- sterilizovatelné do 140°C

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-1000	Lahev s GL45, 100ml	56 x 100	414 Kč	ks
1527-1002	Lahev s GL45, 250ml	70 x 138	470 Kč	ks
1527-1004	Lahev s GL45, 500ml	86 x 176	784 Kč	ks
1527-1006	Lahev s GL45, 1000ml	101 x 225	957 Kč	ks
1527-1008	Lahev s GL45, 2000ml	136 x 260	1 260 Kč	ks
1527-1010	Lahev s GL45, 5000ml	186 x 330	4 268 Kč	ks
1527-1012	Lahev s GL45, 10000ml	234 x 410	7 087 Kč	ks
1527-1014	Lahev s GL45, 20000ml	299 x 505	9 227 Kč	ks



Láhev se závitem GL, kulaté, čiré sklo, červené víčko, vylévací kroužek

- z borosilikátového skla, PTFE těsnění, sterilizovatelné do 180°C

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-1101	Lahev s GL45, 100ml, 10 ks	56 x 105	1 980 Kč	bal
1527-1251	Lahev s GL45, 250ml, 10 ks	70 x 143	2 180 Kč	bal
1527-1501	Lahev s GL45, 500ml, 10 ks	86 x 182	2 440 Kč	bal
1527-1941	Lahev s GL45, 1000ml, 10 ks	101 x 203	2 920 Kč	bal
1527-1951	Lahev s GL45, 2000 ml	130 x 268	485 Kč	ks
1527-1957	Lahev s GL45, 5000 ml	186 x 355	1 720 Kč	ks
1527-1967	Lahev s GL45, 10 l	234 x 435	4 532 Kč	ks



Láhev se závitem GL, hranaté, čiré sklo, modré víčko a vylévací kroužek

- z borosilikátového skla, sterilizovatelné do 140°C

Kód zboží	Název	strany x výška (mm)	Prodejní cena	MJ
1528-0500	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080, 500 ml	94 x 94 x 141	163 Kč	ks
1528-1000	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080, 1000 ml	105 x 105 x 187	195 Kč	ks
1528-2000	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080, 2000 ml	115 x 115 x 260	296 Kč	ks
1528-5000	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080, 5000 ml	160 x 160 x 357	2 566 Kč	ks



Láhev se závitem GL, hranaté, hnědé sklo, modré víčko a vylévací kroužek

- z borosilikátového skla, sterilizovatelné do 140°C

Kód zboží	Název	strany x výška (mm)	Prodejní cena	MJ
1528-0500	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080 LR, 500 ml	94 x 94 x 141	1 300 Kč	ks
1528-1000	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080 LR, 1000 ml	105 x 105 x 187	1 312 Kč	ks
1528-2000	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080 LR, 2000 ml	115 x 115 x 260	1 844 Kč	ks
1528-5000	Lahev s GL45, GL 80, typ 2080 LR, 5000 ml	160 x 160 x 357	7 425 Kč	ks



Láhev kulatá širokohrdlá GLS80, čiré sklo DURAN®, potažená plastem

- z borosilikátového skla, modrý uzávěr a vylévací kroužek



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4600	Láhev DURAN, PA potah, 250 ml, 10ks	95 x 105	7 398 Kč	bal
1527-4602	Láhev DURAN, PA potah, 500 ml, 10ks	101 x 148	8 588 Kč	bal
1527-4604	Láhev DURAN, PA potah, 1000 ml, 10ks	101 x 218	11 270 Kč	bal
1527-4606	Láhev DURAN, PA potah, 2000 ml, 6ks	136 x 248	11 364 Kč	bal
1527-4608	Láhev DURAN, PA potah, 3500 ml	160 x 271	7 857 Kč	ks
1527-4610	Láhev DURAN, PA potah, 5000 ml	182 x 310	9 453 Kč	ks

Láhev hranatá širokohrdlá GLS80, čiré sklo DURAN®, Retrace Code

- z borosilikátového skla, modrý uzávěr a vylévací kroužek



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-2100	Láhev DURAN, GL32, 100ml, 10 ks	50 x 109	2 353 Kč	bal
1527-2250	Láhev DURAN, GL45, 250ml, 10 ks	64 x 143	2 645 Kč	bal
1527-2500	Láhev DURAN, GL45, 500ml, 10 ks	78 x 181	3 308 Kč	bal
1527-2940	Láhev DURAN GL45, 1000ml, 10 ks	94 x 222	4 703 Kč	bal

Láhev kulatá širokohrdlá GLS80, čiré sklo DURAN®, Retrace Code

- z borosilikátového skla, modrý uzávěr a vylévací kroužek



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4511	Lahev DURAN 250 ml, GLS 80	95 x 105	358 Kč	ks
1527-4512	Lahev DURAN 500 ml, GLS 80	101 x 148	474 Kč	ks
1527-4513	Lahev DURAN 1000 ml, GLS 80	101 x 218	611 Kč	ks
1527-4514	Lahev DURAN 2000 ml, GLS 80	136 x 248	1 219 Kč	ks
1527-4518	Lahev DURAN 3500 ml, GLS 80	160 x 271	3 624 Kč	ks
1527-4515	Lahev DURAN 5000 ml, GLS 80	182 x 311	4 973 Kč	ks
1527-4516	Lahev DURAN 10l, GLS 80	227 x 395	9 039 Kč	ks
1527-4517	Lahev DURAN 20l, GLS 80	288 x 483	19 629 Kč	ks

Láhev kulatá širokohrdlá GLS80, hnědé sklo DURAN®, Retrace Code

- z borosilikátového skla, modrý uzávěr a vylévací kroužek



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4528	Lahev DURAN 250 ml, GLS 80, hnědá	95 x 105	1 463 Kč	ks
1527-4530	Lahev DURAN 500 ml, GLS 80, hnědá	101 x 148	1 568 Kč	ks
1527-4531	Lahev DURAN 1000 ml, GLS 80, hnědá	101 x 218	1 899 Kč	ks
1527-4532	Lahev DURAN 2000 ml, GLS 80, hnědá	136 x 248	2 735 Kč	ks
1527-4533	Lahev DURAN 5000 ml, GLS 80, hnědá	182 x 311	8 427 Kč	ks
1527-4534	Lahev DURAN 10l, GLS 80, hnědá	227 x 395	13 011 Kč	ks
1527-4535	Lahev DURAN 20l, GLS 80, hnědá	288 x 483	21 142 Kč	ks

Láhve hranaté, hnědé sodnodraselné sklo, bez víčka, s vylévacím kroužkem

- sterilizovatelné do 100°C



Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1521-1008	Lahev hranatá DURAN, 100ml, GL 32	49 x 119	120 Kč	ks
1521-1009	Lahev hranatá DURAN, 250 ml, GL 32	64 x 155	208 Kč	ks
1521-1001	Lahev hranatá DURAN, 500ml, GL32	77 x 186	230 Kč	ks
1521-1002	Lahev hranatá DURAN, 1000ml, GL45	96 x 223	349 Kč	ks

Láhev kulatá, čiré sklo DURAN®

- modrý uzávěr a vylévací kroužek, Retrace Code

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4210	Lahev DURAN 25ml, GL 25, 10 ks	36 x 74	2 383 Kč	bal
1527-4212	Lahev DURAN 50ml, GL 32, 10 ks	46 x 91	2 538 Kč	bal
1527-4214	Lahev DURAN 100ml, GL 45, 10 ks	56 x 105	2 173 Kč	bal
1527-4215	Lahev DURAN 150ml, GL 45, 10 ks	62 x 105	2 400 Kč	bal
1527-4216	Lahev DURAN 250ml, GL 45, 10 ks	70 x 143	2 433 Kč	bal
1527-4218	Lahev DURAN 500ml, GL 45, 10 ks	86 x 181	3 028 Kč	bal
1527-4219	Lahev DURAN 750ml, GL 45, 10 ks	95 x 203	3 878 Kč	bal
1527-4220	Lahev DURAN 1000ml, GL 45, 10 ks	101 x 230	4 295 Kč	bal
1527-4222	Lahev DURAN 2000ml, GL 45	136 x 265	1 011 Kč	ks
1527-4223	Lahev DURAN 3500ml, GL 45	160 x 295	3 223 Kč	ks
1527-4224	Lahev DURAN 5000ml, GL 45	182 x 335	4 471 Kč	ks
1527-4226	Lahev DURAN 10l, GL 45	227 x 415	8 283 Kč	ks
1527-4228	Lahev DURAN 15l, GL 45	268 x 450	10 363 Kč	ks
1527-4230	Lahev DURAN 20l, GL 45	288 x 510	17 738 Kč	ks



Láhev kulatá, hnědé sklo DURAN®

- bez uzávěru, Retrace Code

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-3090	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL25, 25ml	36 x 70	568 Kč	ks
1527-3095	Lahev DURAN hnědá kulatá, GL32, 50ml	46 x 87	568 Kč	ks
1527-3100	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 100ml	56 x 100	644 Kč	ks
1527-3115	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 150ml	62 x 105	836 Kč	ks
1527-3250	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 250ml	70 x 138	941 Kč	ks
1527-3500	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 500ml	86 x 176	1 202 Kč	ks
1527-3750	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 750ml	95 x 203	1 393 Kč	ks
1527-3940	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 1000ml	101 x 225	1 551 Kč	ks
1527-3950	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 2000ml	136 x 260	2 404 Kč	ks
1527-3953	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 3500ml	160 x 295	5 366 Kč	ks
1527-3956	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 5000ml	182 x 330	7 072 Kč	ks
1527-3958	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 10 l	227 x 410	11 687 Kč	ks
1527-3960	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 15 l	268 x 445	13 200 Kč	ks
1527-3962	Lahev DURAN kulatá hnědá, GL45, 20 l	288 x 505	20 764 Kč	ks



Láhev DURAN ® kulatá úzkohrdlá, tlakově odolná, čirá, bez víčka

- díky modifikovanému tvaru jsou odolné podtlaku a přetlaku v rozsahu -1 až 1,5 baru

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4700	Láhev DURAN 250 ml, GL 45, tlakově odolná	70 x 138	349 Kč	ks
1527-4702	Láhev DURAN 500 ml, GL 45, tlakově odolná	86 x 176	473 Kč	ks
1527-4704	Láhev DURAN 1000 ml, GL 45, tlakově odolná	101 x 225	542 Kč	ks



Láhev DURAN ® kulatá úzkohrdlá, tlakově odolná, hnědá, bez víčka

- díky modifikovanému tvaru jsou odolné podtlaku a přetlaku v rozsahu -1 až 1,5 baru

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4710	Láhev DURAN 250 ml, GL 45, tlak. odolná, hnědá	70 x 138	1 217 Kč	ks
1527-4712	Láhev DURAN 500 ml, GL 45, tlak. odolná, hnědá	86 x 176	1 504 Kč	ks
1527-4714	Láhev DURAN 1000 ml, GL 45, tlak. odolná, hnědá	101 x 225	1 808 Kč	ks



Láhev kulatá, čiré sklo DURAN®, potažená plastem

- bez uzávěru, Retrace Code

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-5090	Lahev s GL25-PA potah 25ml, DURAN, 10ks	36 x 70	5 310 Kč	bal
1527-5095	Lahev s GL32-PA potah 50ml, DURAN, 10ks	46 x 87	5 348 Kč	bal
1527-5100	Lahev s GL45-PA potah 100ml, DURAN, 10ks	62 x 105	5 815 Kč	bal
1527-5250	Lahev s GL45-PA potah 250ml, DURAN, 10ks	70 x 138	6 153 Kč	bal
1527-5500	Lahev s GL45-PA potah 500ml, DURAN, 10ks	86 x 176	7 303 Kč	bal
1527-5940	Lahev s GL45-PA potah 1000ml, DURAN, 10ks	101 x 225	10 063 Kč	bal
1527-5950	Lahev s GL45-PA potah 2000ml, DURAN, 6ks	136 x 260	11 151 Kč	bal
1527-5953	Lahev s GL45-PA potah 3500ml, DURAN	160 x 295	7 155 Kč	ks
1527-5956	Lahev s GL45-PA potah 5000ml, DURAN	182 x 330	9 453 Kč	ks



Láhev DURAN® YOUTILITY, čiré sklo, kompletní sada

- ergonomický tvar, uzávěr GL 45 s kratším závitem pro rychlejší otevírání a uzavírání
- boční plocha pro nalepení štítku a popis, štítky z odolného polyesteru, pro teploty -40 až +150°C
- s indikací sterilizace (po sterilizaci na nálepce vystoupí šrafovaný proužek)
- láhev i uzávěr značeny Retrace kódem

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1529-0125	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 125 ml, čiré sklo, 4 ks	55 x 124	931 Kč	bal
1529-0250	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 250 ml, čiré sklo, 4 ks	66 x 158	1 039 Kč	bal
1529-0500	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 500 ml, čiré sklo, 4 ks	78 x 193	1 293 Kč	bal
1529-1000	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 1000 ml, čiré sklo, 4 ks	93 x 253	1 826 Kč	bal



Láhev DURAN® YOUTILITY, hnědé sklo, kompletní sada

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1529-2125	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 125 ml, hnědé sklo, 4 ks	55 x 124	3 038 Kč	bal
1529-2250	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 250 ml, hnědé sklo, 4 ks	66 x 158	4 203 Kč	bal
1529-2500	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 500 ml, hnědé sklo, 4 ks	78 x 193	5 433 Kč	bal
1529-2600	DURAN YOUTILITY láhev GL 45, 1000 ml, hnědé sklo, 4 ks	93 x 253	6 661 Kč	bal

Součástí dodávky je víčko a vylévací kroužek. Popisovací štítky na láhev a na uzávěr a barevné silikonové rozlišovaci kroužky se objednávají zvlášť. Náhradní víčka a vylévací kroužky lze pak také doobjednat samostatně.



DURAN® aspirátor s lahví s GL závitem

- ergonomický tvar, uzávěr GL 45 s kratším závitem pro rychlejší otevírání a uzavírání
- boční plocha pro nalepení štítku a popis, štítky z odolného polyesteru, pro teploty -40 až +150°C
- s indikací sterilizace (po sterilizaci na nálepce vystoupí šrafovaný proužek)
- láhev i uzávěr značeny Retrace kódem

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1527-4750	DURAN aspirátor 1000ml, GL 45, kompletní	101 x 225	4 402 Kč	ks
1527-4752	DURAN aspirátor 2000ml, GL 45, kompletní	136 x 260	5 399 Kč	ks
1527-4754	DURAN aspirátor 5000ml, GL 45, kompletní	182 x 330	7 607 Kč	ks
1527-4756	DURAN aspirátor 10000ml, GL 45, kompletní	230 x 410	12 093 Kč	ks



Láhev DURAN® hranatá úzkohrdlá, čirá, sodnodraselné sklo, bez víčka

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1521-1100	Láhev hranatá, čirá, 100 ml, GL 32, 10 ks	49 x 119	1 195 Kč	bal
1521-1102	Láhev hranatá, čirá, 250 ml, GL 32, 10 ks	64 x 155	2 075 Kč	bal
1521-1104	Láhev hranatá, čirá, 500 ml, GL 32, 10 ks	77 x 186	2 303 Kč	bal
1521-1106	Láhev hranatá, čirá, 1000 ml, GL 45, 10 ks	97 x 223	3 493 Kč	bal



Láhev DURAN® hranatá širokohrdlá, čirá, sodnodraselné sklo, bez víčka

- Láhve mají speciální zkrácený GL závit pro rychlejší otvírání a zavírání. Pro tyto láhve je nutné objednávat speciální GL uzávěry..

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1521-1122	Láhev hranatá, 100 ml, GL 32, 10 ks	49 x 111	783 Kč	bal
1521-1124	Láhev hranatá, 250 ml, GL 45, 10 ks	64 x 146	1 435 Kč	bal
1521-1126	Láhev hranatá, 500 ml, GL 54, 10 ks	76 x 173	1 763 Kč	bal



Láhev DURAN® hranatá širokohrdlá, čirá, sodnodraselné sklo, bez víčka

- Láhve mají speciální zkrácený GL závit pro rychlejší otvírání a zavírání. Pro tyto láhve je nutné objednávat speciální GL uzávěry..

Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1521-1140	Láhev hnědá, 100 ml, GL 32, 10 ks	49 x 111	783 Kč	bal
1521-1142	Láhev hnědá, 250 ml, GL 45, 10 ks	64 x 146	1 435 Kč	bal
1521-1144	Láhev hnědá, 500 ml, GL 54, 10 ks	76 x 173	1 710 Kč	bal
1521-1146	Láhev hnědá, 1000 ml, GL 60, 10 ks	97 x 213	2 730 Kč	bal



Víčka GL

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
2108-2033	Uzávěr šroubový šedý GL 32, plný, PP	22 Kč	ks
1527-0998	Víčko modré GL45 náhradní, PP	12 Kč	ks
1527-0999	Kroužek vylévací, náhradní, PP	8 Kč	ks
1527-1997	Víčko červené PBT, GL45 s PTFE těsněním	132 Kč	ks
1527-1998	Kroužek vylévací červený PBT, náhradní	19 Kč	ks
1527-1999	Těsnění PTFE ke GL45 červ., náhradní	67 Kč	ks
1527-4590	Rychlouzávěr DURAN GL 80, PP	89 Kč	ks



Standardní a speciální uzávěry DURAN

- **Uzávěr DURAN Premium.** Mimořádná chemická a teplotní odolnost. Je potažen vrstvou PTFE, teplotní stálost v rozsahu -196 °C do +260 °C. Splňuje velmi náročné normy USP/EP/FDA.
- **Uzávěr DURAN „Original".** Stejný princip jako uzávěry na nápojových lahvích, po prvním otevření se utrhne spodní kroužek, tím je jasné, že láhev již byla otevřena.
- **Membránový uzávěr DURAN**. Umožňuje vyrovnání tlaku např. při autoklávování (běžně je třeba uzávěr při autoklávování na lahvi nutno povolit).

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1527-6010	Uzávěr DURAN Premium GL45	411 Kč	ks
1527-6011	Vylévací kroužek DURAN Premium GL45	100 Kč	ks
1527-6020	Uzávěr DURAN Original GL45	59 Kč	ks
1527-6030	Uzávěr membránový DURAN GL45	164 Kč	ks



Uzávěr DURAN PBT

- chemicky odolný uzávěr s PTFE těsněním pro náročné použití
- tepelně odolný do 180°C, vylévací kroužek z ETFE

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1527-6050	Uzávěr DURAN PBT, GL 25	95 Kč	ks
1527-6052	Uzávěr DURAN PBT, GL 32	143 Kč	ks
1527-6054	Uzávěr DURAN PBT, GL 45	216 Kč	ks
1527-6056	Vylévací kroužek ETFE, GL 32	43 Kč	ks
1527-6058	Vylévací kroužek ETFE, GL 45	45 Kč	ks



Uzávěr DURAN s olivkami na hadici

- olivky pro hadice vnitřního průměru 6 až 9 mm, možnost doobjednání nástavce pro připojení stříkačkového filtru

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1527-6100	Uzávěr DURAN s olivkami na hadici, GL 45	860 Kč	ks



Uzávěry DURAN s univerzálním spojovacím systémem

- GL45 nebo GSL80 uzávěry, které mají 2, 3 nebo 4 výstupy se závitem GL14 (nebo GL18 u uzávěru GLS80)
- na ně lze našroubovat koncovky pro těsné připojení hadice (nebo záslepky) a využít tak lahve např. pro přečerpávání sterilních kapalin

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1527-6200	Uzávěr PP se závitem GL45, s dvěma vývody GL14	819 Kč	ks
1527-6202	Uzávěr PP se závitem GL45, s třemi vývody GL14	876 Kč	ks
1527-6204	Uzávěr PP se závitem GL14, s otvorem pro hadičku	236 Kč	ks
1527-6206	Vložka do uzávěru GL14, pro hadičku ID 1,6 mm	393 Kč	ks
1527-6208	Vložka do uzávěru GL14, pro hadičku ID 3,0 mm	393 Kč	ks
1527-6210	Vložka do uzávěru GL14, pro hadičku ID 3,2 mm	393 Kč	ks
1527-6212	Vložka do uzávěru GL14, pro hadičku ID 6,0 mm	393 Kč	ks
1527-6214	Uzávěr PBT se závitem GL14, bez otvoru	68 Kč	ks
1527-6216	Set pro tlakovou kompenzaci GL14, včetně 0,2 µm filtru	766 Kč	ks
1527-6300	Uzávěr PP se závitem GLS80, se čtyřmi vývody GL18	4 134 Kč	ks
1527-6302	Uzávěr PP se závitem GL18, s otvorem pro hadičku	375 Kč	ks
1527-6304	Vložka do uzávěru GL18, pro hadičku ID 3,2 mm	454 Kč	ks
1527-6306	Vložka do uzávěru GL18, pro hadičku ID 6,0 mm	454 Kč	ks
1527-6308	Vložka do uzávěru GL18, pro hadičku ID 8,0 mm	464 Kč	ks
1527-6310	Vložka do uzávěru GL18, pro hadičku ID 10,0 mm	464 Kč	ks
1527-6312	Vložka do uzávěru GL18, pro hadičku ID 12,0 mm	454 Kč	ks
1527-6314	Uzávěr PBT se závitem GL18, bez otvoru	152 Kč	ks
1527-6316	Set pro tlakovou kompenzaci GL18, včetně 0,2 µm filtru	767 Kč	ks





Uzávěry DURAN se zkráceným závitem

- pro lahve ze sodnodraselného skla, uvedené na předchozí straně

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1527-6070	Uzávěr modrý DURAN, PP, zkrácený závit GL 32	270 Kč	bal
1527-6072	Uzávěr modrý DURAN, PP, zkrácený závit GL 45	388 Kč	bal
1527-6074	Uzávěr modrý DURAN, PP, zkrácený závit GL 54	448 Kč	bal
1527-6076	Uzávěr modrý DURAN, PP, zkrácený závit GL 60	390 Kč	bal



Lahev DURAN® TILT



- chytrá lahev z borosilikátového skla se zkosenou stranou dna
- ideální pro přípravu buněčných kultur, zjednodušuje práci s kulturami v ochranných boxech
- v klasické vertikální poloze pro sterilní filtraci nebo sterilizaci
- v nakloněné poloze velmi usnadňuje pipetování
- vybavena závitem GL 56 (dvojnásobná velikost proti GL 45) pro usnadnění pipetování
- uzávěr GL 56 je z polymeru bez obsahu cytotoxinů
- vakuu odolná lahev umožňuje vakuovou filtraci sterilních médií
- vertikální i nakloněná graduace pro odečtení hladiny média v obou polohách
- dodává se nesterilní, s víčkem, v balení po 4 kusech
- volitelně návlek na lahev (ochrana světlocitlivých médií), rozlišovací silikonové kroužky a další

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1529-3000	Lahev DURAN TILT, čirá, GL 56 víčko, nesterillní, 4 ks	2 025 Kč	bal
1529-3010	Ochranný návlek na DURAN TILT, včetně 4 ks rozliš. kroužků, 4 ks	872 Kč	bal
1529-3012	Adaptér na GL 45 filtrační nálevku, pro TILT lahve s GL 56 závitem	1 161 Kč	ks
1529-3014	Náhradní víčko GL 56 pro DURAN TILT, 10 ks	703 Kč	bal



Lékovky s GL závitem

- hnědé sklo, GL 18 nebo GL 28 závit, různé druhy uzávěrů se objednávají zvlášť



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1530-0000	Lékovka, hnědé sklo, 5 ml, GL-18, 248 ks	2 175 Kč	bal
1530-0002	Lékovka, hnědé sklo, 10 ml, GL 18, 198 ks	955 Kč	bal
1530-0004	Lékovka, hnědé sklo, 25 ml, GL 18, 220 ks	1 447 Kč	bal
1530-0006	Lékovka, hnědé sklo, 50 ml, GL 18, 105 ks	885 Kč	bal
1530-0008	Lékovka, hnědé sklo, 100 ml, GL 28, 72 ks	502 Kč	bal
1530-0010	Lékovka, hnědé sklo, 200 ml, GL 28, 67 ks	793 Kč	bal
1530-0012	Lékovka, hnědé sklo, 250 ml, GL 28, 60 ks	821 Kč	bal
1530-0014	Lékovka, hnědé sklo, 300 ml, GL 28, 51 ks	831 Kč	bal
1530-0016	Lékovka, hnědé sklo, 500 ml, GL 28, 35 ks	838 Kč	bal
1530-0018	Lékovka, hnědé sklo, 1000 ml, GL 28, 1 ks	35 Kč	bal



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1530-0030	Uzávěr samotěsnící GL 18	4 Kč	ks
1530-0032	Uzávěr s kroužkem originality a těsnící vložkou, GL 18	12 Kč	ks
1530-0034	Uzávěr s kroužkem originality a kapací vložkou, GL 18	10 Kč	ks
1530-0036	Uzávěr samotěsnící GL 28	5 Kč	ks
1530-0038	Uzávěr s kroužkem originality GL 28	7 Kč	ks
1530-0040	Uzávěr GL 28 s vnitřní kapací vložkou	15 Kč	ks



Lahev se závitem, čiré a hnědé sklo

- sklovina 1. hydrolytické třídy
- všechny lahvičky této serie mají stejný rozměr hrdla se závitem pro šroubový uzávěr, který se objednává zvlášť



Kód zboží	Název	v. x prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1530-0201	Lahvička 20 ml, závit ND24, čirá, 100 ks	57 x 27,5	1 102 Kč	bal
1530-0202	Lahvička 20 ml, závit ND24, hnědá, 100 ks	57 x 27,5	2 228 Kč	bal
1530-0203	Lahvička 30 ml, závit ND24, čirá, 100 ks	72,5 x 27,5	1 297 Kč	bal
1530-0204	Lahvička 30 ml, závit ND24, hnědá, 100 ks	72,5 x 27,5	2 349 Kč	bal
1530-0205	Lahvička 40 ml, závit ND24, čirá, 100 ks	95 x 27,5	1 286 Kč	bal
1530-0206	Lahvička 40 ml, závit ND24, hnědá, 100 ks	95 x 27,5	1 705 Kč	bal
1530-0207	Lahvička 60 ml, závit ND24, čirá, 100 ks	140 x 27,5	2 328 Kč	bal
1530-0208	Lahvička 60 ml, závit ND24, hnědá, 100 ks	140 x 27,5	2 733 Kč	bal
1530-9786	Uzávěr šroubový pro hrdlo ND24, PP, bez otvoru, bez septa, 100 ks		387 Kč	bal
2542-0815	Uzávěr šroubový pro hrdlo ND24, PP, bez otvoru, butyl červ./PTFE šedý, 100 ks		1 343 Kč	bal

Lahev bez závitu, s okrajem pro vtlačovací víčko, čiré sklo

- sklovina 3. hydrolytické třídy
- okraj hrdla je zesílený, pro vtlačovací víčko, které se objednává zvlášť





Kód zboží	Název	v. x prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1530-0131	Lahvička 5 ml, hrdlo ND18, bez víčka, 100 ks	40 x 20	419 Kč	bal
1530-0132	Lahvička 10 ml, hrdlo ND18, bez víčka, 100 ks	50 x 22	471 Kč	bal
1530-0133	Lahvička 15 ml, hrdlo ND22, bez víčka, 100 ks	48 x 26	636 Kč	bal
1530-0134	Lahvička 25 ml, hrdlo ND22, bez víčka, 100 ks	65 x 26	675 Kč	bal
1530-9854	Uzávěr vtlačovací pro hrdlo ND18, PE, balení 100 ks		106 Kč	bal
1530-9856	Uzávěr vtlačovací pro hrdlo ND22, PE, balení 100 ks		125 Kč	bal

Lahvičky na vzorky, širokohrdlé, Fisherbrand

fisherbrand

- univerzální lahvičky z čirého skla, bez graduace, pro skladování vzorků
- sodnovápenaté sklo, širokohrdlé, různé uzávěry
- **PV:** bílé HDPE víčko s PVC těsněním
- **PTFE:** bílé víčko s teflonem potaženým těsněním





Kód zboží	Název	Průměr hrdla	Prodejní cena	MJ
1530-1300	Lahvičky Fisherbrand, 30ml, uzávěr PV, 48ks	43	1 256 Kč	bal
1530-1302	Lahvičky Fisherbrand, 60ml, uzávěr PV, 24ks	53	821 Kč	bal
1530-1304	Lahvičky Fisherbrand, 125ml, uzávěr PV, 24ks	58	668 Kč	bal
1530-1306	Lahvičky Fisherbrand, 240ml, uzávěr PV, 12ks	70	673 Kč	bal
1530-1308	Lahvičky Fisherbrand, 500ml, uzávěr PV, 12ks	89	828 Kč	bal
1530-1310	Lahvičky Fisherbrand, 1000ml, uzávěr PV, 12ks	89	732 Kč	bal
1530-1312	Lahvičky Fisherbrand, 30ml, uzávěr PTFE, 48ks	43	3 069 Kč	bal
1530-1314	Lahvičky Fisherbrand, 60ml, uzávěr PTFE, 24ks	53	1 410 Kč	bal
1530-1316	Lahvičky Fisherbrand, 125ml, uzávěr PTFE, 24ks	58	1 657 Kč	bal
1530-1318	Lahvičky Fisherbrand, 250ml, uzávěr PTFE, 12ks	70	1 243 Kč	bal
1530-1320	Lahvičky Fisherbrand, 500ml, uzávěr PTFE, 12ks	89	1 857 Kč	bal

Univerzální širokohrdlé láhve Fisherbrand, hnědé

fisherbrand





- víceúčelové lahve ze sodnovápenatého skla se širokým hrdlem pro ukládání a odběr vzorků
- k dispozici jsou různé uzávěry:

PV: bílé HDPE víčko s PVC těsněním
PTFE: bílé víčko s teflonem potaženým těsněním
PS: černé LDPE víčko se speciálním kuželovým těsnění Poly-Seal

Kód zboží	Název	Prům. hrdla	Prodejní cena	MJ
1530-1100	Láhev Fisherbrand, hnědá, 30ml, uzávěr PP, 24ks	28	574 Kč	bal
1530-1102	Láhev Fisherbrand, hnědá, 60ml, uzávěr PV, 24ks	33	742 Kč	bal
1530-1106	Láhev Fisherbrand, hnědá, 250ml, uzávěr PV, 24ks	45	1 097 Kč	bal
1530-1108	Láhev Fisherbrand, hnědá, 500ml, uzávěr PV, 12ks	53	816 Kč	bal
1530-1110	Láhev Fisherbrand, hnědá, 1000ml, uzávěr PV, 12ks	53	1 228 Kč	bal
1530-1112	Láhev Fisherbrand, hnědá, 30ml, uzávěr PTFE, 24ks	28	1 430 Kč	bal
1530-1114	Láhev Fisherbrand, hnědá, 60ml, uzávěr PTFE, 24ks	33	2 220 Kč	bal
1530-1116	Láhev Fisherbrand, hnědá, 125ml, uzávěr PTFE, 24ks	38	2 110 Kč	bal
1530-1118	Láhev Fisherbrand, hnědá, 250ml, uzávěr PTFE, 24ks	45	5 163 Kč	bal
1530-1120	Láhev Fisherbrand, hnědá, 500ml, uzávěr PTFE, 12ks	53	1 780 Kč	bal
1530-1124	Láhev Fisherbrand, hnědá, 30ml, uzávěr PS, 24ks	28	509 Kč	bal
1530-1126	Láhev Fisherbrand, hnědá, 60ml, uzávěr PS, 24ks	33	443 Kč	bal
1530-1128	Láhev Fisherbrand, hnědá, 125ml, uzávěr PS, 24ks	38	464 Kč	bal

Univerzální širokohrdlé láhve Fisherbrand, čiré

fisherbrand





- víceúčelové lahve ze sodnovápenatého skla se širokým hrdlem pro ukládání a odběr vzorků
- bílá graduace, k dispozici jsou různé uzávěry:

PV: bílé HDPE víčko s PVC těsněním
PTFE: bílé víčko s teflonem potaženým těsněním
PS: černé LDPE víčko se speciálním kuželovým těsnění Poly-Seal

Kód zboží	Název	Prům. hrdla	Prodejní cena	MJ
1530-1200	Láhev Fisherbrand, čirá, 30ml, uzávěr PV, 48ks	33	732 Kč	bal
1530-1202	Láhev Fisherbrand, čirá, 60ml, uzávěr PV, 48ks	38	865 Kč	bal
1530-1204	Láhev Fisherbrand, čirá, 125ml, uzávěr PV, 24ks	48	505 Kč	bal
1530-1206	Láhev Fisherbrand, čirá, 250ml, uzávěr PV, 24ks	58	1 013 Kč	bal
1530-1208	Láhev Fisherbrand, čirá, 500ml, uzávěr PV, 24ks	70	1 082 Kč	bal
1530-1210	Láhev Fisherbrand, čirá, 30ml, uzávěr PTFE, 48ks	33	1 965 Kč	bal
1530-1212	Láhev Fisherbrand, čirá, 60ml, uzávěr PTFE, 48ks	38	2 139 Kč	bal
1530-1216	Láhev Fisherbrand, čirá, 250ml, uzávěr PTFE, 24ks	58	2 173 Kč	bal
1530-1218	Láhev Fisherbrand, čirá, 500ml, uzávěr PTFE, 24ks	70	1 827 Kč	bal
1530-1220	Láhev Fisherbrand, čirá, 30ml, uzávěr PS, 48ks	33	943 Kč	bal

Univerzální širokohrdlé láhve Fisherbrand

fisherbrand





- víceúčelové lahve ze sodnovápenatého skla se širokým hrdlem pro ukládání a odběr vzorků
- k dispozici jsou různé uzávěry:

PV: bílé HDPE víčko s PVC těsněním
PTFE: bílé víčko s teflonem potaženým těsněním

Kód zboží	Název	Prům. hrdla	Prodejní cena	MJ
1530-1000	Láhev Fisherbrand, 125ml, uzávěr PV, 24ks	48	761 Kč	bal
1530-1002	Láhev Fisherbrand, 250ml, uzávěr PV, 24ks	58	872 Kč	bal
1530-1004	Láhev Fisherbrand, 500ml, uzávěr PV, 24ks	63	980 Kč	bal
1530-1006	Láhev Fisherbrand, 1000ml, uzávěr PV, 12ks	70	960 Kč	bal
1530-1010	Láhev Fisherbrand, 3810ml, uzávěr PV, 4ks	89	1 133 Kč	bal
1530-1012	Láhev Fisherbrand, 125ml, uzávěr PTFE, 24ks	48	1 118 Kč	bal
1530-1014	Láhev Fisherbrand, 250ml, uzávěr PTFE, 24ks	58	1 743 Kč	bal
1530-1016	Láhev Fisherbrand, 500ml, uzávěr PTFE, 24ks	63	2 150 Kč	bal
1530-1018	Láhev Fisherbrand, 1000ml, uzávěr PTFE, 12ks	70	1 388 Kč	bal
1530-1020	Láhev Fisherbrand, 2000ml, uzávěr PTFE, 6ks	83	1 113 Kč	bal
1530-1022	Láhev Fisherbrand, 3810ml, uzávěr PTFE, 4ks	89	1 037 Kč	bal

Lahev kapací s výměnnou zátkou, zábrus 29/32

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1517-5010	Lahev kapací 150 ml s výměnnou zátkou, čirá	1 078 Kč	ks
1517-5012	Lahev kapací 250 ml s výměnnou zátkou, čirá	1 034 Kč	ks
1517-5015	Lahev kapací 500 ml s výměnnou zátkou, čirá	1 172 Kč	ks



Lahev kapací se zabroušenou zátkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1517-0050	Lahev kapací čirá 50 ml, 2020	79 Kč	ks
1517-0100	Lahev kapací čirá 100 ml, 2020	86 Kč	ks
1517-1050	Lahev kapací hnědá 50 ml, 2020	79 Kč	ks
1517-1100	Lahev kapací hnědá 100 ml, 2020	86 Kč	ks



Láhev kapací

- láhev a kapátko z borosililátového skla, PP zátka
- gumový balónek na kapátku

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1517-0020	Láhev s kapátkem, PP zátka, gumový balónek, 10 ks	5 572 Kč	bal



Lahev indikátorová se zabroušenou pipetkou

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Prodejní cena	MJ
1513-0050	Lahev indik. bílá 50ml, SJ 14/15	42	107	77	274 Kč	ks
1513-0100	Lahev indik. bílá 100ml, SJ 14/23	52	133	103	282 Kč	ks
1513-0250	Lahev indik. bílá 250ml, SJ 19/26	70	161	131	376 Kč	ks
1513-3050	Lahev indik. hnědá 50ml, SJ 14/15	42	107	77	316 Kč	ks
1513-3100	Lahev indik. hnědá 100ml, SJ 14/23	52	133	103	322 Kč	ks
1513-3250	Lahev indik. hnědá 250ml, SJ 19/26	70	161	131	370 Kč	ks



Lahev reagenční „Steilbrust" se zabroušenou skleněnou zátkou

SKLÁRNY MORAVIA

- **čirá,** sodnodraselné sklo, hladká zátka

Kód zboží	Název	d mm	h (mm)	SJ	Prodejní cena	MJ
1532-4050	Lahev reag. 50 ml, 2010, 10 ks	41,5	77	14,5/15	662 Kč	bal
1532-4100	Lahev reag. 100 ml, 2010, 10 ks	51,5	103	14,5/23	763 Kč	bal
1532-4250	Lahev reag. 250 ml, 2010, 10 ks	69	131	19/26	933 Kč	bal
1532-4500	Lahev reag. 500 ml, 2010, 10 ks	85	163	24/29	1 227 Kč	bal
1532-4940	Lahev reag. 1000 ml, 2010, 10 ks	106,5	199	29/32	1 577 Kč	bal
1532-4950	Lahev reag. 2000 ml, 2010, 6 ks	133	245	29/32	2 069 Kč	bal



- **hnědá**, sodnodraselné sklo

Kód zboží	Název	d mm	h (mm)	SJ	Prodejní cena	MJ
1532-5050	Lahev reag. hnědá 50ml, 2010, 10 ks	41,5	77	14,5/15	662 Kč	bal
1532-5100	Lahev reag. hnědá 100ml, 2010, 10 ks	51,5	103	14,5/23	763 Kč	bal
1532-5250	Lahev reag. hnědá 250ml, 2010, 10 ks	69	131	19/26	933 Kč	bal
1532-5500	Lahev reag. hnědá 500ml, 2010, 10 ks	85	163	24/29	1 227 Kč	bal
1532-5940	Lahev reag. hnědá 1000ml, 2010, 10 ks	106,5	199	29/32	1 577 Kč	bal
1532-5950	Lahev reag. hnědá 2000ml, 2010, 6 ks	133	245	29/32	2 069 Kč	bal



Lahev reagenční se zabroušenou skleněnou zátkou

SKLÁRNY MORAVIA

- sodnodraselné sklo)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1532-1050	Lahev reagenční čirá 50ml	64 Kč	ks
1532-1100	Lahev reagenční čirá 100ml, 10 ks	734 Kč	bal
1532-1250	Lahev reagenční čirá 250ml, 10 ks	815 Kč	bal
1532-1500	Lahev reagenční čirá 500ml, 10 ks	973 Kč	bal
1532-1940	Lahev reagenční čirá 1000ml, 10 ks	1 232 Kč	bal
1532-1950	Lahev reagenční čirá 2000ml, 6 ks	1 015 Kč	bal
1532-1956	Lahev reagenční čirá 5000ml	2 345 Kč	ks
1532-1966	Lahev reagenční čirá 10000ml	3 564 Kč	ks
1532-2050	Lahev reagenční hnědá 50ml, 10 ks	649 Kč	bal
1532-2100	Lahev reagenční hnědá 100ml, 10 ks	734 Kč	bal
1532-2250	Lahev reagenční hnědá 250ml, 10 ks	815 Kč	bal
1532-2500	Lahev reagenční hnědá 500ml, 10 ks	973 Kč	bal
1532-2940	Lahev reagenční hnědá 1000ml, 10 ks	1 232 Kč	bal
1532-2950	Lahev reagenční hnědá 2000ml, 6 ks	1 015 Kč	bal



Prachovnice se zabroušenou skleněnou zátkou

SKLÁRNY MORAVIA

- sodnodraselné sklo)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1533-1050	Prachovnice čirá 50ml, 2006, 10 ks	602 Kč	bal
1533-1100	Prachovnice čirá 100ml, 2006, 10 ks	683 Kč	bal
1533-1250	Prachovnice čirá 250ml, 2006, 10 ks	797 Kč	bal
1533-1500	Prachovnice čirá 500ml, 2006, 10 ks	1 027 Kč	bal
1533-1940	Prachovnice čirá 1000ml, 2006, 10 ks	1 363 Kč	bal
1533-1950	Prachovnice čirá 2000ml, 2006, 6 ks	1 130 Kč	bal
1533-1956	Prachovnice čirá 5000ml, 2006	3 720 Kč	ks
1533-1966	Prachovnice čirá 10000ml, 2006	5 719 Kč	ks
1533-2050	Prachovnice hnědá 50ml, 2006, 10 ks	602 Kč	bal
1533-2100	Prachovnice hnědá 100ml, 2006, 10 ks	683 Kč	bal
1533-2250	Prachovnice hnědá 250ml, 2006, 10 ks	797 Kč	bal
1533-2500	Prachovnice hnědá 500ml, 2006, 10 ks	1 027 Kč	bal
1533-2940	Prachovnice hnědá 1000ml, 2006, 10 ks	1 363 Kč	bal
1533-2950	Prachovnice hnědá 2000ml, 2006, 6 ks	1 130 Kč	bal



Prachovnice hranatá, se zabroušenou skleněnou zátkou

SKLÁRNY MORAVIA

- sodnodraselné sklo)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1534-1100	Prachovnice hranatá čirá 100ml, 2043	74 Kč	ks
1534-1150	Prachovnice hranatá čirá 150ml, 2043	77 Kč	ks
1534-1250	Prachovnice hranatá čirá 250ml, 2043	91 Kč	ks
1534-1350	Prachovnice hranatá čirá 350ml, 2043	103 Kč	ks
1534-1500	Prachovnice hranatá čirá 500ml, 2043	110 Kč	ks
1534-1750	Prachovnice hranatá čirá 750ml, 2043	125 Kč	ks
1534-2100	Prachovnice hranatá hnědá 100ml, 2043	74 Kč	ks
1534-2150	Prachovnice hranatá hnědá 150ml, 2043	77 Kč	ks
1534-2250	Prachovnice hranatá hnědá 250ml, 2043	91 Kč	ks
1534-2350	Prachovnice hranatá hnědá 350ml, 2043	103 Kč	ks
1534-2500	Prachovnice hranatá hnědá 500ml, 2043	110 Kč	ks
1534-2750	Prachovnice hranatá hnědá 750ml, 2043	125 Kč	ks



Lahve reagenční se zabroušenou zátkou, sklo DURAN®

- Retrace Code

Kód zboží	Název	NZ	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1532-6015	Lahev reagenční čirá, DURAN, 50 ml, 10 ks	14/15	42 x 80	8 565 Kč	bal
1532-6020	Lahev reagenční čirá, DURAN, 100 ml, 10 ks	14/15	52 x 96	8 565 Kč	bal
1532-6025	Lahev reagenční čirá, DURAN, 250 ml, 10 ks	19/26	70 x 133	9 448 Kč	bal
1532-6030	Lahev reagenční čirá, DURAN, 500 ml, 10 ks	24/29	86 x 164	12 240 Kč	bal
1532-6035	Lahev reagenční čirá, DURAN, 1000 ml, 10 ks	29/32	107 x 200	13 813 Kč	bal
1532-6040	Lahev reagenční čirá, DURAN, 2000 ml, 10 ks	29/32	134 x 248	19 935 Kč	bal
1532-6045	Lahev reagenční čirá, DURAN, 5000 ml	45/40	182 x 324	6 020 Kč	ks
1532-6050	Lahev reagenční čirá, DURAN, 10 l	60/46	227 x 398	10 063 Kč	ks
1532-6055	Lahev reagenční čirá, DURAN, 20 l	60/46	288 x 492	18 830 Kč	ks
1532-6110	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 25 ml, 10 ks	12/21	36 x 64	18 013 Kč	bal
1532-6115	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 50 ml, 10 ks	14/15	42 x 80	13 463 Kč	bal
1532-6120	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 100 ml, 10 ks	14/15	52 x 96	13 640 Kč	bal
1532-6125	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 250 ml, 10 ks	19/26	70 x 133	18 185 Kč	bal
1532-6130	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 500 ml, 10 ks	24/29	86 x 164	21 328 Kč	bal
1532-6135	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 1000 ml, 10 ks	29/32	107 x 200	25 355 Kč	bal
1532-6140	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 2000 ml, 10 ks	29/32	134 x 248	41 623 Kč	bal
1532-6145	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 5000 ml	45/40	182 x 324	8 962 Kč	ks
1532-6150	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 10 l	60/46	227 x 398	14 638 Kč	ks
1532-6155	Lahev reagenční hnědá, DURAN, 20 l	60/46	288 x 492	27 407 Kč	ks





Prachovnice se zabroušenou zátkou, sklo DURAN®

- Retrace Code


Kód zboží	Název	NZ	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1533-6020	Prachovnice čirá, DURAN, 100 ml, 10 ks	29/22	52 x 97	10 663 Kč	bal
1533-6025	Prachovnice čirá, DURAN, 250 ml, 10 ks	34/35	70 x 132	14 338 Kč	bal
1533-6030	Prachovnice čirá, DURAN, 500 ml, 10 ks	45/40	86 x 163	17 663 Kč	bal
1533-6035	Prachovnice čirá, DURAN, 1000 ml, 10 ks	60/46	107 x 201	23 608 Kč	bal
1533-6040	Prachovnice čirá, DURAN, 2000 ml, 10 ks	60/46	133 x 247	28 153 Kč	bal
1533-6045	Prachovnice čirá, DURAN, 5000 ml	85/55	182 x 358	7 578 Kč	ks
1533-6050	Prachovnice čirá, DURAN, 10 l	85/55	229 x 443	12 350 Kč	ks
1533-6055	Prachovnice čirá, DURAN, 20 l	85/55	290 x 570	21 308 Kč	ks
1533-6115	Prachovnice hnědá, DURAN, 50 ml, 10 ks	24/20	44 x 79	17 835 Kč	bal
1533-6120	Prachovnice hnědá, DURAN, 100 ml, 10 ks	29/22	52 x 97	15 563 Kč	bal
1533-6125	Prachovnice hnědá, DURAN, 250 ml, 10 ks	34/35	70 x 132	25 180 Kč	bal
1533-6130	Prachovnice hnědá, DURAN, 500 ml 10 ks	45/40	86 x 163	29 725 Kč	bal
1533-6135	Prachovnice hnědá, DURAN, 1000 ml, 10 ks	60/46	107 x 201	38 128 Kč	bal
1533-6140	Prachovnice hnědá, DURAN, 2000 ml, 10 ks	60/46	133 x 247	55 613 Kč	bal
1533-6145	Prachovnice hnědá, DURAN, 5000 ml	85/55	182 x 358	11 384 Kč	ks
1533-6150	Prachovnice hnědá, DURAN, 10 l	85/55	229 x 443	16 734 Kč	ks
1533-6155	Prachovnice hnědá, DURAN, 20 l	85/55	290 x 570	31 409 Kč	ks





Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1321-0050	Baňka úzkohrdlá 50ml, 10 ks	51	22	100	2 040 Kč	bal
1321-0100	Baňka úzkohrdlá 100ml, 10 ks	64	22	110	680 Kč	bal
1321-0250	Baňka úzkohrdlá 250ml, 10 ks	85	34	140	810 Kč	bal
1321-0500	Baňka úzkohrdlá 500ml, 10 ks	105	34	170	1 110 Kč	bal
1321-0940	Baňka úzkohrdlá 1000ml, 10 ks	131	42	200	3 310 Kč	bal
1321-0950	Baňka úzkohrdlá 2000ml	166	50	250	617 Kč	ks
1321-0954	Baňka úzkohrdlá 4000ml	207	50	300	1 337 Kč	ks
1321-0958	Baňka úzkohrdlá 6000ml	236	65	340	1 653 Kč	ks
1321-0966	Baňka úzkohrdlá 10000ml	279	65	400	2 614 Kč	ks



Baňka s plochým dnem, širokohrdlá (titrační)

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1322-0050	Baňka titrační, 50 ml, 10 ks	51	22	100	2 110 Kč	bal
1322-0100	Baňka titrační, 100 ml, 10 ks	64	22	110	2 920 Kč	bal
1322-0250	Baňka titrační, 250 ml, 10 ks	85	34	140	2 350 Kč	bal
1322-0500	Baňka titrační, 500 ml, 10 ks	105	34	170	2 790 Kč	bal
1322-0940	Baňka titrační, 1000 ml, 10 ks	131	42	200	3 770 Kč	bal
1322-0950	Baňka titrační, 2000 ml	166	50	250	620 Kč	ks



Baňka s plochým dnem DURAN®, úzkohrdlá

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1321-1000	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 50 ml, 10 ks	51	26	90	2 870 Kč	bal
1321-1002	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 100 ml, 10 ks	64	26	105	2 218 Kč	bal
1321-1004	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 250 ml, 10 ks	85	34	138	2 593 Kč	bal
1321-1006	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 500 ml, 10 ks	105	34	163	3 515 Kč	bal
1321-1008	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 1000 ml, 10 ks	131	42	190	5 185 Kč	bal
1321-1010	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 2000 ml, 10 ks	166	42	250	9 460 Kč	bal
1321-1012	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 3000 ml, 1 ks	185	50	250	1 833 Kč	bal
1321-1014	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 4000 ml, 1 ks	207	50	275	2 611 Kč	bal
1321-1016	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 5000 ml, 1 ks	223	50	290	2 935 Kč	bal
1321-1018	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 6000 ml, 1 ks	237	65	315	3 471 Kč	bal
1321-1020	Baňka DURAN, úzkohrdlá, 10000 ml, 1 ks	280	65	360	6 314 Kč	bal



Baňka s plochým dnem DURAN®, širokohrdlá


Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1322-1002	Baňka DURAN, širokohrdlá, 100 ml, 10 ks	64	34	105	2 218 Kč	bal
1322-1004	Baňka DURAN, širokohrdlá, 250 ml, 10 ks	85	50	138	2 605 Kč	bal
1322-1006	Baňka DURAN, širokohrdlá, 500 ml, 10 ks	105	50	163	3 563 Kč	bal
1322-1008	Baňka DURAN, širokohrdlá, 1000 ml, 10 ks	131	50	190	6 045 Kč	bal
1322-1010	Baňka DURAN, širokohrdlá, 2000 ml, 10 ks	166	50	230	9 568 Kč	bal



Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1331-0050	Baňka kulaté dno, 50ml, 10 ks	51	22	105	1 960 Kč	bal
1331-0100	Baňka kulaté dno, 100ml, 10 ks	64	22	115	2 700 Kč	bal
1331-0250	Baňka kulaté dno, 250ml, 10 ks	85	34	147	2 170 Kč	bal
1331-0500	Baňka kulaté dno, 500ml, 10 ks	105	34	175	2 245 Kč	bal
1331-0940	Baňka kulaté dno, 1000ml, 10 ks	131	42	210	3 770 Kč	bal
1331-0950	Baňka kulaté dno, 2000ml	166	50	260	617 Kč	ks
1331-0952	Baňka kulaté dno, 4000ml	207	50	315	1 337 Kč	ks
1331-0954	Baňka kulaté dno, 6000ml	236	65	355	1 653 Kč	ks
1331-0956	Baňka kulaté dno, 10000ml	279	65	420	2 614 Kč	ks
1331-0958	Baňka kulaté dno, 20000ml	345	80	500	2 892 Kč	ks



Baňka s plochým dnem a zábrusem

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1323-0050	Baňka ploché dno 14/23 50ml, 8003	51	100	297 Kč	ks
1323-0051	Baňka ploché dno 19/26 50ml, 8003	51	100	301 Kč	ks
1323-0052	Baňka ploché dno 29/32 50ml, 8003	51	100	243 Kč	ks
1323-0100	Baňka ploché dno 14/23 100ml, 8003	64	110	320 Kč	ks
1323-0101	Baňka ploché dno 19/26 100ml, 8003	64	110	328 Kč	ks
1323-0102	Baňka ploché dno 29/32 100ml, 8003	64	110	271 Kč	ks
1323-0250	Baňka ploché dno 29/32 250ml, 8003	85	140	363 Kč	ks
1323-0251	Baňka ploché dno 45/40 250ml, 8003	85	140	485 Kč	ks
1323-0500	Baňka ploché dno 29/32 500ml, 8003	105	170	471 Kč	ks
1323-0501	Baňka ploché dno 45/40 500ml, 8003	105	170	528 Kč	ks
1323-0940	Baňka ploché dno 29/32 1000ml, 8003	131	200	562 Kč	ks
1323-0941	Baňka ploché dno 45/40 1000ml, 8003	131	200	664 Kč	ks
1323-0950	Baňka ploché dno 29/32 2000ml, 8003	166	250	882 Kč	ks
1323-0951	Baňka ploché dno 45/40 2000ml, 8003	166	250	1 033 Kč	ks
1323-0954	Baňka ploché dno 45/40 4000ml, 8003	207	300	1 342 Kč	ks
1323-0958	Baňka ploché dno 60/46 6000ml, 8003	236	340	1 641 Kč	ks
1323-0966	Baňka ploché dno 60/46 10000ml, 8003	279	400	2 680 Kč	ks



Baňka s kulatým dnem a zábrusem

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1332-0010	Baňka kulaté dno, NZ 14/23, 10 ml	35	105	137 Kč	ks
1332-0025	Baňka kulaté dno, NZ 14/23, 25 ml	41	105	164 Kč	ks
1332-0050	Baňka kulaté dno, NZ 14/23 50ml, 8004	51	105	219 Kč	ks
1332-0051	Baňka kulaté dno, NZ 19/26 50ml, 8004	51	105	223 Kč	ks
1332-0052	Baňka kulaté dno, NZ 29/32 50ml, 8004	51	105	242 Kč	ks
1332-0100	Baňka kulaté dno, NZ 14/23 100ml, 8004	64	115	254 Kč	ks
1332-0101	Baňka kulaté dno, NZ 19/26, 100 ml, 8004	64	115	254 Kč	ks
1332-0102	Baňka kulaté dno, NZ 29/32 100ml, 8004	64	115	266 Kč	ks
1332-0250	Baňka kulaté dno NZ 29/32, 250 ml, 8004	85	145	369 Kč	ks
1332-0251	Baňka kulaté dno NZ 45/40 250ml, 8004	85	145	508 Kč	ks
1332-0500	Baňka kulaté dno NZ 29/32 500ml, 8004	105	175	471 Kč	ks
1332-0501	Baňka kulaté dno NZ 45/40 500ml, 8004	105	175	586 Kč	ks
1332-0940	Baňka kulaté dno NZ 29/32 1000ml, 8004	131	210	666 Kč	ks
1332-0941	Baňka kulaté dno NZ 45/40 1000ml, 8004	131	210	677 Kč	ks
1332-0950	Baňka kulaté dno NZ 29/32 2000ml, 8004	166	260	882 Kč	ks
1332-0951	Baňka kulaté dno NZ 45/40 2000ml, 8004	166	260	961 Kč	ks
1332-0954	Baňka kulaté dno NZ 45/40 4000ml, 8004	207	315	1 764 Kč	ks
1332-0958	Baňka kulaté dno NZ 60/46 6000ml, 8004	236	355	1 953 Kč	ks
1332-0966	Baňka kulaté dno NZ 60/46 10 l, 8004	279	420	2 804 Kč	ks



Baňka s kulatým dnem a zábrusem, hnědá


Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1332-3010	Baňka kulaté dno, 50 ml, NZ 29/32	51	105	1 115 Kč	ks
1332-3012	Baňka kulaté dno, 100 ml, NZ 29/32	64	115	1 154 Kč	ks
1332-3014	Baňka kulaté dno, 250 ml, NZ 29/32	85	145	1 984 Kč	ks
1332-3015	Baňka kulaté dno, 500 ml, NZ 29/32	105	175	2 052 Kč	ks
1332-3016	Baňka kulaté dno, 1000 ml, NZ 29/32	130	210	2 415 Kč	ks



Baňka s kulatým dnem a zábrusem, boční vývod s kohoutem a olivkou

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1332-3031	Baňka kulaté dno 25 ml, NZ14/23	41	82	1 548 Kč	ks
1332-3032	Baňka kulaté dno,50 ml, NZ14/23	51	105	1 632 Kč	ks
1332-3033	Baňka kulaté dno,50 ml, NZ29/32	51	105	1 630 Kč	ks
1332-3034	Baňka kulaté dno,100 ml, NZ14/23	64	115	1 656 Kč	ks
1332-3035	Baňka kulaté dno, 100 ml, NZ29/32	64	115	1 679 Kč	ks
1332-3036	Baňka kulaté dno,250 ml, NZ14/23	85	145	2 141 Kč	ks
1332-3037	Baňka kulaté dno, 250 ml, NZ29/32	85	145	2 101 Kč	ks
1332-3038	Baňka kulaté dno, 500 ml, NZ29/32	105	175	2 287 Kč	ks
1332-3039	Baňka kulaté dno, 1000 ml, NZ29/32	131	210	2 916 Kč	ks





Mikrobaňka se zaobleným dnem a zábrusem

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1341-1010	Mikrobaňka 14/23 10ml, 8026	32	50	193 Kč	ks
1341-1025	Mikrobaňka 14/23 25ml, 8026	42	60	198 Kč	ks
1341-1050	Mikrobaňka 14/23 50ml, 8026	54	74	297 Kč	ks
1341-1250	Mikrobaňka 14/23 250ml, 8026	90	116	413 Kč	ks






Baňka srdcovitá se zábrusem

Kód zboží	Název	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1345-0010	Baňka srdcovitá NZ 14/23 10ml, 8027	62	191 Kč	ks
1345-0025	Baňka srdcovitá NZ 14/23 25ml, 8027	75	198 Kč	ks
1345-0050	Baňka srdcovitá NZ 14/23 50ml, 8027	88	297 Kč	ks
1345-0100	Baňka srdcovitá NZ 14/23 100ml, 8027	103	380 Kč	ks
1345-0250	Baňka srdcovitá NZ 14/23 250ml, 8027	130	418 Kč	ks






Baňka srdcovitá se dvěma zábrusy

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1345-1011	Baňka srdcovitá 25 ml, 2 x zábrus 14/32	848 Kč	ks
1345-1012	Baňka srdcovitá 50 ml, 2 x zábrus 14/32	888 Kč	ks
1345-1013	Baňka srdcovitá 100 ml, 2 x zábrus 14/32	978 Kč	ks
1345-1014	Baňka srdcovitá 250 ml, 2 x zábrus 14/32	2 015 Kč	ks






Baňka kapkovitá s NZ

Kód zboží	Název	d mm	h (mm)	SJ	Prodejní cena	MJ
1345-1050	Baňka kapkovitá s NZ 8029, 10 ml	26	60	14/23	190 Kč	ks
1345-1051	Baňka kapkovitá s NZ 8029, 25 ml	34	80	14/23	209 Kč	ks
1345-1052	Baňka kapkovitá s NZ 8029, 50 ml	42	100	14/23	325 Kč	ks
1345-1053	Baňka kapkovitá s NZ 8029, 100 ml	52	123	14/23	380 Kč	ks
1345-1054	Baňka kapkovitá s NZ 8029, 250 ml	72	170	14/23	424 Kč	ks





Baňka cukrovarnická se dvěma značkami

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1344-1050	Baňka cukrovarnická 1509, 50/55 ml	47	18	155	358 Kč	ks
1344-1052	Baňka cukrovarnická 1509, 100/110 ml	58	22	180	369 Kč	ks
1344-1054	Baňka cukrovarnická 1509, 200/220 ml	75	24	200	552 Kč	ks



Baňka mineralizační podle Kjeldahla bez zábrusu

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1342-0050	Baňka Kjeldahl, 50ml, typ 51	49	22	200	215 Kč	ks
1342-0100	Baňka Kjeldahl, 100ml, typ 51	60	34	200	284 Kč	ks
1342-0250	Baňka Kjeldahl, 250ml, typ 51	81	34	270	271 Kč	ks
1342-0500	Baňka Kjeldahl, 500ml, typ 51	101	34	300	321 Kč	ks
1342-0940	Baňka Kjeldahl,1000ml, typ 51	126	34	350	408 Kč	ks




Baňka podle Kjeldahla, se zábrusem

Kód zboží	Název	Vnější prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1342-2000	Baňka Kjeldahl, 50 ml, zábrus 19/26	51	1 276 Kč	ks
1342-2002	Baňka Kjeldahl, 100 ml, zábrus 19/26	60	1 246 Kč	ks
1342-2004	Baňka Kjeldahl, 250 ml, zábrus 29/32	81	1 629 Kč	ks
1342-2006	Baňka Kjeldahl, 500 ml, zábrus 29/32	101	1 743 Kč	ks
1342-2008	Baňka Kjeldahl, 750 ml, zábrus 29/32	115	2 062 Kč	ks
1342-2010	Baňka Kjeldahl, 1000 ml, zábrus 29/32	126	2 538 Kč	ks




Baňka frakční s trubicí natavenou uprostřed

Kód zboží	Název	h/h1 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1344-1000	Baňka frakční typ 41/B, 100 ml	150/44	64	22	352 Kč	ks
1344-1002	Baňka frakční typ 41/B, 250 ml	200/57	85	34	612 Kč	ks
1344-1004	Baňka frakční typ 41/B, 500 ml	250/72	105	34	622 Kč	ks
1344-1006	Baňka frakční typ 41/B, 1000 ml	300/84	131	34	738 Kč	ks




Baňka frakční s trubicí natavenou dole

Kód zboží	Název	h/h1 (mm)	d1/d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1344-0025	Baňka frakční 25ml, typ 41A	110/46	41/22	200	306 Kč	ks
1344-0050	Baňka frakční 50ml, typ 41A	120/46	51/22	200	372 Kč	ks
1344-0100	Baňka frakční 100ml, typ 41A	150/58	64/22	200	352 Kč	ks
1344-0250	Baňka frakční 250ml, typ 41A	200/76	85/34	200	612 Kč	ks
1344-0500	Baňka frakční 500ml, typ 41A	250/96	105/34	200	622 Kč	ks
1344-0940	Baňka frakční 1000ml, typ 41A	300/112	131/34	250	738 Kč	ks



Baňka frakční podle Englera

Kód zboží	Název	h/h1 (mm)	d1/d2 (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1344-1022	Baňka frakční Engler typ 42, 125 ml	215/78	68/20	100	441 Kč	ks
1344-1024	Baňka frakční Engler typ 42, 250 ml	215/65	85/20	100	585 Kč	ks



Baňka na stanovení jódu


Kód zboží	Název	Vnější prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1313-1100	Baňka na stanovení jódu, NZ 29/32, 100 ml	64	1 943 Kč	ks
1313-1102	Baňka na stanovení jódu, NZ 29/32, 250 ml	85	2 088 Kč	ks
1313-1104	Baňka na stanovení jódu, NZ 29/32, 500 ml	105	2 398 Kč	ks



Baňka destilační s kulatým dnem a baňka sulfonační

Baňka destilační s kulatým dnem, dva postranní tubusy v rovnoběžném provedení

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	SJ3 (mm)	Prodejní cena	MJ
1334-0250	Baňka destilační, 3 x NZ, 250ml	29/32	14/23	14/23	820 Kč	ks
1334-0500	Baňka destilační, 3 x NZ, 500ml	29/32	14/23	14/23	898 Kč	ks
1334-0940	Baňka destilační, 3 x NZ, 1000ml	29/32	14/23	29/32	1 136 Kč	ks
1334-0941	Baňka destilační, 3 x NZ,1000ml	29/32	29/32	29/32	794 Kč	ks
1334-0950	Baňka destilační, 3 x NZ, 2000ml	29/32	14/23	29/32	1 351 Kč	ks
1334-0954	Baňka destilační, 3 x NZ, 4000ml	45/40	14/23	29/32	2 031 Kč	ks
1334-0958	Baňka destilační, 3 x NZ, 6000ml	60/46	14/23	29/32	2 533 Kč	ks




Baňka destilační s kulatým dnem, dva postranní tubusy v šikmém provedení

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	SJ3 (mm)	Prodejní cena	MJ
1334-2250	Baňka destilační, 3 x NZ, 250ml	29/32	14/23	14/23	794 Kč	ks
1334-2500	Baňka destilační, 3 x NZ, 500ml	29/32	14/23	14/23	846 Kč	ks
1334-2940	Baňka destilační, 3 x NZ, 1000ml,	29/32	14/23	29/32	1 022 Kč	ks
1334-2950	Baňka destilační, 3 x NZ, 2000ml	29/32	14/23	29/32	1 221 Kč	ks
1334-2954	Baňka destilační, 3 x NZ, 4000ml	45/40	14/23	29/32	1 812 Kč	ks
1334-2958	Baňka destilační, 3 x NZ, 6000ml	60/46	14/23	29/32	2 373 Kč	ks



Baňka destilační s kulatým dnem, jeden postranní tubus v šikmém provedení

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1333-0250	Baňka destilační, 2 x NZ, 250ml	29/32	14/23	794 Kč	ks
1333-0500	Baňka destilační, 2 x NZ, 500ml,	29/32	14/23	846 Kč	ks
1333-0940	Baňka destilační, 2 x NZ, 1000ml	29/32	14/23	1 022 Kč	ks
1333-0950	Baňka destilační, 2 x NZ, 2000ml	29/32	14/23	1 221 Kč	ks
1333-0954	Baňka destilační, 2 x NZ, 4000ml	45/40	14/23	1 812 Kč	ks
1333-0958	Baňka destilační, 2 x NZ, 6000ml	60/46	14/23	2 373 Kč	ks



Baňka sulfonační se třemi tubusy

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	SJ3 (mm)	Prodejní cena	MJ
1346-0500	Baňka sulfonační 500ml, 8022	45/40	14/23	14/23	1 243 Kč	ks
1346-0945	Baňka sulfonační 1500ml, 8022	71/51	29/32	14/23	2 035 Kč	ks
1346-0951	Baňka sulfonační 2500ml, 8022	71/51	29/32	14/23	2 268 Kč	ks
1346-0954	Baňka sulfonační 4000ml, 8022	71/51	29/32	14/23	2 776 Kč	ks
1346-0958	Baňka sulfonační 6000ml, 8022	71/51	29/32	14/23	3 318 Kč	ks



Baňka destilační, tři postranní tubusy v rovnoběžném provedení

Kód zboží	Název	NZ střední tubus	NZ postranní tubusy	Vnější prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1334-1000	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 500 ml	29/32	29/32	105	3 036 Kč	ks
1334-1002	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 1000 ml	29/32	29/32	131	3 443 Kč	ks
1334-1004	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 2000 ml	29/32	29/32	166	4 510 Kč	ks
1334-1006	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 3000 ml	29/32	29/32	185	6 880 Kč	ks
1334-1008	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 4000 ml	29/32	29/32	207	7 859 Kč	ks
1334-1010	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 6000 ml	29/32	29/32	236	11 169 Kč	ks
1334-1012	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 1000 ml	45/40	29/32	131	3 796 Kč	ks
1334-1014	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 2000 ml	45/40	29/32	166	4 895 Kč	ks
1334-1016	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 3000 ml	45/40	29/32	185	7 867 Kč	ks
1334-1018	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 4000 ml	45/40	29/32	207	8 676 Kč	ks
1334-1020	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 5000 ml	45/40	29/32	223	11 259 Kč	ks
1334-1022	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 6000 ml	45/40	29/32	236	11 669 Kč	ks
1334-1024	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 10000 ml	45/40	29/32	279	19 684 Kč	ks



Baňka destilační, tři postranní tubusy v šikmém provedení (7°)

Kód zboží	Název	NZ střední tubus	NZ postranní tubusy	Vnější prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1334-1050	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 250 ml	29/32	19/26	85	3 019 Kč	ks
1334-1052	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 250 ml	29/32	29/32	85	3 087 Kč	ks
1334-1054	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 500 ml	29/32	19/26	105	3 149 Kč	ks
1334-1056	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 500 ml	29/32	29/32	105	3 203 Kč	ks
1334-1058	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 1000 ml	29/32	29/32	131	3 576 Kč	ks



Baňka destilační, tři postranní tubusy v šikmém provedení (15°)

Kód zboží	Název	NZ střední tubus	NZ postranní tubusy	Vnější prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1334-1070	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 250 ml	29/32	29/32	85	3 203 Kč	ks
1334-1072	Baňka destilační, čtyřhrdlá, 500 ml	29/32	29/32	105	3 203 Kč	ks



Třímístný destilační jímací nástavec podle Bernauera, včetně baněk

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1650-0020	Destilační jímací nástavec podle Bernauera, 3x 50 ml, SJ 14/23	3 271 Kč	ks
1650-0022	Destilační jímací nástavec podle Bernauera, 3x 100 ml, SJ 19/26	3 300 Kč	ks
1650-0024	Destilační jímací nástavec podle Bernauera, 3x 100 ml, SJ 29/32	3 243 Kč	ks



Čtyřmístný destilační jímací nástavec podle Bredta, přímý, včetně baněk

- baňky se zábrusem 14/23, skleněný přípoj vakua se závitem GL18



Kód zboží	Název	NZ nástavce horní	NZ nástavce spodní	Prodejní cena	MJ
1650-0000	Destilační jímací nástavec dle Bredta, 4x 50 ml	14/23	19/26	5 922 Kč	ks
1650-0002	Destilační jímací nástavec dle Bredta, 4x 100 ml	29/32	29/32	6 061 Kč	ks
1650-0004	Destilační jímací nástavec dle Bredta, 4x 250 ml	29/32	29/32	7 468 Kč	ks

Čtyřmístný destilační jímací nástavec podle Bredta, zahnutý, včetně baněk

- baňky se zábrusem 14/23, skleněný přípoj vakua se závitem GL18



Kód zboží	Název	NZ nástavce horní	NZ nástavce spodní	Prodejní cena	MJ
1650-0010	Destilační jímací nástavec podle Bredta, 4x 50 ml	14/23	19/26	5 922 Kč	ks
1650-0012	Destilační jímací nástavec podle Bredta, 4x 100 ml	29/32	29/32	5 974 Kč	ks

Nálevka univerzální

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1411-0030	Nálevka univerzální 30mm, 2350	25-30	5	82 Kč	ks
1411-0031	Nálevka univerzální 35mm, 2350	35	6	80 Kč	ks
1411-0041	Nálevka univerzální 40mm, 2350	40	6	82 Kč	ks
1411-0055	Nálevka univerzální 55mm, 2350	55	8	116 Kč	ks
1411-0075	Nálevka univerzální 75mm, 2350	75	9	134 Kč	ks
1411-0085	Nálevka univerzální 85mm, 2350	85	9	143 Kč	ks
1411-0100	Nálevka univerzální 100mm, 2350	100	12	158 Kč	ks
1411-0125	Nálevka univerzální 125mm, 2350	120	16	258 Kč	ks
1411-0150	Nálevka univerzální 150 mm , 2350	150	16	524 Kč	ks
1411-0200	Nálevka univerzální 200mm, 2350	200	24	880 Kč	ks
1411-0230	Nálevka univerzální 230mm, 2350	230	24	894 Kč	ks
1411-0250	Nálevka univerzální 250mm, 2350	250	30	1 198 Kč	ks
1411-0300	Nálevka univerzální 300mm, 2350	300	34	2 203 Kč	ks



Nálevka rychlofiltrační

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1412-0055	Nálevka rychlofiltrační 55mm, 2354	55	8	321 Kč	ks
1412-0075	Nálevka rychlofiltrační 75mm, 2354	75	8	361 Kč	ks
1412-0100	Nálevka rychlofiltrační 100mm, 2354	100	8	418 Kč	ks



Nálevka žebrovaná

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1413-0100	Nálevka žebrovaná 105mm, 2360	105	18	284 Kč	ks
1413-0130	Nálevka žebrovaná 130mm, 2360	138	22	361 Kč	ks
1413-0160	Nálevka žebrovaná 170mm, 2360	170	26	486 Kč	ks
1413-0200	Nálevka žebrovaná 210mm, 2360	210	38	804 Kč	ks
1413-0250	Nálevka žebrovaná 250mm, 2360	250	40	1 243 Kč	ks



Nálevka se zábrusem



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1414-0200	Nálevka skleněná se zábrusem, prům. 45 mm, SJ 14/23	547 Kč	ks
1414-0202	Nálevka skleněná se zábrusem, prům. 55 mm, SJ 19/26	625 Kč	ks
1414-0204	Nálevka skleněná se zábrusem, prům. 70 mm, SJ 24/29	1 019 Kč	ks
1414-0206	Nálevka skleněná se zábrusem, prům. 80 mm, SJ 29/32	1 026 Kč	ks

Nálevka se zábrusem

- skleněná perforovaná přepážka jako podložka pro standardní filtrační papíry
- vhodné pro kvantitativní analýzu
- průměr podložky 24mm, průměr nálevky 55mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1675-0350	Nálevka filtrační s děrovanou přepážkou, SJ 19/26	2 454 Kč	ks

Nálevka filtrační s fritou, semimikro

- průměr frity 10mm, průměr nálevky 30mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1675-0310	Nálevka filtrační s fritou, semimikro, SJ 14/23	2 776 Kč	ks

Zařízení filtrační podle Witta (bez zobrazené kádinky)

- výška 160mm, průměr 110mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1685-6091	Zařízení filtrační Witt 160mm, 2408	5 155 Kč	ks

Počítadlo bublinek

- pro sledování toku plynů v aparatuře, výška 100 mm




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1482-0030	Počítadlo bublinek, skleněné	956 Kč	ks

Násypka s krátkým rovným koncem

SIMAX Glass that Lasts


Kód zboží	Název	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1421-0050	Násypka 50mm, stonek 20 mm, 2356	20	50	232 Kč	ks
1421-0060	Násypka 60mm, stonek 20 mm, 2356	20	60	233 Kč	ks
1421-0080	Násypka 80mm, stonek 25 mm, 2356	25	75	274 Kč	ks
1421-0100	Násypka 100mm, stonek 25 mm, 2356	25	95	347 Kč	ks
1421-0120	Násypka 120mm, stonek 30 mm, 2356	30	110	371 Kč	ks
1421-0160	Násypka 160mm, stonek 35 mm, 2356	35	135	540 Kč	ks
1421-0200	Násypka 200mm, stonek 38 mm, 2356	38	180	697 Kč	ks



Násypka s krátkým šikmým koncem

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1421-0000	Násypka s šikmým koncem, 60 mm	10	30	284 Kč	ks
1421-0002	Násypka s šikmým koncem, 80 mm	12	32	309 Kč	ks
1421-0004	Násypka s šikmým koncem, 100 mm	15	35	389 Kč	ks
1421-0006	Násypka s šikmým koncem, 150 mm	32	52	532 Kč	ks



Nálevka cukrovarnická


SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1414-0100	Nálevka cukrovarnická 100mm, 2359	30	95	233 Kč	ks

Krabice na vatu se záhybem pro víko

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1431-0050	Krabice na vatu 50mm, 2200	50	49	40	264 Kč	ks
1431-0060	Krabice na vatu 60mm, 2200	60	59	50	269 Kč	ks
1431-0080	Krabice na vatu 80mm, 2200	80	79	60	385 Kč	ks
1431-0100	Krabice na vatu 100mm, 2200	100	99	70	714 Kč	ks
1431-0150	Krabice na vatu 150mm, 2200	150	149	95	780 Kč	ks



Krabice na vatu s převislým víkem a kuličkovým hmatníkem

SIMAX Glass that Lasts


Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1432-0100	Krabice na vatu s hmatníkem 100mm, 2205	100	100	70	585 Kč	ks
1432-0120	Krabice na vatu s hmatníkem 120mm, 2205	120	120	80	686 Kč	ks
1432-0150	Krabice na vatu s hmatníkem 150mm, 2205	150	150	95	881 Kč	ks
1432-0200	Krabice na vatu s hmatníkem 200mm, 2205	200	200	130	1 238 Kč	ks
1432-0250	Krabice na vatu s hmatníkem 250mm, 2205	250	250	150	1 620 Kč	ks



Válec preparátní s víkem


SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1441-0808	Válec preparátní s víkem 85mm, 2708	85	95	85	849 Kč	ks
1441-1010	Válec preparátní s víkem 100mm, 2708	100	110	100	928 Kč	ks
1441-1212	Válec preparátní s víkem 120mm, 2708	120	130	120	1 152 Kč	ks
1441-1515	Válec preparátní s víkem 150mm, 2708	150	162	150	1 516 Kč	ks
1441-2020	Válec preparátní s víkem 200mm, 2708	200	214	200	2 818 Kč	ks
1441-2525	Válec preparátní s víkem 250mm, 2708	250	264	250	4 294 Kč	ks
1441-3030	Válec preparátní s víkem 300mm, 2708	300	314	300	5 553 Kč	ks



Preparátní válec s vyhnutým okrajem, bez víka

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1442-0516	Preparátní válec, typ 2704	50	59	150	331 Kč	ks
1442-0521	Preparátní válec, typ 2704	50	59	200	350 Kč	ks
1442-0526	Preparátní válec, typ 2704	50	59	250	366 Kč	ks
1442-0616	Preparátní válec, typ 2704	60	74,5	150	407 Kč	ks
1442-0621	Preparátní válec, typ 2704	60	74,5	200	427 Kč	ks
1442-0623	Preparátní válec, typ 2704	60	74,5	250	452 Kč	ks
1442-0630	Preparátní válec, typ 2704	60	74,5	300	471 Kč	ks
1442-0831	Preparátní válec, typ 2704	80	94,5	300	569 Kč	ks



Preparátní válec, s víkem zabroušeným dovnitř

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1441-4000	Preparátní válec typ 2709	65	60	65	1 290 Kč	ks
1441-4002	Preparátní válec typ 2709	85	79	85	1 580 Kč	ks
1441-4004	Preparátní válec typ 2709	100	94	100	1 800 Kč	ks
1441-4006	Preparátní válec typ 2709	100	94	500	3 235 Kč	ks
1441-4008	Preparátní válec typ 2709	120	114	120	2 379 Kč	ks
1441-4010	Preparátní válec typ 2709	120	114	500	3 571 Kč	ks
1441-4012	Preparátní válec typ 2709	150	142	150	3 119 Kč	ks
1441-4014	Preparátní válec typ 2709	150	142	500	4 797 Kč	ks



Zvon s okrajem a hmatníkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1471-0154	Zvon s hmatníkem pr.150 / h250 mm, 2873	1 504 Kč	ks
1471-0185	Zvon s hmatníkem pr.180 / h300 mm, 2873	2 002 Kč	ks
1471-0203	Zvon s hmatníkem pr.200 / h200 mm, 2873	1 894 Kč	ks
1471-0205	Zvon s hmatníkem pr.200 / h300 mm, 2873	2 462 Kč	ks
1471-0307	Zvon s hmatníkem pr.300 / h400 mm, 2873	6 551 Kč	ks



Zvon s okrajem a hrdlem NZ

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1471-0400	Zvon s okrajem a hrdlem NZ, typ 2874, pr. 150 x 200 mm	2 006 Kč	ks
1471-0402	Zvon s okrajem a hrdlem NZ, typ 2874, pr. 150 x 250 mm	2 287 Kč	ks
1471-0404	Zvon s okrajem a hrdlem NZ, typ 2874, pr. 150 x 300 mm	2 500 Kč	ks
1471-0406	Zvon s okrajem a hrdlem NZ, typ 2874, pr. 200 x 200 mm	3 270 Kč	ks
1471-0408	Zvon s okrajem a hrdlem NZ, typ 2874, pr. 200 x 300 mm	3 946 Kč	ks
1471-0410	Zvon s okrajem a hrdlem NZ, typ 2874, pr. 200 x 350 mm	4 432 Kč	ks



Kohout ke zvonu NZ

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1471-0450	Kohout ke zvonu NZ 29/32	1 291 Kč	ks



Odvažovačka se zabroušeným víčkem

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1451-1253	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d25/h30, 2602	138 Kč	ks
1451-1303	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d30/h30, 2602	147 Kč	ks
1451-1304	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d30/h40, 2602	151 Kč	ks
1451-1305	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d30/h50, 2602	154 Kč	ks
1451-1306	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d30/h60, 2602	157 Kč	ks
1451-1353	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d35/h30, 2602	175 Kč	ks
1451-1354	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d35/h40, 2602	178 Kč	ks
1451-1403	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d40/h30, 2602	188 Kč	ks
1451-1404	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d40/h40, 2602	190 Kč	ks
1451-1405	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d40/h50, 2602	193 Kč	ks
1451-1406	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d40/h60, 2602	201 Kč	ks
1451-2505	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d50/h50, 2602	266 Kč	ks
1451-2507	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d50/h70, 2602	343 Kč	ks
1451-2603	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d60/h30, 2602	328 Kč	ks
1451-2604	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d60/h40, 2602	377 Kč	ks
1451-2605	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d60/h50, 2602	432 Kč	ks
1451-2606	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d60/h60, 2602	447 Kč	ks
1451-2803	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d80/h30, 2602	1 654 Kč	ks
1451-2804	Odvažovačka se zabroušeným víčkem d80/h40, 2602	1 671 Kč	ks



Odvažovačka na žíraviny, s teflonovým ventilem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1451-2902	Odvažovačka na žíraviny s teflonovým ventilem	1 118 Kč	ks



Miska třecí drsná, s tloučkem

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1217-0080	Miska třecí drsná 80mm, 2230	50	60	657 Kč	ks
1217-0100	Miska třecí drsná 100mm, 2230	60	75	789 Kč	ks
1217-0120	Miska třecí drsná 120mm, 2230	70	90	1 062 Kč	ks
1217-0150	Miska třecí drsná 150mm, 2230	85	110	1 354 Kč	ks
1217-0200	Miska třecí drsná 200mm, 2230	120	135	2 081 Kč	ks

Miska třecí hladká, s tloučkem

Kód zboží	Název	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1217-1080	Miska třecí hladká 80mm, 2231	50	60	605 Kč	ks
1217-1100	Miska třecí hladká 100mm, 2231	60	75	771 Kč	ks
1217-1120	Miska třecí hladká 120mm, 2231	70	90	1 026 Kč	ks
1217-1150	Miska třecí hladká 150mm, 2231	85	110	1 290 Kč	ks
1217-1200	Miska třecí hladká 200mm, 2231	120	135	2 023 Kč	ks



Náhradní tloučky (dodávají se vždy drsné)


Kód zboží	Název	K misce prům.	Prodejní cena	MJ
1217-5110	Tlouček skleněný drsný 110mm, 2232	80mm	207 Kč	ks
1217-5130	Tlouček skleněný drsný 130mm, 2232	100mm	255 Kč	ks
1217-5150	Tlouček skleněný drsný 150mm, 2232	120mm	271 Kč	ks
1217-5180	Tlouček skleněný drsný 180mm, 2232	150mm	810 Kč	ks
1217-5230	Tlouček skleněný drsný 230mm, 2232	200mm	460 Kč	ks

Exsikátor typ 262, s plastikovým hmatníkem

- bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1461-0111	Exsikátor 100mm, 262, víko nevrtané	151	90	1 197 Kč	ks
1461-0161	Exsikátor 150mm, 262, víko nevrtané	210	140	2 047 Kč	ks
1461-0211	Exsikátor 200mm, 262, víko nevrtané	269	190	3 033 Kč	ks
1461-0261	Exsikátor 250mm, 262, víko nevrtané	329	240	4 203 Kč	ks
1461-0302	Exsikátor 300mm, 262, víko nevrtané	392	290	7 031 Kč	ks






Exsikátor typ 262 K, s plastikovým hmatníkem a kohoutem

- bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1462-0112	Exsikátor s kohoutem 100mm, 262 K	151	90	2 944 Kč	ks
1462-0162	Exsikátor s kohoutem 150mm, 262 K	210	140	3 521 Kč	ks
1462-0212	Exsikátor s kohoutem 200mm, 262 K	269	190	4 296 Kč	ks
1462-0262	Exsikátor s kohoutem 250mm, 262 K	329	240	5 004 Kč	ks
1462-0303	Exsikátor s kohoutem 300mm, 262 K	392	290	5 820 Kč	ks





Exsikátor typ 100, s tubusem a kohoutem NZ 24/29

- bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1463-0020	Exsikátor s tubusem, kohoutem NZ 24/29	151	90	2 770 Kč	ks
1463-0022	Exsikátor s tubusem, kohoutem NZ 24/29	210	140	3 273 Kč	ks
1463-0024	Exsikátor s tubusem, kohoutem NZ 24/29	269	190	4 459 Kč	ks
1463-0026	Exsikátor s tubusem, kohoutem NZ 24/29	329	240	5 155 Kč	ks
1463-0028	Exsikátor s tubusem, kohoutem NZ 24/29	392	290	6 317 Kč	ks





Exsikátor typ 280 K, dle DIN, se skleněným hmatníkem

- bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1466-0100	Exsikátor dle DIN, 100mm, 280 K	153	94	1 364 Kč	ks
1466-0150	Exsikátor dle DIN, 150mm, 280 K	215	143	1 989 Kč	ks
1466-0200	Exsikátor dle DIN, 200mm, 280 K	270	190	2 570 Kč	ks
1466-0250	Exsikátor dle DIN, 250mm, 280 K	320	239	3 716 Kč	ks
1466-0300	Exsikátor dle DIN, 300mm, 280 K	380	285	6 483 Kč	ks



Exsikátor typ 280 T, dle DIN, s NZ 24/29 a skleněným hmatníkem

- bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1467-0100	Exsikátor dle DIN s ventilem, 100mm, 280 T	153	94	2 764 Kč	ks
1467-0150	Exsikátor dle DIN s ventilem, 150mm, 280 T	215	143	3 384 Kč	ks
1467-0200	Exsikátor dle DIN s ventilem, 200mm, 280 T	270	190	4 013 Kč	ks
1467-0250	Exsikátor dle DIN s ventilem, 250mm, 280 T	320	239	5 187 Kč	ks
1467-0300	Exsikátor dle DIN s ventilem, 300mm, 280 T	380	285	7 482 Kč	ks



Exsikátor DURAN®, s vrtaným víkem

- s PBT uzávěrem, těsněním a bočním kohoutem s PTFE jádrem, bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	h (mm)	AD (mm)	Objem l (cca)	Prodejní cena	MJ
1465-0100	Exsikátor Duran s víkem, DN 150	252	215	2,4	8 452 Kč	ks
1465-0102	Exsikátor Duran s víkem, DN 200	309	270	5,8	9 491 Kč	ks
1465-0104	Exsikátor Duran s víkem, DN 250	357	320	10,5	12 262 Kč	ks
1465-0106	Exsikátor Duran s víkem, DN 300	433	380	18,5	18 150 Kč	ks



Exsikátor DURAN®, se zábrusovým kohoutem NZ 24/29

- bez porcelánové vložky

Kód zboží	Název	h (mm)	AD (mm)	Objem l (cca)	Prodejní cena	MJ
1465-0000	Exsikátor Duran s víkem a kohoutem	239	215	2,4	7 932 Kč	ks
1465-0002	Exsikátor Duran s víkem a kohoutem	296	270	5,8	10 530 Kč	ks
1465-0004	Exsikátor Duran s víkem a kohoutem	344	320	10,5	15 379 Kč	ks
1465-0006	Exsikátor Duran s víkem a kohoutem	420	380	18,5	21 787 Kč	ks



Vložka porcelánová k exsikátoru typ 100, 262 a 262 K

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1463-0306	Vložka porcelánová k exsik. 100mm, pr.90 mm	252 Kč	ks
1463-0331	Vložka porcelánová k exsik. 150mm, pr.140 mm	355 Kč	ks
1463-0521	Vložka porcelánová k exsik. 200mm, pr.190 mm	636 Kč	ks
1463-0821	Vložka porcelánová k exsik. 250mm, pr.240 mm	887 Kč	ks
1463-0991	Vložka porcelánová k exsik. 300mm, pr.290 mm	964 Kč	ks



Vložka porcelánová k exsikátoru typ 280 K a 280 T

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1467-2400	Deska porcelánová k exsikátoru podle DIN, pro typ 100	267 Kč	ks
1467-2402	Deska porcelánová k exsikátoru podle DIN, pro typ 150	387 Kč	ks
1467-2404	Deska porcelánová k exsikátoru podle DIN, pro typ 200	651 Kč	ks
1467-2406	Deska porcelánová k exsikátoru podle DIN, pro typ 250	917 Kč	ks
1467-2408	Deska porcelánová k exsikátoru podle DIN, pro typ 300	1 006 Kč	ks

Vložka porcelánová pro exsikátory DURAN®

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1465-0200	Vložka porcelánová DN 150	140	1 507 Kč	ks
1465-0202	Vložka porcelánová DN 200	190	2 927 Kč	ks
1465-0204	Vložka porcelánová DN 250	235	4 022 Kč	ks
1465-0206	Vložka porcelánová DN 300	280	5 507 Kč	ks




Spodek k exsikátoru typ 100, 262 a 262 K

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1464-0002	Spodek exsikátoru, typ 100	151	85	712 Kč	ks
1464-0004	Spodek exsikátoru, typ 150	210	105	993 Kč	ks
1464-0006	Spodek exsikátoru, typ 200	269	145	1 656 Kč	ks
1464-0008	Spodek exsikátoru, typ 250	329	180	2 526 Kč	ks
1464-0010	Spodek exsikátoru, typ 300	392	200	3 160 Kč	ks





Spodek k exsikátoru typ 280 K a 280 T

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1466-1100	Spodek exsikátoru dle DIN 100mm, 280 S	94	66	737 Kč	ks
1466-1150	Spodek exsikátoru dle DIN 150mm, 280 S	143	91	1 173 Kč	ks
1466-1200	Spodek exsikátoru dle DIN 200mm, 280 S	192	119	1 573 Kč	ks
1466-1250	Spodek exsikátoru dle DIN 250mm, 280 S	239	131	2 352 Kč	ks
1466-1300	Spodek exsikátoru dle DIN 300mm, 280 S	285	160	3 824 Kč	ks



Víko k exsikátoru typ 262 a 262 K

SIMAX Glass that Lasts

- bez plastického hmatníku

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1463-1150	Víko k exsikátoru 150mm, nevrtané	210	770 Kč	ks
1463-1200	Víko k exsikátoru 200mm, nevrtané	269	1 333 Kč	ks
1463-1250	Víko k exsikátoru 250mm, nevrtané	329	1 779 Kč	ks
1463-1310	Víko k exsikátoru 300mm, nevrtané	392	2 573 Kč	ks
1463-1151	Víko k exsikátoru 150mm, vrtané	210	848 Kč	ks
1463-1201	Víko k exsikátoru 200mm, vrtané	269	1 635 Kč	ks
1463-1251	Víko k exsikátoru 250mm, vrtané	329	2 179 Kč	ks
1463-1311	Víko k exsikátoru 300mm, vrtané	392	2 713 Kč	ks




Víko k exsikátoru typ 100

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1463-1400	Víko exsikátoru s tubusem, typ 100, SJ 24/29	153	83	712 Kč	ks
1463-1402	Víko exsikátoru s tubusem, typ 150, SJ 24/29	213	95	993 Kč	ks
1463-1404	Víko exsikátoru s tubusem, typ 200, SJ 24/29	272	123	1 656 Kč	ks
1463-1406	Víko exsikátoru s tubusem, typ 250, SJ 24/29	333	139	2 526 Kč	ks
1463-1408	Víko exsikátoru s tubusem, typ 300, SJ 24/29	395	140	3 160 Kč	ks





Víko k exsikátoru typ 100, se skleněným hmatníkem

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1466-2100	Víko exsikátoru 100mm, 280 V/K	153	78	747 Kč	ks
1466-2150	Víko exsikátoru 150mm, 280 V/K	215	103	965 Kč	ks
1466-2200	Víko exsikátoru 200mm, 280 V/K	270	108	1 175 Kč	ks
1466-2250	Víko exsikátoru 250mm, 280 V/K	320	125	1 527 Kč	ks
1466-2300	Víko exsikátoru 300mm, 280 V/K	380	150	2 266 Kč	ks



Víko k exsikátoru typ 280 T, s NZ 24/29

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1467-2100	Víko exsikátoru dle DIN, 100mm, 280 V/T	153	64	1 162 Kč	ks
1467-2150	Víko exsikátoru dle DIN, 150mm, 280 V/T	215	89	1 360 Kč	ks
1467-2200	Víko exsikátoru dle DIN, 200mm, 280 V/T	270	97	1 634 Kč	ks
1467-2250	Víko exsikátoru dle DIN, 250mm, 280 V/T	320	111	2 001 Kč	ks
1467-2300	Víko exsikátoru dle DIN, 300mm, 280 V/T	380	136	2 773 Kč	ks



Náhradní kohout a hmatník pro exsikátor 262 K

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1463-4002	Kohout k exsikátoru + těsnění + hmatník vrtaný	1 059 Kč	sada
1463-4005	Hmatník k eksikátoru nevrtaný, modrý	38 Kč	ks



Kohout pro exsikátory typ 280 K a 280 T

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1467-2420	Ventil pro exsikátory podle DIN	1 038 Kč	ks



Kohout k exsikátoru typ 100

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1464-0020	Kohout k exsikátoru bez hmatníku, prům. 8 mm, d. 100mm	1 111 Kč	ks



Vysoušecí náplň k exsikátorům

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1463-9110	Silikagel nebarvený, 1kg	380 Kč	bal
1463-9120	Silikagel barvený, bez kobaltu, oranžový 1kg	452 Kč	bal



Střička skleněná se zábrusem

Kód zboží	Název	SJ	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1472-0250	Střička skleněná, 250ml, 8047	29/32	200	985 Kč	ks
1472-0500	Střička skleněná, 500ml, 8047	29/32	200	1 033 Kč	ks
1472-0940	Střička skleněná, 1000ml, 8047	29/32	200	1 109 Kč	ks



Nádoba na preparáty

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1471-0500	Nádoba na preparáty DURAN, 100 x 50 x 120 mm	1 680 Kč	ks
1471-0502	Nádoba na preparáty DURAN, 130 x 50 x 130 mm	2 234 Kč	ks
1471-0504	Nádoba na preparáty DURAN, 150 x 50 x 150 mm	2 754 Kč	ks
1471-0506	Nádoba na preparáty DURAN, 120 x 60 x 180 mm	2 286 Kč	ks
1471-0508	Nádoba na preparáty DURAN, 210 x 100 x 210 mm	4 642 Kč	ks
1471-0510	Nádoba na preparáty DURAN, 250 x 140 x 250 mm	6 547 Kč	ks




Vzorkovnice na plyny se dvěmi olivkami

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1650-8000	Vzorkovnice na plyny typ 7500 GT, 100 ml	38	200	804 Kč	ks
1650-8002	Vzorkovnice na plyny typ 7500 GT, 150 ml	42	210	818 Kč	ks
1650-8006	Vzorkovnice na plyny typ 7500 GT, 500 ml	68	260	926 Kč	ks
1650-8008	Vzorkovnice na plyny typ 7500 GT, 1000 ml	86	320	1 108 Kč	ks
1650-8010	Vzorkovnice na plyny typ 7500 GT, 2000 ml	110	390	1 421 Kč	ks



Vzorkovnice na plyn s jedním přímým a jedním trojcestným kohoutem

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1650-6100	Vzorkovnice na plyn 100ml, typ 7500	38	235	3 043 Kč	ks
1650-6250	Vzorkovnice na plyn 250ml, typ 7500	52	280	3 375 Kč	ks
1650-6500	Vzorkovnice na plyn 500ml, typ 7500	68	310	3 473 Kč	ks
1650-6940	Vzorkovnice na plyn 1000ml, typ 7500	86	390	3 900 Kč	ks
1650-6950	Vzorkovnice na plyn 2000ml, typ 7500	110	460	4 398 Kč	ks



Vzorkovnice na plyn se dvěma přímými jednocestnými kohouty

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1650-7100	Vzorkovnice na plyn 100ml, typ 7501	38	235	2 735 Kč	ks
1650-7150	Vzorkovnice na plyn 150ml, typ 7501	45	255	2 748 Kč	ks
1650-7250	Vzorkovnice na plyn 250ml, typ 7501	52	280	2 679 Kč	ks
1650-7500	Vzorkovnice na plyn 500ml, typ 7501	68	310	3 203 Kč	ks
1650-7940	Vzorkovnice na plyn 1000ml, typ 7501	86	390	3 642 Kč	ks



Promývačka podle Drechslera, kompletní

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Prodejní cena	MJ
1482-0100	Promývačka Drechsler 100ml, 2450	8	250	200	8 286 Kč	ks
1482-0250	Promývačka Drechsler 250ml, 2450	8	250	200	9 305 Kč	ks
1482-0500	Promývačka Drechsler 500ml, 2450	8	250	200	12 022 Kč	ks
1482-0940	Promývačka Drechsler 1000ml, 2450	8	250	200	17 794 Kč	ks

Nástavec k promývačce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1485-0080	Nástavec k promývačce Drechsler	385 Kč	ks

Lahev k promývačce

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1485-1101	Lahev k promývačce Drechsler 100ml, 2450 L	382 Kč	ks
1485-1251	Lahev k promývačce Drechsler 250ml, 2450 L	465 Kč	ks
1485-1501	Lahev k promývačce Drechsler 500ml, 2450 L	560 Kč	ks
1485-1941	Lahev k promývačce Drechsler 1000ml, 2450 L	639 Kč	ks





Promývačka s fritovým nástavcem

Kód zboží	Název	SJ	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1483-0102	Promývačka s fritou S1 100ml, 81 S	29/32	20	250	1 609 Kč	ks
1483-0103	Promývačka s fritou S1 250ml, 81 S	29/32	20	250	2 101 Kč	ks
1483-0202	Promývačka s fritou S2 100ml, 81 S	45/40	30	250	1 656 Kč	ks
1483-0203	Promývačka s fritou S2 250ml, 81 S	45/40	30	250	2 178 Kč	ks



Impinger


Kód zboží	Název	SJ	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1484-0030	Impinger 30 ml, 8757 komplet	19/26	20	200	1 609 Kč	ks
1484-0050	Impinger 50 ml, 8757 komplet	29/32	26	270	2 101 Kč	ks
1484-0100	Impinger 100 ml, 8757 komplet	29/32	26	290	1 656 Kč	ks



Promývačka podle Drechslera s lahví s GL uzávěrem

- láhev s GL 45 uzávěrem objemu 500 ml, výškově nastavitelný promývací nástavec, přípoje na hadici GL 14

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1482-0010	Promývačka Drechslea, 500 ml láhev s GL 45, plast. olivky	1 676 Kč	ks
1482-0020	Promývačka Drechsler, 500 ml láhev s GL 45, s fritou porozita 1	2 322 Kč	ks



Promývačka s reagenční lahví GL 45, dle Drechslera

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1482-0050	Promývačka dle Drechslera, GL 45, 0,5 l	912 Kč	ks	912 Kč	ks



Irigátor soudkovitý s víkem, kohoutem a tubusem u dna

Kód zboží	Název	d (mm)	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1516-0952	Irigátor soudkovitý s kohoutem 3 l	100	29/32	3 176 Kč	ks
1516-0956	Irigátor soudkovitý s kohoutem 5 l	100	29/32	3 597 Kč	ks
1516-0966	Irigátor soudkovitý s kohoutem 10 l	127	29/32	3 985 Kč	ks
1516-0968	Irigátor soudkovitý s kohoutem 20 l	160	34/35	6 006 Kč	ks




Lahev podle Woulffa s jedním hrdlem, zátkou a spodní výpustí s kohoutem

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1515-1500	Lahev dle Woulfa 0,5 l, typ 2038	19/26	19/26	2 774 Kč	ks
1515-1940	Lahev dle Woulfa 1 l, typ 2038	24/29	19/26	3 143 Kč	ks
1515-1950	Lahev dle Woulfa 2 l, typ 2038	29/32	19/26	3 628 Kč	ks
1515-1956	Lahev dle Woulfa 5 l, typ 2038	45/40	24/29	4 673 Kč	ks
1515-1966	Lahev dle Woulfa 10 l, typ 2038	50/42	29/32	6 853 Kč	ks
1515-1968	Lahev dle Woulfa 20 l, typ 2038	50/42	29/32	9 127 Kč	ks



Lahev podle Woulffa se třemi zabroušenými hrdly, bez zátek, bez spodní výpusti

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1515-3500	Lahev Woulf 0,5 l, typ 2030	95	145	19/26	19/26	2 883 Kč	ks
1515-3940	Lahev Woulf 1 l, typ 2030	110	180	24/29	19/26	3 427 Kč	ks
1515-3950	Lahev Woulf 2 l, typ 2030	135	225	29/32	19/26	2 891 Kč	ks
1515-3956	Lahev Woulf 5 l, typ 2030	180	305	45/40	24/29	3 685 Kč	ks
1515-3966	Lahev Woulf 10 l, typ 2030	225	380	50/42	29/32	5 048 Kč	ks
1515-3967	Lahev Woulf 15 l, typ 2030	260	420	50/42	29/32	6 168 Kč	ks



Lahev podle Woulffa se třemi zabroušenými hrdly, bez zátek, se spodní výpustí


- bez kohoutu

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1515-5500	Lahev Woulf 0,5l, typ 2034	95	145	19/26	19/26	2 505 Kč	ks
1515-5940	Lahev Woulf 1 l, typ 2034	110	180	24/29	19/26	2 934 Kč	ks
1515-5950	Lahev Woulf 2 l, typ 2034	135	225	29/32	19/26	5 154 Kč	ks
1515-5956	Lahev Woulf 5 l, typ 2034	180	305	45/40	24/29	4 841 Kč	ks
1515-5966	Lahev Woulf 10 l, typ 2034	225	380	50/42	29/32	6 040 Kč	ks
1515-5967	Lahev Woulf 15 l, typ 2034	260	420	50/42	29/32	7 149 Kč	ks



Láhev podle Woulffa s dvěma hrdly NZ

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1515-2000	Láhev Woulf, NZ 0,5 l, typ 2032	95	145	19/26	19/26	2 203 Kč	ks
1515-2002	Láhev Woulf, NZ 1 l, typ 2032	110	180	24/29	19/26	2 696 Kč	ks
1515-2004	Láhev Woulf, NZ 2 l, typ 2032	135	225	29/32	19/26	2 235 Kč	ks
1515-2006	Láhev Woulf, NZ 5 l, typ 2032	180	316	45/40	24/29	3 102 Kč	ks
1515-2008	Láhev Woulf, NZ 10 l, typ 2032	225	380	50/42	29/32	4 921 Kč	ks
1515-2010	Láhev Woulf, NZ 15 l, typ 2032	260	420	50/42	29/32	5 898 Kč	ks



Láhev zásobní na injekční sera

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	J (mm)	Prodejní cena	MJ
1515-2020	Láhev na inj. sera 1000 ml, typ 3125	105	197	34/35	794 Kč	ks
1515-2022	Láhev na inj. sera 2000 ml, typ 3125	125	257	34/35	1 080 Kč	ks
1515-2024	Láhev na inj. sera 5000 ml, typ 3125	178	305	34/35	1 957 Kč	ks
1515-2026	Láhev na inj. sera 10000 ml, typ 3125	220	385	34/35	2 708 Kč	ks
1515-2028	Láhev na inj. sera 20000 ml, typ 3125	286	470	60/46	5 299 Kč	ks



Irigátor soudkovitý s tubusem u dna a víkem

Kód zboží	Název	d (mm)	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1515-2050	Irrigátor soudkovitý 3 l, typ 827	100	29/32	1 530 Kč	ks
1515-2052	Irrigátor soudkovitý 5 l, typ 827	100	29/32	4 160 Kč	ks
1515-2054	Irrigátor soudkovitý 10 l, typ 827	127	29/32	3 156 Kč	ks
1515-2056	Irrigátor soudkovitý 20 l, typ 827	160	29/32	5 192 Kč	ks



Normál cejchovní (etalon)

SIMAX Glass that Lasts

- odměrná nádoba daného objemu, avšak bez rysky, která se vyznačuje až při cejchování
- ceny jsou za vlastní nádobu, cejchování se objednává zvlášť a poplatek je různý podle velikosti nádoby



Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1354-0010	Normál cejchovní 100 ml, bez ověření, 12021	51	155	347 Kč	ks
1354-0012	Normál cejchovní 250 ml, bez ověření, 12021	70	211	458 Kč	ks
1354-0015	Normál cejchovní 500 ml, bez ověření, 12021	86	223	551 Kč	ks
1354-0017	Normál cejchovní 1000 ml, bez ověření, 12021	109	330	675 Kč	ks
1354-0022	Normál cejchovní 5000 ml, bez ověření, 12021	182	563	1 885 Kč	ks
1354-0024	Normál cejchovní 10000 ml, bez ověření, 12021	227	709	3 793 Kč	ks
1354-0026	Normál cejchovní 20000 ml, bez ověření, 12021	289	905	7 855 Kč	ks

Lahev odsávací se skleněnou olivkou (válcový tvar u objemů nad 2 l)


SIMAX Glass that Lasts



Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1511-0100	Lahev odsávací, 100ml, typ 2420	70	25	105	589 Kč	ks
1511-0250	Lahev odsávací, 250ml, typ 2420	85	35	145	677 Kč	ks
1511-0500	Lahev odsávací, 500ml, typ 2420	105	35	175	766 Kč	ks
1511-0940	Lahev odsávací, 1000ml, typ 2420	135	45	230	1 092 Kč	ks
1511-0950	Lahev odsávací, 2000ml, typ 2420	165	60	255	1 326 Kč	ks
1511-0952	Lahev odsávací, 3000ml, typ 2420	170	70	295	2 497 Kč	ks
1511-0956	Lahev odsávací, 5000ml, typ 2420	185	80	360	2 860 Kč	ks
1511-0966	Lahev odsávací, 10000ml, typ 2420	240	80	420	4 019 Kč	ks

Lahev odsávací s plastovou olivkou (válcový tvar u objemů nad 2 l)

SIMAX Glass that Lasts



Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1512-0100	Lahev odsávací 100ml, typ 2419	70	25	105	671 Kč	ks
1512-0250	Lahev odsávací 250ml, typ 2419	100	30	150	769 Kč	ks
1512-0500	Lahev odsávací 500ml, typ 2419	110	40	180	836 Kč	ks
1512-0940	Lahev odsávací 1000ml, typ 2419	150	58	200	1 131 Kč	ks
1512-0950	Lahev odsávací 2000ml, typ 2419	170	58	260	1 342 Kč	ks
1512-0952	Lahev odsávací 3000ml, typ 2419	190	70	300	2 387 Kč	ks
1512-0956	Lahev odsávací 5000ml, typ 2419	230	80	360	2 750 Kč	ks
1512-0966	Lahev odsávací 10000ml, typ 2419	280	80	430	3 696 Kč	ks

Baňka odměrná se zábrusem a plastovou zátkou, hnědé sklo

HIRSCHMANN

- **třída A**, hnědé borosilikátové sklo, plastová zátka



Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-5011	Baňka odm. 5ml, SJ 7/16, 2 ks	0,025	22	70	1 007 Kč	bal
1353-5012	Baňka odm. 10 ml, SJ 7/16, 2 ks	0,025	27	90	1 028 Kč	bal
1353-5013	Baňka odm. 25 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	40	110	1 028 Kč	bal
1353-5014	Baňka odm. 50 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	50	140	1 141 Kč	bal
1353-5015	Baňka odm. 100 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,1	60	170	1 240 Kč	bal
1353-5016	Baňka odm. 200 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	1 569 Kč	bal
1353-5017	Baňka odm. 250 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	1 678 Kč	bal
1353-5018	Baňka odm. 500 ml, SJ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	1 723 Kč	bal
1353-5019	Baňka odm. 1000 ml, SJ 24/29	0,4	125	300	1 634 Kč	ks
1353-5020	Baňka odm. 2000 ml, SJ 29/32	0,6	160	370	2 336 Kč	ks

Baňka odměrná s vyhnutým okrajem, bez zátky

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts

- **třída A**, šaržový certifikát

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1351-1018	Baňka odměrná A 5ml, 1502/A	0,025	22	70	345 Kč	ks
1351-1019	Baňka odměrná A, 10ml, 1502/A	0,025	27	90	253 Kč	ks
1351-1023	Baňka odměrná A 25ml, 1502/A	0,04	40	110	256 Kč	ks
1351-1025	Baňka odměrná A 50ml, 1502/A	0,06	50	140	229 Kč	ks
1351-1030	Baňka odměrná A 100ml, 1502/A	0,1	60	170	309 Kč	ks
1351-1037	Baňka odměrná A 200ml, 1502/A	0,15	75	210	352 Kč	ks
1351-1038	Baňka odměrná A 250ml, 1502/A	0,15	80	220	376 Kč	ks
1351-1043	Baňka odměrná A 500ml, 1502/A	0,25	100	260	433 Kč	ks
1351-1044	Baňka odměrná A 1000ml, 1502/A	0,4	125	300	569 Kč	ks
1351-1046	Baňka odměrná A 2000ml, 1502/A	0,6	160	370	897 Kč	ks



Baňka odměrná s vyhnutým okrajem, bez zátky

SIMAX Glass that Lasts

- **třída K,** metrologicky ověřené baňky třídy A s ověřovacím listem
- baňka je označena metrologickou značkou

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1351-2018	Baňka odměrná K 5ml, 1502/AK	0,025	22	70	473 Kč	ks
1351-2019	Baňka odměrná K 10ml, 1502/AK	0,025	27	90	472 Kč	ks
1351-2023	Baňka odměrná K 25ml, 1502/AK	0,04	40	110	495 Kč	ks
1351-2025	Baňka odměrná K 50ml, 1502/AK	0,06	50	140	468 Kč	ks
1351-2030	Baňka odměrná K 100ml, 1502/AK	0,1	60	170	477 Kč	ks
1351-2037	Baňka odměrná K 200ml, 1502/AK	0,15	75	210	634 Kč	ks
1351-2038	Baňka odměrná K 250ml, 1502/AK	0,15	80	220	662 Kč	ks
1351-2043	Baňka odměrná K 500ml, 1502/AK	0,25	100	260	741 Kč	ks
1351-2044	Baňka odměrná K 1000ml, 1502/AK	0,4	125	300	921 Kč	ks
1351-2046	Baňka odměrná K 2000ml, 1502/AK	0,6	160	370	1 384 Kč	ks



Baňka odměrná se zábrusem a skleněnou dutou zátkou

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts

- **třída A**, šaržový certifikát

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1352-1018	Baňka odm. A 5ml, NZ 10/19, 5 ks	0,025	22	70	894 Kč	bal
1352-1019	Baňka odm. A 10ml, NZ 10/19, 5 ks	0,025	27	90	894 Kč	bal
1352-1023	Baňka odm. A 25ml, NZ 10/19, 5 ks	0,04	40	110	990 Kč	bal
1352-1025	Baňka odm. A 50ml, NZ 12/21, 5 ks	0,06	50	140	1 128 Kč	bal
1352-1030	Baňka odm. A 100ml, NZ 12/21, 5 ks	0,1	60	170	1 176 Kč	bal
1352-1037	Baňka odm. A 200ml, NZ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	600 Kč	bal
1352-1038	Baňka odm. A 250ml, NZ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	612 Kč	bal
1352-1043	Baňka odm. A 500ml, NZ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	804 Kč	bal
1352-1044	Baňka odm. A 1000ml, NZ 24/29, 2 ks	0,4	125	300	1 116 Kč	bal
1352-1046	Baňka odm. A 2000ml, NZ 29/32	0,6	160	370	713 Kč	ks



Baňka odměrná se zábrusem a skleněnou zátkou

SIMAX Glass that Lasts

- **třída K,** metrologicky ověřené baňky třídy A s ověřovacím listem
- baňka je označena metrologickou značkou



Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1352-3018	Baňka odměrná K 5 ml, 1503 ASK	0,025	22	70	822 Kč	ks
1352-3019	Baňka odměrná K 10 ml, 1503 ASK	0,025	27	90	822 Kč	ks
1352-3023	Baňka odměrná K 25 ml, 1503 ASK	0,04	40	110	670 Kč	ks
1352-3025	Baňka odměrná K 50 ml, 1503 ASK	0,06	50	140	630 Kč	ks
1352-3030	Baňka odměrná K 100 ml, 1503 ASK	0,1	60	170	661 Kč	ks
1352-3037	Baňka odměrná K 200 ml, 1503 ASK	0,15	75	210	801 Kč	ks
1352-3038	Baňka odměrná K 250 ml, 1503 ASK	0,15	80	220	822 Kč	ks
1352-3043	Baňka odměrná K 500 ml, 1503 ASK	0,25	100	260	903 Kč	ks
1352-3044	Baňka odměrná K 1000 ml, 1503 ASK	0,4	125	300	1 109 Kč	ks
1352-3046	Baňka odměrná K 2000 ml, 1503 ASK	0,6	160	370	1 585 Kč	ks

Baňka odměrná se zábrusem a plastovou zátkou

fisherbrand SIMAX Glass that Lasts

- **třída A,** šaržový cerifikát



Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-1018	Baňka odměrná A, 5ml, SJ 10/19, 5 ks	0,025	22	70	765 Kč	bal
1353-1019	Baňka odměrná A, 10ml, SJ 10/19, 5 ks	0,025	27	90	764 Kč	bal
1353-1022	Baňka odměrná A, 20ml, SJ 10/19, 5 ks	0,04	40	110	909 Kč	bal
1353-1023	Baňka odměrná A, 25ml, SJ 10/19, 5 ks	0,04	40	110	802 Kč	bal
1353-1025	Baňka odměrná A, 50ml, SJ 12/21, 5 ks	0,06	50	140	869 Kč	bal
1353-1030	Baňka odměrná A, 100ml, SJ 12/21, 5 ks	0,1	60	170	956 Kč	bal
1353-1037	Baňka odměrná A, 200ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	507 Kč	bal
1353-1038	Baňka odměrná A, 250ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	517 Kč	bal
1353-1043	Baňka odměrná A, 500ml, SJ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	693 Kč	bal
1353-1044	Baňka odměrná A, 1000ml, SJ 24/29, 2 ks	0,4	125	300	982 Kč	bal
1353-1046	Baňka odměrná A, 2000ml, SJ 29/32	0,6	160	370	699 Kč	ks
1353-1049	Baňka odměrná A, 5000 ml, SJ 34/35	1,8	---	---	3 393 Kč	ks
1353-1053	Baňka odměrná A, 10 l, SJ 45/90	2	---	---	6 687 Kč	ks

Baňka odměrná se zábrusem a plastovou zátkou

SIMAX Glass that Lasts

- **třída K,** metrologicky ověřené baňky třídy A s ověřovacím listem
- baňka je označena metrologickou značkou



Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-3018	Baňka odm. K 5 ml, 1503 APNK, SJ 7/16	0,025	22	70	596 Kč	ks
1353-3019	Baňka odm. K 10 ml, 1503 APNK, SJ 7/16	0,025	27	90	595 Kč	ks
1353-3023	Baňka odm. K 25 ml, 1503 APNK, SJ 10/19	0,04	40	110	538 Kč	ks
1353-3025	Baňka odm. K 50 ml, 1503 APNK, SJ 12/21	0,06	50	140	528 Kč	ks
1353-3030	Baňka odm. K 100 ml, 1503 APNK, SJ 12/21	0,1	60	170	649 Kč	ks
1353-3037	Baňka odm. K 200 ml, 1503 APNK, SJ 14/23	0,15	75	210	680 Kč	ks
1353-3038	Baňka odm. K 250 ml, 1503 APNK, SJ 14/23	0,15	80	220	722 Kč	ks
1353-3043	Baňka odm. K 500 ml, 1503 APNK, SJ 19/26	0,25	100	260	831 Kč	ks
1353-3044	Baňka odm. K 1000 ml, 1503 APNK, SJ 24/29	0,4	125	300	1 058 Kč	ks
1353-3046	Baňka odm. K 2000 ml, 1503 APNK, SJ 29/32	0,6	160	370	1 365 Kč	ks

Baňka odměrná se zábrusem a skleněnou zátkou

- **BLAUBRAND® třída A,** šaržový certifikát

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-4250	Baňka odm. A, 5 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	22	70	694 Kč	bal
1353-4252	Baňka odm. A, 10 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	27	90	698 Kč	bal
1353-4254	Baňka odm. A, 20 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	39	110	714 Kč	bal
1353-4256	Baňka odm. A, 20 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	39	105	727 Kč	bal
1353-4258	Baňka odm. A, 25 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	40	110	714 Kč	bal
1353-4260	Baňka odm. A, 25 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	40	110	739 Kč	bal
1353-4262	Baňka odm. A, 50 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	50	140	778 Kč	bal
1353-4264	Baňka odm. A, 50 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	50	140	791 Kč	bal
1353-4266	Baňka odm. A, 100 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,1	60	170	822 Kč	bal
1353-4268	Baňka odm. A, 100 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	60	170	841 Kč	bal
1353-4270	Baňka odm. A, 200 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	922 Kč	bal
1353-4272	Baňka odm. A, 250 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	955 Kč	bal
1353-4274	Baňka odm. A, 500 ml, SJ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	1 140 Kč	bal
1353-4276	Baňka odm. A, 1000 ml, SJ 24/29	0,4	125	300	1 003 Kč	ks
1353-4278	Baňka odm. A, 2000 ml, SJ 29/32	0,6	160	370	1 337 Kč	ks
1353-4280	Baňka odm. A, 5000 ml, SJ 34/35	1,2	215	475	3 384 Kč	ks



Baňka odměrná se zábrusem a plastovou zátkou

- **BLAUBRAND® třída A,** šaržový certifikát

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-4200	Baňka odm. A, 5 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	22	70	585 Kč	bal
1353-4202	Baňka odm. A, 10 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	27	90	592 Kč	bal
1353-4204	Baňka odm. A, 20 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	39	110	604 Kč	bal
1353-4206	Baňka odm. A, 20 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	39	105	615 Kč	bal
1353-4208	Baňka odm. A, 25 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	40	110	604 Kč	bal
1353-4210	Baňka odm. A, 25 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	40	110	674 Kč	bal
1353-4212	Baňka odm. A, 50 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	50	140	664 Kč	bal
1353-4214	Baňka odm. A, 50 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	50	140	674 Kč	bal
1353-4216	Baňka odm. A, 100 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,1	60	170	724 Kč	bal
1353-4218	Baňka odm. A, 100 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	60	170	724 Kč	bal
1353-4220	Baňka odm. A, 200 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	824 Kč	bal
1353-4222	Baňka odm. A, 250 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	862 Kč	bal
1353-4224	Baňka odm. A, 500 ml, SJ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	1 018 Kč	bal
1353-4226	Baňka odm. A, 1000 ml, SJ 24/29	0,4	125	300	899 Kč	ks
1353-4228	Baňka odm. A, 1000 ml, SJ 29/32	0,6	125	300	987 Kč	ks
1353-4230	Baňka odm. A, 2000 ml, SJ 29/32	0,6	160	370	1 228 Kč	ks
1353-4232	Baňka odm. A, 5000 ml, SJ 34/35	1,2	215	475	3 109 Kč	ks
1353-4234	Baňka odm. A, 10000 ml, SJ 45/40	2	270	570	6 129 Kč	ks



Baňka odměrná se zábrusem a plastovou zátkou

- **BLAUBRAND ® ETERNA třída A,** šaržový certifikát, hnědá graduace

BRAND

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-4300	Baňka odm. 5 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	22	70	585 Kč	bal
1353-4302	Baňka odm. 10 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	27	90	592 Kč	bal
1353-4304	Baňka odm. 20 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	39	110	604 Kč	bal
1353-4306	Baňka odm. 20 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	39	105	615 Kč	bal
1353-4308	Baňka odm. 25 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	40	110	598 Kč	bal
1353-4310	Baňka odm. 25 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	40	110	604 Kč	bal
1353-4312	Baňka odm. 50 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	50	140	664 Kč	bal
1353-4314	Baňka odm. 50 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	50	140	674 Kč	bal
1353-4316	Baňka odm. 100 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	60	170	724 Kč	bal
1353-4318	Baňka odm. 200 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	824 Kč	bal
1353-4320	Baňka odm. 250 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	862 Kč	bal
1353-4322	Baňka odm. 500 ml, SJ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	1 018 Kč	bal
1353-4324	Baňka odm. 1000 ml, SJ 24/29	0,4	125	300	899 Kč	ks
1353-4326	Baňka odm. 2000 ml, SJ 29/32	0,6	160	370	1 228 Kč	ks



Baňka odměrná se zábrusem a plastovou zátkou

- **třída A,** hnědá graduace, včetně šaržového certifikátu dle DIN EN ISO 1042

HIRSCHMANN®

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	h ±5 mm	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-6018	Baňka odměrná A, 5 ml, 2 ks	0,025	70	7/16	619 Kč	bal
1353-6019	Baňka odměrná A, 10 ml, 2 ks	0,025	90	7/16	619 Kč	bal
1353-6022	Baňka odměrná A, 20 ml, 2 ks	0,04	110	10/19	549 Kč	bal
1353-6023	Baňka odměrná A, 25 ml, 2 ks	0,04	110	10/19	539 Kč	bal
1353-6025	Baňka odměrná A, 50 ml, 2 ks	0,06	140	12/21	601 Kč	bal
1353-6030	Baňka odměrná A, 100 ml, 2 ks	0,1	170	12/21	657 Kč	bal
1353-6037	Baňka odměrná A, 200 ml, 2 ks	0,15	210	14/23	917 Kč	bal
1353-6038	Baňka odměrná A, 250 ml, 2 ks	0,15	220	14/23	973 Kč	bal
1353-6043	Baňka odměrná A, 500 ml, 2 ks	0,25	260	19/26	1 259 Kč	bal
1353-6044	Baňka odměrná A, 1000 ml	0,4	300	24/29	1 043 Kč	ks
1353-6046	Baňka odměrná A, 2000 ml	0,6	370	29/32	1 605 Kč	ks
1353-6049	Baňka odměrná A, 5 000 ml	1,2	470	34/35	3 845 Kč	ks
1353-6053	Baňka odměrná A, 10 000 ml	2	570	45/40	7 330 Kč	ks



Baňka odměrná se zábrusem a skleněnou dutou zátkou

- **třída A,** modrá graduace, včetně šaržového certifikátu dle DIN EN ISO 1042

HIRSCHMANN®

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	h ±5 mm	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-6118	Baňka odměrná A, 5 ml, 2 ks	0,025	70	7/16	799 Kč	bal
1353-6119	Baňka odměrná A, 10 ml, 2 ks	0,025	90	7/16	799 Kč	bal
1353-6122	Baňka odměrná A, 20 ml, 2 ks	0,04	110	10/19	759 Kč	bal
1353-6123	Baňka odměrná A, 25 ml, 2 ks	0,04	110	10/19	736 Kč	bal
1353-6125	Baňka odměrná A, 50 ml, 2 ks	0,06	140	12/21	805 Kč	bal
1353-6130	Baňka odměrná A, 100 ml, 2 ks	0,1	170	12/21	850 Kč	bal
1353-6137	Baňka odměrná A, 200 ml, 2 ks	0,15	210	14/23	1 122 Kč	bal
1353-6138	Baňka odměrná A, 250 ml, 2 ks	0,15	220	14/23	1 161 Kč	bal
1353-6143	Baňka odměrná A, 500 ml, 2 ks	0,25	260	19/26	1 544 Kč	bal
1353-6144	Baňka odměrná A, 1000 ml	0,4	300	24/29	1 250 Kč	ks
1353-6146	Baňka odměrná A, 2000 ml	0,6	370	29/32	1 723 Kč	ks
1353-6149	Baňka odměrná A, 5 000 ml	1,2	470	34/35	4 191 Kč	ks
1353-6153	Baňka odměrná A, 10 000 ml	2	570	45/40	7 600 Kč	ks



Baňka odměrná potažená plastem, se zábrusem a plastovou zátkou

- **BLAUBRAND® PURprotect třída A**, šaržový certifikát



BRAND

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-4400	Baňka odměrná 50 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	50	140	1 375 Kč	bal
1353-4402	Baňka odměrná 100 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,1	60	170	1 362 Kč	bal
1353-4404	Baňka odměrná 200 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	75	210	1 701 Kč	bal
1353-4406	Baňka odměrná 250 ml, SJ 14/23, 2 ks	0,15	80	220	1 872 Kč	bal
1353-4408	Baňka odměrná 500 ml, SJ 19/26, 2 ks	0,25	100	260	2 356 Kč	bal
1353-4410	Baňka odměrná 1000 ml, SJ 24/29	0,4	125	300	1 825 Kč	ks

Baňka odměrná trapézoidní, se zábrusem a plastovou zátkou


- **BLAUBRAND®** šaržový certifikát



BRAND

Kód zboží	Název	Max odchylka ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1353-4000	Baňka odm. trapéz. A, 1 ml, SJ 7/16, 2 ks	0,025	13	65	716 Kč	bal
1353-4002	Baňka odm. trapéz. A, 2 ml, SJ 7/16, 2 ks	0,025	17	70	716 Kč	bal
1353-4004	Baňka odm. trapéz. A, 5 ml, SJ 7/16, 2 ks	0,025	22	70	716 Kč	bal
1353-4006	Baňka odm. trapéz. A, 10 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	27	90	733 Kč	bal
1353-4008	Baňka odm. trapéz. A, 20 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	39	110	769 Kč	bal
1353-4010	Baňka odm. trapéz. A, 25 ml, SJ 10/19, 2 ks	0,04	40	110	769 Kč	bal
1353-4012	Baňka odm. trapéz. A, 50 ml, SJ 12/21, 2 ks	0,06	50	140	803 Kč	bal

Baňka s děleným hrdlem



SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1355-2829	Baňka s děleným hrdlem 50+5 ml, 1520	155	402 Kč	ks
1355-2830	Baňka s děleným hrdlem 100+10 ml, 1520	205	432 Kč	ks
1355-2837	Baňka s děleným hrdlem 200+20 ml, 1520	245	568 Kč	ks
1355-2938	Baňka s děleným hrdlem 250+25 ml, 1520	280	792 Kč	ks
1355-3145	Baňka s děleným hrdlem 1000+100 ml, 1520	400	1 019 Kč	ks


Baňka podle Stohmanna se zábrusem a skleněnou zátkou



SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	SJ	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1355-0038	Baňka Stohmann 250ml, 1506	19/26	230	650 Kč	ks
1355-0043	Baňka Stohmann 500ml, 1506	24/29	280	722 Kč	ks
1355-0046	Baňka Stohmann 2000ml, 1506	29/32	440	859 Kč	ks

Baňka Kohlrauschova, třída A



SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d2 (mm)	d1 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1355-1030	Baňka Kolhrausch, A 100ml po 0,1ml, 1507	16	60	170	439 Kč	ks

Pyknometr Gay-Lussac

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1551-0019	Pyknometr Gay Lussac 10ml, 1621	27	55	881 Kč	ks
1551-0023	Pyknometr Gay Lussac 25ml, 1621	40	75	858 Kč	ks
1551-0025	Pyknometr Gay Lussac 50ml, 1621	50	85	963 Kč	ks
1551-0030	Pyknometr Gay Lussac 100ml, 1621	57	100	622 Kč	ks



SIMAX Glass that Lasts

Pyknometr Reischauerův (trubicový se stupnicí)

Kód zboží	Název	SJ (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1552-1023	Pyknometr Reischauer s25ml, 1622	10/13	105	930 Kč	ks
1552-1025	Pyknometr Reischauer s50ml, 1622	10/13	115	946 Kč	ks



SIMAX Glass that Lasts

Pyknometr dle Kováře

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1553-0010	Pyknometr podle Kováře, 50 ml	270 Kč	ks
1553-0012	Pyknometr podle Kováře, 100 ml	294 Kč	ks

Pyknometr dle Hubbarda

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1554-0015	Pyknometr podle Hubbarda, 25 ml	1 037 Kč	ks


Pyknometr pivovarnický

- model s nálevkou má trubici s větším průměrem, model bez nálevky má kapilární trubici

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1555-0010	Pyknometr pivovarnický 50 ml, bez zátky, s plnicí nálevkou	489 Kč	ks
1555-0012	Pyknometr pivovarnický 50 ml, bez zátky, bez plnicí nálevky	675 Kč	ks

Pyknometr silniční s nástavcem na zábrus 45/40

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1556-0005	Pyknometr silniční 500 ml, včetně nástavce	1 252 Kč	ks
1556-0007	Pyknometr silniční 1000 ml, včetně nástavce	1 382 Kč	ks



SIMAX Glass that Lasts

Pyknometr Gay-Lussac, kalibrovaný, s teploměrem a postranním tubusem

- teploměr se zábrusem 10/19, rozsah teplot 10 až 35 °C, přesnost 0,2 °C

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1551-0040	Pyknometr Gay-Lussac, kalibrovaný, 10 ml	5 586 Kč	ks
1551-0042	Pyknometr Gay-Lussac, kalibrovaný, 25 ml	5 721 Kč	ks
1551-0044	Pyknometr Gay-Lussac, kalibrovaný, 50 ml	5 907 Kč	ks
1551-0046	Pyknometr Gay-Lussac, kalibrovaný, 100 ml	6 216 Kč	ks



lenz

Válec odměrný bez graduace

SIMAX Glass that Lasts



Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1561-1600	Válec odměrný, typ 1634, 5 ml	12,9	115	93 Kč	ks
1561-1602	Válec odměrný, typ 1634, 10 ml	15,5	135	94 Kč	ks
1561-1604	Válec odměrný, typ 1634, 25 ml	21,3	160	98 Kč	ks
1561-1606	Válec odměrný, typ 1634, 50 ml	26	195	103 Kč	ks
1561-1608	Válec odměrný, typ 1634, 100 ml	31,3	240	108 Kč	ks
1561-1610	Válec odměrný, typ 1634, 250 ml	41	320	142 Kč	ks
1561-1612	Válec odměrný, typ 1634, 500 ml	53,2	380	205 Kč	ks
1561-1614	Válec odměrný, typ 1634, 1000 ml	67	465	311 Kč	ks
1561-1616	Válec odměrný, typ 1634, 2000 ml	83,5	565	561 Kč	ks

Odměrný válec vysoký, třída A, modrá graduace

SIMAX Glass that Lasts



Kód zboží	Název	stupnice ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1561-0718	Válec odm, vysoký A 5ml, 1634/AM	0,05	12,9	115	195 Kč	ks
1561-0819	Válec odm, vysoký A 10ml, 1634/AM	0,1	15,5	135	165 Kč	ks
1561-0923	Válec odm, vysoký A 25ml, 1634/AM	0,25	21,3	160	171 Kč	ks
1561-1125	Válec odm, vysoký A 50ml, 1634/AM	0,5	26	195	185 Kč	ks
1561-1130	Válec odm, vysoký A 100ml, 1634/AM	0,5	31,3	240	189 Kč	ks
1561-1238	Válec odm, vysoký A 250ml, 1634/AM	1	41	320	230 Kč	ks
1561-1343	Válec odm, vysoký A 500ml, 1634/AM	2,5	53,2	380	320 Kč	ks
1561-1444	Válec odm, vysoký A 1000ml, 1634/AM	5	67	465	569 Kč	ks
1561-1546	Válec odm, vysoký A 2000ml, 1634/AM	10	83,5	565	908 Kč	ks

Válec odměrný třída A, hnědá graduace

HIRSCHMANN

- včetně šaržového certifikátu dle DIN EN ISO 4788



Kód zboží	Název	Dělení ml	Max. odchylka ± ml	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1562-0005	Válec odměrný A, 5 ml, 2 ks	0,1	0,05	115	565 Kč	bal
1562-0010	Válec odměrný A, 10 ml, 2 ks	0,2	0,1	140	515 Kč	bal
1562-0015	Válec odměrný A, 25 ml, 2 ks	0,5	0,25	170	515 Kč	bal
1562-0020	Válec odměrný A, 50 ml, 2 ks	1	0,5	200	539 Kč	bal
1562-0025	Válec odměrný A, 100 ml, 2 ks	1	0,5	260	543 Kč	bal
1562-0030	Válec odměrný A, 250 ml, 2 ks	2	1	335	931 Kč	bal
1562-0035	Válec odměrný A, 500 ml, 2 ks	5	2,5	390	1 397 Kč	bal
1562-0040	Válec odměrný A, 1000 ml, 1 ks	10	5	470	1 176 Kč	ks
1562-0045	Válec odměrný A, 2000 ml, 1 ks	20	10	500	2 177 Kč	ks

Válec odměrný třída A, modrá graduace, Schellbachův pruh

HIRSCHMANN

- včetně šaržového certifikátu dle DIN EN ISO 4788



Kód zboží	Název	Dělení ml	Max. odchylka ± ml	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1562-1005	Válec odm. A, Schellbach., 5 ml, 2 ks	0,1	0,05	115	714 Kč	bal
1562-1010	Válec odm. A, Schellbach., 10 ml, 2 ks	0,2	0,1	140	680 Kč	bal
1562-1015	Válec odm. A, Schellbach., 25 ml, 2 ks	0,5	0,25	170	703 Kč	bal
1562-1020	Válec odm. A, Schellbach., 50 ml, 2 ks	1	0,5	200	759 Kč	bal
1562-1025	Válec odm. A, Schellbach., 100 ml, 2 ks	1	0,5	260	943 Kč	bal
1562-1030	Válec odm. A, Schellbach., 250 ml, 2 ks	2	1	335	1 579 Kč	bal
1562-1035	Válec odm. A, Schellbach., 500 ml, 2 ks	5	2,5	390	2 641 Kč	bal
1562-1040	Válec odm. A, Schellbach., 1000 ml, 1 ks	10	5	470	1 714 Kč	ks
1562-1045	Válec odm. A, Schellbach., 2000 ml, 1 ks	20	10	500	3 391 Kč	ks

Odměrný válec vysoký, třída B, hnědý potisk

Kód zboží	Název	stupnice ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1563-0718	Válec odměrný B 5ml, 1634/B	0,1	12,9	115	160 Kč	ks
1563-0819	Válec odměrný B 10ml, 1634/B	0,2	15,5	135	153 Kč	ks
1563-0923	Válec odměrný B 25ml, 1634/B	0,5	21,3	160	162 Kč	ks
1563-1125	Válec odměrný B 50ml, 1634/B	1	26	195	171 Kč	ks
1563-1130	Válec odměrný B 100ml, 1634/B	1	31,3	240	172 Kč	ks
1563-1238	Válec odměrný B 250ml, 1634/B	2	41	320	228 Kč	ks
1563-1343	Válec odměrný B 500ml, 1634/B	5	53,2	380	315 Kč	ks
1563-1444	Válec odměrný B 1000ml, 1634/B	10	67	465	531 Kč	ks
1563-1546	Válec odměrný B 2000ml, 1634/B	20	83,5	565	858 Kč	ks



Odměrný válec vysoký, třída B, bílý potisk

Kód zboží	Název	stupnice ± ml	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1563-0719	Válec odměrný B 5ml, 1634/B	0,1	12,9	115	160 Kč	ks
1563-0820	Válec odměrný B 10ml, 1634/B	0,2	15,5	135	139 Kč	ks
1563-0924	Válec odměrný B 25ml, 1634/B	0,5	21,3	160	150 Kč	ks
1563-1126	Válec odměrný B 50ml, 1634/B	1	26	195	154 Kč	ks
1563-1131	Válec odměrný B 100ml, 1634/B	1	31,3	240	165 Kč	ks
1563-1239	Válec odměrný B 250ml, 1634/B	2	41	320	215 Kč	ks
1563-1344	Válec odměrný B 500ml, 1634/B	5	53,2	380	297 Kč	ks
1563-1445	Válec odměrný B 1000ml, 1634/B	10	67	465	513 Kč	ks
1563-1547	Válec odměrný B 2000ml, 1634/B	20	83,5	565	836 Kč	ks



Válec odměrný vysoký třída A, BLAUBRAND®, modrá graduace

- včetně šaržového certifikátu

Kód zboží	Název	Dělení ml	Max. odchylka ± ml	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1562-2000	Válec odměrný A, 5 ml, 2 ks	0,1	0,05	115	460 Kč	bal
1562-2002	Válec odměrný A, 10 ml, 2 ks	0,2	0,1	140	460 Kč	bal
1562-2004	Válec odměrný A, 25 ml, 2 ks	0,5	0,25	170	483 Kč	bal
1562-2006	Válec odměrný A, 50 ml, 2 ks	1	0,5	200	531 Kč	bal
1562-2008	Válec odměrný A, 100 ml, 2 ks	1	0,5	260	565 Kč	bal
1562-2010	Válec odměrný A, 250 ml, 2 ks	2	1	335	1 081 Kč	bal
1562-2012	Válec odměrný A, 500 ml, 2 ks	5	2,5	365	1 836 Kč	bal
1562-2014	Válec odměrný A, 1000 ml	10	5	465	1 430 Kč	ks
1562-2016	Válec odměrný A, 2000 ml	20	10	505	2 422 Kč	ks



BRAND

Válec odměrný vysoký třída A, BLAUBRAND® ETERNA, hnědá graduace

- včetně šaržového certifikátu

Kód zboží	Název	Dělení ml	Max. odchylka ± ml	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1562-2050	Válec odměrný A, 5 ml, 2 ks	0,1	0,05	115	460 Kč	bal
1562-2052	Válec odměrný A, 10 ml, 2 ks	0,2	0,1	140	460 Kč	bal
1562-2054	Válec odměrný A, 25 ml, 2 ks	0,5	0,25	170	483 Kč	bal
1562-2056	Válec odměrný A, 50 ml, 2 ks	1	0,5	200	530 Kč	bal
1562-2058	Válec odměrný A, 100 ml, 2 ks	1	0,5	260	565 Kč	bal
1562-2060	Válec odměrný A, 250 ml, 2 ks	2	1	335	1 081 Kč	bal
1562-2062	Válec odměrný A, 500 ml, 2 ks	5	2,5	365	1 836 Kč	bal
1562-2064	Válec odměrný A, 1000 ml	10	5	465	1 430 Kč	ks
1562-2066	Válec odměrný A, 2000 ml	20	10	505	2 422 Kč	ks



BRAND

Válec sedimentační podle Imhoffa, s uzavřenou špičkou ([1])


Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1569-1044	Válec Imhoff s uzavřenou špičkou 1000ml, 2745	118	470	1 940 Kč	ks

Válec sedimentační podle Imhoffa, s kohoutem ([2])

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1569-2044	Válec Imhoff s kohoutem 1000ml, 2746	118	470	2 765 Kč	ks

Válec sedimentační podle Imhoffa, s otevřenou špičkou s olivkou ([3])

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1569-2050	Válec Imhoff s ot. špičkou, olivkou 1000ml, 2747	118	470	2 021 Kč	ks



Pipeta nedělená s bezpečnostní baničkou, třída AS

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1760-6014	Pipeta nedělená 1 ml, třída A, 1595/1AK	96 Kč	ks
1760-6016	Pipeta nedělená 2 ml, třída A, 1595/1AK	99 Kč	ks
1760-6017	Pipeta nedělená 3 ml, třída AS, 1595/1AS-K	102 Kč	ks
1760-6018	Pipeta nedělená 5 ml, třída A, 1595/1AK	109 Kč	ks
1760-6019	Pipeta nedělená 10 ml, třída A, 1595/1AK	119 Kč	ks
1760-6020	Pipeta nedělená 4 ml, třída AS, 1595/1AS-K	107 Kč	ks
1760-6021	Pipeta nedělená 15 ml, třída A, 1595/1AK	145 Kč	ks
1760-6022	Pipeta nedělená 20 ml, třída A, 1595/1AK	146 Kč	ks
1760-6023	Pipeta nedělená 25 ml, třída A, 1595/1AK	158 Kč	ks
1760-6025	Pipeta nedělená 50 ml, třída A, 1595/1AK	213 Kč	ks
1760-6027	Pipeta nedělená 30 ml, třída AS, 1595/1AS-K	194 Kč	ks
1760-6028	Pipeta nedělená 40 ml, třída AS, 1595/1AS-K	210 Kč	ks
1760-6029	Pipeta nedělená 75 ml, třída AS, 1595/1AS-K	281 Kč	ks
1760-6030	Pipeta nedělená 100 ml, třída A, 1595/1AK	317 Kč	ks
1760-6032	Pipeta nedělená 200 ml, třída AS, 1595/1AS-K	427 Kč	ks



Pipeta dělená s bezpečnostní baničkou, třída AS

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1770-6312	Pipeta dělená 0,5 ml, dělení 0,01 ml, třída AS, s1605AK	64 Kč	ks
1770-6314	Pipeta dělená 1 ml, dělení 0,01 ml, třída A, s1605AK	64 Kč	ks
1770-6516	Pipeta dělená 2 ml, dělení 0,02 ml, třída A, s1605AK	65 Kč	ks
1770-6618	Pipeta dělená 5 ml, dělení 0,05 ml, třída A, s1605AK	66 Kč	ks
1770-6719	Pipeta dělená 10 ml, dělení 0,1 ml, třída A, s1605AK	71 Kč	ks
1770-6721	Pipeta dělená 20 ml, dělení 0,1 ml, třída AS, s1605AK	191 Kč	ks
1770-6723	Pipeta dělená 25 ml, dělení 0,1 ml, třída A, s1605AK	191 Kč	ks
1770-6725	Pipeta dělená 50 ml, dělení 0,1 ml, třída A, s1605AK	287 Kč	ks
1770-6727	Pipeta dělená 100 ml, dělení 0,2 ml, třída AS, s1605AK	418 Kč	ks



Pipeta dělená, třída B

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1770-1314	Pipeta dělená 1 ml, dělení 0,01 ml, třída B, 1605B	34 Kč	ks
1770-1516	Pipeta dělená 2 ml, dělení 0,02 ml, třída B, 1605B	35 Kč	ks
1770-1618	Pipeta dělená 5 ml, dělení 0,05 ml, třída B, 1605B	43 Kč	ks
1770-1719	Pipeta dělená 10 ml, dělení 0,1 ml, třída B, 1605B	48 Kč	ks
1770-1723	Pipeta dělená 25 ml, dělení 0,1 ml, třída B, 1605B	153 Kč	ks
1770-1725	Pipeta dělená 50 ml, dělení 0,1 ml, třída B, 1605B	240 Kč	ks
1770-1830	Pipeta dělená 100 ml, dělení 0,2 ml, třída B, 1605B	360 Kč	ks

Pipeta dělená, třída AS

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1770-2314	Pipeta dělená 1 ml, dělení 0,01 ml, třída A, 1605A	47 Kč	ks
1770-2410	Pipeta dělená 2 ml, dělení 0,01 ml, třída AS, 1605AS	48 Kč	ks
1770-2516	Pipeta dělená 2 ml, dělení 0,02 ml, třída A, 1605A	48 Kč	ks
1770-2618	Pipeta dělená 5 ml, dělení 0,05 ml, třída A, 1605A	55 Kč	ks
1770-2719	Pipeta dělená 10 ml, dělení 0,1 ml, třída A, 1605A	60 Kč	ks
1770-2722	Pipeta dělená 20 ml, dělení 0,1 ml, třída A, 1605A	161 Kč	ks
1770-2723	Pipeta dělená 25 ml, dělení 0,1 ml, třída A, 1605A	161 Kč	ks
1770-2725	Pipeta dělená 50 ml, dělení 0,1 ml, třída A, 1605A	250 Kč	ks
1770-2830	Pipeta dělená 100 ml, dělení 0,2 ml, třída A, 1605A	373 Kč	ks

Pipeta dělená, třída K

- metrologicky ověřené pipety třídy AS, označeny metrologickou značkou

Kód zboží	Pipeta dělená 1 ml, dělení 0,01 ml, třída K-ověřená, 1605A	Prodejní cena	MJ
1770-4901	Pipeta dělená 1 ml, dělení 0,01 ml, třída K-ověřená, 1605A	346 Kč	ks
1770-4902	Pipeta dělená 2 ml, dělení 0,02 ml, třída K-ověřená, 1605A	219 Kč	ks
1770-4905	Pipeta dělená 5 ml, dělení 0,05 ml, třída K-ověřená, 1605A	402 Kč	ks
1770-4910	Pipeta dělená 10 ml, dělení 0,1 ml, třída K-ověřená, 1605A	265 Kč	ks
1770-4925	Pipeta dělená 25 ml, dělení 0,1 ml, třída K-ověřená, 1605A	812 Kč	ks





Pipeta nedělená, třída AS

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1760-2012	Pipeta nedělená 4 ml, třída AS, 1595/1AS	92 Kč	ks
1760-2014	Pipeta nedělená 1 ml, třída AS, 1595/1AS	79 Kč	ks
1760-2016	Pipeta nedělená 2 ml, třída AS, 1595/1AS	81 Kč	ks
1760-2017	Pipeta nedělená 3 ml, třída AS, 1595/1AS	86 Kč	ks
1760-2018	Pipeta nedělená 5 ml, třída AS, 1595/1AS	96 Kč	ks
1760-2019	Pipeta nedělená 10 ml, třída AS, 1595/1AS	109 Kč	ks
1760-2021	Pipeta nedělená 15 ml, třída AS, 1595/1AS	116 Kč	ks
1760-2022	Pipeta nedělená 20 ml, třída AS, 1595/1AS	119 Kč	ks
1760-2023	Pipeta nedělená 25 ml, třída AS, 1595/1AS	134 Kč	ks
1760-2025	Pipeta nedělená 50 ml, třída AS, 1595/1AS	194 Kč	ks
1760-2026	Pipeta nedělená 30 ml, třída AS, 1595/1AS	183 Kč	ks
1760-2027	Pipeta nedělená 40 ml, třída AS, 1595/1AS	187 Kč	ks
1760-2028	Pipeta nedělená 75 ml, třída AS, 1595/1AS	264 Kč	ks
1760-2030	Pipeta nedělená 100 ml, třída A, 1595/1A	305 Kč	ks
1760-2032	Pipeta nedělená 200 ml, třída AS, 1595/1AS	409 Kč	ks

Pipeta nedělená, třída K

- metrologicky ověřené pipety třídy AS, označeny metrologickou značkou

Kód zboží	Pipeta dělená 1 ml, dělení 0,01 ml, třída K-ověřená, 1605A	Prodejní cena	MJ
1760-4901	Pipeta nedělená 1 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	541 Kč	ks
1760-4902	Pipeta nedělená 2 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	544 Kč	ks
1760-4905	Pipeta nedělená 5 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	555 Kč	ks
1760-4910	Pipeta nedělená 10 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	572 Kč	ks
1760-4920	Pipeta nedělená 20 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	706 Kč	ks
1760-4925	Pipeta nedělená 25 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	724 Kč	ks
1760-4950	Pipeta nedělená 50 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	1 423 Kč	ks
1760-4990	Pipeta nedělená 100 ml, třída K-ověřená, 1595/1A	1 573 Kč	ks






fisherbrand BRAND

Pasteurovy pipety skleněné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1780-0300	Pasteurova pipeta 150 mm, s vatovou zátkou, 4 x 250 ks	2 739 Kč	bal
1780-0302	Pasteurova pipeta 230mm, s vatovou zátkou, 4 x 250 ks	2 893 Kč	bal
1780-0304	Pasteurova pipeta 270mm, s vatovou zátkou, 4 x 250 ks	3 587 Kč	bal
1780-0306	Pasteurova pipeta 150 mm, bez zátky, 4 x 250 ks	1 911 Kč	bal
1780-0308	Pasteurova pipeta 123 mm, bez zátky, 4 x 250 ks	2 336 Kč	bal
1780-0310	Pasteurova pipeta 270 mm, bez zátky, 4 x 250 ks	3 084 Kč	bal
1780-0150	Pasteurova pipeta dlouhá špička, 145/45mm, 250 ks	381 Kč	bal
1780-0230	Pasteurova pipeta dlouhá špička, 225/120mm, 250 ks	418 Kč	bal



Pipeta dle Burkera ([1])

Kód zboží	Název	odchylka ± ul	Délka (mm)	Prodejní cena	MJ
1780-2010	Pipeta kapilární dle Burkera, 25 ul, 3406	0,5	125	35 Kč	ks


Sedimentační pipeta ([2])

Kód zboží	Název	odchylka ± ul	Délka (mm)	Prodejní cena	MJ
1780-2030	Pipeta sedimentační 300 mm, 3420	0,4	300	26 Kč	ks

Pipeta permanentní - na kyselinu a amylalkohol ([3])

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1790-3110	Pipeta permanentní 1 ml, baňka 500ml	5 229 Kč	ks
1790-3112	Pipeta permanentní 10 ml, baňka 1000ml	5 025 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts



Pipeta nedělená na mléko, pipeta nedělená na smetanu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1760-8011	Pipeta na mléko 11ml	116 Kč	ks
1760-8012	Pipeta na mléko K, 11ml, ověřená	643 Kč	ks
1760-8005	Pipeta na smetanu 5ml	174 Kč	ks
1760-8006	Pipeta na smetanu K, 5ml, ověřená	791 Kč	ks



Byreta s přímým skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída B


Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1710-1619	Byreta 10 ml, přímý skl.kohout, 1567/B	0,05	488 Kč	ks
1710-1723	Byreta 25 ml, přímý skl.kohout, 1567/B	0,1	522 Kč	ks
1710-1725	Byreta 50 ml, přímý skl.kohout, 1567/B	0,1	565 Kč	ks
1710-1830	Byreta 100 ml, přímý skl.kohout, 1567/B	0,2	672 Kč	ks

Byreta s přímým skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída AS

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1710-2619	Byreta 10 ml, přímý skl.kohout, 1567/A	0,05	520 Kč	ks
1710-2723	Byreta 25 ml, přímý skl.kohout, 1567/A	0,1	552 Kč	ks
1710-2725	Byreta 50 ml, přímý skl.kohout, 1567/A	0,1	617 Kč	ks
1710-2830	Byreta 100 ml, přímý skl.kohout, 1567/A	0,2	759 Kč	ks

Byreta s přímým skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída AS, hnědé sklo

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1710-2910	Byreta 10 ml, přímý skl.kohout, 1567/A, hnědé sklo	0,05	520 Kč	ks
1710-2912	Byreta 25 ml, přímý skl.kohout, 1567/A, hnědé sklo	0,1	552 Kč	ks
1710-2914	Byreta 50 ml, přímý skl.kohout, 1567/A, hnědé sklo	0,1	617 Kč	ks
1710-2916	Byreta 100 ml, přímý skl.kohout, 1567/A, hnědé sklo	0,2	759 Kč	ks



Byreta s přímým skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída AS


- se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1710-5619	Byreta 10 ml, přímý skl.kohout, 1567/AS	0,05	598 Kč	ks
1710-5723	Byreta 25 ml, přímý skl.kohout, 1567/AS	0,1	607 Kč	ks
1710-5725	Byreta 50 ml, přímý skl.kohout, 1567/AS	0,1	701 Kč	ks
1710-5830	Byreta 100 ml, přímý skl.kohout, 1567/AS	0,2	867 Kč	ks

Byreta s přímým skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída K

- metrologicky ověřené byrety třídy AS, označeny metrologickou značkou

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1710-4910	Byreta 10 ml, třída K, přímý skl.kohout, 1567/A	0,05	1 628 Kč	ks
1710-4925	Byreta 25 ml, třída K, přímý skl.kohout, 1567/A	0,1	1 678 Kč	ks
1710-4950	Byreta 50 ml, třída K, přímý skl.kohout, 1567/A	0,1	2 698 Kč	ks



Byreta s přímým skleněným kohoutem s teflonovým jádrem, třída AS

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1711-2619	Byreta 10 ml, třída A, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,05	763 Kč	ks
1711-2723	Byreta 25 ml, třída A, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,1	791 Kč	ks
1711-2725	Byreta 50 ml, třída A, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,1	865 Kč	ks

Byreta s přímým skleněným kohoutem s teflonovým jádrem, třída AS, hnědé sklo

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1711-2910	Byreta 10 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,05	763 Kč	ks
1711-2912	Byreta 25 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,1	791 Kč	ks
1711-2914	Byreta 50 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,1	865 Kč	ks
1711-2916	Byreta 100 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,2	1 044 Kč	ks



Byreta s přímým skleněným kohoutem s teflonovým jádrem, třída AS

- se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1711-5619	Byreta 10 ml, přímý kohout PTFE, 1567/ATS	0,05	838 Kč	ks
1711-5723	Byreta 25 ml, přímý kohout PTFE, 1567/ATS	0,1	857 Kč	ks
1711-5725	Byreta 50 ml, přímý kohout PTFE, 1567/ATS	0,1	927 Kč	ks
1711-5830	Byreta 100 ml, přímý kohout PTFE, 1567/ATS	0,2	1 134 Kč	ks



Byreta s přímým skleněným kohoutem s teflonovým jádrem, třída K

- metrologicky ověřené byrety třídy AS, označeny metrologickou značkou

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1711-4910	Byreta 10 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,05	1 900 Kč	ks
1711-4925	Byreta 25 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,1	1 955 Kč	ks
1711-4950	Byreta 50 ml, přímý kohout PTFE, 1567/AT	0,1	2 005 Kč	ks

Byreta s přímým skleněným kohoutem s teflonovým jádrem, třída B, hnědé sklo

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1712-0021	Byreta 25 ml, třída B, hnědé sklo, přímý kohout PTFE	0,1	2 493 Kč	ks
1712-0023	Byreta 50 ml, třída B, hnědé sklo, přímý kohout PTFE	0,1	2 493 Kč	ks



Byreta s postranním skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída AS




Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-2619	Byreta 10 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,05	612 Kč	ks
1720-2723	Byreta 25 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,1	643 Kč	ks
1720-2725	Byreta 50 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,1	708 Kč	ks
1720-2830	Byreta 100 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,2	865 Kč	ks

Byreta s postranním skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída AS, hnědé sklo

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-2910	Byreta 10 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,05	612 Kč	ks
1720-2912	Byreta 25 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,1	643 Kč	ks
1720-2914	Byreta 50 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,1	708 Kč	ks
1720-2916	Byreta 100 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/A	0,2	865 Kč	ks

Byreta s postranním skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída AS

- se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku



Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-5619	Byreta 10 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/AS	0,05	657 Kč	ks
1720-5723	Byreta 25 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/AS	0,1	692 Kč	ks
1720-5725	Byreta 50 ml, třída A, postranní skl. kohout, 1571/AS	0,1	793 Kč	ks
1720-5830	Byreta 100 ml, třída A, postr.skl. kohout, 1571/AS	0,2	966 Kč	ks

Byreta s postranním skleněným kohoutem se skleněným jádrem, třída K

- metrologicky ověřené byrety třídy AS, označeny metrologickou značkou

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-4910	Byreta 10 ml, postranní skl. kohout, 1571/A	0,05	1 756 Kč	ks
1720-4925	Byreta 25 ml, postranní skl. kohout, 1571/A	0,1	1 799 Kč	ks
1720-4950	Byreta 50 ml, postranní skl. kohout, 1571/A	0,1	2 904 Kč	ks

Byreta s postranním teflonovým ventilem, třída AS



Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-3615	Byreta 10 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AS-TV	0,02	1 001 Kč	ks
1720-3619	Byreta 10 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,05	933 Kč	ks
1720-3720	Byreta 25 mlpostranní ventil PTFE, 1571/AS-TV	0,05	967 Kč	ks
1720-3723	Byreta 25 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,1	942 Kč	ks
1720-3725	Byreta 50 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,1	984 Kč	ks
1720-3830	Byreta 100 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,2	1 106 Kč	ks

Byreta s postranním teflonovým ventilem, třída AS, hnědé sklo

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-3910	Byreta 10 ml, postr. ventil PTFE, 1571/AS-TV	0,02	1 001 Kč	ks
1720-3912	Byreta 10 ml, postr. ventil PTFE, 1571/AVT	0,05	933 Kč	ks
1720-3914	Byreta 25 ml, postr. ventil PTFE, 1571/AS-TV	0,05	967 Kč	ks
1720-3916	Byreta 25 ml, postr. ventil PTFE, 1571/AVT	0,1	942 Kč	ks
1720-3918	Byreta 50 ml, postr. ventil PTFE, 1571/AVT	0,1	984 Kč	ks
1720-3920	Byreta 100 ml, postr. ventil PTFE, 1571/AVT	0,2	1 106 Kč	ks

Byreta s postranním teflonovým ventilem, třída AS

- se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku



Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-6615	Byreta 10 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AS-STV	0,02	1 077 Kč	ks
1720-6619	Byreta 10 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVTS	0,05	1 009 Kč	ks
1720-6720	Byreta 25 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AS-STV	0,05	1 043 Kč	ks
1720-6723	Byreta 25 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVTS	0,1	1 017 Kč	ks
1720-6725	Byreta 50 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVTS	0,1	1 060 Kč	ks
1720-6830	Byreta 100 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVTS	0,2	1 180 Kč	ks

Byreta s postranním teflonovým ventilem, třída K

- metrologicky ověřené byrety třídy AS, označeny metrologickou značkou

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1720-4961	Byreta 10 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,05	1 790 Kč	ks
1720-4963	Byreta 25 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,1	1 831 Kč	ks
1720-4965	Byreta 50 ml, postranní ventil PTFE, 1571/AVT	0,1	2 937 Kč	ks

Byreta s přímým teflonovým ventilem, třída AS



Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1713-3619	Byreta 10 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,05	594 Kč	ks
1713-3723	Byreta 25 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,1	622 Kč	ks
1713-3725	Byreta 50 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,1	689 Kč	ks
1713-3830	Byreta 100 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,2	868 Kč	ks

Byreta s přímým teflonovým ventilem, třída AS, hnědé sklo

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1713-3910	Byreta 10 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,05	594 Kč	ks
1713-3912	Byreta 25 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,1	622 Kč	ks
1713-3914	Byreta 50 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,1	689 Kč	ks
1713-3916	Byreta 100 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVT	0,2	868 Kč	ks



Byreta s přímým teflonovým ventilem, třída AS

- se Schellbachovým pruhem pro lepší odečítání menisku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1713-5619	Byreta 10 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVTS	0,05	647 Kč	ks
1713-5723	Byreta 25 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVTS	0,1	679 Kč	ks
1713-5725	Byreta 50 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVTS	0,1	754 Kč	ks
1713-5830	Byreta 100 ml, přímý ventil PTFE, 1567/AVTS	0,2	988 Kč	ks

Byreta automatické dle Schillinga, kompletní včetně lahve, třída A

- trubice z borosilikátového skla, ostatní příslušenství včetně zásobní lahve z plastu

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1748-0010	Byreta dle Schillinga, lahev 500 ml, 5 ml / 0,05 ml	1 250 Kč	ks
1748-0015	Byreta dle Schillinga, lahev 500 ml, 10 ml / 0,05 ml	1 257 Kč	ks
1748-0020	Byreta dle Schillinga, lahev 500 ml, 15 ml / 0,1 ml	1 265 Kč	ks
1748-0025	Byreta dle Schillinga, lahev 500 ml, 25 ml / 0,1 ml	1 308 Kč	ks
1748-0030	Byreta dle Schillinga, lahev 500 ml, 50 ml / 0,1 ml	1 398 Kč	ks
1748-0110	Byreta dle Schillinga, lahev 1000 ml, 5 ml / 0,05 ml	1 293 Kč	ks
1748-0115	Byreta dle Schillinga, lahev 1000 ml, 10 ml / 0,05 ml	1 302 Kč	ks
1748-0120	Byreta dle Schillinga, lahev 1000 ml, 15 ml / 0,1 ml	1 308 Kč	ks
1748-0125	Byreta dle Schillinga, lahev 1000 ml, 25 ml / 0,1 ml	1 353 Kč	ks
1748-0130	Byreta dle Schillinga, lahev 1000 ml, 50 ml / 0,1 ml	1 449 Kč	ks



Byreta automatické dle Schillinga, kompletní včetně lahve, třída A

- trubice z borosilikátového skla, ostatní příslušenství včetně zásobní lahve z plastu
- se Schellbachovým pruhem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1748-0060	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 500 ml, 5ml/0,05ml	1 280 Kč	ks
1748-0065	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 500 ml, 10ml/0,05ml	1 286 Kč	ks
1748-0070	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 500 ml, 15ml/0,1ml	1 302 Kč	ks
1748-0075	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 500 ml, 25ml/0,1ml	1 338 Kč	ks
1748-0080	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 500 ml, 50ml/0,1ml	1 434 Kč	ks
1748-0160	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 1000 ml, 5ml/0,05ml	1 324 Kč	ks
1748-0165	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 1000ml, 10ml/0,05ml	1 330 Kč	ks
1748-0170	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 1000ml, 15ml/0,1ml	1 345 Kč	ks
1748-0175	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 1000 ml, 25ml/0,1ml	1 384 Kč	ks
1748-0180	Byreta dle Schillinga, Schellbach, lahev 1000 ml, 50ml/0,1ml	1 479 Kč	ks

Byrety automatické dle Pelleta

Vedle různých objemů byrety se rozlišují dvě provedení. Jednodušší provedení nemá přepouštěcí kohout, kterým lze naplněnou odměrnou trubici byrety vypustit zpět do zásobní lahve. Standardně se vyobrazený komplet automatické byrety objednává po jednotlivých dílech – vlastní byreta, zásobní lahev a balonek. Běžné zásobní lahve jsou ze sodnovápenatého skla, tedy skla III. hydrolytické třídy s určitou hodnotou alkalického výluhu. Proto jako další, kvalitnější variantu nabízíme zásobní lahve z borosilikátového skla I. hydrolytické třídy Duran.

Byreta automatická dle Pelleta, třída B

- s vypouštěcím skleněným kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, skleněný výpustný kohout **(typ A)**
- **bez Schellbachova pruhu**, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1740-1619	Byreta Pelletova 10 ml, třída B, typ 1581/BO	0,05	1 790 Kč	ks
1740-1723	Byreta Pelletova 25 ml, třída B, typ 1581/BO	0,1	1 833 Kč	ks
1740-1725	Byreta Pelletova 50 ml, třída B, typ 1581/BO	0,1	1 967 Kč	ks

Byreta automatická dle Pelleta, třída B

- s vypouštěcím skleněným kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, skleněný výpustný kohout **(typ A)**
- **Schellbachův pruh** pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1740-5719	Byreta Pellet 10 ml, třída B, Schellbach., 1581/BSO	0,05	1 788 Kč	ks
1740-5723	Byreta Pellet 25 ml, třída B, Schellbach., 1581/BSO	0,1	1 840 Kč	ks
1740-5725	Byreta Pellet 50 ml, třída B, Schellbach., 1581/BSO	0,1	2 019 Kč	ks



Byreta automatická dle Pelleta, třída AS

- s vypouštěcím skleněným kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, skleněný výpustný kohout **(typ A)**
- **Schellbachův pruh** pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1744-0210	Byreta Pelletova 10 ml, Schellbach., tř.AS	0,02	3 768 Kč	ks
1744-0215	Byreta Pelletova 10 ml, Schellbach., tř.AS	0,05	2 489 Kč	ks
1744-0217	Byreta Pelletova 25 ml, Schellbach., tř.AS	0,05	3 073 Kč	ks
1744-0220	Byreta Pelletova 25 ml, Schellbach., tř.AS	0,1	2 088 Kč	ks
1744-0225	Byreta Pelletova 50 ml, Schellbach., tř.AS	0,1	1 960 Kč	ks
1744-0230	Byreta Pelletova 100 ml, Schellbach., tř.AS	0,2	2 729 Kč	ks

Kohout typu A



Byreta automatická dle Pelleta, třída AS

- s vypouštěcím skleněným kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, skleněný výpustný kohout s výtokovou špičkou **(typ B)**
- S**chellbachův pruh** pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1744-0308	Byreta Pelletova 10 ml, Schelbach., tř.AS	0,1	2 213 Kč	ks
1744-0310	Byreta Pelletova 10 ml, Schelbach., tř.AS	0,05	2 239 Kč	ks
1744-0315	Byreta Pelletova 25 ml, Schelbach., tř.AS	0,05	2 245 Kč	ks
1744-0318	Byreta Pelletova 25 ml, Schelbach., tř.AS,	0,1	2 217 Kč	ks
1744-0328	Byreta Pelletova 50 ml, Schelbach., tř.AS,	0,1	2 293 Kč	ks
1744-0330	Byreta Pelletova 100 ml, Schelbach., tř.AS	0,2	2 613 Kč	ks

Kohout typu B



Byreta automatická dle Pelleta, třída K

- modrá graduace, skleněný výpustný kohout **(typ A),** přepouštěcí skleněný kohout
- **Schellbachův pruh** pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku
- úředně ověřená – metrologická značka K4

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1744-1215	Byreta Pelletova 10 ml, Schellbach, tř.K	0,05	6 889 Kč	ks
1744-1220	Byreta Pelletova 25 ml, Schellbach, tř.K	0,1	5 939 Kč	ks
1744-1225	Byreta Pelletova 50 ml, Schellbach, tř.K	0,1	6 224 Kč	ks

Byreta automatická dle Pelleta, třída B

- s vypouštěcím teflonovým kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, **bez Schellbachova pruhu**, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1740-2719	Byreta Pelletova 10 ml, třída B,1581/BT0	0,05	1 803 Kč	ks
1740-2723	Byreta Pelletova 25 ml, třída B,1581/BT0	0,1	1 879 Kč	ks
1740-2725	Byreta Pelletova 50 ml, třída B,1581/BT0	0,1	2 015 Kč	ks



Byreta automatická dle Pelleta, třída AS

- s vypouštěcím teflonovým kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, **Schellbachův pruh** pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1740-8610	Byreta Pelletova 10 ml, třída AS, Schellbach., 1581/A	0,02	2 213 Kč	ks
1740-8619	Byreta Pelletova 10 ml, třída A, Schellbach., 1581/ATSO	0,05	2 239 Kč	ks
1740-8621	Byreta Pelletova 25 ml, třída AS, Schellbach., 1581/A	0,05	2 245 Kč	ks
1740-8723	Byreta Pelletova 25 ml, třída A, Schellbach., 1581/ATSO	0,1	2 217 Kč	ks
1740-8725	Byreta Pelletova 50 ml, třída A, Schellbach., 1581/ATSO	0,1	2 293 Kč	ks
1740-8730	Byreta Pelletova 100 ml, třída AS, Schellbach., 1581/A	0,2	2 613 Kč	ks

Byreta automatická dle Pelleta, třída AS

- vypouštěcí **teflonový kohout s výtokovou špičkou (typ C), přepouštěcí teflonový kohout**
- modrá graduace, S pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1744-0510	Byreta Pelletova 10 ml, Schellbach., tř.AS	0,02	2 858 Kč	ks
1744-0515	Byreta Pelletova 10 ml, Schellbach., tř.AS	0,05	2 826 Kč	ks
1744-0520	Byreta Pelletova 25 ml, Schellbach., tř.AS	0,1	2 937 Kč	ks
1744-0525	Byreta Pelletova 50 ml, Schellbach., tř.AS	0,1	3 049 Kč	ks
1744-0530	Byreta Pelletova 100 ml, Schellbach., tř.AS	0,1	3 543 Kč	ks

Kohout typu C



Byreta automatická dle Pelleta, třída K

- s vypouštěcím teflonovým kohoutem a přepouštěcím skleněným kohoutem
- modrá graduace, **Schellbachův pruh** pro lepší odečítání, bez zásobní lahve a balónku
- úředně ověřená – metrologická značka K4

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1740-9910	Byreta Pelletova 10 ml, třída K, Schellbach., 1581/A	0,05	4 122 Kč	ks
1740-9925	Byreta Pelletova 25 ml, třída K, Schellbach., 1581/A	0,1	4 160 Kč	ks
1740-9950	Byreta Pelletova 50 ml, třída K, Schellbach., 1581/A	0,1	6 892 Kč	ks

Byreta automatická dle Pelleta, třída B

- s vypouštěcím teflonovým ventilem, bez přepouštěcího kohoutu
- modrá graduace, **bez Schellbachova pruhu**, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1741-0720	Byreta Pelletova 10 ml, třída B, 1580/BT0	0,05	1 463 Kč	ks
1741-0724	Byreta Pelletova 25 ml, třída B, 1580/BT0	0,1	1 484 Kč	ks
1741-0726	Byreta Pelletova 50 ml, třída B, 1580/BT0	0,1	1 611 Kč	ks
1741-0831	Byreta Pelletova 100 ml, třída B, 1580/BT0	0,2	1 766 Kč	ks





Byreta automatická dle Pelleta, třída B

- s vypouštěcím teflonovým ventilem **(typ C),**, bez přepouštěcího kohoutu
- **hnědé borosilikátové sklo**, bílá graduace, **bez Schellbachova pruhu**, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1742-0120	Byreta Pelletova 25 ml, třída B, hnědé sklo	0,1	1 722 Kč	ks
1742-0122	Byreta Pelletova 50 ml, třída B, hnědé sklo	0,1	1 611 Kč	ks

Byreta automatická dle Pelleta, třída B

- s vypouštěcím skleněným kohoutem **(typ A),** bez přepouštěcího kohoutu
- modrá graduace, **bez Schellbachova pruhu,** bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1741-0619	Byreta Pelletova 10 ml, třída B, 1580/BO	0,05	1 434 Kč	ks
1741-0723	Byreta Pelletova 25 ml, třída B, 1580/BO	0,1	1 459 Kč	ks
1741-0725	Byreta Pelletova 50 ml, třída B, 1580/BO	0,1	1 613 Kč	ks





Byreta automatická dle Pelleta, třída AS

- s vypouštěcím skleněným kohoutem **(typ A),** bez přepouštěcího kohoutu
- modrá graduace, **bez Schellbachova pruhu,** bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1744-0010	Byreta Pelletova 10 ml, tř. AS	0,02	1 354 Kč	ks
1744-0015	Byreta Pelletova 10 ml, tř. AS	0,05	1 338 Kč	ks
1744-0020	Byreta Pelletova 25 ml, tř. AS	0,1	1 385 Kč	ks
1744-0025	Byreta Pelletova 50 ml, tř. AS	0,1	1 529 Kč	ks
1744-0030	Byreta Pelletova 100 ml, tř. AS	0,2	1 657 Kč	ks

Byreta automatická dle Pelleta, třída AS

- s vypouštěcím skleněným kohoutem **(typ A),** bez přepouštěcího kohoutu
- **hnědé sklo, bez Schellbachova pruhu**, bez zásobní lahve a balónku

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1744-0100	Byreta Pelletova 10 ml, tř.AS, hnědá	0,02	1 270 Kč	ks
1744-0102	Byreta Pelletova 10 ml, tř. AS, hnědá	0,05	1 338 Kč	ks
1744-0104	Byreta Pelletova 25 ml, tř. AS, hnědá	0,1	1 385 Kč	ks
1744-0106	Byreta Pelletova 50 ml, tř. AS, hnědá	0,1	1 529 Kč	ks
1744-0108	Byreta Pelletova 100 ml, tř. AS, hnědá	0,2	1 657 Kč	ks



Lahev zásobní k automatické byretě, 2 l

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1741-9001	Lahev k byretě Pellet čirá 2l, sklo III.hydrolytické třídy	172 Kč	ks
1741-9002	Lahev k byretě Pellet hnědá 2l, sklo III.hydrolytické třídy	172 Kč	ks
1741-9003	Lahev k byretě 2l, čiré sklo Duran I.hydrolytické třídy	2 077 Kč	ks
1741-9004	Lahev k byretě 2l, hnědé sklo Duran I.hydrolytické třídy	2 864 Kč	ks



Balonek pryžový k automatické byretě

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1741-9005	Balonek k byretě Pellet	238 Kč	ks



Mikrobyrety dle Banga, s rovným kohoutem

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1730-0414	Mikrobyreta Bang 1 ml, přímý skl. kohout	0,01	2 112 Kč	ks
1730-0416	Mikrobyreta Bang 2 ml, přímý skl. kohout	0,01	2 166 Kč	ks
1730-0518	Mikrobyreta Bang 5 ml, přímý skl. kohout	0,02	2 261 Kč	ks

Mikrobyrety dle Banga, s postranním kohoutem

Kód zboží	Název	dělení (ml)	Prodejní cena	MJ
1730-1416	Mikrobyreta Bang 2 ml, postranní skl. kohout	0,01	2 804 Kč	ks
1730-1518	Mikrobyreta Bang 5 ml, postranní skl. kohout	0,02	2 894 Kč	ks



Džbán odměrný válcovitý se stupnicí a uchem

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1571-1330	Džbán odměrný válcovitý 100ml, 1681	50	100	762 Kč	ks
1571-1338	Džbán odměrný válcovitý 250ml, 1681	68	132	1 263 Kč	ks
1571-1443	Džbán odměrný válcovitý 500ml, 1681	83	177	1 698 Kč	ks
1571-1644	Džbán odměrný válcovitý 1000ml, 1681	104	205	1 871 Kč	ks
1571-1746	Džbán odměrný válcovitý 2000ml, 1681	130	250	1 585 Kč	ks

Džbán odměrný kuželový se stupnicí a uchem

Kód zboží	Název	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1572-1330	Džbán odměrný kužel. 100ml, 1683	57	42	115	941 Kč	ks
1572-1338	Džbán odměrný kužel. 250ml, 1683	75	55	140	1 286 Kč	ks
1572-1443	Džbán odměrný kužel. 500ml, 1683	100	70	170	1 645 Kč	ks
1572-1644	Džbán odměrný kužel. 1000ml, 1683	120	90	225	1 933 Kč	ks
1572-1746	Džbán odměrný kužel. 2000ml, 1683	145	107	270	2 468 Kč	ks

Džbán na moč se stupnicí

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1575-0845	Džbán na moč 1500ml, 3542	155	175	924 Kč	ks



Nálevka dělící podle Gilsona, s NZ zátkou a teflonovým NZ kohoutem

Kód zboží	Název	SJ (mm)	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-7000	Nálevka dle Gilsona, 2393T, 50 ml	19/26	9	60	1 472 Kč	ks
1415-7002	Nálevka dle Gilsona, 2393T, 100 ml	19/26	9	60	1 656 Kč	ks
1415-7004	Nálevka dle Gilsona, 2393T, 250 ml	29/32	9	60	1 718 Kč	ks
1415-7006	Nálevka dle Gilsona, 2393T, 500 ml	29/32	10	60	2 083 Kč	ks
1415-7008	Nálevka dle Gilsona, 2393T, 1000 ml	29/32	10	60	2 334 Kč	ks
1415-7010	Nálevka dle Gilsona, 2393T, 2000 ml	29/32	13	60	3 033 Kč	ks



Nálevka dělicí, hruškovitá, se skleněným kohoutem a skleněnou zátkou

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	SJ (mm)	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-5050	Nálevka dělicí 50ml, 2394	19/26	9	70	1 342 Kč	ks
1415-5100	Nálevka dělicí 100ml, 2394	19/26	9	70	1 353 Kč	ks
1415-5250	Nálevka dělicí 250ml, 2394	29/32	9	70	1 452 Kč	ks
1415-5500	Nálevka dělicí 500ml, 2394	29/32	10	70	1 649 Kč	ks
1415-5940	Nálevka dělicí 1000ml, 2394	29/32	10	70	1 947 Kč	ks
1415-5950	Nálevka dělicí 2000ml, 2394	29/32	13	70	2 664 Kč	ks




Nálevka dělicí, hruškovitá, kohout s PTFE jádrem a plastovou zátkou (dle Squibba)

Kód zboží	Název	SJ (mm)	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-5056	Nálevka dělicí 50ml, 2394 PTFE koh.	19/26	9	70	1 344 Kč	ks
1415-5106	Nálevka dělicí 100ml, 2394 PTFE koh.	19/26	9	70	1 348 Kč	ks
1415-5256	Nálevka dělicí 250ml, 2394 PTFE koh.	29/32	9	70	1 400 Kč	ks
1415-5506	Nálevka dělicí 500ml, 2394 PTFE koh.	24/29	10	70	1 727 Kč	ks
1415-5946	Nálevka dělicí 1000ml, 2394 PTFE koh.	29/32	10	70	2 861 Kč	ks
1415-5956	Nálevka dělicí 2000ml, 2394 PTFE koh.	29/32	13	70	2 571 Kč	ks

Nálevka dělicí válcovitá, zabroušená skleněná zátka, bez stupnice

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	SJ (mm)	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-4050	Nálevka dělicí válc. 50ml, 2397	19/26	9	150	1 205 Kč	ks
1415-4100	Nálevka dělicí válc. 100ml, 2397	19/26	9	150	1 271 Kč	ks
1415-4250	Nálevka dělicí válc. 250ml, 2397	29/32	9	150	1 428 Kč	ks
1415-4500	Nálevka dělicí válc. 500ml, 2397	29/32	10	150	1 654 Kč	ks
1415-4940	Nálevka dělicí válc. 1000ml, 2397	29/32	10	150	1 914 Kč	ks
1415-4950	Nálevka dělicí válc. 2000ml, 2397	29/32	13	150	2 644 Kč	ks




Nálevka dělicí válcovitá, zabroušená skleněná zátka, se stupnicí

Kód zboží	Název	SJ (mm)	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-4101	Nálevka dělicí válc., stupnice 100ml, 2398	19/26	9	150	1 355 Kč	ks
1415-4251	Nálevka dělicí válc., stupnice 250ml, 2398	29/32	9	150	1 660 Kč	ks
1415-4501	Nálevka dělicí válc., stupnice 500ml, 2398	29/32	10	150	1 804 Kč	ks
1415-4941	Nálevka dělicí válc., stupnice 1000ml, 2398	29/32	10	150	2 255 Kč	ks

Nálevka dělicí válcovitá, otevřená, skleněný kohout

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-0050	Nálevka dělicí otevř. 50ml, 2390	9	150	846 Kč	ks
1415-0100	Nálevka dělicí otevř. 100ml, 2390	9	150	898 Kč	ks
1415-0250	Nálevka dělicí otevř. 250ml, 2390	9	150	1 107 Kč	ks
1415-0500	Nálevka dělicí otevř. 500ml, 2390	10	150	1 442 Kč	ks
1415-0940	Nálevka dělicí otevř. 1000ml, 2390	10	150	1 691 Kč	ks



Nálevka dělící kulovitá, se zabroušenou skleněnou zátkou, skleněný kohout

Kód zboží	Název	SJ (mm)	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-1050	Nálevka dělicí kul. 50ml, 2392	19/26	9	70	1 950 Kč	ks
1415-1100	Nálevka dělicí kul. 100ml, 2392	19/26	9	70	2 160 Kč	ks
1415-1250	Nálevka dělicí kul. 250ml, 2392	29/32	9	70	1 485 Kč	ks
1415-1500	Nálevka dělicí kul. 500ml, 2392	29/32	10	70	1 714 Kč	ks
1415-1940	Nálevka dělicí kul. 1000ml, 2392	29/32	10	70	1 980 Kč	ks
1415-1950	Nálevka dělicí kul. 2000ml, 2392	29/32	13	70	2 814 Kč	ks




Nálevka dělící hruškovitá DURAN®, plastová zátka, skleněný kohout

Kód zboží	Název	d1 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-8000	Nálevka dělící Duran, 50 ml	9	190	1 939 Kč	ks
1415-8002	Nálevka dělící Duran, 100 ml	9	230	2 009 Kč	ks
1415-8004	Nálevka dělící Duran, 250 ml	10	280	2 251 Kč	ks
1415-8006	Nálevka dělící Duran, 500 ml	10	320	2 719 Kč	ks
1415-8008	Nálevka dělící Duran, 1000 ml	13	380	3 776 Kč	ks
1415-8010	Nálevka dělící Duran, 2000 ml	13	430	5 024 Kč	ks




Nálevka dělící hruškovitá DURAN®, plastová zátka, kohout s PTFE jádrem

Kód zboží	Název	d1 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-8020	Nálevka dělící Duran, PTFE kohout, 100 ml	9	230	2 009 Kč	ks
1415-8022	Nálevka dělící Duran, PTFE kohout, 250 ml	10	280	2 251 Kč	ks
1415-8024	Nálevka dělící Duran, PTFE kohout, 500 ml	10	320	2 719 Kč	ks
1415-8026	Nálevka dělící Duran, PTFE kohout, 1000 ml	13	380	3 776 Kč	ks



Nálevka dělící kulovitá DURAN®, skleněný kohout a zátka

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-8050	Nálevka dělící Duran, skl. kohout, 250 ml	90	235	4 018 Kč	ks
1415-8052	Nálevka dělící Duran, skl. kohout, 500 ml	115	276	4 815 Kč	ks
1415-8054	Nálevka dělící Duran, skl. kohout, 1000 ml	132	295	5 528 Kč	ks
1415-8056	Nálevka dělící Duran, skl. kohout, 2500 ml	182	370	7 759 Kč	ks
1415-8058	Nálevka dělící Duran, skl. kohout, 5000 ml	222	425	11 916 Kč	ks
1415-8060	Nálevka dělící Duran, skl. kohout, 10000 ml	286	490	15 899 Kč	ks



Nálevka dělící hruškovitá, hnědé sklo, skleněný kohout, plastová zátka



Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prům. výpusti (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-9000	Nálevka dělicí 50 ml, hnědé sklo, 2 ks	19/26	2,5	4 238 Kč	bal
1415-9002	Nálevka dělicí 100 ml, hnědé sklo, 2 ks	19/26	2,5	4 788 Kč	bal
1415-9004	Nálevka dělicí 250 ml, hnědé sklo, 2 ks	29/32	4	5 704 Kč	bal
1415-9006	Nálevka dělicí 500 ml, hnědé sklo, 2 ks	29/32	4	6 772 Kč	bal
1415-9008	Nálevka dělicí 1000 ml, hnědé sklo, 2 ks	29/32	6	9 056 Kč	bal
1415-9010	Nálevka dělicí 2000 ml, hnědé sklo	29/32	6	6 309 Kč	ks

Nálevka dělící hruškovitá, hnědé sklo, PTFE kohout, plastová zátka



Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prům. výpusti (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-9020	Nálevka dělicí 50 ml, hnědé sklo, 2 ks	19/26	2,5	4 480 Kč	bal
1415-9022	Nálevka dělicí 100 ml, hnědé sklo, 2 ks	19/26	2,5	4 989 Kč	bal
1415-9024	Nálevka dělicí 250 ml, hnědé sklo, 2 ks	29/32	4	6 302 Kč	bal
1415-9026	Nálevka dělicí 500 ml, hnědé sklo, 2 ks	29/32	4	7 310 Kč	bal
1415-9028	Nálevka dělicí 1000 ml, hnědé sklo, 2 ks	29/32	6	9 509 Kč	bal
1415-9030	Nálevka dělicí 2000 ml, hnědé sklo	29/32	6	6 651 Kč	ks

Nálevka dělící podle Squibba, hnědé sklo, skleněný kohout, plastová zátka



Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prům. výpusti (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-9040	Nálevka dle Squibba 50 ml, hnědá, 2 ks	19/26	2,5	3 936 Kč	bal
1415-9042	Nálevka dle Squibba 100 ml, hnědá, 2 ks	19/26	2,5	4 474 Kč	bal
1415-9044	Nálevka dle Squibba 250 ml, hnědá, 2 ks	29/32	4	5 507 Kč	bal
1415-9046	Nálevka dle Squibba 500 ml, hnědá, 2 ks	29/32	4	6 381 Kč	bal
1415-9048	Nálevka dle Squibba 1000 ml, hnědá, 2 ks	29/32	6	8 407 Kč	bal
1415-9050	Nálevka dle Squibba 2000 ml, hnědá	29/32	6	4 950 Kč	ks

Nálevka dělící podle Squibba, hnědé sklo, PTFE kohout, plastová zátka



Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prům. výpusti (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-9060	Nálevka dle Squibba 50 ml, hnědá, 2 ks	19/26	2,5	4 687 Kč	bal
1415-9062	Nálevka dle Squibba 100 ml, hnědá, 2 ks	19/26	2,5	4 762 Kč	bal
1415-9064	Nálevka dle Squibba 250 ml, hnědá, 2 ks	29/32	4	5 708 Kč	bal
1415-9066	Nálevka dle Squibba 500 ml, hnědá, 2 ks	29/32	4	6 856 Kč	bal
1415-9068	Nálevka dle Squibba 1000 ml, hnědá, 2 ks	29/32	6	8 482 Kč	bal
1415-9070	Nálevka dle Squibba 2000 ml, hnědá	29/32	6	4 956 Kč	ks


Nálevka přikapávací se spodním zábrusem, se zátkou, bez stupnice

Kód zboží	Název	SJ (mm)	SJ1 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-6050	Nálevka přikapávací 50ml, typ 2399	19/26	14/23	50	1 458 Kč	ks
1415-6100	Nálevka přikapávací 100ml, typ 2399	19/26	14/23	50	1 517 Kč	ks
1415-6250	Nálevka přikapávací 250ml, typ 2399	29/32	29/32	65	1 784 Kč	ks
1415-6500	Nálevka přikapávací 500ml, typ 2399	29/32	29/32	65	1 946 Kč	ks

Nálevka přikapávací se spodním zábrusem, se zátkou, bez stupnice

- s vyrovnáváním tlaku

Kód zboží	Název	SJ (mm)	SJ1 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-6101	Nálevka přikapávací 100ml, typ 239X	19/26	14/23	50	1 696 Kč	ks
1415-6251	Nálevka přikapávací 250ml, typ 239X	19/26	14/23	50	1 856 Kč	ks
1415-6501	Nálevka přikapávací 500ml, typ 239X	29/32	29/32	65	2 126 Kč	ks



Nálevka přikapávací hruškovitá, se zábrusem, bez zátky, skleněný kohout

Kód zboží	Název	SJ horní	SJ1 spodní	Průměr výpusti (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-9100	Nálevka přikapávací hrušk., 50 ml	19/26	19/26	2,5	1 974 Kč	ks
1415-9102	Nálevka přikapávací hrušk., 100 ml	19/26	19/26	2,5	1 931 Kč	ks
1415-9104	Nálevka přikapávací hrušk., 250 ml	29/32	29/32	4	2 228 Kč	ks
1415-9106	Nálevka přikapávací hrušk., 500 ml	29/32	29/32	4	2 518 Kč	ks
1415-9108	Nálevka přikapávací hrušk., 1000 ml	29/32	29/32	6	3 069 Kč	ks
1415-9110	Nálevka přikapávací hrušk., 2000 ml	29/32	29/32	6	5 145 Kč	ks



Nálevka přikapávací hruškovitá, se spodním zábrusem, bez zátky, PTFE kohout

Kód zboží	Název	SJ horní	SJ1 spodní	Průměr výpusti (mm)	Prodejní cena	MJ
1415-9120	Nálevka přikapávací hrušk., 50 ml	19/26	19/26	2,5	2 264 Kč	ks
1415-9122	Nálevka přikapávací hrušk., 100 ml	19/26	19/26	2,5	2 307 Kč	ks
1415-9124	Nálevka přikapávací hrušk., 250 ml	29/32	29/32	4	2 606 Kč	ks
1415-9126	Nálevka přikapávací hrušk., 500 ml	29/32	29/32	4	3 432 Kč	ks
1415-9128	Nálevka přikapávací hrušk., 1000 ml	29/32	29/32	6	3 676 Kč	ks
1415-9130	Nálevka přikapávací hrušk., 2000 ml	29/32	29/32	6	5 898 Kč	ks



Zkumavka centrifugační rovný okraj (borosilikátové sklo), nedělená

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1613-1798	Zkumavka centrifugační RO 17x98mm, 2801	105 Kč	ks
1613-2498	Zkumavka centrifugační RO 24x98mm	125 Kč	ks
1613-3698	Zkumavka centrifugační RO 36x98mm, 2801	143 Kč	ks
1613-4011	Zkumavka centrifugační RO 40x115mm, 2801	172 Kč	ks



Zkumavka centrifugační s dělenou stupnicí

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1613-4050	Zkumavka centrifugační typ 3822, 10 ml	17	120	365 Kč	ks
1613-4052	Zkumavka centrifugační typ 3822, 15 ml	18	140	380 Kč	ks
1613-4054	Zkumavka centrifugační typ 3822, 25 ml	24	150	469 Kč	ks



Zkumavka se špičatým dnem a vyhnutým okrajem, kónická

Kód zboží	Název	tl. (mm)	Prodejní cena	MJ
1613-4080	Zkumavka kónická, typ 3821, 14 x 100 mm	1,5	72 Kč	ks
1613-4082	Zkumavka kónická, typ 3821, 14 x 120 mm	1,5	72 Kč	ks
1613-4084	Zkumavka kónická, typ 3821, 15 x 80 mm	1,2	70 Kč	ks
1613-4086	Zkumavka kónická, typ 3821, 15 x 100 mm	1,2	70 Kč	ks
1613-4088	Zkumavka kónická, typ 3821, 16 x 100 mm	1,8	72 Kč	ks
1613-4090	Zkumavka kónická, typ 3821, 16 x 120 mm	1,8	72 Kč	ks



Zkumavky centrifugační DURAN® s kulatým dnem

Kód zboží	Název	d. x h. (mm)	Prodejní cena	MJ
1613-5000	Zkumavka centrifugační Duran, 6 ml, 50ks	12 x 100	6 338 Kč	bal
1613-5002	Zkumavka centrifugační Duran, 12 ml, 50ks	16 x 100	6 413 Kč	bal
1613-5004	Zkumavka centrifugační Duran, 25 ml, 10ks	24 x 100	1 885 Kč	bal
1613-5006	Zkumavka centrifugační Duran, 50 ml, 10ks	34 x 100	3 445 Kč	bal
1613-5008	Zkumavka centrifugační Duran, 80 ml, 10ks	40 x 115	4 420 Kč	bal
1613-5010	Zkumavka centrifugační Duran, 80 ml, 10ks	44 x 100	4 420 Kč	bal
1613-5012	Zkumavka centrifugační Duran, 250 ml, 10ks	56 x 147	7 675 Kč	bal



Zkumavky centrifugační DURAN® s kónickým dnem

Kód zboží	Název	d. x h. (mm)	Prodejní cena	MJ
1613-5030	Zkumavka centrifugační Duran, 12 ml, 50ks	16 x 100	6 888 Kč	bal
1613-5032	Zkumavka centrifugační Duran, 25 ml, 10ks	24 x 100	2 428 Kč	bal
1613-5034	Zkumavka centrifugační Duran, 50 ml, 10ks	34 x 100	3 868 Kč	bal



Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno a vyhnutý okraj

fisherbrand

- silnostěnné borosilikátové sklo typu 3.3, mechanicky a tepelně velmi odolné



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1611-5052	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 10x75mm, 100ks	576 Kč	bal
1611-5054	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 16x100mm, 100ks	640 Kč	bal
1611-5056	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 12x75mm, 100ks	593 Kč	bal
1611-5058	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 12x100mm, 100ks	651 Kč	bal
1611-5060	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 14x130mm, 100ks	691 Kč	bal
1611-5062	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 16x130mm, 100ks	916 Kč	bal
1611-5064	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 16x160mm, 100ks	979 Kč	bal
1611-5066	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 18x180mm, 100ks	911 Kč	bal
1611-5068	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 20x150mm, 100ks	1 021 Kč	bal
1611-5070	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 20x180mm, 100ks	1 135 Kč	bal
1611-5072	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 25x150mm, 50ks	715 Kč	bal
1611-5074	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 25x200mm, 50ks	941 Kč	bal
1611-5076	Zkumavka Fisherbrand kulaté dno, 30x200mm, 50ks	1 010 Kč	bal

Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno a rovný okraj

fisherbrand

- silnostěnné borosilikátové sklo typu 3.3, mechanicky a tepelně velmi odolné



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1612-5002	Zkumavka Fisherbrand, 10x75mm, 100ks	576 Kč	bal
1612-5004	Zkumavka Fisherbrand, 10x100mm, 100ks	524 Kč	bal
1612-5006	Zkumavka Fisherbrand, 12x75mm, 100ks	594 Kč	bal
1612-5008	Zkumavka Fisherbrand, 12x100mm, 100ks	668 Kč	bal
1612-5010	Zkumavka Fisherbrand, 14x130mm, 100ks	715 Kč	bal
1612-5012	Zkumavka Fisherbrand, 16x100mm, 100ks	674 Kč	bal
1612-5014	Zkumavka Fisherbrand, 16x130mm, 100ks	790 Kč	bal
1612-5016	Zkumavka Fisherbrand, 16x160mm, 100ks	952 Kč	bal
1612-5018	Zkumavka Fisherbrand, 18x180mm, 100ks	1 054 Kč	bal
1612-5020	Zkumavka Fisherbrand, 20x150mm, 100ks	1 020 Kč	bal
1612-5022	Zkumavka Fisherbrand, 20x180mm, 100ks	1 135 Kč	bal
1612-5024	Zkumavka Fisherbrand, 25x150mm, 50ks	605 Kč	bal
1612-5026	Zkumavka Fisherbrand, 25x200mm, 50ks	882 Kč	bal
1612-5028	Zkumavka Fisherbrand, 30x200mm, 50ks	1 009 Kč	bal

Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno a vyhnutý okraj

fisherbrand

- tenkostěnné borosilikátové sklo typu 5.1, odolné proti prudkým teplotním změnám



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1611-5000	Zkumavka Fisherbrand, 8x70mm, 100ks	439 Kč	bal
1611-5004	Zkumavka Fisherbrand, 10x100mm, 100ks	462 Kč	bal
1611-5006	Zkumavka Fisherbrand, 12x75mm, 100ks	467 Kč	bal
1611-5008	Zkumavka Fisherbrand, 12x100mm, 100ks	450 Kč	bal
1611-5010	Zkumavka Fisherbrand, 14x130mm, 100ks	560 Kč	bal
1611-5012	Zkumavka Fisherbrand, 16x130mm, 100ks	582 Kč	bal
1611-5014	Zkumavka Fisherbrand, 16x160mm, 100ks	507 Kč	bal
1611-5016	Zkumavka Fisherbrand, 18x180mm, 100ks	651 Kč	bal
1611-5018	Zkumavka Fisherbrand, 20x180mm, 100ks	675 Kč	bal
1611-5020	Zkumavka Fisherbrand, 25x150mm, 50ks	421 Kč	bal
1611-5022	Zkumavka Fisherbrand, 25x200mm, 50ks	594 Kč	bal
1611-5024	Zkumavka Fisherbrand, 30x200mm, 50ks	692 Kč	bal


Zkumavka s kulatým dnem, vyhnutý okraj (borosilikátové sklo), bez stupnice

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1611-0807	Zkumavka VO 8x70mm, 7830	46 Kč	ks
1611-1010	Zkumavka VO 10x100mm, 7830	46 Kč	ks
1611-1210	Zkumavka VO 12x100mm, 2802	11 Kč	ks
1611-1413	Zkumavka VO 14x130mm, 7830	51 Kč	ks
1611-1615	Zkumavka VO 16x150mm, 7830	14 Kč	ks
1611-1818	Zkumavka VO 18x180mm, 7830	17 Kč	ks
1611-2018	Zkumavka VO 20x180mm, 7830	18 Kč	ks
1611-2416	Zkumavka VO 24x160mm, 7830	17 Kč	ks
1611-2420	Zkumavka VO 24x200mm, 7830	62 Kč	ks
1611-3016	Zkumavka VO 30x160mm, 7830	98 Kč	ks
1611-3020	Zkumavka VO 30x200mm, 7830	90 Kč	ks
1611-4016	Zkumavka VO 40x160mm, 7830	56 Kč	ks
1611-4020	Zkumavka VO 40x200mm, 7830	105 Kč	ks

Zkumavka s kulatým dnem, vyhnutý okraj (borosilikátové sklo), se stupnicí

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1617-1315	Zkum. se stupnicí 10ml, dělení 0,1 ml, 13x150mm, 7832	109 Kč	ks
1617-1516	Zkum. se stupnicí 15ml, dělení 0,1 ml, 15x160mm, 7832	113 Kč	ks
1617-1716	Zkum. se stupnicí 20ml, dělení 0,2 ml, 17x160mm, 7832	117 Kč	ks
1617-1719	Zkum. se stupnicí 25ml, dělení 0,2 ml, 17x190mm, 7832	120 Kč	ks


SIMAX Glass that Lasts



Zkumavka s kulatým dnem, rovný okraj (borosilikátové sklo)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1612-1008	Zkumavka RO 10x80mm, 2800	4 Kč	ks
1612-1010	Zkumavka RO 10x100mm, 2800	42 Kč	ks
1612-1309	Zkumavka RO 13x90mm, 2800	7 Kč	ks
1612-1409	Zkumavka RO 14x90mm, 2800	6 Kč	ks
1612-1410	Zkumavka RO 14x100mm, 2800	7 Kč	ks
1612-1413	Zkumavka RO 14x130mm, 2800	10 Kč	ks
1612-1510	Zkumavka RO 15x100mm, 2800	12 Kč	ks
1612-1615	Zkumavka RO 16x150mm, 2800	13 Kč	ks
1612-1616	Zkumavka RO 16x160mm, 2800	14 Kč	ks
1612-1818	Zkumavka RO 18x180mm, 2800	16 Kč	ks
1612-2420	Zkumavka RO 24x200mm, 2800	22 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts



Zkumavka s kulatým dnem, rovný okraj (sodnodraselné sklo)

HIRSCHMANN®

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1612-4214	Zkumavka 75 x d.10 mm, RO, sodnodraselné sklo, 100 ks	321 Kč	bal
1612-4217	Zkumavka 100 x d.12 mm, RO, sodnodraselné sklo, 100 ks	303 Kč	bal
1612-4221	Zkumavka 100 x d.16 mm, RO, sodnodraselné sklo, 100 ks	472 Kč	bal
1612-4226	Zkumavka 160 x d.16 mm, RO, sodnodraselné sklo, 100 ks	627 Kč	bal
1612-4228	Zkumavka 180 x d.18 mm, RO, sodnodraselné sklo, 100 ks	927 Kč	bal

Zkumavka se zabroušenou skleněnou zátkou (borosilikátové sklo)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1614-1615	Zkumavka, NZ zátka, 16x150mm, 8547, NZ12/21	366 Kč	ks
1614-1818	Zkumavka, NZ zátka, 18x180mm, 8547, NZ14/23	338 Kč	ks
1614-2215	Zkumavka, NZ zátka, 22x150mm, 8547, NZ19/26	354 Kč	ks
1614-2220	Zkumavka, NZ zátka, 22x200mm, 8547, NZ19/26	360 Kč	ks
1614-3420	Zkumavka, NZ zátka, 34x200mm, 8547, NZ29/32	448 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts



Zkumavka mikrobiologická bez uzávěru (borosilikátové sklo)

- tloušťka stěny 1,2 mm



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1615-1717	Zkumavka mikrobiologická bez kovového uzávěru 17x120mm	21 Kč	ks
1615-1718	Zkumavka mikrobiologická bez kovového uzávěru 17x160mm	22 Kč	ks
1615-1719	Uzávěr kovový náhradní, k mikrobiologické zkumavce	19 Kč	ks


Zkumavka bakteriologická se závitem GL18



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1616-1610	Zkumavka bakteriologická 16x100mm, 3830, včetně uzávěru	132 Kč	ks
1616-1612	Zkumavka bakteriologická 16x120mm, 3830, včetně uzávěru	132 Kč	ks
1616-1616	Zkumavka bakteriologická 16x160mm, 3830, včetně uzávěru	132 Kč	ks

Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand

- sodnovápenaté sklo, kulaté dno, rovný okraj



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1615-2000	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 6,5x50mm, 1000ks	3 390 Kč	bal
1615-2002	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 8x40mm, 200ks	715 Kč	bal
1615-2004	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 9,5x50mm, 200ks	934 Kč	bal
1615-2006	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 10x75mm, 250ks	355 Kč	bal
1615-2008	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 10,5x40mm, 500ks	1 798 Kč	bal
1615-2010	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 11x55mm, 500ks	2 399 Kč	bal
1615-2012	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 11x70mm, 200ks	294 Kč	bal
1615-2014	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 11,5x75mm, 250ks	335 Kč	bal
1615-2016	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 12x75mm, 250ks	358 Kč	bal
1615-2018	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 12x100mm, 100ks	426 Kč	bal
1615-2020	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 12x120mm, 500ks	1 464 Kč	bal
1615-2022	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 13x100mm, 250ks	357 Kč	bal
1615-2024	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 16x100mm, 250ks	628 Kč	bal
1615-2026	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 16x125mm, 250ks	709 Kč	bal
1615-2028	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 16x150mm, 250ks	640 Kč	bal
1615-2030	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 16x160mm, 250ks	635 Kč	bal
1615-2034	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 18x180mm, 100ks	773 Kč	bal

Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, s uzávěrem


- sodnodraselné sklo, kulaté dno, PP šroubovací uzávěr s bílým gumovým těsněním
- tloušťka stěny 1 mm, autoklávovatelné do 121 °C



Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1615-2050	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 12x100mm, 100ks	2 210 Kč	bal
1615-2052	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 16x100mm, 100ks	1 876 Kč	bal
1615-2054	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 16x160mm, 100ks	2 820 Kč	bal
1615-2056	Zkumavky mikrobiologické Fisherbrand, 18x180mm, 100ks	3 467 Kč	bal

Zkumavky mikrobiologické DURAN® s GL uzávěrem

Kód zboží	Název	GL	Prodejní cena	MJ
1616-2000	Zkumavka mikrobiologická, 12 x 100 mm 50 ks	14	5 756 Kč	bal
1616-2002	Zkumavka mikrobiologická, 13 x 100 mm 50 ks	14	5 785 Kč	bal
1616-2004	Zkumavka mikrobiologická, 16 x 160 mm 50 ks	18	7 461 Kč	bal
1616-2006	Zkumavka mikrobiologická, 16 x 150 mm 50 ks	18	5 785 Kč	bal
1616-2008	Zkumavka mikrobiologická, 20 x 150 mm 50 ks	18	8 556 Kč	bal
1616-2010	Zkumavka mikrobiologická, 18 x 180 mm 50 ks	18	8 137 Kč	bal



DURAN®

Zkumavky mikrobiologické, sodnodraselné sklo, GL uzávěr PP

Kód zboží	Název	GL	Prodejní cena	MJ
1616-2030	Zkumavka mikrobiologická, 12 x 100 mm, 100 ks	14	1 445 Kč	bal
1616-2032	Zkumavka mikrobiologická, 16 x 100 mm, 100 ks	18	1 548 Kč	bal
1616-2034	Zkumavka mikrobiologická, 16 x 160 mm, 100 ks	18	1 903 Kč	bal
1616-2036	Zkumavka mikrobiologická, 18 x 180 mm, 100 ks	18	2 221 Kč	bal



DURAN®

Zkumavky mikrobiologické, sodnodraselné sklo, bez víčka

Kód zboží	Název	Objem (ml)	Tl. stěny (mm)	Prodejní cena	MJ
1616-2102	Zkumavka mikrobiolog. 10,00 x 75 mm,250 ks	4	0,6	365 Kč	bal
1616-2106	Zkumavka mikrobiolog. 11,75 x 75 mm, 250 ks	6	0,55	383 Kč	bal
1616-2108	Zkumavka mikrobiolog. 12,25 x 75 mm, 500 ks	7	0,55	766 Kč	bal
1616-2110	Zkumavka mikrobiolog. 12,25 x 75 mm, 500 ks	6	0,8	1 074 Kč	bal
1616-2112	Zkumavka mikrobiolog. 11,75 x 100 mm, 550 ks	8	0,8	2 125 Kč	bal
1616-2114	Zkumavka mikrobiolog. 12,25 x 100 mm, 500 ks	9	0,8	1 194 Kč	bal
1616-2116	Zkumavka mikrobiolog. 15,50 x 100 mm, 250 ks	14	0,8	748 Kč	bal
1616-2118	Zkumavka mikrobiolog. 15,75 x 100 mm, 250 ks	15	0,9	831 Kč	bal
1616-2120	Zkumavka mikrobiolog. 12,25 x 120 mm, 250 ks	18	0,8	952 Kč	bal
1616-2122	Zkumavka mikrobiolog. 10,00 x 150 mm, 250 ks	8	0,8	805 Kč	bal
1616-2124	Zkumavka mikrobiolog. 15,50 x 150 mm, 250 ks	19	0,8	826 Kč	bal
1616-2126	Zkumavka mikrobiolog. 15,50 x 160 mm, 250 ks	22	0,8	1 044 Kč	bal



DURAN®

Nálevka pojistná NZ 29/32 (kvasná zátka)


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1415-7100	Nálevka pojistná 8156, délk. 200mm, NZ 29/32	1 353 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts



Jádro s normalizovaným zábrusem

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1631-0716	Jádro NZ 7/16mm, 8120	7	120	168 Kč	ks
1631-1019	Jádro NZ 10/19mm, 8120	8	120	184 Kč	ks
1631-1221	Jádro NZ 12/21mm, 8120	11	120	184 Kč	ks
1631-1423	Jádro NZ 14/23mm, 8120	13	120	138 Kč	ks
1631-1926	Jádro NZ 19/26mm, 8120	17	150	138 Kč	ks
1631-2429	Jádro NZ 24/29mm, 8120	22	150	184 Kč	ks
1631-2932	Jádro NZ 29/32mm, 8120	26	150	184 Kč	ks
1631-4540	Jádro NZ 45/40mm, 8120	40	150	297 Kč	ks
1631-6046	Jádro NZ 60/46mm, 8120	56	200	661 Kč	ks
1631-7151	Jádro NZ 71/51mm, 8120	65	200	760 Kč	ks




Plášť s normalizovaným zábrusem

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1632-0716	Plášť NZ 7/16mm, 8121	13	80	184 Kč	ks
1632-1423	Plášť NZ 14/23mm, 8121	13	120	69 Kč	ks
1632-2429	Plášť NZ 24/29mm, 8124	28	150	116 Kč	ks
1632-2932	Plášť NZ 29/32mm, 8121	26	150	150 Kč	ks
1632-3435	Plášť NZ 34/35mm, 8121	40	150	198 Kč	ks
1632-4540	Plášť NZ 45/40mm, 8124	42	150	242 Kč	ks



Vložka přechodová plášť / jádro

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1633-9054	Vložka pl. 14/23 - j. 24/29, 8127	25	38	229 Kč	ks
1633-9055	Vložka pl. 14/23 - j. 29/32, 8127	26	38	279 Kč	ks
1633-9065	Vložka pl. 19/26 - j. 29/32, 8127	29	38	265 Kč	ks
1633-9070	Vložka pl. 24/29 - j. 45/40, 8127	40	90	775 Kč	ks
1633-9075	Vložka pl. 24/29 - j. 29/32, 8127	29	45	608 Kč	ks
1633-9080	Vložka pl. 29/32 - j. 60/46, 8127	40	57	1 440 Kč	ks
1633-9088	Vložka pl. 29/32 - j. 45/40, 8127	53	62	1 319 Kč	ks
1633-9090	Vložka pl. 29/32 - j. 71/51, 8127	62	79	1 612 Kč	ks
1633-9091	Vložka pl. 45/40 - j. 71/51, 8127	62	79	1 837 Kč	ks



Vložka přechodová plášť / jádro (obrácená redukce)

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1634-0051	Vložka pl. 14/23 - j. 12/21, 8128	20	450 Kč	ks
1634-0062	Vložka pl. 19/26 - j. 14/23, 8128	20	292 Kč	ks
1634-0073	Vložka pl. 24/29 - j. 19/26, 8128	25	451 Kč	ks
1634-0082	Vložka pl. 29/32 - j. 14/23, 8128	35	361 Kč	ks
1634-0083	Vložka pl. 29/32 - j. 19/26, 8128	35	392 Kč	ks
1634-0084	Vložka pl. 29/32 - j. 24/29, 8128	35	557 Kč	ks
1634-0114	Vložka pl. 45/40 - j. 24/29, 8128	45	752 Kč	ks
1634-0115	Vložka pl. 45/40 - j. 29/32, 8128	45	663 Kč	ks



Plášť s kulovým zábrusem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1631-0002	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 13/2, délka 100 mm	237 Kč	ks
1631-0004	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 13/5, délka 100 m	186 Kč	ks
1631-0006	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 19, délka 120 mm	196 Kč	ks
1631-0008	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 29, délka 120 mm	211 Kč	ks
1631-0010	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 35, délka 120 mm	253 Kč	ks
1631-0012	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 40, délka 120 mm	309 Kč	ks
1631-0014	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 41, délka 120 mm	677 Kč	ks
1631-0016	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 51, délka 150 mm	1 054 Kč	ks
1631-0018	Plášť s kulovým zábrusem, zábrus 65, délka 170 mm	1 731 Kč	ks



Jádro s kulovým zábrusem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1631-0020	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 13/2, délka 100 mm	254 Kč	ks
1631-0022	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 13/5, délka 100 mm	167 Kč	ks
1631-0024	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 19, délka 120 mm	180 Kč	ks
1631-0026	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 29, délka 120 mm	220 Kč	ks
1631-0028	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 35, délka 120 mm	255 Kč	ks
1631-0030	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 40, délka 120 mm	378 Kč	ks
1631-0032	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 41, délka 120 mm	698 Kč	ks
1631-0034	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 51, délka 150 mm	1 052 Kč	ks
1631-0036	Jádro s kulovým zábrusem, zábrus 65, délka 170 mm	1 713 Kč	ks



Přechodka mezi kónickým a kulovým zábrusem

- vnitřní kulový, vnější kónický zábrus, sklo DURAN

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1631-0040	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 14/23, vnější zábrus 19	926 Kč	ks
1631-0042	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 29/32, vnější zábrus 19	1 019 Kč	ks
1631-0044	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 29/32, vnější zábrus 29	1 189 Kč	ks
1631-0046	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 29/32, vnější zábrus 35	1 247 Kč	ks

Přechodka mezi kónickým a kulovým zábrusem

- vnější kulový, vnitřní kónický zábrus, sklo DURAN

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1631-0050	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 14/23, vnější zábrus 19	939 Kč	ks
1631-0052	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 29/32, vnější zábrus 29	1 058 Kč	ks
1631-0054	Přechodka skleněná, vnitřní zábrus 29/32, vnější zábrus 35	1 214 Kč	ks





Nástavec se zahnutou trubičkou, NZ - jádro

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-2050	Nástavec s trubičkou j.14/23, 8133	8	209 Kč	ks
1638-2060	Nástavec s trubičkou j.19/26, 8133	8	243 Kč	ks
1638-2080	Nástavec s trubičkou j.29/32, 8133	12	286 Kč	ks
1638-2110	Nástavec s trubičkou j.45/40, 8133	12	495 Kč	ks



Nástavec se zahnutou trubičkou s olivkou, NZ - jádro

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-2055	Nástavec s trubičkou a olivkou, NZ 14/23	10	158 Kč	ks
1638-2065	Nástavec s trubičkou a olivkou, NZ 19/26	10	162 Kč	ks
1638-2075	Nástavec s trubičkou a olivkou, NZ 24/29	10	175 Kč	ks
1638-2085	Nástavec s trubičkou a olivkou, NZ 29/32	10	183 Kč	ks




Nástavec se zahnutou trubičkou a kohoutem, NZ - jádro

Kód zboží	Název	d (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-3050	Nástavec trubička a kohout j.14/23, 8134	7	42	1 016 Kč	ks
1638-3060	Nástavec trubička a kohout j.19/29, 8134	7	45	1 036 Kč	ks
1638-3070	Nástavec trubička a kohout j.24/29, 8134	7	50	1 089 Kč	ks
1638-3080	Nástavec trubička a kohout j.29/32, 8134	7	60	1 099 Kč	ks



Nástavec se zahnutou trubičkou s olivkou a kohoutem, NZ - jádro

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-3055	Nástavec trubička, olivka a kohout, NZ 14/23	10	330 Kč	ks
1638-3065	Nástavec trubička, olivka a kohout, NZ 19/26	10	337 Kč	ks
1638-3075	Nástavec trubička, olivka a kohout, NZ 24/29	10	343 Kč	ks
1638-3085	Nástavec trubička, olivka a kohout, NZ 29/32	10	349 Kč	ks



Trubička vysoušecí pro náplň chloridu vápenatého

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-3101	Trubička vysoušecí, jádro 14/23	405 Kč	ks
1638-3105	Trubička vysoušecí, jádro 29/32	547 Kč	ks



Koleno v úhlu 135°, NZ - plášť / jádro

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1637-5080	Koleno 135,pl.29/32-j29/32, 8137	77	459 Kč	ks




Koleno v úhlu 75°, NZ - jádro / jádro

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1637-6050	Koleno 75, j.14/23-j.14/23, 8138	67	319 Kč	ks
1637-6080	Koleno 75, j.29/32-j.29/32, 8138	87	479 Kč	ks



Koleno v úhlu 75°, NZ - plášť / jádro

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1637-7050	Koleno 75,pl.14/23-j.14/23, 8138	67	308 Kč	ks
1637-7080	Koleno 75,pl.29/32-j.29/32, 8138	82	473 Kč	ks




Koleno v úhlu 90°, NZ - plášť / jádro

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1637-8050	Koleno 90,pl.14/23-j.14/23, 8138	65	334 Kč	ks
1637-8080	Koleno 90,pl.29/32-j.29/32, 8139	90	462 Kč	ks




Nástavec destilační

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-4480	Nástavec destilační 2 x NZ29/32, 1 x NZ14/23	100	583 Kč	ks



Nástavec destilační Claisenův

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-4150	Nástavec destilační Claisen 2 x NZ14/23, 8173	90	858 Kč	ks
1638-4180	Nástavec destilační Claisen 2 x NZ29/32, 8173	100	1 034 Kč	ks






Předloha destilační (alonž) s olivkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-5150	Předloha destilační s olivkou, pl. 14/23 / j. 14/23, 8180	552 Kč	ks
1638-5160	Předloha destilační s olivkou, pl. 19/26 / j. 29/32, 8180	330 Kč	ks
1638-5180	Předloha destilační s olivkou, pl. 29/32 / j. 29/32, 8180	724 Kč	ks



Předloha destilační (alonž) bez olivky

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-5050	Předloha destilační pl.14/23, 8179, bez olivky	60	334 Kč	ks
1638-5060	Předloha destilační pl.19/26, 8179, bez olivky	120	213 Kč	ks
1638-5080	Předloha destilační pl.29/32, 8179, bez olivky	100	358 Kč	ks



Předloha na odběr refluxu podle Junga, NZ - plášť/jádro

- se zábrusem pro teploměr NZ14/23

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-5223	Předloha podle Junga, jádro NZ14/23, plášť NZ14/23	2 243 Kč	ks
1638-5226	Předloha podle Junga, jádro NZ29/32, plášť NZ29/32	2 640 Kč	ks



Předloha destilační podle Anschütz-Thieleho

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-5191	Předloha destilační Anschutz-Thiele, 25 ml, NZ14/23	5 269 Kč	ks
1638-5192	Předloha destilační Anschutz-Thiele, 50 ml, NZ29/32	5 051 Kč	ks



Předloha destilační podle Anschütz-Thieleho, PTFE kohouty

Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1650-0050	Předloha destilační dle Anschütz-Thieleho, 25 ml	14/23	7 617 Kč	ks
1650-0052	Předloha destilační dle Anschütz-Thieleho, 50 ml	29/32	7 897 Kč	ks
1650-0054	Předloha destilační dle Anschütz-Thieleho, 100 ml	29/32	8 168 Kč	ks



Předloha destilační podle Anschütz-Thieleho, zahnutá, skleněné kohouty

Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1650-0070	Předloha destilační Anschütz-Thiele, zahnutá, 25 ml	14/23	8 333 Kč	ks
1650-0072	Předloha destilační Anschütz-Thiele, zahnutá, 50 ml	29/32	8 811 Kč	ks
1650-0074	Předloha destilační Anschütz-Thiele, zahnutá, 100 ml	29/32	9 046 Kč	ks




Předloha destilační podle Anschütz-Thieleho, PTFE kohouty

Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1650-0080	Předloha destilační Anschütz-Thiele, zahnutá, 25 ml	14/23	8 569 Kč	ks
1650-0082	Předloha destilační Anschütz-Thiele, zahnutá, 50 ml	29/32	9 190 Kč	ks
1650-0084	Předloha destilační Anschütz-Thiele, zahnutá, 100 ml	29/32	9 429 Kč	ks



Nástavec destilační se svislou odbočkou

Kód zboží	Název	SJ (mm)	SJ1 (mm)	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-4130	Nástavec destilační typ 8233	29/32	45/40	225	1 084 Kč	ks




Nástavec destilační s dvěma svislými a jednou šikmou odbočkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-0000	Nást. destilační, dvě svislé, jedna šikmá odbočka, 14/23 - 14/23	1 673 Kč	ks
1638-0002	Nást. destilační, dvě svislé, jedna šikmá odbočka, 24/29 - 19/26	1 828 Kč	ks
1638-0004	Nást. destilační, dvě svislé, jedna šikmá odbočka, 29/32 - 19/26	1 828 Kč	ks
1638-0006	Nást. destilační, dvě svislé, jedna šikmá odbočka, 24/29 - 24/29	1 956 Kč	ks
1638-0008	Nást. destilační, dvě svislé, jedna šikmá odbočka (45°), 29/32 - 29/32	2 209 Kč	ks



Lapač kapek

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-4051	Lapač kapek 2 x NZ14/23, 8153	130	1 231 Kč	ks
1638-4081	Lapač kapek 2 x NZ29/32, 8153	170	1 396 Kč	ks



Přestupník se zábrusy a lapačem kapek, bez přikapávací nálevky

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-4050	Přestupník s lapačem kapek 2 x NZ14/23, 8147	200	1 233 Kč	ks
1638-4080	Přestupník s lapačem kapek 2 x NZ29/32, 8147	200	1 752 Kč	ks



Přestupník se zábrusy a lapačem kapek, s přikapávací nálevkou

Kód zboží	Název	l (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-4082	Přestupník s lapačem kapek 2 x NZ29/32, nálevka, 8146	200	3 885 Kč	ks



Přestupník s NZ 14/23 pro teploměr

Kód zboží	Název	l (mm)	l1 (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-6050	Přestupník s NZ 2xj.14/23, 8148	300	313	813 Kč	ks
1638-6080	Přestupník s NZ 2xj.29/32, 8148	300	132	908 Kč	ks




Hlava destilační pro odběr refluxu, s trubicí pro teploměr

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-0050	Hlava destilační NZ14/23	9 129 Kč	ks
1638-0080	Hlava destilační NZ29/32	10 684 Kč	ks




Zátka šestihranná dutá, zabroušená, s uzavřenou dutinou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1639-1030	Zátka skleněná dutá NZ 10/19, 8131	61 Kč	ks
1639-1040	Zátka skleněná dutá NZ 12/21, 8131	66 Kč	ks
1639-1050	Zátka skleněná dutá, NZ 14/23, 8131	65 Kč	ks
1639-1060	Zátka skleněná dutá, NZ 19/26, 8131	84 Kč	ks
1639-1070	Zátka skleněná dutá, NZ 24/29, 8131	120 Kč	ks
1639-1080	Zátka skleněná dutá, NZ 29/32, 8131	139 Kč	ks
1639-1110	Zátka skleněná dutá, NZ 45/40, 8131	676 Kč	ks



Zátka osmihranná zabroušená, plná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1639-2020	Zátka plná skleněná 7/16, 8130	151 Kč	ks
1639-2030	Zátka plná skleněná 10/19, 8130	151 Kč	ks
1639-2040	Zátka plná skleněná 12/21, 8130	147 Kč	ks
1639-2050	Zátka plná skleněná 14/23, 8130	150 Kč	ks
1639-2060	Zátka plná skleněná 19/26, 8130	175 Kč	ks
1639-2070	Zátka plná skleněná 24/29, 8130	196 Kč	ks
1639-2080	Zátka plná skleněná 29/32, 8130	252 Kč	ks




Zátka šestihranná dutá, zabroušená, s uzavřenou dutinou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1639-0002	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 7/16	104 Kč	ks
1639-0004	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 10/19	104 Kč	ks
1639-0006	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 12/21	104 Kč	ks
1639-0008	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 14/23	107 Kč	ks
1639-0010	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 19/26	127 Kč	ks
1639-0012	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 24/29	162 Kč	ks
1639-0014	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 29/32	189 Kč	ks
1639-0016	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 34/35	384 Kč	ks
1639-0018	Zátka šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 45/40	570 Kč	ks




Šroubová spojka – závit GL

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1636-0014	Šroubová spojka, závit GL14	12	120	54 Kč	ks
1636-0018	Šroubová spojka, závit GL18	16	120	57 Kč	ks
1636-0025	Šroubová spojka, závit GL25	22	150	77 Kč	ks
1636-0032	Šroubová spojka, závit GL32	30	150	75 Kč	ks




Adaptér zábrusové jádro – závit GL

Kód zboží	Název	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1635-0232	Adaptér j.14/23-záv.GL14, 830	30	305 Kč	ks
1635-0233	Adaptér j.19/26-záv.GL14, 830	30	218 Kč	ks
1635-0234	Adaptér j.24/29-záv.GL14, 830	35	241 Kč	ks
1635-0235	Adaptér j.29/32-záv.GL14, 830	35	267 Kč	ks
1635-0452	Adaptér j.14/23-záv.GL18, 830	35	281 Kč	ks
1635-0453	Adaptér j.19/26-záv.GL18, 830	35	179 Kč	ks
1635-0454	Adaptér j.24/29-záv.GL18, 830	35	197 Kč	ks
1635-0455	Adaptér j.29/32-záv.GL18, 830	40	213 Kč	ks
1635-0674	Adaptér j.24/29-záv.GL25, 830	40	239 Kč	ks
1635-0675	Adaptér j.29/32-záv.GL25, 830	40	268 Kč	ks
1635-0895	Adaptér j.29/32-záv.GL32, 830	50	295 Kč	ks




Kohout byretový přímý

Kód zboží	Název	l (mm)	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1640-0003	Kohout byretový přímý, vrtání 2,5mm, 7155	150	7	716 Kč	ks



Kohout vakuový přímý jednocestný

Kód zboží	Název	l (mm)	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1640-1006	Kohout vakuový přímý, vrtání 6mm, 7160	100	10	1 552 Kč	ks
1640-1008	Kohout vakuový přímý, vrtání 8mm, 7160	100	12	1 687 Kč	ks
1640-1010	Kohout vakuový přímý, vrtání10mm, 7160	150	15	3 341 Kč	ks



Kohout přímý, s plným jádrem, jednocestný

Kód zboží	Název	l (mm)	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1640-5003	Kohout přímý jednocestný, vrtání 2.5mm, 7143	100	9	703 Kč	ks
1640-5004	Kohout přímý jednocestný, vrtání 4mm, 7143	110	10	280 Kč	ks
1640-5006	Kohout přímý jednocestný, vrtání 6,3mm, 7143	120	13	1 232 Kč	ks
1640-5008	Kohout přímý jednocestný, vrtání 8mm, 7143	120	15	1 342 Kč	ks
1640-5011	Kohout přímý jednocestný, vrtání 10mm, 7143	120	18	1 485 Kč	ks



Kohout přímý, s plným jádrem, trojcestný

Kód zboží	Název	l (mm)	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1640-6003	Kohout přímý trojcestný, vrtání 2,5mm, 7151	100	9	1 185 Kč	ks
1640-6006	Kohout přímý trojcestný, vrtání 6,3mm, 7151	120	13	2 030 Kč	ks




Chladič vzdušný, průměr trubice 16 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1661-0500	Chladič vzdušný 500 mm, NZ29/32	236 Kč	ks
1661-0510	Chladič vzdušný 750 mm, NZ29/32	244 Kč	ks
1661-0520	Chladič vzdušný 1000 mm, NZ29/32	266 Kč	ks




Chladič Liebigův, bez zábrusu

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1661-1200	Chladič přímý Liebig bez zábrusu 200mm, 7110	24	392 Kč	ks
1661-1300	Chladič přímý Liebig bez zábrusu 300mm, 7110	24	409 Kč	ks
1661-1400	Chladič přímý Liebig bez zábrusu 400mm, 7110	24	444 Kč	ks
1661-1500	Chladič přímý Liebig bez zábrusu 500mm, 7110	24	501 Kč	ks
1661-1700	Chladič přímý Liebig bez zábrusu 700mm, 7110	32	643 Kč	ks
1661-1990	Chladič přímý Liebig bez zábrusu 1000mm, 7110	32	898 Kč	ks




Chladič Liebigův s NZ-jádrem

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1661-2202	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 14/23 200mm, 8251	24	1 367 Kč	ks
1661-2205	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 29/32 200mm, 8251	24	467 Kč	ks
1661-2302	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 14/23 300mm, 8251	24	1 492 Kč	ks
1661-2305	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 29/32 300mm, 8251	24	494 Kč	ks
1661-2402	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 14/23 400mm, 8251	24	1 801 Kč	ks
1661-2405	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 29/32 400mm, 8251	24	520 Kč	ks
1661-2705	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 29/32 700mm, 8251	32	638 Kč	ks
1661-2995	Chladič přímý Liebig 1 x NZ 29/32 1000mm, 8251	32	853 Kč	ks




Chladič Liebigův s dvěma NZ

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1661-3205	Chladič přímý Liebig 2 x NZ 29/32 200mm, 8252	24	625 Kč	ks
1661-3305	Chladič přímý Liebig 2 x NZ 29/32 300mm, 8252	24	645 Kč	ks
1661-3402	Chladič přímý Liebig 2 x NZ 14/23 400mm, 8252	24	1 850 Kč	ks
1661-3405	Chladič přímý Liebig 2 x NZ 29/32 400mm, 8252	24	671 Kč	ks
1661-3705	Chladič přímý Liebig 2 x NZ 29/32 700mm, 8252	32	808 Kč	ks
1661-3995	Chladič přímý Liebig 2 x NZ 29/32 1000mm, 8252	32	1 064 Kč	ks




Chladič kuličkový podle Allihna, s NZ-jádrem

Kód zboží	Název	Počet koulí	Prodejní cena	MJ
1662-2202	Chladič Allihn 1 x NZ 14/23 200mm, 8256	4	1 558 Kč	ks
1662-2205	Chladič Allihn 1 x NZ 29/32 200mm, 8256	4	601 Kč	ks
1662-2302	Chladič Allihn 1 x NZ 14/23 300mm, 8256	6	1 827 Kč	ks
1662-2305	Chladič Allihn 1 x NZ 29/32 300mm, 8256	6	656 Kč	ks
1662-2402	Chladič Allihn 1 x NZ 14/23 400mm, 8256	8	2 124 Kč	ks
1662-2405	Chladič Allihn 1 x NZ 29/32 400mm, 8256	8	899 Kč	ks
1662-2605	Chladič Allihn 1 x NZ 29/32 600mm, 8256	13	1 108 Kč	ks



Chladič kuličkový podle Allihna se dvěma NZ

Kód zboží	Název	Počet koulí	Prodejní cena	MJ
1662-3202	Chladič Allihn 2 x NZ 14/23 200mm, 8257	4	1 604 Kč	ks
1662-3205	Chladič Allihn 2 x NZ 29/32 200mm, 8257	4	857 Kč	ks
1662-3302	Chladič Allihn 2 x NZ 14/23 300mm, 8257	6	1 902 Kč	ks
1662-3305	Chladič Allihn 2 x NZ 29/32 300mm, 8257	6	918 Kč	ks
1662-3402	Chladič Allihn 2 x NZ 14/23 400mm, 8257	8	2 185 Kč	ks
1662-3405	Chladič Allihn 2 x NZ 29/32 400mm, 8257	8	1 043 Kč	ks
1662-3605	Chladič Allihn 2 x NZ 29/32 600mm, 8257	13	2 504 Kč	ks



Chladič spirálový podle Dimrotha s NZ jádrem dole

Kód zboží	Název	Počet závitů	Prodejní cena	MJ
1663-2202	Chladič Dimroth 1 x NZ 14/23 200mm, 8260	11	2 638 Kč	ks
1663-2205	Chladič Dimroth 1 x NZ 29/32 200mm, 8260	11	929 Kč	ks
1663-2302	Chladič Dimroth 1 x NZ 14/23 300mm, 8260	18	2 955 Kč	ks
1663-2305	Chladič Dimroth 1 x NZ 29/32 300mm, 8260	18	1 036 Kč	ks
1663-2405	Chladič Dimroth 1 x NZ 29/32 400mm, 8260	26	1 214 Kč	ks
1663-2605	Chladič Dimroth 1 x NZ 29/32 600mm, 8260	40	3 296 Kč	ks

Chladič spirálový podle Dimrotha se dvěma NZ

Kód zboží	Název	Počet závitů	Prodejní cena	MJ
1663-3202	Chladič Dimroth 2 x NZ 14/23 200mm, 8261	11	2 683 Kč	ks
1663-3205	Chladič Dimroth 2 x NZ 29/32 200mm, 8261	11	1 200 Kč	ks
1663-3302	Chladič Dimroth 2 x NZ 14/23 300mm, 8261	18	2 996 Kč	ks
1663-3305	Chladič Dimroth 2 x NZ 29/32 300mm, 8261	18	1 285 Kč	ks
1663-3405	Chladič Dimroth 2 x NZ 29/32 400mm, 8261	26	1 449 Kč	ks
1663-3605	Chladič Dimroth 2 x NZ 29/32 600mm, 8261	40	1 776 Kč	ks

Chladič zpětný šroubový podle Friedrichse, s bočním vývodem


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1664-0015	Chladič zpětný šroubový dle Friedrichse 1x29/32 250mm	1 036 Kč	ks

Chladič zpětný šroubový podle Friedrichse, se šikmou odbočkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1664-0017	Chladič dle Friedrichse 2x29/32 250mm, šikmá odbočka	1 191 Kč	ks

Chladič zpětný šroubový podle Friedrichse, s rovnou odbočkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1664-0019	Chladič dle Friedrichse 2x29/32 250mm, rovná odbočka	1 281 Kč	ks



Nástavec extrační podle Soxhleta

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1681-1030	Nástavec extrakční Soxhlet 30ml, 8293	29/32	29/32	1 854 Kč	ks
1681-1070	Nástavec extrakční Soxhlet 70ml, 8293	34/35	29/32	2 410 Kč	ks
1681-1100	Nástavec extrakční Soxhlet 100ml, 8293	45/40	29/32	2 504 Kč	ks
1681-1200	Nástavec extrakční Soxhlet 200ml, 8293	55/50	29/32	2 680 Kč	ks
1681-1500	Nástavec extrakční Soxhlet 500ml, 8293	60/46	29/32	2 699 Kč	ks
1681-1940	Nástavec extrakční Soxhlet 1000ml, 8293	71/51	29/32	3 574 Kč	ks



Skleněná extrakční vložka s fritou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1681-1071	Vložka s fritou pro S 70ml	799 Kč	ks
1681-1101	Vložka s fritou pro S 100ml	889 Kč	ks
1681-1201	Vložka s fritou pro S 200ml	945 Kč	ks
1681-1501	Vložka s fritou pro S 500ml	852 Kč	ks
1681-1941	Vložka s fritou pro S1000ml	1 059 Kč	ks


Chladič kuličkový k Soxhletovu extraktoru

Kód zboží	Název	SJ (mm)	l (mm)	Počet koulí	Prodejní cena	MJ
1681-2030	Chladič kul. k Soxhletu, 30ml, 8281	29/32	---	3	2 228 Kč	ks
1681-2070	Chladič kul. k Soxhletu, 70ml, 8281	34/35	---	4	2 600 Kč	ks
1681-2100	Chladič kul. k Soxhletu, 100ml, 8281	45/40	300	5	2 494 Kč	ks
1681-2200	Chladič kul. k Soxhletu, 200ml, 8281	55/50	300	5	2 505 Kč	ks
1681-2500	Chladič kul. k Soxhletu, 500ml, 8281	60/46	400	7	2 943 Kč	ks
1681-2940	Chladič kul. k Soxhletu, 1000ml, 8281	71/51	400	7	3 474 Kč	ks



Chladič spirálový k Soxhletovu extraktoru

Kód zboží	Název	SJ (mm)	l (mm)	Počet závitů	Prodejní cena	MJ
1681-3070	Chladič spirál. k Soxhletu, 70ml, 8282	34/35	200	18	3 357 Kč	ks
1681-3100	Chladič spirál. k Soxhletu, 100ml, 8282	45/40	300	23	3 411 Kč	ks
1681-3200	Chladič spirál. k Soxhletu, 200ml, 8282	55/50	300	23	3 534 Kč	ks
1681-3500	Chladič spirál. k Soxhletu, 500ml, 8282	60/46	400	32	3 673 Kč	ks
1681-3940	Chladič spirál. k Soxhletu, 1000ml, 8282	71/51	400	32	4 172 Kč	ks



Přístroj Kippův (s polokulovitým spodním dílem a příslušenstvím)

Kód zboží	Název	SJ1 (mm)	SJ2 (mm)	SJ3 (mm)	Prodejní cena	MJ
1682-6500	Přístroj Kippův 500ml, 2442	29/32	29/32	29/32	6 995 Kč	ks
1682-6940	Přístroj Kippův 1000ml, 2442	34/35	34/35	29/32	7 902 Kč	ks
1682-6950	Přístroj Kippův 2000ml, 2442	34/35	34/35	29/32	8 947 Kč	ks



Destilační přístroj dle Marcussona

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1689-0051	Přístroj podle Marcussona, 1000 ml, NZ29/32	4 158 Kč	ks
1689-0052	Přístroj podle Marcussona, 2000 ml, NZ29/32	4 268 Kč	ks



Přístroj na stanovení vody xylenem podle Dean Starcka

Kód zboží	Název	Dělení	NZ (mm)	Prodejní cena	MJ
1638-5331	Přístroj Dean Stark, objem předlohy 2,5 ml	1/20	29/32	3 901 Kč	ks
1638-5333	Přístroj Dean Stark, objem předlohy 5 ml	1/10	29/32	6 894 Kč	ks
1638-5335	Přístroj Dean Stark, objem předlohy 10 ml	1/10	29/32	7 005 Kč	ks
1638-5337	Přístroj Dean Stark, objem předlohy 20 ml	1/5	29/32	7 017 Kč	ks



Přístroj na stanovení síry Strohlein

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1689-0029	Přístroj na stanovení síry Strohlein, NZ 45/40	4 409 Kč	ks



Přístroj na stanovení silic

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1689-0130	Přístroj na stanovení silic, bez baňky, dle lékopisu	8 654 Kč	ks

Kolona destilační Hempel

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1683-1300	Kolona Hempel 300mm, NZ 14/23	301 Kč	ks
1683-1500	Kolona Hempel 500mm, NZ 29/32	456 Kč	ks
1683-1750	Kolona Hempel 750mm, NZ 29/32	565 Kč	ks
1683-1940	Kolona Hempel 1000mm, NZ 29/32	601 Kč	ks

Kolona destilační Vigreux


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1683-2030	Kolona Vigreux 450mm/14/23, s izolačním pláštěm	642 Kč	ks
1683-2070	Kolona Vigreux 550mm/29/32, s izolačním pláštěm	812 Kč	ks
1683-2100	Kolona Vigreux 650mm/29/32, s izolačním pláštěm	995 Kč	ks
1683-2200	Kolona Vigreux 800mm/29/32, s izolačním pláštěm	1 212 Kč	ks

Vápnoměr dle Janka, se stojanem, stupnice do 5 % $CaCO_3$

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1689-0041	Vápnoměr dle Janka	15 285 Kč	ks

Přístroj Parnas-Wagner, se stojanem, stupnice do 5 % $CaCO_3$

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1689-0010	Přístroj Parnas-Wagner mikrodestilační, bez stojanu, 8460	5 941 Kč	ks
1689-0011	Přístroj Parnas-Wagner mikrodestilační, kompletní	20 849 Kč	ks
1689-0021	Přístroj Parnas-Wagner,makrodestilační, bez stojanu, 8461	11 869 Kč	ks
1689-0022	Přístroj Parnas/Wagner, makrodestilační kompletní	17 900 Kč	ks



Přístroj na stanovení vody podle Dean Starcka


- na stanovení vody xylenem, předloha 10 ml, baňka 500 ml
- zábrusy 29/32, Liebigův chladič 400 mm

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1638-5340	Přístroj Dean Starck s kohoutem, nulový bod na kohoutu	5 167 Kč	ks
1638-5342	Přístroj Dean Starck s kohoutem, nulový bod nad kohoutem	5 779 Kč	ks
1638-5344	Přístroj Dean Starck bez kohoutu, nulový bod na špičce	5 388 Kč	ks



Vývěva vodní

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1684-1000	Vývěva vodní skleněná, délka 220mm	1 368 Kč	ks



Fritové filtry Kavalier


- jsou definovány střední velikostí pórů a vyrábí se v následujících filtračních třídách:

150 - 250 um: porozita S0 , 90 - 160 um: porozita S1 , 40 - 90 um: porozita S2 , 15 - 40 um: porozita S3 , 5 - 15 um: porozita S4

Fritová patrona extrakční

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1671-0002	Patrona fritová extrakční S0 d29x105mm, 61S	296 Kč	ks
1671-0003	Patrona fritová extrakční S0 d38x 90mm, 61S	326 Kč	ks
1671-0004	Patrona fritová extrakční S0 d38x130mm, 61S	366 Kč	ks
1671-0005	Patrona fritová extrakční S0 d55x150mm, 61S	471 Kč	ks
1671-0008	Patrona fritová extrakční S0 d85x250mm, 61S	968 Kč	ks
1671-0102	Patrona fritová extrakční S1 d29x105mm, 61S	325 Kč	ks
1671-0103	Patrona fritová extrakční S1 d38x 90mm, 61S	364 Kč	ks
1671-0104	Patrona fritová extrakční S1 d38x130mm, 61S	422 Kč	ks
1671-0105	Patrona fritová extrakční S1 d55x150mm, 61S	615 Kč	ks
1671-0108	Patrona fritová extrakční S1 d85x250mm, 61S	1 337 Kč	ks
1671-0202	Patrona fritová extrakční S2 d29x105mm, 61S	364 Kč	ks
1671-0203	Patrona fritová extrakční S2 d38x 90mm, 61S	420 Kč	ks
1671-0204	Patrona fritová extrakční S2 d38x130mm, 61S	498 Kč	ks
1671-0205	Patrona fritová extrakční S2 d55x150mm, 61S	735 Kč	ks
1671-0208	Patrona fritová extrakční S2 d85x250mm, 61S	2 326 Kč	ks
1671-0302	Patrona fritová extrakční S3 d29x105mm, 61S	399 Kč	ks
1671-0303	Patrona fritová extrakční S3 d38x 90mm, 61S	470 Kč	ks
1671-0304	Patrona fritová extrakční S3 d38x130mm, 61S	569 Kč	ks
1671-0305	Patrona fritová extrakční S3 d55x150mm, 61S	886 Kč	ks
1671-0308	Patrona fritová extrakční S3 d85x250mm, 61S	2 348 Kč	ks


SIMAX Glass that Lasts



Nuč s fritou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1673-0103	Nuč s fritou S1 d30x143mm, 34S	941 Kč	ks
1673-0104	Nuč s fritou S1 d40x165mm, 34S	877 Kč	ks
1673-0106	Nuč s fritou S1 d60x195mm, 34S	1 170 Kč	ks
1673-0109	Nuč s fritou S1 d90x245mm, 34S	1 568 Kč	ks
1673-0112	Nuč s fritou S1 d120x310mm, 34S	2 032 Kč	ks
1673-0115	Nuč s fritou S1 d150x425mm, 34S	3 278 Kč	ks
1673-0117	Nuč s fritou S1 d175x490mm, 34S	4 419 Kč	ks
1673-0121	Nuč s fritou S1 d210x575mm, 34S	5 492 Kč	ks
1673-0203	Nuč s fritou S2 d30x143mm, 34S	748 Kč	ks
1673-0204	Nuč s fritou S2 d40x165mm, 34S	886 Kč	ks
1673-0206	Nuč s fritou S2 d60x195mm, 34S	1 195 Kč	ks
1673-0209	Nuč s fritou S2 d90x245mm, 34S	1 461 Kč	ks
1673-0212	Nuč s fritou S2 d120x310mm, 34S	2 089 Kč	ks
1673-0215	Nuč s fritou S2 d150x425mm, 34S	4 089 Kč	ks
1673-0217	Nuč s fritou S2 d175x490mm, 34S	5 036 Kč	ks
1673-0221	Nuč s fritou S2 d210x575mm, 34S	6 357 Kč	ks
1673-0303	Nuč s fritou S3 d30x143mm, 34S	758 Kč	ks
1673-0304	Nuč s fritou S3 d40x165mm, 34S	895 Kč	ks
1673-0306	Nuč s fritou S3 d60x195mm, 34S	1 216 Kč	ks
1673-0309	Nuč s fritou S3 d90x245mm, 34S	1 642 Kč	ks
1673-0312	Nuč s fritou S3 d120x310mm, 34S	2 140 Kč	ks
1673-0315	Nuč s fritou S3 d150x425mm, 34S	3 703 Kč	ks
1673-0317	Nuč s fritou S3 d175x490mm, 34S	5 596 Kč	ks
1673-0321	Nuč s fritou S3 d210x575mm, 34S	7 142 Kč	ks
1673-0403	Nuč s fritou S4 d30x143mm, 34S	743 Kč	ks
1673-0404	Nuč s fritou S4 d40x165mm, 34S	904 Kč	ks
1673-0406	Nuč s fritou S4 d60x195mm, 34S	1 240 Kč	ks
1673-0409	Nuč s fritou S4 d 90x245mm, 34S	1 680 Kč	ks
1673-0412	Nuč s fritou S4 d120x310mm, 34S	2 196 Kč	ks
1673-0415	Nuč s fritou S4 d150x425mm, 34S	4 507 Kč	ks
1673-0417	Nuč s fritou S4 d175x490mm, 34S	6 179 Kč	ks
1673-0421	Nuč s fritou S4 d210x575mm, 34S	7 956 Kč	ks

SIMAX Glass that Lasts




Kelímek filtrační s fritou

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1672-0002	Kelímek filtrační s fritou S0 15ml, 31S	20	50	486 Kč	ks
1672-0102	Kelímek filtrační s fritou S1 15ml, 31S	20	50	668 Kč	ks
1672-0103	Kelímek filtrační s fritou S1 35ml, 31S	20	50	633 Kč	ks
1672-0104	Kelímek filtrační s fritou S1 55ml, 31S	20	50	763 Kč	ks
1672-0202	Kelímek filtrační s fritou S2 15ml, 31S	20	50	671 Kč	ks
1672-0203	Kelímek filtrační s fritou S2 35ml, 31S	30	60	752 Kč	ks
1672-0204	Kelímek filtrační s fritou S2 55ml, 31S	30	60	773 Kč	ks
1672-0302	Kelímek filtrační s fritou S3 15ml, 31S	30	60	673 Kč	ks
1672-0303	Kelímek filtrační s fritou S3 35ml, 31S	30	60	642 Kč	ks
1672-0304	Kelímek filtrační s fritou S3 55ml, 31S	40	65	860 Kč	ks
1672-0402	Kelímek filtrační s fritou S4 15ml, 31S	40	65	664 Kč	ks
1672-0403	Kelímek filtrační s fritou S4 35ml, 31S	40	65	626 Kč	ks
1672-0404	Kelímek filtrační s fritou S4 55ml, 31S	40	65	870 Kč	ks






Fritové filtrační desky kruhové na obvodu broušené

SIMAX Glass that Lasts

Kód zboží	Název	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1674-0000	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 10 mm	2,5	266 Kč	ks
1674-0002	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 10 mm	2,5	211 Kč	ks
1674-0004	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 10 mm	2,5	265 Kč	ks
1674-0006	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 10 mm	2,5	209 Kč	ks
1674-0008	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 20 mm	3,5	295 Kč	ks
1674-0010	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 20 mm	3,5	296 Kč	ks
1674-0012	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 20 mm	3,5	300 Kč	ks
1674-0014	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 20 mm	3,5	292 Kč	ks
1674-0016	Fritová filtrační deska kruhová, S0, prům. 30 mm	3,5	230 Kč	ks
1674-0018	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 30 mm	3,5	325 Kč	ks
1674-0020	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 30 mm	3,5	301 Kč	ks
1674-0022	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 30 mm	3,5	336 Kč	ks
1674-0024	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 30 mm	3,5	319 Kč	ks
1674-0026	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 40 mm	4	385 Kč	ks
1674-0028	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 40 mm	4	398 Kč	ks
1674-0030	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 40 mm	4	407 Kč	ks
1674-0032	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 40 mm	4	418 Kč	ks
1674-0034	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 60 mm	5	468 Kč	ks
1674-0036	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 60 mm	5	496 Kč	ks
1674-0038	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 60 mm	5	520 Kč	ks
1674-0040	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 60 mm	5	436 Kč	ks
1674-0042	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 90 mm	7,5	477 Kč	ks
1674-0044	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 90 mm	7,5	645 Kč	ks
1674-0046	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 90 mm	7,5	546 Kč	ks
1674-0048	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 90 mm	7,5	580 Kč	ks
1674-0050	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 120 mm	9	587 Kč	ks
1674-0052	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 120 mm	9	639 Kč	ks
1674-0054	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 120 mm	9	686 Kč	ks
1674-0056	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 120 mm	9	713 Kč	ks
1674-0058	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 150 mm	10,5	1 263 Kč	ks
1674-0060	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 150 mm	10,5	1 653 Kč	ks
1674-0062	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 150 mm	10,5	2 009 Kč	ks
1674-0064	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 150 mm	10,5	2 390 Kč	ks
1674-0066	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 175 mm	12	1 261 Kč	ks
1674-0068	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 175 mm	12	2 268 Kč	ks
1674-0070	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 175 mm	12	2 712 Kč	ks
1674-0074	Fritová filtrační deska kruhová, S1, prům. 210 mm	13,5	2 229 Kč	ks
1674-0076	Fritová filtrační deska kruhová, S2, prům. 210 mm	13,5	3 021 Kč	ks
1674-0078	Fritová filtrační deska kruhová, S3, prům. 210 mm	13,5	3 740 Kč	ks
1674-0080	Fritová filtrační deska kruhová, S4, prům. 210 mm	13,5	4 490 Kč	ks





Fritové filtry DURAN®

- jsou definovány střední velikostí pórů a vyrábí se v následujících filtračních třídách:

0: 160–250 m , 1: 100–160 m , 2: 40–100 m , 3: 16–40 m , 4: 10–16 m , 5: 1,0–1,6 m

Filtrační kelímek DURAN® s fritou

- lze použít samostatně nebo v sestavě s těsněním a spodní nálevkou

Kód zboží	Název	d (mm)	Vhodné těsnění	Vhodná nálevka	Prodejní cena	MJ
1675-0100	Filtr. kelímek Duran, S1, 15 ml, 10 ks	28	33mm	34 mm	4 693 Kč	bal
1675-0102	Filtr. kelímek Duran, S1, 30 ml, 10 ks	36	41mm	41 mm	4 863 Kč	bal
1675-0104	Filtr. kelímek Duran, S1, 50 ml, 10 ks	46	49mm	50 mm	7 110 Kč	bal
1675-0106	Filtr. kelímek Duran, S2, 8 ml, 10 ks	24	26mm	27 mm	4 675 Kč	bal
1675-0108	Filtr. kelímek Duran, S2, 15 ml, 10 ks	28	33mm	34 mm	4 693 Kč	bal
1675-0110	Filtr. kelímek Duran, S2, 30 ml, 10 ks	36	41mm	41 mm	4 863 Kč	bal
1675-0112	Filtr. kelímek Duran, S2, 50 ml, 10 ks	46	49mm	50 mm	7 110 Kč	bal
1675-0114	Filtr. kelímek Duran, S3, 8 ml, 10 ks	24	26mm	27 mm	4 675 Kč	bal
1675-0116	Filtr. kelímek Duran, S3, 15 ml, 10 ks	28	33mm	34 mm	4 693 Kč	bal
1675-0118	Filtr. kelímek Duran, S3, 30 ml, 10 ks	36	41mm	41 mm	4 863 Kč	bal
1675-0120	Filtr. kelímek Duran, S3, 50 ml, 10 ks	46	49mm	50 mm	7 110 Kč	bal
1675-0122	Filtr. kelímek Duran, S4, 8 ml, 10 ks	24	26mm	27 mm	5 363 Kč	bal
1675-0124	Filtr. kelímek Duran, S4, 15 ml, 10 ks	28	33mm	34 mm	5 653 Kč	bal
1675-0126	Filtr. kelímek Duran, S4, 30 ml, 10 ks	36	41mm	41 mm	5 388 Kč	bal
1675-0128	Filtr. kelímek Duran, S4, 50 ml, 10 ks	46	49mm	50 mm	8 188 Kč	bal
1675-0130	Filtr. kelímek Duran, S5, 30 ml, 10 ks	36	41mm	41 mm	10 560 Kč	bal
1675-0132	Filtr. kelímek Duran, S5, 50 ml, 10 ks	46	49mm	50 mm	16 623 Kč	bal




Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1675-0152	Těsnění pro filtrační kelímek s fritou, d = 33mm, 10 ks	733 Kč	bal
1675-0154	Těsnění pro filtrační kelímek s fritou, d = 41mm, 10 ks	758 Kč	bal
1675-0156	Těsnění pro filtrační kelímek s fritou, d = 49mm, 10 ks	798 Kč	bal

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1675-0172	Spodní nálevka pro filtrační kelímek s fritou, d = 34 mm, 10 ks	7 095 Kč	bal
1675-0174	Spodní nálevka pro filtrační kelímek s fritou, d = 41 mm, 10 ks	7 335 Kč	bal
1675-0176	Spodní nálevka pro filtrační kelímek s fritou, d = 50 mm, 10 ks	7 790 Kč	bal

Buchnerova nálevka DURAN®, skleněná


Kód zboží	Název	d x h (mm)	Prodejní cena	MJ
1675-0200	Buchnerova nálevka 70 ml, pro filtr 45 mm	10 x 132	2 407 Kč	ks
1675-0202	Buchnerova nálevka 125 ml, pro filtr 55 mm	10 x 140	2 857 Kč	ks
1675-0204	Buchnerova nálevka 220 ml, pro filtr 70 mm	18 x 190	3 776 Kč	ks
1675-0206	Buchnerova nálevka 500 ml, pro filtr 90 mm	22 x 240	4 295 Kč	ks
1675-0208	Buchnerova nálevka 1000 ml, pro filtr 110 mm	22 x 270	6 027 Kč	ks



Nálevka s fritou DURAN®


Kód zboží	Název	Prům. desky (mm)	d1 (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1675-0000	Nálevka s fritou Duran, S1, 50 ml	35	10	130	1 108 Kč	ks
1675-0002	Nálevka s fritou Duran, S1, 75 ml	45	10	132	1 247 Kč	ks
1675-0004	Nálevka s fritou Duran, S1, 125 ml	60	10	140	1 697 Kč	ks
1675-0006	Nálevka s fritou Duran, S1, 500 ml	95	22	240	2 754 Kč	ks
1675-0008	Nálevka s fritou Duran, S1, 1000 ml	120	22	270	4 468 Kč	ks
1675-0010	Nálevka s fritou Duran, S1, 4000 ml	175	30	425	14 860 Kč	ks
1675-0012	Nálevka s fritou Duran, S2, 50 ml	35	10	130	1 108 Kč	ks
1675-0014	Nálevka s fritou Duran, S2, 75 ml	45	10	132	1 247 Kč	ks
1675-0016	Nálevka s fritou Duran, S2, 125 ml	60	10	140	1 697 Kč	ks
1675-0018	Nálevka s fritou Duran, S2, 500 ml	95	22	240	2 754 Kč	ks
1675-0020	Nálevka s fritou Duran, S2, 1000 ml	120	22	270	4 468 Kč	ks
1675-0022	Nálevka s fritou Duran, S2, 4000 ml	175	30	425	14 860 Kč	ks
1675-0024	Nálevka s fritou Duran, S3, 50 ml	35	10	130	1 108 Kč	ks
1675-0026	Nálevka s fritou Duran, S3, 75 ml	45	10	132	1 247 Kč	ks
1675-0028	Nálevka s fritou Duran, S3, 125 ml	60	10	140	1 645 Kč	ks
1675-0030	Nálevka s fritou Duran, S3, 500 ml	95	22	240	2 754 Kč	ks
1675-0032	Nálevka s fritou Duran, S3, 1000 ml	120	22	270	4 468 Kč	ks
1675-0034	Nálevka s fritou Duran, S3, 4000 ml	175	30	425	14 513 Kč	ks
1675-0036	Nálevka s fritou Duran, S4, 50 ml	35	10	130	1 179 Kč	ks
1675-0038	Nálevka s fritou Duran, S4, 75 ml	45	10	132	1 368 Kč	ks
1675-0040	Nálevka s fritou Duran, S4, 125 ml	60	10	140	1 870 Kč	ks
1675-0042	Nálevka s fritou Duran, S4, 500 ml	95	22	240	3 290 Kč	ks
1675-0044	Nálevka s fritou Duran, S4, 1000 ml	120	22	270	5 854 Kč	ks
1675-0046	Nálevka s fritou Duran, S4, 4000 ml	175	30	425	16 938 Kč	ks
1675-0048	Nálevka s fritou Duran, S5, 50 ml	35	10	130	2 026 Kč	ks
1675-0050	Nálevka s fritou Duran, S5, 75 ml	45	10	132	2 234 Kč	ks
1675-0052	Nálevka s fritou Duran, S5, 125 ml	60	10	140	3 343 Kč	ks
1675-0054	Nálevka s fritou Duran, S5, 500 ml	95	22	240	6 925 Kč	ks
1675-0056	Nálevka s fritou Duran, S5, 1000 ml	120	22	270	11 916 Kč	ks





Mikronálevka s fritou DURAN®

Kód zboží	Název	d (mm)	d1 (mm)	Prodejní cena	MJ
1675-0400	Mikronálevka s fritou 2,0 ml, por. 1, 10 ks	10	6	9 573 Kč	bal
1675-0402	Mikronálevka s fritou 2,0 ml, por. 2, 10 ks	10	6	9 573 Kč	bal
1675-0404	Mikronálevka s fritou 2,0 ml, por. 3, 10 ks	10	6	9 573 Kč	bal
1675-0406	Mikronálevka s fritou 2,0 ml, por. 4, 10 ks	10	6	10 213 Kč	bal



Tyčinka skleněná s otaveným okrajem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1831-0105	Tyčinka s otaveným okrajem 100x5mm	6 Kč	ks
1831-0205	Tyčinka s otaveným okrajem 200x5mm	10 Kč	ks
1831-0304	Tyčinka s otaveným okrajem 300x5mm	13 Kč	ks
1831-0306	Tyčinka s otaveným okrajem 300x6mm	16 Kč	ks



Tyčinka skleněná s lopatkou

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1831-1010	Tyčinka s lopatkou 65 x 4 mm	5 Kč	ks
1831-1014	Tyčinka s lopatkou 100 x 4 mm	5 Kč	ks
1831-1016	Tyčinka s lopatkou 60 x 5 mm	5 Kč	ks



Vážící lžička skleněná

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1452-0050	Vážící lžička skleněná, 3 ml, délka 82 mm	578 Kč	ks
1452-0052	Vážící lžička skleněná, 6 ml, délka 95 mm	644 Kč	ks
1452-0054	Vážící lžička skleněná, 10 ml, délka 127 mm	679 Kč	ks




Lodička navažovací skleněná (se zabroušeným dnem)

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1452-0075	Lodička odvažovací 75 mm	376 Kč	ks
1452-0090	Lodička odvažovací 90 mm	439 Kč	ks

Spojky hadic skleněné

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1631-0060	Spojka skleněná s olivkami přímá, délka 115, prům. 8 mm	27 Kč	ks
1631-0062	Spojka skleněná s olivkami přímá, délka 115, prům. 9 mm,	30 Kč	ks
1631-0064	Spojka skleněná s olivkami přímá, délka 115, prům. 10 mm	34 Kč	ks
1631-0066	Spojka skleněná s olivkami přímá, délka 115, prům. 11 mm	34 Kč	ks
1631-0070	Rozdvojka skleněná s olivkami, tvar "T", délka 115, prům. 8 mm	109 Kč	ks
1631-0072	Rozdvojka skleněná s olivkami, tvar "T", délka 115, prům. 10 mm	176 Kč	ks
1631-0076	Rozdvojka skleněná s olivkami, tvar "Y", délka 115, prům. 8 mm	123 Kč	ks
1631-0078	Rozdvojka skleněná s olivkami, tvar "Y", délka 115, prům. 10 mm	196 Kč	ks
1631-0080	Spojka skleněná s olivkami přímá, univerzální, délka 110, prům. 6 - 14 mm	182 Kč	ks




U - trubice

Kód zboží	Název	d (mm)	d1 (mm)	Prodejní cena	MJ
1810-7100	U-trubice s olivkami 80mm	10	6	568 Kč	ks
1810-7120	U-trubice s olivkami 100mm	12	6	569 Kč	ks
1810-7121	U-trubice s olivkami 120mm	12	6	569 Kč	ks
1810-7140	U-trubice s olivkami 120mm	14	8	541 Kč	ks
1810-7160	U-trubice s olivkami 150mm	16	8	653 Kč	ks
1810-7180	U-trubice s olivkami 150mm	18	8	655 Kč	ks



Manometr na desce se stupnicí, bez náplně rtuti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1810-5012	Manometr bez kohoutu, 250-0-250	1 201 Kč	ks
1810-5014	Manometr bez kohoutu, 500-0-500	2 772 Kč	ks
1810-5122	Manometr s kohoutem, 250-0-250	2 314 Kč	ks
1810-5124	Manometr s kohoutem, 500-0-500	3 886 Kč	ks



Manometr s posuvnou stupnicí podle Anschütze , bez náplně rtuti

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1810-5200	Manometr s pos.stupnicí podle Anschutze, 100-0-100	6 142 Kč	ks

Pipeta sklopná - špaček, komplet včetně lahve

Kód zboží	Název	SJ (mm)	Prodejní cena	MJ
1790-3001	Pipeta sklopná 250/ 1 ml, 7365, kompletní	29/32	1 577 Kč	ks
1790-3002	Pipeta sklopná 250/ 2 ml, 7365, kompletní	29/32	1 577 Kč	ks
1790-3005	Pipeta sklopná 250/ 5 ml, 7365, kompletní	29/32	1 788 Kč	ks
1790-3010	Pipeta sklopná 500/10 ml, 7365, kompletní	29/32	1 788 Kč	ks
1790-3020	Pipeta sklopná 500/20 ml, 7365, kompletní	29/32	1 964 Kč	ks
1790-3025	Pipeta sklopná 500/25 ml, 7365, kompletní	29/32	1 928 Kč	ks
1790-3030	Pipeta sklopná 1000/30 ml, 7365, kompletní	29/32	2 085 Kč	ks
1790-3050	Pipeta sklopná 1000/50 ml, 7365, kompletní	29/32	2 126 Kč	ks



Přístroj podle Winklera

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1686-2150	Přístroj Winkler 150ml, SJ 14/15, 2772 kompletní	2 200 Kč	sada
1686-2300	Přístroj Winkler 300ml, SJ 19/26, 2772 kompletní	4 028 Kč	sada



Lahev kyslíková se šikmou zátkou, s přesně vyznačeným objemem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1514-0154	Lahev kyslíková 100-150ml, SJ 14/15, 2772	452 Kč	ks
1514-0303	Lahev kyslíková 250-300ml, SJ 19/26, 2772	592 Kč	ks



Kahan lihový s víčkem a kovovou vložkou

Kód zboží	Název	d (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1833-0050	Kahan skleněný 50 ml	62	70	682 Kč	ks
1833-0100	Kahan skleněný 100 ml	70	80	782 Kč	ks
1833-0200	Kahan skleněný 200 ml	84	84	796 Kč	ks



Butyrometr Gerber - mléko

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1800-0005	Butyrometr Gerber 0-0.5 %, 7331	650 Kč	ks
1800-0050	Butyrometr Gerber 0- 5 %, 7331	1 048 Kč	ks
1800-0060	Butyrometr Gerber 0- 6 %, 7331	1 062 Kč	ks
1800-0070	Butyrometr Gerber 0- 7 %, 7331	1 071 Kč	ks
1800-0080	Butyrometr Gerber 0- 8 %, 7331	705 Kč	ks



Butyrometr - sušené mléko


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1800-1035	Butyrometr sušené mléko 0- 35%, 7331	784 Kč	ks

Butyrometr Kohler-Funke - smetana, 5 ml

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1800-3020	Butyrometr K.-Funke 0- 20%, 7331	1 062 Kč	ks
1800-3040	Butyrometr K.-Funke 0- 40%, 7331	1 112 Kč	ks
1800-3055	Butyrometr K.-Funke 0- 55%, 7331	1 353 Kč	ks

Butyrometr Roeder - smetana 5g

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1800-2020	Butyrometr Roeder 0- 20%, 7331	1 059 Kč	ks
1800-2040	Butyrometr Roeder 0- 40%, 7331	1 108 Kč	ks
1800-2055	Butyrometr Roeder 0- 55%, 7335	1 352 Kč	ks



Butyrometr VanGulik - sýry, 3g

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1800-4040	Butyrometr VanGulik 0- 40%, 7343	1 103 Kč	ks

Butyrometry se dodávají povinně cejchované, uvedené ceny jsou včetně cejchovného.

Příslušenství k butyrometrům

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1800-9001	Pohár k butyrometru	116 Kč	ks
1800-9002	Lodička k butyrometru	235 Kč	ks
1800-9005	Zátka k butyrometru	25 Kč	ks


Achátová miska s tloučkem

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1905-0125	Miska třecí achátová 100ml, s tloučkem, vnější průměr 125 mm	20 125 Kč	ks



Žíhací kelímek z křemenného skla, nízký

Kód zboží	Název	D x d (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2000	Žíhací kelímek z křemenného skla, nízký, 25 ml	50 x 20	358 Kč	ks
1850-2001	Žíhací kelímek z křemenného skla, nízký, 38 ml	55 x 22	423 Kč	ks
1850-2002	Žíhací kelímek z křemenného skla, nízký, 50 ml	60 x 25	650 Kč	ks
1850-2003	Žíhací kelímek z křemenného skla, nízký, 80 ml	70 x 28	878 Kč	ks
1850-2004	Žíhací kelímek z křemenného skla, nízký, 120 ml	80 x 32	1 560 Kč	ks




Žíhací kelímek z křemenného skla, střední

Kód zboží	Název	D x d (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2020	Žíhací kelímek z křemenného skla, střední, 30 ml	45 x 22	410 Kč	ks
1850-2021	Žíhací kelímek z křemenného skla, střední, 40 ml	50 x 25	475 Kč	ks
1850-2022	Žíhací kelímek z křemenného skla, střední, 53 ml	55 x 28	618 Kč	ks
1850-2023	Žíhací kelímek z křemenného skla, střední, 70 ml	60 x 30	780 Kč	ks
1850-2024	Žíhací kelímek z křemenného skla, střední, 100 ml	70 x 35	1 203 Kč	ks
1850-2025	Žíhací kelímek z křemenného skla, střední, 150 ml	80 x 40	1 755 Kč	ks



Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký

Kód zboží	Název	D x d (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2040	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 20 ml	35 x 19	345 Kč	ks
1850-2041	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 35 ml	40 x 20	442 Kč	ks
1850-2042	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 45 ml	45 x 22	553 Kč	ks
1850-2043	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 60 ml	50 x 25	813 Kč	ks
1850-2044	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 85 ml	55 x 28	988 Kč	ks
1850-2045	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 125 ml	60 x 30	1 528 Kč	ks
1850-2046	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 170 ml	70 x 35	2 178 Kč	ks
1850-2047	Žíhací kelímek z křemenného skla, vysoký, 250 ml	80 x 40	2 991 Kč	ks



Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo

Kód zboží	Název	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2060	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 35 mm dia.	3	670 Kč	ks
1850-2061	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 41 mm dia.	3	703 Kč	ks
1850-2062	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 46 mm dia.	4	781 Kč	ks
1850-2063	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 52 mm dia.	4	943 Kč	ks
1850-2064	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 58 mm dia.	4	1 040 Kč	ks
1850-2065	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 63 mm dia.	4	1 170 Kč	ks
1850-2066	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 70 mm dia.	4	1 268 Kč	ks
1850-2067	Víčko k žíhacímu kelímku, křemenné sklo, 80 mm dia.	4	1 495 Kč	ks



Odpařovací miska s výlevkou, křemenné sklo, ploché dno

Kód zboží	Název	D (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2080	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 25 ml	54	670 Kč	ks
1850-2081	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 30 ml	56	703 Kč	ks
1850-2082	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 40 ml	58	780 Kč	ks
1850-2083	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 50 ml	65	943 Kč	ks
1850-2084	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 60 ml	70	1 040 Kč	ks
1850-2085	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 80 ml	75	1 170 Kč	ks
1850-2086	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 100 ml	80	1 268 Kč	ks
1850-2087	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 125 ml	85	1 495 Kč	ks
1850-2088	Odpařovací miska křemenné sklo, ploché dno, 150 ml	90	1 658 Kč	ks




Kádinká nízká s výlevkou, křemenné sklo

Kód zboží	Název	D (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2100	Kádinká nízká s výlevkou, křemenné sklo, 25 ml	34	391 Kč	ks
1850-2101	Kádinká nízká s výlevkou, křemenné sklo, 50 ml	42	546 Kč	ks
1850-2102	Kádinká nízká s výlevkou, křemenné sklo, 100 ml	51	813 Kč	ks
1850-2103	Kádinká nízká s výlevkou, křemenné sklo, 150 ml	58	1 300 Kč	ks
1850-2104	Kádinká nízká s výlevkou, křemenné sklo, 250 ml	69	1 820 Kč	ks
1850-2105	Kádinka nízká s výlevkou, křemenné sklo, 400 ml	80	2 834 Kč	ks



Kádinká vysoká s výlevkou, křemenné sklo

Kód zboží	Název	D (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-2120	Kádinká vysoká s výlevkou, křemenné sklo, 50 ml	38	618 Kč	ks
1850-2121	Kádinká vysoká s výlevkou, křemenné sklo, 100 ml	47	891 Kč	ks
1850-2122	Kádinká vysoká s výlevkou, křemenné sklo, 150 ml	53	1 268 Kč	ks
1850-2123	Kádinká vysoká s výlevkou, křemenné sklo, 250 ml	62	2 015 Kč	ks



Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křemenné sklo

Kód zboží	Název	Vn. prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-4000	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 25 ml	35	Na dotaz	ks
1850-4001	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 50 ml	51	Na dotaz	ks
1850-4002	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 100 ml	63	Na dotaz	ks
1850-4003	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 200 ml	79	Na dotaz	ks
1850-4004	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 250 ml	80	Na dotaz	ks
1850-4005	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 300 ml	90	Na dotaz	ks
1850-4006	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 500 ml	95	Na dotaz	ks
1850-4007	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 750 ml	112	Na dotaz	ks
1850-4008	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 1000 ml	129	Na dotaz	ks
1850-4009	Baňka dle Erlenmeyera, širokohrdlá, křem. sklo, 2000 ml	150	Na dotaz	ks




Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křemenné sklo

Kód zboží	Název	Vn. prům (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-4020	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 25 ml	35	Na dotaz	ks
1850-4021	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 50 ml	54	Na dotaz	ks
1850-4022	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 100 ml	65	Na dotaz	ks
1850-4023	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 200 ml	73	Na dotaz	ks
1850-4024	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 250 ml	84	Na dotaz	ks
1850-4025	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 300 ml	88	Na dotaz	ks
1850-4026	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 500 ml	96	Na dotaz	ks
1850-4027	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 750 ml	118	Na dotaz	ks
1850-4028	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 1000 ml	136	Na dotaz	ks
1850-4029	Baňka dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, křem. sklo, 2000 ml	160	Na dotaz	ks



Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, křemenné sklo

Kód zboží	Název	Vn. prům (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-4040	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 25 ml	35	Na dotaz	ks
1850-4041	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 50 ml	54	Na dotaz	ks
1850-4042	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 100 ml	65	Na dotaz	ks
1850-4043	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 250 ml	73	Na dotaz	ks
1850-4044	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 500 ml	84	Na dotaz	ks
1850-4045	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 750 ml	88	Na dotaz	ks
1850-4046	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 1000 ml	96	Na dotaz	ks
1850-4047	Baňka kul. dno, širokohrdlá, křemenné sklo, 2000 ml	118	Na dotaz	ks



Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá, křemenné sklo

Kód zboží	Název	Vn. prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-4061	Baňka kul. dno, úzkohrdlá, křemenné sklo, 100 ml	63	Na dotaz	ks
1850-4062	Baňka kul. dno, úzkohrdlá, křemenné sklo, 250 ml	85	Na dotaz	ks
1850-4063	Baňka kul. dno, úzkohrdlá, křemenné sklo, 500 ml	105	Na dotaz	ks
1850-4064	Baňka kul. dno, úzkohrdlá, křemenné sklo, 750 ml	120	Na dotaz	ks
1850-4065	Baňka kul. dno, úzkohrdlá, křemenné sklo, 1000 ml	130	Na dotaz	ks
1850-4066	Baňka kul. dno, úzkohrdlá, křemenné sklo, 2000 ml	165	Na dotaz	ks



Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo

Kód zboží	Název	Vn. prům. (mm)	Prodejní cena	MJ
1850-4100	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 20 ml	40	Na dotaz	ks
1850-4101	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 40 ml	50	Na dotaz	ks
1850-4102	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 60 ml	60	Na dotaz	ks
1850-4103	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 100 ml	70	Na dotaz	ks
1850-4104	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 150 ml	80	Na dotaz	ks
1850-4105	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 300 ml	95	Na dotaz	ks
1850-4106	Miska krystalizační s výlevkou, křemenné sklo, 400 ml	100	Na dotaz	ks



Lodička navažovací porcelánová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1991-2001	Lodička navažovací porcelánová 18x37mm, 10 ks	594 Kč	bal
1991-2101	Lodička navažovací porcelánová 23x53mm, 10 ks	559 Kč	bal
1991-2201	Lodička navažovací porcelánová 29x64mm, 10 ks	811 Kč	bal






Lodička spalovací porcelánová, s ouškem

Kód zboží	Název	b (mm)	h (mm)	Prodejní cena	MJ
1992-4300	Lodička spalovací 103mm	14	9	16 Kč	ks
1992-4800	Lodička spalovací 90mm	14	8	16 Kč	ks






Nálevka Hirschova

Kód zboží	Název	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D2 (mm)	Prodejní cena	MJ
1910-8000	Nálevka Hirschova, typ 236	45	38	25	13	327 Kč	ks






Büchnerova nálevka

Kód zboží	Název	d (mm)	Prodejní cena	MJ
1910-7201	Nálevka Buchnerova 62mm, porcelánová	55	355 Kč	ks
1910-7301	Nálevka Buchnerova 77mm, porcelánová	70	415 Kč	ks
1910-7401	Nálevka Buchnerova 97mm, porcelánová	90	595 Kč	ks
1910-7501	Nálevka Buchnerova 116mm, porcelánová	110	743 Kč	ks
1910-7601	Nálevka Buchnerova 130mm, porcelánová	125	948 Kč	ks
1910-7701	Nálevka Buchnerova 156mm, porcelánová	150	1 260 Kč	ks
1910-7801	Nálevka Buchnerova 192mm, porcelánová	185	1 745 Kč	ks
1910-7901	Nálevka Buchnerova 248mm, porcelánová	240	4 482 Kč	ks
1910-7991	Nálevka Buchnerova 334mm, porcelánová	320	13 544 Kč	ks

d - doporučený průměr papíru






Třecí miska drsná (bez tloučku)

Kód zboží	Název	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1901-1000	Miska třecí porcelánová 60/51mm, drsná, bez tloučku	25	151 Kč	ks
1901-1110	Miska třecí porcelánová 80/63mm, drsná, bez tloučku	50	180 Kč	ks
1901-1120	Miska třecí porcelánová 90/76mm, drsná, bez tloučku	75	193 Kč	ks
1901-1200	Miska třecí porcelánová 100/83mm, drsná, bez tloučku	110	239 Kč	ks
1901-1300	Miska třecí porcelánová 125/105mm, drsná, bez tloučku	220	342 Kč	ks
1901-1320	Miska třecí porcelánová 144/125mm, drsná, bez tloučku	325	622 Kč	ks
1901-1500	Miska třecí porcelánová 183/150mm, drsná, bez tloučku	730	964 Kč	ks
1901-1600	Miska třecí porcelánová 215/180mm, drsná, bez tloučku	1135	1 228 Kč	ks
1901-1700	Miska třecí porcelánová 257/224mm, drsná, bez tloučku	2250	1 626 Kč	ks





Drsný tlouček k miskám

Kód zboží	Název	D (mm)	Prodejní cena	MJ
1903-3100	Tlouček porcelánový drsný 213a/1, 115 mm	24	92 Kč	ks
1903-3200	Tlouček porcelánový drsný 213a/2, 135 mm	30	92 Kč	ks
1903-3300	Tlouček porcelánový drsný, 150 mm	36	135 Kč	ks
1903-3400	Tlouček porcelánový drsný, 175 mm	42	164 Kč	ks
1903-3500	Tlouček porcelánový, 213b/5, 210 mm	55	282 Kč	ks
1903-3600	Tlouček porcelánový drsný, 250 mm	74	415 Kč	ks






Kelímek filtrační Goochův s děrovaným dnem

Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1921-0015	Kelímek Goochův 234/3, 5 ks	35	43	25	372 Kč	bal
1921-0017	Kelímek Goochův 234/4, 5 ks	39	49	35	455 Kč	bal
1921-0019	Kelímek Goochův 234/5, 5 ks	60	71	120	524 Kč	bal






Žíhací kelímek vysoký

Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1920-1300	Kelímek žíhací 3/30mm, vysoký, 5 ks	30	38	15	387 Kč	bal
1920-1350	Kelímek žíhací 3/35mm, vysoký, 5 ks	35	44	26	455 Kč	bal
1920-1400	Kelímek žíhací 3/40mm, vysoký, 5 ks	40	50	35	524 Kč	bal
1920-1450	Kelímek žíhací 3/45mm, vysoký, 5 ks	45	56	50	524 Kč	bal
1920-1500	Kelímek žíhací 3/50mm, vysoký, 5 ks	50	62	72	601 Kč	bal
1920-1600	Kelímek žíhací 3/60mm, vysoký, 5 ks	60	75	130	669 Kč	bal






Žíhací kelímek střední

Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1920-2350	Kelímek žíhací 2/35mm, střední, 5 ks	35	28	12	228 Kč	bal
1920-2400	Kelímek žíhací 2/40mm, střední, 5 ks	40	32	20	282 Kč	bal
1920-2450	Kelímek žíhací 2/45mm, střední, 5 ks	45	36	30	298 Kč	bal
1920-2500	Kelímek žíhací 2/50mm, střední, 5 ks	50	40	45	807 Kč	bal
1920-2600	Kelímek žíhací 2/60mm, střední, 5 ks	60	48	80	524 Kč	bal
1920-2700	Kelímek žíhací 2/70mm, střední, 5 ks	70	56	120	669 Kč	bal






Žíhací kelímek nízký

Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1920-3350	Kelímek žíhací 1/35mm, nízký, 5 ks	35	22	10	297 Kč	bal
1920-3400	Kelímek žíhací 1/40mm, nízký, 5 ks	40	25	17	298 Kč	bal
1920-3450	Kelímek žíhací 1/45mm, nízký, 5 ks	45	28	21	387 Kč	bal
1920-3500	Kelímek žíhací 1/50mm, nízký, 5 ks	50	32	34	456 Kč	bal
1920-3600	Kelímek žíhací 1/60mm, nízký, 5 ks	60	38	63	601 Kč	bal
1920-3700	Kelímek žíhací 1/70mm, nízký, 5 ks	70	44	91	822 Kč	bal






Víčko pro žíhací kelímek


Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1920-6030	Víčko k porcelánovému kelímku 30mm, 5 ks	229 Kč	bal
1920-6035	Víčko k porcelánovému kelímku 35mm, 5 ks	298 Kč	bal
1920-6040	Víčko k porcelánovému kelímku 40mm, 5 ks	296 Kč	bal
1920-6045	Víčko k porcelánovému kelímku 45mm, 5 ks	372 Kč	bal
1920-6050	Víčko k porcelánovému kelímku 50mm, 5 ks	372 Kč	bal
1920-6060	Víčko k porcelánovému kelímku 60mm, 5 ks	456 Kč	bal



Žíhací miska čtyřhranná

Kód zboží	Název	a (mm)	b (mm)	Prodejní cena	MJ
1940-2040	Žíhací miska čtyřhranná typ 255, 6 ml, 5 ks	50	35	372 Kč	bal
1940-2042	Žíhací miska čtyřhranná typ 255, 13 ml, 5 ks	62	40	524 Kč	bal
1940-2044	Žíhací miska čtyřhranná typ 255, 28 ml, 5 ks	74	49	601 Kč	bal
1940-2046	Žíhací miska čtyřhranná typ 255, 40 ml, 5 ks	95	65	670 Kč	bal






Žíhací miska hluboká

Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	Prodejní cena	MJ
1940-2000	Žíhací miska hluboká typ 203, 8 ml, 5 ks	30	15	228 Kč	bal
1940-2002	Žíhací miska hluboká typ 203, 21 ml, 5 ks	40	20	229 Kč	bal
1940-2004	Žíhací miska hluboká typ 203, 35 ml, 5 ks	50	25	372 Kč	bal
1940-2006	Žíhací miska hluboká typ 203, 64 ml, 5 ks	60	30	455 Kč	bal
1940-2008	Žíhací miska hluboká typ 203, 103 ml, 5 ks	70	35	455 Kč	bal






Žíhací miska hluboká s výlevkou

Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	Prodejní cena	MJ
1940-2020	Žíhací miska s výlevkou typ 205, 8 ml, 5 ks	30	15	298 Kč	bal
1940-2022	Žíhací miska s výlevkou typ 205, 21 ml, 5 ks	40	20	298 Kč	bal
1940-2024	Žíhací miska s výlevkou typ 205, 35 ml, 5 ks	50	25	387 Kč	bal
1940-2026	Žíhací miska s výlevkou typ 205, 64 ml, 5 ks	60	30	455 Kč	bal
1940-2028	Žíhací miska s výlevkou typ 205, 103 ml, 5 ks	70	35	455 Kč	bal






Žíhací miska s plochým dnem, bez výlevky

Kód zboží	Název	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1940-1200	Miska žíhací nízká, 204/2, 38mm, 5 ks	10	7	158 Kč	bal
1940-1300	Miska žíhací nízká, 204/3, 44mm, 5 ks	11	9	227 Kč	bal
1940-1400	Miska žíhací nízká, 204/4, 47mm, 5 ks	13	12	229 Kč	bal
1940-1600	Miska žíhací nízká, 204/6, 81mm, 5 ks	20	70	372 Kč	bal
1940-1800	Miska žíhací nízká, 204/8, 122mm, 5 ks	28	220	820 Kč	bal






Žíhací miska s plochým dnem a výlevkou

Kód zboží	Název	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1940-3100	Miska žíhací nízká, 208/1, 60mm, s výlevkou, 5 ks	14	20	524 Kč	bal
1940-3200	Miska žíhací nízká, 208/2, 70mm, s výlevkou, 5 ks	15	28	601 Kč	bal
1940-3300	Miska žíhací nízká, 208/3, 80mm, s výlevkou, 5 ks	20	55	670 Kč	bal
1940-3400	Miska žíhací nízká, 208/4, 100mm, s výlevkou, 5 ks	25	110	822 Kč	bal
1940-3500	Miska žíhací nízká, 208/5, 130mm, s výlevkou, 5 ks	30	250	1 112 Kč	bal
1940-3600	Miska žíhací nízká, 208/6, 160mm, s výlevkou, 5 ks	40	450	1 636 Kč	bal






Odpařovací misky s plochým dnem a držadlem

Kód zboží	Název	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1930-3200	Miska odpařovací s držadlem 209/2, 67mm	39	84	224 Kč	ks
1930-3300	Miska odpařovací s držadlem 209/3, 85mm	49	176	282 Kč	ks
1930-3400	Miska odpařovací s držadlem 209/4, 101mm	51	270	327 Kč	ks
1930-3500	Miska odpařovací s držadlem 209/5, 120mm	64	450	400 Kč	ks
1930-3600	Miska odpařovací s držadlem 209/6, 150mm	86	960	681 Kč	ks






Odpařovací miska s plochým dnem a výlevkou

Kód zboží	Název	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1930-2100	Miska odpařovací 274/1, 54mm, výlevka, 5 ks	22	22	524 Kč	bal
1930-2120	Miska odpařovací 274/1a, 70mm, výlevka, 5 ks	30	62	524 Kč	bal
1930-2200	Miska odpařovací 274/2, 86mm, výlevka, 5 ks	33	93	669 Kč	bal
1930-2300	Miska odpařovací 274/3, 98mm, výlevka, 5 ks	40	154	820 Kč	bal
1930-2400	Miska odpařovací 274/4, 112mm, výlevka, 5 ks	50	265	1 035 Kč	bal
1930-2600	Miska odpařovací 274/6, 145mm, výlevka, 5 ks	55	450	1 932 Kč	bal
1930-2800	Miska odpařovací 274/8, 169mm, výlevka	68	800	517 Kč	ks
1930-2900	Miska odpařovací 274/9, 195mm, výlevka	74	1200	681 Kč	ks
1930-2990	Miska odpařovací 274/10, 254mm, výlevka	105	3000	1 006 Kč	ks





Odpařovací miska s kulatým dnem a výlevkou, polohluboká

Kód zboží	Název	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1930-1100	Miska odpařovací kul. dno 207/1, 72mm, 5 ks	26	41	670 Kč	bal
1930-1200	Miska odpařovací kul. dno 207/2, 83mm, 5 ks	27	62	737 Kč	bal
1930-1300	Miska odpařovací kul. dno 207/3, 96mm, 5 ks	30	110	966 Kč	bal
1930-1400	Miska odpařovací kul. dno 207/4, 110mm, 5 ks	37	160	1 112 Kč	bal
1930-1420	Miska odpařovací kul. dno207/4a, 117mm, 5 ks	41	215	1 112 Kč	bal
1930-1500	Miska odpařovací kul. dno 207/5, 127mm, 5 ks	42	240	1 408 Kč	bal
1930-1600	Miska odpařovací kul. dno 207/6, 154mm, 5 ks	50	420	1 567 Kč	bal
1930-1700	Miska odpařovací kul. dno 207/7, 170mm, 5 ks	55	558	2 001 Kč	bal





Odpařovací miska s kulatým dnem a výlevkou, hluboká

Kód zboží	Název	H (mm)	V (ml)	Prodejní cena	MJ
1930-1121	Miska odpařovací kul. dno 206/1a, 61mm, 5 ks	28	36	670 Kč	bal
1930-1201	Miska odpařovací kul. dno 206/2, 77mm, 5 ks	33	72	820 Kč	bal
1930-1221	Miska odpařovací kul. dno 206/2a, 81mm, 5 ks	38	107	820 Kč	bal
1930-1301	Miska odpařovací kul. dno 206/3, 94mm, 5 ks	42	140	1 035 Kč	bal
1930-1321	Miska odpařovací kul. dno 206/3a, 103mm, 5 ks	45	190	1 035 Kč	bal
1930-1401	Miska odpařovací kul. dno 206/4, 112mm, 5 ks	47	232	1 408 Kč	bal
1930-1421	Miska odpařovací kul. dno 206/4a, 132mm, 5 ks	55	390	1 864 Kč	bal
1930-1501	Miska odpařovací kul. dno 206/5, 138mm, 5 ks	61	500	2 077 Kč	bal
1930-1601	Miska odpařovací kul. dno 206/6/0, 160mm, 5 ks	66	590	2 443 Kč	bal






Filtrační kelímek s porézním dnem

Kód zboží	Název	D1 x D2 x H (mm)	Prodejní cena	MJ
1921-0100	Filtrační kelímek 8 ml, porozita 6 µm	25 x 20 x 28	267 Kč	ks
1921-0102	Filtrační kelímek 8 ml, porozita 7 µm	25 x 20 x 28	267 Kč	ks
1921-0104	Filtrační kelímek 8 ml, porozita 8 µm	25 x 20 x 28	267 Kč	ks
1921-0106	Filtrační kelímek 15 ml, porozita 6 µm	30 x 24 x 35	282 Kč	ks
1921-0108	Filtrační kelímek 15 ml, porozita 7 µm	30 x 24 x 35	282 Kč	ks
1921-0110	Filtrační kelímek 15 ml, porozita 8 µm	30 x 24 x 35	282 Kč	ks
1921-0112	Filtrační kelímek 25 ml, porozita 6 µm	35 x 28 x 40	299 Kč	ks
1921-0114	Filtrační kelímek 25 ml, porozita 7 µm	35 x 28 x 40	299 Kč	ks
1921-0116	Filtrační kelímek 25 ml, porozita 8 µm	35 x 28 x 40	299 Kč	ks
1921-0118	Filtrační kelímek 35 ml, porozita 6 µm	40 x 30 x 43	313 Kč	ks
1921-0120	Filtrační kelímek 35 ml, porozita 7 µm	40 x 30 x 43	313 Kč	ks
1921-0122	Filtrační kelímek 35 ml, porozita 8 µm	40 x 30 x 43	313 Kč	ks
1921-0124	Filtrační kelímek 50 ml, porozita 6 µm	45 x 36 x 50	327 Kč	ks
1921-0126	Filtrační kelímek 50 ml, porozita 7 µm	45 x 36 x 50	327 Kč	ks
1921-0128	Filtrační kelímek 50 ml, porozita 8 µm	45 x 36 x 50	327 Kč	ks





Kádinka vysoká s výlevkou


Kód zboží	Název	D (mm)	H (mm)	Prodejní cena	MJ
1960-8000	Kádinka vysoká s výlevkou typ 226, 170 ml	52	90	193 Kč	ks
1960-8002	Kádinka vysoká s výlevkou typ 226, 225 ml	57	106	207 Kč	ks
1960-8004	Kádinka vysoká s výlevkou typ 226, 450 ml	70	143	267 Kč	ks
1960-8006	Kádinka vysoká s výlevkou typ 226, 1100 ml	101	157	429 Kč	ks





Kádinka nízká porcelánová s výlevkou

Kód zboží	Název	d (mm)	H (mm)	Prodejní cena	MJ
1960-7101	Kádinka porcelánová 275ml	70	85	224 Kč	ks
1960-7201	Kádinka porcelánová 400ml	80	100	267 Kč	ks
1960-7301	Kádinka porcelánová 600ml	90	116	342 Kč	ks
1960-7401	Kádinka porcelánová 800ml	100	130	429 Kč	ks
1960-7501	Kádinka porcelánová 1000ml	120	100	563 Kč	ks



Menzura porcelánová

Kód zboží	Název	d (mm)	H (mm)	Prodejní cena	MJ
1965-1101	Menzura porcelánová 100ml	45	90	327 Kč	ks
1965-1201	Menzura porcelánová 250ml	60	100	415 Kč	ks
1965-1301	Menzura porcelánová 500ml	85	130	622 Kč	ks
1965-1401	Menzura porcelánová 1000ml	100	160	917 Kč	ks



Lžíce porcelánová

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1993-8600	Lžíce porcelánová, typ 218a, délka 237 mm	295 Kč	ks



Kopisť dvojitá

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1993-8500	Kopisť dvojitá, typ 217, délka 104 mm	148 Kč	ks
1993-8502	Kopisť dvojitá, typ 217, délka 186 mm	193 Kč	ks
1993-8504	Kopisť dvojitá, typ 217, délka 250 mm	224 Kč	ks
1993-8506	Kopisť dvojitá, typ 217, délka 298 mm	267 Kč	ks



Kopisť porcelánová se lžicí

Kód zboží	Název	Prodejní cena	MJ
1993-8120	Kopisť porcelánová se lžicí 148mm	105 Kč	ks
1993-8220	Kopisť porcelánová se lžicí 200mm	180 Kč	ks
1993-8300	Kopisť porcelánová se lžicí 250mm	207 Kč	ks

